
CF-05E中英文说明书(骑马钉)

材质:105g哑粉纸 尺寸:65x130mm 印刷:4C+PANTONE COOL GRAY 11 C



产品目录 产品功效 ------注意事项 ------ 1 产品明细 ------使用说明 ------ 3 充电须知 ------ 5 常见问题 ------ 6 产品中有害物质的名称及含量 ------7 废物处理 ------ 8 环境保护 ------ 8 售后保障与服务 ------ 8 合格证 ------9 保修卡 ------ 9 售后联系方式 ------ 9 *使用产品前请仔细阅读本说明书,并妥善保存。

欢迎使用inFace inFace可视化黑头仪由深圳茵菲斯科技有限公司自主 研发制造,深圳茵菲斯科技有限公司隶属于深圳市米谷 智能有限公司。公司自成立以来,一直以产品的实用性 、功能性及安全性为设计核心理念,以打造科技智美的 产品为宗旨,努力探索,不断创新。 inFace可视化黑头仪

去除黑头 | 去除角质 | 净透毛孔 | 蓝光消炎

请仔细阅读并遵守以下安全指南:

1.本产品不防水,请勿将产品浸泡在任何形式的液体 2.请勿在盛水的浴缸、淋浴盆、洗脸盆或其他盛水器皿附 近使用产品,请保持产品及电源适配器干燥状态。 3.使用产品之前,请将手上的水或其它液体擦干,以免 4 请勿在脸部同一区域过度使用,否则可能会导致皮肤 变红紫和肿胀等现象出现。建议使用过程中在同一区域 的停留时间不超过3秒,每次护理时间不超过5分钟。 5.请勿在皮肤脆弱的部位上使用,如下巴、嘴角和眼周等 6.请勿在有开放性伤口、痤疮或丘疹的皮肤上使用该产

7.请勿在有切伤、进行过整容手术的部位、皮肤发炎、发 8 如果您在使用过程中感觉不适,请立即停止使用。 9.长时间连续使用后,机身若出现发热现象,该现象非产 品故障,请放心使用。 10.使用产品后,皮肤可能会出现泛红情况,这属干正堂 现象,一般1小时内红印会自行消退。 11.请勿在近距离内直视运行的LED灯 12.请勿让儿童使用本产品,请将本产品放置于儿童不 13.若产品出现损坏情况,请勿继续使用。 14.如果您有任何皮肤问题,请在使用本产品之前先咨


2.吸头 x4 4.防尘网 x2 5.USB充电线 x1

产品明细

打开包装盒,您将看到:

1.inFace可视化黑头仪主机 x1

(如有缺少一个或多个上述配件,请联系我司售后客服 吸头(4个吸头可更换)



inFace可视化黑头仪 防尘网 注:本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍,以及 一些名词的解释,仅可作为参考,用户使用时以实物为 准。有鉴于不断改进产品的一贯方针,本公司保留改变 产品规格的权利,恕不另行通知。

产品参数 产品名称:inFace可视化黑头仪 产品型号:CF-05E 产品海重:约1200 输入电压:5V= 输入功率:5W 持续工作时间:约60分钟 电池容量:800mAh 工作温度范围:0°C~40°C

2.机器开启后,短按"MODE"键,可以在"热敷-蓝光-3.每个模式工作5分钟进入待机模式,若待机90秒内 4.任意工作状态下,长按"电源/档位键"1.5秒,仪器关 5. "清洁模式"下, 短按"电源/档位键", 可以在"1档-2档 -3档-待机"之间循环切换,同时相对应的指示灯点亮 6."热敷模式"下,产品热敷部位加热到40±2度并恒

base on the actual object. In view of the consistent policy of

产品尺寸:160*31.5*31.5mm 待机电流:约30uA

1.长按"电源/档位键"1.5秒,电源开启,并进入待机状 清洁模式"之间循环切换,同时相应的指示灯常亮; 无使用任何操作, 仪器将自动关机:

温,同时"热敷模式"的指示灯常亮; 7. "蓝光模式"下,产品头部蓝光LED点亮; 8.当电池电压低于3.4V时,低电量红色指示灯闪烁90 9.充电时,档位白灯(LED1/LED2/LED3)依次循环 点亮,充满电后档位白灯(LED1/LED2/LED3)常亮; 10.充电时不可使用,按键操作无效。

【使用步骤】 1.下载并安装APP(具体详见APP下载安装步骤)

2.用手机APP连接仪器(具体详见APP功能说明) 3.使用前先清洁面部,用热毛巾热敷或者使用蒸脸器热 品热敷功能加速软化黑头,帮助轻松吸出黑头;

4.选择适合自己需求的吸头,安装在产品顶部并在手掌 或前臂测试吸力大小后再使用; 择合话的档位:

5.使用时可以根据自身皮肤状况短按"电源/档位键"选 6.使用时确保吸头紧贴皮肤,切勿有缝隙,否则不会形 成真空负压,无法有效吸出黑头; 7.使用仪器时保持移动,在同一部位的停留时间不要超 过3秒,每次使用时间不超过5分钟; 3.清洁完成后,可切换使用"蓝光模式"进行皮肤护理; 9.使用完毕后,长按"电源/档位键"1.5秒关闭产品; 10.面部清洁护理建议每周进行1次,具体使用频率须根

【APP下载安装】 使用手机浏览器扫一扫使用手册中的二维码后,点击下 载并安装即可(如使用微信扫一扫,需手动跳转到浏览



【APP功能说明】 通过APP连接仪器的摄像头,在使用过程中更加直观方 便的进行毛孔清洁。

1.产品开机进入待机状态,然后点开手机设置页面选择 产品对应的WIFI名称(如:inFace-xxxx),并连接。 2.打开"UDU"APP后进入首页,如未连接上设备,APP 3.点击"开启"后即可在APP界面内看到产品摄像头传 4.使用时可根据显示脸部皮肤的情况,适当调整黑头仪 5.点击"录像"后可将仪器摄像头传输的图像以视频的



开启界面 录像 / 拍照界面

2.清洁吸头时,请先将吸头从产品上取下来,并用温水 .产品不防水,每次使用后可用湿纸巾或湿布擦拭干净 机身,禁止使用腐蚀性溶液擦拭或用水冲洗。

6.点击"拍照"后可将仪器摄像头传输的图像以照片的 方式保存至手机中。 7.在使用完后直接手机后台关闭APP即可。

仪器第一次使用前请先充满电。 1.请选用标准合格的DC5V/1A适配器进行充电。 2.充电过程中三颗档位指示灯依次循环闪烁。 4.低电量时电源指示红灯慢闪90秒,请充满电后再使 ※ 连接电源10秒后仍未开始充电时,请确认Type-C线

1.清洁时请确保仪器处于关机状态,不能水洗,避免触

4.仪器摄像头镜片用棉签进行清洁,禁止用硬物触碰镜 片,避免刮花镜片。 5.请将仪器置于正常干燥室内环境存放。 6.请勿强烈冲击、敲击或摔击仪器。 7.请勿自行拆卸或修理本仪器,有关维修事宜,请与购

Q:为什么吸不出黑头?

里头,即可轻松吸出里头:

Q:使用中感觉到痛?

性肌肤一周使用两次。

插接是否接触不良或电源供电是否正常。

Q: 为什么连接不上手机APP? ② 点开手机设置页面选择仪器对应的WIFI名称(如 inFace-xxxx),并连接。

O: 为什么APP—直闪很? A: 可能是仪器电量不足,请给仪器充满电后再进行尝

Q: 充满电可以使用多久? A: 连接手机使用的情况下,可连续使用60分钟,未连接 手机使用的情况下,可连续使用90分钟。

A: ① 正常情况下毛孔保持闭合状态,使用前建议热敷或 者使用蒸脸器帮助毛孔打开,再用黑头导出液软化 ② 根据自身皮肤状况选择合适的吸头以及档位。

A: ① 由于真空负压的吸力作用,吸完后皮肤会轻微泛 ② 建议使用仪器时,在同一部位停留时间不超过3 秒,使用后可对皮肤进行冰敷,或搭配使用毛孔收敛

② 请选择较小的吸头; ③ 请在使用过程中保持移动,同一部位的停留时间 ④ 每次使用时间不宜超过5分钟。

A: 建议敏感肌和干性肌肤—周使用—次,油性和混合

O: 怎样选择合话的档位? A:使用仪器前可在手掌或前臂检测吸力,然后用于脸 部,建议从"1档"开始测试,逐渐调整到合适档位。

此标志标识产品的环保使用期限为10年,在环保使用 期限内,产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用 下不会发生外泄或突变,用户使用该产品不会对环境造 成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了 环保使用期要废弃时,必须按国家相关法律法规进行合

〇:表示该部件的材料有害物质含量符合GB/T26572

X:表示该部件的材料有害物质含量超出GB/T26572

注:含有毒有害或元素的部件皆因全球发展水平限制而

无法实现有毒有害物质或元素的替代品。

产品中有害物质的名称及含量

规定的限量要求以下。

的规定要求。

在本产品或使用说明书或包装上的此标示,提示此产品 使用寿命结束时,不能被当作一般家庭废物处理,请咨 询当地政府,根据废物的分类进行回收处理。在废弃器

2.把废物分成不同的回收再利用等级以便 售后保障与服务 1.inFace按照"国家新三包"服务标准为产品提供为期 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

> 的故障,我们会视情况更换零件或整个产品。 3 由请保修必须烙木产品和能够证明购买口期的证明 (购买发票) 一起交由商家售后。 ①由于使用不当造成的损坏,例如:使用错误的电源将 产品插入不合适的插座、人为损坏等。 ③用干其它用涂,或操作不当或非专业维修以及使用非

④易耗品、附赠配件等耗材配件。 ⑤因不可抗力因素(如雷电、地震、水灾等)造成的损坏。 注:在任何时候,切勿将仪器浸泡在水中,人为因素造 成机器损坏不在保修条款保护范围内。 以上所列, 若有变更, 以本公司新制定的有关规定或国 家更新的相关法律法规为准。具体保修条款,请咨询全 国统一服务热线:400-007-8388

具前,必须将电池从器具中取出;在取出电池时,器具 必须要断电;将电池放在安全地处置。

1.本产品和包装材料及配件都是用可回收

一年的保修,保修期从购买之日开始计算。 2.在保修期内对于产品因材料或生产过程的瑕疵产生

本公司的配件,导致的产品问题。

inFace 产品型号: <u>CF-05E</u> 生产日期: ______ 质 检; _____ 深圳市米谷智能有限公司

保修卡

园U6栋807 官方网站: www.migoosmart.com







Welcome to use inFace

inFace Visual Blackhead Remover is independently developed and manufactured by Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., which is affiliated to Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.. create products with technology and intellectual, and striving

Precautions ----- 12 FCC Warnning ----- 13 Product Details ------ 14 Product Parameters ----- 15 Instructions ----- 15 Operations ------ 16 Charging Instructions ----- 18 Cleaning and Maintenance —----- 18 Q&A ----- 18 Environmental Protection ----- 19 Waste Treatment —----- 20

Product List

Funcitions of the Product —----- 12

the product and keep it properly.

After-sales Protection and Service —----- 20 Certification ------ 21 Warranty Card ----- 21 After-sales Contact Information ----- 21

is product out of the reach of children.

inFace Visual Blackhead Remover Functions of the Product

Removing Blackheads | Exfoliating Cleaning Pores | Blue Light Anti-inflammatory

Precautions Keep the product away from bathtub, shower basin, washba-sin or other water-containing utensils, and keep the product and the power adapter dry. Dry your hands to prevent water or other liquids from it may cause the skin to become red, purple and swollen. It is recommended that the detention time in the same area during use should not exceed 3 seconds, and each treatment time 6. Do not use this product on skin with open wounds, acne or 7.Do not use it on cuts, areas that have undergone cosmetic

eating phenomenon, it is not a product failure, please rest assured to use it.

10.After using the product, the skin may appear reddish condition, which is a normal phenomenon, generally within 1 hour the redness will self-fade.
11.Do not look directly at the running LED light at close range. 12. Do not allow children to use this product, please place

been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
-children shall not play with the appliance FCC Warnning

party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonal guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

Reorient or relocate the receiving antenna.

Any Changes or modifications not expressly approved by the

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate

to radio or television reception, which can be determined by to correct the interference by one or more of the following -Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is


2.Suction Nozzle x4 3.Silicone O Ring x2 4.Dust Net x2 5.USB Charging Cable x1
6.User Manual and Warranty Card x1
(If one or more of the above accessories is missing, please

contact our after-sales customer service center.) ---

-this appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have

13. If the product is damaged, please stop using it.

14. If you have any skin problems, please consult a doctor before using this product.



inFace Visual User Manual and Blackhead Remover Warranty Card

requirement. The device can be used in portable exposure

Product Details

Model: CF-DSE Battery Capacity: 800mAh
Input Voltage: 5V = Input Power: 5W
Rated Voltage: 3.7V = Rated Power: 6W
Standby Current: About 30uA
Charging Time: About 2 hours
Charging Current: 600mA
Product Size: 160°31.5°31.5mm Net Weight: About 120g
Continuous Working Time: About 16 mins Working Temperature Range: 0°C~40°C 1.Long press the "ON / OFF(Function Switch) Button " for 1.5 seconds to turn on the device. Level 1-white LED flashes to to switch between "hot compress-blue light-cleaning" and

Product Parameters

Product Name: inFace Visual Blackheac Model: CF-05E Batter

the device will automatically shut down; Switch) Button " for 1.5 seconds, the device will shut down 5.In the "cleaning mode", short press the " ON / OFF(Function Switch) Button " to switch between "level 1 - level 2 - level 3 - standby", and the corresponding indicator lights are device is heated to 40 \pm 2 degrees and kept at a constant temperature, and the indicator light of "hot compress mode" 7.In the "blue light mode", the blue LED at the top of the device lights up; 8.When the battery voltage is lower than 3.4V, the low battery

mode. If there is no operation within 90 seconds of standby,

red indicator flashes for 90 seconds and automatically shuts

9.When charging, the three white indicators (LED1 / LED2 /

/ LED2 / LED3) are always on after fully charged; 10.Do not use when charging, the key operation is invalid.

3 4

[Steps for Usage] Download and install the APP (see APP download and install steps for details);

2.Connect the device with the APP (see APP function description for details); 3.Clean the face before using, apply a hot towel or use a the pores, and then apply a blackhead export nasal mask, turn on the device - hot compress function to accelerate the softening of the blackheads and help them easily suck out 4.Select the suction nozzle suitable for your needs, install it on the top of the device and test the suction force on the palm or forearm before using it; 5.When using, you can select suitable level according to your skin condition by pressing " ON / OFF(Function Switch) When using, make sure that the suction head is close to the

Use your mobile phone browser to the QR code in the manual, then

15 16

10.Facial cleaning care recommended once a week, the specific frequency of use must be adjusted according to their



Connecting to the camera of the device through APP makes it more intuitive and convenient to clean pores during use. 1. Turn on the device and enter the standby state, then click on

5 6

the phone settings page to select the WIFI name corresponding to the device (such as inFace-xxxx), and connect. 2.Open the " UDU " APP and go to the home page. If the device is not connected, the APP will prompt for operation instruc-

skin, and there should be no gaps, otherwise vacuum negative pressure will not be formed, and the blackheads will not be effectively sucked out;
7. Keep moving when using the device, and the detention time 8.After cleaning, you can switch to " blue light mode " for skin 9.After using, long press the "ON / OFF(Function Switch)
Button " for 1.5 seconds to turn off the device;



iOS system and Android system are common

Turn on 4.During using, the working position of the blackhead met can be adjusted appropriately according to the condition the displayed facial skin. 5.After clicking " Video ", the images transmitted by the device camera can be saved to the mobile phone as a video.
6.After clicking " Photo ", the image transmitted by the camera

Photo Button / Video Button



level based on the skin conditions.

7.After using it, just close the APP in the background of the

Charging Instructions L.Please use a standard qualified DC5V/1A adapter for

always on.

4.When the battery is low, the red indicator will flash slowly for 90 seconds. Please use it after fully charged.

** Connecting to the power supply, if charging is not started after 10 seconds, please confirm whether the Type-C cable is connected badly or whether the power supply is normal

corrosive solution wipe or wash with water. 4. Device camera lens with a cotton swab for cleaning, do not touch the lens with a hard object to avoid scratching the Lens.

5. Please store the device in the normal drying room.

3.After being fully charged, the three level indicators are

Cleaning and Maintenance When cleaning, make sure that the device is turned off and cannot be washed with water to avoid electric shock. When cleaning the suction nozzle, please remove the suction 3.The device is not waterproof, after each use can be used wet

an appropriate suction nozzle and select appropriate suction

Q: How long can it be using once it is fully charged? A: It can be using continuously for 60 mins when it is connected to the mobile phone and for 90 mins when it is not connect-

A: ① Due to the suction force of vacuum negative pressure, the skin will be slightly flushed following suction, which is normal and will fade away within 1 hour. ② It is recommended not to keep the device on one skin area for more than 3 sec when using the device. Ice compress can be conducted following

A: ① Please apply a lower level of suction; ② Please select a smaller suction nozzle; ③ Please keep moving during operation, Each treatment time should not exceed 5 minutes. Q: How often do you use it?

O: Why can't the APP be connected?

ate the recycling of useful materials.

A: Once in a week for sensitive skin and dry skin, twice a week for oily and mixed skin. Q: How to select an appropriate level? A: Before using the device, please check the suction force with your palm or forearm, then for the face, it is recommended to start the test from "Level 1", and then gradually adjust it to the

A: ① Please ensure that the visual blackhead vacuum device is turned on. ② WIFI in setting in your phone, then connect to the right WIFI of the device. Q: Why does the APP always about crash back? A: Probably due to low battery, please try again once the device is fully charged.

A: ① In normal cases, pores are closed. Before using the device, it is recommended to apply hot compress or use the facial steamer to open the pores, and then use the blackhead Environmental Protection 1.This product and packaging materials and accessories are recyclable materials.
 2.Divide waste into different recycling levels to facilit-

Waste Treatment

battery; the battery must be safely disposed.

end of its useful life. Please consult the local govern

After-sales Protection and Service

7 8

1.inFace provides a one-year warranty for products service standard. The warranty period starts from the date of 2.During the warranty period, for the failure of the product due to defects in the material or production process, we wil replace the parts or the entire product as appropriate. 3.To apply for warranty, the product and the proof (purchase invoice) that can prove the purchase date must be handed

19 20

outlet, man-made damage, etc.
②Product aging and wear caused by normal use. ries, resulting in product problems. 4 Consumables, accessories, etc..

Shenzhen Migoosmart Co., Ltd. After-sales Contact Information ①Damage caused by improper use, for example: using tl Tel: 0086-400-007-8388 wrong power supply, inserting the product into an unsuitable

⑤Damage caused by force majeure factors (such as lightning earthquake, flood, etc.). Note: Do not immerse the instrument in water at any time Damage to the machine caused by human factors i covered by the warranty. If there is any change in the above list, the relevant regulations newly formulated by the company or the relevant laws and regulations updated by the country shall prevail. For specific warranty terms, please consult the











