



Upute za uporabu

Hrvatski

4522 203 52511

Azurion

Izdanje 1.2

PHILIPS

Sadržaj

1	Uvod.....	15
1.1	Ove Upute za uporabu.....	15
1.2	Elektroničke upute za uporabu.....	15
1.2.1	Pretraživanje elektroničkih uputa za uporabu.....	15
1.3	Namjena sustava.....	16
1.4	Kompatibilnost.....	16
1.5	Kontraindikacije.....	17
1.6	Obuka.....	17
1.7	Pomoć i smjernice.....	17
2	Sigurnost.....	18
2.1	Postupci u slučaju nužde.....	18
2.1.1	Klinički hitni slučaj.....	18
2.1.2	Kardiopulmonalna reanimacija.....	18
2.1.3	Zaustavljanje u slučaju nužde.....	19
2.2	Električna sigurnost.....	20
2.3	Mehanička sigurnost.....	20
2.4	Sprečavanje eksplozija.....	21
2.5	Sprečavanje požara.....	21
2.6	Elektromagnetska kompatibilnost.....	22
2.7	Zaštita od zračenja.....	22
2.7.1	Smjernice za pedijatrijsko zračenje.....	24
2.8	Opasne tvari.....	25
3	O sustavu.....	27
3.1	Oprema u sobi za preglede.....	28
3.1.1	Postolje.....	28
3.1.2	FlexVision (opcija).....	29
3.1.3	FlexMove (opcija).....	29
3.1.4	Sprečavanje sudara (BodyGuard).....	30
3.1.5	Ručno poništavanje sprječavanja sudara.....	32
3.1.6	Inteligentna zaštita od sudara.....	33
3.1.7	Stol za pacijenta.....	34
3.1.8	Upravljački modul.....	35
3.1.9	Modul dodirnog zaslona.....	36
3.1.10	Konfiguracija monitora.....	37

3.1.11	Nožni prekidač.....	38
3.1.12	Ručni prekidači.....	40
3.1.13	Daljinski upravljač.....	41
3.1.14	Miš i stol za miš (opcija).....	42
3.1.15	Sterilni pokrivači.....	42
3.2	Oprema u kontrolnoj sobi.....	42
3.2.1	Modul za provjeru.....	43
3.2.2	Modul dodirnog zaslona.....	44
3.2.3	FlexSpot (opcija).....	45
3.2.4	Dodatni FlexSpot (opcija).....	45
4	Pokretanje i zaustavljanje sustava.....	46
4.1	Pokretanje sustava.....	46
4.1.1	Pristup sustavu u slučaju nužde.....	47
4.1.2	Uključivanje samo monitora (opcija).....	47
4.2	Ponovno pokretanje sustava.....	47
4.3	Kvar napajanja.....	48
4.3.1	Neprekidno napajanje (opcija).....	48
4.4	Ponovno pokretanje nakon isključivanja u slučaju nužde.....	49
4.5	Zaustavljanje sustava.....	49
5	Priprema pretrage pacijenta.....	50
5.1	Baza podataka pacijenta.....	50
5.2	Kartice ProcedureCard.....	52
5.3	Zakazivanje pretrage s bolničkog radnog popisa.....	52
5.4	Ručno zakazivanje pretrage.....	53
5.5	Uređivanje zakazane pretrage.....	53
5.6	Provjera dostupnog diskovnog prostora za pohranu.....	54
5.7	Pokretanje pretrage.....	54
5.8	Namještanje pacijenta na stol.....	55
5.8.1	Upotreba remenja za pacijenta.....	56
5.8.2	Promjena orijentacije pacijenta.....	58
5.9	Priprema sustava.....	59
5.9.1	Sigurnosne informacije.....	59
5.9.2	Namještanje C-luka.....	60
5.9.3	FlexMove.....	61
5.9.4	Upravljački moduli.....	61
5.9.5	Namještanje stropnog ovjesa monitora.....	63

5.9.6	Namještanje stola.....	64
5.9.7	Upotreba zaštite od zračenja.....	68
5.9.8	Upotreba sterilnih prekrivača.....	71
5.10	Upotreba stola za operacijsku salu.....	72
5.10.1	Maquet Operacijski stol.....	73
5.10.2	Kirurški stol Trumpf.....	74
5.10.3	Postavljanje sterilnih i jednokratnih prekrivača.....	77
6	Izvršavanje postupaka.....	79
6.1	Opći tijek rada snimanja.....	79
6.2	Omogućavanje rendgenskog zračenja.....	80
6.3	Pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja.....	80
6.3.1	Zvučni signali.....	81
6.4	Snimanje slika.....	82
6.4.1	Spremnost sustava.....	82
6.4.2	Snimanje slika dijaskopije.....	83
6.4.3	Upotreba zatvarača i klinova	86
6.4.4	Snimanje slika izlaganja.....	90
6.4.5	Pozicioniranje u nulti položaj.....	91
6.5	Snimanje slika u slučaju nužde.....	92
6.6	Zaključavanje i otključavanje pomicanja C-luka i stola.....	93
6.7	Izocentriranje.....	94
6.7.1	Vraćanje položaja izocentra.....	95
6.8	Orijentacija slike.....	95
6.9	Odabir drugačijeg zadanog izgleda za FlexVision.....	96
6.9.1	Spremanje izmijenjenog zadanog izgleda za FlexVision.....	97
6.9.2	Upotreba čuvara zaslona na monitoru FlexVision.....	97
6.10	Upotreba monitora koji se mogu zamijeniti.....	98
6.11	Spajanje injektora.....	99
6.11.1	Nespojeni način rada.....	99
6.11.2	Spojeni način rada.....	100
6.12	Višefazno snimanje.....	100
6.12.1	Promjena postavki višefaznog snimanja.....	101
6.13	Bolus Chase.....	101
6.13.1	Snimanje kontrastnog snimanja.....	102
6.13.2	Izvršavanje snimanja s maskom (dodatno).....	104
6.14	Roadmap Pro.....	104

6.14.1	Upotreba za Roadmap Pro.....	105
6.14.2	Upotreba funkcije SmartMask.....	105
6.15	EKG pokretanje.....	106
6.16	Rotirajuće skeniranje.....	107
6.16.1	Rotirajuće skeniranje u fiksnom položaju.....	107
6.16.2	Izvršavanje slobodnog rotirajućeg skeniranja.....	108
6.16.3	XperCT.....	109
6.16.4	XperCT Dual.....	111
6.16.5	CardiacSwing.....	112
6.17	Postupci elektrofiziologije.....	117
6.18	Pretpregled serija i slika za automatsko arhiviranje.....	117
6.19	Završavanje pretrage.....	117
6.20	Izvešća o dozi.....	118
6.20.1	Prikazivanje izvješća o dozi sekundarnog snimanja.....	118
6.20.2	Ispisivanje izvješća o dozi sekundarnog snimanja.....	119
7	Provjera.....	120
7.1	Trenutni paralelni rad.....	120
7.2	Provjera serije na prozoru provjere.....	120
7.3	Provjera serije s pomoću modula dodirnog zaslona.....	122
7.4	Upotreba pokazivača u sali za intervencije.....	123
7.5	Zaštita pretraga i uklanjanje zaštite na njima.....	124
7.6	Provjera podataka povijesti za zakazanog pacijenta.....	124
7.7	Uvoz pretraga ili serija za provjeru.....	125
7.7.1	Uvoz pretraga ili serija s mrežne lokacije.....	125
7.7.2	Uvoz pretraga i serija s USB uređaja, CD ili DVD medija.....	125
7.8	Bolus Chase Reconstruction.....	127
7.8.1	Zadaci.....	127
7.8.2	Rekonstrukcija.....	128
7.8.3	Obrada.....	131
7.9	Rješavanje problema miješanja pacijenata.....	131
8	Obrada.....	133
8.1	Zumiranje.....	134
8.2	Pomicanje.....	135
8.3	Podešavanje kontrasta i svjetline.....	135
8.4	Poboljšanje rubova na slikama.....	136
8.5	Preokretanje slika.....	137

8.6	Dodavanje bilješki.....	137
8.6.1	Dodavanje tekstualne bilješke.....	138
8.6.2	Dodavanje strelice.....	138
8.6.3	Dodavanje elipse.....	139
8.6.4	Dodavanje pravokutnika.....	140
8.6.5	Dodavanje poliliniije	140
8.7	Obrezivanje slika.....	141
8.8	Upotreba suptrakcije.....	142
8.8.1	Promjena izuzimanja maske.....	142
8.8.2	Podešavanje položaja maske.....	143
8.9	Upotreba funkcije Landmarking (Postavljanje orijenira).....	143
8.10	Stvaranje slike View Trace.....	144
8.11	Kopiranje slika i serija na referentne prozore.....	145
8.12	Izrada snimke stanja.....	146
8.13	Označavanje slika zastavicom.....	146
8.14	Mjerenja.....	146
8.14.1	Mjerenje udaljenosti.....	147
8.14.2	Mjerenje poliliniije.....	147
8.14.3	Mjerenje omjera.....	148
8.14.4	Mjerenje kuta.....	148
8.14.5	Mjerenje otvorenog kuta.....	149
8.14.6	Ručna kalibracija.....	149
9	Izvoz i ispis.....	152
9.1	Izvoz podataka.....	152
9.1.1	Izvoz podataka na USB memoriju.....	152
9.1.2	Izvoz podataka na CD/DVD.....	154
9.1.3	Izvoz podataka u PACS.....	156
9.1.4	Izvoz podataka povlačenjem i ispuštanjem.....	157
9.2	Ispis.....	158
9.3	Prikaz zadataka sustava u pregledniku zadataka.....	159
10	2D kvantitativna analiza (opcija).....	161
10.1	Namjena softvera 2D Quantitative Analysis.....	161
10.2	Snimanje rendgenskih slika.....	162
10.3	Starting (Pokretanje) 2D kvantitativna analiza.....	163
10.4	Smjernice za kalibraciju.....	163
10.5	Kvantitativna koronarna analiza / Kvantitativna analiza krvnih žila (QCA/QVA).....	165

10.5.1	Zadaci QCA/QVA.....	165
10.5.2	Zadatak Select Series (Odabir serije).....	166
10.5.3	Zadatak Kalibracija.....	166
10.5.4	Zadatak Analiza.....	169
10.5.5	Zadatak Result (Rezultat).....	171
10.6	Analiza lijeve klijetke (LVA) / Analiza desne klijetke (RVA).....	172
10.6.1	Zadaci LVA/RVA.....	173
10.6.2	Zadatak Odabir serije.....	173
10.6.3	Zadatak Kalibracija.....	173
10.6.4	Zadatak odabira slike na kraju dijastole.....	176
10.6.5	Zadatak Krajnji sistolički (ES).....	178
10.6.6	Uređivanje obrisa.....	181
10.6.7	Zadatak Result (Rezultat).....	181
10.7	Upravljanje rezultatima.....	187
10.7.1	Spremanje stranice s rezultatima.....	187
10.7.2	Provjera spremljene stranice s rezultatima.....	187
10.7.3	Brisanje stranice s rezultatima.....	188
10.8	Postavke 2D kvantitativne analize (2D-QA).....	188
10.8.1	Mijenjanje zadanih postavki kalibracije.....	188
10.8.2	Mijenjanje zadanih postavki prikaza krivulje kod analize QCA/QVA.....	189
10.8.3	Promjena zadanih postavki analize lijeve klijetke (LVA).....	189
10.8.4	Promjena zadanih postavki analize desne klijetke (RVA).....	190
11	Upotreba druge opreme.....	192
11.1	Dodatna oprema.....	192
11.1.1	Dodatna pomoćna vodilica stola.....	192
11.1.2	Oslonci za ruke.....	193
11.1.3	Upotreba oslonca za lakat.....	193
11.1.4	Upotreba ploče oslonca za ruku.....	193
11.1.5	Upotreba oslonca za ruku podesivog po visini.....	194
11.1.6	Upotreba ploče oslonca za rame.....	196
11.1.7	Stalak za infuziju.....	196
11.1.8	Moždani filtar.....	196
11.1.9	Periferni rendgenski filtri.....	197
11.1.10	Oslonac za glavu.....	198
11.1.11	Madrac.....	198
11.1.12	Neuroradiološki umetak.....	199

11.1.13	Kompresor na koloturu.....	199
11.1.14	Stezaljke na vodilici za dodatnu opremu.....	200
11.1.15	Komplet ručki i stezaljki.....	200
11.1.16	Laserski alat XperGuide (opcija).....	201
11.1.17	Bežični nožni prekidač (opcija).....	204
11.1.18	Stezaljke za dodatnu opremu na stolu.....	208
11.2	Sučelja trećih strana.....	208
11.2.1	Izjave o kompatibilnosti.....	208
11.2.2	Priključivanje injektora.....	209
11.2.3	Povezivanje s videosadržajem.....	209
11.3	Ostali uređaji.....	210
11.3.1	MultiSwitch (opcija).....	210
11.3.2	Zidna priključna kutija (opcija).....	210
11.3.3	Interfon (opcija).....	211
11.3.4	Stalak za opremu (opcija).....	211
11.3.5	Postolje (opcija).....	212
11.3.6	Ručica za pomicanje (opcija).....	213
11.3.7	Komplet kabela od 8 metara (opcija).....	214
11.3.8	Ploče sučelja stola.....	214
12	Korisničko prilagođavanje.....	217
12.1	Promjena lozinke.....	217
12.2	Prikazivanje informacija o sustavu i licenci.....	218
12.3	Postavljanje datuma i vremena.....	218
12.4	Mijenjanje formata datuma i vremena.....	219
12.5	Mijenjanje popisa liječnika.....	219
12.6	Upravljanje zadanim izgledima iz kontrolne sobe.....	220
12.7	Upravljanje grupama zadanih izgleda iz kontrolne sobe.....	222
12.8	Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona.....	224
12.9	Upravljanje grupama zadanih izgleda za FlexVision s pomoću modula dodirnog zaslona...	227
12.10	Mijenjanje postavki automatske kontrole položaja.....	228
12.11	Prilagođavanje položaja za APC za protokole rendgenskog snimanja.....	230
12.12	Mijenjanje preferencija prikaza.....	231
12.13	Mijenjanje preferencija zaslona.....	232
12.14	Prilagođavanje unaprijed određenih bilješki.....	232
12.15	Mijenjanje postavki ispisa.....	233

13	Administracija sustava.....	235
13.1	Mijenjanje regionalnih postavki.....	235
13.2	Konfiguriranje postavki revizijskog traga.....	236
13.3	Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav.....	237
13.3.1	Dodavanje i brisanje korisnika.....	237
13.3.2	Ponovno postavljanje lozinke korisnika.....	238
13.4	Promjena općih postavki pacijenta i tijeka rada.....	238
13.5	Omogućavanje i onemogućavanje uvoza i izvoza podataka na uređaj za pohranu.....	239
13.6	Mapiranje RIS kodova u kartice ProcedureCard.....	240
13.7	DICOM Settings (DICOM postavke).....	241
13.7.1	Konfiguriranje lokalnih postavki.....	241
13.7.2	Konfiguriranje upravljanja radnim popisom i upravitelja za proceduralni korak za izvršeni modalitet (MPPS).....	243
13.7.3	Konfiguriranje udaljenih sustava.....	244
13.7.4	Konfiguriranje DICOM pisača.....	245
13.8	Konfiguriranje protokola izvoza.....	246
13.9	Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka.....	248
13.10	Network Configuration (Mrežna konfiguracija).....	249
13.11	Omogućavanje ili onemogućavanje daljinske podrške.....	249
13.12	Upravljanje karticama ProcedureCard.....	250
13.12.1	Promjena zadane kartice ProcedureCard.....	251
13.12.2	Stvaranje nove kartice ProcedureCard.....	252
13.12.3	Uređivanje kartice ProcedureCard.....	252
13.12.4	Kopiranje kartice ProcedureCard.....	254
13.12.5	Pomicanje kartice ProcedureCard.....	254
13.12.6	Brisanje kartice ProcedureCard.....	254
13.12.7	Upravljanje grupama kartica ProcedureCard.....	255
13.12.8	Uvoz, izvoz i vraćanje kartica ProcedureCard.....	256
13.13	Izvoz postavki.....	257
13.14	Uvoz postavki.....	257
13.15	Vraćanje tvornički zadanih postavki.....	258
14	Održavanje.....	259
14.1	Čišćenje i dezinfekcija.....	259
14.1.1	Čišćenje stropnih vodicica.....	261
14.2	Uklanjanje i zamjena rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja.....	261
14.2.1	Uklanjanje rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja.....	261

14.2.2	Zamjena rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja.....	262
14.3	Zamjena baterija.....	263
14.4	Raspored planiranog održavanja.....	263
14.5	Način rada korisničke kontrole kvalitete.....	264
14.6	Korisnička provjera.....	264
14.6.1	Testiranje kontrole automatskog izlaganja.....	265
14.6.2	Provjera ograničenja snopa.....	265
14.7	Prikaz i provjera mrežnih veza.....	266
14.8	Aktiviranje čuvara zaslona.....	267
14.9	Prikazivanje zapisnika revizije.....	267
14.10	Spremanje informacija za tehničku podršku.....	267
14.10.1	Spremanje serije za tehničku podršku.....	268
14.10.2	Spremanje datoteke zapisnika za tehničku podršku.....	268
14.11	Omogućavanje i onemogućavanje daljinske pomoći.....	268
14.12	Ažuriranje softvera sustava.....	269
14.13	Pokazivanje testne slike monitora.....	271
14.14	XperCT Kalibracija.....	271
14.14.1	Kalibracija prije skeniranja.....	272
14.15	Utjecaj sustava na okoliš.....	272
14.16	Odlaganje sustava.....	272
15	Sigurnost.....	274
15.1	Odgovornosti kupca.....	274
15.1.1	Rizici vezani uz sigurnost.....	274
15.2	Zaštita od zlonamjernog softvera.....	275
15.2.1	Sigurnosne zakrpe.....	275
15.2.2	Zaštita putem popisa dopuštenog softvera.....	275
16	Tehnički podaci.....	276
16.1	Zahtjevi za zaštitu okoliša.....	276
16.2	Konfiguracija rendgenskog sustava.....	276
16.2.1	Izlazna snaga cijevi.....	278
16.2.2	Točnost dozimetrijskih pokazatelja i automatskog sustava kontrole.....	279
16.3	Generator rendgenskog zračenja.....	279
16.4	Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja.....	282
16.5	Snaga električne mreže.....	282
16.6	Stropni ovjes monitora.....	283
16.6.1	Stropni ovjes monitora za FlexVision (XL).....	284

16.6.2	Podržane kombinacije monitora.....	284
16.6.3	Sučelje kableske mreže MCS-a.....	285
16.7	Stropni ovjes monitora s opružnom polugom.....	285
16.8	Krak za medicinski monitor.....	285
16.9	Svjetlo za pregled.....	286
16.10	Detektori.....	286
16.11	Nosači snopa.....	288
16.12	Nosači snopa za FlexMove.....	291
16.13	Stol za pacijenta.....	292
16.14	Dodatna oprema i odvojivi dijelovi.....	294
16.14.1	Laserski alat XperGuide.....	295
16.15	Bežični nožni prekidač.....	295
16.16	Zaštita od zračenja sa stropnim ovjesom.....	295
16.17	Zidna priključna kutija.....	296
16.18	Mrežni podaci.....	297
16.19	Postavke sustava koje utječu na dozu zračenja.....	297
16.19.1	Odabir protokola rendgenskog snimanja.....	297
16.19.2	Vrijeme dijaskopije i izlaganja potrebno za dostizanje granice od 2 Gy.....	302
16.19.3	Fiksator udaljenosti od izvora do kože.....	304
16.20	Tipične vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku.....	304
16.20.1	Sustavi C12 / F12.....	305
16.20.2	Sustavi F15.....	310
16.20.3	Sustavi C20 / F20.....	315
16.20.4	Primjeri postavki s relativno visokom kermom (brzinom kerme) u zraku.....	320
16.20.5	Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku.....	321
16.21	Zaštita od zalutalog zračenja.....	323
16.21.1	Obuhvaćeno područje.....	323
16.21.2	Karte izokerme za sustav C12 / F12.....	324
16.21.3	Karte izokerme za sustav F15 i sustav C20/F20.....	325
16.21.4	Karte izokerme za sustav B20.....	326
16.21.5	Dodatno filtriranje.....	327
16.21.6	Korisničke informacije o dozi i snimanju za CT rekonstrukcije Cone Beam.....	328
16.22	Elektromagnetska kompatibilnost.....	332
16.23	Oznake opreme.....	335
16.24	Simboli koji se koriste na opremi.....	348

17	Regulatorni podaci.....	351
17.1	Često korištene funkcije.....	351
17.2	Primijenjeni dijelovi.....	351
17.3	Verzija sustava.....	352
17.4	Softver trećih strana.....	353
17.5	Spojevi za priključivanje i opremu.....	353
17.6	Kontakt s proizvođačem.....	357
18	Podsjetnik.....	358
18.1	WorkSpot.....	358
18.1.1	Monitor za prikaz rendgenskih slika.....	358
18.1.2	Monitor za pregled.....	360
18.2	FlexSpot (opcija).....	362
18.2.1	Primarni monitor za FlexSpot.....	363
18.2.2	Sekundarni monitor za FlexSpot.....	364
18.2.3	Dodatni FlexSpot.....	364
18.3	FlexVision (opcija).....	364
18.4	Modul dodirnog zaslona.....	366
18.4.1	Pokreti na dodirnom zaslonu.....	367
18.5	Područje statusa.....	367
18.5.1	Područje statusa – sustav s jednom ravninom.....	368
18.5.2	Područje statusa – sustav s dvije ravnine.....	371
18.5.3	Pokazatelji sudara.....	379
18.6	Alatne trake.....	381
18.7	Globalni alati.....	382
18.8	Upravljački modul sustava s jednom ravninom.....	383
18.9	Upravljački moduli sustava s dvije ravnine.....	386
18.10	Modul za provjeru.....	388
18.11	Upotreba miša.....	390
18.12	Daljinski upravljač.....	390
18.13	Alatne trake na glavnom prozoru aplikacije Bolus Chase Reconstruction.....	392
18.14	Alatna traka na prozoru za preglednu sliku aplikacije Bolus Chase Reconstruction.....	393
19	Pojmovnik.....	395
19.1	Definicije.....	395
19.1.1	Prozori, ploče, prikazi i okviri prikaza.....	395
19.1.2	Stol za pacijenta: liječnikova strana i strana za medicinsku sestru.....	396
19.1.3	Definicije povezane s dozom.....	397

19.1.4	Model doze.....	399
19.1.5	Intervencijski alati.....	401
19.1.6	Načini kontrole injektora.....	401
19.2	Kratice.....	402

1 Uvod

Dobrodošli u Azurion Upute za uporabu. Prije upotrebe sustava, pročitajte Upute za uporabu, posebno informacije navedene u u odjeljku Sigurnost.

1.1 Ove Upute za uporabu

Ove bi vam upute za uporabu trebale pomoći u sigurnom i učinkovitom rukovanju sustavom.

Važne sigurnosne informacije uključuju sljedeće:



UPOZORENJE

Upozorenje vas upozorava na potencijalno ozbiljne posljedice, štetne događaje ili sigurnosni rizik. Nepoštivanje upozorenja može rezultirati smrtonosnim ili teškim ozljedama rukovatelja ili pacijenta.



OPREZ

Oznaka Oprez upozorava na to kada je potrebno biti posebno pažljiv kako bi se osigurala sigurna i učinkovita upotreba proizvoda. Nepoštivanje oznake opreza može rezultirati blažim ozljedama ili oštećenjima opreme te predstavlja daljnji rizik od ozbiljnijih ozljeda ili onečišćenja okoliša.

NAPOMENA Napomenama se ističu neobične točke kao pomoć rukovatelju.

Elektronička verzija ovih uputa za uporabu može se pregledati u sustavu. Isporučuje se i komplet tiskanih kartica s uputama za hitne slučajeve.

U ovom se priručniku opisuju određeni proizvodi ili značajke koje nisu dostupne u svim zemljama. Informacije o dostupnosti proizvoda ili značajki u vašoj regiji zatražite od lokalnog prodajnog predstavnika.

1.2 Elektroničke upute za uporabu

Ove Upute za uporabu mogu se pregledavati na zaslonu tijekom uporabe sustava.

- Kako biste otvorili elektroničke Upute za uporabu učinite jedno od sljedećeg:
 - U izborniku **Help (Pomoć)** u prozoru provjere pritisnite **Help (Pomoć)**.
 - Pritisnite F1 na tipkovnici.
- Kako biste pomaknuli prozor na kojem se nalaze elektroničke Upute za uporabu, povucite zaglavlje na željeno mjesto na zaslonu.
- Naslove tema možete pregledati u sadržaju na lijevoj ploči prozora na kojem se prikazuju upute.
- Kako biste proširili i zatvorili temu, pritisnite strelicu uz njezin naslov. Ako uz naslov nema strelice, ta se tema ne može dalje širiti.
- Kako biste izravno pristupili temi, pritisnite odgovarajući naslov u sadržaju. Tema se prikazuje na desnoj ploči prozora na kojem se prikazuju upute.
- Kako biste se kroz teme pomicali u nizu, pritisnite **Back (Natrag)** ili **Forward (Naprijed)**.
- Kako biste zatvorili elektroničke Upute za uporabu, pritisnite **Close (Zatvori)**.

Elektroničke Upute za uporabu dostupne su na nekoliko jezika. Dodatne pojedinosti o tome kako promijeniti jezik potražite u poglavlju [Mijenjanje regionalnih postavki \(stranica 235\)](#).

1.2.1 Pretraživanje elektroničkih uputa za uporabu

Elektroničke upute za uporabu možete pretražiti pomoću ključnih riječi koje će vam pomoći da brže pronađete ono što tražite.

- 1 Pritisnite unutar okvira za pretragu i unesite ključne riječi koje želite tražiti.
- 2  Pritisnite **Search (Pretraži)** ili pritisnite tipku Enter kako biste prikazali rezultate pretrage u prozoru za pretraživanje.
- 3 Za prikaz teme pritisnite istu u rezultatima pretraživanja.

1.3 Namjena sustava



OPREZ

Savezni zakon SAD-a prodaju, distribuciju i upotrebu ovog uređaja dopušta samo liječnicima i osobama koje je liječnik za to ovlastio.

Indikacije za upotrebu

Serija Azurion (unutar granica korištenog stola za operacijsku salu) namijenjena je za:

- navođenje slike tijekom dijagnostičkih, intervencijskih i minimalno invazivnih kirurških postupaka na sljedećim područjima kliničke primjene: vaskularni, nevaskularni, kardiovaskularni i neurološki sustav
- kardiološka snimanja, uključujući dijagnostiku, intervencijske i minimalno invazivne kirurške postupke.

Osim toga:

- Serija Azurion može se upotrebljavati u hibridnim operacijskim salama.
- Serija Azurion sadrži niz značajki koje omogućuju fleksibilan proceduralni tijek rada usmjeren na pacijenta.

Populacija pacijenata

Svi ljudski pacijenti svih uzrasta. Težina pacijenta ograničena je specifikacijom stola za pacijente.

Profil predviđenog rukovatelja

Serijom Azurion trebali bi se koristiti i rukovati: adekvatno podučeni, kvalificirani i ovlašteni zdravstveni djelatnici koji razumiju sigurnosne podatke i postupke u slučaju nužde utvrđene lokalnim zakonima i propisima za djelatnike na radiologiji.

Kliničko okruženje

Sustav Azurion fiksni je i stacionarni sustav koji se može koristiti u kliničkom okruženju koje zadovoljava lokalne zakone i propise za radiološke rendgenske sustave u sterilnim i nesterilnim okruženjima.

Opća sigurnost i učinkovitost

Kako bi se podučenom zdravstvenom djelatniku olakšalo sigurno i učinkovito rukovanje sustavom, uz ostale oznake sustava isporučuju se i upute za uporabu i održava se obuka prilikom primopredaje sustava.

1.4 Kompatibilnost



UPOZORENJE

Sustav nemojte upotrebljavati u kombinaciji s drugim dijelovima ili proizvodima osim ako ih je tvrtka Philips Medical Systems izričito navela kao kompatibilne.

Pregled kompatibilnosti komponenti koje se mogu provjeriti prema uredbi 21CFR1020.30 (g) dostupan je u sustavu za distribuciju dokumenata InCenter. Prijavite se na sljedećem web-mjestu s pomoću korisničkog računa InCenter koji je isporučen s ovim sustavom:

incenter.medical.philips.com

Dodatne informacije dostupne su kod proizvođača. Pogledajte [Kontakt s proizvođačem \(stranica 357\)](#).

1.5 Kontraindikacije

Izbjegavajte upotrebu sustava na trudnicama ili pacijenticama koje bi mogle biti trudne. No ta se opasnost može zanemariti ako prevagnu koristi postavljanja dijagnoze ili liječenja teške bolesti. Osoblje koje upravlja sustavom odgovorno je za donošenje te odluke. Izbjegavajte upotrebu sustava u slučaju postojećih ozljeda od zračenja (rukovatelj ili pacijent).

1.6 Obuka

Ne pokušavajte upravljati sustavom ako prije toga niste prošli prikladnu obuku propisanu lokalnim zakonima ili propisima.

Čitanje i razumijevanje ovih uputa za uporabu smatraju se minimalnom razinom obuke. Dostupna je i praktična obuka. Dodatne informacije možete zatražiti od proizvođača. Pogledajte [Kontakt s proizvođačem \(stranica 357\)](#).

1.7 Pomoć i smjernice

Pomoć i smjernice dostupni su na korisničkom sučelju tijekom upotrebe sustava.

Gumb pomoći



Gumb **Help (Pomoć)** nalazi se pokraj glavnih funkcija. Prilikom pritiska na ovaj gumb prikazuje se okvir za pomoć koji sadrži informacije za upotrebu navedene funkcije.

Odjednom može biti prikazan samo jedan okvir za pomoć. Ako otvorite drugi okvir za pomoć, prvi će se okvir automatski zatvoriti.



Za zatvaranje okvira za pomoć pritisnite **Close (Zatvori)**.

NAPOMENA *Za otvaranje punih elektroničkih Uputa za uporabu pritisnite tipku F1.*

Smjernice zadataka

Smjernice za provođenje zadataka prikazane su kao upute na pločama aplikacija.

Opisi elemenata

Pokazivač zaustavite iznad gumba za prikaz opisa elementa koji pruža informacije o funkciji.

2 Sigurnost

Proizvodi tvrtke Philips Medical Systems izrađeni su da zadovolje stroge sigurnosne standarde. Svu medicinsku opremu potrebno je ispravno postaviti, ispravno njome rukovati i ispravno je održavati kako bi se osigurala osobna zaštita i ispravan rad.



UPOZORENJE

Sustav nemojte upotrebljavati sve dok niste pročitali i razumjeli sve sigurnosne upute, postupke u slučaju nužde, upozorenja i mjere opreza navedene u ovim Uputama za uporabu te pregledali sve napomene o opasnosti i sigurnosne oznake na opremi. Rukovanje sustavom bez propisnog poznavanja sigurnog korištenja može dovesti do smrtonosnih ili drugih teških ozljeda. Može dovesti i do pogrešne kliničke dijagnoze ili liječenja.



UPOZORENJE

Sustav nemojte upotrebljavati ako sumnjate da je neki dio opreme neispravan. Upotreba neispravnog sustava mogla bi dovesti do smrtonosnih ili teških ozljeda. Može dovesti i do pogrešne kliničke dijagnoze ili liječenja. Informacije o provjeri funkcionalnosti sustava potražite u poglavlju [Korisnička provjera \(stranica 264\)](#).



UPOZORENJE

Nikada nemojte uklanjati, mijenjati, ručno poništavati ili remetiti bilo koji sigurnosni uređaj u sustavu. Ometanje sigurnosnih uređaja može dovesti do smrtonosnih ili drugih teških ozljeda.

Ovu opremu smije upotrebljavati ili održavati isključivo kvalificirano i ovlašteno osoblje. „Kvalificirano” je ono osoblje kojemu je pravno dozvoljeno upotrebljavati ovu vrstu medicinske električne opreme u nadležnostima u kojima se oprema koristi, a „ovlašteno” je ono osoblje koje je ovlastio korisnik opreme.

Osoblje koje rukuje opremom i osoblje u sobi za pregled mora se pridržavati svih zakona i propisa koji se primjenjuju na rad ove opreme. Ako ste u nedoumici, nemojte je upotrebljavati.

2.1 Postupci u slučaju nužde

Prije upotrebe sustava potrebno je pročitati i razumjeti postupke u slučaju nužde koji su navedeni u ovom odjeljku.

NAPOMENA *U bolničkom okruženju, prekidač za isključivanje napajanja u nuždi može biti instaliran kako bi se moglo prekinuti napajanje sustava električnom energijom. Više informacija zatražite od tehničke podrške.*

2.1.1 Klinički hitni slučaj

Kod kliničkog hitnog slučaja koristite ovaj postupak za ponovno postavljanje sustava u zadani položaj i osiguravanje potpunog pristupa pacijentu.

- ▶ 0 ◀ 1 Pritisnite gumb **Reset Geo (Ponovno postavljanje geometrije)** na upravljačkom modulu.
- 2 Ručno pomaknite C-luk ili površinu stola kako biste osigurali pristup pacijentu.

2.1.2 Kardiopulmonalna reanimacija

U kliničkom hitnom slučaju kada pacijent treba kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR) odmah počnite s postupkom CPR-a.

CPR se može izvoditi u bilo kojem položaju površine stola. No radi lakšeg izvođenja CPR-a pridržavajte se sljedećeg postupka.


NAPOMENA *Ako se koristi stol za operacijsku salu Trumpf, informacije o tome kako postaviti stol Trumpf za CPR potražite na karticama s uputama za hitne slučajeve koje su isporučene sa sustavom.*

- 1 Udaljite detektor od pacijenta.
- 2 Provjerite može li se sa svih strana pristupiti pacijentu.
Po potrebi okrenite stol radi boljeg pristupa. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Okretanje stola \(stranica 66\)](#).
- 3 Pomaknite pacijenta iznad podnožja stola kako biste smanjili savijanje površine stola.
- 4 Podesite površinu stola na odgovarajuću visinu.
- 5 Izvršite CPR.

2.1.3 Zaustavljanje u slučaju nužde

Za zaustavljanje svih kretnji sustava u nuždi u sobi za pregled pritisnite gumb **STOP (Zaustavljanje)** za zaustavljanje u slučaju nužde.

Gumb **STOP (Zaustavljanje)** za zaustavljanje u slučaju nužde nalazi se na upravljačkom modulu.



Slika 1 Gumb za zaustavljanje u nuždi

- 1 Pritisnite **STOP (Zaustavljanje)** na upravljačkom modulu.

Sva su motorizirana pomicanja zaustavljena. Možete ručno okrenuti C-luk i gurnuti stropni ovjes monitora.

Plutanje površine stola nakon zaustavljanja u nuždi ovisi o sljedećim uvjetima:

- Ako opcija okomitog nagiba nije instalirana, stol može plutati u bočnom i uzdužnom smjeru.
- Ako je instalirana opcija VA kočnice, plutanje površine stola nije moguće.
- Ako je instalirana opcija okomitog nagiba, a opcije VA kočnice nije instalirana, stol može plutati u bočnom, ali ne i uzdužnom smjeru.



- 2 Za ponovno postavljanje sustava i ponovno pokretanje istog pritisnite i držite gumb **Power on (Uključivanje)** približno dvije sekunde.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ponovno pokretanje sustava \(stranica 47\)](#).

2.2 Električna sigurnost

Pridržavajte se uputa za električnu sigurnost navedenih u ovom poglavlju. U suprotnom može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda pacijenta i oštećenja opreme.

Soba u kojoj se nalazi sustav mora zadovoljavati zahtjeve mjerodavnih zakona i propisa ili propisa o električnoj sigurnosti za ovu vrstu opreme. Kombinacija sustava i priključene opreme mora ispunjavati zahtjeve za medicinske električne sustave navedene u normi IEC 60601-1.

Napon

Unutar sustava prisutan je opasni električni napon. Poklopce ili kabele smije uklanjati isključivo kvalificirano i ovlašteno servisno osoblje.

Nemojte dodirivati električne priključke na stolu za pacijenta ili stropnom ovjesu monitora ako istodobno dodirujete pacijenta. Spojni klinovi priključka mogu biti pod niskim naponom koji je siguran na dodir, ali može naštetiti pacijentu.

Električno uzemljenje

Medicinsku opremu možete priključiti na sustav samo ako je ta oprema galvanski izolirana od sustava. Galvanska izolacija medicinske opreme koja se spaja putem ethernet, videopriključka ili USB-a postiže se zidnom priključnom kutijom. Više informacija zatražite od tehničke podrške.

Zaštita od struje curenja koja prolazi kroz pacijenta

Priključna točka za ekvipotencijalno uzemljenje postavljena je kod podnožja stola za pacijenta. Ako je postavljen operacijski stol, priključna točka za uzemljenje nalazi se na zidnoj priključnoj kutiji operacijske sale. Više informacija zatražite od tehničke podrške.

Kabeli

Električne struje može biti u kabelima koji više nisu priključeni na sustav, no i dalje su priključeni na zidnu priključnu kutiju. Pohranite te kabele u držač kabela izvan okruženja pacijenta. Ako se držač kabela nalazi unutar okruženja pacijenta, provjerite jesu li svi priključci pokriveni gumenim čepovima. Ako čepovi nisu dostupni, poduzmite odgovarajuće mjere opreza kako bi spriječili dodirivanje priključaka kabela i tekućina.

Nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ili produžne kabele za postavljanje ili priključivanje bilo kojeg dijela sustava. Takvi kabeli mogu narušiti električnu sigurnost sustava, osobito opreme u blizini pacijenta u sobi za pregled.

Čišćenje

Sustav isključite prije čišćenja ili dezinfekcije. Sredstva za čišćenje ili vlažne krpe nemojte upotrebljavati na spojnim klinovima priključka. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Čišćenje i dezinfekcija \(stranica 259\)](#).

2.3 Mehanička sigurnost

U ovom se poglavlju nalaze informacije o tome kako izbjeći sudare tijekom upotrebe sustava.

Nosač i stol



UPOZORENJE

Tijekom ručnog i motoriziranog pomicanja nosača ili stola rukovatelj je odgovoran za sigurnost pacijenta, osoblja i opreme. Izbjegavajte sudare kako biste spriječili teške ozljede pacijenta i osoblja ili oštećivanje opreme.

Do sudara može doći u sljedećim situacijama:

- Bez obzira na položaj nosača površina stola može u njega udariti tijekom uzdužnog i bočnog pomicanja te promjene visine. Do sudara može doći i tijekom okomitog nagiba.
- Dok je nosač kod uzglavlja površine stola, nosač može udariti u površinu stola tijekom naginjanja ili rotacije.

U sustav su ugrađeni sigurnosni uređaji koji pomažu u sprečavanju sudara tijekom motoriziranih pomicanja:

- Mehanički uređaji, kao što su spojke za klizanje i granične vrijednosti struje motora, ugrađeni su radi smanjenja ozljeda ili šteta prilikom sudara.
- Rukovatelj mora sve kontrole pomicanja držati aktiviranim kako bi se motorizirano pomicanje moglo pokrenuti i nastaviti. Otpuštanje kontrola zaustavlja pomicanje. (To nije slučaj kada je sustav postavljen u izmjenični način rada funkcije **Float Tabletop (Plutanje površine stola)**. U tom slučaju naizmjenično pritiskanje i otpuštanje ručice za pomicanje otpušta i aktivira kočnicu površine stola.)
- Sustav BodyGuard otkriva udaljenost između nosača i drugih predmeta te usporava pomicanje kada na određenoj udaljenosti od senzora otkrije predmet. Sustav BodyGuard ne sprečava sve sudare, no ako do sudara dođe, njegova će snaga biti manja zbog manje brzine pomicanja.
- Prekidači za sudar na bočnom nosaču mogu otkriti sudar i zaustaviti motorizirano pomicanje.

Stropni ovjes monitora

Budite oprezni prilikom pomicanja stropnog ovjesa monitora. Pazite da pacijent ne zapne između stropnog ovjesa monitora i stola.

Sustavi za elektrofiziologiju

Sustavi za elektrofiziologiju trećih strana mogu ometati senzor sustava BodyGuard na pokrovu rendgenske cijevi. Prilikom aktivacije takvih sustava senzor na pokrovu rendgenske cijevi nije pouzdan te može doći do sudara nosača s opremom za elektrofiziologiju ispod površine stola.

2.4 Sprečavanje eksplozija

Korištenje sustava u okruženju za koje nije osmišljen može dovesti do požara ili eksplozije.

Nemojte koristiti sustav u prisutnosti eksplozivnih plinova ili para, kao što su određeni anestezijski plinovi.

Nemojte koristiti zapaljive ili potencijalno eksplozivne dezinfekcijske raspršivače. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Čišćenje i dezinfekcija \(stranica 259\)](#).

2.5 Sprečavanje požara

Protupožarni propisi za vrstu medicinskog okruženja koji se koristi trebaju se u potpunosti primjenjivati, poštivati i provoditi. Korištenje sustava u okruženju za koje nije osmišljen može dovesti do požara ili eksplozije.

Trebaju biti dostupni aparati za gašenje i električnog i ne-električnog požara. Koristite samo aparate za gašenje električnog ili kemijskog požara koji su označeni točno za te svrhe. Upotreba vode ili drugih tekućina za gašenje električnog požara može dovesti do smrtonosnih ili teških ozljeda.

Ako je sigurno, prije gašenja požara pokušajte isključiti sustav. Navedeno će smanjiti rizik od strujnog udara.

2.6 Elektromagnetska kompatibilnost

Medicinski električni proizvodi zahtijevaju posebne mjere opreza u vezi elektromagnetske kompatibilnosti te se trebaju ugrađivati i puštati u rad u skladu s podacima iz priloženih dokumenata.



UPOZORENJE

Upotreba dodatne opreme, pretvornika i kabela osim onih koji su specificirani za ovu opremu može rezultirati povećanim zračenjem ili smanjenom otpornošću.



UPOZORENJE

Oprema se ne smije koristiti u blizini druge opreme ili postavljati na nju. Ako je neophodno da se koristi u blizini druge opreme, rukovatelj mora provjeriti radi li sustav normalno u konfiguraciji u kojoj će se koristiti.

Sustav je namijenjen upotrebi u profesionalnom zdravstvenom okruženju. Rad u bilo kojem drugom okruženju može narušiti elektromagnetsku kompatibilnost. Sustav i njegove komponente ne smiju se izravno povezati s javnom niskonaponskom električnom mrežom.

Kada je instaliran i kada se koristi kako je namijenjeno, sustav udovoljava nadležnim međunarodnim i nacionalnim zakonima i standardima (IEC60601-1-2) o elektromagnetskoj kompatibilnosti za ovu vrstu proizvoda. Takvim zakonima i standardima utvrđuju se i dopuštene razine elektromagnetskog zračenja iz sustava i potrebna zaštita od elektromagnetskih smetnji iz vanjskih izvora.

Drugi elektronički proizvodi koji prelaze granice određene u ovim standardima mogu, u rijetkim okolnostima, utjecati na rad sustava. Imajte sljedeće na umu:

- Radijske usluge unutar frekvencijskog opsega i značajke smetnji koje nisu pokrivene 5. izdanjem norme CISPR11 mogu biti narušene. Ako se unutar ili u blizini objekta u kojem se sustav upotrebljava koriste radijske usluge koje mogu narušiti sigurnost, odgovorna bi organizacija trebala procijeniti rizike povezane s radijskim smetnjama.
- Mobilni uređaji mogu utjecati na medicinsku električnu opremu. Budite oprezni pri korištenju takvih uređaja unutar određenog raspona medicinskih električnih uređaja.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Elektromagnetska kompatibilnost \(tehnički podaci\) \(stranica 332\)](#).

Osnovne performanse

Osnovne performanse sustava (prema normi IEC60601-1): „Održavati fluoroskopiju tijekom kritičnog dijela intervencijskih zahvata.“

2.7 Zaštita od zračenja

Sustav je namijenjen postupcima u kojima brzina kerme u zraku može biti dovoljno visoka tijekom normalnog korištenja da predstavlja rizik od determinističkih učinaka zračenja. Kako biste upravljali tim rizicima, pridržavajte se uputa o zračenju u ovom poglavlju.

Sukladno normama IEC 60601-1-3:2008 (5.2.4.5 Deterministički učinci) i IEC 60601-2-54:2009 (203.5.2.4.5.101 Dozimetrijske informacije) u ovim se Uputama za uporabu navode mjere koje se moraju poduzeti kako bi se smanjio rizik od determinističkih učinaka u skladu s namjenom sustava. Općenito biste se trebali pridržavati načela za zaštitu od zračenja ALARA (što je niže moguće): smanjiti vrijeme zračenja, držati se podalje od izvora i osigurati zaštitu. Točnije, moraju se poduzeti sljedeće mjere kako bi se smanjili deterministički učinci rendgenskog zračenja na pacijenta (redoslijed tijeka rada):

Sigurnost pacijenta

- Pacijenta nikada nemojte izlagati zračenju osim ako je to neophodno, a i tada izlaganje ograničite na najmanje moguće vrijeme.
- Odaberite protokol rendgenskog snimanja koji je prikladan za trenutačni postupak:
 - Kod izlaganja odaberite protokol rendgenskog snimanja s najmanjom mogućom brzinom prikazivanja slika.
 - Kod izlaganja odaberite protokol rendgenskog snimanja s najmanjom mogućom razinom doze.
 - Kod dijaskopije odaberite vrstu dijaskopije s najmanjom razinom doze.
 - Kod krvožilnih postupaka upotrijebite višefazne brzine na odgovarajući način i nemojte upotrebljavati brzinu prikazivanja slika veću od potrebne.
 - Kod protokola rendgenskog snimanja koje je odabrao korisnik omogućite optimiziran rad navedenih kliničkih protokola.
- Imobilizirajte pacijenta kako biste spriječili potrebu za ponovnim snimanjem slika zbog pomicanja pacijenta.
- Odaberite odgovarajuću vrstu pacijenta.
- Odaberite najveću prikladnu veličinu polja za trenutačni postupak (po ravnini rendgenskih zraka).
- Stalno upotrebljavajte prekidač za onemogućavanje zračenja kako biste spriječili slučajno izlaganje zračenju (osim kada je u tijeku zračenje).
- Zaštitite osjetljive organe kada su izloženi ili u blizini zrake.
- Budite oprezni ako pacijent ima akutne opekline kože ili akutni gubitak kose.
- Smanjite trajanje zračenja u fluoroskopiji i snimanju izlaganjem. Postavke, primjerice kolimacija, mogu se promijeniti dok se prikazuje posljednja zadržana slika.
- Kolimirajte što je više moguće i detektor postavite što je moguće bliže objektu.
- Pacijenta smjestite što je dalje moguće od izvora rendgenskog zračenja podešavanjem visine stola.
- Održavajte što je moguće veću udaljenost žarišta od kože.
- Upotrijebite različite projekcije rendgenskih zraka radi širenja zračenja preko kože.
- Izbjegavajte kose projekcije kako biste smanjili dubinu ozračenog tkiva.
- Razmislite o dijaskopiji umjesto snimanja izlaganjem.
- Uklonite sve nepotrebne objekte koji ometaju primarnu zraku. Oni mogu dovesti do negativnih učinaka kao što je nepotrebno doziranje pacijenta i pogrešno tumačenje slika.
- Upotrijebite isključivo propisanu kermu (brzinu kerme) u zraku potrebnu za izvođenje postupka.
- U slučaju da se prikaz slika uživo zaustavi, otpustite sve ručne i nožne prekidače.
- Otpustite i ponovno pritisnite ručni ili nožni prekidač kada se traženi rendgen automatski ne pokrene ili zaustavi.
- Pacijenta i sustav postavite što je preciznije moguće bez izlaganja zračenju.
- Izbjegavajte uključivanje vodicila stola na rendgensku sliku. To može dovesti do nepotrebnog izlaganja pacijenta zračenju.

Sigurnost osoblja

- U potpunosti iskoristite sve značajke, uređaje, dodatnu opremu i postupke za zaštitu od zračenja koji su vam kao rukovatelju dostupni u sustavu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba zaštite od zračenja \(stranica 68\)](#).
- Uvijek nosite olovnu pregaču i dozimetrima pratite primljeno zračenje.
- Maknite se što je moguće dalje od ozračenog objekta.
- Budite oprezni ako član osoblja ima kroničnu ozljedu od zračenja.
- Uklonite sve nepotrebne predmete koji ometaju primarnu zraku (uključujući ruke rukovatelja).
- Izvor rendgenskog zračenja držite ispod stola.
- Nemojte uklanjati, mijenjati, ručno poništavati ili remetiti bilo koji sigurnosni uređaj na opremi.

NAPOMENA *Korisnik bi sam trebao konfigurirati kontakte na vratima ako želi da se uključi svjetlo upozoravanja u sobi kako bi ga upozorilo na prisutno zračenje.*

Dodatne informacije

U sljedećoj su tablici sažeti učinci najvažnijih mjera na brzinu kožne doze, brzinu kerme u zraku, umnožak doze i površine polja i dozu za osoblje.

Mjerenje	Učinak na brzinu kožne doze	Učinak na ref. brzinu AK-a	Učinak na brzinu DAP-a	Učinak na dozu za osoblje
Odabir protokola rendgenskog snimanja s odgovarajućom razinom doze	+	+	+	+
Smanjenje brzine prikazivanja slika (putem protokola rendgenskog snimanja / višefaznog snimanja)	+	+	+	+
Odabir najveće veličine polja	+	+	-	-
Ograničavanje trajanja dijaskopije/izlaganja	+	+	+	+
Primjena ispravne kolimacije i klinova	0	0	+	+
Povećanje udaljenosti pacijenta od izvora rendgenskog zračenja (pri stalnom SID-u)	+	0	0	0
Smanjivanje SID-a pri stalnoj visini stola	+	+	0	0
Upotreba različitih projekcija snopa rendgenskih zraka	+	0	0	0
Izbjegavanje kose projekcije	+	+	+	+

+ = pozitivan učinak (manja doza), - = negativan učinak (veća doza), 0 = nema primjetnog učinka

Debljina pacijenta također utječe na determinističke učinke rendgenskog zračenja.

Dodatne pojedinosti o poboljšanju zaštite od zračenja tijekom postupaka potražite u sljedećim poglavljima:

- [Postavke sustava koje utječu na dozu zračenja \(stranica 297\)](#)
- [Zaštita od zalutalog zračenja \(stranica 323\)](#)
- [Dodatno filtriranje \(stranica 327\)](#)

Iznimno se preporučuje da se upozna s trenutnim preporukama Međunarodne komisije za zaštitu od zračenja, a u SAD-u s preporukama američkog Nacionalnog vijeća za radiološku zaštitu.

- ICRP, Pergamon Press, Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, São Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto.
- NCRP, Suite 800, 7910 Woodmont Avenue, Bethesda, Maryland 20814, USA.

2.7.1 Smjernice za pedijatrijsko zračenje

Prilikom pedijatrijskog zračenja morate se pridržavati sljedećih smjernica:

- Pridržavajte se smjernica navedenih pod [Zaštita od zračenja \(stranica 22\)](#).
- Ne zračite kad to nije potrebno. Upotrijebite modalitet neionizirajućeg zračenja kad god je to moguće (npr. ultrazvuk).
- Uklonite sve predmete u zruci koji ne propuštaju rendgenske zrake ili koji nisu potrebni za dotični postupak (npr. madrace, jastuke, cijevi).
- Odaberite prikladnu vrstu pacijenta i protokol pregleda koji odgovara anatomiji.
- Odaberite vrstu dijaskopije s najnižom dozom.
- Postavite detektor što bliže pacijentu.
- Upotrijebite elektroničko zumiranje umjesto zumiranja detektorom.
- Upotrebljavajte kolimaciju koliko je god moguće kako biste zaštitili područja izvan područja interesa. Kad je moguće, isključite oči, štitnjaču, dojke i spolne žlijezde. Kad god je to moguće, kolimaciju obavite na slici dobivenoj zadržavanjem posljednje slike. Upotrebljavajte polupropusne klinove.
- Razmotrite opciju **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)** kao alternativu snimanju.
- Zračite što je moguće kraće i upotrijebite sliku dobivenu zadržavanjem posljednje slike za provjeru anatomije umjesto dijaskopije uživo.

Prije nego što opremu upotrijebite na pedijatrijskim pacijentima, Philips preporučuje da se upoznate s općim dostupnim resursima za pedijatrijsko zračenje kao što su:

- Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA)
www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/MedicalImaging/ucm298899.htm
- Alijansa za sigurnost primjene zračenja u pedijatrijskoj radiologiji
www.imagegently.org/Procedures
- Društvo za pedijatrijsku radiologiju
www.pedrad.org

2.8 Opasne tvari

Dijelovi sustava mogu sadržavati opasne tvari te ih treba reciklirati ili odložiti u skladu s lokalnim, zakonima savezne države ili državnim zakonima.

Stavka	Olovo (Pb)	Živa (Hg)	Kadmij (Cd)
Elektronički moduli	X	O	O
LCD zaslon	O	O	O
Detektor	X	O	O
Zaštita od zračenja	X	O	O
Kolimator	X	O	O
Rešetka	X	O	O
Rendgenska cijev	X	O	O
Elektromehanički dijelovi	O	O	O

O: Ukazuje na to da je ova tvar sadržana u svim materijalima za ovaj dio ispod ograničenja zahtijevanog prema SJ/T11363-2006.

X: Ukazuje na to da je ova tvar sadržana u najmanje jednom materijalu upotrijebljenom za ovaj dio iznad ograničenja zahtijevanog prema SJ/T11363-2006.

Stavka	Heksaivalentni krom (Cr6+)	Polibromirani bifenil (PBB)	Polibromirani difenil eter (PBDE)
Elektronički moduli	O	O	O
LCD zaslon	O	O	O
Detektor	O	O	O
Zaštita od zračenja	O	O	O
Kolimator	O	O	O
Rešetka	O	O	O
Rendgenska cijev	O	O	O
Elektromehanički dijelovi	O	O	O

O: Ukazuje na to da je ova tvar sadržana u svim materijalima za ovaj dio ispod ograničenja zahtijevanog prema SJ/T11363-2006.

X: Ukazuje na to da je ova tvar sadržana u najmanje jednom materijalu upotrijebljenom za ovaj dio iznad ograničenja zahtijevanog prema SJ/T11363-2006.

Perklorati

Perkloratni materijal prisutan je u litijским baterijama u obliku okrugle pločice i u baterijama koje se upotrebljavaju u sustavu. Potrebno je posebno rukovanje. Detaljnije podatke potražite na sljedećem web-mjestu:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Deklaracija REACH

Deklaracija REACH od tvrtke Philips Medical Systems zahtijeva da dostavi informacije o sadržaju kemikalija za tvari vrlo visokog rizika (SVHC) ako su prisutne iznad 0,1% težine proizvoda. Dijelovi s električnom ili elektroničkom opremom mogu sadržavati ftalate iznad propisanog praga (na primjer, bis(2-etil(heksil)ftalat), CAS br.: 117-81-7). Tvrtka Philips Medical Systems i dalje istražuje unutar svojeg opskrbnog lanca kako bi utvrdila koje komponente sadrže ftalate. SVHC popis redovito se ažurira. Najnoviji popis proizvoda koji sadrže tvari zabrinjavajućih svojstava (SVHC) iznad granice pronađite na sljedećem web-mjestu:

www.philips.com/about/sustainability/reach.page

3 O sustavu

Sustav je dostupan u sljedećim konfiguracijama.

Sustavi s jednom ravninom:


- Azurion C12 i F12: Sustav s jednom ravninom montiran na strop ili na pod s plosnatim detektorom od 12 inča.
- Azurion F15: Sustav s jednom ravninom montiran na pod s plosnatim detektorom od 15 inča.
- Azurion C20 i F20: Sustav s jednom ravninom montiran na strop ili na pod s plosnatim detektorom od 20 inča
- Azurion C20 OR: Sustav s jednom ravninom montiran na strop s plosnatim detektorom od 20 inča i sučeljem za stol za operacijsku salu.

Svi sustavi s dvije ravnine imaju prednji nosač montiran na pod i bočni nosač montiran na strop:

- Azurion F12/12: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 12 inča na prednjem nosaču i plosnatim detektorom od 12 inča na bočnom nosaču.
- Azurion F20/12: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 20 inča na prednjem nosaču i plosnatim detektorom od 12 inča na bočnom nosaču.
- Azurion F20/15: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 20 inča na prednjem nosaču i plosnatim detektorom od 15 inča na bočnom nosaču.
- Azurion F12/12 OR: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 12 inča na prednjem nosaču, plosnatim detektorom od 12 inča na bočnom nosaču i sučeljem za stol za operacijsku salu.
- Azurion F20/12 OR: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 20 inča na prednjem nosaču, plosnatim detektorom od 12 inča na bočnom nosaču i sučeljem za stol za operacijsku salu.
- Azurion F20/15 OR: sustav s dvije ravnine s plosnatim detektorom od 20 inča na prednjem nosaču, plosnatim detektorom od 15 inča na bočnom nosaču i sučeljem za stol za operacijsku salu.

NAPOMENA *Sustav s jednom ravninom može biti označen i slovom M, primjerice, M20. Isto tako, oznaka B označava sustav s dvije ravnine, primjerice, B20/15.*

3.1 Oprema u sobi za preglede




Slika 2 Opći dijelovi sustava u sobi za pregled

Legenda			
1	Prednji nosač (kod sustava s jednom ravninom nosač se može montirati na pod ili strop)	6	Modul dodirnog zaslona i držač daljinskog upravljača
2	Bočni nosač (samo sustavi s dvije ravnine)	7	Nožni prekidač
3	Stol za pacijenta	8	Monitori
4	Upravljački modul	9	Stropni ovjes monitora
5	Miš i stol za miš (opcija)		

3.1.1 Postolje

Nosač omogućuje da pomoću upravljačkog modula namjestite položaj detektora i rendgenske cijevi u odnosu na stol za pacijenta.


Nosač za sustav s jednom ravninom



Slika 3 Nosač montiran na pod (lijevo) i nosač montiran na strop (desno)

Nosač sustava s jednom ravninom može se montirati na pod ili strop.

Nosači za sustav s dvije ravnine



Slika 4 Dva prikaza prednjeg nosača i bočnog nosača sustava s dvije ravnine

3.1.2 FlexVision (opcija)


FlexVision je jednostruki monitor visoke rezolucije koji se nalazi u sobi za preglede.

FlexVision omogućuje prikaz i kontrolu više aplikacija u pojedinačnim prozorima. Aplikacije koje su dostupne ovise o konfiguraciji, ali je moguće prilagoditi raspored prozora. Možete primijeniti unaprijed određene rasporede zaslona (zadane izgleda) ili izmijeniti raspored tijekom postupka. Dodatne pojedinosti o odabiru zadanog izgleda za upotrebu i upravljanju zadanim izgledima potražite u poglavlju [Odabir drugačijeg zadanog izgleda za FlexVision \(stranica 96\)](#) i [Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona \(stranica 224\)](#).

3.1.3 FlexMove (opcija)

FlexMove omogućuje da smjestite C-luk u položaj mirovanja te da isti potom pomaknete u položaj kada je potreban tijekom postupka.

Ako je instalirana opcija FlexMove, C-luk pomiče se uzdužno i bočno pomoću vodilica montiranih na stropu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [FlexMove \(stranica 61\)](#).



Slika 5 Opcija FlexMove

3.1.4 Sprječavanje sudara (BodyGuard)

Sustav za sprječavanje sudara BodyGuard štiti pacijenta usporavanjem pomicanja kada se unutar određene sigurnosne udaljenosti otkrije objekt.



OPREZ

Ako dođe do sudara s bilo kojim dijelom sustava, obratite se tehničkoj podršci.

U slučaju sudara uslijed kojeg se slomi ili odvoji poklopac određene opreme trebali biste učiniti sljedeće:

- završiti pretragu
- isključiti napajanje
- javiti se tehničkoj podršci.

BodyGuard je osmišljen za sprječavanje sudara s pacijentom tijekom standardne uporabe sustava, kada pacijent leži na stolu i stol se ne okreće više od 13 stupnjeva (ako postoji mogućnost okretanja). Kada pacijent ne leži na stolu ili kada se stol okreće više od 13 stupnjeva, tada BodyGuard ne može u potpunosti zaštititi pacijenta tijekom rotacije i nagnjanja. BodyGuard ne može spriječiti sve sudare, no ako do sudara dođe, njegova će snaga biti manja zbog manje brzine pomicanja.

Na nosaču su postavljeni senzori BodyGuard na sljedećim mjestima:

- oko detektora
- oko kućišta rendgenske cijevi i kolimatora
- na prednjem dijelu nosača (ovisno o nosaču koji se koristi).

Senzori BodyGuard isključeni su kada nosač izvodi sljedeće pokrete:

- Rotirajuće skeniranje
- rotirajuće skeniranje velike brzine
- Bolus chase

Kako bi se osiguralo da je u takvim situacijama put nezaklonjen, izvodi se testno snimanje. Kako bi se spriječio sudar, pacijent mora ostati statičan između testnog snimanja i stvarnog snimanja koje se odvija većom brzinom.

Obratite pozornost na sljedeće informacije o radu sustava BodyGuard:




- Na pacijenta ne postavljajte kruti objekt koji nije električki vodljiv. Senzor BodyGuard ne može otkriti takve objekte i može doći do sudara.
- Senzor BodyGuard ima mrtvi kut u svom središtu. Mali objekti kao što je pacijentov nos ili vrlo malo dijete (npr. dijete težine manje od 1 kg) ne mogu se otkriti kada mu se prilazi od ravno iznad.
- Kada je površina stola potpuno izvučena prema nosaču, nemojte je spuštati i nemojte naginjati nosač kranijalno jer se površina stola može sudariti s unutrašnjim dijelom nosača te zahvatiti prste pacijenta.
- Sensori BodyGuard moraju uvijek biti suhi jer u suprotnom sustav BodyGuard radi neučinkovitije i sporije.
- Ako se BodyGuard ošteti, pomicanje nosača moguće je samo pri smanjenoj brzini.






Pokazatelji sudara

Sudari s prednjim nosačem otkrivaju se detekcijom napona ili, ovisno o korištenom nosaču, detekcijom snage. Sudari s bočnim nosačem otkrivaju se prekidačima za sudaranje. Sudari sa stolom otkrivaju se senzorima snage prilikom mijenjanja visine stola.

Kada se otkrije sudar, pokazatelj sudara prikazuje se na sljedećim mjestima:

- području statusa na prozoru za prikaz rendgenskih slika uživo u sobi za pregled
- području statusa na prozoru za prikaz rendgenskih slika u kontrolnoj sobi.

Ikona	Opis
	Otkriven je sudar s detektorom.
	Otkriven je sudar s nosačem (ovisno o korištenom nosaču).
	Otkriven je sudar s cijevi.
	Otkriven je sudar prednjeg i bočnog nosača (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))

Ikona	Opis
	Otkriven je sudar s bočnim nosačem
	Otkriven je sudar s detektorom na bočnom nosaču
	Otkriven je sudar s cijevi na bočnom nosaču
	Otkriven je sudar sa stolom.
	Otkriven je sudar između nosača i stola (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))
	Otkriven je sudar između bočnog nosača i stola (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Područje statusa \(stranica 367\)](#).

Dodatne konfiguracije

Sustav se može podesiti tako da se određeni senzori BodyGuard isključe kada se nađu ispod stola prilikom izvođenja APC-a. Ta dodatna funkcija zove se isključivanje funkcije BodyGuard ispod stola. Kada je omogućena, BodyGuard ne sprečava sudar kada je dio pacijenta, npr. njegova ruka, ispod razine površine stola. Kada se nosač nalazi na liječnikovoj strani ili strani za medicinsku sestru, senzor BodyGuard na vrhu nosača nije isključen kako bi se spriječio sudar s nogama rukovatelja.

Dodatna funkcija održavanja maksimalnog SID-a zadržava detektor na najvećoj udaljenosti izvora od slike kako bi se spriječio udaranje objekta prilikom izvođenja APC-a. Vraćanje nosača u početni položaj moglo bi izazvati sudar. Po potrebi zaustavite vraćanje i nosač namjestite ručno.

3.1.5 Ručno poništavanje sprječavanja sudara

Funkciju sprječavanja sudara možete ručno poništiti u dolje opisanim situacijama.

Pametno ručno poništavanje sustava BodyGuard

Možete ručno poništiti funkciju BodyGuard ako ista blokira motorizirano pomicanje nosača što može biti uzrokovano opremom koja se upotrebljava oko pacijenta i stola, na primjer, kabeli EKG-a. Ova se funkcija zove Smart BodyGuard Override (Pametno ručno poništavanje funkcije BodyGuard). Rukovatelj

je odgovoran pobrinuti se da ne dođe do sudaranja s pacijentom ili opremom dok je funkcija ručnog poništavanja aktivna.

Kako biste aktivirali funkciju Smart BodyGuard Override (Pametno ručno poništavanje funkcije BodyGuard) nakon što je pomicanje blokirano od strane funkcije BodyGuard, otpustite prekidač za pomicanje te ga ponovno aktivirajte unutar 5 sekundi.

Kada aktivirate funkciju ručnog poništavanja, u statusnom području prikazuje se poruka, a čuje se ponavljajući zvučni signal. Maksimalna je brzina pomicanja tijekom poništavanja smanjena u usporedbi s normalnim pomicanjem. Funkcija ručnog poništavanja je deaktivirana, a normalno pomicanje je opet dostupno ako zatraženo pomicanje više nije ograničeno senzorima sustava BodyGuard.

NAPOMENA *Smart BodyGuard Override (Pametno ručno poništavanje funkcije BodyGuard) je funkcija koju je moguće konfigurirati i možda nije dostupna u svakom sustavu*

Poništavanje visinskog senzora za sudar sa stolom

Ako trebate izvršiti kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), možete poništiti senzor snage koji zaustavlja pomicanje visine i nagiba stola.

Stol je opremljen senzorom snage koji mjeri snagu okomito primijenjenu na površinu stola. Obično će izmjerenu snagu odrediti težina pacijenta. Tijekom motoriziranog pomicanja ako je zapažena sila sudara koja premašuje sigurnosni prag, pomicanje je zaustavljeno i nakratko obrnuto.

Za ručno poništavanje senzora snage otpustite prekidač za nagib stola ili prekidač za promjenu visine stola te potom ponovite pomicanje prekidača unutar 5 sekundi kako biste nastavili pomicanje. Ako se u roku od 5 sekundi ne izvrši pomicanje prekidača, način rada ručnog poništavanja je deaktiviran i stol će se prestati pomicati.

NAPOMENA *Tijekom načina rada za ručno poništavanje visinskog senzora za sudar sa stolom ne čuju se zvučni signali.*

3.1.6 Inteligentna zaštita od sudara

Inteligentna zaštita od sudara (iCP) sprječava sudare između površine stola, rendgenske cijevi i nosača. U sustavu s dvije ravnine sustav iCP također sprječava sudare između prednjeg nosača i bočnog nosača.

Kada udaljenost između površine stola i nosača postane premala, sudar se sprječava zaustavljanjem motoriziranih pomicanja nosača (osim za motorizirana pomicanja prekidača detektora).

Funkcija iCP omogućuje vam nastavak pomicanja i kontrolirano smanjenje udaljenosti između stola i nosača:

- Napravljen je korak s malim pomicanjem ako se izračunata udaljenost dodatno smanji tijekom pomicanja.
- Ako izračunata udaljenost ostane ista tijekom pomicanja, pomicanje se nastavlja smanjenom brzinom.
- Ako se izračunata udaljenost povećava tijekom pomicanja, pomicanje će se nastaviti uobičajenom brzinom.

Kako bi se izbjegao rizik od štipanja prstiju pacijenta, motorizirana pomicanja površine stola zaustavljaju se na udaljenosti od najmanje 2,5 cm između nosača i površine stola. Navedeno je primjenljivo do maksimalne dopuštene težine pacijenta na stolu, osim tijekom motoriziranog pomicanja u načinu rada ručnog poništavanja.

Razmak između površine stola i rendgenske cijevi

Funkcija iCP sprječava sudare rendgenske cijevi i površine stola. Kako bi se omogućile projekcije pod velikim kutom, iCP neće zabraniti pomicanje nosača ili stola ako je udaljenost između rendgenske cijevi i donje strane površine stola veća od 2 cm (osim područja rizika od štipanja prsta na vrhu).

Razmak između nosača i stola (XY)


Funkcija iCP sprječava sudare nosača i stola. Pazite da nijedan dio pacijenta ne može zapeti između nosača i površine stola i da se nosač neće sudariti s površinom stola tijekom motoriziranog pomicanja nosača. Kada je nosač udaljen od pohranjenog položaja, tijekom vraćanja u položaj L-luk može se okrenuti pa postoji mogućnost udara o površinu stola.

Razmak između nosača i kanala za prolaz zraka (XY)

Funkcija iCP sprječava sudare nosača i kanala za protok zraka. Položaj nosača (kut propelera i kolutanja) uzima se u obzir.

3.1.7 Stol za pacijenta

Stol za pacijenta omogućuje vam da namjestite pacijenta na nekoliko različitih načina kako bi isto bilo prikladno za postupak koji provodite.



Slika 6 Stol za pacijenta

Dostupna pomicanja ovise o vrsti stola i konfiguriranim opcijama:


- Ručno ili motorizirano plutanje površine stola za uzdužna i bočna pomicanja
- Podešavanje visine
- Okomito nagnjanje (kada je stol nagnut, uzdužna pomicanja plutanja su motorizirana, dok se bočna pomicanja i dalje mogu izvršiti ručno)
- Bočni nagib
- Okretanje
- Obrtanje

Pomicanjem stola upravlja se s pomoću upravljačkog modula. Neke od ovih funkcija možda nisu dostupne u vašem sustavu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje stola \(stranica 64\)](#).

Stol za pacijenta ima vodilicu za dodatnu opremu koja se upotrebljava za montiranje dodatne opreme kao što je upravljački modul, modul dodirnog zaslona i zaštita od zračenja.




Maksimalna dopuštena težina za postavljanje na površinu stola iznosi 275 kg (600 lbs). Navedeno uključuje težinu sve dodatne opreme koja je pričvršćena na površinu stola.




Slika 7 Upravljački modul i modul dodirnog zaslona na vodilici za dodatnu opremu

3.1.8 Upravljački modul

Na upravljačkom se modulu nalaze kontrole koje su potrebne da bi se prilagodio položaj stola i nosača te tijekom snimanja pokrenule funkcije povezane sa snimanjem.



Slika 8 Upravljački modul za sustav s jednom ravninom



Slika 9 Upravljački moduli za sustave s dvije ravnine: upravljački modul za geometriju (lijevo) i upravljački modul za snimanje (desno)

Sa svakim se sustavom mogu upotrebljavati do tri upravljačka modula.


- Upravljački modul na strani stola u sobi za pregled može se na vodilici za dodatnu opremu postaviti u tri položaja: na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru ili podnožju.
- Drugi upravljački modul u sobi za pregled može biti postavljen na postolju (dodatno). Postolje može biti postavljeno na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru, podnožju ili uzglavlju stola.
- Treći (dodatni) upravljački modul može se smjestiti u kontrolnu sobu.

Funkcije koje su dostupne na upravljačkom modulu i raspored kontrola ovisi o opcijama instaliranim na vašem sustavu.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upravljački modul sustava s jednom ravninom \(stranica 383\)](#) ili [Upravljački moduli sustava s dvije ravnine \(stranica 386\)](#).

3.1.9 Modul dodirnog zaslona

Modul dodirnog zaslona moguće je upotrijebiti za upravljanje postavkama snimanja i odabir slika za provjeru i naknadnu obradu.



Slika 10 Modul dodirnog zaslona u sobi za pregled

Funkcijama sustava možete upravljati na dodirnom zaslonu. Ovisno o aktivnim postupcima ili konfiguraciji sustava određene funkcije možda neće biti dostupne.

Sa svakim se sustavom mogu upotrebljavati do tri modula dodirnog zaslona.

- Modul dodirnog zaslona na strani stola u sobi za pregled može se na vodilicu za dodatnu opremu postaviti u tri položaja: na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru ili podnožju.
- Drugi modul dodirnog zaslona u sobi za pregled može biti postavljen na postolju (dodatno). Postolje može biti postavljeno na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru, podnožju ili uzglavlju stola.
- Treći (dodatni) modul dodirnog zaslona može se smjestiti u kontrolnu sobu.


Ako upotrebljavate nekoliko modula dodirnog zaslona, primjenjuju se sljedeća pravila:

- Na svakom modulu dodirnog zaslona možete upotrebljavati različite aplikacije.
- Ako upotrebljavate istu aplikaciju na nekoliko modula dodirnog zaslona, moduli su potpuno povezani.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Modul dodirnog zaslona \(stranica 366\)](#).


3.1.10 Konfiguracija monitora

Kod sustava s jednom ravninom u sobi za pregled uvijek se nalazi barem jedan monitor na kojem se prikazuju slike uživo i referentne slike. Kod sustava s dvije ravnine uvijek postoje barem dva monitora, a slike uživo za prednji i bočni kanal uvijek su sinkronizirane i prikazane jedna uz drugu. Prilikom postavljanja moguće je dodati dodatne monitore za prikaz referentnih slika.



Slika 11 Izgled standardnog monitora u sobi za pregled

Legenda			
1	Prikaz Live (Uživo)	4	Prikaz referentne slike 2
2	Prikaz referentne slike 1	5	Prikaz referentne slike 3
3	Statusna traka	6	Modul dodirnog zaslona



Slika 12 Izgled monitora FlexVision (opcija) u sobi za pregled

Legenda			
1	Statusna traka	5	Prikaz aplikacije
2	Prikaz referentne slike 1	6	Radna stanica aplikacije
3	Prikaz referentne slike 2	7	Radna stanica rendgenskog snimanja
4	Prikaz Live (Uživo)	8	Modul dodirnog zaslona

Monitori se postavljaju u stropni ovjes monitora. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje stropnog ovjesa monitora \(stranica 63\)](#).

NAPOMENA *Kada na videoizvorima trećih strana nije naveden pacijent, bolnica bi trebala imati uspostavljene postupke za procjenu videozapisa na velikom zaslonu, a da pritom ne postoji opasnost od zamjene podataka o pacijentu.*


Monitori koji se mogu zamijeniti (opcija)

Monitori koji se mogu zamijeniti omogućuju upravljanje do 16 zaslona u sobi za pregled te prikaz videozapisa i aplikacija iz sustava Azurion, kao i prikaz do 11 videoizvora iz pomoćnih sustava.

Na modulu dodirnog zaslona možete odabrati što se prikazuje na svakom monitoru. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba monitora koji se mogu zamijeniti \(stranica 98\)](#).

FlexVision (opcija)

Ako je instaliran FlexVision, pojedinačni monitori na stropnom ovjesu monitora zamjenjuju se jednim velikim monitorom na kojem se prikazuju sve aplikacije.



Slika 13 Stropni ovjes monitora s FlexVision

Na monitoru se aplikacije pokazuju u prozorima. Možete odabrati koje se aplikacije prikazuju na kojem prozoru i odabrati različite zadane izgledе sukladno vašem tijeku rada. Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Odabir drugačijeg zadanog izgleda za FlexVision \(stranica 96\)](#)
- [Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona \(stranica 224\)](#)


NAPOMENA *Kada su videoizvori trećih strana previše svijetli (primjerice, ultrazvuk), reprodukciju videozapisa treće strane možete prebaciti na veliki zaslon.*

3.1.11 Nožni prekidač

Pomoću nožnog prekidača možete kontrolirati dijaskopiju i izlaganje.

Funkcija dodijeljena svakoj papučici nožnog prekidača konfigurira se prilikom instaliranja sustava.

Nožni prekidač za sustav s jednom ravninom




Slika 14 Nožni prekidač za sustav s jednom ravninom

Ovisno o konfiguraciji sustava, nožnom prekidaču za sustav s jednom ravninom mogu se dodijeliti najviše tri funkcije od onih navedenih u nastavku.

Simbol	Funkcija
	Izvođenje dijaskopije
	Priprema i izvođenje izlaganja za jednu sliku
	Izvođenje i priprema izlaganja
	Uključivanje i isključivanje ambijentalnoga svjetla

Nožni prekidač za sustav s dvije ravnine



Slika 15 Nožni prekidač za sustav s dvije ravnine

Ovisno o konfiguraciji sustava, nožnom prekidaču za sustav s dvije ravnine može se dodijeliti najviše šest funkcija od onih navedenih u nastavku.

Simbol	Funkcija		
	Odabir kanala		Izvođenje i priprema izlaganja
	Izvođenje dijaskopije na prednjem kanalu		Priprema i izvođenje izlaganja za jednu sliku
	Izvođenje dijaskopije na bočnom kanalu		Uključivanje i isključivanje ambijentalnoga svjetla
	Izvođenje dijaskopije u dvije ravnine		

Dodatni nožni prekidač


Ako je dostupan dodatni nožni prekidač, isti pruža jednake funkcije kao i standardni nožni prekidač. Rendgen se može pokrenuti bilo kojim od nožnih prekidača u sobi za pregled.

Bežični nožni prekidač (opcija)

Dostupna je opcija bežičnog nožnog prekidača. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Bežični nožni prekidač \(opcija\) \(stranica 204\)](#).

3.1.12 Ručni prekidači

Sustav ima tri ručna prekidača, svaki za upravljanje različitim funkcijama.



Slika 16 Ručni prekidač za obrtanje (lijevi), upravljač brzine (srednji), ručni prekidač za izlaganje (desni)

Ručni prekidač za obrtanje

Ručni se prekidač za obrtanje upotrebljava za obrtanje stola prema uzglavlju ili podnožju.

Upravljač brzine

Upravljač se brzine upotrebljava za kontrolu brzine uzdužnog pomicanja stola prilikom snimanja slika za aplikaciju Bolus Chase Reconstruction.

Upravljač brzine automatski je omogućen kada odaberete protokol rendgenskog snimanja za bolus chase. Pritiskom okidača kontrolirate brzinu stola. Što jače pritisnete okidač, to će se stol brže pomicati.


Ručni prekidač za izlaganje

Ručni se prekidač za izlaganje upotrebljava za kontrolu funkcije izlaganja. Ručni prekidač za izlaganje ima jedan gumb koji je potrebno pritisnuti u dvije faze:

- Pritisak gumba do prve faze priprema sustav za izlaganje.
- Pritisak gumba do druge faze pokreće izlaganje.

3.1.13 Daljinski upravljač

Daljinski upravljač ručni je upravljač za daljinsko upravljanje funkcijama pregleda na sustavu.



Slika 17 Daljinski upravljač

Dostupne su dvije različite vrste daljinskog upravljača: standardni i vaskularni. Vaskularni daljinski upravljač ima dodatne funkcije. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Daljinski upravljač \(stranica 390\)](#).

Daljinski upravljač infracrveni je upravljač za daljinsko upravljanje. Infracrveni odašiljač nalazi se na prednjoj strani daljinskog upravljača. Ako je zaklonjen, ne može odašiljati signale. Prijemnik se nalazi na stropnom ovjesu monitora iznad monitora. Svjetlo na prijemniku označava da je odabrana naredba primljena. Daljinski upravljač radit će unutar prozirnog sterilnog pokrivača.

Daljinski upravljač radi na baterije. Dodatne pojedinosti o zamjeni baterije potražite u poglavlju [Zamjena baterija \(stranica 263\)](#).

Kada ga ne upotrebljavate, daljinski upravljač postavite u držač koji se nalazi na bočnoj strani modula dodirnog zaslona.

NAPOMENA *Ne otvarajte poklopac daljinskog upravljača (osim poklopca ležišta za baterije). Održavanje zatražite od tehničke podrške. Ako se poklopac ošteti, nemojte upotrebljavati daljinski upravljač i obratite se tehničkoj podršci radi zamjene.*

NAPOMENA *Ne upotrebljavajte daljinski upravljač kada je u istoj prostoriji u upotrebi više od jednog sustava Azurion.*


NAPOMENA *Infracrveni signali daljinskog upravljača mogu ometati drugu opremu u istoj prostoriji kojom se upravlja infracrvenim signalima. Prije korištenja daljinskog upravljača u postupku provjerite ometa li upravljač rad druge opreme.*

Laserski pokazivač nalazi se na prednjoj strani daljinskog upravljača. Ovaj uređaj možete upotrijebiti za pokazivanje slika na monitorima. Korištenje sterilnog pokrivača utječe na kvalitetu točke laserskog pokazivača na monitorima.


NAPOMENA *Laser nemojte usmjeravati u oči drugih osoba jer postoji opasnost od ozljede.*

3.1.14 Miš i stol za miš (opcija)

Dostupan je izborni miš u sobi za pregled kako bi pomogao pri rukovanju sustavom. Miš se upotrebljava sa stolom za miš koji je montiran na vodilicu stola za dodatnu opremu.



Slika 18 Miš i stol za miš (opcija)




Slika 19 Pričvršćivanje stola za miš na vodilicu stola za dodatnu opremu

3.1.15 Sterilni pokrivači

Sterilni su prekrivači dostupni za stol, nosač i modul dodirnog zaslona. Preporučujemo upotrebu sterilnih prekrivača kako biste spriječili kontaminaciju sustava i održali sterilno okruženje. Odgovornost je bolnice da, kada je potrebno, dostavi i namjesti sterilne prekrivače.

3.2 Oprema u kontrolnoj sobi

U kontrolnoj se sobi u pravilu nalaze dva monitora na kojima se prikazuju prozor snimanja i prozor za provjeru.



Slika 20 Oprema u kontrolnoj sobi

Legenda			
1	Modul dodirnog zaslona	4	Miš
2	Monitori	5	Tipkovnica
3	Modul za provjeru		

Na prozoru za prikaz rendgenskih slika, koji služi za mijenjanje postavki postupka i zakazivanje postupaka, prikazuju se rendgenske slike uživo. Kada se ne izvodi snimanje, ovaj se monitor može koristiti za druge zadatke kao što je pregledavanje slika i naknada obrada.

Prozor za provjeru omogućuje vam rad s pretragama i serijama bilo kojeg pacijenta. Tijekom provedbe snimanja u sobi za pregled, možete upotrijebiti prozor za provjeru u kontrolnoj sobi za paralelni rad i provedbu zadataka kao što je provjera i naknadna obrada za bilo koju pretragu, uključujući pretrage i serije koje se ne odnose na pacijenta kojeg se trenutno snima. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Trenutni paralelni rad \(stranica 120\)](#).


U kontrolnoj se sobi također može nalaziti dodatna oprema i radne stanice:

- Modul dodirnog zaslona
- Modul za provjeru
- FlexSpot (opcija)
- Dodatni FlexSpot (opcija)
- Pomoćni zasloni (najviše tri)

3.2.1 Modul za provjeru

Modul za provjeru nalazi se u kontrolnoj sobi i na njemu se nalaze kontrole za pregledavanje slika na prozoru za prikaz rendgenskih slika.

Na modulu za provjeru dostupne su i neke opće funkcije, primjerice uključivanje i isključivanje sustava, onemogućivanje zračenja, onemogućivanje geometrijskih pomicanja i ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju.




Slika 21 Modul za provjeru

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Modul za provjeru \(stranica 388\)](#).

3.2.2 Modul dodirnog zaslona

Dodatni modul dodirnog zaslona može se postaviti u kontrolnu sobu.



Slika 22 Modul dodirnog zaslona u kontrolnoj sobi

Funkcijama sustava možete upravljati na dodirnom zaslonu. Ovisno o aktivnim postupcima ili konfiguraciji sustava određene funkcije možda neće biti dostupne.

Sa svakim se sustavom mogu upotrebljavati do tri modula dodirnog zaslona.

- Modul dodirnog zaslona na strani stola u sobi za pregled može se na vodilicu za dodatnu opremu postaviti u tri položaja: na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru ili podnožju.
- Drugi modul dodirnog zaslona u sobi za pregled može biti postavljen na postolju (dodatno). Postolje može biti postavljeno na liječnikovoj strani, strani za medicinsku sestru, podnožju ili uzglavlju stola.
- Treći (dodatni) modul dodirnog zaslona može se smjestiti u kontrolnu sobu.

Ako upotrebljavate nekoliko modula dodirnog zaslona, primjenjuju se sljedeća pravila:

- Na svakom modulu dodirnog zaslona možete upotrebljavati različite aplikacije.
- Ako upotrebljavate istu aplikaciju na nekoliko modula dodirnog zaslona, moduli su potpuno povezani.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Modul dodirnog zaslona \(stranica 366\)](#).

3.2.3 FlexSpot (opcija)

Ako je instalirana opcija FlexSpot, monitori su u kontrolnoj sobi zamijenjeni s do dva veća monitora širokog zaslona (koji se nazivaju primarni i sekundarni monitor) koji mogu prikazati više aplikacija.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [FlexSpot \(opcija\) \(stranica 362\)](#).

3.2.4 Dodatni FlexSpot (opcija)

Dodatni FlexSpot proširenje je alata FlexSpot koje se sastoji od dodatnog monitora širokog zaslona, miša i tipkovnice, a nalazi se u kontrolnoj sobi ili sobi za pregled.

Sučelje je identično sučelju FlexSpota, osim sljedećeg:

- U svakom se trenutku može prikazivati samo jedna aplikacija.
- Na traci izbornika dostupne su samo ikone birača aplikacije i zaključavanja tipkovnice.
- Područje statusa može se sakriti kako bi se povećalo područje glavnog prikaza.

4 Pokretanje i zaustavljanje sustava

U ovom se poglavlju nalaze informacije o pokretanju i zaustavljanju sustava tijekom normalnog korištenja.

Pojedinosti o zaustavljanju sustava u slučaju nužde potražite u poglavlju [Zaustavljanje u slučaju nužde \(stranica 19\)](#).

4.1 Pokretanje sustava



- 1 Na modulu za provjeru pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)** 2 sekunde.

NAPOMENA *Izbjegavajte rukovanje bilo kojom kontrolom tijekom uključivanja sustava, jer navedeno može spriječiti postupak pokretanja.*

- 2 Otpustite gumb kada pokazatelj počne treperiti.


Svjetlo pokazatelja ostaje uključeno nakon što je postupak pokretanja završen.



Slika 23 Zaslon pokretanja sustava

Sustavu je potrebno 5 minuta od uključivanja do trenutka kada su sve funkcije dostupne.

- 3 Ako vaš raspored rada uključuje zadatke koji se izvode na zasebnoj radnoj stanici, uključite radnu stanicu i prijavite se kako bi izbjegli kašnjenja tijekom postupka.
- 4 Kada se pojavi zaslon za prijavu, unesite svoje korisničko ime i lozinku i potom odaberite **Log On (Prijava)** ili pritisnite tipku Enter.



Slika 24 Zaslon Logon (Prijava)

Ako je vaša lozinka istekla, prikazuje se dijaloški okvir koji vam omogućuje da promijenite vašu lozinku. Trebate unijeti svoju postojeću lozinku i postaviti svoju novu lozinku.

4.1.1 Pristup sustavu u slučaju nužde

Ovisno o konfiguraciji sustava, možete pristupiti sustavu u slučaju nužde bez prijave.



- 1 Ako sustav nije uključen, pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)** na modulu za provjeru dok svjetlo pokazatelja ne prestane treperiti.
- 2 Na zaslonu za prijavu pritisnite **Emergency (Hitni slučaj)**.

Sustav je dostupan u načinu rada za pristup u slučaju nužde. Ovaj način rada omogućuje da provedete hitni postupak, ali je funkcija istoga smanjena.

Informacije o konfiguraciji sustava kako biste omogućili pristup u nuždi potražite u poglavlju [Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav \(stranica 237\)](#).

4.1.2 Uključivanje samo monitora (opcija)

Ova opcija omogućuje upotrebu monitora bez uključivanja rendgenskog sustava. Potom možete pregledati slike ili provesti postupak koji ne uključuje sustav, kao što je ultrazvuk.

Ova opcija dostupna je ako je na vašem sustavu, uz opciju monitora koji se mogu zamijeniti, instalirana i opcija FlexVision ili FlexSpot.



- Pritisnite **Video Only (Samo videozapis)** na modulu za provjeru najmanje 2 sekunde. Monitori su uključeni, a miš je dostupan za konfiguraciju rasporeda zaslona.

4.2 Ponovno pokretanje sustava

NAPOMENA *Ako upravljanje sustavom počne odstupati od očekivanog ponašanja, potrebno je ponovno pokrenuti sustav.*

Postoje dva načina ponovnog pokretanja sustava.

- Toplo ponovno pokretanje: Ovaj način koristite kada pokušavate riješiti probleme u sustavu vezane uz softver. Ovo je standardni način za ponovno pokretanje sustava.
- Hladno ponovno pokretanje: Ovaj način koristite kada pokušavate riješiti probleme u sustavu vezane uz hardver.

Preporučamo svakodnevno provođenje hladnog ponovnog pokretanja sustava. Tijekom hladnog ponovnog pokretanja važni su podaci spremljeni, što pomaže pri servisiranju na daljinu.

Ako zaustavite sustav pomoću gumba za zaustavljanje u slučaju nužde s oznakom **STOP (Zaustavljanje)**, potrebno je ponovno pokrenuti sustav prije nego što isti možete ponovno koristiti. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Zaustavljanje u slučaju nužde \(stranica 19\)](#).

- Za provedbu toplog ponovnog pokretanja učinite sljedeće:



- a Na modulu za provjeru pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)**.

- b Otpustite gumb kada svjetlo pokazatelja počne treperiti.

Pri toplom ponovnom pokretanju potrebno je 90 sekundi dok sustav ne bude potpuno funkcionalan. Dijaskopija je moguća nakon 60 sekundi.

- Za provedbu hladnog ponovnog pokretanja učinite sljedeće:



- a Na modulu za provjeru pritisnite i držite **Power off (Isključivanje)**.

- b Otpustite gumb kada svjetlo pokazatelja počne treperiti.



- c Nakon što se sustav u potpunosti isključio, pričekajte 10 sekundi.
- d Na modulu za provjeru pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)**.

NAPOMENA *Nemojte rukovati bilo kojom kontrolom tijekom uključivanja sustava, jer navedeno može spriječiti postupak pokretanja.*

Hladno ponovno pokretanje sustava traje 6 minuta, od početka hladnog ponovnog pokretanja pa dok sve funkcije sustava nisu dostupne.

4.3 Kvar napajanja

U slučaju kvara napajanja, sustav se ponaša na sljedeći način:

- Svi pohranjeni podaci o pacijentu i sustavu su sačuvani.
- Svo mehaničko, nebalansirano pomicanje se blokira.

Kada je bolnički sustav pomoćnog napajanja aktivan, sustav poduzima mjere za uštedu struje. Funkcije koje uzrokuju visoku potrošnju struje bit će onemogućene. Dijaskopija s niskim opterećenjem i dalje je moguća, kao i funkcije za namještanje pacijenta i snopa. Time se osigurava da uvijek možete osloboditi pacijenta iz sustava.

NAPOMENA *Zadnja snimljena grupa može biti izgubljena ako napajanja nestane tijekom snimanja ili ubrzo nakon snimanja.*

Sustav ima mogućnost napajanja sustava pomoću neprekinutoga napajanja. Za pojedinosti se obratite tehničkoj podršci.

4.3.1 Neprekidno napajanje (opcija)

Sustav se napaja putem bolničke električne mreže. Stabilnost električne mreže može varirati te može doći do prekida napajanja.

Pri prekidu napajanja sustav se zaustavlja. Ako se to dogodi tijekom kliničkog postupka, trebate učiniti sljedeće:

- Premjestiti pacijenta u drugi sustav kako biste nastavili s postupkom.
- Pričekajte da se napajanje u bolnici ponovno uspostavi, a potom ponovno pokrenite sustav kako biste nastavili s postupkom.

Radi umanjivanja utjecaja prekida napajanja bolnica može postaviti neprekidno napajanje između bolničke električne mreže i sustava. Neprekidno napajanje omogućuje da se na siguran način prekine postupak koji je u tijeku ili da ga se, ako je moguće, dovrši. U slučaju prekida ili ponovnog uspostavljanja napajanja u bolnici sustav se ne treba ponovno pokretati i ne dolazi do prekida postupaka koji su u tijeku.

Dostupne su sljedeće vrste neprekidnog napajanja:

- neprekidno napajanje koje omogućuje sustavu nastavak rada s punim opsegom funkcija u trajanju od najmanje 15 minuta
- neprekidno napajanje s niskim opterećenjem: omogućuje sustavu nastavak dijaskopije s niskim opterećenjem u trajanju od najmanje 15 minuta. Izlaganje neće biti moguće i kvaliteta slike se smanjuje.

Kao opcija dostupno je i interno neprekidno napajanje koje omogućuje sustavu kontrolirano isključivanje u slučaju prekida napajanja u bolnici. Svi podaci su sigurnosno pohranjeni tijekom isključivanja.

Više informacija zatražite od tehničke podrške.

4.4 Ponovno pokretanje nakon isključivanja u slučaju nužde

Nakon isključivanja u slučaju nužde sustav ulazi u stanje nakon isključivanja u slučaju nužde.

To se naznačuje treperenjem svjetlosnog pokazatelja iznad gumba **Power on (Uključivanje)** na modulu za pregled.

Za ponovno pokretanje sustava nakon isključivanja u slučaju nužde potrebno je koristiti sljedeći postupak.



- 1 Kada svjetlosni pokazatelj iznad gumba **Power on (Uključivanje)** prestane treperiti, pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)** dulje od 2 sekunde.

NAPOMENA *Ako se sustav napaja iz neprekinutoga napajanja, pročitajte korisnički priručnik neprekinutoga napajanja za dodatne pojedinosti o tome kako povratiti neprekinuto napajanje nakon isključivanja u slučaju nužde. Kada je neprekinuto napajanje ponovno pokrenuto, isto će početi napajati sustav. Kada je svjetlosni pokazatelj iznad gumba **Power on (Uključivanje)** uključen, možete ponovno uključiti sustav tako da pritisnete i držite **Power on (Uključivanje)** dulje od 2 sekunde.*

4.5 Zaustavljanje sustava

Isključivanjem sustava dolazi do automatske odjave. Odjaviti se možete i bez isključivanja sustava te ostaviti sustav uključen za sljedećeg rukovatelja.



- Kako biste se odjavili, pritisnite **System (Sustav)** u traci izbornika na prozoru za pregled i zatim odaberite **Log Off (Odjava)**.



- Kako biste isključili sustav, na modulu za pregled 3 sekunde držite pritisnutim **Power off (Isključivanje)**.

5 Priprema pretrage pacijenta

Pretragu pacijenta možete zakazati i pripremiti prije samog postupka. Pretragu odaberete, uredite i pokrenete u bazi podataka pacijenata.

5.1 Baza podataka pacijenta

Kada otvorite bazu podataka pacijenata, sustav automatski povlači popis zakazanih pretraga iz baze podataka sustava.

Sustav se može konfigurirati tako da povlači i popis zakazanih pretraga s bolničkog radnog popisa.



Bazu podataka pacijenata otvarate pritiskom na birač pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora snimanja ili prozora provjere.



Slika 25 Baza podataka pacijenta

Legenda		
1	Birač popisa	
2	Popis pacijenata	
3	Podaci o pretrazi	

Pomoću birača popisa filtrirajte pretrage koje se prikazuju na popisu pacijenata.

Iko- na	Oznaka	Opis
	In progress (U tije- ku)	Prikazuju se podaci o pretrazi koja je u tijeku.
	Scheduled (Zakaza- no)	Prikazuju se pretrage zakazane u bazi podataka.
	Suspended (Obus- tavljeno)	Prikazuju se pretrage koje su pokrenute, no nisu završene.

Iko- na	Oznaka	Opis
	Completed (Dovršeno)	Prikazuju se završene pretrage.
	All Patients (Svi pacijenti)	Prikazuju se sve pretrage u bazi podataka.

Popis pacijenata možete razvrstati kako biste olakšali pronalazak pretraga.

- Pritiskom na zaglavlje stupca stupac se razvrstava uzlaznim redoslijedom.
- Ponovnim pritiskom na zaglavlje stupca isti se stupac razvrstava silaznim redoslijedom. Strelica na zaglavlju stupca ukazuje na to da je stupac razvrstan i na redoslijed u kojem je razvrstan (uzlazni ili silazni).

Redoslijed kojim su stupci prikazani možete promijeniti povlačenjem zaglavlja stupca na novi položaj.

Stupce također možete prikazati ili sakriti tako da desnom tipkom miša pritisnete na zaglavlje stupca i odaberete prikaz ili sakrivanje stupca.

Ako odaberete **All Patients (Svi pacijenti)**, status svake pretrage prikazuje se u obliku ikone.

Iko- na	Status	Opis
	Scheduled (Zakazano)	Postupak je zakazan, no nije pokrenut.
	In progress (U tijeku)	Postupak je pokrenut i trenutačno je u tijeku.
	Suspended (Obustavljeno)	Postupak je pokrenut, no nije završen te trenutačno nije u tijeku. Postupak možete nastaviti u prikladnom trenutku.
	Completing (U tijeku dovršavanje)	Postupak je završen, no u pozadini bi se mogli odvijati određeni automatski postupci kao što je prijenos podataka ili pohranjivanje.
	Completed with an error (Dovršeno s pogreškom)	Postupak je završen, no došlo je do određenih pogrešaka. Više informacija o pogreškama potražite u pregledniku zadataka.
	Completed (Dovršeno)	Postupak je završen, a svi automatski postupci, prijenos podataka ili pohranjivanje uspješno su obavljani.
	Imported (Uvezeno)	Pretraga je uvezena iz arhive.
	Importing (Uvoz)	U tijeku je uvoz pretrage iz arhive.
	Imported with errors (Uvezeno s pogreškama)	Pretraga je uvezena iz arhive, no došlo je do određenih pogrešaka. Više informacija o pogreškama potražite u pregledniku zadataka.

NAPOMENA *Ako automatski prijenos podataka ne uspije tijekom završavanja postupka, status postupka mogao bi i dalje biti **Completing (U tijeku dovršavanje)**. Više informacija o tome zašto završavanje nije uspjelo potražite u pregledniku zadataka.*

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Prikaz zadataka sustava u pregledniku zadataka \(stranica 159\)](#).

Brzo pretraživanje



Iznad popisa pacijenta nalazi se okvir za pretraživanje pomoću kojeg možete pretraživati bazu podataka pacijenata.

Rezultati pretraživanja automatski se pokazuju dok unosite tekst za pretraživanje. U pretraživanju se ne razlikuju velika i mala slova.



Kada unesete tekst za pretraživanje, ikona se mijenja kako biste po želji mogli izbrisati uneseni tekst. Uneseni tekst za pretraživanje možete izbrisati pritiskom na **Clear (Brisanje)**.

5.2 Kartice ProcedureCard

ProcedureCard je digitalna kartica koja sadržava prethodno određene postavke postupka kao što su protokoli snimanja, orijentacija pacijenta i uvezeni dokumenti s uputama za postupak.

Ako vaš sustav ima instaliranu opciju FlexSpot ili FlexVision, kartice ProcedureCard također sadrže prethodno određene rasporede zaslona.

Sustav nudi prethodno određene kartice ProcedureCard koje su podijeljene u grupe postupaka. Moguće je također stvoriti vlastite kartice ProcedureCard i spremiti ih u vlastite grupe.

Kartice ProcedureCard pružaju sljedeće informacije o sustavu:

- Zadane postavke rendgenskog zračenja za upotrebu u pretrazi.
- Odabiri postavki rendgenskog zračenja koji su dostupni tijekom pretrage.
- Željena orijentacija pacijenta.
- Zadani izgled za FlexVision.
- Zadani izgled za FlexSpot.
- Smjernice za pretragu.

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Priprema pretrage pacijenta \(stranica 50\)](#)
- [Upravljanje karticama ProcedureCard \(stranica 250\)](#)

5.3 Zakazivanje pretrage s bolničkog radnog popisa

Ako se pacijent za kojeg zakazujete pretragu ne prikazuje na radnom popisu, možete ga potražiti na bolničkom radnom popisu.



1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za provjeru ili prozoru snimanja za prikaz baze podataka pacijenta.



2 Učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **Scheduled (Zakazano)** kako bi se prikazao popis zakazanih postupaka.
- Pritisnite **All Patients (Svi pacijenti)** kako bi se prikazali svi postupci u lokalnoj bazi podataka.



3 Pritisnite **Add from Worklist (Dodaj iz radnog popisa)**.



4 Kako biste pronašli pacijenta na radnom popisu, učinite jedno od sljedećeg:

- Unesite prezime pacijenta, ID pacijenta ili pristupni broj i pritisnite **Search (Pretraži)**.
- Kako bi se prikazao popis svih pacijenata na radnom popisu koji su zakazani za pregled na ovom sustavu, ostavite ta polja prazna i pritisnite **Search (Pretraži)**.

Ako je zakazano da se pacijent kojeg tražite pregleda na drugom sustavu, možda ćete morati ponoviti pretraživanje pomoću drugačijih vrijednosti za **Station AE-Title (AE naziv stanice)** i **Modality (Modalitet)**.

Ako ne možete naći pacijenta na radnom popisu, možda ga morate ručno dodati. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručno zakazivanje pretrage \(stranica 53\)](#).

Karticu ProcedureCard odabranu za pretragu možete promijeniti tako da uredite pretragu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Uređivanje zakazane pretrage \(stranica 53\)](#).

- 5 Odaberite pacijenta na popisu pacijenata.
- 6 Pritisnite **Add to Schedule (Dodaj u raspored)**.

Kada zakažete pretragu s bolničkog radnog popisa, kartica ProcedureCard automatski se bira na temelju DICOM RIS koda koji je unesen za pretragu u bolničkom radnom popisu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Mapiranje RIS kodova u kartice ProcedureCard \(stranica 240\)](#).

5.4 Ručno zakazivanje pretrage

Moguće je zakazati pretragu za pacijenta koja nije dostupna na radnom popisu.



- 1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za provjeru ili prozoru snimanja za prikaz baze podataka pacijenta.



- 2 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite **Scheduled (Zakazano)** kako bi se prikazao popis zakazanih postupaka.
 - Pritisnite **All Patients (Svi pacijenti)** kako bi se prikazali svi postupci u lokalnoj bazi podataka.



- 3 Pritisnite **Add Patient (Dodaj pacijenta)**.

- 4 Unesite podatke o pacijentu.

- 5 Unesite podatke o pretrazi u karticu **Study Details (Podaci o pretrazi)**.

Ako odaberete **Auto (Automatski)** u okviru **Patient Type (Vrsta pacijenta)**, sustav automatski na temelju visine i težine pacijenta odabire prikladnu vrstu pacijenta.

- 6 Pritisnite karticu **Procedures (Postupci)**.
- 7 Odaberite odgovarajuću stavku **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** s padajućeg popisa.
- 8 Odaberite potrebnu karticu ProcedureCard.

Ako ne odaberete karticu ProcedureCard, bit će upotrijebljena zadana kartica ProcedureCard. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Promjena zadane kartice ProcedureCard \(stranica 251\)](#).

- 9 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Za dodavanje postupka na raspored bez pokretanja istoga pritisnite **Add to Schedule (Dodaj u raspored)** u prozoru za provjeru ili prozoru snimanja.
 - Za dodavanje postupka na raspored i trenutno pokretanje istoga pritisnite **Start Procedure (Pokreni postupak)** u prozoru snimanja.



5.5 Uređivanje zakazane pretrage

Zakazanu pretragu možete urediti radi promjene ili dodavanja informacija ili promjene kartice ProcedureCard.



1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za prikaz rendgenskih slika ili prozora za pregled.



2 Odaberite pacijenta na popisu pacijenata i pritisnite **Edit (Uređivanje)**.

3 Informacije možete promijeniti ili dodati u kartici **Study Details (Podaci o pretrazi)**.

Ako je pretraga uvezana s bolničkog radnog popisa, možete promijeniti samo informacije o vrsti, veličini i težini pacijenta. Dodatne pojedinosti o uvozu pretraga s bolničkog radnog popisa potražite u poglavlju [Zakazivanje pretrage s bolničkog radnog popisa \(stranica 52\)](#).

4 Karticu ProcedureCard možete promijeniti u kartici **Procedures (Postupci)**.

Ako promijenite karticu ProcedureCard, postavke povezane s novom, odabranom karticom ProcedureCard primjenjuju se na sustav kada odaberete pretragu za snimanje.

5 Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.

Možete i pritisnuti **Back to Schedule (Natrag na raspored)** kako biste se vratili na bazu podataka pacijenata bez spremanja promjena.

5.6 Provjera dostupnog diskovnog prostora za pohranu

Prije pokretanja pretrage i snimanja slika potrebno je provjeriti ima li sustav dovoljno kapaciteta za pohranu.

Dostupni kapacitet za pohranu možete provjeriti u području obavijesti. Sljedeće ikone označavaju status diska za pohranu.

Ikona	Status
	Disk za pohranu ima kapacitet. Namjestite pokazivač iznad ikone kako biste vidjeli postotak dostupnog mjesta na disku.
	Dostupnog je mjesta na disku malo. Nezaštićene pretrage mogle bi biti prebrisane. Potrebno je obrisati pretrage ili izvesti važne podatke na odgovarajuću lokaciju kako biste stvorili više prostora.
	Dostupnog je mjesta na disku kritično malo. Možda nećete moći spremiti pretragu. Potrebno je obrisati pretrage ili izvesti važne podatke na odgovarajuću lokaciju kako biste stvorili više prostora.

U sustavima s dvije ravnine za svaki je kanal naznačen kapacitet za pohranu.

Više informacija o zaštiti i arhiviranju važnih podataka potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Zaštita pretraga i uklanjanje zaštite na njima \(stranica 124\)](#)
- [Izvoz podataka \(stranica 152\)](#)

5.7 Pokretanje pretrage

Ako je pretraga zakazana, možete je odabrati i pokrenuti.

Pretragu možete pokrenuti samo u prozoru za prikaz rendgenskih slika.



1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za prikaz rendgenskih slika.



2 Pritisnite **Scheduled (Zakazano)** kako bi se prikazao popis zakazanih pretraga.

Ako se na popisu zakazanih pretraga ne prikazuje pacijent ili pretraga, možda ćete morati pretražiti bolnički radni popis ili ručno dodati pacijenta.

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Zakazivanje pretrage s bolničkog radnog popisa \(stranica 52\)](#)
- [Ručno zakazivanje pretrage \(stranica 53\)](#)



- 3 Odaberite pacijenta na popisu i pritisnite **Start Procedure (Pokreni postupak)**.

5.8 Namještanje pacijenta na stol

Pacijenta pravilno namjestite na stol prije nego što se njegov položaj više neće moći mijenjati tijekom pretrage zbog sterilne pripreme.

NAPOMENA *Onemogućite geometrijska pomicanja i rendgensko zračenje prilikom sljedećih radnji:*

- *namještanje pacijenta na površinu stola*
- *uklanjanje pacijenta s površine stola*
- *priprema pacijenta za postupak.*



Najveća dopuštena težina na stolu iznosi 275 kg / 600 lbs. Navedeno uključuje težinu sve dodatne opreme koja je pričvršćena za stol.

NAPOMENA *Maksimalno dopušteno opterećenje operacijskog stola ne podudara se s opterećenjem standardnog stola. Dodatne pojedinosti potražite u Uputama za uporabu isporučenima s operacijskim stolom.*

- 1 Ako postoji mogućnost okomitog i bočnog nagiba, postavite površinu stola na 0 stupnjeva okomitog i 0 stupnjeva bočnog nagiba.
- 2 Ako postoji mogućnost okretanja, stol možete okrenuti kako biste omogućili bolji pristup prilikom prijenosa pacijenta. Kako biste okrenuli površinu stola, učinite sljedeće:

- a Pomaknite površinu stola do samog kraja uzglavlja (u potpunosti izvučen od postolja stola) kako biste olakšali okretanje.



- b Okrenite i držite prekidač **Pivot Lock (Blokada okretanja)** na upravljačkom modulu sve dok svjetlosni pokazatelj otključavanja ne bude više bijel.

Odgoda ugrađena u prekidač **Pivot Lock (Blokada okretanja)** sprečava nenamjernu deblokadu tijekom prijenosa pacijenta.

- c Pogurnite površinu stola u željeni položaj.

Na +13 i -13 stupnjeva blokira se okretanje (zaporni položaji), a površina stola može se okretati između +90 i -180 stupnjeva.

- d Provjerite je li uključena blokada okretanja.


Blokada okretanja automatski se uključuje 10 sekundi nakon okreta. Svjetlosni pokazatelj deblokade pobijeli kada je uključena blokada okretanja.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Okretanje stola \(stranica 66\)](#).

- 3 Pomaknite površinu stola prema podnožju (u potpunosti povučena prema postolju stola).
- 4 Podignite ili spustite površinu stola visinu prikladnu za prijenos pacijenta.
- 5 Skinite upravljačke module i zaštitu od zračenja ako su priključeni na vodilicu za dodatnu opremu između kolica i površine stola.

Tu opremu možete ponovno priključiti nakon prijenosa pacijenta.

- 6 Pacijenta prenesite na površinu stola i namjestite u pravilan položaj.



Slika 26 Pacijenta prenesite na stol koji je potpuno povučen prema postolju stola.

Orijentacija pacijenta potrebna za odabranu karticu ProcedureCard prikazana je na ploči sa zadacima **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**. Ako je orijentacija pacijenta drugačija, promijenite orijentaciju pacijenta na ploči sa zadacima. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Promjena orijentacije pacijenta \(stranica 58\)](#).


NAPOMENA *Provjerite jesu li pacijent, upravljački modul i modul dodirnog zaslona namješteni tako da pacijent ne može dodirnuti ili doći u dodir s modulima.*

- 7 Ako ste stol okrenuli radi prijenosa pacijenta, učinite sljedeće kako biste stol vratili u željeni položaj za postupak:
- a Poništite blokadu okretanja i okrenite stol.
 - b Provjerite je li blokada okretanja uključena prije nego što nastavite s pripremom pacijenta.

5.8.1 Upotreba remenja za pacijenta



Koristite remenje za pacijenta kako bi osigurali da je pacijent siguran prije pokretanja okomitog ili bočnog nagiba površine stola.

Ako upotrebljavate sterilne plahte za pokrivanje pacijenta, zbog istih remenje pacijenta možda nije vidljivo. Ako je pacijent pokriven sterilnim plaktama, provjerite je li pacijent osiguran remenjem prije pokretanja okomitog ili bočnog nagiba površine stola.



Slika 27 Upotreba remenja za pacijenta

Provjerite je li remenje pravilno primijenjeno oko vodilice stola za dodatnu opremu.




Slika 28 Primjena remenja za pacijenta oko vodilice za dodatnu opremu

Oznaka s ispravnom upotrebom remenja nalazi se s obje strane stola između rupa za određivanje položaja traka.



Slika 29 Oznaka remenja za pacijenta



Slika 30 Remenje za pacijenta: nepravilna i pravilna upotreba

NAPOMENA *Za pacijente s invaliditetom na kojima se ne može primijeniti preporučeno korištenje remenja za pacijenta, vaša je odgovornost da odlučite kako najbolje koristiti funkciju okomitog ili bočnog nagiba uz smanjenje rizika da se naškodi pacijentu.*

5.8.2 Promjena orijentacije pacijenta

Zadana orijentacija pacijenta za postupak određena je u kartici ProcedureCard. Orijentaciju pacijenta možete promijeniti kako bi ista bila prikladna za postupak koji provodite i kako bi odgovarala stvarnom položaju pacijenta na stolu.

Možete odabrati sljedeće orijentacije pacijenta:

Simbol	Orijentacija
	Pacijent s licem prema gore i glavom na uzglavlju stola
	Pacijent s licem prema gore i glavom na podnožju stola
	Pacijent s licem prema dolje i glavom na uzglavlju stola
	Pacijent s licem prema dolje i glavom na podnožju stola

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Orijentacija slike \(stranica 95\)](#).

Možete promijeniti orijentaciju pacijenta s pomoću prozora snimanja ili modula dodirnog zaslona.

1 Za promjenu orijentacije pacijenta s pomoću prozora snimanja učinite sljedeće:



a Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

b Na ploči zadataka odaberite željenu **Patient Orientation (Orijentacija pacijenta)**.

2 Za promjenu orijentacije pacijenta s pomoću modula dodirnog zaslona učinite sljedeće:



- a Odaberite aplikaciju **X-ray Acquisition (Rendgensko snimanje)** na modulu dodirnog zaslona.
- b Dodirnite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.
- c Dodirnite **Patient Orientation (Orijentacija pacijenta)**.
- d Odaberite željenu orijentaciju pacijenta.

5.9 Priprema sustava

Postupci u ovom odjeljku opisuju preferirani položaj nosača i stola, u vezi s vrstama postupaka.

5.9.1 Sigurnosne informacije

Sigurnost pacijenta

Pazite da tijekom motoriziranog bočnog pomicanja nosača pacijentovi prsti ne zapnu između stola i C-luka.

Pri pomicanju detektora prema pacijentu pazite da prednja ploča detektora ne udari u male predmete, kao što je nos pacijenta.

Kada je ruka pacijenta na osloncu za ruku za kateter, pazite da ruka ili prsti pacijenta ne zapnu između oslonca za ruku i C-luka tijekom pomicanja stola ili nosača.

Sigurnost bolničkog osoblja

Tijekom plutanja površine stola pazite da drugi članovi osoblja ne zaglave između površine stola i druge opreme u sobi za pregled.

Mehanizmu za uzdužno navođenje može se pristupiti ispod površine stola. Može doći do teških ozljeda ako bilo koji dio tijela zapne u mehanizmu.

Sigurnosni uređaji

Dodatne pojedinosti o sigurnosnim uređajima za pomicanje nosača i stola potražite u poglavlju [Sprječavanje sudara \(BodyGuard\) \(stranica 30\)](#).

Nenamjerna aktivacija



UPOZORENJE

Pobrinite se da pacijent, sterilni pokrivači ili nešto drugo slučajno ne aktivira gumbe upravljačkog modula. To može dovesti do teških ozljeda pacijenta ili drugih osoba.

Nožni prekidač

Pazite da se nožni prekidač nenamjerno ne aktivira tijekom pomicanja geometrije ili obrtanja osnove stola.

Ako nožni prekidač treba biti pokriven sterilnim prekrivačem, nemojte postaviti prekrivač previše čvrsto. To je zato da bi se osiguralo da se ostale papučice ne aktiviraju kada pritisnete jednu papučicu.

Prolijevanje tekućina

Spriječite prolijevanje tekućina koje dijelove opreme pod naponom može dovesti u kontakt s provodljivim kućištima ili izravni kontakt s rukovateljem, drugih osobljem ili pacijentom.

5.9.2 Namještanje C-luka

C-luk namještate u radni položaj pomoću upravljačkog modula.

Dostupni su sljedeći radni položaji:


- Uzglavlje
- Liječnikova strana
- Strana za medicinsku sestru

Kretanja rotacije i nagiba su motorizirana s promjenjivom brzinom. Što je veći otklon prekidača na upravljačkom modulu, to je veća brzina C-luka. Za uobičajenu upotrebu te brzine iznose 0 – 25 stupnjeva po sekundi (tehnička podrška može konfigurirati niže maksimalne brzine). Ako nosač nije unutar radnog raspona, maksimalne brzine smanjit će se na 8 stupnjeva po sekundi.

Na smjer pomicanja utječe položaj prekidača **Orientation (Orijentacija)** na donjoj strani upravljačkog modula. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Odabir položaja na strani stola za upravljački modul \(stranica 62\)](#).

Sljedeći postupak pretpostavlja da se upravljački modul nalazi na liječnikovoj strani stola.

Provjerite status kočnice stola i otključajte ili zaključajte stol prema potrebi tijekom postupka. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Zaključavanje i otključavanje pomicanja C-luka i stola \(stranica 93\)](#).



Slika 31 Namještanje C-luka na uzglavlje (lijevo) i na stranu za medicinsku sestru (desno)

- 1 Ako stol ima instaliranu opciju nagiba, pazite da stol nije nagnut.
- 2 Ako stol ima instaliranu opciju okretanja, pazite da stol nije okrenut.
- 3 Udaljenost od izvora do slike detektora postavite na maksimalnu vrijednost.



- 4 Položite pacijenta na stol u željeni položaj.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#).

- 5 Pomaknite C-luk u željeni položaj.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Stol za pacijenta: liječnikova strana i strana za medicinsku sestru \(stranica 396\)](#).

- 6 Pomaknite površinu stola u željeni položaj.
- 7 Prilagodite rotaciju i kutni raspon C-kraka za potrebne projekcije.



- 8 Kako biste dodatno namjestili područje interesa, pomaknite stol.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).




- 9 Ako vaš sustav ima detektor koji se može rotirati, rotirajte detektor u željeni položaj (okomiti ili vodoravni).



- 10 Pomaknite detektor što bliže pacijentu.

5.9.3 FlexMove

FlexMove omogućuje uzdužno i bočno pomicanje za C-luk montiran na stropu.



Slika 32 Geometrija FlexMove

- Za provedbu ručnog pomicanja učinite sljedeće:



- Pritisnite i držite tipku za otpuštanje kočnice **Longitudinal/Transversal (Uzdužno/poprečno)** pomicanja na nosaču C-luka.
- Upotrijebite ručke kako biste gurnuli ili povukli C-luk u željeni položaj.
- Za zaustavljanje pomicanja otpustite tipku.



- Za izvođenje motoriziranih kretnji, upotrijebite prekidač **Move Beam XY Motorized (Motorizirano pomicanje snopa XY)** na upravljačkom modulu.

5.9.4 Upravljački moduli


Upravljački modul kombinacija je kontrola za prilagođavanje položaja nosača i stola te, tijekom snimanja, pokretanje funkcija povezanih sa snimanjem.

Upravljačke module možete postaviti na mjestima oko stola koja vam odgovaraju tako da ih postavite na vodilicu za dodatnu opremu.

Nemojte postavljati više od dva modula na vodilicu za dodatnu opremu.

Ponovno namještanje upravljačkog modula

Možete ponovno namjestiti upravljački modul na praktičniji položaj za pretragu koja se provodi.




Slika 33 Pričvršćivanje upravljačkog modula (lijevo) i uklanjanje upravljačkog modula (desno)

- 1 Za uklanjanje upravljačkog modula s vodilice za dodatnu opremu jednom ga rukom primite sprijeda, s palcem na vrhu, a prstima primite sklopku za otpuštanje kočnice.
- 2 Pritisnite sklopku za otpuštanje kočnice kako biste otpustili modul i podigli ga prema gore. Modul se može podići s vodilice za dodatnu opremu i pomaknuti u drugi položaj.
- 3 Za pričvršćivanje upravljačkog modula na vodilicu za dodatnu opremu pritisnite sklopku za otpuštanje kočnice kako biste otvorili kočnicu.
- 4 Kočnicu postavite preko vodilice za dodatnu opremu i pritisnite modul prema dolje dok stražnji kraj kućišta modula nije u ravnini s vodilicom za dodatnu opremu, a zatim otpustite kočnicu.
- 5 Pazite da vodilice kabela pridržavaju kabele upravljačkog modula.
- 6 Ako ste ponovno namjestili upravljački modul na drugu stranu stola, potrebno je odabrati ispravan položaj površine stola pomoću prekidača **Orientation (Orijentacija)**. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Odabir položaja na strani stola za upravljački modul \(stranica 62\)](#).

Odabir položaja na strani stola za upravljački modul

Kako bi se osiguralo da pomicanje nosača ostane logično za svaki položaj na koji se upravljački modul može montirati, prekidač **Orientation (Orijentacija)** koji se nalazi na donjoj strani modula mora biti postavljen u odgovarajući položaj:



Slika 34 Upravljački modul (donja strana) i prekidač **Orientation (Orijentacija)**

Prekidač mora uvijek biti usmjeren prema uzglavlju površine stola. Na primjer:

- Kada se upravljački modul postavlja na liječnikovoj strani, prekidač mora biti usmjeren prema lijevo.
- Kada se upravljački modul postavlja na strani za medicinsku sestru, prekidač mora biti usmjeren prema desno.
- Kada se upravljački modul postavlja na podnožju, prekidač mora biti usmjeren prema površini stola.

Definicije položaja stola potražite u poglavlju [Stol za pacijenta: liječnikova strana i strana za medicinsku sestru \(stranica 396\)](#).

Kada je prekidač **Orientation (Orijentacija)** na donjoj strani upravljačkog modula u ispravnom položaju, nosač se pomiče logično u usporedbi sa smjerom u kojem se upotrebljavaju prekidači.

5.9.5 Namještanje stropnog ovjesa monitora



UPOZORENJE


Nemojte dopustiti pacijentu da dodirne donju ručku stropnog ovjesa monitora. Riječ je o dijelu koji nije primijenjen pa ne bi smio doći u dodir s pacijentom.



UPOZORENJE

Opremu nemojte postavljati na donju ručku stropnog ovjesa monitora koja se smatra dijelom koji nije primijenjen. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Primijenjeni dijelovi \(stranica 351\)](#).

- 1 Pritisnite i držite gumbe motoriziranog pomicanja kako biste prilagodili visinu stropnog ovjesa monitora.



Slika 35 Gumbi za pomicanje visine stropnog ovjesa monitora

- 2 Gurnite ili povucite ručku za prilagodbu X i Y položaja stropnog ovjesa monitora.
- 3 Gurnite ili povucite ručku kako biste rotirali stropni ovjes monitora.

5.9.6 Namještanje stola

U ovom se poglavlju nalaze upute o uporabi funkcija za namještanje stola.

Podešavanje visine stola

Možete podesiti visinu stola kako biste osigurali odgovarajući položaj područja interesa.

Dodatne pojedinosti o postavljanju područja interesa u izocentar potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).

- 1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.
- 2 S pomoću upravljačkog modula prilagodite visinu stola sve dok područje interesa ne bude u središtu vidnog polja.



Navedeno možete i s pomoću dijaskopije.

Plutanje površine stola

Možete aktivirati bočno ili uzdužno plutanje površine stola radi lakšeg postavljanja područja interesa na ispravan položaj.

Ovisno o konfiguraciji sustava, bočno i uzdužno pomicanje može se izvršiti ručno ili automatski.

- 1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.
- 2 S pomoću upravljačkog modula i kontrole plutanja stola namjestite područje interesa u središte vidnog polja.



Navedeno možete i s pomoću dijaskopije.

Okomito naginjanje stola


Funkcija okomitog nagiba omogućuje naginjanje površine stola u rasponu od -17 do +17 stupnjeva.



OPREZ



Pazite da vam se prsti ne zaglave. Nemojte stavljati prste na mrehove stola tijekom naginjanja.



Slika 36 Okomito naginjanje stola

1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.



2 Pritisnite i držite pritisnutim **Tilt (Okomiti nagib)** sve dok se ne dosegne željeni kut.


Ako je dostupna mogućnost sinkroniziranog nagiba, a postavljeni radni položaj jest liječnikova strana ili strana za medicinsku sestru, visina stola automatski se podešava tijekom naginjanja kako bi se osiguralo da područje interesa ostane u izocentru.

3 Kako bi stol plutao tijekom naginjanja, pritisnite kontrolu **Float Tabletop (Plutanje površine stola)** na upravljačkom modulu, a zatim pritisnite kontrolu **Float Tabletop (Plutanje površine stola)** u smjeru u kojem želite pomaknuti površinu stola.

Kako bi se olakšalo pomicanje površine stola kod pacijenata velike težine, uzdužna su pomicanja automatski motorizirana kada upotrebljavate funkciju **Float Tabletop (Plutanje površine stola)** s okomito nagnutom površinom stola. Bočna pomicanja nisu motorizirana čak i kad je površina stola nagnuta okomito.

Bočno nagibanje stola

Funkcija bočnog nagiba stola omogućuje nagib površine stola od -15 stupnjeva do +15 stupnjeva.



Slika 37 Bočno nagibanje stola

- 1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.
- 2 Pritisnite i držite **Cradle (Bočni nagib)** dok ne dosegnete željeni kut.

Okretanje stola

Funkcija okretanja omogućuje okretanje površine stola za poboljšani pristup pacijentu tijekom prijenosa ili za namještanje površine stola za postupak.

- 1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.
- 2 Kako biste okrenuli stol počevši od uzglavlja, izvucite površinu stola do uzglavlja radi lakšeg okretanja stola.


Ako zbog prirode postupka ili rasporeda sobe stol morate okrenuti počevši od podnožja, nemojte izvlačiti stol kako bi vam za okretanje bilo potrebno što manje snage.

- 3 Otključajte okretanje stola tako da okrenete i držite prekidač **Pivot Lock (Blokada okretanja)** na upravljačkom modulu sve dok svjetlosni pokazatelj otključavanja ne bude više bijel.



- 4 Gurnite stol pod željeni kut.

Na +13 i -13 stupnjeva blokira se okretanje (zaporni položaji), a površina stola može se okretati između +90 i -180 stupnjeva.



Slika 38 Raspon okretanja

NAPOMENA *Ako je stol okrenut više od 13 stupnjeva, BodyGuard ne može spriječiti sudare s pacijentom tijekom rotacijskih i angulacijskih pomicanja.*


NAPOMENA *Automatsko zaključavanje okretanja provodi se nakon 10 sekundi ako u navedenom vremenu ne izvršite okretanje stola.*

- 5 Prije nastavka vašeg zadatka, pazite da je aktivirano zaključavanje okretanja stola.

Svjetlosni pokazatelj otključavanja na upravljačkom modulu promijeni boju u bijelu kada se aktivira zaključavanje okretanja stola.


Obrtanje stola

Funkcija obrtanja omogućuje postavljanje stola u položaj za snimanje cijelog tijela sustavom F20.



Slika 39 Obrtanje stola

- 1 Uklonite sve predmete iz putanje stola.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutim gumb za smjer na ručnom prekidaču za obrtanje.




Slika 40 Ručni prekidač za obrtanje

5.9.7 Upotreba zaštite od zračenja

Zaštita od zračenja dodatna je zaštita od zalutalog zračenja. Sa sustavom možete upotrijebiti zaštitu od zračenja montiranu na stol ili stropnu zaštitu od zračenja.

Zaštita od zračenja montirana na stol, kao i ona stropna, ekvivalentna je olovu (Pb) debljine 0,5 mm. Optimalnu zaštitu pruža kombinacija zaštite od zračenja montirane na stol, stropne zaštite od zračenja i olovnih pregača.



Slika 41 Kombinirano korištenje zaštite od zračenja

Prije korištenja zaštite od zračenja provjerite je li zaštitni materijal oštećen. Prilikom provjere pomoću dijaskopije na zaštitu ne smije biti vidljivih pukotina i oštećenja. Iznimno je preporučljivo ovu provjeru provoditi redovito i uvijek kad postoji mogućnost da je zaštita oštećena.


Uklonite zaštitu od zračenja montiranu na stol s vodilice stola za dodatnu opremu prije okomitog ili bočnog nagnjanja površine stola jer bi se tijekom takvih pomicanja zaštita mogla olabaviti. Kada je površina stola nagnuta bočno, smanjena je učinkovitost zaštite od zračenja montirane na stol.

Do sudara sa zaštitom od zračenja može doći prilikom namještanja C-luka ili stropnog ovjesa monitora. Izbjegavajte sudare jer se može oštetiti oprema.

Pričvršćivanje i namještanje zaštite od zračenja montirane na stol

NAPOMENA *Nemojte namještati zaštitu od zračenja montiranu na stol na dodatnu pomoćnu vodilicu stola za dodatnu opremu.*

- 1 Po želji stavite sterilnu vrećicu, preko zaštite od zračenja i pregače.
- 2 Zaštitu od zračenja držite desnom rukom na uređaju za spajanje, a lijevom rukom na kraku zaštite.
- 3 Čeljust uređaja za spajanje gurnite prema vodilici stola za dodatnu opremu.
- 4 Gumb na uređaju za spajanje okrenite udesno kako biste spojili zaštitu od zračenja na vodilicu stola za dodatnu opremu.




Slika 42 Pričvršćivanje zaštite od zračenja pomoću uređaja za spajanje

5 Zaštita od zračenja može se postaviti u sljedeće položaje:

- Radni položaj s donjom i gornjom zaštitom u upotrebi.
- Radni položaj sa samo donjom zaštitom u upotrebi (gornji zaštita sklopljena).
- Spremljeni položaj (zaštita spremljena ispod stola).


6 Za upotrebu gornje zaštite, podižite zaštitu prema gore dok klinovi ne legnu u utore.



Slika 43 Upotreba gornje zaštite

7 Kako biste spremili zaštitu od zračenja, sklopite gornju zaštitu ako je ista postavljena i gurnite donju zaštitu ispod stola.

Namještanje zaštite od zračenja sa stropnim ovjesom



Slika 44 Radni položaj zaštite od zračenja sa stropnim ovjesom

- 1 Po želi stavite sterilnu vrećicu preko pregače zaštite i dijela olovne akrilne zaštite te tako pričvrstite vrećicu u dva otvora.
- 2 Pomaknite zaštitu u željeni položaj pomoću kraka ovjesa.
- 3 Nagnite zaštitu u željeni položaj.

5.9.8 Upotreba sterilnih prekrivača

Zdravstvena je ustanova odgovorna za uspostavljanje detaljnih postupaka za prekrivanje sterilnim prekrivačima.

Prekrijte površinu stola, upravljačke module i ručicu za pomicanje tankim slojem sterilizirane plastike. Zasebno se moraju prekriti daljinski upravljač, modul dodirnog zaslona, miš i stol za miš, zaštita od zračenja, nožni prekidač i detektor.

NAPOMENA *Kada upotrebljavate sterilni prekrivač na modulu dodirnog zaslona, provjerite je li prekrivač dobro zategnut kako biste izbjegli probleme prilikom radnji na dodirnom zaslonu, npr. povlačenja.*

5.10 Upotreba stola za operacijsku salu

Stol za operacijsku salu možete upotrebljavati s rendgenskim sustavom Azurion. Razina integracije ovisi o stolu za operacijsku salu koji se upotrebljava te su dostupne funkcije opisane u ovom odjeljku.

Rendgenski sustav Azurion kompatibilan je sa stolovima za operacijsku salu sljedećih proizvođača:

- Maquet
- Trumpf

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Kompatibilnost \(stranica 16\)](#).

Moduli sa strane stola

Moduli sa strane stola mogu se postaviti na stol za operacijsku salu. Za vrijeme postavljanja pacijenta na stol ili micanja pacijenta sa stola module sa strane stola moguće je stacionirati na postolje (opcija) u sobi za pregled.

Postavljanje geometrije i BodyGuard

Prilikom upotrebe stola za operacijsku salu sljedeće funkcije nisu dostupne:

- Automatsko zaustavljanje na radnim položajima 1 ili 2 tijekom motoriziranog uzdužnog pomicanja nosača
- Sustav BodyGuard isključen ispod stola (izborna funkcija)

Prilikom upotrebe kirurškog stola Maquet dostupna je funkcija automatskog poništavanja funkcije bodyguard (ABO). Kada se očita objekt, navedena funkcija omogućuje nastavak pomicanje nosača te bočno ili uzdužno pomicanje stola sigurnom brzinom.

Detekcija sudaranja



UPOZORENJE

When moving the table, take care to avoid collisions with the stand.

Funkcija inteligentnog sprječavanja sudara (ICP) sprječava sudar nosača i postolja stola za operacijsku salu.

Prilikom detekcije sudara provode se sljedeće radnje:

- Sva pomicanja stola su zaustavljena.
- Prikazat će se korisnička poruka i oglasiti zvučni signal.

Kad se riješi sudaranje, povratit će se normalno pomicanje.

NAPOMENA *Ako je nosač postavljen dalje od pohranjenog položaja, pri upotrebi funkcije Recall APC (Vraćanje položaja za APC) L-krak se počinje rotirati, a C-luk može udariti u ploču stola za pregled tijekom rotacije L-kraka.*

NAPOMENA *Ako je rendgenski sustav isključen, sustav detekcije sudaranja neće raditi kad se pomicanjem stola upravlja pomoću kontrola stola za operacijsku salu.*

Dodatna oprema

Sljedeća se dodatna oprema može koristiti sa stolom za operacijsku salu.

- Radiolucetni oslonac za ruku tvrtke Philips (nije dostupan za Trumpf stol za operacijsku salu)
- Periferni rendgenski filtri
- Funkcionalni oslonac za ruku
- Pomoćni držač za zaštitu od zračenja koja se montira na strop
- Zaštita od radijacije koja se montira na strop
- Moždani filter
- Neuroradiološki umetak

NAPOMENA *Dodatna oprema može biti dostupna od proizvođača stola za operacijsku salu. Međutim, navedena dodatna oprema nije testirana za upotrebu s rendgenskim sustavom Azurion. Pogledajte informacije koje isporučuje proizvođač.*

Stacioniranje nosača

Ako je instaliran dodatni produžetak stropne vodilice, nosač možete stacionirati tako da ne smeta stolu. Dodatni produžetak stropne vodilice dostupan je na gornjem kraju ili donjem kraju.

5.10.1 Maquet Operacijski stol

Operacijski stol Maquet sastoji se od stupa operacijskog stola i površine stola. Površina stola dostupna je u sljedećim konfiguracijama:

- Univerzalna površina stola: prikladna za niz kirurških primjena; pomoću ploče postolja i dodatnih spojenih modula omogućuje namještanje pacijenta.
- Radiolucerna površina stola: prikladna za intervencijske postupke i minimalno invazivne operacije.

NAPOMENA *Nemojte koristiti remenje tvrtke Philips za učvršćivanje pacijenta tijekom pomicanja. Dodatne pojedinosti o tome kako privezati pacijenta potražite u dokumentaciji sustava Maquet.*

Pokretanje i isključivanje

Pokretanjem i isključivanjem operacijskog stola Maquet upravlja rendgenski sustav. Nije ga potrebno uključiti ili isključiti.

Prijenos pacijenta

Tijekom prijenosa pacijenta rendgenski sustav može biti uključen ili isključen. Ako je rendgenski sustav uključen, zaključane su funkcije za pomicanje stola na upravljačkom modulu rendgenskog sustava.

Patient Orientation (Orijentacija pacijenta)

Na postolju operacijskog stola Maquet nalazi se plava točka. Kada je gornji dio pacijentova tijela na istoj strani kao i plava točka, orijentacija pacijenta za operacijski stol Maquet definira se kao „normalna” (rendgenski sustav: noge dolje). U suprotnom je orijentacija pacijenta „obrnuta” (rendgenski sustav: noge gore).

Funkcije orijentacije pacijenta međusobno su povezane na svim sustavima; kada se orijentacija pacijenta promijeni na operacijskom stolu Maquet, ažurira se i oznaka orijentacije pacijenta „noge dolje” ili „noge gore” na rendgenskom sustavu (ne ažurira se oznaka „nos gore” ili „nos dolje”). Prikazani kut rotacije i kut nagiba isto se ažurira.

Načini rada

Podskup funkcija stola dostupan je na upravljačkom modulu rendgenskog sustava.

Funkcija	Univerzalna površina stola	Radiolucerna površina stola
Osnovne funkcije stola (uzdužno i bočno pomicanje, promjena visine i bočni nagib)	Da	Da
Izocentrični okomiti nagib	Ne	Da
SyncraTilt	Ne	Da
Automatska kontrola položaja (APC)	Ne	Da
Bolus chase (FDPA)	Ne	Da
Vraćanje položaja za APC	Da	Da
Zaključavanje stola (cijeli sustav)	Da	Da

Funkcija	Univerzalna površina stola	Radiolucentna površina stola
Zaustavljanje u slučaju nužde	Da	Da
Ponovno postavljanje geometrije (nije dostupno kada su nosač i stol zaključani)	Ne	Da
Kompatibilnost s intervencijskim alatima	Da	Da

Stolom se može u potpunosti upravljati i pomoću namjenskog modula daljinskog upravljača Maquet ili upravljačke ručice. Dodatne pojedinosti o kontrolama korisničkog sučelja Maquet potražite u dokumentaciji isporučenoj s operacijskim stolom Maquet.

NAPOMENA *Kako biste spriječili slučajno pomicanje stola Maquet prilikom postupaka za koje je potrebno snimanje, preporučuje se izbjegavanje upotrebe kontrola Maquet i, umjesto njih, upotreba pristupa u dva koraka i kontrola sustava tvrtke Philips: otključajte stol i upotrijebite kontrole za pomicanje.*

NAPOMENA *Sve funkcije pomicanja moguće je pokrenuti ili pomoću modula Xper Geometry ili kontrola korisničkog sučelja Maquet u sobi za pregled. No ako se istovremeno aktivira pomicanje na svakom modulu, sva će se pomicanja blokirati dok se ne deaktivira funkcija pomicanja na oba modula.*

NAPOMENA *Ako je pomicanje blokirano na upravljačkom modulu nakon promjene površine stola, prvo aktivirajte željeno pomicanje pomoću kontrola korisničkog sučelja Maquet. Tada će se aktivirati upravljački modul za daljnja pomicanja.*

NAPOMENA *Ako je geometrija zaključana pomoću upravljačkog modula i rendgenski je sustav isključen, stol Maquet automatski se otključava. Funkcije stola još su uvijek dostupne putem modula daljinskog upravljača Maquet.*

5.10.2 Kirurški stol Trumpf

Kirurški stol Trumpf sastoji se od stupa i površine kirurškog stola. Površina stola dostupna je u sljedećim konfiguracijama:

- Površina stola SQ14-XTRA za snimanje
- Površina stola Carbon Floatline za snimanje
- Univerzalna površina stola

Samo su površine stola SQ14-XTRA i Carbon Floatline za snimanje prikladne za rendgensko snimanje s pomoću rendgenskog sustava.

Moguće je promijeniti površinu stola s pomoću Trumpf čunka i sustava za priključivanje stola.

NAPOMENA *Prilikom priključivanja čunka za promjenu površine stola pobrinite se da je nosač stacioniran. Navedeno nudi mjesto za čunak i sprječava smetnje funkcija za sprječavanje sudara rendgenskog sustava prilikom priključivanja površine stola.*

NAPOMENA *Nemojte koristiti remenje tvrtke Philips za učvršćivanje pacijenta tijekom pomicanja. Dodatne informacije o tome kako osigurati pacijenta potražite u dokumentaciji kirurškog stola Trumpf.*

Ograničenja

Prilikom upotrebe kirurškog stola Trumpf, bolus chase i automatska kontrola položaja nisu dostupni. Automatska kontrola položaja dostupna je samo za namještanje nosača.

Upotreba intervencijskih alata s kirurškim stolom Trumpf može nametnuti ograničenja. Neki alati, kao što je Roadmap, zahtijevaju praćenje položaja stola, što nije dostupno u ovom sustavu. U takvim slučajevima, svaki pokret stola (kao na primjer pomicanje) uzrokuje gubitak registracije slike.

NAPOMENA *Sustav neće otkriti gubitak registracije slike ako se stol pomiče tijekom upotrebe intervencijskih alata.*

Načini rada

Stolom Trumpf možete upravljati s pomoću namijenjenog daljinskog upravljača ili upravljačke ploče na stupu stola. Pojediniosti kontrola korisničkog sučelja Trumpf potražite u dokumentaciji isporučenoj uz kirurški stol Trumpf.

Čak i kada je rendgenski sustav isključen, moguća je upotreba stola Trumpf.



UPOZORENJE

Nakon što uključite rendgenski sustav, nemojte pomicati stol sve dok rendgenski sustav nije spreman za rad.

Kontrola stola

Stolom Trumpf moguće je upravljati s pomoću daljinskog upravljača koji je isporučen sa stolom ili s pomoću upravljačke ploče za slučaj nužde na postolju stola.

NAPOMENA *Upravljački modul ne može se koristiti tijekom upravljanja stolom Trumpf.*

Prilikom pomicanja stola prema cijevi ili prema plosnatom detektoru stol se zaustavlja na udaljenosti od oko 5 cm od cijevi ili prekrivača detektora.

Prikazuje se poruka o sudaru na zaslonu rendgenskog sustava. U ovom slučaju nije moguće pomaknuti stol u bilo kojem smjeru.

NAPOMENA *Imajte na umu da korisnička poruka nakon nekog vremena nestane sa zaslona, a pomicanje stola i dalje je blokirano. U takvoj se situaciji stol može pomaknuti u načinu rada za preuzimanje upravljanja stolom. Ograničenje se može poništiti pomicanjem nosača od stola.*

Kada funkcija BodyGuard zaustavi stol, isti se može pomaknuti u načinu ručnog poništavanja. Način ručnog poništavanja je aktivan kada istovremeno pomaknete upravljačku ručicu ručnog poništavanja stola prema dolje i pritisnete gumb za pomicanje stola. Možete upotrijebiti i upravljačku ploču za slučaj nužde na postolju stola koja će poništiti ograničenja pomicanja.

Ako je funkcija BodyGuard zaustavila pomicanje, stol se može ponovno pomaknuti kada funkcija BodyGuard više nije aktivna jer je postolje odmaknuto. U ovom slučaju nije potrebna upotreba upravljačke ručice ručnog poništavanja.

Sve dok je način ručnog poništavanja aktivan, čuje se zvučni signal te je prikazana korisnička poruka funkcije BodyGuard.



OPREZ


Moguć je sudar stola i rendgenskog sustava. Stol se neće sam zaustaviti.

Kontrole rendgenskog sustava

Ako pomičete rendgenski sustav prema stolu Trumpf te se rendgenski sustav zaustavi jer je preblizu (5 cm) stolu, možete pomaknuti rendgenski sustav od stola bez ručnog poništavanja.

Kada je aktiviran sustav BodyGuard, rendgenski sustav može se pomaknuti bliže stolu pri nižoj brzini.

Tijekom postupka toplog ponovnog pokretanja i u načinu rada rendgenskog sustava brze dijaskopije moguće je pomaknuti stol.



Slika 45 Upravljački modul

Legenda	
1	Zaustavljanje u slučaju nužde
2	Ručno poništavanje stola

Zaustavljanje u slučaju nužde




Gumb za zaustavljanje u slučaju nužde zaustavlja sve motorizirane kretnje isključivanjem geometrijskih funkcija. Geometrijske funkcije ponovno rade nakon ponovnog pokretanja geometrije.

Za provedbu ponovnog pokretanja geometrije pritisnite **Power on (Uključivanje)** na modulu za provjeru.

Ručno poništavanje stola



Pomaknite upravljačku ručicu prema dolje kako biste aktivirali način ručnog poništavanja.



Slika 46 Gornji prikaz stola za pacijenta

Legenda			
1	Liječnikova strana	3	Uzglavlje
2	Strana za medicinsku sestru	4	Podnožje



UPOZORENJE

Zaštita od sudara koju osigurava sustav ograničena je kada se koristi u kombinaciji sa stolom Trumpf. Pri ručnom ili motornom pomicanju rendgenskog sustava ili stola pazite da izbjegnute sudaranje s pacijentom ili predmetima.

NAPOMENA Podaci o položaju pacijenta u rendgenskom sustavu nisu točni jer se temelje na vodoravnom položaju stola i ne ovise o položaju stola Trumpf.

Rotirajuće skeniranje

Nakon određivanja krajnjeg položaja za rotirajuće skeniranje, pomicanje stola Trumpf je blokirano.

Stol se ponovno pokreće nakon završetka provedbe rotirajućeg skeniranja.

Ako je postupak rotirajućeg skeniranja zaustavljen prije nego što je isto završeno, pomicanje stola ponovno je omogućeno tek nakon što se odabere drugi postupak.

5.10.3 Postavljanje sterilnih i jednokratnih prekrivača**OPREZ**

Kad sustav koristite u (hibridnom) okruženju operacijske sale, uvijek upotrijebite jednokratne sterilne prekrivače. Pokrijte module korisničkog sučelja na strani stola da biste spriječili dotok tekućine.

Sterilne i nesterilne pokrove i prekrivače za opremu možete kupiti od tvrtke Microtek. Pojediniosti potražite na web-mjestu tvrtke Microtek:

www.microtekmed.com

NAPOMENA *Sve prekrivače smještene ispod stola ili koje tijekom zahvata stavite ispod stola smatrajte nesterilnima.*

NAPOMENA *Ako postoji sumnja je li prekrivač sterilan, smatrajte ga nesterilnim.*

NAPOMENA *Za svaki zahvat mora se koristiti novi komplet sterilnih prekrivača.*

Sljedeći su prekrivači dostupni u paketu sterilnih prekrivača:

- Donji prekrivač za nosač
- Gornji prekrivač za nosač
- Prekrivač detektora
- Prekrivač za držač kabela

- 1 Postavite nosač u stacionarni položaj za mirovanje, s detektorom iznad i cijevi ispod.

NAPOMENA *Ako ne možete lako doći do gornjeg dijela nosača, isti okrenite u bočni položaj.*

- 2 Iz paketa kompleta sterilnih prekrivača izvadite donji prekrivač za nosač, koji je obilježen naljepnicom sa slikom cijevi.
- 3 Stavite donji prekrivač za nosač preko cijevi i donjeg unutarnjeg dijela C-luka.
- 4 Otvorite zalijepljene naljepnice i pričvrstite unutarnji dio donjeg prekrivača za nosač na donji unutarnji dio C-luka.
- 5 Uzmite prekrivač za držač kabela koji je označen naljepnicom sa slikom strelice.
- 6 Otvorite zalijepljene naljepnice i počnite ga pričvršćivati duž lijeve stranice prekrivača, a zatim desne stranice.
- 7 Uzmite gornji prekrivač za nosač koji je ujedno najveći dio u kompletu prekrivača te je označen naljepnicom sa slikom detektora.
- 8 Počevši od otvora označenoga identifikacijskom naljepnicom stavite gornji prekrivač za nosač oko gornjeg dijela detektora, pazeći pritom da kraj s gumicom obuhvati plosnati okrugli dio priključka detektora.
- 9 Otvorite zalijepljene naljepnice i pričvrstite gornji prekrivač za nosač na unutarnji dio C-luka od vrha do dna.
- 10 Uzmite prekrivač detektora, najmanji dio u kompletu sterilnih prekrivača.
- 11 Stavite prekrivač detektora preko detektora, pazeći pritom da kraj s gumicom obuhvati plosnati okrugli dio priključka detektora.

Moguće je kupiti posebni paket pokrivača za modul dodirnog zaslona od tvrtke Microtek. Upute za uporabu koje se isporučuju zajedno s paketom pokrivača za modul dodirnog zaslona daju smjernice za postavljanje pokrivača.

Standardni pokrivači mogu se upotrijebiti za nožni prekidač, koji također treba biti pokriven plastičnim pokrivačem ili vrećom.

6 Izvršavanje postupaka

Možete provesti postupke i snimiti slike nakon što je pretraga pacijenta zakazana ili je pokrenuta.

Prije obavljanja bilo kakvih postupaka s opremom pročitajte i slijedite smjernice navedene pod [Zaštita od zračenja \(stranica 22\)](#).



UPOZORENJE

Ako svjesno pogrešno upotrebljavate radiografiju (izlaganje) za potrebe snimanja u stvarnom vremenu, odgoda prikaza slike mogla bi biti dulja nego kod radioskopije (dijaskopije).



UPOZORENJE

Pacijenta se može teško ozlijediti ako se statične slike zamijene za slike uživo. Kada su slike koje se prikazuju slike uživo, prikazuje se sljedeća ikona:



U sustavu s dvije ravnine za svaki kanal prikazuje se ikona statusa rendgenskog snimanja.



UPOZORENJE

Nemojte vršiti rendgensko snimanje dok aktivno upotrebljavate elektrokirurške uređaje (primjerice elektrokirurške noževe) ili kardiološke defibrilatore. Elektromagnetske smetnje koje ti uređaji generiraju mogu smanjiti kvalitetu slika i stoga dovesti do potrebe za dodatnim izlaganjem prilikom snimanja.

Kada pokrenete pretragu, kartica ProcedureCard koju ste odabrali prilikom pripreme pretrage nudi protokole rendgenskog snimanja. Tijekom izvršavanja postupka možete promijeniti postavke kartice ProcedureCard i protokola rendgenskog snimanja. Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Kartice ProcedureCard \(stranica 52\)](#)
- [Pokretanje pretrage \(stranica 54\)](#)

Mnogi postupci opisani u ovim Uputama za uporabu podržani su dodatnim funkcijama Intervencijskih alata. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Intervencijski alati \(stranica 401\)](#).

Prije snimanja nove slike potrebno je provjeriti ima li sustav dovoljno mjesta za pohranu i, ako je potrebno, zaštititi ili arhivirati važne podatke. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Provjera dostupnog diskovnog prostora za pohranu \(stranica 54\)](#).

6.1 Opći tijek rada snimanja

Navedeni koraci pružaju općeniti tijek rada za izvršavanje pretrage. Pojedinosti o provođenju određenih vrsta pretrage dostupne su u namjenskim postupcima u ovom odjeljku.



- 1 Odaberite zakazanu pretragu pacijenta iz baze podataka pacijenta.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Baza podataka pacijenta \(stranica 50\)](#).



- 2 Odaberite željeni protokol rendgenskog snimanja u zadatku **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** u aplikaciji **X-ray Acquisition (Rendgensko snimanje)** na modulu dodirnog zaslona ili u prozoru snimanja.

Željena je kartica ProcedureCard već odabrana unutar zakazane pretrage. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Kartice ProcedureCard \(stranica 52\)](#).

- 3 Namjestite područje interesa.

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#)
 - [Izocentriranje \(stranica 94\)](#)
- 4 Pokrenite snimanje.
- Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Snimanje slika \(stranica 82\)](#).
- 5 Nakon završetka pretrage zatvorite istu.
- Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Završavanje pretrage \(stranica 117\)](#).

6.2 Omogućavanje rendgenskog zračenja

Da biste mogli upotrebljavati sustav za snimanje, morate omogućiti rendgensko zračenje. To možete učiniti na modulu za provjeru ili modulu dodirnog zaslona.

Na modulu dodirnog zaslona možete vidjeti je li rendgensko zračenje omogućeno ili onemogućeno. Koriste se sljedeći simboli:

Simbol	Status
	Onemogućeno je rendgensko zračenje
	Omogućeno je rendgensko zračenje



- 1 Kako biste omogućili rendgensko zračenje na modulu za provjeru, pritisnite **Enable X-ray (Omogući rendgen)**.

Kada je rendgensko zračenje onemogućeno, uključen je svjetlosni pokazatelj.

Kada je rendgensko zračenje omogućeno, isključen je svjetlosni pokazatelj.



- 2 Kako biste omogućili rendgensko zračenje na modulu dodirnog zaslona, pritisnite **X-ray Disabled (Onemogućeno je rendgensko zračenje)**.

6.3 Pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja


Zbog sigurnosnih razloga sustav je opremljen s nekoliko pokazatelja koji ukazuju na to da je rendgensko zračenje aktivno.

U sljedećim odlomcima opisani su indikatori i njihova lokacija.

Okvir pokazatelja značajke

Okvir pokazatelja značajke postavljen je u sobi za pregled. Na njemu se nalaze svjetlosni pokazatelji koji ukazuju na to da je sustav spreman za izlaganje (zeleno) i da je uključeno rendgensko zračenje (žuto).

Kada je uključeno rendgensko zračenje, okvir pokazatelja značajke ispušta i zvučni signal.



Slika 47 Okvir pokazatelja značajke: svjetlosni pokazatelj uključenosti rendgenskog zračenja (lijevo) i svjetlosni pokazatelj spremnosti za izlaganje (desno)

NAPOMENA *Čak i ako još nije uključen svjetlosni pokazatelj spremnosti za izlaganje, možete pokrenuti dijaskopiju.*

Vanjski pokazatelj

Barem jedan svjetlosni pokazatelj nalazi se izvan sobe za pregled pokraj svakih vrata. Svjetlo se uključi kada se pritisne nožni ili ručni prekidač radi pokretanja dijaskopije ili izlaganja.

Pokazatelj na stropnom ovjesu monitora

Svjetlosni pokazatelji postavljeni su sa svih strana stropnog ovjesa monitora u sobi za pregled. Svjetlo se uključi kada se pritisne nožni ili ručni prekidač radi pokretanja dijaskopije ili izlaganja.

NAPOMENA *Dvostruki i trostruki stropni ovjesi monitora s opružnim krakom nemaju svjetlosni pokazatelj.*

NAPOMENA *Pri upotrebi okvira treće strane svjetlo indikatora nalazi se na pomoćnom kompletu stropnog ovjesa za monitor.*

Pokazatelj snimanja uživo



Kada je aktivna dijaskopija ili izlaganje, na prozoru za prikaz slika uživo prikazuje se ikona pokazatelja uključenosti rendgenskog zračenja.

U sustavu s dvije ravnine za svaki kanal prikazuje se ikona statusa rendgenskog snimanja.

Područje statusa



Kada je aktivna dijaskopija ili izlaganje, na području statusa prikazuje se ikona pokazatelja uključenosti rendgenskog zračenja. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Područje statusa \(stranica 367\)](#).

6.3.1 Zvučni signali

Sustav je opremljen zvučnim signalima koji se mogu koristiti za signalizaciju tijekom dijaskopije ili izlaganja radi sprečavanja neželjenog zračenja.

Tri zvučna signala koja može konfigurirati tehnička podrška jesu:

- zvučni alarm za dijaskopiju
- zvučni alarm za dijaskopiju s visokom dozom
- zvučni alarm za izlaganje

Zvučni alarm za dijaskopiju

Kada je konfiguriran zvučni alarm za dijaskopiju, a nije konfiguriran zvučni alarm za dijaskopiju s visokom dozom, zvučni alarm ispušta neprekidni zvučni signal ako je aktivirana dijaskopija s niskom/standardnom ili visokom dozom.

Kada je konfiguriran zvučni alarm za dijaskopiju i zvučni alarm za dijaskopiju s visokom dozom, zvučni alarm ispušta neprekidni zvučni signal ako je aktivirana dijaskopija s niskom/standardnom dozom. Zvučni alarm ponavlja 2 impulsa svake dvije sekunde kada se izvodi dijaskopija s visokom dozom.

Zvučni alarm za dijaskopiju s visokom dozom

Kada je konfiguriran zvučni alarm za dijaskopiju s visokom dozom, a nije konfiguriran zvučni alarm za dijaskopiju, zvučni alarm ispušta 2 impulsa (zvučna signala) svake 2 sekunde ako je aktivirana dijaskopija s visokom dozom. Zvučni se alarm ne oglašava ako je aktivirana dijaskopija s niskom/standardnom dozom.

Zvučni alarm za izlaganje

Kada je konfiguriran zvučni alarm za izlaganje, zvučni alarm ispušta neprekidni zvučni signal ako je aktivirano izlaganje. Kada zvučni alarm za izlaganje nije konfiguriran, zvučni se alarm ne oglašava ako je aktivirano izlaganje.

6.4 Snimanje slika

Moguće je snimiti slike dijaskopije ili slike izlaganja. Slike izlaganja automatski su pohranjene, ali je također moguće ručno pohraniti slike dijaskopije.

Prilikom snimanja slika postavke protokola rendgenskog snimanja u upotrebi prikazane su u području statusa u kontrolnoj sobi i u sobi za pregled.

Istovremeno nije moguće izvršavati dijaskopiju i izlaganje. Međutim, u sustavu s dvije ravnine možete izvršiti dijaskopiju ili izlaganje na oba kanala istovremeno.

Slike je moguće snimati samo kada je sustav za isto spreman. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Spremnost sustava \(stranica 82\)](#).

6.4.1 Spremnost sustava



Oznaka spremnosti sustava na obavljanje postupaka prikazuje se na području statusa.

Na području statusa prikazuje se status sustava pomoću sljedećih simbola:

Simbol	Status
	Sustav je spreman za snimanje. Može se obaviti izlaganje i dijaskopija.
	Sustav nije spreman za snimanje izlaganjem. Može se obaviti dijaskopija.
	Onemogućeno je rendgensko zračenje.
	Uključeno je rendgensko zračenje.
	Odabrano je izlaganje.
	Odabrana je dijaskopija.

Kombinacija navedenih simbola koristi se kako bi vas uputila u spremnost sustava. U sljedećoj se tablici nalaze primjeri tih kombinacija i njihova značenja.

Ako sustav nije spreman, trebali biste se pridržavati uputa iz poruka prikazanih na području statusa.

Oznaka	Značenje
	Sustav je spreman i izlaganje je aktivno.
	Sustav je spreman i dijaskopija je aktivna.
	Sustav nije spreman za izlaganje.
	Sustav nije spreman za izlaganje, no dijaskopija je aktivna.

6.4.2 Snimanje slika dijaskopije

Dijaskopija je generiranje rendgenskih slika pri niskim brzinama kerme u zraku.

Tijekom dijaskopije sljedeće oznake prikazane su u području statusa u kontrolnoj sobi i u sobi za pregled:

- Pokazatelj uključenosti rendgenskog zračenja
- Parametri dijaskopije
- Vrsta dijaskopije

Postavljanje vrste dijaskopije

Možete odabrati razinu dijaskopije za upotrebu. Navedene su razine dijaskopije poznate kao vrste.

Postoje tri vrste dijaoskopije.

Standardni sustav	Sustav s ClarityIQ (opcija)
Low (Niska)	Low (Niska)
Normal (Normalna)	Medium (Srednja)
High (Visoka)	Normal (Normalna)

Možete promijeniti zadanu vrstu dijaskopije prije pokretanja dijaskopije. Zadana je vrsta određena prilikom instalacije sustava.

Svaka vrsta pruža različitu razinu doze te se može razlikovati za svaku grupu protokola rendgenskog snimanja.

Svjetla pokazatelja statusa na upravljačkom modulu označavaju koja je vrsta aktivna.

Vrstu dijaskopije možete postaviti na sljedećim lokacijama:

- Upravljački modul
- Modul dodirnog zaslona
- Prozor za prikaz rendgenskih slika u kontrolnoj sobi
- Prozor za prikaz rendgenskih slika uživo u sobi za pregled



- 1 Za postavljanje vrste dijaskopije pomoću upravljačkog modula pritisnite + ili -.

Svjetla pokazatelja statusa na upravljačkom modulu	Standardni sustav	Sustav s ClarityIQ (opcija)
Jedan	Low (Niska)	Low (Niska)
Dva	Normal (Normalna)	Medium (Srednja)
Tri	High (Visoka)	Normal (Normalna)

- 2 Za postavljanje vrste dijaskopije pomoću modula dodirnog zaslona učinite sljedeće:



- a Dodirnite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

- b Na ploči dijaskopije odaberite željenu vrstu na popisu.

- 3 Za postavljanje vrste dijaskopije u prozoru snimanja učinite sljedeće:



- a Pritisnite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

- b Proširite ploču zadatka **Fluoroscopy (Dijaskopija)**.



- c Odaberite željenu vrstu na popisu.

Izvođenje dijaskopije

Dijaskopija je generiranje rendgenskih slika pri niskim brzinama kerme u zraku.



UPOZORENJE

Pacijenta se može teško ozlijediti ako se statične slike zamijene za slike uživo. Kada su slike koje se prikazuju slike uživo, prikazuje se sljedeća ikona:



U sustavu s dvije ravnine za svaki kanal prikazuje se ikona statusa rendgenskog snimanja.

Provjerite jeste li odabrali i pokrenuli potrebnu pretragu u bazi podataka pacijenta. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pokretanje pretrage \(stranica 54\)](#).

- 1 Namjestite pacijenta.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#).



- 2 Za pokretanje dijaskopije pritisnite odgovarajuću papučicu nožnog prekidača.


Tijekom dijaskopije uključeno je svjetlo indikatora rendgenskog sustava. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja \(stranica 80\)](#).

- 3 Za zaustavljanje dijaskopije otpustite nožni prekidač.

Sljedeći je simbol prikazan u gornjem desnom kutu slike i označava da je ovo zadržavanje posljednje slike:



Na upravljačkoj ploči zadatka **Series (Serija)** možete pogledati dijaskopske serije koje nisu spremljene. Kada dijaskopska serija nije spremljena, slikovni prikaz prikazan u slikovnom kazalu ima primijenjeni dijagonalni linijski uzorak tako da je moguće trenutno prepoznavanje da serija nije spremljena.



Slika 48 Slikovni prikaz dijaskopskih serija koje nisu spremljene

Spremanje serija i slika dijaskopije

Snimljene dijaskopske serije i slike možete pohraniti u karton pacijenta.

Možete ih dohvatiti u zadatku **Series (Serija)**.

Pojedinačne slike možete spremiti tijekom dijaskopije, a dijaskopsku seriju možete spremiti nakon snimanja.

1 Pokrenite dijaskopiju.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Snimanje slika dijaskopije \(stranica 83\)](#).

2 Kako biste spremili (ili dohvatili) pojedinačne slike tijekom dijaskopije, učinite jedno od sljedećeg:



- Na upravljačkom modulu pritisnite i držite pritisnutim **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)**.
- Na modulu dodirnog zaslona ili prozoru snimanja odaberite i držite pritisnutim **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)**.

Sprema se svaka slika koju snimate dok držite pritisnutim gumb **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)**. Dok pregledavate slike, u gornjem desnom kutu slike prikazuje se sljedeći simbol koji ukazuje na to da je riječ o spremljenoj slici:



3 Kako biste spremili seriju, učinite sljedeće:

a Zaustavite dijaskopiju.



Posljednja slika u snimljenoj seriji prikazuje se kao posljednja zadržana slika.

b Učinite jedno od sljedećeg:



- Na upravljačkom modulu pritisnite **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)**.
- Na gornjoj traci modula dodirnog zaslona ili prozoru snimanja odaberite **Fluoro Store (Pohrana dijaskopije)**.

Pohranjuje se dijaskopska serija. Dok provjeravate seriju, u gornjem desnom kutu svake slike prikazuje se sljedeći simbol koji ukazuje na to da je riječ o spremljenoj seriji:



Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju

Kada ukupno vrijeme dijaskopije dosegne 5 minuta, javlja se zvučni signal.

Svjetlosni pokazatelji trepere kod gumba **Reset Fluoroscopy Buzzer (Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju)** na modulu za provjeru i upravljačkom modulu, a na modulu dodirnog zaslona prikazuje se obavijest.

NAPOMENA *Dijaskopija se automatski isključuje nakon 10 minuta neprekidnog trajanja.*



- 1 Kako biste isključili zvučni signal, učinite jedno od sljedećeg:
 - Na upravljačkom modulu ili modulu za provjeru pritisnite **Reset Fluoroscopy Buzzer (Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju)**.
 - Na modulu dodirnog zaslona dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)**.
- 2 Nastavite s dijaskopijom ako je prikladno.

Upotreba dvostruke dijaskopije

Ako je to konfigurirano u protokolu rendgenskog snimanja koji upotrebljavate, možete pregledavati dvije dijaskopske slike uživo pomoću dvostruke dijaskopije. Dijaskopija uživo prikazuje se na prozoru za prikaz uživo, a druga slika uživo prikazuje se na referentnom prozoru.

Dvostruku dijaskopiju možete uključiti ili isključiti na prozoru snimanja ili modulu dodirnog zaslona.

Dvostruka dijaskopija automatski se aktivira ako je to konfigurirano u protokolu rendgenskog snimanja ili kada zumirate posljednju zadržanu dijaskopsku sliku. Primjerice, kada je uključen Roadmap. U sobi za pregled slika Roadmap ili SmartMask prikazuje se na prozoru snimanja, a dijaskopska slika na referentnom prozoru. Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Upotreba za Roadmap Pro \(stranica 105\)](#)
- [Upotreba funkcije SmartMask \(stranica 105\)](#)



- 1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.
- 2 Kako biste uključili dvostruku dijaskopiju, odaberite **Dual fluoro (Dvostruka dijaskopija)**.
Uključuje se dvostruka dijaskopija, a druga slika uživo prikazuje se na dostupnom referentnom prozoru. Slikom na prozoru za prikaz uživo možete upravljati, primjerice zumirati je ili izuzeti, kako biste si pomogli u obavljanju postupka.

6.4.3 Upotreba zatvarača i klinova

Zatvarači i klinovi smanjuju količinu zalutalog zračenja što poboljšava kvalitetu slike.

Upotreba zatvarača i klinova također je važan korak u ograničavanju područja izloženosti pacijenta u odnosu na područje interesa i smanjivanju doze rendgenskog zračenja.

Zatvarači i klinovi mogu se prilagoditi pomoću upravljačkog modula i modula dodirnog zaslona.

Zatvarači

Zatvarači su kolimatori korišteni za ograničenje širine i visine ozračenog područja i za poboljšanje kvalitete slike. Pravokutni zatvarači funkcioniraju u paru. Okomiti zatvarači pomiču se zajedno, a vodoravni zatvarači pomiču se zajedno. Položaj zatvarača prikazan je kao grafičko preklapanje s bijelim isprekidanim crtama prilikom podešavanja slike Last Image Hold (Zadržavanje posljednje slike) bez upotrebe dijaskopije.


Klinovi

Klinovi su filtri korišteni za smanjenje intenziteta rendgenskog zračenja ozračenog područja i za poboljšanje kvalitete slike. Postoje dva klina kojima se zasebno upravlja, svaki sa svojim prekidačem.

Položaj klina prikazan je kao grafičko preklapanje prilikom podešavanja slike Last Image Hold (Zadržavanje posljednje slike) bez upotrebe dijaskopije. Plava isprekidana crta predstavlja lijevi klin, a zelena isprekidana crta predstavlja desni klin.

Podešavanje zatvarača na upravljačkom modulu

Zatvarače podešavate pomoću prekidača za zatvarač.



Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upravljački modul sustava s jednom ravninom \(stranica 383\)](#).



- 1 Kada upotrebljavate sustav s dvije ravnine, odaberite željeni kanal.

Zasvijetlit će simbol odabranog kanala. Uzastopno pritiskanje gumba rotira sljedeće mogućnosti:


Osvijetljeni simbol	Odabrani kanal
	Prednji kanal
	Bočni kanal
Osvijetljena oba simbola	Oba kanala

- 2 Prekidač pogurnite prema lijevo ili desno kako biste podesili vertikalne zatvarače.
- 3 Prekidač pogurnite prema gore ili dolje kako biste podesili horizontalne zatvarače.
- 4 Pritisnite prekidač kako biste zatvarače ponovno postavili na automatsku kolimaciju.
Zatvarači će se pomaknuti na rub područja snimanja.

Podešavanje zatvarača na modulu dodirnog zaslona

Možete prilagoditi položaj okomitih i vodoravnih zatvarača pomoću modula dodirnog zaslona.

Zatvarače je moguće podesiti samo na modulu dodirnog zaslona nakon snimanja slike. Kako bi se u sustavima s dvije ravnine podesili zatvarači na oba kanala, potrebno je snimanje u dvije ravnine.



Slika 49 Kontrole zatvarača na modulu dodirnog zaslona (prikazan je sustav s dvije ravnine)



1 Odaberite zadatak **Collimation (Kolimacija)**.

2 Kada upotrebljavate sustav s dvije ravnine, podešava se kanal koji je prikazan na glavnoj slici. Kako biste promijenili kanal, dodirnite mali okvir prikaza.

3 Za neovisno pomicanje vodoravnih ili okomitih zatvarača učinite sljedeće:



a Dodirnite **Shutters (Zatvarači)**.

b Dodirnite + i - za povećanje i smanjenje vodoravno zatvorenog područja.


c Dodirnite + i - za povećanje i smanjenje okomito zatvorenog područja.



4 Za ponovno postavljanje zatvarača u zadani položaj dodirnite **Reset Shutters (Ponovno postavljanje zatvarača)**.

Podešavanje klinova na upravljačkom modulu

Klinove na upravljačkom modulu moguće je podesiti pomoću lijevog i desnog prekidača za klin.



Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upravljački modul sustava s jednom ravlinom \(stranica 383\)](#).



1 Kada upotrebljavate sustav s dvije ravnine, odaberite željeni kanal.

Zasvijetlit će simbol odabranog kanala. Uzastopno pritiskanje gumba rotira sljedeće mogućnosti:

Osvijetljeni simbol	Odabrani kanal
	Prednji kanal


Osvijetljeni simbol	Odabrani kanal
	Bočni kanal
Osvijetljena oba simbola	Oba kanala

- 2 Rotirajte prikladni prekidač kako biste rotirali filtar klina.
- 3 Gurnite prekidače lijevo i desno kako biste prilagodili odgovarajući položaj klina.
- 4 Pritisnite prekidač kako biste ponovno postavili odgovarajući klin izvan područja snimanja.

Podešavanje klinova na modulu dodirnog zaslona

Položaje filtara klinova možete podesiti na modulu dodirnog zaslona.

Klinovi na modulu dodirnog zaslona mogu se podesiti samo nakon snimanja slike. Kako bi se u sustavima s dvije ravnine podesili klinovi na oba kanala, potrebno je snimanje u dvije ravnine.



Slika 50 Podešavanje klinova na modulu dodirnog zaslona (prikazan je sustav s dvije ravnine)

Lijevi klin označen je plavom bojom. Desni klin označen je zelenom bojom.



- 1 Odaberite zadatak **Collimation (Kolimacija)**.

- 2 Kada upotrebljavate sustav s dvije ravnine, podešava se kanal koji je prikazan na glavnoj slici. Kako biste promijenili kanal, dodirnite mali okvir prikaza.



- 3 Kako biste položaje klinova podesili povlačenjem, povucite kontroler željenog klina na novi položaj. Klin možete povlačenjem istodobno pomaknuti bočno i okretati ga. Istodobnim povlačenjem klina prema gore ili dolje i prema lijevo ili desno okrećete klin.

- 4 Kako biste položaj desnog ili lijevog klina podesili upravljačkim gumbima, učinite sljedeće:



- a Dodirnite **Wedges (Klinovi)**.
- b Dodirnite lijevu ili desnu strelicu kako biste klinove pomicali lijevo ili desno sve dok se ne dosegne željeni položaj.



- c Dodirnite rotacijske gumbе kako biste okrenuli klinove u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru sve dok se ne dosegne željeni položaj.



- 5 Dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)** kako biste vratili željeni filter klina u zadani položaj.

Upotreba automatskog praćenja klina

Sustav može automatski namjestiti klinove u skladu s kutom rotacije i nagiba C-luka.

Na primjer, u 2D kardiološkim primjenama sustav automatski namješta klinove preko područja pluća kako bi se spriječilo prekomjerno izlaganje. Tijekom pomicanja geometrije klinovi se pomiču paralelno te se i dalje nalaze preko područja pluća. Za kardiološke su postavke zadane vrijednosti sustava uključene.

- 1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **Collimation (Kolimacija)**.
- 2 Dodirnite **Auto Wedge Follow (Automatsko praćenje klina)** za uključivanje ili isključivanje funkcije po želji.

6.4.4 Snimanje slika izlaganja

Izlaganje je snimanje rendgenskih slika koje rezultira serijom individualnih slika.

Provjerite jeste li odabrali i pokrenuli potrebnu pretragu u bazi podataka pacijenta. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pokretanje pretrage \(stranica 54\)](#).

Postavke rendgenskog snimanja konfiguriraju se protokolom rendgenskog snimanja koji je odabran u ProcedureCard koja se upotrebljava. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Kartice ProcedureCard \(stranica 52\)](#).

Prije i tijekom izlaganja sljedeće oznake prikazane su u području statusa prozora snimanja u kontrolnoj sobi i u sobi za pregled:

- Spremnost sustava
- Pokazatelj uključenosti rendgenskog zračenja
- Parametri izlaganja (po kanalu za sustav s dvije ravnine), kV, mA, mAs, i ms

NAPOMENA *Neki od koraka u ovom postupku opisuju kako prilagoditi brzinu prikazivanja slika i razinu doze za promjenu broja slika snimljenih u sekundi te za prilagodbu kvalitete slike. Za neke protokole rendgenskog snimanja navedene postavke nije moguće prilagoditi.*

- 1 Namjestite pacijenta.

Možete upotrijebiti dijaskopiju za namještanje pacijenta. Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#)
- [Snimanje slika dijaskopije \(stranica 83\)](#)



- 2 Provjerite je li sustav spreman za snimanje slika izlaganja.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Spremnost sustava \(stranica 82\)](#).

- 3 Za promjenu broja slika snimljenih u sekundi učinite sljedeće:



a Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

b Ako upotrebljavate prozor snimanja, pritisnite tipku proširivanja za **Exposure (Izlaganje)** kako biste otvorili izbornik.

c Odaberite novu **Frame Speed (Brzina prikazivanja slika)**.

4 Za prilagodbu kvalitete slike promjenom korištene razine doze učinite sljedeće:




a Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

b Ako upotrebljavate prozor snimanja, pritisnite tipku proširivanja za **Exposure (Izlaganje)** kako biste otvorili izbornik.

c Odaberite novu **Dose Level (Razina doze)**.

5 Za pokretanje snimanja slika izlaganja, pritisnite ručni ili nožni prekidač za izlaganje.

Pritisak gumba ručnog prekidača za izlaganje do prve faze priprema sustav za izlaganje. Pritisak gumba do druge faze pokreće izlaganje.



Slika 51 Ručni prekidač za izlaganje

Tijekom snimanja uključeno je svjetlo pokazatelja rendgenskog zračenja.

6 Za zaustavljanje snimanja slika, otpustite ručni ili nožni prekidač.

Ako je protokol rendgenskog snimanja u upotrebi konfiguriran da automatski reproducira seriju, isto se automatski pokreće kada zaustavite snimanje slika. Ako navedeno nije konfigurirano za protokol rendgenskog snimanja koji upotrebljavate, prikazuje se zadnja slika u snimljenoj seriji.


Sljedeći je simbol prikazan u gornjem desnom kutu svih slika snimljene serije i označava da se radi o slikama dobivenima opcijom zadržavanja posljednje slike:



6.4.5 Pozicioniranje u nulti položaj

Nakon snimanja slike njezino središte možete ponovno namjestiti bez upotrebe rendgena kako biste odredili novi položaj središta.

1 Pomaknite stol u novi položaj pomoću kontrole kretnje plutanja površine stola na upravljačkom modulu.



Slika 52 Ponovno namještanje središta slike

Središte slike prikazano je kao meta u prozoru za prikaz rendgenskih slika.

- 2 Nakon što ste postigli novi položaj središta možete snimiti novu sliku.

6.5 Snimanje slika u slučaju nužde

U slučaju nužde pretragu možete pokrenuti bez prijave i prethodnog zakazivanja pacijenta pomoću načina rada za pristup u slučaju nužde. Dok je sustav u načinu rada za pristup u slučaju nužde, slike možete snimati, no nisu dostupne druge funkcije sustava.

Dok je sustav u načinu rada za pristup u slučaju nužde, ne možete pregledavati druge pretrage. Možete samo snimati nove slike i serije. Možete pregledavati slike i serije koje snimate u načinu rada za pristup u slučaju nužde, no ako završite postupak, nećete ga moći ponovno otvoriti sve dok se ne prijavite na sustav.

Dodatne pojedinosti o konfiguriranju sustava tako da dopušta pristup u slučaju nužde bez prijave potražite u poglavlju [Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav \(stranica 237\)](#).

Pretragu u slučaju nužde možete pokrenuti bez unošenja podataka o pacijentu. Pretragu možete pronaći u bazi podataka pacijenata tako da potražite vrijeme i datum pretrage koji su navedeni u stavci **Patient ID (ID pacijenta)**.



- 1 Ako sustav nije uključen, pritisnite i držite **Power on (Uključivanje)** na modulu za provjeru dok svjetlo pokazatelja ne prestane treperiti.
- 2 Na zaslonu za prijavu pritisnite **Emergency (Hitni slučaj)**.

Sustav je dostupan u načinu rada za pristup u slučaju nužde. Taj način rada omogućuje vam obavljanje postupka u slučaju nužde, no ograničen je broj dostupnih funkcija.

Pretraga se pokreće odmah pomoću zadane kartice ProcedureCard i prikazuje se izbornik na kojem možete odabrati karticu ProcedureCard za pretragu.

- 3 Kako biste promijenili karticu ProcedureCard, učinite sljedeće:



- a Odaberite pacijenta na popisu pacijenata i pritisnite **Edit (Uređivanje)**.
- b Odaberite odgovarajuću stavku **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** s padajućeg popisa.
- c Odaberite alternativnu karticu ProcedureCard.

- 4 Po mogućnosti unesite dostupne podatke o pacijentu u karticu **Study Details (Podaci o pretrazi)**.

NAPOMENA *Podatke o pacijentu ne možete dodavati ili mijenjati nakon što su slike snimljene. Ako ste podatke o pacijentu unijeli prije snimanja slika, pacijenta možete nakon prijave naknadno dodati u sustav i upotrijebiti čarobnjak **Resolve Patient Mix** (Rješavanje problema miješanja pacijenata) kako biste povezali snimljenu seriju s dotičnim pacijentom. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Rješavanje problema miješanja pacijenata \(stranica 131\)](#).*



- 5 Kako biste pokrenuli pretragu, pritisnite **Back to Procedure (Natrag na postupak)**.
- 6 Izvršite potrebni postupak.
- 7 Kako biste završili pretragu, učinite sljedeće:
 - a Pritisnite **End Procedure (Završi postupak)**.
Prikazuje se dijaloški okvir s upozorenjem, tj. podsjetnikom da je sustav u načinu rada za pristup u slučaju nužde i da snimljeni podaci neće biti dostupni ako završite postupak.
 - b Kako biste zatvorili dijaloški okvir i nastavili s pretragom, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
 - c Za završetak pretrage pritisnite **OK (U redu)**.
Pretraga je završila i prikazuje se prozor **Add Patient (Dodaj pacijenta)** na kojem po potrebi možete pokrenuti drugu pretragu.
- 8 Kako biste pokrenuli novu pretragu u načinu rada za pristup u slučaju nužde, pritisnite **Start Procedure (Pokreni postupak)** i ponovite korake od 2. do 6.
- 9 Ako su sve pretrage završene i više nije potreban pristup u slučaju nužde, pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Log Off (Odjava)** kako biste izašli iz načina rada za pristup u slučaju nužde i vratili se na zaslon za prijavu.



6.6 Zaključavanje i otključavanje pomicanja C-luka i stola

Zaključavanje C-luka i stola sprječava neželjeno pomicanje C-luka i stola.

Funkcijom zaključavanja upravlja se pomoću modula dodirnog zaslona.

Dostupna su sljedeća zaključavanja:

- Bočno zaključavanje: Sprječava poprečno pomicanje stola, kao na primjer tijekom postupaka bolus chase.
- Zaključavanje cijelog stola: Sprječava pomicanje stola u svim smjerovima.
- Zaključavanje geometrije: U potpunosti zaključava pomicanje stola i pomicanje nosača C-luka.



Postupak u nastavku upotrebljava modul dodirnog zaslona, ali također je moguće zaključavanje i otključavanje svih pomicanja geometrije pomoću modula za provjeru u kontrolnoj sobi.



- 1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **Table (Stol)**.



- 2 Za zaključavanje samo bočnog pomicanja stola dodirnite **Lateral (Bočno)**.

Za otključavanje ponovno dodirnite **Lateral (Bočno)**.



- 3 Za zaključavanje svih pomicanja stola dodirnite **All (Sve)**.

Za otključavanje ponovno dodirnite **All (Sve)**.

- 4 Za zaključavanje svih pomicanja C-luka i stola, učinite sljedeće:



- a U gornjoj traci modula dodirnog zaslona dodirnite zaključavanje geometrije.
Prikazuje se potvrdna poruka.
- b Kako biste potvrdili da želite zaključati sva pomicanja C-luka i stola, dodirnite **Lock (Zaključavanje)**.
- c Kako biste zatvorili potvrdnu poruku bez zaključavanja svih pomicanja C-luka i stola, dodirnite **Cancel (Odustani)**.

Ikona je promijenjena i označava status zaključavanja:



Pomicanje C-luka i stola je zaključano



Pomicanje C-luka i stola je otključano

5 Za otključavanje svih pomicanja C-luka i stola, učinite sljedeće




- a U gornjoj traci modula dodirnog zaslona dodirnite zaključavanje geometrije.
Prikazuje se potvrdna poruka.
- b Kako biste potvrdili da želite otključati sva pomicanja C-luka i stola, dodirnite **Unlock (Deblokiraj)**.
- c Kako biste zatvorili potvrdnu poruku bez otključavanja svih pomicanja C-luka i stola, dodirnite **Cancel (Odustani)**.

6.7 Izocentriranje

Za neke vrste postupaka važno je da se anatomske područje interesa nalazi u izocentru.

Izocentar C-luka je točka oko koje se rotiraju detektor i cijev.



Slika 53 Izocentar C-luka



- 1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **Projections (Projekcije)**.
- 2 Ako se C-luk već ne nalazi u položaju od naprijed prema natrag, izvršite jednu od sljedećih radnji:



- Dodirnite karticu **Stored (Pohranjeno)**, odaberite **AP**, a zatim pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste pomaknuli C-luk.
- Namjestite C-luk na 0 stupnjeva rotacije.



- 3** S pomoću upravljačkog modula i kontrole plutanja stola namjestite područje interesa u središte vidnog polja.

Navedeno možete i s pomoću dijaskopije.



- 4** Ponovno namjestite C-luk tako da izvršite jednu od sljedećih radnji:
- Odaberite **LAT (Lateralna projekcija)** na modulu dodirnog zaslona, a zatim pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste pomaknuli C-luk.
 - Rotirajte C-luk na 90 stupnjeva



- 5** S pomoću upravljačkog modula prilagodite visinu stola sve dok područje interesa ne bude u središtu vidnog polja.

Navedeno možete i s pomoću dijaskopije.



- 6** U zadatku **Table (Stol)** na modulu dodirnog zaslona dodirnite **Set ROI (Postavi područje interesa)**.

Područje interesa nalazi se u izocentru te je ovaj položaj stola spremljen. U području statusa prozora snimanja bit će prikazana poruka kada ovaj položaj stola, odnosno izocentar, bude ponovno pozvan.

6.7.1 Vraćanje položaja izocentra

Spremljeni položaj izocentra možete vratiti ako ste stol pomaknuli u drugi položaj.

Položaj izocentra vraćate pomoću modula dodirnog zaslona.



- 1** Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **Table (Stol)**.

- 2** Provjerite je li isključeno zaključavanje pomicanja stola.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Zaključavanje i otključavanje pomicanja C-luka i stola \(stranica 93\)](#).



- 3** Kako biste vratili samo spremljenu visinu stola, dodirnite **Recall Height (Vraćanje visine)**.



- 4** Kako biste vratili položaj izocentra, dodirnite **Recall ROI (Vraćanje područja interesa)**.



- 5** Na upravljačkom modulu pritisnite **Accept (Prihvati)** i držite pritisnutim sve dok se stol ne zaustavi. Kada se stol namjesti u spremljeni položaj izocentra, na području statusa prikazuje se sljedeća ikona.



NAPOMENA *Ako **Accept (Prihvati)** otpustite prije nego što se stol zaustavi, pritisnite gumb i ponovno ga držite pritisnutim. Stol će se nastaviti pomicati do položaja izocentra.*

6.8 Orijehtacija slike

Orijentacija slike određena je orijentacijom pacijenta koju postavlja kartica ProcedureCard.

**UPOZORENJE**

Orijentacija slike ovisi o orijentaciji pacijenta koja je postavljena u kartici ProcedureCard koja se koristi. Moguće su i druge orijentacije slike ovisno o postavkama koje se koriste. Morate se pobrinuti da je orijentacija slike prikladna za postupak koji se obavlja.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Kartice ProcedureCard \(stranica 52\)](#).

Za većinu postupaka, slike su prikazane za orijentaciju pacijenta pri čemu je pacijent u ležećem položaju s glavom namještenom na uzglavlju stola. Slika je prikazana s glavom pacijenta na vrhu slike, dok će lice biti okrenuto prema vama kao promatraču. Poznata je i pod nazivom dijagnostički prikaz. Za neke postupke može biti potrebno drugačije namjestiti pacijenta, kao na primjer licem prema dolje na stolu. Kada je slika prikazana s glavom pacijenta namještenom na uzglavlju stola, ali licem okrenutim od vas kao promatrača, poznata je i pod nazivom kirurški prikaz.

Moguće je promijeniti orijentaciju pacijenta u postavkama protokola rendgenskog snimanja kako bi ista odgovarala stvarnoj orijentaciji pacijenta. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Promjena orijentacije pacijenta \(stranica 58\)](#).

Sljedeći indikator kirurškog prikaza prikazan je sa slikama koje su snimljene u kirurškom prikazu:



6.9 Odabir drugačijeg zadanog izgleda za FlexVision

Zadani izgledi zapravo su unaprijed određeni izgledi prozora i sadržaja. Zadane izgledе možete uređivati kako biste dobili izgled koji odgovara vašem tijeku rada i na kojem se prikazuju aplikacije koje želite upotrebljavati.


Zadani izgled za FlexVision unaprijed je određen u odabranoj kartici ProcedureCard, no možete odabrati neki drugi izgled koji želite upotrijebiti za pretragu.



1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.



2 Dodirnite **FlexVision** kako bi se prikazali dostupni zadani izgledi.



Slika 54 Izbornik sa zadanim izgledima za FlexVision

Legenda

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Popis grupa zadanih izgleda |
| 2 | Dostupni zadani izgledi |
| 3 | Ploča sa zadacima |

Svaki zadani izgled prikazan je u obliku sličice na kojoj se vide unaprijed određen izgled zaslona i aplikacije.

3 Dodirnite željeni zadani izgled kako biste ga odabrali i primijenili na monitoru FlexVision.

4 Kako biste promijenili aplikacije koje se prikazuju tijekom pretrage, učinite sljedeće:



a Dodirnite **Change Content (Promijeni sadržaj)**.

Prikazuje se slika izgleda na kojoj se sve aplikacije prikazuju u obliku ikona na svakom prozoru.

b Povucite aplikacije koje želite upotrebljavati na željene položaje na prozoru na slici izgleda.

Promjene se odmah primjenjuju na monitoru FlexVision.

5 Kako biste vratili zadani izgled na izvorne postavke, učinite sljedeće:



a Dodirnite **Select Preset (Odabir zadanog izgleda)**.



b Dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)**.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona \(stranica 224\)](#).

6.9.1 Spremanje izmijenjenog zadanog izgleda za FlexVision

Ako ste izmijenili sadržaj prozora tijekom pretrage, isti možete spremiti kao zadani izgled za buduću upotrebu.



1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.



2 Dodirnite **FlexVision**.



3 Dodirnite **Change Content (Promijeni sadržaj)**.



4 Dodirnite **Save As (Spremi kao)**.

5 Odaberite grupu zadanih izgleda s popisa.

6 Unesite naziv za novi zadani izgled pomoću tipkovnice na zaslonu.

7 Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja zadanog izgleda dodirnite **Cancel (Odustani)**.

8 Za spremanje zadanog izgleda dodirnite **Save (Spremi)**.

6.9.2 Upotreba čuvara zaslona na monitoru FlexVision

Kada ne snimate rendgenske slike, na monitoru FlexVision može se prikazivati čuvar zaslona.

NAPOMENA Čuvar zaslona ne može pokrenuti za vrijeme snimanja rendgenskih slika.



1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.



2 Dodirnite **FlexVision**.



3 Dodirnite **ComfortThemes**.

Prikazuju se filmovi koji se mogu upotrijebiti kao čuvar zaslona.



4 Kako biste pokrenuli film kao čuvara zaslona, učinite jedno od sljedećeg:

- Dva puta dodirnite film.
- Dodirnite film kako biste ga odabrali, a potom dodirnite **Play (Reprodukcija)**.

Na monitoru FlexVision započinje reprodukcija filma. Za vrijeme reprodukcije filma gornja traka i područje statusa i dalje su vidljivi. Obavijesti se prikazuju iznad filma.

NAPOMENA *Dok je aktivan čuvar zaslona, ne možete snimiti snimku zaslona.*




5 Kako biste isključili čuvara zaslona, dodirnite **Stop (Zaustavljanje)** na odabranom filmu.

Čuvar zaslona automatski se isključuje ako započnete snimanje rendgenskih slika ili pomoću miša odaberete stavke s gornje trake ili područja statusa.

6.10 Upotreba monitora koji se mogu zamijeniti

Ova vam funkcija omogućuje odabir aplikacija ili videoizvora koji se prikazuju na monitorima u sobi za pregled i spremanje postavljene konfiguracije za buduću upotrebu.

Kako biste mogli prebacivati videoizvore na ovaj način, monitori koji se mogu zamijeniti moraju biti postavljeni u sustavu.



Slika 55 Zamjena monitora pomoću modula dodirnog zaslona

Legenda

1	Monitori	3	Alatna traka
2	Dodatni monitori	4	Aplikacije ili videoizvori



1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.



2 Dodirnite **Switchable Monitors (Monitori koji se mogu zamijeniti)**.

3 Odredite monitor i aplikaciju ili videoizvor koji želite da se na njemu prikaže.

Sustav može imati najviše 16 monitora. Ako je postavljeno više od 8 monitora, na modulu dodirnog zaslona koriste se kartice za prikaz do najviše 8 monitora.

4 Povucite aplikaciju ili videoizvor na monitor.

Svaki monitor ima vlastitu oznaku u gornjem lijevom kutu. Taj broj odgovara broju monitora na modulu dodirnog zaslona.

1

Slika 56 Identifikacijska oznaka monitora

Ista aplikacija ili videoizvor može se prikazivati na većem broju monitora.



5 Kako biste vratili monitore u početno stanje i poništili promjene, dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)**.



6 Kako biste spremili promjene, dodirnite **Save (Spremi)**.

Konfiguracija koju spremite sprema se kao zadana konfiguracija i primjenjuje se idući put kada se sustav pokrene.

6.11 Spajanje injektora

Vrijeme injekcije kontrasta i snimanje zračenja mogu se spojiti kako bi se snimanje slika sinkroniziralo s protokom kontrastnog sredstva.

Upotrebljavajte isključivo injektorski sustav uz koji dolazi izjava o kompatibilnosti s rendgenskim sustavom koji se koristi. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Priključivanje injektora \(stranica 209\)](#). Upotreba drugih injektorskih sustava može dovesti do ubrizgavanja prevelike količine kontrastnog sredstva. Rukovatelj je odgovoran za količinu kontrastnog sredstva koje se daje pacijentu.

Dostupna su dva načina rada spajanja injektora:

- Spojeni
- Nespojeni

U nespojenom načinu rada ručnim i nožnim prekidačima upravlja se samo rendgenskim zračenjem, a ručnim prekidačem injektora upravlja se ubrizgavanjem.

U spojenom načinu rada možete upotrebljavati jedan ili dva prekidača. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Načini kontrole injektora \(stranica 401\)](#).

Vrijeme ubrizgavanja i izlaganja računa se ovisno o odabranim postavkama.

Vrijeme odgode rendgenskog snimanja koje je odabrano u postavkama protokola možete ručno podesiti. Raspon vrijednosti iznosi od 0 do 40 sekundi u pomacima od 0,5 sekundi.

6.11.1 Nespojeni način rada

Slike možete snimiti dok injektori nisu spojeni.

Kada injektori nisu spojeni, morate u prikladnom trenutku ručno pokrenuti injektor pomoću ručnog prekidača injektora.

Nespojeni način rada možete odabrati na modulu dodirnog zaslona ili prozoru za prikaz rendgenskih slika.



1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

2 Odaberite protokol rendgenskog snimanja.



- 3 Ako je uključeno spajanje injektora, dodirnite **Coupling (Spajanje)** kako biste ga isključili.
- 4 Pokrenite i zaustavite ubrizgavanje pritiskom i otpuštanjem ručnog prekidača injektora.
- 5 Snimanje pokrenite i zaustavite pritiskom i otpuštanjem ručnog ili nožnog prekidača.

6.11.2 Spojeni način rada

Možete automatski upravljati ubrizgavanjem kontrastnog sredstva pomoću spajanja injektora.

Možete odrediti odgodu između ubrizgavanja kontrasta i snimanja slika kako bi kontrast bio vidljiv u području interesa. Ovo je poznato i pod nazivom odgoda rendgenskog snimanja.

NAPOMENA *Spojeni način rada nije dostupan pri svakom protokolu rendgenskog snimanja.*

Sustav je moguće konfigurirati da se odvoji nakon svakog izlaganja kako bi se spriječilo neželjeno ubrizgavanje kontrastnog sredstva. Sustav može prilagoditi tehnička podrška tako da se injektor ne odvoji nakon svakog snimanja izlaganja i svake promjene postupka, već da se odvoji samo nakon odabira novog pacijenta.



- 1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

- 2 Odaberite protokol rendgenskog snimanja.



- 3 Ako je isključeno spajanje injektora, dodirnite **Coupling (Spajanje)** kako biste isto uključili.

- 4 Postavite odgodu rendgenskog snimanja s pomoću + ili -.

- 5 Pripremite injektor.

Kontrast se ne ubrizgava dok ne počne izlaganje.

- 6 Pritisnite ručni ili nožni prekidač za početak snimanja te, ako upotrebljavate metodu s dva prekidača, pritisnite prekidač injektora kako bi se pokrenulo ubrizgavanje kontrastnog sredstva.

Trakasti grafikon predstavlja odbrojavanje odgode rendgenskog snimanja u sekundama i isti je prikazan u sredini prozora snimanja. Kada je odbrojavanje završeno, rendgensko snimanje automatski počinje.

Dodatne pojedinosti o upotrebi metoda s jednim ili dva prekidača pogledajte u poglavlju [Načini kontrole injektora \(stranica 401\)](#).

- 7 Otpustite ručni ili nožni prekidač za izlaganje kako bi se zaustavilo snimanje i ubrizgavanje kontrastnog sredstva.

6.12 Višefazno snimanje

Višefazno snimanje upotrebljava se samo za vaskularne primjene.

Tijekom višefaznog snimanja imate izravnu kontrolu nad brzinom i trajanjem snimanja. Snimanje je odvojeno u maksimalno tri faze i upotrebljava se kada konstantna brzina prikazivanja slika nije potrebna tijekom cijelog trajanja izlaganja.

Moguće je prilagoditi trajanje svake faze u sekundama i brzinu prikazivanja slika u okvirima po sekundi. Također je moguće prebacivanje između druge i treće faze ako želite smanjiti ili povećati brzinu prikazivanja slika tijekom dugih snimanja.

Višefazno snimanje obično je automatski omogućeno za prikladne protokole rendgenskog snimanja. Navedeno je konfigurirano prilikom instalacije sustava.

NAPOMENA *Brzina slike (brzina prikazivanja slike) ograničena je na brzinu slike koja je odabrana u postavkama Multiphase Acq. (Višefazno snimanje) u zadatku X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja).*



1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** u prozoru snimnaja ili na modulu dodirnog zaslona.

2 Odaberite željeni postupak.

3 Pokrenite snimanje.

Kada je rendgensko zračenje aktivno, kontrole za prilagodbu brzine slike i trajanja faze nisu prikazane. Navedene su zamijenjene gumbom faze, koji prikazuje odabranu brzinu slike za svaku fazu.

4 Za pomicanje između faza i promjenu brzine slike, dodirnite željeni gumb faze.

Slike se snimaju pri novoj brzini slike koja je prikazana za odabranu fazu.

Prebacivanje na fazu je moguće samo ako je omogućen odgovarajući gumb faze.

6.12.1 Promjena postavki višefaznog snimanja



1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** na modulu dodirnog zaslona.



2 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite **Multiphase Acq. (Višefazno snimanje)** za prikaz zaslona postavki višefaznog snimanja.

3 Namjestite brzinu slike (brzinu prikazivanja slika) na sličice po sekundi, za svaku fazu:

- Dodirnite + za povećanje brzine slike.
- Dodirnite - za smanjenje brzine slike.

4 Postavite trajanje svake faze.

- Dodirnite + za povećanje trajanja.
- Dodirnite - za smanjenje trajanja.

Trajanje faze prikazano je u sekundama.



5 Ako želite, dodirnite **Coupling (Spajanje)** za uključivanje spajanja injektora.

6 Postavite odgodu rendgenskog snimanja u sekundama.

Dodatne pojedinosti o snimanju slika s pomoću više faza, uključujući promjenu brzine slike tijekom snimanja potražite u poglavlju [Višefazno snimanje \(stranica 100\)](#).


6.13 Bolus Chase

Postupak Bolus Chase upotrebljava se za snimanje slika žila u donjim ekstremitetima. Upravljaite brzinom stola dok pratite kontrastni bolus u nogama.

Snimanje Bolus Chase provodite upotrebljavajući postupak Fleksibilne dinamične periferne angiografije (FDPA). Ako želite, možete izvršiti snimanje s maskom bez kontrasta nakon snimanja Bolus Chase. Nakon snimanja aplikacija Bolus Chase Reconstruction automatski rekonstruira slike za provjeru. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Bolus Chase Reconstruction \(stranica 127\)](#).

U nastavku se nalaze upute koje se preporučuju za snimanje Bolus Chase:

- Upotrijebite periferne rendgenske filtre za optimalnu kvalitetu slike. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Periferni rendgenski filtri \(stranica 197\)](#).
- Za poboljšanje točnosti rekonstrukcije, tijekom snimanja u prikaz stavite ravnalo aplikacije Bolus Chase Reconstruction paralelno sa stolom.
- Potrebno je najmanje pet kontrastnih slika kako bi se stvorila rekonstrukcija.



Slika 57 Bolus Chase položaji stola i pomicanje

Legenda			
1	Početni položaj	3	Udaljenost pomaka stola (maksimalno 100 cm / 39,4 in)
2	Krajnji položaj	4	Pomicanje stola

6.13.1 Snimanje kontrastnog snimanja

Za snimanje kontrastnog snimanja za aplikaciju Bolus Chase Reconstruction pratite kontrastni bolus duž nogu pacijenta.

Prije početka postupka pobrinite se da je C-luk namješten na strani medicinske sestre ili liječnika te da su svi predmeti uklonjeni iz putanje stola.

1 Postavite bočni nosač u stacionarni položaj.

2 Pacijenta polegnite na stol.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#).

3 Namjestite periferne rendgenske filtre.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Periferni rendgenski filtri \(stranica 197\)](#).

4 Imobilizirajte noge pacijenta.

5 Za odabir protokola rendgenskog snimanja Bolus Chase učinite sljedeće.



a Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

Prikazani su protokoli rendgenskog snimanja povezani s trenutno odabranom karticom ProcedureCard.

b Dodirnite **Bolus Chase (Zahvat bolus chase)**.

Ako **Bolus Chase (Zahvat bolus chase)** nije vidljiv na popisu protokola rendgenskog snimanja, dodirnite **Other (Ostalo)**, odaberite **Peripherals (Periferija)**, a potom odaberite **Bolus Chase (Zahvat bolus chase)** na cjelovitom popisu dostupnih protokola rendgenskog snimanja.



6 Ako vaš sustav ima detektor koji se može rotirati, namjestite detektor u okomiti ili vodoravni položaj.



7 Kako biste podigli stol u njegov najviši položaj, podignite detektor u najviši mogući položaj.



8 Podignite stol na maksimalnu visinu.



9 Postavite vidno polje na maksimalnu veličinu.

10 Namjestite područje interesa u središte pri početnom položaju.



11 Smanjite udaljenost između pacijenta i detektora na najmanju moguću vrijednost.

12 Zaključajte bočno pomicanje stola tako da učinite sljedeće:

- a Na modulu dodirnog zaslona dodirnite zadatak **Table (Stol)**.
- b Dodirnite **Lateral (Bočno)** za uključivanje bočne kočnice stola.

13 Upotrijebite dijaskopiju za potvrdu da se pacijent nalazi u ispravnom položaju pomicanjem stola od početnog do krajnjeg položaja.

14 Ako je potrebno, prilagodite bočni položaj pacijenta pomicanjem pacijenta na površini stola.

NAPOMENA *Nemojte otključati bočno pomicanje stola.*

15 Ponovno namjestite stol uzdužno u početni položaj.

16 Uključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)**.


Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Spajanje injektora \(stranica 99\)](#).

17 Pripremite injektor.

18 Započnite snimanje tako da pritisnete i držite ručni prekidač.

NAPOMENA *Sustav BodyGuard je onemogućen tijekom snimanja slike.*

19 Kada kontrastni bolus dođe do dna slike na monitoru, pokrenite pomicanje površine stola pomoću upravljača brzine.



Slika 58 Upravljač brzine

20 Koristite upravljač brzine kako biste kontrolirali brzinu stola tako da kontrastni bolus ostane blizu dna slike.

Upravljač brzine je proporcionalan; što jače pritisnete prekidač, to će se brže pomicati površina stola.

- 21 Otpustite upravljač brzine kada kontrast dosegne stopala pacijenta.
- 22 Zaustavite snimanje tako da otpustite ručni prekidač s pojavom kontrastnog bolusa.

Nakon kontrastnog snimanja pokreće se aplikacija Bolus Chase Reconstruction u prozoru za provjeru te se vrši rekonstrukcija snimljenih slika. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Bolus Chase Reconstruction \(stranica 127\)](#).

6.13.2 Izvršavanje snimanja s maskom (dodatno)

Izvršavanje snimanja s maskom omogućuje pregled suptrakcijskih slika u aplikaciji Bolus Chase Reconstruction.

- 1 Za optimalne suptrakcijske rezultate pazite da pacijent ostane što dulje imobiliziran tijekom cjelokupnog postupka.
- 2 Nakon kontrastnog snimanja, pričekajte 30-60 sekundi prije izvršavanja snimanja s maskom kako biste smanjili mogućnost snimanja venskog ispunjenja.
- 3 Pritisnite i držite ručni prekidač za kontrolu brzine sve dok se stol ne vrati u početni položaj.
- 4 Započnite snimanje tako da pritisnete i držite ručni prekidač.

Površina stola automatski ponavlja pomicanje iz kontrastnog snimanja.

- 5 Otpustite ručni prekidač kada se zaustavi izlaganje.

Izlaganje se automatski zaustavlja kada je snimljen jednaki broj slika kao tijekom kontrastnog snimanja.

Aplikacija Bolus Chase Reconstruction automatski upotrebljava snimanje s maskom kako bi se prikazale suptrakcijske slike.



- 6 Tijekom provjere snimanja možete upotrijebiti **Subtraction On / Off (Uključivanje/isključivanje izuzimanja)** za pregled suptrakcijskih slika ili kontrastnih slika.

Ako želite, možete izvršiti dodatna snimanja s maskom.

6.14 Roadmap Pro

Roadmap Pro omogućuje prekrivanje slikom maske stabla žile radi poboljšanja vidljivosti katetera, uređaja i materijala.

Roadmap Pro jest izuzeta 2D dijaskopija koja se snima u dvije faze:

- U prvoj se fazi dobiva maska krvne žile. Ona se koristi za stvaranje maske koja se prekriva dijaskopskom slikom uživo.
- Druga se faza odnosi na uređaj. Ova faza služi za prikaz uređaja, npr. katetera, žice ili zavojnice, za koji se obavlja dijaskopija iznad maske krvne žile.

Kako biste osigurali da se slika izuzete dijaskopije ne naruši slučajnim pomicanjem površine stola ili C-luka tijekom ključnog postupka, trebali biste zaključati stol i geometrijska pomicanja tijekom postupka Roadmap Pro. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Zaključavanje i otključavanje pomicanja C-luka i stola \(stranica 93\)](#).



UPOZORENJE

Pacijenta se može teško ozlijediti ako se statične slike zamijene za slike uživo. Kada su slike koje se prikazuju slike uživo, prikazuje se sljedeća ikona:



U sustavu s dvije ravnine za svaki se kanal prikazuje ikona statusa rendgenskog snimanja.



UPOZORENJE

Kada se u postupku koriste slike prekrivanja, provjerite jesu li slika prekrivanja i glavna slika ispravno poravnate. Neispravno poravnate slike mogu dovesti do pogrešne kliničke dijagnoze ili liječenja.

6.14.1 Upotreba za Roadmap Pro

Upotrebom Roadmap Pro možete stvoriti kartu žila za upotrebu u dijaskopiji uživo.

Navedeno možete napraviti pomoću modula dodirnog zaslona ili prozora snimanja.



1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.



2 Ako upotrebljavate modul dodirnog zaslona, dodirnite **Roadmap** kako biste otvorili izbornik **Roadmap**.



3 Da biste uključili Roadmap, učinite jedno od sljedećeg:

- Na modulu dodirnog zaslona pritisnite **Roadmap**.
- U prozoru snimanja pritisnite **Roadmap** proširivač u ploči zadatka i pritisnite **On (Uključeno)**.
- Pritisnite **Roadmap** na upravljačkom modulu.



4 Da biste odabrali klinički način rada, učinite jedno od sljedećeg:

- Na modulu dodirnog zaslona dodirnite željeni naziv za **Mode (Način rada)**.
- U prozoru snimanja odaberite način rada na popisu **Mode (Način rada)** na ploči zadatka.

5 Pokrenite dijaskopiju.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izvođenje dijaskopije \(stranica 84\)](#).

6 Kada je stvorena suptrakcijska slika, ubrizgajte kontrast.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Spajanje injektora \(stranica 99\)](#).

7 Dijaskopiju zaustavite nakon što je shematski prikaz žila potpuno vidljiv (maksimalna neprozirnost).

8 Za prilagodbu transparentnosti slike dodirnite + ili - na modulu dodirnog zaslona za sljedeće maske:

- **Vessel (Krvna žila)**
- **Device (Uređaj)**

NAPOMENA *Transparentnost možete prilagoditi samo kada dijaskopija nije aktivna.*

9 Pokrenite dijaskopiju za klinički postupak.

10 Umetnite uređaj kada je suptrakcijski shematski prikaz žila vidljiv.

6.14.2 Upotreba funkcije SmartMask

SmartMask omogućuje upotrebu prethodno snimljene slike kao maske krvne žile.

Možete odabrati sliku koju želite upotrijebiti za funkciju SmartMask. Slike SmartMask moraju imati iste postavke projekcije i udaljenosti od izvora do slike kao i trenutno snimanje, no mogu potjecati iz druge serije istog pacijenta.

1 Pronađite seriju sa željenom slikom i otvorite je radi pregleda.

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Provjera serije na prozoru provjere \(stranica 120\)](#)
- [Provjera serije s pomoću modula dodirnog zaslona \(stranica 122\)](#)

- 2 Sliku koju želite upotrijebiti kao masku krvne žile odaberite na prozoru snimanja pomoću modula dodirnog zaslona ili daljinskog upravljača.
- 3 Kada se na prozoru za prikaz uživo prikaže željena slika, omogućite SmartMask tako da učinite jedno od sljedećeg:



- Na upravljačkom modulu pritisnite **SmartMask**.
- U zadatku **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** na modulu dodirnog zaslona odaberite **Roadmap**, a zatim odaberite **SmartMask**.

- 4 Pokrenite dijaskopiju.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izvođenje dijaskopije \(stranica 84\)](#).

Trenutačna se slika nakon izuzimanja postavlja za sliku SmartMask.

- 5 Umetnite uređaj.

6.15 EKG pokretanje

EKG pokretanje omogućuje snimanje slike u istoj fazi srčanog ciklusa. EKG signal upotrebljava se za stvaranje EKG impulsa pokretanja uz prilagodljivu odgodu.

Kako biste mogli pokrenuti izlaganje ili dijaskopiju koju pokreće EKG, provjerite postoji li ispravan EKG signal. Sustav je spreman za pokretanje, ali će pričekati ograničeno vremensko razdoblje dok ne primi EKG signal. Sustav neće stvoriti rendgenske zrake prije prepoznavanja EKG signala. EKG pokretanje primjenjuje se samo za dijaskopiju i ograničen skup postupaka izlaganja.

NAPOMENA *Samo se jedna slika stvara pokretanjem jednostrukog snimanja.*

Zadano je da je EKG pokretanje neaktivno. Nakon aktivacije postavke će vrijediti dok se ne isključe ili se ne odabere novi pacijent. Odabir postupka koji EKG pokretanje ne podržava, primjerice rotirajuće skeniranje ili bolus chase, automatski će deaktivirati EKG pokretanje i onemogućit će se kontrole na ploči sa zadacima za EKG pokretanje.

Kada se aktivira EKG pokretanje, sustav prati impulse pokretanja (također i tijekom stanja pripravnosti). Ako iz bilo kojeg razloga impulsi pokretanja izostanu 2 sekunde ili više, prikazuje se poruka sustava da **nema EKG signala**. Poruka sustava uklonit će se kada su impulsi pokretanja ponovno prisutni ili kada se EKG pokretanje deaktivira.

NAPOMENA *Poruka sustava prikazuje se i 2 sekunde nakon svakog impulsa pokretanja kada je srčana frekvencija manja od 30 otkucaja u minuti.*



- 1 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

- 2 Ako radite u prozoru snimanja, učinite sljedeće:

- a Pritisnite proširivač na upravljačkoj ploči koja se odnosi na vrstu postupka koji se izvodi (**Fluoroscopy (Dijaskopija)** ili **Exposure (Izlaganje)**).

Ako protokol rendgenskog snimanja koji upotrebljavate podržava EKG pokretanje, prikazuje se proširivač **ECG-Triggering (EKG pokretanje)**.

- b Proširite proširivač **ECG-Triggering (EKG pokretanje)**.
- c Kako biste uključili EKG pokretanje, pritisnite **On (Uključeno)**.

- 3 Ako radite na modulu dodirnog zaslona, učinite sljedeće:



- a Dodirnite **More (Više)** i odaberite **ECG Triggering (EKG pokretanje)**.

Prikazuje se ploča sa zadacima **ECG-Triggering (EKG pokretanje)**.

- b Dodirnite **Fluoro ECG (Dijaskopija s EKG-om)** ili **Exposure ECG (EKG izlaganja)** kako biste uključili željenu funkciju.

Na prozoru s prikazom uživo umjesto oznake vrste dijaskopije ili brzine snimanja izlaganjem prikazuje se oznaka EKG-a.

NAPOMENA *Oznaka jednostrukog snimanja ne mijenja se na prozoru za prikaz uživo kod postupaka jednostrukog snimanja.*

Ako je uključeno spajanje injektora, ono se automatski isključuje.

- 4 Po potrebi povećajte ili smanjite vrijeme u stavci **Trigger Delay (Odgoda pokretanja)**.

Točnost vremena odgode jest ograničeno. Odabrana odgoda trebala bi se odnositi na trenutačnu srčanu frekvenciju pacijenta i željenu fazu srčane frekvencije, primjerice, kraj dijastole ili kraj sistole.

- 5 Pokrenite dijaskopiju ili izlaganje koje je prikladno za odabrano EKG pokretanje.

Kontrole na modulu dodirnog zaslona nisu dostupne tijekom dijaskopije i izlaganja.

Slike se snimaju u skladu s trenutačnim otkucajima srca pacijenta. Nakon svakog R vrha EKG signala i odabrane odgode pokretanja snima se jedna slika. Ako se primi drugi impuls pokretanja tijekom razdoblja odgode (npr. kada je EKG signal previsok), tada se impuls pokretanja zanemaruje.

- 6 Nakon odabira ili prilagodbe dodirnite X kako biste zatvorili ploču sa zadacima.

6.16 Rotirajuće skeniranje

Rotirajuće skeniranje ili 3D rotacijska angiografija (3D-RA) upotrebljava se za snimanje 3D percepcije anatomije žila.

Fiksno rotirajuće skeniranje je unaprijed određeno i nije moguća izmjena početnog i završnog položaja.

Slobodno rotirajuće skeniranje može se izvršiti iz položaja uzglavlja ili sa strane za liječnika ili medicinsku sestru. Moguće je odrediti početne i završne položaje slobodnog rotirajućeg skeniranja unutar ograničenja sesije rotirajućeg skeniranja.

Slobodno rotirajuće skeniranje počinje s postavljanjem početnog i završnog položaja. Rotirajuća skeniranja mogu se suptrahirati snimanjem dviju snimki. Najbolja je praksa snimiti snimku s maskom te zatim učiniti kontrastno snimanje.

NAPOMENA *Senzori BodyGuard isključeni su tijekom rotirajućeg skeniranja.*

6.16.1 Rotirajuće skeniranje u fiksnom položaju

Rotirajućim skeniranjem u fiksnom položaju možete dobiti 3D sliku žile.

Početni i završni položaj unaprijed su određeni kod rotirajućeg skeniranja u fiksnom položaju.

- 1 postavite područje interesa u izocentar.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).



- 2 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** na modulu dodirnog zaslona.

- 3 Odaberite protokol rendgenskog snimanja za rotirajuće skeniranje koje želite upotrijebiti.

Prikazan je 1. korak **Settings (Postavke)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.

4 Odaberite detaljne postavke protokola rendgenskog snimanja u koraku **Settings (Postavke)**.



5 S upravljačkog modula namjestite detektor u vodoravni ili okomiti položaj.



6 Odaberite maksimalnu udaljenost od izvora do slike.



7 Odaberite željeno vidno polje.

8 Uklonite sve predmete iz rotacijskog luka C-luka.



9 Uključite ili isključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)** po želji.

a Ako uključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)**, postavite vrijeme za **Delay (Odgodu)** za rendgensko snimanje.

10 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite **Next (Sljedeće)**.

Prikazan je 2. korak **End Position (Krajnji položaj)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.



11 Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu radi pomicanja do fiksnog završnog položaja.

Prikazan je 3. korak **Start position (Početni položaj)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.



12 Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu radi pomicanja do fiksnog početnog položaja.

13 Ako je uključeno spajanje injektora, pripremite injektor.

14 S pomoću ručnog prekidača za izlaganje ili papučiće nožnog prekidača za izlaganje pokrenite snimanje te iste držite dok se izlaganje ne završi.

NAPOMENA *BodyGuard je onemogućen tijekom snimanja slika.*

6.16.2 Izvršavanje slobodnog rotirajućeg skeniranja

Slobodno rotirajuće skeniranje izvršava se za omogućavanje 3D prikaza žile na temelju 2D slika.

Prilikom slobodnog rotirajućeg skeniranja moguće je odrediti početne i završne položaje.

1 Pomaknite C-luk u željeni radni položaj.

2 postavite područje interesa u izocentar.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).



3 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** na modulu dodirnog zaslona.

4 Dodirnite **Rotational Scan (Rotirajuće skeniranje)**.

Prikazan je 1. korak **Settings (Postavke)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.



5 S upravljačkog modula namjestite detektor u vodoravni ili okomiti položaj.



6 Odaberite maksimalnu udaljenost od izvora do slike.



7 Odaberite željeno vidno polje.

8 Uklonite sve predmete iz rotacijskog luka C-luka.

9 Ako izvršavate kardiološko rotirajuće skeniranje, odaberite željenu postavku rotacije.



10 Uključite ili isključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)** po želji.

- a Ako uključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)**, postavite vrijeme odgode rendgenskog snimanja.

11 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite **Next (Sljedeće)**.

Prikazan je 2. korak **End Position (Krajnji položaj)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.



12 Za postavljanje završnog položaja učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste se pomakli do zadanog krajnjeg položaja.
- Namjestite C-luk s pomoću upravljačkog modula i odaberite **Next (Sljedeće)** za postavljanje završnog položaja.

Prikazan je 3. korak **Start position (Početni položaj)** čarobnjaka rotirajućeg skeniranja.



13 Za postavljanje početnog položaja učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste se pomakli do zadanog početnog položaja.
- Namjestite C-luk s pomoću upravljačkog modula i odaberite **Next (Sljedeće)** za postavljanje početnog položaja.

14 Dodirnite **Done (Gotovo)** za zatvaranje čarobnjaka.

15 Ako je uključeno spajanje injektora, pripremite injektor.

16 S pomoću ručnog prekidača za izlaganje ili papučiće nožnog prekidača za izlaganje pokrenite snimanje te iste držite dok se izlaganje ne završi.

NAPOMENA *Sustav BodyGuard je onemogućen tijekom snimanja.*

6.16.3 XperCT

Postupak XperCT podrazumijeva rotirajuće skeniranje. Snimljene se slike automatski šalju radnoj stanici intervencijskih alata.

Postupak XperCT dostupan je samo na sustavima s plosnatim detektorom od 20 inča.

Kod sustava s dvije ravnine postupak XperCT dostupan je samo na prednjem kanalu.

Informacije o kalibraciji postupka XperCT potražite u poglavlju [XperCT Kalibracija \(stranica 271\)](#).

Kako biste mogli primijeniti postupak XperCT, stol mora biti namješten unutar sljedećih raspona:

- Kut okomitog nagiba stola: -1 do 1 stupnjeva
- Kut bočnog nagiba stola: -5 do 5 stupnjeva
- Kut vrtnje stola:
 - -5 do 5 stupnjeva
 - 175 do 185 stupnjeva
 - -175 do -185 stupnjeva
- Kut okretanja stola:
 - -1 do 1 stupnjeva
 - 179 do 181 stupnjeva
 - -179 do -181 stupnjeva

NAPOMENA *Potrebna je prijava na radnu stanicu Intervencijskih alata prije pokretanja snimanja. Preporučamo da uključite radnu stanicu i da se prijavite na početku vašeg radnog rasporeda kako biste izbjegli kašnjenje.*

NAPOMENA *Sustav BodyGuard je onemogućen tijekom snimanja slike.*

- 1 Postavite C-luk u radni položaj.
- 2 postavite područje interesa u izocentar.
Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).
-  3 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.
- 4 Odaberite postupak XperCT.
Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Odabir postupka XperCT \(stranica 110\)](#).
-  5 S upravljačkog modula namjestite detektor u vodoravni položaj.
-  6 Odaberite maksimalnu udaljenost od izvora do slike.
- 7 Uklonite sve predmete iz rotacijskog luka C-luka.
- 8 Slijedite upute s modula dodirnog zaslona kako biste potvrdili završni položaj.
- 9 Slijedite upute s modula dodirnog zaslona kako biste potvrdili početni položaj.
- 10 Uputite pacijenta u postupak.
- 11 Kako biste pokrenuli snimanje, držite pritisnutim ručni ili nožni prekidač sve dok se izlaganje ne zaustavi.

Odabir postupka XperCT

Protocol (Protokol)	Brzina [okvir/s]	Trajanje [s] (približno)	Position (Položaj)	Contrast (Kontrast)
XperCT HQ 30fps -21s	30	21	glavu	High (Visoka)
XperCT LD 30fps -10s	30	10	glavu	Low (Niska)
XperCT HQ 60fps -10s	60	10	glavu	High (Visoka)
XperCT LD 60fps -5s	60	5	glavu	Low (Niska)
CT Cranial Stent (kranijalni stent) 48 cm / 19"	30	21	glavu	High (Visoka)
CT Cranial Stent (kranijalni stent) 27 cm / 10,5"	30	21	glavu	High (Visoka)
CT Cranial Stent (kranijalni stent) 22 cm / 8,5"	30	21	glavu	High (Visoka)
XperCT Prop (otvoreno) HQ - 5s	60	5	glavu	High (Visoka)
XperCT Dual Prop (otvoreno) HQ -5s	60	5	glavu	High (Visoka)
XperCT Prop (otvoreno) LD - 5s	60	5	glavu	Low (Niska)
XperCT Dual Prop (otvoreno) LD - 5s	60	5	glavu	Low (Niska)
XperCT Prop otvoreno - 4s	60	4	glavu	Low (Niska)
XperCT Roll (Kotrljanje) - 8s	60	8	Side (Strana)	High (Visoka)
XperCT Dual Roll (Dvostruko kotrljanje) - 8s	60	8	Side (Strana)	High (Visoka)
VasoCT I.A. 22 cm / 8.5"	30	21	glavu	High (Visoka)
VasoCT I.A. 27 cm / 10.5"	30	21	glavu	High (Visoka)
VasoCT I.V. 22 cm / 8.5"	30	21	glavu	High (Visoka)
VasoCT I.V. 27 cm / 10.5"	30	21	glavu	High (Visoka)

HD = High Dose (visoka doza), LD = Low Dose (niska doza), () = optional (izborna)

NAPOMENA *Neki od ovih protokola aplikacija možda neće biti dostupni, ovisno o rendgenskoj opremi koju upotrebljavate i kupljenim opcijama.*

6.16.4 XperCT Dual

Postupak XperCT Dual je skeniranje s dvije faze koje se sastoji od prednje i stražnje faze. Snimljene se slike automatski šalju radnoj stanici intervencijskih alata.

Tijekom prednje faze snimke upotrebljava se kontrast kako bi se vizualizirale arterije. Nakon kratke pauze, koja je poznata kao interval skeniranja, izvršava se snimanje stražnje faze. Dok se kontrastno sredstvo ispire iz arterija, lezija zadržava kontrastno sredstvo malo dulje omogućujući vizualizaciju lezije u stražnjoj fazi.

Informacije o kalibraciji softvera XperCT potražite u poglavlju [XperCT Kalibracija \(stranica 271\)](#).

NAPOMENA *Potrebna je prijava na radnu stanicu Intervencijskih alata prije pokretanja snimanja. Preporučamo da uključite radnu stanicu i da se prijavite na početku vašeg radnog rasporeda kako biste izbjegli kašnjenje.*

NAPOMENA *Ako otpustite prekidač izlaganja nakon prednjeg skeniranja, stražnje se skeniranje otkazuje.*

NAPOMENA *Sustav BodyGuard je onemogućen tijekom snimanja slike.*

1 Postavite C-luk u radni položaj.

2 postavite područje interesa u izocentar.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izocentriranje \(stranica 94\)](#).



3 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)**.

4 Odaberite postupak XperCT Dual Phase.

5 Ako želite, možete prilagoditi vrijeme intervala.



6 S upravljačkog modula namjestite detektor u vodoravni položaj.



7 Odaberite maksimalnu udaljenost od izvora do slike.

8 Uklonite sve predmete iz rotacijskog luka C-luka.



9 Uključite ili isključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)** po želji.

a Ako uključite **Injector Coupling (Spajanje injektora)**, postavite vrijeme odgode rendgenskog snimanja.

10 Slijedite upute s modula dodirnog zaslona kako biste potvrdili završni položaj.



11 Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste se pomakli do krajnjeg položaja.

12 Slijedite upute s modula dodirnog zaslona kako biste potvrdili početni položaj.



13 Pritisnite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu kako biste se pomakli do početnog položaja.

14 Uputite pacijenta o postupku disanja.

15 Pokrenite snimanje.

16 Prekidač izlaganja nastavite držati na kraju prednje faze.

17 Koristeći prikazani brojač u prozoru rendgenskog snimanja uživo ili prozoru snimanja kao smjernice, uputite pacijenta da diše tijekom vremena intervala, a da zadrži dah na početku stražnje faze.

18 Na završetku stražnje faze otpustite ručni ili nožni prekidač izlaganja.

6.16.5 CardiacSwing

CardiacSwing pruža dvostruko okretanje po osi za lijevu ili desnu koronarnu arteriju. Snimanje kombinira kretnje rotacije i nagiba C-luka, što pokriva većinu rutinskih koronarnih projekcija u jednom skeniranju.

Namjenski protokoli rendgenskog snimanja za lijevu i desnu koronarnu arteriju uključeni su u sustav. CardiacSwing koristi se s C-lukom namještenim za kardiološku pretragu.

Kontrastno sredstvo može se ubrizgati ručno ili pomoću injektora te budite pažljivi da je kontrast prisutan u cijelom stablu koronarnih arterija tijekom trajanja swing postupka.



- 1 Detektor rotirajte u vodoravni položaj (sustavi C20 / F20).



- 2 Odaberite maksimalnu udaljenost od izvora do slike



- 3 Odaberite željeno vidno polje.

- 4 Namjestite područje interesa u bočni položaj.

Može vam pomoći da ovaj položaj postavite kao izocentar kako biste isti kasnije mogli vratiti.

- 5 Središte AP: namjestite vrh katetera u lijevi gornji kvadrant detektora.

- 6 Uklonite sve predmete iz rotacijskog luka C-luka.



- 7 Odaberite zadatak **X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja)** na modulu dodirnog zaslona.

- 8 Dodirnite **CardiacSwing** na popisu dostupnih protokola rendgenskog snimanja.

Ako **CardiacSwing** nije vidljiv na popisu protokola rendgenskog snimanja koji je povezan s trenutno odabranom karticom ProcedureCard, odaberite postavke **Cardiac (Srce)** i dodirnite **CardiacSwing**.

- 9 Odaberite željene detaljne postavke.

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Odabir postupka CardiacSwing \(stranica 112\)](#).

- 10 Ako upotrebljavate injektor, učinite sljedeće:

- a Dodirnite **Injector Coupling (Spajanje injektora)** za uključivanje spajanja injektora.
- b Postavite odgodu rendgenskog snimanja.

- 11 Dodirnite **Next (Sljedeće)**.



- 12 Pritisnite i držite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu dok C-luk ne dođe u krajnji položaj.



- 13 Pritisnite i držite **Accept (Prihvati)** na upravljačkom modulu dok C-luk ne dođe u početni položaj.

- 14 Ako je uključeno spajanje injektora, pripremite injektor.

Sustav je spreman za snimanje slika.

- 15 Uputite pacijenta u postupak.

- 16 Počnite snimanje pritiskom ručnog prekidača dok se izlaganje ne zaustavi.

NAPOMENA Sustav **BodyGuard** je onemogućen tijekom snimanja slike.

Odabir postupka CardiacSwing

Za postupke CardiacSwing preporučeno vidno polje iznosi 30 cm (11,6 inča) za sustave C12 / F12 te 27 cm (10,5 inča) ili više za sustave F15 i C20 / F20.


Za optimizaciju snimanja arterija mora biti ispunjena od prve do posljednje slike swing postupka. Preporučeno je početi ubrizgavanje 0,5 sekundi prije snimanja prve slike. Ako upotrebljavate električni injektor, postavite vrijeme odgode rendgenskog snimanja u sustavu na 0,5 sekundi.

Svi se postupci provode sa sljedećim postavkama:


- Položaj C-luka: uzglavlje
- Brzina prikazivanja slika: 15 fps ili 25 fps

Postupak	Vrijeme izlaganja [sekunde]	Trajanje ubrizgavanja [sekunde]	Kliničko područje
LCA CRA 30 5s	5,3	5,8	Lijevo koronarno
LCA CRA 35 5s (Najbolja praksa)	5,8	6,3	Lijevo koronarno
LCA CRA 40 5s <i>Samo sustav F12</i>	5,8	6,3	Lijevo koronarno
RCA LAO 3s	3,7	4,2	Desno koronarno
RCA AP 4s (Najbolja praksa)	4,1	4,5	Desno koronarno
LCA/RCA RAO-CAU -> LAO-CRA 4s	4,1	4,6	Lijevo koronarno Desno koronarno Graftovi
LCA/RCA LAO-CAU -> RAO-CRA 4s	4,1	4,6	Lijevo koronarno Desno koronarno Graftovi


Putanje lijeve koronarne arterije (LCA)





Slika 59 Mala krivulja za sve pacijente: **LCA CRA 30 5s**





Slika 60 Srednja krivulja za sve pacijente: **LCA CRA 35 5s** (Najbolja praksa za LCA)



Slika 61 Velika krivulja za normalne ili mršave pacijente: **LCA CRA 40 5s**

Putanje desne koronarne arterije (RCA)**Slika 62** Standardna krivulja za sve pacijente: **RCA LAO 3s****Slika 63** Standardna krivulja za sve pacijente: **RCA AP 4s**

LCA, RCA, i graft putanje**Slika 64** Postupak swing za koronarne arterije i graftove: **LCA/RCA RAO-CAU -> LAO-CRA 4s****Slika 65** Postupak swing za koronarne arterije i graftove: **LCA/RCA LAO-CAU -> RAO-CRA 4s**

6.17 Postupci elektrofiziologije

Sustav za elektrofiziologiju Biosense



OPREZ

Slike snimljene postupkom Biosense nemojte upotrebljavati za postavljanje dijagnoze. Te slike služe isključivo za pregled čija svrha nije postavljanje dijagnoze.

6.18 Pretpregled serija i slika za automatsko arhiviranje

Serije i slike automatski se arhiviraju po završetku pretrage ako je vaš sustav konfiguriran za navedeno.

U bilo kojem trenutku možete načiniti pretpregled serija i slika koje će se automatski arhivirati. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka \(stranica 248\)](#).



- 1 Pritisnite **Archive Preview (Pretpregled za arhiviranje)** na ploči općih alata.

Prikazan je dijaloški okvir koji pokazuje serije i slike za arhiviranje.

Ako postoji više odredišta za arhiviranje, dijaloški okvir prikazuje odjeljak za svako određeno odredište arhiviranja i serije i slike koje će se arhivirati u navedeno odredište.

Sljedeće ikone označavaju hoće li se arhiviranje izvršiti za cijelu seriju ili za samo neke slike u seriji.

Iko- na	Opis
	Serijski će se arhivirati
	Arhivirati će se samo neke slike u seriji

- 2 Kako biste seriju isključili iz arhiviranja, odaberite seriju i pritisnite **Exclude (Izostavljanje)**.

Možete odabrati više serija za isključivanje. Kada isključite seriju, na slikovnom se prikazu prikazuje poruka i slikovni se prikaz zatamnjuje.

NAPOMENA *Isključene serije možete izvesti ručno.*



- 3 Kako biste poništili sve promjene i po želji ponovili postupak, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.

- 4 Pritisnite **Done (Gotovo)** kako bi se promjene spremile, a dijaloški okvir zatvorio.

6.19 Završavanje pretrage

Kada završite pretragu, možete odabrati koji će se status primijeniti za svaki od koraka postupka koji su provedeni u pretrazi.

Kada završite pretragu, sustav može biti automatski konfiguriran da arhivira seriju i slike povezane s pretragom. Možete provjeriti koje će serije i slike biti arhivirane prije završetka pretrage.

Pretragu možete završiti samo iz prozora snimanja.

- 1 Da biste završili pretragu, učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **End Procedure (Završi postupak)** u prozoru snimanja.
- Pritisnite **End Procedure (Završi postupak)** u bazi podataka pacijenata ako je baza podataka pacijenata otvorena.



Prikazan je dijaloški okvir koji traži potvrdu o načinu završetka pretrage.

Dijaloški okvir prikazuje korake koji su provedeni tijekom pretrage.

- 2 Za svaki korak postupka koji je proveden odaberite status.

Ako nije snimljena niti jedna rendgenska slika u pretrazi, dostupne su sljedeće mogućnosti:

- **Complete (Dovrši)**
- **Keep Scheduled (Ostavi zakazano)**

Ako su snimljene rendgenske slike u pretrazi, dostupne su sljedeće mogućnosti:

- **Complete (Dovrši)** (prikazuje se samo kada proceduralni korak za izvršeni modalitet (MPPS) nije konfiguriran)
- **Discontinue (Prekini)** (prikazuje se samo kada je konfiguriran proceduralni korak za izvršeni modalitet (MPPS))
- **Suspend (Obustavi)**

- 3 Ako ste odabrali **Discontinue (Prekini)** za jedan ili više koraka postupka, odaberite odgovarajući razlog za obustavu svakog obustavljenog koraka.



- 4 Za pretpregled serija i slika koje će biti arhivirane nakon završetka pretrage pritisnite **Archive Preview (Pretpregled za arhiviranje)**.

Prikazan je dijaloški okvir koji pokazuje serije i slike za arhiviranje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pretpregled serija i slika za automatsko arhiviranje \(stranica 117\)](#).

- 5 Za završetak pretrage pritisnite **OK (U redu)**.

6.20 Izvešća o dozi

Izvešća o dozi mogu se automatski stvoriti nakon završetka pretrage. Izvešće o dozi sadrži informacije o dozi za svaku seriju i za cijelu pretragu.

Strukturirano izvešće o dozi za DICOM zračenje

Strukturirano izvešće o dozi za DICOM zračenje automatski se stvara nakon završetka pretrage. Ovo izvešće nije moguće prikazati u sustavu, ali se automatski izvozi na mrežno odredište (na primjer, radnu stanicu koja može prikazati strukturirana izvešća). Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka \(stranica 248\)](#).

Izvešće o dozi sekundarnog snimanja

Izvešće o dozi sekundarnog snimanja je slika izvešća o dozi. Ako je vaš sustav tako konfiguriran, ova se vrsta izvešća o dozi automatski izrađuje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Promjena općih postavki pacijenta i tijeka rada \(stranica 238\)](#).



Izvešće o dozi sekundarnog snimanja sprema se s pretragom i označeno je slikovnim prikazom na ploči zadatka. Izvešće se može prikazati u sustavu i može se ispisati. Također možete izvršiti izvoz izvešća o dozi na mrežno odredište ili medij za pohranu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izvoz podataka \(stranica 152\)](#). Također, izvešća o dozi sekundarnog snimanja automatski se izvoze na mrežno odredište. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka \(stranica 248\)](#).

6.20.1 Prikazivanje izvešća o dozi sekundarnog snimanja

Možete prikazati izvešće o dozi sekundarnog snimanja u aplikaciji za prikazivanje u prozoru za provjeru.

Za prikaz izvešća o dozi potrebno je završiti povezanu pretragu.

Izvešća o dozi spremaju se nakon završetka pretrage. Spremaju se kao slike i dostupne su za prikaz u upravljačkoj ploči zadatka **Series (Serija)**.

- 1 Učitajte željenu pretragu pacijenta.
- 2 Odaberite karticu **Series (Serija)** na upravljačkoj ploči.
- 3 Odaberite **All Images (Sve slike)** ili **Photo images (Slike)** na padajućem popisu birača slike.



- 4 Pritisnite slikovni prikaz izvešća o dozi na popisu slike.

U pregledniku je prikazano izvešće o dozi.

6.20.2 Ispisivanje izvešća o dozi sekundarnog snimanja

Izvešća o dozi sekundarnog snimanja stvorena su kao slike koje je moguće ispisati.



Izvešće o dozi za postupak dostupno je kao slikovni prikaz na ploči zadatka.



- 1 Za dodavanje izvešća o dozi u pretpregled ispisa učinite jedno od sljedećeg:



- Odaberite slikovni prikaz izvešća o dozi na upravljačkoj ploči i pritisnite **Add to Print Preview (Dodaj u pretpregled ispisa)** na ploči općih alata.
- Pritisnite desnom tipkom miša slikovni prikaz izvešća o dozi na upravljačkoj ploči i odaberite **Add Series to Print Preview (Dodaj seriju u pretpregled ispisa)**.



- 2 Za pokretanje aplikacije za ispis pritisnite **More Tools (Više alata)** i zatim odaberite **Print Preview (Pretpregled ispisa)**.

Pokrenuta je aplikacija za ispis te je prikazan pretpregled izvešća, uključujući i izvešće o dozi.

- 3 Dodajte bilo koje druge željene elemente izvešća.



- 4 Za ispis izvešća pritisnite **Print (Ispis)**.

7 Provjera

Seriju ili sliku možete pregledati u sobi za pregled pomoću daljinskog upravljača ili dodatnog miša ili u kontrolnoj sobi pomoću miša ili modula za provjeru.



Seriju ili sliku koju želite pregledati odaberite na slikovnom kazalu u zadatku **Series (Serija)** na prozoru za prikaz rendgenskih slika, prozoru za pregled ili modulu dodirnog zaslona.

Serije su prikazane na slikovnom kazalu. Žuti obrub oko slikovne oznake ukazuje na to da je dotična slika ili serija prikazana na području glavnog prikaza. Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku **Series (Serija)** prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.

Ako područje sa slikovnim oznakama nije dovoljno veliko da se prikažu sve slikovne oznake, uz rub zaslona pojavljuje se klizač kojim se možete pomicati kroz slikovne oznake. Kako biste pronašli željenu seriju, na navigacijskoj ploči zadataka **Series (Serija)** (Serija) možete odabrati filter koji će se primijeniti.

Ako je protokol rendgenskog snimanja tako konfiguriran, nakon snimanja serije serija se prikazuje na području glavnog prikaza uz automatsku reprodukciju slika u seriji.

Ako protokol rendgenskog snimanja nije konfiguriran na automatsku reprodukciju serije dijaskopskih slika, prikazuje se zadnja slika snimljena u seriji. Riječ je o funkciji zadržavanja posljednje slike.

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Prozori, ploče, prikazi i okviri prikaza \(stranica 395\)](#)
- [Monitor za prikaz rendgenskih slika \(stranica 358\)](#)
- [Monitor za pregled \(stranica 360\)](#)
- [Modul za provjeru \(stranica 388\)](#)
- [Daljinski upravljač \(stranica 390\)](#)

7.1 Trenutni paralelni rad

Tijekom provedbe snimanja u sobi za pregled, možete upotrijebiti prozor za provjeru u kontrolnoj sobi za paralelni rad i provedbu zadataka kao što je provjera i naknadna obrada za bilo koju pretragu, uključujući pretrage i serije koje se ne odnose na pacijenta kojeg se trenutno snima.

Pretragu ili seriju za provjeru odabirete na isti način za pacijente koje se trenutno ne snima kao i za pacijenta kojeg se trenutno snima. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Provjera serije na prozoru provjere \(stranica 120\)](#).

Prilikom provjere pretrage ili serije koja se ne odnosi na pacijenta kojeg se trenutno snima, prikazuje se upozorenje u prozoru za provjeru koje vas podsjeća da ne provodite provjeru za pacijenta kojeg se trenutno snima. Ovo upozorenje možete zatamniti, ali dok provjeravate seriju ili pretragu koja nije od pacijenta kojeg se trenutno snima, ovo će upozorenje biti prikazano.

7.2 Provjera serije na prozoru provjere

Seriju bilo kojeg pacijenta možete provjeriti na prozoru provjere s pomoću miša ili modula provjere u kontrolnoj sobi ili pomoću daljinskog upravljača ili dodatnog miša u sobi za pregled.

Sljedećim se postupkom opisuje samo jedna metoda, no mnoge se radnje mogu poduzeti mišem, na modulu za provjeru ili daljinskim upravljačem ovisno o situaciji. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Modul za provjeru \(stranica 388\)](#) i [Daljinski upravljač \(stranica 390\)](#).



1 Pritisnite zadatak **Series (Serija)** u prozoru provjere kako biste odabrali seriju koju želite provjeriti.



2 Kako biste promijenili način prikaza serija na upravljačkoj ploči, učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **Show pictorials (Prikaži slikovne oznake)** kako bi se serija prikazala u obliku slikovnih oznaka.
- Pritisnite **Show details (Prikaži pojedinosti)** kako bi se serija prikazala u obliku popisa.



3 Učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite seriju kako bi se otvorila na području glavnog prikaza.
- Seriju pritisnite dva puta kako bi se otvorila na području glavnog prikaza, a slike u seriji automatski počele reproducirati.

NAPOMENA *Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku Series (Serija) prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.*

4 Kako biste upravljali reprodukcijom slika u seriji, učinite jedno od sljedećeg:



a Kako biste reproducirali seriju, pritisnite **Play (Reprodukcija)**.



b Kako biste pauzirali seriju, pritisnite **Pause (Pauza)**.

c Kako biste provjerili prethodnu ili sljedeću sliku u seriji pritisnite **Previous image (Prethodna slika)** ili **Next image (Sljedeća slika)**.



d Kako biste provjerili prethodnu ili sljedeću seriju, pritisnite **Previous Series (Prethodna serija)** ili **Next Series (Sljedeća serija)**.



e Kako biste promijenili brzinu prikazivanja slika koja se koristi tijekom njihove reprodukcije, pritisnite **Frame Rate (Brzina prikazivanja slika)** i povucite klizač na željeni broj slika po sekundi.

NAPOMENA *Prilikom pregledavanja slika u dvije ravnine prikazuje se samo jedna alatna traka filma. Reprodukcijski film i prikazane slike sinkronizirane su za prednje i bočne slike.*



5 Kako biste reproducirali sve slike i serije u pretrazi, pritisnite **Cycle All (Reprodukcija svih slika)**.



6 Kako bi se prikazao pregled svih slika u odabranoj seriji, pritisnite **Image Overview (Pregled slika)**.



7 Kako bi se prikazala jedna slika iz svake serije dostupne za pacijenta, pritisnite **Series Overview (Pregled serije)**.

8 Za provjeru određene vrste slike odaberite jedan od sljedećih filtara s popisa:

- **Acquired images (Snimljene slike)**
- **Photo images (Slike)**
- **Flagged images (Slike označene zastavicom)**

7.3 Provjera serije s pomoću modula dodirnog zaslona

Možete izvršiti provjeru serije za pacijenta kojeg se trenutno snima pomoću modula dodirnog zaslona.

Sljedećim se postupkom opisuje samo jedna metoda, no mnoge se radnje mogu poduzeti mišem, na modulu za provjeru ili daljinskim upravljačem ovisno o situaciji. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Modul za provjeru \(stranica 388\)](#) i [Daljinski upravljač \(stranica 390\)](#).

Kada na modulu dodirnog zaslona pregledavate seriju u dvije ravnine, prednja slika i bočna slika ne prikazuju se jedna uz drugu kao u prozoru za pregled, već se prednja slika prikazuje u glavnom okviru prikaza, a bočna se slika prikazuje u malom okviru prikaza unutar glavnog okvira prikaza.



Slika 66 Mali okvir prikaza unutar glavnog okvira prikaza

Kako biste sliku u glavnom okviru prikaza zamijenili slikom u malom okviru prikaza, dodirnite mali okvir prikaza.

Kako biste premjestili mali okvir prikaza, dodirnite mali okvir prikaza i povucite ga na novi položaj.



Odaberite aplikaciju **X-ray Acquisition (Rendgensko snimanje)** na modulu dodirnog zaslona.




Odaberite zadatak **Series (Serija)**.

3 Odaberite seriju na ploči zadataka kako biste je otvorili u području glavnog prikaza.

NAPOMENA *Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku Series (Serija) prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.*

4 Za ponovnu reprodukciju slika u seriji učinite sljedeće:



a Za ponovnu reprodukciju serije dodirnite **Play (Reprodukcija)**.

b Za zaustavljanje serije dodirnite **Pause (Pauza)**

c Za provjeru prethodne ili sljedeće slike u seriji dodirnite **Previous image (Prethodna slika)** ili **Next image (Sljedeća slika)**.



- d Za provjeru prethodne ili sljedeće serije dodirnite **Previous Series (Prethodna serija)** ili **Next Series (Sljedeća serija)**.



- 5 Za ponovnu reprodukciju svih slika i serija u pretrazi dodirnite **Cycle All (Reprodukcija svih slika)**.



- 6 Za prikaz pregleda svih slika u odabranoj seriji dodirnite **Image Overview (Pregled slika)**.




- 7 Za prikaz jedne slike iz svake od dostupnih serija za pacijenta dodirnite **Series Overview (Pregled serije)**.

- 8 Za provjeru određene vrste slike odaberite jedan od sljedećih filtara s popisa:

- **Acquired images (Snimljene slike)**
- **Photo images (Slike)**
- **Flagged images (Slike označene zastavicom)**

7.4 Upotreba pokazivača u sali za intervencije

Možete uključiti prikaz pokazivača u sali za intervencije na slici u okviru prikaza kako biste označili područje interesa. Pokazivač je vidljiv u svim prozorima (u sobi za pregled i kontrolnoj sobi) i na svakom modulu dodirnog zaslona na kojem se također prikazuje sliku.



Slika 67 Pokazivač u sali za intervencije



- 1 Kako biste uključili prikaz pokazivača pomoću miša, pritisnite **Interventional Room Pointer (Pokazivač u sali za intervencije)** na alatnoj traci okvira prikaza.

Kako biste pomicali pokazivač po slici, pomaknite miš.

- a Kako biste uklonili pokazivač sa slike, ponovno pritisnite **Interventional Room Pointer (Pokazivač u sali za intervencije)** na alatnoj traci.

- 2 Kako biste uključili prikaz pokazivača pomoću modula dodirnog zaslona, dodirnite i držite sliku u okviru prikaza.

Kako biste pomicali pokazivač po slici, povucite ga prstom. Kada maknete prst s modula dodirnog zaslona, pokazivač nestaje.

7.5 Zaštita pretraga i uklanjanje zaštite na njima

Ako je prostor za pohranu na sustavu pun, sustav automatski briše nezaštićene podatke kako bi oslobodio prostor za nove slike. Pojedinačne pretrage možete zaštititi kako biste spriječili brisanje.



1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za prikaz rendgenskih slika ili prozora za pregled.

2 Odaberite pretragu s popisa.



3 Kako biste zaštitili pretragu, pritisnite je desnom tipkom miša i pritisnite **Protect Study (Zaštita pretrage)**.



4 Kako biste poništili zaštitu pretrage, pritisnite je desnom tipkom miša i pritisnite **Unprotect Study (Poništi zaštitu pretrage)**.

Sustav možete konfigurirati tako da se po završetku zaštitu svaka pretraga. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Promjena općih postavki pacijenta i tijeka rada \(stranica 238\)](#).

7.6 Provjera podataka povijesti za zakazanog pacijenta

Možete načiniti provjeru pretraga i serija povijesti za zakazanog pacijenta.

Nakon što ste odabrali pacijenta na popisu pacijenata, možete pregledati sve pretrage koje su dostupne za tog pacijenta. Navedeno uključuje pretrage i serije koje su dostupne u lokalnoj bazi podataka i arhivirane pretrage i serije koje su dostupne na mreži.



1 Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za provjeru za prikaz baze podataka pacijenta.

2 Odaberite zakazanog pacijenta u popisu pacijenata.

3 Pritisnite karticu **History (Povijest)**.

Prikazane su sve dostupne pretrage i serije za odabranog pacijenta, uključujući i arhivirane pretrage i serije koje su dostupne na mreži. Ako je serija dostupna u lokalnoj bazi podataka pacijenata, pokazuje se slikovni prikaz. Ako se radi o arhiviranoj seriji, slikovni prikaz nije pokazan.

Pretrage su zadano prikazane prema datumu snimanja, počevši od najnovije.

4 Za pregled pretrage u lokalnoj bazi podataka pacijenata učinite sljedeće:

- a Na popisu pronađite pretragu.
- b Odaberite seriju koju želite pregledati u pretrazi.
- c Pritisnite **View (Prikaz)**.

5 Za prikaz arhivirane pretrage učinite sljedeće:

- a Na popisu pronađite pretragu.
- b Odaberite seriju koju želite provjeriti u pretrazi.

Za istovremeni uvoz više od jedne arhivirane serije odaberite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu svake serije koju želite uvesti.



c Pritisnite **Import (Uvoz)**.

Odabrane su serije uvezene iz mrežne arhive u lokalnu bazu podataka.

d Odaberite uvezene serije koje želite pregledati.

e Pritisnite **View (Prikaz)**.

7.7 Uvoz pretraga ili serija za provjeru

Pretrage ili serije možete uvesti s mrežne lokacije, CD ili DVD medija ili USB uređaja kako biste izvršili provjeru istih u sustavu.

7.7.1 Uvoz pretraga ili serija s mrežne lokacije



1 Otvorite bazu podataka pacijenata.



2 Pritisnite mrežnu lokaciju s koje želite uvesti podatke.

Prikazuje se ploča za pretraživanje na kojoj možete pronaći pacijenta i pretragu koju tražite.

3 Unesite prikladne pojmove za pretraživanje i pritisnite **Search (Pretraži)**.

Prikazuje se popis pacijenata na kojem se navode pretrage koje se poklapaju s kriterijima za pretraživanje.

4 Odaberite željenu pretragu pacijenta na popisu.

Pojedinosti o pretrazi prikazane su ispod popisa pacijenata.



5 Za uvoz cijele pretrage pritisnite **Import (Uvoz)**.

6 Za uvoz serije iz pretrage pritisnite karticu **Series (Serija)**.

Prikazat će se dostupne serije. Na slikovnim se oznakama ne prikazuju pretpregledi jer se serije ne nalaze u lokalnoj bazi podataka pacijenata.

7 Odaberite seriju koju želite uvesti.




8 Pritisnite **Import (Uvoz)**.

Nakon završetka postupka uvoza u slikovnom prikazu pokazuje se slika pretpregleda.

9 Ako želite otkazati postupak uvoza, pritisnite **Stop (Zaustavi)**.

7.7.2 Uvoz pretraga i serija s USB uređaja, CD ili DVD medija

1 Ako uvozite podatke s USB uređaja, umetnite uređaj u jedan od USB utora na monitoru u kontrolnoj sobi.



Slika 68 Priključivanje USB memorije

2 Ako uvozite podatke s CD ili DVD medija, umetnite disk u CD/DVD pogon.



3 Otvorite bazu podataka pacijenata.

4 Pritisnite uređaj s kojeg želite uvesti podatke.



Ako je uređaj zaštićen lozinkom, unesite lozinku u prikazani dijaloški okvir i pritisnite **Unlock (Deblokiraj)**.

Prikazan je popis pacijenata koji pokazuje dostupne pretrage s odabranog uređaja.

5 Odaberite željenu pretragu pacijenta na popisu.

Pojedinosti o pretrazi prikazane su ispod popisa pacijenata.



6 Za uvoz cijele pretrage pritisnite **Import (Uvoz)**.

Prikazuje se dijaloški okvir koji traži potvrdu radnje.

7 Potvrdite uvoz čineći sljedeće:

- Pritisnite **Link (Veza)** za uvoz podataka i spajanje podataka o pacijentu. Upotrijebite ovu opciju ako se podaci koje uvozite odnose na pacijenta za kojega već postoje pretrage u sustavu.
- Pritisnite **Import (Uvoz)** za uvoz podataka bez spajanja podataka o pacijentu.
- Pritisnite **Cancel (Odustani)** za otkazivanje uvoza.

Ako pritisnete **Link (Veza)**, prikazan je dodatni dijaloški okvir. Provjerite jesu li podaci o pacijentu točni i potom pritisnite **Link Data (Poveži podatke)** za uvoz podataka i spajanja podataka o pacijentu. Ili pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje dijaloškog okvira bez uvoza podataka.

8 Za uvoz serije iz pretrage pritisnite karticu **Series (Serija)**.

Prikazat će se dostupne serije. U slikovnim prikazima nema pokazanih pretpregleda jer serija nije spremljena u lokalnu bazu podataka pacijenata.



9 Odaberite seriju koju želite uvesti i pritisnite **Import (Uvoz)**.

NAPOMENA *Nemojte ukloniti USB uređaj ili CD ili DVD medij sve dok uvoz nije uspješno završen (prikazan je tijekom postupka uvoza).*

Nakon završetka postupka uvoza u slikovnom prikazu pokazuje se slika pretpregleda.

10 Ako želite otkazati postupak uvoza, pritisnite **Stop (Zaustavi)**.

7.8 Bolus Chase Reconstruction


Bolus Chase Reconstruction softverski je alat koji je dostupan kao mogućnost u sustavu. Stvara sliku pregleda arterija u nogama pacijenta automatskim spajanjem uzastopnih slika snimljenih protokolom za snimanje fleksibilnom dinamičnom perifernom angiografijom (FDPA) ili protokolom za snimanje tehnikom bolus chase.

Slika pregleda služi vam kao pomoć u pregledavanju izvornih slika. Slika pregleda ne smije se upotrebljavati za postavljanje dijagnoze. Stvarna dijagnoza (npr. analiza okluzija) trebala bi se temeljiti na informacijama s izvornih rendgenskih slika.

Dodatne pojedinosti o snimanju rendgenskih slika potražite u poglavlju [Bolus Chase \(stranica 101\)](#).

NAPOMENA *Uvezene slike ne mogu se upotrijebiti za stvaranje pregledne slike u aplikaciji Bolus Chase Reconstruction.*

Na zaslonu aplikacije Bolus Chase Reconstruction nalaze se sljedeći prikazi i ploče sa zadacima.



Slika 69 Bolus Chase Reconstruction

Legenda			
1	Ploča za odabir zadataka	5	Alatna traka slike pregleda
2	Ploča sa zadacima	6	Glavni prikaz (prikazuju se izvorne ili izuzete slike)
3	Globalni alati	7	Alatna traka glavnog prikaza
4	Slika pregleda	8	Alatna traka za navigaciju

7.8.1 Zadaci

Aplikacija Bolus Chase Reconstruction omogućuje sljedeće zadatke:



Reconstruction (Rekonstrukcija): Ovaj zadatak omogućuje prikaz rekonstrukcijskog pregleda slike. Pregled slike koristi se za pomoć pri navigaciji i analizi izvorne slike.



Processing (Obrada): Ovaj zadatak pruža alate za dodavanje bilješki i stvaranje mjerenja na izvornim slikama.

Koristite ploču za odabir zadataka kako biste prešli na novi zadatak nakon završetka trenutnog zadatka. Ako želite, možete se vratiti na prethodni zadatak i ponoviti ga. Ploča zadataka pruža funkcije koje su povezane s trenutnim zadatkom.

7.8.2 Rekonstrukcija

Nakon snimanja zahvata bolus chase automatski se pokreće aplikacija Bolus Chase Reconstruction i rekonstruira se slika pregleda.

Ako se provodi provjera pacijenta kojeg se trenutno ne snima u prozoru za provjeru, zatvara se prikaz navedenoga pacijenta i otvara se prikaz snimanja zahvata bolus chase za pacijenta kojeg se trenutno snima.

Kada je dostupno snimanje bolus chase maske za pacijenta kojeg se trenutno snima, možete stvoriti suptrakcijski prikaz slike rekonstrukcije.

NAPOMENA *Možete ručno pokrenuti aplikaciju Bolus Chase Reconstruction u kontrolnoj sobi za pacijenta kojeg se trenutno ne snima tako da otvorite prethodno provedeno snimanje bolus chase iz baze podataka pacijenta. Aplikaciju pokrenite pritiskom na More Tools (Više alata) i zatim odaberite Bolus Chase Reconstruction (Rekonstrukcija bolus chase).*

NAPOMENA *Rekonstrukcije se automatski spremaju.*

Provjera rekonstrukcije

Nakon automatske rekonstrukcije snimanja bolus chase pokraj izvorne slike snimanja prikazana je slika pregleda.

NAPOMENA *Rekonstruirana slika je samo za pregled i navigaciju. Nije namijenjena za dijagnostičke svrhe. Klinički se zaključci moraju temeljiti na i biti provjereni pomoću izvornih slika.*



Otvoren je zadatak **Reconstruction (Rekonstrukcija)** koji nudi upravljačku ploču s alatima za upravljanje rekonstrukcijom.

- 1 Provjerite sliku pregleda i izvorne slike kako biste provjerili je li vidljiva cijela periferna arterija ili ima li prisutnih okluzija.

Sliku pregleda koristite kao referencu prilikom navigacije kroz izvorne slike.

- 2 Za prikaz izvorne slike koja odgovara određenoj točki na slici pregleda pritisnite navedenu točku na slici pregleda.

Na slici pregleda prikazuje se linija kao oznaka te se prikazuje odgovarajuća izvorna slika u glavnom prikazu. Možete povući liniju označavanja kako biste prilagodili njezin položaj.

- 3 Za prikaz izvorne slike u seriji ili provjeru serije kao filma koristite alatnu traku navigacije na dnu glavnog prikaza.

Alatna traka navigacije pruža sljedeće kontrole:

Kontrola	Funkcija
	Play (Reprodukcija) Reproducira izvorne slike kao film
	Stop (Zaustavi) Zaustavlja reprodukciju filma

Kontrola	Funkcija
	Next image (Sljedeća slika) Izvorne se slike prikazuju jedna za drugom u redoslijedu kojim su snimljene.
	Previous image (Prethodna slika) Izvorne se slike prikazuju jedna za drugom u redoslijedu obrnutom od onog kojim su snimljene.

Navigacijom slika također možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dvaput pritisnite glavni prikaz za pokretanje i zaustavljanje reprodukcije filma.
- Nakon što se reprodukcija zaustavi, rotirajte kotačić gumba prema dolje za prikaz sljedeće slike, ili rotirajte kotačić gumba prema gore za prikaz prethodne slike.

Sljedeće funkcije nisu dostupne prilikom provjere serije kao filma:

- Annotations (Bilješke)
- Measurements (Mjerenja)
- Snimke stanja
- Ispis

4 Za prikaz izvornih slika u glavnom prikazu s anatomijom fiksiranom u mjestu učinite sljedeće:

- Prikažite željeno odredište na slici pregleda.
- Odaberite **Fixed Anatomy (Određeni dio anatomije)** na **Reconstruction (Rekonstrukcija)** na upravljačkoj ploči.

Kada je anatomija fiksirana i pritisnete **Next image (Sljedeća slika)** ili **Previous image (Prethodna slika)** na alatnoj traci navigacije, uzastopne su slike prikazane iznad ili ispod glavnog prikaza tako da je anatomija na svakoj slici prikazana na istom mjestu u prikazu. Fiksiranje anatomije pomaže pri provjeri područja interesa u seriji izvornih slika.

NAPOMENA *Kad je omogućena funkcija Fixed Anatomy (Fiksna Anatomija), nije moguće upotrijebiti funkciju provjere u filmu.*



5 Za zumiranje izvornih slika u glavnom prikazu pritisnite **Zoom (Zumiranje)** na alatnoj traci glavnog prikaza i učinite sljedeće:

- Povucite prema gore za povećanje prikaza.
- Povucite prema dolje za smanjenje prikaza.

Također možete izravno zumirati prikaz pritiskom tipke Ctrl i rotirajući kotačić gumba, čak i kad nije odabran alat Zoom (Zumiranje).

NAPOMENA *Sliku pregleda nije moguće zumirati.*



6 Za pomicanje izvornih slika u glavnom prikazu pritisnite **Pan (Pomicanje)** na alatnoj traci glavnog prikaza i povucite sliku za pomicanje prikaza.

Također možete izravno pomaknuti prikaz povlačeći istu pomoću desne tipke miša, čak i kad nije odabran alat za pomicanje. Sliku pregleda nije moguće pomaknuti.



7 Za prilagodbu svjetline i kontrasta slike pregleda ili izvornih slika pritisnite **Brightness / Contrast (Svjetlina/kontrast)** na odgovarajućoj alatnoj traci i učinite sljedeće:

- Povucite pokazivač prema gore kako biste smanjili razinu svjetline.
- Povucite pokazivač prema dolje kako biste povećali razinu svjetline.
- Povucite pokazivač udesno kako biste smanjili razinu kontrasta.
- Povucite pokazivač ulijevo kako biste povećali razinu kontrasta.

Također možete izravno prilagoditi svjetlinu i kontrast pritiskom tipke Ctrl i povlačenjem sa srednjom tipkom miša, čak i kad nije odabran alat za svjetlinu/kontrast.



- 8 Za inverziju nijansi sive slike pregleda ili izvornih slika pritisnite **Invert (Preokretanje)** na odgovarajućoj alatnoj traci.



- 9 Za stvaranje snimke stanja slike pregleda ili izvorne slike prikazane u glavnom prikazu pritisnite **Snapshot (Snimka stanja)** na odgovarajućoj alatnoj traci.



Prije stvaranja snimke stanja pazite da je prikazana odgovarajuća razina podataka o pacijentu na slici s pomoću alata **Image overlays (Slojevi na slici)** na ploči općih alata.

Snimke stanja spremljene su u bazi podataka pacijenata pod trenutnom pretragom.



- 10 Za slanje slike pregleda ili trenutno prikazane izvorne slike u referentni prikaz u sobi za pregled pritisnite **Copy to Reference (Kopiraj u referentni prozor)** na odgovarajućoj alatnoj traci.

Ovisno o konfiguraciji vašeg rendgenskog sustava, možete odabrati želite li poslati sliku u referentni prikaz 1, referentni prikaz 2 ili referentni prikaz 3.



- 11 Za ponovno postavljanje slike pregleda ili originalnih slika u njihovo zadano stanje prezentacije pritisnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na odgovarajućoj alatnoj traci.

- 12 Za sakrivanje slike pregleda i prikaz samo izvornih slika odaberite **Hide Reconstruction (Sakrij rekonstrukciju)** na upravljačkoj ploči **Reconstruction (Rekonstrukcija)**.

- 13 Ako je dostupna druga bolus chase rekonstrukcija za pacijenta, možete odabrati rekonstrukciju na ploči **Existing Reconstructions (Postojeće rekonstrukcije)** upravljačke ploče **Reconstruction (Rekonstrukcija)**.

Rekonstrukcija bolus chase koja je trenutno odabrana za istraživanje označena je ikonom na ploči **Existing Reconstructions (Postojeće rekonstrukcije)**.

- 14 Ako trenutno prikazano snimanje bolus chase nije prikladno, možete izvršiti drugo bolus chase snimanje za pacijenta. Za prikaz novog snimanja pritisnite **Select Series (Odabir serije)** na upravljačkoj ploči **Reconstruction (Rekonstrukcija)**.

Ako ste snimili novo kontrastno snimanje i novo snimanje maskom, možete odabrati oba snimanja u dijaloškom okviru **Select Series (Odabir serije)**.

- 15 Za brisanje rekonstrukcije pritisnite desnu tipku miša na rekonstrukciju na ploči **Existing Reconstructions (Postojeće rekonstrukcije)** i pritisnite **Delete (Izbriši)** u izborniku prečaca.

Upotreba maske

Ako je dostupna snimka maske (bez kontrastnog sredstva), masku možete primijeniti kako biste stvorili izuzetu sliku.

- 1 Snimite snimku maske.

Snimka maske automatski se obrađuje i primjenjuje na trenutačnu snimku s kontrastnim sredstvom i prikazuje se izuzeta pregledna slika. Izuzete izvorne slike prikazuju se na glavnom prikazu.

Izuzeta rekonstrukcija također je odabrana na ploči **Existing Reconstructions (Postojeće rekonstrukcije)** na ploči sa zadacima.

- 2 Pregledajte izuzetu snimku.



- 3 Kako biste ručno spojili dio izuzete pozadine s izuzetom preglednom slikom ili izuzetim izvornim slikama, pritisnite **Landmarking (Postavljanje orijentira)** na odgovarajućoj alatnoj traci i učinite sljedeće:

- Povucite pokazivač prema gore kako biste smanjili vidljivost orijentira (povećali prozirnost).
- Povucite pokazivač prema dolje kako biste povećali vidljivost orijentira (smanjili prozirnost).

Postavljanje orijentira koristan je alat u orijentaciji.



- 4 Kako biste na glavnom prikazu isključili izuzimanje i otvorili izvorne neizuzete slike, pritisnite **Subtraction On / Off (Uključivanje/isključivanje izuzimanja)** na alatnoj traci.
- 5 Kako biste ponovno uključili izuzimanje, ponovno pritisnite **Subtraction On / Off (Uključivanje/isključivanje izuzimanja)**.
- 6 Po želji možete snimiti novu snimku maske.
Nova snimka maske automatski se obrađuje i primjenjuje na trenutačnu snimku s kontrastnim sredstvom i prikazuje se izuzeta pregledna slika. Izuzete izvorne slike prikazuju se na glavnom prikazu.
- 7 Kako biste upotrijebili drugu već snimljenu snimku maske, pritisnite **Remask (Ponovna izrada maske)** na ploči sa zadacima **Reconstruction (Rekonstrukcija)**.
Prikazuje se dijaloški okvir **Remask (Ponovna izrada maske)** na kojem se vide dostupne snimke maske.
- 8 Odaberite snimku maske u dijaloškom okviru **Remask (Ponovna izrada maske)** i pritisnite **OK (U redu)**.
Izuzimanje se automatski primjenjuje s novom snimkom maske.

7.8.3 Obrada

Prilikom provjere slika možete dodati bilješke i mjerenja.

Bilješke i mjerenja možete dodati na izvorne slike, ali na sliku pregleda možete dodati samo bilješke.

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Dodavanje bilješki \(stranica 137\)](#)
- [Mjerenja \(stranica 146\)](#)

7.9 Rješavanje problema miješanja pacijenata

Ako smatrate da su slike pohranjene u mapu krivog pacijenta, možete iste premjestiti u mapu ispravnog pacijenta pomoću čarobnjaka **Resolve Patient Mix (Rješavanje problema miješanja pacijenata)**.

NAPOMENA *Ako pacijent kojemu želite pridružiti seriju (odredišni pacijent) nije na popisu pacijenata, potrebno je istoga dodati na popis prije korištenja čarobnjaka. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručno zakazivanje pretrage \(stranica 53\)](#).*

- 1 Za pokretanje čarobnjaka učinite sljedeće:



- a Pritisnite odabir pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za prikaz rendgenskih slika.
 - b Odaberite pacijenta čija mapa sadrži seriju koju želite pomaknuti.
 - c Desnom tipkom miša pritisnite pacijenta i pritisnite **Resolve Patient Mix (Rješavanje problema miješanja pacijenata)** u izborniku prečaca.
- 2 Provjerite je li izvorni pacijent ispravan i pritisnite **Next (Sljedeće)**.
 - 3 Odaberite seriju za premještanje u mapu odredišnog pacijenta.
Možete odabrati više od jedne serije istovremeno ako smatrate da je potrebno premjestiti više serija. Za odabir više od jedne serije, odaberite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu svake serije koju želite premjestiti.
 - 4 Pritisnite **Next (Sljedeće)**.

5 Odaberite odredišnu pretragu na sljedeći način:

a Odaberite odredišnog pacijenta na popisu.

Prikazuje se popis dostupnih odredišnih pretraga za odabranog pacijenta.

b Odaberite odredišnu pretragu na popisu.

6 Pritisnite **Next (Sljedeće)**.

7 Provjerite jesu li serija koja će se premjestiti i odredišni pacijent ispravni.

8 Ako su ispravni, pritisnite **Finish (Završi)**.

NAPOMENA *Nakon što premjestite seriju, informacije o dozi primjenjuju se na sljedeći način:*

- *Informacije o dozi za cijelu izvornu pretragu dodaju se odredišnom pacijentu. Stoga prikazane informacije o dozi za odredišnog pacijenta mogu biti više od stvarne doze koju je pacijent primio.*
- *Informacije o dozi ne uklanjaju se s izvornog pacijenta.*

9 Pritisnite **Close (Zatvori)** kako biste zatvorili čarobnjaka.

8 Obrada

Nakon snimanja slika ili otvaranja serije, možete izvršiti funkcije naknadne obrade slika.



U zadatku **Processing (Obrada)** možete izvršiti sljedeće funkcije naknadne obrade slika:

- Zumiranje i pomicanje slika
- Prilagodba kontrasta, svjetline i poboljšanje rubova
- Primjena tekstualnih i grafičkih bilješki
- Obrezivanje slika (elektronički zatvarači)
- Primjena vaskularnih alata
- Stvaranje slika prikaza traga
- Izvršavanje mjerenja
- Početak kvantitativne analize

Prilikom obrade odabirete odgovarajući zadatak na ploči za odabir zadataka, a na području glavnog prikaza prikazuju se slike. Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Prozori, ploče, prikazi i okviri prikaza \(stranica 395\)](#)
- [Monitor za prikaz rendgenskih slika \(stranica 358\)](#)
- [Monitor za pregled \(stranica 360\)](#)
- [Alatne trake \(stranica 381\)](#)


Obrada slika u dvije ravnine

Prilikom obrade slika u dvije ravnine opseg primjene izmjena možete ograničiti samo na prednju ili samo na bočnu sliku ili automatski na obje slike.



Kako biste postavili opseg obrade, pritisnite **Link Image Processing (Povezivanje obrade slike)** na alatnoj traci.

- **Biplane Unlinked (S dvije ravnine nepovezano):** promjene se mogu izvršiti zasebno na prednjim i na bočnim slikama
- **Biplane Linked (S dvije ravnine povezano):** promjene izvršene na jednoj slici automatski se primjenjuju kako na prednje tako i na bočne slike



Slika 70 Link Image Processing (Povezivanje obrade slike) opcije

Legenda			
1	Obrada slika s opcijom Biplane Unlinked (S dvije ravnine nepovezano)	3	Biplane Unlinked (S dvije ravnine nepovezano) s fokusom na prednju sliku
2	Obrada slika s opcijom Biplane Linked (S dvije ravnine povezano)	4	Biplane Unlinked (S dvije ravnine nepovezano) s fokusom na bočnu sliku

8.1 Zumiranje


Možete zumirati slike pomoću miša ili modula dodirnog zaslona. Prilikom upotrebe miša, možete zumirati slike u prozoru snimanja i prozoru za provjeru. Prilikom upotrebe modula dodirnog zaslona, možete zumirati slike u prozoru snimanja.



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)**, a zatim pritisnite ili dodirnite **Zoom and Pan (Zumiranje i pomicanje)**.

NAPOMENA *Zoom (Zumiranje) je također dostupno u alatnoj traci u prozoru snimanja ili prozoru za provjeru.*

- 2 Za zumiranje pomoću miša učinite sljedeće:
 - Povucite prema gore za povećanje prikaza.
 - Povucite prema dolje za smanjenje prikaza.
 - a Kako biste zumirali samo trenutnu sliku, odaberite **Adjust current image only (Prilagodi samo trenutačnu sliku)** na upravljačkoj ploči.
- 3 Kako biste zumirali pomoću modula dodirnog zaslona, upotrijebite kontrole **Zoom (Zumiranje)**.



NAPOMENA *Možete zumirati također pomoću dodirnih gesti na modulu dodirnog zaslona. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pokreti na dodirnom zaslonu \(stranica 367\)](#).*

- a Kako biste odredili hoće li se promjene primijeniti samo na trenutačnu sliku ili na sve slike, dodirnite **Scope (Opseg)** i odaberite jednu od dostupnih mogućnosti.

-  Promjene se primjenjuju samo na trenutačnu sliku.
-  Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.



- 4 Za ponovni prikaz cijele slike u središtu prikaza pritisnite ili dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na upravljačkoj ploči.

8.2 Pomicanje


Slike možete pomicati mišem ili pomoću modula dodirnog zaslona. Slike možete pomicati mišem na prozoru za prikaz rendgenskih slika i prozoru za pregled. Slike možete pomicati pomoću modula dodirnog zaslona u prozoru za prikaz rendgenskih slika. Pomicanje omogućuje prikaz različitih područja zumirane slike.



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)**, a zatim pritisnite ili dodirnite **Zoom and Pan (Zumiranje i pomicanje)**.

NAPOMENA *Funkcija Pan (Pomicanje) također je dostupna na alatnoj traci na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled.*

- 2 Kako biste sliku pomaknuli mišem, povucite je u željenom smjeru.
- a Kako biste pomaknuli samo trenutačnu sliku, odaberite **Adjust current image only (Prilagodi samo trenutačnu sliku)** na upravljačkoj ploči.
- 3 Kako biste sliku pomaknuli pomoću modula dodirnog zaslona, upotrijebit kontrole **Pan (Pomicanje)**.



NAPOMENA *Slike možete pomicati i tako da ih povlačite po modulu dodirnog zaslona. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Pokreti na dodirnom zaslonu \(stranica 367\)](#).*

- a Kako biste odredili hoće li se promjene primijeniti samo na trenutačnu sliku ili na sve slike, dodirnite **Scope (Opseg)** i odaberite jednu od dostupnih mogućnosti.

-  Promjene se primjenjuju samo na trenutačnu sliku.
-  Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.



- 4 Kako bi se ponovno prikazala cijela slika na sredini prikaza, pritisnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na upravljačkoj ploči.

8.3 Podešavanje kontrasta i svjetline

Kako bi vam se olakšalo pregledavanje slika, kontrast i svjetlina mogu se zasebno podesiti.




- 1 Kako biste kontrast i svjetlinu podesili pomoću miša izravno na slici, pritisnite **Contrast and Brightness (Kontrast i svjetlina)** na alatnoj traci na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled i učinite sljedeće:

- Povucite prema gore kako biste smanjili svjetlinu.
- Povucite prema dolje kako biste povećali svjetlinu.
- Povucite prema desno kako biste smanjili kontrast.
- Povucite prema lijevo kako biste povećali kontrast.

- 2 Kako biste podesili kontrast i svjetlinu na ploči sa zadacima, učinite sljedeće:



- a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Contrast, Brightness, Edge (Kontrast, svjetlina, rub)**.
- b Podesite klizače **Contrast and Brightness (Kontrast i svjetlina)**.




- c Za primjenu promjena samo na trenutnu sliku odaberite **Adjust current image only (Prilagodi samo trenutačnu sliku)**.

- 3 Kako biste podesili kontrast i svjetlinu na modulu dodirnog zaslona, učinite sljedeće:



- a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i dodirnite **CBE**.
- b Upotrijebite kontrole **Contrast and Brightness (Kontrast i svjetlina)**.



- c Kako biste odredili hoće li se promjene primijeniti samo na trenutačnu sliku ili na sve slike, dodirnite **Scope (Opseg)** i odaberite jednu od dostupnih mogućnosti.

- Promjene se primjenjuju samo na trenutačnu sliku.
- Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.



- 4 Kako biste poništili promjene, pritisnite ili dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na ploči sa zadacima.

Promjene možete poništiti i pritiskom na **Reset image processing (Ponovno postavljanje obrade slika)** na alatnoj traci na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled.

8.4 Poboljšanje rubova na slikama

Kao pomoć kod pregleda slika možete upotrijebiti funkciju poboljšanja rubova radi izoštravanja i jasnijeg prikaza rubova.



- 1 Kako biste rubove poboljšali pokretima miša izravno na slici, pritisnite **Edge enhancements (Poboljšanje rubova)** na alatnoj traci na prozoru snimanja ili prozoru provjere i učinite sljedeće:

- Povucite prema gore kako biste izoštrili rubove.
- Povucite prema dolje kako biste ublažili rubove.

- 2 Kako biste podesili poboljšanje rubova na ploči sa zadacima, učinite sljedeće:



- a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Contrast, Brightness, Edge (Kontrast, svjetlina, rub)**.
- b Prilagodite klizač **Edge enhancements (Poboljšanje rubova)**.




- c Za primjenu promjena samo na trenutnu sliku odaberite **Adjust current image only (Prilagodi samo trenutačnu sliku)**.

3 Kako biste podesili poboljšanje rubova na modulu dodirnog zaslona, učinite sljedeće:



- a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i dodirnite **CBE**.
- b Koristite kontrole **Edge enhancements (Poboljšanje rubova)**.



- c Kako biste odredili hoće li se promjene primijeniti samo na trenutačnu sliku ili na sve slike, dodirnite **Scope (Opseg)** i odaberite jednu od dostupnih mogućnosti.
 -  Promjene se primjenjuju samo na trenutačnu sliku.
 -  Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.



4 Kako biste poništili promjene, pritisnite ili dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na ploči sa zadacima.

Promjene možete poništiti i pritiskom na **Reset image processing (Ponovno postavljanje obrade slika)** na alatnoj traci na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled.

8.5 Preokretanje slika

Slike možete preokrenuti prilikom pregleda i obrade.



1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)**, a zatim pritisnite ili dodirnite **Contrast, Brightness, Edge (Kontrast, svjetlina, rub) (CBE)**.



2 Pritisnite ili dodirnite **Invert (Preokretanje)**.

3 Kako biste isključili funkciju preokretanja, ponovno pritisnite ili dodirnite **Invert (Preokretanje)**.

8.6 Dodavanje bilješki

Bilješke možete dodavati na slike pomoću zadatka **Processing (Obrada)**.

Dostupne su sljedeće vrste bilješki:

- tekstualna bilješka s unaprijed određenim oznakama ili vlastitim tekstom
- strelica
- elipsa
- pravokutnik
- polilinijska

NAPOMENA *Bilješke možete kopirati i zalijepiti pomoću standardnih prečaca na tipkovnici računala: **Ctrl+C** i **Ctrl+V**.*

Bilješke se spremaju sa slikama i dostupne su ako otvorite sliku u drugoj aplikaciji na sustavu.

8.6.1 Dodavanje tekstualne bilješke

Možete dodati tekstualnu bilješku s vlastitim tekstom ili unaprijed određenim tekstom.



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim pritisnite **Annotations (Bilješke)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti.
- 2 Kako bi se bilješka prikazivala na svim slikama u seriji umjesto samo na odabranoj slici, na upravljačkoj ploči odaberite **Annotate All Images (Dodaj bilješku svim slikama)** prije stvaranja bilješke.



- 3 Pritisnite **Free Format Text (Tekst u slobodnom formatu)** na ploči sa zadacima, a zatim na slici pritisnite položaj na kojem želite dodati bilješku.

Funkcija **Free Format Text (Tekst u slobodnom formatu)** dostupna je i na alatnoj traci i u izborniku prečaca ako desnom tipkom miša pritisnete bilo koje mjesto na slici.

- 4 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Unesite vlastiti tekst u bilješku i zatim pritisnite Enter ili pritisnite izvan bilješke.
 - Pritisnite strelicu na kraju bilješke i odaberite unaprijed određenu bilješku. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Prilagođavanje unaprijed određenih bilješki \(stranica 232\)](#).

NAPOMENA *Kako biste uredili izrađenu bilješku, pritisnite bilješku i zatim uredite tekst.*

- 5 Kako biste promijenili izgled bilješke, pritisnite je desnim tipkom miša i odaberite mogućnost s izbornika prečaca.

Ako su dostupne, možete mijenjati sljedeće značajke:

- **Color (Boja)**
- **Font Size (Veličina slova)**
- **Line Thickness (Debljina crte)**

- 6 Bilješku pomaknite tako da je povučete na novi položaj.



- 7 Kako biste izbrisali bilješku, odaberite bilješku i zatim pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima. Bilješku (ili samo njezinu tekstualnu oznaku ako postoji) možete i izbrisati u izborniku prečaca nakon što bilješku pritisnete desnom tipkom miša.

8.6.2 Dodavanje strelice

Možete dodati bilješku strelice s tekstualnom oznakom.



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim pritisnite **Annotations (Bilješke)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti.
- 2 Kako bi se bilješka prikazivala na svim slikama u seriji umjesto samo na odabranoj slici, na upravljačkoj ploči odaberite **Annotate All Images (Dodaj bilješku svim slikama)** prije stvaranja bilješke.



- 3 Pritisnite **Arrow + Text (Strelica + tekst)** na ploči zadataka.
- 4 Pritisnite sliku na mjestu gdje želite dodati početak strelice i potom ponovno pritisnite sliku u krajnjoj točki strelice.
- 5 Učinite jedno od sljedećeg:

- Unesite vlastiti tekst u oznaku i zatim pritisnite Enter ili pritisnite izvan oznake.
- Pritisnite strelicu na kraju oznake i odaberite unaprijed određenu bilješku.
- Kako biste stvorili bilješku bez tekstualne oznake, pritisnite Enter ili pritisnite izvan oznake, a da prije toga ne unesete tekst.

NAPOMENA *Kako biste uredili tekstualnu oznaku nakon stvaranja bilješke, pritisnite oznaku i zatim uredite tekst.*

- 6 Kako biste promijenili izgled bilješke, pritisnite je desnim tipkom miša i odaberite mogućnost s izbornika prečaca.

Ako su dostupne, možete mijenjati sljedeće značajke:

- **Color (Boja)**
- **Font Size (Veličina slova)**
- **Line Thickness (Debljina crte)**

- 7 Za pomicanje strelice ili njene tekstualne oznake istu povucite u novi položaj.

- 8 Za uređivanje strelice povucite krajnju točku u novi položaj.



- 9 Kako biste izbrisali bilješku, odaberite bilješku i zatim pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Bilješku (ili samo njezinu tekstualnu oznaku ako postoji) možete i izbrisati u izborniku prečaca nakon što bilješku pritisnete desnom tipkom miša.

8.6.3 Dodavanje elipse



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim pritisnite **Annotations (Bilješke)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti.



- 2 Pritisnite **Ellipse (Elipsa)** u ploči zadataka, a zatim učinite sljedeće (stvaranje elipse zahtjeva tri pritiska tipke miša):

- Za početak crtanja elipse pritisnite na sliku.
- Pomaknite pokazivač i pritisnite kako biste postavili dužinu (duga os) elipse.
- Ponovno pritisnite kako biste postavili širinu (kratka os) elipse.

- 3 Kako biste promijenili izgled bilješke, pritisnite je desnim tipkom miša i odaberite mogućnost s izbornika prečaca.

Ako su dostupne, možete mijenjati sljedeće značajke:

- **Color (Boja)**
- **Font Size (Veličina slova)**
- **Line Thickness (Debljina crte)**

- 4 Za pomicanje elipse istu povucite na novu lokaciju.

NAPOMENA *Prije povlačenja elipse pomaknite pokazivač preko ruba elipse.*

- 5 Za uređivanje elipse pomaknite pokazivač preko elipse te zatim povucite kontrolnu točku kako biste promijenili oblik elipse.



- 6 Kako biste izbrisali bilješku, odaberite bilješku i zatim pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Bilješku (ili samo njezinu tekstualnu oznaku ako postoji) možete i izbrisati u izborniku prečaca nakon što bilješku pritisnete desnom tipkom miša.

8.6.4 Dodavanje pravokutnika



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim pritisnite **Annotations (Bilješke)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti.



- 2 Pritisnite **Rectangle (Pravokutnik)** na ploči zadataka.
- 3 Na slici povucite dijagonalno preko lokacije gdje želite postaviti pravokutnik.
- 4 Kako biste promijenili izgled bilješke, pritisnite je desnim tipkom miša i odaberite mogućnost s izbornika prečaca.

Ako su dostupne, možete mijenjati sljedeće značajke:

- **Color (Boja)**
- **Font Size (Veličina slova)**
- **Line Thickness (Debljina crte)**

- 5 Za pomicanje pravokutnika povucite ga u novi položaj.

NAPOMENA *Prije povlačenja pravokutnika pomaknite pokazivač preko ruba pravokutnika.*

- 6 Za uređivanje pravokutnika pomaknite pokazivač preko pravokutnika te zatim povucite kontrolnu točku kako biste promijenili oblik pravokutnika.



- 7 Kako biste izbrisali bilješku, odaberite bilješku i zatim pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.
Bilješku (ili samo njezinu tekstualnu oznaku ako postoji) možete i izbrisati u izborniku prečaca nakon što bilješku pritisnete desnom tipkom miša.

8.6.5 Dodavanje polilinije



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim pritisnite **Annotations (Bilješke)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti.



- 2 Pritisnite **Polyline (Polilinija)** na ploči zadataka.

- 3 Na slici pritisnite početnu točku linije.

- 4 Pritisnite prijelazne točke linije.

Možete postaviti koliko god želite prijelaznih točaka.

- 5 Dva puta pritisnite završnu točku linije.

- 6 Kako biste promijenili izgled bilješke, pritisnite je desnim tipkom miša i odaberite mogućnost s izbornika prečaca.

Ako su dostupne, možete mijenjati sljedeće značajke:

- **Color (Boja)**
- **Font Size (Veličina slova)**
- **Line Thickness (Debljina crte)**

- 7 Poliliniju pomaknite tako da je povučete na novi položaj.

- 8 Kako biste uredili poliliniju, učinite jedno od sljedećeg:

- Povucite završnu točku ili prijelaznu točku na novi položaj.
- Kako biste stvorili novu točku, pritisnite liniju između točaka i zatim povucite novu točku na novi položaj.
- Kako biste izbrisali točku, pritisnite je desnom tipkom miša i zatim pritisnite **Delete Point (Brisanje točke)**.

- 9 Kako bi se bilješka prikazivala na svim slikama u seriji umjesto samo na odabranoj slici, na upravljačkoj ploči odaberite **Annotate All Images (Dodaj bilješku svim slikama)** prije stvaranja bilješke.



- 10 Kako biste izbrisali bilješku, odaberite bilješku i zatim pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima. Bilješku (ili samo njezinu tekstualnu oznaku ako postoji) možete i izbrisati u izborniku prečaca nakon što bilješku pritisnete desnom tipkom miša.

8.7 Obrezivanje slika

Obrezivanje slike omogućuje vam da sakrijete dijelove prikazane slike koji vas ne zanimaju. Navedeno ne utječe na spremljene slike. Linije obrezivanja također su poznate kao elektronički zatvarači.




- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** u prozorima snimanja ili provjere.



- 2 Pritisnite **Image Cropping (Izrezivanje slike)** na upravljačkoj ploči.

Linije zatvarača prikazane su na rubovima slike.



Slika 71 Linije zatvarača prilikom obrezivanja slike

- 3 Za približavanje linija lijevo i desno te gornjih i donjih linija odaberite potvrdni okvir **Use symmetric lines (Upotrijebi simetrične crte)**.

Na primjer, pomicanje lijeve linije zatvarača udesno prilikom upotrebe simetrične linije također će uzrokovati da se desna linija zatvarača pomakne ulijevo.

- 4 Kako biste postavili da se svaka linija miče zasebno, poništite potvrdni okvir **Use symmetric lines (Upotrijebi simetrične crte)**.

- 5 Za pomicanje linije istu povucite u željeni položaj.

NAPOMENA *Linija zatvarača nestaje u prozoru snimanja nakon početka snimanja ili nakon odabira novog zadatka na upravljačkoj ploči. Za pomicanje linija zatvarača nakon*

što su iste nestale potrebno je prvo ponovno odabrati Image Cropping (Izrezivanje slike) na upravljačkoj ploči.



- 6 Za ponovno postavljanje svih promjena obrade slike pritisnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na upravljačkoj ploči ili pritisnite **Reset image processing (Ponovno postavljanje obrade slika)** na alatnoj traci.

8.8 Upotreba suptrakcije

Suptrakcija može pomoći pri orijentaciji u anatomiji prilikom provjere serije te može pomoći da vizualizirate krvne žile u mekom tkivu uklanjanjem pojedinosti koje se ne odnose na žile ispunjene kontrastnim sredstvom.

Suptrakcija upotrebljava slike maske. Možete odabrati masku iz iste serije ili izuzeti jednu seriju iz druge serije.

- 1 Otvorite seriju za koju želite provesti naknadu obradu.



- 2 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)**.



- 3 Odaberite **Vascular Tools (Alati za krvožilne strukture)**.



- 4 Za pokretanje suptrakcije učinite jedno od sljedećeg:

- a Za upotrebu jedne slike maske odaberite **Image Subtraction (Izuzimanje slika)**.

Ova funkcija izuzima sve slike u seriji iz jedne slike maske.

NAPOMENA *Također možete odabrati Image Subtraction (Izuzimanje slika) s pomoću alatne trake.*



- b Za izuzimanje jedne serije iz druge serije odaberite **Series Subtraction (Izuzimanje serije)**

Ova funkcija izuzima sve slike u seriji iz odgovarajućih slika (slike s istim brojem slike) u drugoj seriji iz iste studije.

8.8.1 Promjena izuzimanja maske

Moguće je promijeniti masku koja se upotrebljava za izuzimanje odabirom druge slike iz trenutne serije ili odabirom druge serije unutar iste pretrage. Navedeno je još poznato kao ponovna izrada maske.

Provjerite je li uključeno izuzimanje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba suptrakcije \(stranica 142\)](#).



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)**.



- 2 Odaberite **Vascular Tools (Alati za krvožilne strukture)**.



- 3 Ako upotrebljavate modul dodirnog zaslona, dodirnite **Remask (Ponovna izrada maske)**.

- 4 Ako upotrebljavate **Image Subtraction (Izuzimanje slika)**, upotrijebite jednu od sljedećih funkcija za odabir nove slike maske:

-  Postavlja trenutnu sliku kao novu sliku maske. Prije upotrebe ove funkcije pronađite željenu sliku maske. Ova je funkcija dostupna i na alatnoj traci.
 -  Postavlja posljednju sliku u trenutnoj seriji kao novu sliku maske.
 -  Postavlja sliku prije trenutne slike maske kao novu sliku maske.
 -  Postavlja sliku nakon trenutne slike maske kao novu sliku maske.
- 5 Ako upotrebljavate **Series Subtraction (Izuzimanje serije)**, učinite jedno od sljedećeg za odabir nove serije maske:
-  Postavlja seriju prije trenutne serije maske kao novu seriju maske.
 -  Postavlja seriju nakon trenutne serije maske kao novu seriju maske.
- 6  Za ponovno postavljanje maske na zadanu masku koja se upotrebljava tijekom snimanja odaberite **Reset (Ponovno postavljanje)**.

8.8.2 Podešavanje položaja maske

Ako slika maske i slika uživo nisu poravnate, primjerice, zbog pomicanja pacijenta, možete podesiti položaj slike maske.

Provjerite je li uključeno izuzimanje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba suptrakcije \(stranica 142\)](#).



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i zatim odaberite **Vascular Tools (Alati za krvožilne strukture)**.



- 2 Odaberite **Pixel Shift (Pomak piksela)**.

NAPOMENA *Također možete odabrati Pixel Shift (Pomak piksela) s pomoću alatne trake.*

- 3 Odaberite **Scope (Opseg)** kako biste odabrali slike na koje se primjenjuje promjena položaja.

-  Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.
-  Promjene se primjenjuju samo na trenutnu sliku.
-  Promjene se primjenjuju na trenutnu sliku i sve prethodne slike.
-  Promjene se primjenjuju na trenutnu sliku i sve sljedeće slike.

- 4 Kako biste podesili položaj slike maske s pomoću miša, samo povucite sliku maske na novi položaj.

- 5 Kako biste podesili položaj slike maske na modulu dodirnog zaslona, dodirnite strelicu koja odgovara željenom položaju.



- 6 Kako biste sliku maske vratili na početni položaj, pritisnite ili dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)**.

8.9 Upotreba funkcije Landmarking (Postavljanje orijentira)

Landmarking (Postavljanje orijentira) omogućuje iščezavanje pozadinske anatomije prilikom pregleda slika.

Možete primijeniti **Landmarking (Postavljanje orijentira)** samo ako je uključena suptrakcija.



- 1 Kako biste orijentiranje prilagodili pomoću miša izravno na slici, pritisnite sliku desnom tipkom miša, pritisnite **Landmarking (Postavljanje orijentira)**, a potom učinite jedno od sljedećeg:
 - Za povećanje transparentnosti povucite prema gore.
 - Za smanjenje transparentnosti povucite prema dolje.



- 2 Za prilagodbu orijentiranja na upravljačkoj ploči učinite sljedeće:
 - a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Vascular Tools (Alati za krvožilne strukture)**.
 - b Pritisnite **On (Uključeno)** na kontrolnoj ploči **Landmarking (Postavljanje orijentira)**
 - c Prilagodite klizač **Landmarking (Postavljanje orijentira)**.




- d Za primjenu promjena samo na trenutnu sliku odaberite **Adjust current image only (Prilagodi samo trenutačnu sliku)**.

NAPOMENA *Također možete odabrati Landmarking (Postavljanje orijentira) s pomoću alatne trake.*



- 3 Za prilagodbu orijentiranja na modulu dodirnog zaslona učinite sljedeće:
 - a Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i dodirnite **Vascular Tools (Alati za krvožilne strukture)**, a zatim dodirnite **Landmarking (Postavljanje orijentira)**.
 - b Koristite kontrole **Landmarking (Postavljanje orijentira)**.



- c Kako biste odredili hoće li se promjene primijeniti samo na trenutačnu sliku ili na sve slike, dodirnite **Scope (Opseg)** i odaberite jednu od dostupnih mogućnosti.
 -  Promjene se primjenjuju samo na trenutačnu sliku.
 -  Promjene se primjenjuju na sve slike u seriji.



- 4 Kako biste uključili ili isključili orijentiranje, pritisnite **Landmarking (Postavljanje orijentira)** na alatnoj traci.



- 5 Kako biste poništili promjene, pritisnite ili dodirnite **Reset (Ponovno postavljanje)** na ploči sa zadacima.

Promjene možete poništiti i pritiskom na **Reset image processing (Ponovno postavljanje obrade slika)** na alatnoj traci na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled.

8.10 Stvaranje slike View Trace

View Trace (Prikaz traga) stvara jednu sliku na kojoj se prikazuje cijelo stablo žile ispunjeno kontrastnim sredstvom. Sustav stvara tu sliku spajanjem slika koje ste odabrali u seriji.

Kako biste mogli upotrijebiti funkciju **View Trace (Prikaz traga)**, serija koju pregledavate mora sadržavati slike s kontrastnim sredstvom.

NAPOMENA *Prilikom stvaranja slike prikaza traga drugi alati za obradu nisu dostupni.*

- 1 Pronađite sliku koju želite upotrijebiti kao početnu točku.
- 
 2 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** na prozoru za prikaz rendgenskih slika ili prozoru za pregled.
- 
 3 Pritisnite **View Trace (Prikaz traga)**.
 Otvara se upravljačka ploča **View Trace (Prikaz traga)** i prikazuje se slika prikaza traga.
- 4 Odaberite kontrastno sredstvo koje se koristi.
 - **Iodine (Jod)**
 - **CO2**
- 
 5 Kako biste dodali trenutnu sliku na sliku prikaza traga, pritisnite **Add (Dodaj)**.
 Slika se dodajte slici prikaza traga i prikazuje se sljedeća slika. Prikazuje se sljedeći simbol:
 
- 
 6 Kako biste prešli na sljedeću sliku bez dodavanja trenutne slike na sliku prikaza traga, pritisnite **Skip (Preskoči)**.
- 
 7 Kako biste uklonili zadnju dodanu sliku sa slike prikaza traga, pritisnite **Undo Last (Poništi posljednje)**.
- 
 8 Kako biste spremili sliku prikaza traga, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 
 9 Kako biste poništili stvaranje slike prikaza traga, pritisnite **Exit (Izlaz)**.
 Zatvara se upravljačka ploča **View Trace (Prikaz traga)**.

NAPOMENA Slika prikaza traga koju niste spremili ne sprema se automatski.

8.11 Kopiranje slika i serija na referentne prozore

Sliku ili seriju možete kopirati na referentni prozor. Ovisno o konfiguraciji sustava, dostupna su dva ili tri referentna prozora.

U kontrolnoj se sobi referentni prozori koji su u upotrebi prikazuju kao kartice na zaglavlju. U sobi za pregled koriste se zasebni referentni prozori ili okviri prikaza.

- 
 1 Kako biste kopirali sliku, pronađite željenu sliku i učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite **Copy Image to Reference 1 (Kopiraj sliku u referentni prozor 1)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se slika sa žarištem. Ako ni na jednoj slici nema žarišta, kopira se prednja slika.
 - Pritisnite **Copy Image to Reference 2 (Kopiraj sliku u referentni prozor 2)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se slika sa žarištem. Ako ni na jednoj slici nema žarišta, kopira se bočna slika.
 - Pritisnite **Copy Image to Reference 3 (Kopiraj sliku u referentni prozor 3)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se slika sa žarištem. Ako ni na jednoj slici nema žarišta, kopiraju se obje slike.
- 

 2 Kako biste kopirali seriju, trenutnu sliku pritisnite desnom tipkom miša, odaberite **Copy to Reference (Kopiraj u referentni prozor)** u izborniku prečaca i učinite jedno od sljedećeg:
 - Pritisnite **Copy series to Reference 1 (Kopiraj seriju u referentni prozor 1)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se serija s prednjeg kanala.
 - Pritisnite **Copy series to Reference 2 (Kopiraj seriju u referentni prozor 2)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se serija s bočnog kanala.
 - Pritisnite **Copy series to Reference 3 (Kopiraj seriju u referentni prozor 3)**. U sustavu s dvije ravnine kopira se serija sa žarištem. Ako ni na jednoj seriji nema žarišta, kopiraju se obje serije.

- 3 Kako bi se prikazala slika ili serija kopirana na referentni prozor, pritisnite odgovarajuću referentnu karticu na zaglavlju monitora za pregled ili otvorite odgovarajući prozor ili okvir prikaza u sobi za pregled.

8.12 Izrada snimke stanja

Možete izraditi snimke stanja slike, uključujući bilo koje bilješke na slici. Snimke stanja su pohranjene u relevantnu pretragu pacijenta kao slike.

- 1 Pomaknite se do željene slike.

- 2 Učinite jedno od sljedećeg:



- Na alatnoj traci pritisnite **Copy as photo image (Kopiraj kao sliku)**.



- Desnom tipkom pritisnite sliku i odaberite **Copy as photo image (Kopiraj kao sliku)**.

Snimka stanja je pohranjena kao slika unutar pretrage pacijenta.

8.13 Označavanje slika zastavicom

Zastavicom možete označiti jednu ili više slika kako biste stvorili komplet za izvoz ili ispis.



- 1 Kako biste zastavicom označili sliku, na alatnoj traci za navigaciju otvorite sliku i zatim pritisnite **Flag (Zastavica)** na alatnoj traci.

Na taj način možete otvoriti i zastavicom označiti druge slike u seriji.



- 2 Kako biste zastavicom označili sve slike u trenutačnoj seriji, pritisnite strelicu kraj alata **Flag (Zastavica)** na alatnoj traci i odaberite **Flag Series (Označavanje serije zastavicom)**.

Na slikama označenima zastavicom prikazuje se simbol zastavice u gornjem desnom kutu: 

8.14 Mjerenja

Različita mjerenja na slici možete obaviti pomoću ploče sa zadacima **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** u zadatku **Processing (Obrada)**.

Dostupne su sljedeće vrste mjerenja:

- Udaljenost
- Polilinijska
- Omjer
- Kut
- Otvoreni kut

Mjerenja se spremaju sa slikama i dostupna su ako otvorite sliku u drugoj aplikaciji na sustavu.

Kalibracija

Kalibracija je potrebna kako bi se dobile apsolutne vrijednosti izmjerenih udaljenosti. Faktor automatske kalibracije možete prihvatiti ako je dostupan za seriju.



Kako biste prihvatili faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)** na ploči sa zadacima **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)**.

Nakon što prihvatite faktor kalibracije dotične se informacije dodaju na sliku u sloj s informacijama o slici.



OPREZ

Ako se za mjerenja ili kvantitativnu analizu koristi automatska kalibracija, područje interesa mora se tijekom snimanja postaviti što je bliže moguće izocentru. Ako područje interesa nije u izocentru, faktor kalibracije neće biti ispravan, pa mjerenja neće biti točna.

Ako automatska kalibracija nije dostupna, seriju biste trebali kalibrirati ručno. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).

NAPOMENA *Ako prihvatite faktor kalibracije, izmjerene vrijednosti prikazuju se u milimetrima. Ako ne prihvatite faktor kalibracije, izmjerene vrijednosti prikazuju se u pikselima.*

Točnost

Kod automatske kalibracije točnost izmjerenih udaljenosti iznosi $\pm 5\%$ kada se objekt koji se mjeri nalazi u izocentru, a duljina samog objekta iznosi barem 50 piksela na monitoru.

Točnost izmjerenih kutova iznosi ± 2 stupnja.

8.14.1 Mjerenje udaljenosti



1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti mjerenja.



2 Ako je dostupan faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)**.

Ako faktor automatske kalibracije nije dostupan, prije mjerenja trebali biste obaviti ručnu kalibraciju. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).



3 Pritisnite **Distance (Udaljenost)**.

4 Pritisnite u slici na početnoj točki mjerenja i potom ponovno pritisnite na krajnjoj točki.

Mjerenje i njegova vrijednost prikazani su na slici.

5 Mjerenje pomaknite tako da ga povučete na novi položaj.

6 Za uređivanje mjerenja povucite krajnju točku u novi položaj.



7 Kako biste izbrisali mjerenje, odaberite mjerenje i pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Odabrano mjerenje možete izbrisati i tipkom Delete na tipkovnici ili u izborniku prečaca nakon što mjerenje pritisnete desnom tipkom miša.

8.14.2 Mjerenje poliliniije



1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti mjerenja.



2 Ako je dostupan faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)**.

Ako faktor automatske kalibracije nije dostupan, prije mjerenja trebali biste obaviti ručnu kalibraciju. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).



3 Pritisnite **Polyline (Poliliniija)**.

4 Na slici pritisnite početnu točku linije.

5 Pritisnite prijelazne točke linije.

Možete postaviti koliko god želite prijelaznih točaka.

- 6 Dva puta pritisnite završnu točku linije.
- 7 Mjerenje pomaknite tako da ga povučete na novi položaj.
- 8 Kako biste uredili mjerenje, učinite jedno od sljedećeg:
 - Povucite bilo koju točku na liniji na novi položaj.
 - Kako biste izbrisali točku, pritisnite je desnom tipkom miša i zatim pritisnite **Delete Point (Brisanje točke)**.



- 9 Kako biste izbrisali mjerenje, odaberite mjerenje i pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima. Odabrano mjerenje možete izbrisati i tipkom Delete na tipkovnici ili u izborniku prečaca nakon što mjerenje pritisnete desnom tipkom miša.

8.14.3 Mjerenje omjera

Mjerenje omjera prikazuje razliku između dvije udaljenosti kao postotak.



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti mjerenja.



- 2 Ako je dostupan faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)**.

Ako faktor automatske kalibracije nije dostupan, prije mjerenja trebali biste obaviti ručnu kalibraciju. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).



- 3 Pritisnite **Ratio (Omjer)**.

- 4 Pritisnite u slici na početnoj točki prve linije udaljenosti i potom ponovno pritisnite na krajnjoj točki.

- 5 Pritisnite na početnoj točki druge linije udaljenosti i potom ponovno pritisnite na krajnjoj točki.

Dvije su linije udaljenosti prikazane na slici te je naveden omjer druge udaljenosti prema prvoj udaljenosti.

- 6 Mjerenje pomaknite tako da ga povučete na novi položaj.

- 7 Za uređivanje mjerenja povucite krajnju točku u novi položaj.



- 8 Kako biste izbrisali mjerenje, odaberite mjerenje i pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Odabrano mjerenje možete izbrisati i tipkom Delete na tipkovnici ili u izborniku prečaca nakon što mjerenje pritisnete desnom tipkom miša.

8.14.4 Mjerenje kuta

Funkcijom mjerenja kuta prikazuje se kut između dvije stranice koje su spojene na vrhu.



- 1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti mjerenja.



- 2 Ako je dostupan faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)**.

Ako faktor automatske kalibracije nije dostupan, prije mjerenja trebali biste obaviti ručnu kalibraciju. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).



- 3 Pritisnite **Angle (Kut)**.

- 4 Pritisnite sliku na kraju prve stranice kuta.

5 Pritisnite vrh kuta.

6 Pritisnite kraj druge stranice.

Na slici se prikazuju kut i njegova vrijednost.

7 Mjerenje pomaknite tako da ga povučete na novi položaj.

8 Kako biste uredili mjerenje, povucite završnu točku ili vrh na novi položaj.



9 Kako biste izbrisali mjerenje, odaberite mjerenje i pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Odabrano mjerenje možete izbrisati i tipkom Delete na tipkovnici ili u izborniku prečaca nakon što mjerenje pritisnete desnom tipkom miša.

8.14.5 Mjerenje otvorenog kuta

Funkcijom mjerenja otvorenog kuta prikazuje se kut između dvije linije koje nisu spojene na vrhu.



1 Odaberite zadatak **Processing (Obrada)** i pritisnite **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** kako bi se prikazale dostupne mogućnosti mjerenja.



2 Ako je dostupan faktor automatske kalibracije, pritisnite **Accept (Prihvati)**.

Ako faktor automatske kalibracije nije dostupan, prije mjerenja trebali biste obaviti ručnu kalibraciju. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Ručna kalibracija \(stranica 149\)](#).



3 Pritisnite **Open Angle (Otvoreni kut)**.

4 Pritisnite sliku na početnoj točki prve linije, a zatim na završnoj točki.

5 Pritisnite mjesto na kojoj je početna točka druge linije, a zatim mjesto na kojem je završna točka.

Na slici se prikazuju obje linije i vrijednost kuta između njih.

6 Mjerenje pomaknite tako da ga povučete na novi položaj.

7 Za uređivanje mjerenja povucite krajnju točku u novi položaj.



8 Kako biste izbrisali mjerenje, odaberite mjerenje i pritisnite **Delete (Izbriši)** na ploči sa zadacima.

Odabrano mjerenje možete izbrisati i tipkom Delete na tipkovnici ili u izborniku prečaca nakon što mjerenje pritisnete desnom tipkom miša.

8.14.6 Ručna kalibracija

Kako biste osigurali točnost mjerenja, potrebno je kalibrirati funkciju mjerenja.

Ručnu kalibraciju možete obaviti na jedan od sljedećih načina:

- **Catheter (Kateter)**
- **Distance (Udaljenost)**
- **Sphere (Kugla)**

NAPOMENA *Prilikom ručnog kalibriranja slika u dvije ravnine morate odvojeno kalibrirati prednju sliku i bočnu sliku.*

Kalibracija kateterom

Kalibraciju kateterom izvodite tako da iscrtate simetralu katetera na slici.

Kalibraciju kateterom možete izvoditi na ravnom ili zakrivljenom dijelu katetera, no to bi uvijek trebao biti nekonični dio katetera. Kalibracijom na koničnom dijelu katetera dobit će se netočni rezultati mjerenja.



1 Na ploči sa zadacima **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** pritisnite **Manual Calibration (Ručna kalibracija)** kako bi se prikazao dijaloški okvir **Calibration (Kalibracija)**.

2 Na popisu **Cal. Method (Metoda)** odaberite **Catheter (Kateter)**.



3 Ako želite promijeniti seriju koja će se kalibrirati, pritisnite **Change (Promjena)** i odaberite dostupnu seriju.

Zadano je da se koristi trenutačno odabrana serija. Na ploči sa zadacima prikazuje se broj odabrane serije.



4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Pritisnite željenu početnu točku na simetrali katetera.
- Tada postavite još jednu točku na simetrali.
- Nastavite postavljati točke duž simetrale, a na kraju pritisnite dva puta na mjestu koje će biti završna točka.



Za više informacija pritisnite **Help (Pomoć)** na upravljačkoj ploči.



5 Kako bi se tijekom rada sakrio ili prikazao obris katetera, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



6 Kako biste uredili obris, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Neprekidnim pritiscima duž stijenki katetera na slici stvorite obris i završite ga tako da na kraju dva puta pritisnete završnu točku.
- Položaj obrisa ispravite povlačenjem duž stijenki katetera na slici.

7 Nakon iscrtavanja obrisa odaberite veličinu katetera na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena veličina katetera, možete je unijeti izravno u okvir.



8 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



9 Kako biste dovršili ručnu kalibraciju, pritisnite **Accept and Close (Prihvati i zatvori)**.

Kalibracija udaljenošću

Kalibraciju udaljenošću izvodite tako da na slici označite poznatu udaljenost.



1 Na ploči sa zadacima **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** pritisnite **Manual Calibration (Ručna kalibracija)** kako bi se prikazao dijaloški okvir **Calibration (Kalibracija)**.

2 Na popisu **Cal. Method (Metoda)** odaberite **Distance (Udaljenost)**.



3 Ako želite promijeniti seriju koja će se kalibrirati, pritisnite **Change (Promjena)** i odaberite dostupnu seriju.

Zadano je da se koristi trenutačno odabrana serija. Na ploči sa zadacima prikazuje se broj odabrane serije.



4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Na slici pritisnite željenu početnu točku linije.
- Zatim pritisnite željenu završnu točku.



5 Kako bi se sakrila ili prikazala linija, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



6 Kako biste uredili liniju, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

a Namjestite pokazivač iznad početne ili završne točke.

b Povucite točku na novi položaj.

7 Nakon iscrtavanja linije odaberite udaljenost na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena udaljenost, možete je unijeti izravno u okvir.



8 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



9 Kako biste dovršili ručnu kalibraciju, pritisnite **Accept and Close (Prihvati i zatvori)**.

Kalibracija kuglom

Kalibraciju kuglom izvodite tako da na slici označite kuglu poznate veličine.



1 Na ploči sa zadacima **Calibration and Measurements (Kalibracija i mjerenja)** pritisnite **Manual Calibration (Ručna kalibracija)** kako bi se prikazao dijaloški okvir **Calibration (Kalibracija)**.

2 Na popisu **Cal. Method (Metoda)** odaberite **Sphere (Kugla)**.



3 Ako želite promijeniti seriju koja će se kalibrirati, pritisnite **Change (Promjena)** i odaberite dostupnu seriju.

Zadano je da se koristi trenutačno odabrana serija. Na ploči sa zadacima prikazuje se broj odabrane serije.



4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči.

5 Kako biste iscrtali kuglu, pritisnite sliku.



6 Kako bi se sakrio ili prikazao obris kugle, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



7 Kako biste uredili kuglu, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Kako biste kuglu pomaknuli, povucite središte kugle na novi položaj.
- Kako biste promijenili promjer kugle, povucite njezin obrub.

8 Nakon iscrtavanja kugle odaberite promjer na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željeni promjer, možete ga unijeti izravno u okvir.



9 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



10 Kako biste dovršili ručnu kalibraciju, pritisnite **Accept and Close (Prihvati i zatvori)**.

9 Izvoz i ispis

Sljedeći odjeljci pružaju informacije o tome kako načiniti izvoz slika koje ste snimili tijekom pretrage pacijenta. Funkcije ispisa također su dostupne u sustavu ako je dostupan pisač.

9.1 Izvoz podataka

Možete izvesti lokalno pohranjene podatke na mrežna odredišta ili uređaje za pohranu u DICOM ili PC formatu.

Možete izvesti cijele pretrage ili odabrane serije i slike iz pretrage na mrežno odredište, DICOM arhivu ili uređaj za pohranu kao što su USB memorija ili CD/DVD medij.

Prilikom izvoza slika u dvije ravnine prednje i bočne slike uvijek se izvoze zajedno.

Slike možete izvoziti u sljedećim formatima:

Odredište	Podržani formati
USB memorijski uređaj	DICOM, PNG, MPEG4
PACS, Xcelera, MultiModality Viewer	DICOM
DVD	DICOM, PNG, MPEG4



OPREZ

Slike formata PNG ili MPEG4 nemojte upotrebljavati za postavljanje dijagnoze. Te slike služe isključivo za pregled čija svrha nije postavljanje dijagnoze.

Također možete konfigurirati sustav da automatski izvozi podatke nakon snimanja slika ili kada zatvarate pretragu prilagođavajući protokole izvoza u upotrebi. Dodatne informacije o prilagodbi protokola izvoza i automatskom prijenosu podataka pogledajte u [Konfiguriranje protokola izvoza \(stranica 246\)](#) i [Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka \(stranica 248\)](#).

NAPOMENA Administrator sustava može prilagoditi postavke protokola izvoza i automatskog prijenosa podataka.

9.1.1 Izvoz podataka na USB memoriju

Podatke možete izvesti u DICOM formatu ili formatu za računalo na USB memoriju u zadatku **Series (Serija)** ili s popisa pacijenata, što vam omogućuje prikaz pretrage, serije ili slika na drugom sustavu ili računalo.

Pazite da je otvorena željena pretraga u zadatku **Series (Serija)** u prozoru za provjeru ili da imate otvoren popis pacijenata i dostupnu pretragu.

Sliku ili seriju možete odabrati za izvoz, a istovremeno možete izvesti više od jedne pretrage, serije ili slike.


NAPOMENA S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.



1 Pomoću alata **Image overlays (Slojevi na slici)** na ploči s globalnim alatima provjerite prikazuje li se na slici odgovarajuća količina podatka o pacijentu.

2 Umetnite USB memoriju u USB priključak na bočnoj strani lijevog monitora.

Neovisno o položaju monitora za pregled i monitora za prikaz rendgenskih slika (lijevi ili desni) u kontrolnoj sobi USB priključci uvijek se nalaze na lijevom monitoru.



Slika 72 Priključivanje USB memorije

Ako je uređaj zaštićen lozinkom, unesite lozinku u prikazani dijaloški okvir i pritisnite **Unlock (Deblokiraj)**.

3 Odaberite pretrage, serije ili slike koje želite izvesti.

Kako biste istovremeno odabrali više od jedne pretrage, serije ili slike, učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete slike ili serije koje želite izvesti.
- U zadatku **Series (Serija)** odaberite prvu sliku ili seriju koju želite izvesti, a zatim označite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu svake dodatne slikovne oznake koju želite odabrati.
- Na popisu pacijenata pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete sve pretrage koje želite izvesti.

NAPOMENA *Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku Series (Serija) prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.*



4 Učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite desnu tipku miša na jednom od odabranih slikovnih prikaza i odaberite **Save To (Spremi u)**.
- Na popisu pacijenata pritisnite **Save To (Spremi u)**.

Prikazuje se dijaloška ploča **Save To (Spremi u)**.

5 Provjerite je li opcija **Selected images (Odabrane slike)** odabrana.

Za promjenu slika koje želite izvesti možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Selected images (Odabrane slike)**¹
- **Selected series (Odabrane serije)**
- **All series (Sve serije)**²
- **All acquired series (Sve snimljene serije)**
- **Photo images (Slike)**
- **Reference images (Referentne slike)**
- **Flagged images (Slike označene zastavicom)**

¹ Ova opcija dostupna je samo ako ste odabrali određene slike za izvoz.

² Ova opcija nije dostupna ako ste odabrali određene slike za izvoz.

Serije ili slike koje se izvoze popisane su ispod odabranih stavki.

6 Kako biste odabrali DICOM format za izvoz, učinite sljedeće:

- a Na području **DICOM Formats (DICOM formati)** padajućeg popisa odaberite **Format** za izvoz.
Na popisu se prikazuju svi dostupni protokoli izvoza za sve DICOM formate. Dodatne pojedinosti o promjeni postavki protokola izvoza potražite u poglavlju [Konfiguriranje protokola izvoza \(stranica 246\)](#).
 - b Kako biste na USB memoriju dodali standardni DICOM preglednik, odaberite **Include DICOM Viewer (Uključivanje DICOM preglednika)**.
- 7 Kako biste odabrali format za računalo za izvoz, učinite sljedeće:
 - a Na području **PC Formats (Formati za računalo)** padajućeg popisa odaberite **Format** za izvoz.
Možete odabrati format za računalo koji vam omogućuje izvoz serije u obliku filma formata MPEG4 i slika formata PNG.
 - b Unesite naziv datoteke za izvezeno podatke.
Ako izvozite više od jedne serije ili slike, svaka datoteka bit će izvezena s unesenim nazivom kojem se dodaju uzastopni brojevi.
- 
 8 Odaberite **USB** na popisu **Destination (Odredište)**.
Količina slobodnog prostora na USB memoriji prikazuje se kao traka u boji:
 - Zeleno: dostupno je više od 20 % prostora
 - Narančasto: dostupno je između 10 % i 20 % prostora
 - Crveno: dostupno je manje od 10 % prostora
 Zadano odredište na USB memoriji jest njezina korijenska mapa.
- 9 Kako biste odabrali podmapu na USB memoriji, učinite sljedeće:
 - a Pritisnite **Browse (Pregledavanje)**.
 - b Odaberite željenu podmapu.
 - c Pritisnite **OK (U redu)**.
- 10 Za uklanjanje identifikacije slika učinite sljedeće:
 - a Odaberite **De-Identify (Anonimiziraj)**.
 - b Za svakog pacijenta na popisu unesite alternativnu stavku pod **De-Identified Name (Anonimizirano ime)**.
NAPOMENA *Osobni podaci na slikama ne mogu se anonimizirati.*
- 11 Pritisnite **Save (Spremi)** za izvoz podataka.
- 12 Pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje dijaloške ploče bez izvoza podataka.

9.1.2 Izvoz podataka na CD/DVD

Podatke možete izvesti u DICOM formatu ili formatu za računalo na CD/DVD u zadatku **Series (Serija)** ili s popisa pacijenata, što vam omogućuje prikaz pretrage, serije ili slika na drugom sustavu ili računalu.

NAPOMENA *CD-RW nije pouzdan medij i ne preporučuje se za arhiviranje.*

Pazite da je otvorena željena pretraga u zadatku **Series (Serija)** u prozoru za provjeru ili da imate otvoren popis pacijenata i dostupnu pretragu.

Sliku ili seriju možete odabrati za izvoz, a istovremeno možete izvesti više od jedne pretrage, serije ili slike.

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*

- 1 Odaberite pretrage, serije ili slike koje želite izvesti.

Za odabir više od jedne pretrage, serije ili slike istovremeno učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete slike ili serije koje želite izvesti.
- U zadatku **Series (Serija)** odaberite prvu sliku ili seriju koju želite izvesti, a zatim označite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu svake dodatne slikovne oznake koju želite odabrati.
- Na popisu pacijenata pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete sve pretrage koje želite izvesti.

NAPOMENA *Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku Series (Serija) prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.*



- 2 Učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite desnu tipku miša na jednom od odabranih slikovnih prikaza i odaberite **Save To (Spremi u)**.
- Na popisu pacijenata pritisnite **Save To (Spremi u)**.

Prikazuje se dijaloška ploča **Save To (Spremi u)**.

- 3 Provjerite je li opcija **Selected images (Odabrane slike)** odabrana.

Za promjenu slika koje želite izvesti možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Selected images (Odabrane slike)**¹
- **Selected series (Odabrane serije)**
- **All series (Sve serije)**²
- **All acquired series (Sve snimljene serije)**
- **Photo images (Slike)**
- **Reference images (Referentne slike)**
- **Flagged images (Slike označene zastavicom)**

¹ Ova opcija dostupna je samo ako ste odabrali određene slike za izvoz.

² Ova opcija nije dostupna ako ste odabrali određene slike za izvoz.

Serije ili slike koje se izvoze popisane su ispod odabranih stavki.

- 4 Kako biste odabrali DICOM format za izvoz, učinite sljedeće:

- a Na području **DICOM Formats (DICOM formati)** padajućeg popisa odaberite **Format** za izvoz.

Na popisu se prikazuju svi dostupni protokoli izvoza za sve DICOM formate. Dodatne pojedinosti o promjeni postavki protokola izvoza potražite u poglavlju [Konfiguriranje protokola izvoza \(stranica 246\)](#).

- b Kako biste na CD/DVD dodali standardni DICOM preglednik, odaberite **Include DICOM Viewer (Uključivanje DICOM preglednika)**.

- 5 Kako biste odabrali format za računalo za izvoz, učinite sljedeće:

- a Na području **PC Formats (Formati za računalo)** padajućeg popisa odaberite **Format** za izvoz.

Možete odabrati format za računalo koji vam omogućuje izvoz serije u obliku filma formata MPEG4 i slika formata PNG.

- b Unesite naziv datoteke za izvezeno podatke.

Ako izvozite više od jedne serije ili slike, svaka datoteka bit će izvezena s unesenim nazivom kojem se dodaju uzastopni brojevi.



6 Odaberite **DVD** na popisu **Destination (Odredište)**.

7 Za uklanjanje identifikacije slika učinite sljedeće:

- a** Odaberite **De-Identify (Anonimiziraj)**.
- b** Za svakog pacijenta na popisu unesite alternativnu stavku pod **De-Identified Name (Anonimizirano ime)**.

NAPOMENA *Osobni podaci na slikama ne mogu se anonimizirati.*

8 Pritisnite **Save (Spremi)** za izvoz podataka.

9 Pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje dijaloške ploče bez izvoza podataka.

Ako se izvoz prekine iz bilo kojeg razloga dok se podaci zapisuju na disk, primjerice ponovnim pokretanjem sustava dok je izvoz još uvijek u tijeku, moguće je da se vanjski CD/DVD pogon neće otvoriti. Ako se vanjski CD/DVD pogon ne otvori ili se ne može normalno otvoriti nakon neuspješnog izvoza, isključite vanjski CD/DVD pogon ili iskopčajte kabel napajanja pogona. Kada ponovno uključite vanjski CD/DVD pogon, ladica za disk trebala bi se normalno otvoriti.

9.1.3 Izvoz podataka u PACS

Ako je sustav spojen na mrežnu lokaciju Picture Archiving and Communication System (Sustav arhiviranja i komunikacije putem slike (PACS)), možete izvesti format podataka DICOM u odabrani PACS.

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*

Ovaj postupak može se izvršiti iz zadatka **Series (Serija)** ili s popisa pacijenata.

Pazite da je otvorena željena pretraga u zadatku **Series (Serija)** u prozoru za provjeru ili da imate otvoren popis pacijenata i dostupnu pretragu.

1 Odaberite pretrage, serije ili slike koje želite izvesti.

Za odabir više od jedne pretrage, serije ili slike istovremeno učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete slike ili serije koje želite izvesti.
- U zadatku **Series (Serija)** odaberite prvu sliku ili seriju koju želite izvesti, a zatim označite potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu svake dodatne slikovne oznake koju želite odabrati.
- Na popisu pacijenata pritisnite tipku Ctrl i držite je pritisnutom dok mišem odaberete sve pretrage koje želite izvesti.

NAPOMENA *Serije u dvije ravnine uvijek se prikazuju tako da se u zadatku Series (Serija) prednja serija i bočna serija nalaze jedna uz drugu. Kada odaberete seriju u dvije ravnine, odabire se i odgovarajuća serija na drugom kanalu.*



2 Učinite jedno od sljedećeg:

- U zadatku **Series (Serija)** pritisnite desnu tipku miša na jednom od odabranih slikovnih prikaza i odaberite **Save To (Spremi u)**.
- Na popisu pacijenata pritisnite **Save To (Spremi u)**.

Prikazuje se dijaloška ploča **Save To (Spremi u)**.

3 Provjerite je li opcija **Selected images (Odabrane slike)** odabrana.

Za promjenu slika koje želite izvesti možete odabrati jednu od sljedećih opcija:

- **Selected images (Odabrane slike)**¹
- **Selected series (Odabrane serije)**
- **All series (Sve serije)**²
- **All acquired series (Sve snimljene serije)**
- **Photo images (Slike)**
- **Reference images (Referentne slike)**
- **Flagged images (Slike označene zastavicom)**

¹ Ova opcija dostupna je samo ako ste odabrali određene slike za izvoz.

² Ova opcija nije dostupna ako ste odabrali određene slike za izvoz.

Serije ili slike koje se izvoze popisane su ispod odabranih stavki.

- 4 Na području **DICOM Formats (DICOM formati)** padajućeg popisa odaberite **Format** za izvoz.

Na popisu se prikazuju svi dostupni protokoli izvoza za sve DICOM formate. Dodatne pojedinosti o promjeni postavki protokola izvoza potražite u poglavlju [Konfiguriranje protokola izvoza \(stranica 246\)](#).

Podaci izvezeni u PC formatu ne mogu se izvesti u PACS odredišta.



- 5 Odaberite željenu PACS mrežnu lokaciju na popisu **Destination (Odredište)**.

- 6 Za uklanjanje identifikacije slika učinite sljedeće:

- Odaberite **De-Identify (Anonimiziraj)**.
- Za svakog pacijenta na popisu unesite alternativnu stavku pod **De-Identified Name (Anonimizirano ime)**.

NAPOMENA *Osobni podaci na slikama ne mogu se anonimizirati.*

- 7 Pritisnite **Save (Spremi)** za izvoz podataka.

- 8 Pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje dijaloške ploče bez izvoza podataka.

9.1.4 Izvoz podataka povlačenjem i ispuštanjem

Pretrage ili serije mogu se brzo izvesti povlačenjem i ispuštanjem željenih podataka izravno s popisa pacijenata.

Provjerite je li željena pretraga pacijenta dostupna na popisu pacijenata. Ako je odredišni uređaj zaštićen lozinkom, provjerite znate li lozinku.

Pobrinite se da je zadani protokol izvoza postavljen kako ste htjeli. Taj se protokol upotrebljava prilikom izvoza povlačenjem i ispuštanjem. Dodatne pojedinosti o postavljanju zadanog protokola izvoza potražite u poglavlju [Konfiguriranje protokola izvoza \(stranica 246\)](#).

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*



- Bazu podataka pacijenata otvorite pritiskom na birač pacijenta u gornjem lijevom kutu prozora za pregled.
- Kako biste pretragu izveli povlačenjem i ispuštanjem, učinite sljedeće:
 - Odaberite željenu pretragu na popisu pacijenata.
 - Povucite i ispustite pretragu s popisa pacijenata na željeni uređaj ili mrežnu lokaciju s lijeve strane.



Ako se podaci ne mogu izvesti iz bilo kojeg razloga na željenu lokaciju, pokazivač se mijenja kako bi ukazao na to.

3 Kako biste izvezli seriju iz pretrage, učinite sljedeće:

- a Odaberite željenu pretragu na popisu pacijenata.
- b Odaberite karticu **Series (Serija)**.
- c Povucite i ispustite željenu seriju s popisa serija na željeni uređaj ili mrežnu lokaciju s lijeve strane.



Ako se podaci ne mogu izvesti iz bilo kojeg razloga na željenu lokaciju, pokazivač se mijenja kako bi ukazao na to.

9.2 Ispis

Na pretpregledu ispisa možete odabrati slike i izvješća o dozi te pripremiti zadatak ispisa za aktivnu pretragu. Taj zadatak tada možete ispisati na film ili papir ovisno o pisaču koji je priključen na sustav.

Ispis se odvija u pozadini tako da se ne ometa klinički tijek rada.

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*

1 Pomoću alatne trake za navigaciju na glavnom prozoru otvorite sliku koje želite ispisati.



2 Pritisnite **Add to Print Preview (Dodaj u pretpregled ispisa)** na ploči općih alata.

NAPOMENA *Ako sliku u dvije ravnine dodate u Print Preview (Pretpregled ispisa), dodat će se i prednja slika i bočna slika. Ako odaberete Optimize for biplane image printing (Optimiziraj za ispis slike u dvije razine) u postavkama aplikacije Print (Ispis), slike će se ispisati jedna uz drugu, osim ako izgled stranice promijenite u 1x1 ili u jedan stupac. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Mijenjanje postavki ispisa \(stranica 233\)](#).*



3 Kako biste pokrenuli aplikaciju za ispis, pritisnite **More Tools (Više alata)** i odaberite **Print Preview (Pretpregled ispisa)**.

4 Kako biste dodali više slika u pretpregled ispisa, učinite sljedeće:



a Pritisnite karticu aplikacije za pregled.



b Odaberite zadatak **Series (Serija)**.

c Na upravljačkoj ploči zadatka pritisnite sliku koju želite dodati.



d Pritisnite **Add to Print Preview (Dodaj u pretpregled ispisa)** na ploči općih alata.



e Kako biste se vratili na aplikaciju za ispis, pritisnite karticu ispisa.

5 Na padajućim popisima na upravljačkoj ploči odaberite sljedeće postavke.

- Pisač
- Veličina medija
- Vrsta medija (samo kod DICOM pisača)
- Orijentacija
- Izgled stranice

- Informacije o slikama
- Broj kopija

6 Za uklanjanje identifikacije slika učinite sljedeće:

- a Odaberite **De-Identify (Anonimiziraj)**.

NAPOMENA *Izvešća o dozi ne mogu se anonimizirati.*

- b Za svakog pacijenta na popisu unesite alternativnu stavku pod **De-Identified Name (Anonimizirano ime)**.

7 Odaberite stranice ili raspon stranica koje želite ispisati.

Ako odaberete **All (Sve)**, ispisat će se sve stranice u zadatku ispisa.

Ako želite ispisati samo neke stranice, odaberite izborni gumb za raspon stranica i unesite stranice ili raspon stranica koje želite ispisati.

Kako bi se ispisala jedna stranica, unesite broj te stranice.

Kako bi se ispisao raspon stranica, unesite stranice i između njih stavite crticu. Primjerice, kako bi se ispisale stranice od 1. do 5., unesite „1-5”.

Kako bi se zajedno ispisale pojedinačne stranice i rasponi stranica, odvojite brojeve stranica zarezom. Primjerice, kako bi se ispisale stranice od 1. do 5. i samo 8. stranica, unesite „1-5, 8”.



8 Kako biste izbrisali sve slike iz zadatka ispisa i počeli iznova, pritisnite **Clear Preview (Izbriši pretpregled)** na upravljačkoj ploči.

9 Kako biste izbrisali određene slike iz zadatka ispisa, učinite sljedeće:

- a Odaberite sliku koju želite izbrisati iz pretpregleda ispisa.

Slike se na pretpregledu ispisa mogu odabrati tako da se označi potvrdni okvir u gornjem lijevom kutu slike.



- b Pritisnite **Delete Selected Images (Brisanje odabranih slika)**.

10 Odaberite način na koji želite da se stranice slože za uvez.

- **Collated (Složeno za uvez)**
- **Uncollated (Nije složeno za uvez)**

Ako ispisujete više kopija zadatka ispisa ili više kopija raspona stranica, možete odabrati da se stranice slože za uvez. Ako odaberete da se stranice slože za uvez, svaka kopija zadatka ispisa ispisuje se odvojeno po zadanom redoslijedu stranica. Ako odaberete da se stranice ne slože za uvez, sve kopije svake stranice ispisuju se zajedno.



11 Pritisnite **Print (Ispis)** kako bi se ispisao zadatak ispisa ili odabrane stranice.

9.3 Prikaz zadataka sustava u pregledniku zadataka

U pregledniku zadataka možete vidjeti uvoz, izvoz i ispis koji su u tijeku.

U pregledniku zadataka prikazuju se zadaci koji su u redu čekanja ili u kojima je došlo do pogreške, a možete i vidjeti o kojim je pogreškama riječ.

Također možete izbrisati, prekinuti ili ponoviti zadatke.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Job Viewer (Preglednik zadataka)**.

Prikazuje se preglednik zadataka.

U pregledniku zadataka nalazi se kartica za svaku vrstu zadatka:

- **All Jobs (Svi zadaci)**
- **Export (Izvoz)**
- **Import (Uvoz)**
- **Print (Ispis)**
- **MPPS (Proceduralni korak za izvršeni modalitet)**

NAPOMENA *Kartica MPPS (Proceduralni korak za izvršeni modalitet) prikazuje se samo ako je omogućen upravljač za proceduralni korak za izvršeni modalitet. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Konfiguriranje upravljanja radnim popisom i upravitelja za proceduralni korak za izvršeni modalitet \(MPPS\)](#) (stranica 243).*



Ako je došlo do pogreške, na odgovarajućoj se kartici prikazuje simbol upozorenja.

- 2 Pritisnite odgovarajuću karticu kako biste pronašli zadatak koji tražite.

Na svakoj se kartici prikazuju sljedeće informacije za pripadajući zadatak:

- **Name (Naziv)**
- **Type (Vrsta)**
- **Location (Lokacija)**
- **Status**
- **Submitted Time (Vrijeme podnošenja)**
- **Progress (Napredak)**

- 3 Odaberite zadatak na popisu.



- 4 Kako biste vidjeli više informacija o zadatku, pritisnite **More Info (Više informacija)**.

Prikazuju se dodatne informacije o zadatku, uključujući poruke o pogreškama i dostupne preporuke za korektivne mjere.

Zatvorite informacije o zadatku pritiskom na **Close (Zatvori)**.



- 5 Kako biste izbrisali zadatak, pritisnite **Delete (Izbriši)**.



- 6 Kako biste poništili zadatak koji je u tijeku ili redu čekanja, pritisnite **Cancel (Odustani)**.



- 7 Kako biste ponovno pokrenuli ili ponovili zadatak, pritisnite **Redo (Ponovi)**.

- 8 Kako biste zatvorili preglednik zadataka, pritisnite **Close (Zatvori)**.

10 2D kvantitativna analiza (opcija)

Informacije u ovom odjeljku odnose se na 2D kvantitativnu analizu verzije 1.0.

2D Quantitative Analysis (2D kvantitativna analiza) je namjenski sustav aplikacija za analizu koji omogućuje dobivanje kvantitativnih podataka o koronarnim arterijama, perifernim arterijama i klijetkama.

10.1 Namjena softvera 2D Quantitative Analysis

Opis uređaja

„2D Quantitative Analysis” (2D-QA) softverski je uređaj koji pomaže korisniku u kvantifikaciji

- žila i opstrukcija u žilama,
- volumena klijetki i
- pokretljivosti stijenke klijetki

na angiografskim rendgenskim slikama. Softver služi za poluautomatsko otkrivanje obrisa žila, katetera i lijeve klijetke na angiografskim rendgenskim slikama. 2D-QA upotrebljava računalne modele za kvantifikaciju žila, opstrukcija u žilama, volumena klijetki i lokalne pokretljivosti stijenke klijetki iz 2D obrisa.

Medicinska svrha

„2D Quantitative Analysis” (2D-QA) softverski je medicinski uređaj za naknadnu obradu koji služi kao pomoć liječnicima tako što im pruža kvantitativne informacije kao dodatne ulazne informacije u njihovom sveobuhvatnom postupku donošenja odluka o dijagnozi i planiranju tijekom kardiovaskularnih postupaka i za procjenu nakon postupka. 2D-QA ima šest primjena:

Aplikacija „2D Quantitative Coronary Analysis” služi za kvantifikaciju dimenzija koronarnih arterija (otprilike od 1 do 6 mm) na angiografskim 2D slikama.

Aplikacija „2D Quantitative Vascular Analysis” služi za kvantifikaciju dimenzija aorta i perifernih arterija (otprilike od 5 do 50 mm) na angiografskim 2D slikama.

Aplikacije „2D Left Ventricle Analysis” i „Biplane 2D Left Ventricle Analysis” služe za kvantifikaciju volumena lijeve klijetke i lokalne pokretljivosti stijenke u angiografskim serijama u jednoj ravnini odnosno dvije ravnine.

Aplikacije „2D Right Ventricle Analysis” i „Biplane 2D Right Ventricle Analysis” služe za kvantifikaciju volumena desne klijetke i lokalne pokretljivosti stijenke u angiografskim serijama u jednoj ravnini odnosno dvije ravnine.

Populacija pacijenata

Softverski uređaj „2D Quantitative Analysis” prikladan je za pacijente s kardiovaskularnim bolestima (na koje se sumnja) koji se podvrgavaju angiografskom kardiovaskularnom postupku.

Profil predviđenog rukovatelja

Uređaj „2D Quantitative Analysis” namijenjen je liječnicima ili za uporabu pod nadzorom liječnika odgovarajućih kvalifikacija i odgovornog za pouzdanu kliničku prosudbu i primjenu najboljih kliničkih postupaka.

Kontakt s dijelom tijela / vrstom tkiva

„2D Quantitative Analysis” softverski je medicinski uređaj i ne dolazi u dodir s pacijentima.

Kliničko okruženje

Uređaj „2D Quantitative Analysis” može se upotrebljavati u kontrolnoj sobi i sobi za pregled interventne jedinice ili operacijske sale.

Opća sigurnost i učinkovitost

Kako bi se podučenom zdravstvenom djelatniku olakšalo sigurno i učinkovito rukovanje sustavom, uz ostale oznake sustava isporučuju se i upute za uporabu i održava se obuka prilikom primopredaje sustava.

Načelo rada

Softver „2D Quantitative Analysis” osigurava kvantifikaciju parametara žila i klijetki na temelju poluautomatske analize angiografskih rendgenskih 2D slika.

10.2 Snimanje rendgenskih slika

Točni rezultati analize 2D-QA mogu se dobiti samo uz kvalitetne slike ispravnog formata i precizne kalibracije. U sljedećim poglavljima nalaze se upute za snimanje slika koje se mogu upotrijebiti u analizi 2D-QA.

**OPREZ**

Trebali biste poduzeti korake kojima ćete spriječiti skraćivanje na slikama koje će se koristiti za analizu ili kalibraciju u 2D-QA-u.

**OPREZ**

Ako planirate upotrijebiti automatsku kalibraciju tijekom analize, objekt koji se pregledava trebali biste postaviti što bliže moguće izocentru tijekom snimanja slika (najviše na udaljenost od 5 cm).

**OPREZ**

Rezultati analize možda neće biti točni ako se razlikuju geometrijski položaji slike za kalibraciju i slike za analizu.

**OPREZ**

Rezultati analize možda neće biti točni ako za kalibraciju upotrijebite kateter manji od 6 Fr.

**OPREZ**

Rezultati analize LVA/RVA možda neće biti točni ako su kutovi koji se koriste za snimanje serije izvan opsega odabranog modela volumena ili regresijske formule za LVA/RVA.

**OPREZ**

RVA se ne može koristiti na pedijatrijskim pacijentima sa serijama slika desne klijetke u jednoj ravnini.

Opće upute

- 2D-QA podržava samo slike izlaganja.
- Objekti koji se pregledavaju trebali biti ravnomjerno napunjeni kontrastnim sredstvom. Ako nema dovoljno kontrastnog sredstva između objekta i njegove pozadine, poluautomatsko otkrivanje obrisa neće ispravno prepoznati obrise. Vaša je odgovornost pregledati sve obrise koje je otkrio sustav i po potrebi ih ispraviti.
- Izbjegavajte upotrebu slika nedovoljne kvalitete, primjerice s niskim kontrastom, velikom količinom šuma ili strukturama koje se preklapaju.

Upute za QCA i QVA

- Spriječite skraćivanje objekata upotrebom projekcija u kojima se objekt koji se analizira nalazi u ravnini paralelnoj s detektorom slike.
- Izbjegavajte snimanje slika s velikom količinom šuma, pozadinskim strukturama ili žilama koje se preklapaju.
- Izbjegavajte snimanje slika u brzini od 50/60 slika/s jer ta smanjena rezolucija utječe na točnost rezultata.

Upute za LVA i RVA

- Slike snimajte u brzini od barem 15 slika/s kako biste omogućili odabir slika tijekom neektopičnih otkucaja i ispravne faze na kraju diastole i na kraju sistole.
- Slike snimajte iz kutova koji su propisani za analizu različitih volumena i pokretljivosti stijenke.
- Informirajte pacijenta o tehnikama zadržavanja daha koje mora slijediti tijekom snimanja slika za analizu pokretljivosti stijenke.

10.3 Starting (Pokretanje) 2D kvantitativna analiza



- 1 Pritisnite zadatak **Processing (Obrada)** kako bi se prikazali alati za obradu slike.



- 2 Pritisnite **Measurements (Mjerenja)** kako bi se prikazala ploča zadatka **Measurements (Mjerenja)**.



- 3 U odjeljku **Open Analysis Tool (Alat otvorene analize)** pritisnite gumb željenog alata za analizu kako biste pokrenuli analizu.



- **Quantitative Coronary Analysis (Kvantitativna koronarna analiza)**



- **Quantitative Vascular Analysis (Kvantitativna analiza krvnih žila)**



- **Left Ventricular Analysis (Analiza lijeve klijetke)**



- **Biplane Left Ventricular Analysis (Analiza lijeve klijetke u dvije ravnine)**



- **Right Ventricular Analysis (Analiza desne klijetke)**

- **Biplane Right Ventricular Analysis (Analiza desne klijetke u dvije ravnine)**

NAPOMENA *Kako biste otvorili samo prednje ili samo bočne slike serije u dvije ravnine u aplikaciji za analizu, desnom tipkom miša pritisnite sliku, odaberite **Open With (Otvori sa)**, a potom pritisnite aplikaciju za jednu ravninu.*

10.4 Smjernice za kalibraciju

Projekcija anatomskih objekata na rendgenskom detektoru geometrijski je povećana. Ako želite provesti realistično mjerenje na odgovarajućoj rendgenskoj slici, potrebno je kompenzirati za navedeno povećanje. Navedeno se čini pomoću izvršavanja kalibracije rendgenske slike i određivanjem faktora kalibracije (CF) u jedinicama milimetar/piksel.

Postoje dvije glavne vrste kalibracije:

- Automatska kalibracija može se upotrijebiti kada se anatomija nalazi u izocentru. Za objekte na ovoj lokaciji, 2D-QA (2D kvantitativna analiza) poznaje sve relevantne udaljenosti koje su potrebne za automatski izračun geometrijskog povećanja i faktora kalibracije. Nisu potrebni daljnji korisnički unosi.
- Ručna kalibracija primjenjiva je za bilo koju lokaciju u rendgenskoj zruci. Faktor kalibracije za anatomiju u istraživanju izračunava se s pomoću objekta kalibracije poznate veličine koji je smješten u blizini. Korisnik označava objekt kalibracije i navodi stvarnu veličinu.

Bitno je napomenuti da se pogreške u faktoru kalibracije izravno prenose u proporcionalne greške u mjerenju udaljenosti kvantitativne koronarne/vaskularne analize (QCA/QVA). U izračunu volumena analize lijeve klijetke/desne klijetke (LVA/RVA) navedene se greške čak množe s faktorom 2 do 3. Zbog toga je važno pridržavati se sljedećih smjernica za ispravnu kalibraciju.

Izbjegavajte skraćivanje prikaza objekta kalibracije i anatomije.

- Ovo je važno u kalibraciji udaljenosti i za sva mjerenja anatomske područja interesa.

Ispravno namjestite objekt kalibracije i objekt koji istražujete.

- Ako namjeravate upotrijebiti automatsku kalibraciju, objekt koji istražujete potrebno je namjestiti što je bliže moguće izocentru tijekom snimanja slike (unutar najviše 5 cm).
- Ako namjeravate upotrebljavati ručnu kalibraciju (katetera, sfere ili udaljenosti), objekt kalibracije mora biti namješten što je moguće bliže anatomiji koju istražujete.
- Razlike u visini između anatomije i izocentra (pri automatskoj kalibraciji) ili između anatomije i objekta kalibracije (pri ručnoj kalibraciji) uzrokuju razlike u geometrijskom povećanju. Navedeno uzrokuje dodatne pogreške u faktoru kalibracije od 1-1,5 % za svaki centimetar razlike u visini.

Poželjna je automatska kalibracija, ili objekti srednje veličine za ručnu kalibraciju.

- Po mogućnosti upotrijebite automatsku kalibraciju kada je anatomija u istraživanju dovoljno blizu izocentru (unutar najviše 5 cm). Većina slika je obično primjenjiva za automatsku kalibraciju.
- U slučaju da automatska kalibracija nije primjenjiva, kalibracija kateterom smatra se najpraktičnijom opcijom. Međutim, ako se upotrebljava pri kalibraciji s modernim kateterima malih promjera (4-6 French), to je i najmanje točna opcija (pogledajte tablicu u nastavku). Ako je moguće, umjesto toga upotrijebite kalibraciju udaljenosti na kateteru ili sferi za dimenzioniranje.
- Općenito, točnost ručne kalibracije povećava se s veličinom korištenog objekta ili udaljenosti. Nemojte upotrebljavati male objekte kalibracije za ručnu kalibraciju. Ako je moguće, odaberite objekt kalibracije srednje veličine (nekoliko centimetara) za optimalnu točnost.

Pregled točnosti faktora kalibracije

Metoda kalibracije (uvjet specifikacije)	Točnost faktora kalibracije (CF) za ispravno namještene objekte	Dodatne pogreške u faktoru kalibracije (CF) za neispravno namještanje ili prikaze
Auto calibration (Automatska kalibracija)	Točno ¹	1-1,5 % za svaki centimetar razlike u visini između izocentra i anatomije
Kalibracija udaljenošću (na udaljenosti većoj od nekoliko cm)	Točno ¹	1-1,5 % za svaki centimetar razlike u visini između predmeta i anatomije. Ova je metoda podložna skraćivanju slike
Kalibracija sfere (s metalnom kuglom promjera nekoliko cm)	Točno ¹	1-1,5 % za svaki centimetar razlike u visini između sfere i anatomije
Kalibracija kateterom ² (kateter promjera 6 Fr ispunjen kontrastnim sredstvom)	Manje točno: uvedeno oko 7 % pogreška ³	1-1,5 % za svaki centimetar razlike u visini između katetera i anatomije

Napomena 1: Točno znači da malo odstupanje od izvora ne utječe negativno na točnost cijelog mjerenja.

Napomena 2: Kao što je provjereno za najčešće korištene katetere. Zbog malog promjera modernih katetera i raznolikosti njihovih stijenki, točnosti koje se mogu postići mogu se razlikovati s obzirom na vrstu i veličinu katetera.

Napomena 3: Pogreške pri upotrebi neispunjenih katetera ili katetera ispod veličine 6 French mogu iznositi 20 % ili više.

Pogreške u faktoru kalibracije proporcionalno se propagiraju na mjerenje udaljenosti kvantitativne koronarne/vaskularne analize (QCA/QVA). Relativne se pogreške množe s faktorom od oko 2 do 3 pri izračunima LVA/RVA apsolutnog volumena klijetke. Međutim, istisna frakcija nije podložna utjecaju navedenih neispravnosti kalibracije.

Smjernice za ručnu kalibraciju katetera

- Upotrijebite rendgenski vidljiv kateter.
- Koristite ispunjeni kateter za poboljšanje detekcije i točnosti.
- Philips Medical Systems ne preporučuje provedbu kalibracije katetera na praznim kateterima ili kateterima veličine ispod 6 French, jer navedeno može uzrokovati netočan faktor kalibracije. Pogreška može iznositi 20 % ili više. 2D-QA ne podržava katetere ispod 4 French.
- Za poboljšanje točnosti izbjegavajte nisku dozu i veliku brzinu prikazivanja slika.

Smjernice za ručnu kalibraciju sfere

Možete upotrijebiti dvije različite serije za snimanje sfere i anatomije u istraživanju. Međutim, osigurajte da sfera i anatomija imaju isto geometrijsko povećanje na rendgenskoj slici. To znači da su slike snimljene sa sljedećim karakteristikama:

- Jednaka udaljenost u rendgenskom sustavu za fokus-objekt i jednaka udaljenost predmet-detektor.
- Jednaki kut nagiba i rotacije.
- Jednaka visina stola.

Provjera točnosti kalibracije za vaš željeni kateter

- 1 Namjestite kateter i ravnalo jedan blizu drugoga, snimite slike i potom provedite kalibraciju katetera.
- 2 Na rendgenskoj slici provedite mjerenje dužine QCA duž katetera između dvije oznake na ravnu i usporedite vaše rezultate sa stvarnom udaljenosti na ravnu.

10.5 Kvantitativna koronarna analiza / Kvantitativna analiza krvnih žila (QCA/QVA)

Aplikacije QCA i QVA imaju slične zadatke, a obje su opisane u sljedećim poglavljima.

Kvantitativna koronarna analiza (QCA)

QCA služi za označavanje obrisa koronarne arterije u srcu, analizu stenoze te stvaranje, pohranu i ispis izvještaja o analizi.

Kvantitativna analiza krvnih žila (QVA)

QVA služi za označavanje obrisa aorta i perifernih arterija, analizu stenoze te stvaranje, pohranu i ispis izvještaja o analizi.

10.5.1 Zadaci QCA/QVA

Skup unaprijed određenih zadataka služi za logičnu provedbu koronarne analize i analize krvnih žila.

U aplikacijama QCA i QVA nude se sljedeći zadaci u ovom redoslijedu:

- **Select Series (Odabir serije)**
- **Calibration (Kalibracija)**
- **Analysis (Analiza)**
- **Result (Rezultat)**

Kada je odabrana serija, sustav automatski prelazi na zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

Kada se prihvati faktor kalibracije, sustav automatski prelazi na zadatak **Analysis (Analiza)**.

NAPOMENA *Automatska kalibracija dostupna je ako se odgovarajuće značajke slike u odabranoj seriji (udaljenost od izvora do slike, udaljenost od izvora do objekta i razmak između piksela na ravnini slike) nisu promijenile tijekom snimanja. Ako u tom slučaju odaberete automatsku kalibraciju, provjerite nalazi li se područje interesa u izocentru.*

10.5.2 Zadatak Select Series (Odabir serije)

Zadatak **Select Series (Odabir serije)** služi za odabir serije slika za analizu.

NAPOMENA *Za analizu se mogu koristiti samo XA slike izlaganja.*

NAPOMENA *Serije u kojima su slike s pikselima većima od 0,225 mm za QCA i većima od 0,4 mm za QVA nisu dovoljno optimalne za analizu.*

NAPOMENA *Možete smanjiti veličinu polja detektora ili smanjiti brzinu prikazivanja slika kako biste dobili piksele manje veličine.*



- 1 Pritisnite **Select Series (Odabir serije)** na ploči zadataka.
- 2 Odaberite željenu seriju slika u dijaloškom okviru **Select Series (Odabir serije)** i pritisnite **Select (Odabir)** za otvaranje serije.

10.5.3 Zadatak Kalibracija

Slika se mora kalibrirati kako bi se osiguralo da je mjerenje tijekom analize točno i da se prikazuje u odgovarajućim jedinicama.

NAPOMENA *Zadane postavke kalibracije možete kalibrirati na zaslonu Customization (Prilagodba). Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Mijenjanje zadanih postavki kalibracije \(stranica 188\)](#).*

Kalibraciju možete obaviti automatski ili ručno u zadatku **Calibration (Kalibracija)**.

Uvjeti

Kako biste osigurali točnu ručnu kalibraciju, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Postavite objekt kalibracije u blizinu položaja anatomije koja se pregledava.
- Odaberite objekt kalibracije koji je srednje veličine (nekoliko centimetara) radi optimalne točnosti.

Kako biste kalibraciju obavili kateterom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Upotrijebite rendgenski vidljiv kateter.
- Upotrijebite napunjen kateter kako bi se povećala mogućnost otkrivanja.
- Za kalibraciju upotrijebite katetere od barem 6 Fr. Kateteri manji od 4 Fr nisu podržani.
- Provjerite je li veličina vanjskog katetera koju je naveo proizvođač točna.

Provjerite je li kvaliteta slike dobra i je li dobar kontrast između objekta kalibracije i pozadine.

Automatska kalibracija

2D-QA može automatski izračunati faktor kalibracije ako je dostupan potreban podatak u seriji slika.



- 1 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

Metoda kalibracije **Auto (Automatski)** odabrana je automatski ako je dostupan potreban podatak u seriji slika.



- 2 Za prihvaćanje faktora kalibracije pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)**.

Ručna kalibracija

Ručnu kalibraciju možete obaviti na jedan od sljedećih načina:

- **Catheter (Kateter)**
- **Distance (Udaljenost)**
- **Sphere (Kugla)**

Kalibracija kateterom

Kalibraciju kateterom izvodite tako da iscrtate simetralu katetera na slici.

Kalibraciju kateterom možete izvoditi na ravnom ili zakrivljenom dijelu katetera, no to bi uvijek trebao biti nekonični dio katetera. Kalibracijom na koničnom dijelu katetera dobit će se netočni rezultati mjerenja.



- 1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.



- 2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

- 3 Pritisnite **Catheter (Kateter)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.



- 4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Pritisnite željenu početnu točku na simetrali katetera.
- Tada postavite još jednu točku na simetrali.
- Nastavite postavljati točke duž simetrale, a na kraju pritisnite dva puta na mjestu koje će biti završna točka.



Za više informacija pritisnite **Help (Pomoć)** na upravljačkoj ploči.



- 5 Kako bi se tijekom rada sakrio ili prikazao obris katetera, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



- 6 Kako biste uredili obris, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Neprekidnim pritiscima duž stijenki katetera na slici stvorite obris i završite ga tako da na kraju dva puta pritisnete završnu točku.
- Položaj obrisa ispravite povlačenjem duž stijenki katetera na slici.

- 7 Nakon iscrtavanja obrisa odaberite veličinu katetera na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena veličina katetera, možete je unijeti izravno u okvir.



- 8 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



- 9 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

Kalibracija udaljenošću

Kalibraciju udaljenošću izvodite tako da na slici označite poznatu udaljenost.



- 1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA *Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.*



- 2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

- 3 Pritisnite **Distance (Udaljenost)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.



- 4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Na slici pritisnite željenu početnu točku linije.
- Zatim pritisnite željenu završnu točku.



- 5 Kako bi se sakrila ili prikazala linija, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



- 6 Kako biste uredili liniju, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- a Namjestite pokazivač iznad početne ili završne točke.
- b Povucite točku na novi položaj.



- 7 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

- 8 Nakon iscrtavanja linije odaberite udaljenost na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena udaljenost, možete je unijeti izravno u okvir.



- 9 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

Kalibracija kuglom

Kalibraciju kuglom izvodite tako da na slici označite kuglu poznate veličine.



- 1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA *Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.*



- 2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

- 3 Pritisnite **Sphere (Kugla)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.

- 4 Kako biste iscrtali kuglu, pritisnite sliku.



- 5 Kako bi se sakrio ili prikazao obris kugle, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



- 6 Kako biste uredili kuglu, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Kako biste kuglu pomaknuli, povucite središte kugle na novi položaj.
- Kako biste promijenili promjer kugle, povucite njezin obrub.



- 7 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

8 Nakon iscrtavanja kugle odaberite promjer na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željeni promjer, možete ga unijeti izravno u okvir.



9 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

10.5.4 Zadatak Analiza

Zadatak **Analysis (Analiza)** služi za utvrđivanje i označivanje obrisa koronarne ili vaskularne arterije.

Izuzete i neizuzete slike možete analizirati pomoću QVA-a, no pomoću QCA-a možete analizirati samo neizuzete slike.

Definiranje područja interesa

Obrise područja interesa možete definirati automatski (metoda „jednog pritiska”) ili ručno postavljanjem točki duž simetrale žile.



Obrise možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno početi postupak tako da odaberete **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

Automatsko određivanje područja interesa

Riječ je o takozvanoj metodi „jednog pritiska”. Mjerenja i grafikoni prikazuju se kada se odredi područje interesa.



1 Pritisnite zadatak **Analysis (Analiza)**.



2 Pritisnite **Identify Vessel Segment (Određivanje segmenta žile)** na upravljačkoj ploči.

3 Dva puta pritisnite stenozu u središtu žile kako bi se otkrio obris žile.

4 Dodatne pojedinosti o podešavanju obrisa potražite u poglavlju [Uređivanje obrisa \(stranica 169\)](#).

Otkriveni obrisi možda neće biti pravilno poravnati sa stijenkom žile ako nije dovoljno kontrasta na slici ili ako postoji račvanje ili žile koje se preklapaju.

Ručno definiranje područja interesa

Pomoću ove metode možete odrediti područje interesa tako da postavljate točke duž simetrale žile. Mjerenja i grafikoni prikazuju se kada se odredi područje interesa.



1 Pritisnite zadatak **Analysis (Analiza)**.



2 Pritisnite **Identify Vessel Segment (Određivanje segmenta žile)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Pritisnite točku na simetrali žile kako biste postavili početnu točku područja interesa.
- Nastavite postavljati točke duž simetrale i dva puta pritisnite mjesto koje će biti završna točka kako bi se odredili obrisi žile.

Uređivanje obrisa

Ako niste zadovoljni obrisom segmenta žile, možete ručno ispraviti obris.

Prilikom uređivanja obrisa, potrebno je početi i završiti uređivanje postojećeg obrisa. Pokazivač se mijenja kako bi pokazao da se nalazite blizu obrisa.



Za više informacija pritisnite **Help (Pomoć)** na upravljačkoj ploči.



1 U zadatku analize pritisnite **Edit (Uređivanje)**.

2 Kako biste uredili obris pritiscima miša, učinite sljedeće:

- Pritisnite početnu točku dijela obrisa koji želite uređivati.
- Nastavite s postavljanjem točaka duž stijenke žile i zatim dva puta pritisnite mjesto na kojem želite da bude završna točka.



Slika 73 Uređivanje obrisa

3 Kako biste uredili obris povlačenjem, točku na obrisu povucite na ispravan položaj na stijenci žile.




4 Da biste uklonili zadnje uređivanje, pritisnite **Undo Last Edit (Poništavanje zadnje izmjene)** na upravljačkoj ploči.

Podešavanje mjerenja

Pomicanjem referentnih linija na slici ili u grafikonu možete podesiti mjerenja za analizu.

Kada pomičete referentnu liniju, promjeri, dužine i postotci automatski se ažuriraju na ploči **Analysis Results (Rezultati analize)**.

Kada pomičete referentnu liniju minimalnoga promjera lezije, referentne linije na slici i u grafikonu prikazane su u novom položaju, ali sustavom određena referentna linija zadržava položaj.



Slika 74 Referentne linije mjerenja stenozе

Legenda			
1	Proximal boundary (Proksimalna granica)	3	Distal boundary (Distalna granica)
2	Minimum lesion diameter (MLD) (Minimalni promjer lezije (MLD))	4	Contour (Obris)



- 1 Za ponovno namještanje točke stenozе, povucite minimalni promjer lezije u novi položaj.
- 2 Za ponovno namještanje proksimalne granice, povucite zelenu referentnu liniju u novi položaj.
- 3 Za ponovno namještanje distalne granice, povucite plavu referentnu liniju u novi položaj.
- 4 Za prikazivanje ili sakrivanje plaka unutar segmenta pritisnite **Show/Hide Plaque (Prikaz/skrivanje plaka)** na upravljačkoj ploči.
- 5 Za prikazivanje ili sakrivanje obrisa segmenta pritisnite **Show/Hide Contour (Prikaz/skrivanje obrisa)** na kontrolnoj ploči.

10.5.5 Zadatak Result (Rezultat)

Koristite zadatak **Result (Rezultat)** za prikaz rezultata Kvantitativne koronarne analize (QCA) i Kvantitativne analize krvnih žila (QVA).

Stranica s rezultatima prikazuje rezultate analize, analiziranu sliku i grafikone analize. Sva su upozorenja povezana s rezultatima analize također prikazana.

Točnost rezultata QCA-a/QVA-a

QCA

Rezultati analize QCA	Točnost (sistematična pogreška)	Preciznost (nasumična pogreška)
Promjer krvne žile	< 0,2 mm (kod promjera ≤ 1 mm) < 0,1 mm (kod promjera > 1 mm)	< 0,2 mm
Dužina segmenta žile	< 1,0 mm	< 2,0 mm

Točnost promjera žile određuje se automatskom kalibracijom za mjerenja žile koja se nalazi u izocentru.

Točnost dužine segmenta žile određuje se automatskom kalibracijom za udaljenosti do 50 mm između korisnički određenih oznaka na neskrćenom prikazu žile koje se nalazi u izocentru.

NAPOMENA *Korištenje netočnog faktora kalibracije (zbog, primjerice, skraćivanja, netočnog položaja objekta kalibracije ili kalibracije na kateteru malog promjera) moglo bi dovesti do dodatnih pogrešaka u mjerenju dužina i promjera.*

QVA

Rezultati analize QVA	Točnost (sistematična pogreška)	Preciznost (nasumična pogreška)
Promjer krvne žile	< 0,2 mm (kod promjera ≤ 20 mm) < 1 % (kod promjera > 20 mm)	< 0,2 mm
Dužina segmenta žile	< 1,0 mm	< 2,0 mm

Točnost promjera žile određuje se automatskom kalibracijom za mjerenja žile koja se nalazi u izocentru.

Točnost dužine segmenta žile određuje se automatskom kalibracijom za udaljenosti do 50 mm između korisnički određenih oznaka na neskrćenom prikazu žile koje se nalazi u izocentru.

NAPOMENA *Korištenje netočnog faktora kalibracije (zbog, primjerice, skraćivanja, netočnog položaja objekta kalibracije ili kalibracije na kateteru malog promjera) moglo bi dovesti do dodatnih pogrešaka u mjerenju dužina i promjera.*

Reference

Izračuni u 2D-QA izvedeni su u skladu s metodama opisanim u medicinskoj literaturi.

Autor	Članak
Reiber, J.H.C. et al.	On-line quantification of coronary angiograms with the DCI system. MedicaMundi, 34, br. 3, 1989., str. 89-98.
Van der Zwet P.M.J. et al.	A new approach for the automated definition of path lines in digitized coronary angiograms. Int. J. Cardiac Imaging, 5, br. 2-3, 1990., str. 75-83.
Van der Zwet, P.M.J. et al.	An on-line system for the quantitative analysis of coronary arterial segments. Computers in Cardiology, 1990.
Austen, W.G. et al.	A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for grading of coronary artery disease. Council on Cardio-vascular Surgery, American Heart Association. Circulation 51, br. 2, 1975., str. 7-40.
Reiber, J.H.C. et al.	Assessment of dimensions and image quality of coronary contrast catheters from cine angiograms. Catheterization and Cardio-vascular Diagnosis, 11, 1985., str. 521-531.

10.6 Analiza lijeve klijetke (LVA) / Analiza desne klijetke (RVA)

Aplikacije LVA i RVA imaju slične zadatke, a obje su opisane u sljedećim poglavljima.

Dodatni koraci koji su potrebni za LVA u dvije ravnine i RVA u dvije ravnine naznačeni su po potrebi.

Analiza lijeve klijetke (LVA)

LVA vam služi za određivanje obrisa na kraju diastole (ED) i kraju sistole (ES) lijeve klijetke radi određivanja volumena klijetke i pokretljivosti stijenke. Možete stvoriti, spremi i ispisati izvještaje o analizi.

Analiza desne klijetke (RVA)

RVA vam služi za određivanje obrisa na kraju dijastole (ED) i kraju sistole (ES) desne klijetke radi određivanja volumena klijetke i pokretljivosti stijenke. Možete stvoriti, spremi i ispisati izvještaje o analizi.

10.6.1 Zadaci LVA/RVA

Skup unaprijed određenih zadataka služi za logičnu provedbu analize lijeve ili desne klijetke.

U aplikacijama LVA i RVA nude se sljedeći zadaci u ovom redoslijedu:

- **Select Series (Odabir serije)**
- **Calibration (Kalibracija)**
- **End Diastole (Kraj dijastoličke faze)**
- **End Systole (Kraj sistoličke faze)**
- **Result (Rezultat)**

Nakon što odaberete seriju automatski se otvori zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

Nakon što dovršite kalibraciju automatski se otvori zadatak **End Diastole (Kraj dijastoličke faze)**.

NAPOMENA *Automatska kalibracija dostupna je ako se odgovarajuće značajke slike u odabranoj seriji (udaljenost od izvora do slike, udaljenost od izvora do objekta i razmak između piksela na ravnini slike) nisu promijenile tijekom snimanja. Ako u tom slučaju odaberete automatsku kalibraciju, provjerite nalazi li se područje interesa u izocentru.*

10.6.2 Zadatak Odabir serije

Upotrijebite zadatak **Select Series (Odabir serije)** za odabir serije za analizu.

NAPOMENA *Za analizu se mogu koristiti samo XA slike izlaganja.*

NAPOMENA *Serije s karakteristikama izvan sljedećih raspona imaju kvalitetu nižu od optimalne za analizu:*

- *Serije sa slikama s veličinom piksela većom od 1 mm.*
- *Serije s brzinom prikazivanja slika manjom od 15 fps.*
- *Serije snimljene s kutom nagiba i rotacije koji odgovara zahtjevima kuta za odabranu metodu volumena/regresijsku formulu.*



- 1 Pritisnite **Select Series (Odabir serije)** na ploči zadataka.
- 2 Odaberite željenu seriju slika u dijaloškom okviru **Select Series (Odabir serije)** i pritisnite **Select (Odabir)** za otvaranje serije.

10.6.3 Zadatak Kalibracija

Slika se mora kalibrirati kako bi se osiguralo da je mjerenje tijekom analize točno i da se prikazuje u odgovarajućim jedinicama.

NAPOMENA *Zadane postavke kalibracije možete kalibrirati na zaslonu Customization (Prilagodba). Dodatne pojedinosti potražite u pogavlju [Mijenjanje zadanih postavki kalibracije \(stranica 188\)](#).*

Kalibraciju možete obaviti automatski pomoću funkcije automatske kalibracije ili ručno u zadatku **Calibration (Kalibracija)**.

Ako želite samo izračunati istisnu frakciju, kalibraciju možete preskočiti kod LVA-a odnosno RVA-a u jednoj ravnini.

Uvjeti

Kako biste obavili ručnu kalibraciju, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Postavite objekt kalibracije u blizinu položaja anatomije koja se pregledava.
- Odaberite objekt kalibracije koji je srednje veličine (nekoliko centimetara) radi optimalne točnosti. Ne preporučuje se kalibracija kateterom kod LVA-a/RVA-a. Relativne kalibracijske pogreške množe se faktorom do tri prilikom izračuna volumena (klijetke).

Kako biste kalibraciju obavili kateterom, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Upotrijebite rendgenski vidljiv kateter.
- Upotrijebite napunjen kateter kako bi se povećala mogućnost otkrivanja.
- Za kalibraciju upotrijebite katetere od barem 6 Fr. Kateteri manji od 4 Fr nisu podržani.
- Provjerite je li veličina vanjskog katetera koju je naveo proizvođač točna.

Provjerite je li kvaliteta slike dobra i je li dobar kontrast između objekta kalibracije i pozadine.

Automatska kalibracija

2D-QA može automatski izračunati faktor kalibracije ako je dostupan potreban podatak u seriji slika.



- 1 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

Metoda kalibracije **Auto (Automatski)** odabrana je automatski ako je dostupan potreban podatak u seriji slika.



- 2 Za prihvatanje faktora kalibracije pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)**.

Ručna kalibracija

Ručnu kalibraciju možete obaviti na jedan od sljedećih načina:

- **Catheter (Kateter)**
- **Distance (Udaljenost)**
- **Sphere (Kugla)**

Kalibracija kateterom

Kalibraciju kateterom izvodite tako da iscrtate simetralu katetera na slici.

Kalibraciju kateterom možete izvoditi na ravnom ili zakrivljenom dijelu katetera, no to bi uvijek trebao biti nekonični dio katetera. Kalibracijom na koničnom dijelu katetera dobit će se netočni rezultati mjerenja.



- 1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA *Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.*



- 2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

- 3 Pritisnite **Catheter (Kateter)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.



- 4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Pritisnite željenu početnu točku na simetrali katetera.
- Tada postavite još jednu točku na simetrali.
- Nastavite postavljati točke duž simetrale, a na kraju pritisnite dva puta na mjestu koje će biti završna točka.



Za više informacija pritisnite **Help (Pomoć)** na upravljačkoj ploči.



5 Kako bi se tijekom rada sakrio ili prikazao obris katetera, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



6 Kako biste uredili obris, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Neprekidnim pritiscima duž stijenki katetera na slici stvorite obris i završite ga tako da na kraju dva puta pritisnete završnu točku.
- Položaj obrisa ispravite povlačenjem duž stijenki katetera na slici.

7 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: iscrtajte simetralu katetera na prednjoj i bočnoj slici.

8 Nakon iscrtavanja obrisa odaberite veličinu katetera na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena veličina katetera, možete je unijeti izravno u okvir.



9 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



10 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

Kalibracija udaljenošću

Kalibraciju udaljenošću izvodite tako da na slici označite poznatu udaljenost.



1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA *Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.*



2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

3 Pritisnite **Distance (Udaljenost)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.



4 Pritisnite **Draw (Crtanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Na slici pritisnite željenu početnu točku linije.
- Zatim pritisnite željenu završnu točku.



5 Kako bi se sakrila ili prikazala linija, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



6 Kako biste uredili liniju, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Namjestite pokazivač iznad početne ili završne točke.
- Povucite točku na novi položaj.

7 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: označite liniju na prednjoj i bočnoj slici.



8 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

9 Nakon iscrtavanja linije odaberite udaljenost na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željena udaljenost, možete je unijeti izravno u okvir.



10 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

Kalibracija kuglom

Kalibraciju kuglom izvodite tako da na slici označite kuglu poznate veličine.



- 1 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku koja će se koristiti za kalibraciju.

NAPOMENA Sliku za kalibraciju možete promijeniti u bilo kojem trenutku pritiskom na **Change (Promjena)** na upravljačkoj ploči i odabirom druge slike.



- 2 Pritisnite zadatak **Calibration (Kalibracija)**.

- 3 Pritisnite **Sphere (Kugla)** na popisu **Select calibration method (Odabir metode kalibracije)**.

- 4 Kako biste iscrtali kuglu, pritisnite sliku.



- 5 Kako bi se sakrio ili prikazao obris kugle, odaberite ili poništite odabir stavke **Hide (Skrivanje)** na upravljačkoj ploči.



- 6 Kako biste uredili kuglu, pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči i učinite sljedeće:

- Kako biste kuglu pomaknuli, povucite središte kugle na novi položaj.
- Kako biste promijenili promjer kugle, povucite njezin obrub.

- 7 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: označite kuglu na prednjoj i bočnoj slici.



- 8 Kalibraciju možete izbrisati u bilo kojem trenutku i ponovno je pokrenuti pritiskom na **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

- 9 Nakon iscrtavanja kugle odaberite promjer na popisu na upravljačkoj ploči.

Ako se ne nudi željeni promjer, možete ga unijeti izravno u okvir.



- 10 Kako biste prihvatili faktor kalibracije, pritisnite **Accept and Continue (Prihvati i nastavi)** na upravljačkoj ploči.

10.6.4 Zadatak odabira slike na kraju dijastole

Zadatak **End Diastole (Kraj dijastoličke faze)** služi za odabir slike na kraju dijastole iz serije i određivanje obrisa na slici.

Prilikom određivanja obrisa u Analizi lijeve klijetke (LVA) možete upotrijebiti ili polu-automatsku metodu ili ručnu metodu.

Prilikom određivanja obrisa u Analizi desne klijetke (RVA) možete upotrijebiti samo ručnu metodu.

Odabir krajnje dijastoličke slike

Prije određivanja ED obrisa potrebno je odabrati prikladnu sliku koja pokazuje ED položaj.

Ako je EKG dostupan, isti je prikazan sa serijom kako bi vam pomogao pri utvrđivanju ED položaja.




- 1 Pritisnite **End Diastole (Kraj dijastoličke faze)** na ploči zadataka.



- 2 Pomoću alatne trake za navigaciju provjerite seriju i odaberite sliku koja prikazuje ED položaj.

Polu-automatsko određivanje krajnjeg dijastoličkog obrisa (ED) u Analizi lijeve klijetke (LVA)

Kako biste polu-automatski odredili obris u LVA, postavite tri ključne točke na odabranu sliku.



Slika 75 Polu-automatsko određivanje ED obrisa u LVA

Nakon postavljanja točki prikazuje se obris, a ED volumen (EDV) je prikazan na ploči u donjem desnom kutu.



1 Pritisnite **Semi-Automatic (Poluautomatski)** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite na gornju granicu aortalnog korijena.

3 Pritisnite na donju granicu aortalnog korijena.

4 Pritisnite na najvišu točku.

5 Ako upotrebljavate **Biplane LVA (Analiza lijeve klijetke u dvije ravnine)**: provedite ovaj postupak i na prednjoj i na bočnoj slici kako bi obris bio označen na obje slike.




6 Ako želite obrisati obris i početi ispočetka, pritisnite **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.

Ako razina kontrasta na slici nije dovoljna, moguće je da obris ne bude točno definiran. Možete ručno urediti obris kako biste ga ispravili: pogledajte [Uređivanje obrisa \(stranica 181\)](#).

Ručno određivanje krajnjeg dijastoličkog obrisa

Za ručno određivanje obrisa postavite točke duž zida klijetke.



Slika 76 Ručno određivanje kontura na kraju dijastole



- 1 Pritisnite **Manual (Ručno)** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite gornju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA) kako biste započeli obris.
- 3 Pritisnite dalje duž zida klijetke kako biste postavili sljedeću točku obrisa.
- 4 Nastavite postavljati točke duž zida klijetke kroz kardiološku najvišu točku sve dok ne dosegnete donju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA).
- 5 Dvaput pritisnite na donju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA) kako biste završili obris.
- 6 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: provedite ovaj postupak i na prednjoj i na bočnoj slici kako bi obris bio označen na obje slike.
- 7 Ako želite obrisati obris i početi ispočetka, pritisnite **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.



10.6.5 Zadatak Krajnji sistolički (ES)

Upotrijebite zadatak **End Systole (Kraj sistoličke faze)** za odabir krajnje sistoličke (ES) slike iz serije i za određivanje obrisa slike.

Prilikom određivanja obrisa u Analizi lijeve klijetke (LVA) možete upotrijebiti ili polu-automatsku metodu ili ručnu metodu.

Prilikom određivanja obrisa u Analizi desne klijetke (RVA) možete upotrijebiti samo ručnu metodu.

Odabir slike na kraju sistole

Prije određivanja obrisa na kraju sistole morate odabrati prikladnu sliku na kojoj se vidi položaj na kraju sistole.

Sa serijom se prikazuje EKG kako bi vam pomogao u određivanju srčane faze na kraju sistole.

NAPOMENA *Provjerite je li odabrana slika na kraju sistole u istom srčanom ciklusu kao i slika na kraju dijastole koju ste odabrali u zadatku End Diastole (Kraj dijastoličke faze).*



1 Pritisnite zadatak **End Systole (Kraj sistoličke faze)**.




2 Pomoću alatne trake za navigaciju pregledajte seriju i odaberite sliku na kojoj je prikazana srčana faza na kraju sistole.

Polu-automatsko određivanje krajnjeg sistoličkog obrisa (ES) u Analizi lijeve klijetke (LVA)

Kako biste polu-automatski odredili obris u LVA, postavite tri ključne točke na odabranu sliku.

Nakon određivanja krajnjeg sistoličkog obrisa (ES), na svakoj slici u seriji prikazani su krajnji dijastolički (ED) i krajnji sistolički (ES) obrisi. Obrisi su označeni kad prikazete sliku korištenu za određivanje obrisa.



Slika 77 Polu-automatsko određivanje ES obrisa u LVA

Glavni rezultati analize prikazuju se na ploči u donjem desnom kutu.



1 Pritisnite **Semi-Automatic (Poluautomatski)** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite na gornju granicu aortalnog korijena.

3 Pritisnite na donju granicu aortalnog korijena.

4 Pritisnite na najvišu točku.

5 Ako upotrebljavate **Biplane LVA (Analiza lijeve klijetke u dvije ravnine)**: provedite ovaj postupak i na prednjoj i na bočnoj slici kako bi obris bio označen na obje slike.



6 Ako želite obrisati obris i početi ispočetka, pritisnite **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.




7 Koristite alatnu traku navigacije kako biste provjerili točnost ED i ES obrisa za svaku sliku u seriji.

Ako razina kontrasta na slici nije dovoljna, moguće je da obris ne bude točno definiran. Možete ručno urediti obris kako biste ga ispravili: pogledajte [Uređivanje obrisa \(stranica 181\)](#).

Ručno određivanje krajnjeg sistoličkog obrisa

Za ručno određivanje obrisa postavite točke duž zida klijetke.

Nakon određivanja krajnjeg sistoličkog obrisa (ES), na svakoj slici u seriji prikazani su krajnji dijastolički (ED) i krajnji sistolički (ES) obrisi. Obrisi su označeni kad prikazete sliku korištenu za određivanje obrisa. Glavni rezultati analize isto se prikazuju na ploči u donjem desnom kutu.



Slika 78 Ručno određivanje obrisa na kraju sistole



- 1 Pritisnite **Manual (Ručno)** na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite gornju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA) kako biste započeli obris.
- 3 Pritisnite dalje duž zida klijetke kako biste postavili sljedeću točku obrisa.
- 4 Nastavite postavljati točke duž zida klijetke kroz kardiološku najvišu točku sve dok ne dosegnete donju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA).
- 5 Dvaput pritisnite na donju granicu aortalnog korijena (LVA) ili plućnog korijena (RVA) kako biste završili obris.
- 6 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: provedite ovaj postupak i na prednjoj i na bočnoj slici kako bi obris bio označen na obje slike.
- 7 Ako želite obrisati obris i početi ispočetka, pritisnite **Delete (Brisanje)** na upravljačkoj ploči.
- 8 Koristite alatnu traku navigacije kako biste provjerili točnost ED i ES obrisa za svaku sliku u seriji.



10.6.6 Uređivanje obrisa

Ako obris nije jasno određen, isti možete ručno urediti.

Prilikom uređivanja obrisa, potrebno je početi i završiti uređivanje postojećeg obrisa. Pokazivač se mijenja kako bi pokazao da se nalazite blizu obrisa.



Za više informacija pritisnite **Help (Pomoć)** na upravljačkoj ploči.



1 Pritisnite **Edit (Uređivanje)** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite početnu točku dijela obrisa koji želite uređivati.

3 Nastavite s postavljanjem točaka duž stijenke žile i zatim dva puta pritisnite mjesto na kojem želite da bude završna točka.

4 Ako upotrebljavate **Biplane LVA/RVA (Analiza lijeve/desne klijetke u dvije ravnine)**: obris je moguće urediti na prednjoj slici ili bočnoj slici po želji ili možete urediti obris na obje slike.



5 Da biste uklonili zadnje uređivanje, pritisnite **Undo Last Edit (Poništavanje zadnje izmjene)** na upravljačkoj ploči.

10.6.7 Zadatak Result (Rezultat)

Rezultati analize klijetke prikazani su u zadatku **Result (Rezultat)**.

Ovaj zadatak prikazuje rezultate analize i odabranu krajnju dijastoličku (ED) sliku s naznačenim krajnjim dijastoličkim (ED) i krajnjim sistoličkim (ES) obrisima. Sva su upozorenja povezana s rezultatima analize također prikazana.

Rezultati analize

Volumen na kraju dijastole i na kraju sistole računa se na temelju obrisa i faktora kalibracije pomoću modela izračuna odabranog u prilagođenim postavkama.

Prva iteracija volumena računa se pomoću odabrane metode izračuna volumena. Volumen prikazan u izvješću ispravlja se regresijskom formulom.

Indeksirane vrijednosti mogu se izračunati kada su dostupni demografski podaci o pacijentu.

2D-QA temeljito je provjeren i testiran. Softver je osmišljen za stvaranje matematičkog modela opisanog u medicinskoj literaturi ili medicinskom istraživanju. Tvrtka Philips Medical Systems ne može se smatrati ni na koji način odgovornom za bilo kakvu netočnost nastalu upotrebom ovog softvera. Ako se ne slijede smjernice za kalibraciju, apsolutna mjerenja mogla bi biti netočna ili nepouzdana.

Rezultati analize	Opis	Formula (ako je primjenjiva)
Istisna frakcija (EF)	Istisna frakcija računa se na temelju volumena na kraju dijastole (EDV) i volumena na kraju sistole (ESV).	$EF (\%) = (EDV - ESV) \div EDV \times 100 \%$
Volumen srca	Ova stavka pokazuje količinu krvi koju srce istisne kroz krvožilni sustav u jednoj minuti. Volumen srca računa se tako da se udarni volumen pomnoži sa srčanom frekvencijom u otkucajima po minuti (BPM).	$Volumen\ srca\ (l/min.) = udarni\ volumen \div 1000 \times BPM$
Srčani indeks	Srčani indeks jest volumen srca indeksiran s površinom tijela.	$Srčani\ indeks\ (l/min./m^2) = volumen\ srca \div površina\ tijela$

Rezultati analize	Opis	Formula (ako je primjenjiva)
Srčana frekvencija (BPM)	Srčana frekvencija prikazuje se u otkucajima po minuti.	
Površina tijela (BSA)	Površina tijela računa se na temelju visine i težine pacijenta. Površina tijela može se upotrijebiti za stvaranje indeksiranih rezultata.	
Metoda indeksiranja	Metoda indeksiranja koja se koristi za izračun indeksiranih rezultata	
Metoda izračuna volumena	Odabrana metoda izračuna volumena	
Regresijska formula za izračun volumena na kraju dijastole	Formula koja se uz metodu izračuna volumena koristi za izračun volumena na kraju dijastole	
Regresijska formula za izračun volumena na kraju sistole	Formula koja se uz metodu izračuna volumena koristi za izračun volumena na kraju sistole	
Ispravljanje obrisa	Ukazuje na to jesu li obrisi ručno ispravljeni tijekom analize.	
Objekt kalibracije	Metoda kalibracije koja se koristi i veličina objekta kalibracije	
Faktor kalibracije	Faktor kalibracije koji sustav računa na temelju ulaznih informacija iz zadatka kalibracije	
Serijska	Broj serije koja se koristi za analizu	
Slika na kraju dijastole	Broj slike koja je odabrana kao slika na kraju dijastole	
Slika na kraju sistole	Broj slike koja je odabrana kao slika na kraju sistole	
Projekcija (prednja/bočna za sustave s dvije ravnine)	Projekcija koja se koristi tijekom snimanja (RAO/LAO)	
Volumen na kraju dijastole (EDV)	Volumen na kraju dijastole računa se pomoću metode izračuna volumena i regresijske formule za volumen na kraju dijastole. Indeksirani volumen na kraju dijastole prikazuje se ako su dostupni demografski podaci o pacijentu.	
Volumen na kraju sistole (ESV)	Volumen na kraju sistole računa se pomoću metode izračuna volumena i regresijske formule za volumen na kraju sistole. Indeksirani volumen na kraju sistole prikazuje se ako su dostupni demografski podaci o pacijentu.	
Udarni volumen (SV)	Udarni volumen računa se oduzimanjem volumena na kraju dijastole od volumena na kraju sistole. Indeksirani udarni volumen prikazuje se ako su dostupni demografski podaci o pacijentu.	$SV (ml) = EDV - ESV$ $\text{Indeksirani SV (ml/m}^2\text{)} = SV \div BSA$

Postavljanje demografskih podataka o pacijentu

Određeni rezultati analize ovise o ispravno postavljenim demografskim podacima o pacijentu, npr. težini, visini i srčanoj frekvenciji pacijenta.

Pomoću visine i težine pacijenta može se izračunati površina tijela (BSA) koja omogućuje izračun indeksiranih rezultata analize. Visina i težina pacijenta, ako postoje, automatski se povlače iz baze podataka pacijenata; možete ih i ručno unijeti.

Pomoću srčane frekvencije pacijenta može se izračunati volumen srca i srčani indeks. Srčana frekvencija pacijenta automatski se unosi ako su ti podaci dostupni u bazi podataka pacijenata ili ih možete unijeti ručno.

Demografske podatke o pacijentu koji se snima možete urediti na sljedeći način.

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite **Edit Patient Demographics (Uređivanje podataka o pacijentu)**.
- 2 Ako se ne prikazuju podaci o visini i težini pacijenta ili ako su ti podaci neispravni, unesite ispravne podatke.
- 3 Unesite srčanu frekvenciju pacijenta.
- 4 Pritisnite **OK (U redu)** kako biste zatvorili dijaloški okvir i vratili se na zadatak **Result (Rezultat)**.

Metode izračuna volumena

Metode izračuna volumena: metoda dužine područja

Metoda dužine područja temelji se na modelu trodimenzionalnog elipsoida simetričnog oko svoje uzdužne osi. Nastali volumen ispravlja se odgovarajućom regresijskom formulom.

Metode izračuna volumena: Simpsonova metoda

Simpsonova metoda ili metoda zbrajanja presjeka temelji se na skupu kružnih presjeka jednake debljine koji su okomiti na uzdužnu os. Nastali volumen ispravlja se odgovarajućom regresijskom formulom.

Regresijske formule

Volumen izračunat iz dvodimenzionalne slike mora se ispraviti kako bi mogao predstavljati trodimenzionalni volumen lijeve klijetke.



OPREZ

Tijekom analize koristi se standardna regresijska formula. To se može promijeniti u postavkama prilagodbe. No rezultati analize možda neće biti točni ako se odlučite za nestandardnu regresijsku formulu koja nije klinički provjerena.

NAPOMENA *Budući da na rezultate analize uvelike utječe regresijska formula koja se upotrebljava, mora se pripaziti prilikom odabira tih faktora.*

NAPOMENA *Preporučuje se da u svrhe standardizacije cijeli odjel upotrebljava istu unaprijed utvrđenu metodu i regresijske formule.*

Unaprijed određena regresijska formula

Različite formule za ispravljanje volumena određuju se radi ispravljanja volumena na kraju dijastole i na kraju sistole. Formule za ispravljanje određuju se na zaslonima prilagodbe i ovise o odabranoj metodi izračuna volumena (i u jednoj i u dvije ravnine).

Korisnički određena regresijska formula

Izračun ispravljenih volumena jest sljedeći (i u jednoj i u dvije ravnine):

- $EDV_{ispr.} = [\text{korisnički određen faktor}] * EDV_{izr.} + [\text{korisnički određena konstanta}]$
- $ESV_{ispr.} = [\text{korisnički određen faktor}] * ESV_{izr.} + [\text{korisnički određena konstanta}]$

Možete bez ograničenja odrediti optimalne formule za ispravljanje volumena na kraju dijastole i na kraju sistole. Korisnički određeni faktori mogu se razlikovati u metodi dužine područja i Simpsonovoj metodi.

Ako vas zanima samo postotak istisne frakcije, to se može dobiti preskakanjem postupka kalibracije.

Formula koja se upotrebljava za rezultate u izvješću prikazana je u izvješću.


Rezultati pokretljivosti stijenke

Rezultati za Wall Motion (Pokretljivost stijenke) nisu prikazani prema zadanim postavkama. Kako bi se rezultati za Wall Motion (Pokretljivost stijenke) uključili na stranicu s rezultatima, odaberite opcije za Wall Motion (Pokretljivost stijenke) na upravljačkoj ploči:

- Slager Wall Motion (Slagerova analiza pokretljivosti stijenke)
- Centerline Wall Motion (Simetralna pokretljivost stijenke)

Slager Wall Motion Results (LVA only) (Rezultati Slagerove analize pokretljivosti stijenke (samo analiza lijeve klijetke))

Slager Wall Motion Results (Rezultati Slagerove analize pokretljivosti stijenke) izračunati su samo za analizu lijeve klijetke (LVA). Stranica s rezultatima uključuje sliku koja pokazuje prikaz modela Slagerove analize pokretljivosti stijenke i grafikone koji pokazuju informacije kodirane u boji koje prikazuju doprinos sveukupnoj istisnoj frakciji (EF) iz svakog područja stijenke srca.



Slika 79 Slager Wall Motion (Slagerova analiza pokretljivosti stijenke)

Metoda Slagerove analize pokretljivosti stijenke temelji se na modelu kontrakcije i opisana je u medicinskoj literaturi:

- Slager, C.J., Hooghoudt, T.E.H., et al., "Quantitative assessment of regional left ventricular motion using endocardial landmarks"
- Slager, D.J., Hooghoudt, T.E.H., et al., "Left ventricular contour segmentation from anatomical landmark trajectories and its application to wall motion analysis"

Metoda se upotrebljava za opis pomaka između kraja dijastole i kraja sistole pojedinih točaka na stijenci lijeve klijetke. Izračuni se temelje na slikama u standardnoj projekciji pod kutom od 30 stupnjeva s prednje desne kosine koja je također potrebna kod upotrijebljenog izračuna volumena.

Na lijevoj strani stranice s rezultatima vidi se kompozitni grafikon vrijednosti CREF-a (regionalni doprinos globalnoj istisnoj frakciji) za 20 segmenata. Vrijednosti CREF-a izvedene su iz podataka o sistoličkoj stijenci i skraćanju uzdužne osi lijeve klijetke. Pojedinačne prednje i stražnje vrijednosti CREF-a pacijenta su superponirane i povezane ravnim crtama.

Radi usporedbe kvantitativnih rezultata s onima nastalima uobičajenim vizualnim tumačenjem granica lijeve klijetke dijeli se na 5 anatomskih regija sljedećih naziva: anterobazalna, anterobočna, apikalna, dijafragmalna i posterobazalna. Segmenti se dodjeljuju tim regijama, a vrijednosti CREF-a regija također su navedene.


Pri rezultatima Analize lijeve klijetke (LVA) siva traka predstavlja parametre pokretljivosti stijenke kod normalne populacije pacijenata koje je prikupio Thorax Center, Sveučilište Erasmus i Sveučilišna bolnica Dijkzigt iz Rotterdama u Nizozemskoj. Siva traka prikazuje prosječnu normalnu vrijednost uz standardno odstupanje od ± 2 .

Na lijevoj strani stranice s rezultatima vidi se slika na kraju dijastole odabrana za (EF) analizu lijeve klijetke s konturama prihvaćenima tijekom analize. Segmentalna pokretljivost stijenke lijeve klijetke računa se duž 20 ravnih crta, koje se računaju matematičkim izrazima izvedenima iz putanja anatomskih orijentira kod normalnih pacijenata.

Tih 20 crta nastaje iz 20 precizno određenih konturnih točaka na kraju dijastole ili segmenata, 10 prednjih i 10 stražnjih. Brojevi točke ili segmenta navedeni su duž konture. Središte kontrakcije određuje se za svaki par dviju nasuprotnih konturnih točaka na kraju dijastole.

Centerline Wall Motion Results (LVA / RVA) (Rezultati simetralne pokretljivosti stijenke (Analiza lijeve klijetke / Analiza desne klijetke))

Rezultati simetralne pokretljivosti stijenke mogu se prikazati za Analizu lijeve klijetke (LVA) i Analizu desne klijetke (RVA). Stranica s rezultatima sadrži sliku koja pokazuje prikaz otkrivene pokretljivosti stijenke, tablicu koja prikazuje kinetičke dijelove i grafikone koji prikazuju normaliziranu pokretljivost i standardno odstupanje.



Slika 80 Centerline Wall Motion (Simetralna pokretljivost stijenke)

Metoda simetralne pokretljivosti stijenke opisana je u medicinskoj literaturi: Sheehan, F.H. "Advantages and applications of the centerline method for characterizing regional ventricular function".

Metoda simetralne pokretljivosti stijenke opisuje pomak između kraja dijastole i kraja sistole pojedinih točaka na stijenci klijetke. Izračuni se temelje na slikama u standardnoj projekciji pod kutom od 30 stupnjeva s prednje desne kosine koja je također potrebna kod upotrijebljenog izračuna volumena.

Određuje se simetrala između kontura na kraju dijastole i na kraju sistole. Određuje se 100 ekvidistantnih linija okomitih na tu simetralu. Na grafičkom se prikazu prikazuje samo 50 linija. Linije se određuju tako da se međusobno ne sijeku.

Osim slike s konturama i linijama, stol naznačuje hiperkinetičke dijelove (više od dva standardna odstupanja normalnog pomicanja) i hipokinetičke dijelove (manje od minus dva standardna odstupanja normalnog pomicanja).

Grafikoni su također prikazani i naznačuju normaliziranu pokretljivost i standardno odstupanje na temelju dužine linija. Okomita os predstavlja dužinu, a vodoravna os položaj mjernih točaka na stijenci klijetke.

U rezultatima Analize lijeve klijetke (LVA) siva traka predstavlja parametre pokretljivosti stijenke kod normalne populacije. Siva traka predstavlja parametre pokretljivosti stijenke kod normalne populacije pacijenata, kao što je opisano u prethodno navedenom članku Sheehana. Siva traka prikazuje prosječnu normalnu vrijednost uz standardno odstupanje od ± 2 . Navedeno nije dostupno u rezultatima Analize desne klijetke (RVA).

Reference

Izračuni u 2D kvantitativnoj analizi izvedeni su u skladu s metodama opisanima u medicinskoj literaturi.

LVA

Autor	Članak
Sandler, H. i Dodge, H.T.	The use of single plane angiocardiograms for the calculation of left ventricular volume in man. American Heart Journal, 75, (3), 1968., str. 325-334.
Folland, E.D. i Parisi, A.F.,	Ventricular volume and function, in: Textbook of two-dimensional echocardiography, Tala-no, J.V. i Gardin, J.M. (ur.), Grune & Stratton (New York), str. 165, 1983.
Reiber, J.H.C., Viddeleer, A.R., Koning, G. et al.	Left ventricular regression equations from single plane cine and digital X-ray ventriculo-grams revisited, International Journal of Cardiac Imaging, 12: 69-78, 1996.
Brower, P.W., Meester, G.T., Hugenholtz, P.G.	Quantification of ventricular performance: A computer-based system for the analysis of an-giographic data, Cath. and Cardiovasc. Diagn., 1, str. 133-155, 1975.
Brower, P.W. i Meester, G.T.	Quantification of left ventricular function in patients with coronary disease, u: Clinical and research applications of engineering principles, University Park Press (Baltimore), pog. 16, 1979.
McHale, P.A. i Greenfield, J.C.,	Evaluation of several geometric models for estimation of left ventricular circumferential wall stress, Circ. Res, 33, str. 303-312, 1973.
Yang, S.S., Bentivoglio, L.G., et al.	From cardiac catheterization data to hemodynamic parameters, 3rd edition, F.A. Davis Company (Philadelphia), str. 42, 1988.
Koning, G., Brand, M. van den, Zorn, I., et al.	Usefulness of digital angiography in the assessment of left ventricular ejection fraction, Cath. and Cardiovasc. Diagn., 21, str. 185-194, 1990.
Kennedy, J.W., Trenholme, S.E. i Kasser, I.S.	Left ventricular volume and mass from single-plane cineangiocardiograms. A comparison of anteroposterior and right anterior oblique methods. American Heart Journal, 1970., str. 348.
Lange, P.E., Onnasch, et al.,	Angiocardiographic left ventricular volume determination. Accuracy as determined from human casts and clinical application. Eur. J. Cardiology, 1978., sv. 8.
Dodge, H.T., Sandler H. et al.	The use of biplane angiography for measurement of left ventricular volume in man. Am.Heart, 1960., sv. 60.

RVA

Autor	Članak
Arcilla RA, Tsai P, Thilenius O, Ranniger K.	Angiographic method for volume estimation of right and left ventricles. Chest 1971.; 60(5): 446-454.
Boak JG, Bove AA, Kreulen T, Spann JF.	A geometric basis for calculation of right ventricular volume in man. Cathet Cardiovasc Di-agn 1977.; 3(3): 217-230.
Ferlinz J.	Measurements of right ventricular volumes in man from single plane cineangiograms. A comparison to the biplane approach. Am Heart J 1977.; 94(1): 87-90.
Gentzler RD, Briselli MF, Gault JH.	Angiographic estimation of right ventricular volume in man. Circulation 1974.; 50(2): 324-330.
Krebs W, Erbel R, Schweizer P, et al.	Right ventricular volume determination by two-dimensional echocardiography and radiog-raphy in model hearts using a subtraction method. Z Kardiol 1982.; 71(6): 413-420.
Lange PE, Onnasch D, Farr FL, Malerczyk V, Heintzen PH.	Analysis of left and right ventricular size and shape, as determined from human casts. de-scription of the method and its validation. Eur J Cardiol 1978.; 8(4-5): 431-448.
Thilenius OG, Arcilla RA.	Angiographic right and left ventricular volume determination in normal infants and chil-dren. Pediatr Res 1974.; 8(2): 67-74.
Grothues F, Moon JC, Bel-lenger NG, Smith GS, Klein HU, Pennell DJ.	Interstudy reproducibility of right ventricular volumes, function, and mass with cardiovas-cular magnetic resonance. Am Heart J 2004.; 147(2): 218-223.
Helbing WA, Rebergen SA, Maliepaard C, et al.	Quantification of right ventricular function with magnetic resonance imaging in children with normal hearts and with congenital heart disease. Am Heart J 1995.; 130(4): 828-837.

Autor	Članak
Rominger MB, Bachmann GF, Pabst W, Rau WS.	Right ventricular volumes and ejection fraction with fast cine mr imaging in breath-hold technique: applicability, normal values from 52 volunteers, and evaluation of 325 adult cardiac patients. J Magn Reson Imaging 1999.; 10(6): 908-918.
Graham TP Jr, Jarmakani JM, Atwood GF, Canent RV Jr.	Right ventricular volume determinations in children. normal values and observations with volume or pressure overload. Circulation 1973.; 47(1): 144-153.
Lange PE, Onnasch D, Farr FL, Heintzen PH.	Angiocardiographic right ventricular volume determination. accuracy, as determined from human casts, and clinical application. Eur J Cardiol 1978.; 8(4-5): 477-501.
Shimazaki Y, Kawashima Y, Mori T, Beppu S, Yokota K.	Angiographic volume estimation of right ventricle. re-evaluation of the previous methods. Chest 1980.; 77(3): 390-395.
Ferlinz J, Gorlin R, Cohn PF, Herman MV.	Right Ventricular performance in patients with coronary artery disease. Circulation 1975.; 52(4): 608-615.
Helbing WA, Niezen RA, Le Cessie S, Geest RJvan der, Ottenkamp J, Roos Ade.	Right ventricular diastolic function in children with pulmonary regurgitation after repair of tetralogy of fallot: volumetric evaluation by magnetic resonance velocity mapping. J Am Coll Cardiol 1996.; 28(7): 1827-1835.
Ferlinz J.	Angiographic assessment of right ventricular volumes and ejection fraction. Cathet Cardiovasc Diagn 1976.; 2(1): 5-14.
Lange PE, Onnasch D, Beurich HW, Heintzen PH.	Angiographic volume determination of the right ventricle. Ann Radiol (Pariz) 1978.; 21(4-5): 369-374.
Beier J, Wellnhofer E, Oswald H, Fleck E.	Accuracy and precision of angiographic volumetry methods for left and right ventricle. Int J Cardiol 1996.; 53(2): 179-188.
Dubel HP, Romaniuk P, Tschapek A.	Investigation of human right ventricular cast specimens. Cardiovasc Intervent Radiol 1982.; 5(6): 296-303.
Wellnhofer E, Krulls-Munch J, Sauer U, Oswald H, Fleck E	A New Methodologic approach for determining right ventricular volumes from transesophageal echocardiography. Z Kardiol 1994.; 83(7): 482-494.

10.7 Upravljanje rezultatima

Stranice s rezultatima možete pregledati, spremiti ili izbrisati u zadatku **Result** (Rezultat).

Ako su stranice s rezultatima trenutačno odabrane aplikacije za analizu već spremljene za trenutačnu pretragu, one se prikazuju na upravljačkoj ploči na popisu **Existing result pages** (Postojeće stranice s rezultatima).

10.7.1 Spremanje stranice s rezultatima

Kada spremite stranicu s rezultatima, ista je pohranjena u bazi podataka pacijenta s trenutnom pretragom.



1 Kada je analiza završena, pritisnite zadatak **Result** (Rezultat).



2 Pritisnite **Save Result** (Spremanje rezultata).

10.7.2 Provjera spremljene stranice s rezultatima

Stranicu sa spremljenim rezultatima možete provjeriti u zadatku **Result** (Rezultat).

Moguće je izvršiti provjeru samo za stranice rezultata trenutno odabrane aplikacije analize.

Na ploči **Existing result pages** (Postojeće stranice s rezultatima) prelistajte stranice spremljenih rezultata i odaberite željenu stranicu.

10.7.3 Brisanje stranice s rezultatima

Prethodno spremljenu stranicu s rezultatima možete izbrisati u zadatku **Result (Rezultat)**.

Na popisu **Existing result pages (Postojeće stranice s rezultatima)** prođite kroz spremljene stranice s rezultatima, desnom tipkom miša pritisnite željenu stranicu i pritisnite **Delete (Brisanje)**.

10.8 Postavke 2D kvantitativne analize (2D-QA)

U sljedećim se poglavljima nalaze informacije o prilagodbi programa 2D-QA vašem željenom tijeku rada.

10.8.1 Mijenjanje zadanih postavki kalibracije

NAPOMENA *Promjene postavki prilagodbe koje napravi jedan korisnik primjenjuju se na sve korisnike.*



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)**.



2 Na lijevoj strani zaslona na području **Measurements and Analysis (Mjerenja i analiza)** pritisnite **Calibration and Vessel Analysis (Kalibracija i analiza krvne žile)**.

3 Po želji promijenite sljedeće postavke:

Stavka	Postavke	Napomene
Default Manual Calibration (Zadana ručna kalibracija)	Catheter (Kateter)	Ovom se postavkom određuje koja je zadana metoda ručne kalibracije ako nije dostupna automatska kalibracija.
	Distance (Udaljenost)	
	Sphere (Kugla)	
Predefined catheter size values (French) (Unaprijed određene veličine katetera u Fr)	Kako biste promijenili unaprijed određenu veličinu, odaberite stavku i unesite novu vrijednost.	Najmanja vrijednost katetera koju možete unijeti jest 4 Fr.
	Kako biste dodali dodatnu veličinu, njezinu vrijednost unesite u okvir.	
	Kako biste uklonili stavku, odaberite njezinu vrijednost i pritisnite BACKSPACE.	
Predefined distance values (mm) (Unaprijed određene udaljenosti u mm)	Kako biste promijenili unaprijed određenu udaljenost, odaberite stavku i unesite novu vrijednost.	
	Kako biste dodali dodatnu udaljenost, unesite njezinu vrijednost u okvir.	
	Kako biste uklonili stavku, odaberite njezinu vrijednost i pritisnite BACKSPACE.	
Predefined sphere size values (mm) (Unaprijed određene veličine kugle u mm)	Kako biste promijenili unaprijed određenu veličinu, odaberite stavku i unesite novu vrijednost.	
	Kako biste dodali dodatnu veličinu, njezinu vrijednost unesite u okvir.	
	Kako biste uklonili stavku, odaberite njezinu vrijednost i pritisnite BACKSPACE.	

NAPOMENA *Na ploči Calibration and Vessel Analysis (Kalibracija i analiza krvne žile) možete promijeniti i zadane postavke krivulje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Mijenjanje zadanih postavki prikaza krivulje kod analize QCA/QVA \(stranica 189\)](#).*



4 Kako biste poništili sve promjene napravljene na ploči **Calibration and Vessel Analysis (Kalibracija i analiza krvne žile)**, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



5 Za vraćanje postavki sustava na zadane vrijednosti pritisnite **Reset Default (Ponovno postavljanje na zadano)**.

Stavka	Zadane postavke	Ulazni raspon
Zadana ručna kalibracija	Kateter	Nije primjenjivo

Stavka	Zadane postavke	Ulazni raspon
Unaprijed određene veličine katetera (French)	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	4 Fr do 12 Fr
Unaprijed određene udaljenosti (mm)	10, 15, 35, 50	10 mm do 100 mm
Unaprijed određene veličine kugle (mm)	45, 50, 55	10 mm do 100 mm



6 Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.

10.8.2 Mijenjanje zadanih postavki prikaza krivulje kod analize QCA/QVA



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)**.



2 Na lijevoj strani zaslona na području **Measurements and Analysis (Mjerenja i analiza)** pritisnite **Calibration and Vessel Analysis (Kalibracija i analiza krvne žile)**.

3 Po želji promijenite sljedeću postavku.

Stavka	Postavke
Default Curve Display (Zadani prikaz krivulje)	Diameter (Promjer)
	Diameter & Area (Promjer i površina)



4 Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.

10.8.3 Promjena zadanih postavki analize lijeve klijetke (LVA)



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)**.



2 Na lijevoj strani zaslona u odjeljku **Measurements and Analysis (Mjerenja i analiza)** pritisnite **Left Ventricle Analysis (Analiza lijeve klijetke)**.

3 Po želji promijenite sljedeće postavke:

Stavka	Postavke	Napomene
Default Index method (Zadana metoda indeksiranja)	BSA	Volumen srca je uvijek indeksiran prema površini tijela, bez obzira na odabranu metodu indeksiranja.
	$BSA^{1.219}$	
	Weight (Težina)	
Monoplane Volume Method List (Popis metoda izračuna volumena u jednoj ravnini)	Area Length (Dužina područja)	
	Simpson (Simpsonova metoda)	
Monoplane Regression Formulas (Regresijske formule za jednu ravninu)	Area Length (Dužina područja)	
	RAO30, EDV, ESV = 0,783, Vizr. = -3,759, Odrasli / Djeca	
	RAO30, EDV, ESV = 0,810, Vizr. = 1,9, Odrasli / Djeca	
	RAO30, EDV, ESV = 0,822, Vizr. = 0, Odrasli / Djeca	
	Simpson (Simpsonova metoda)	
	RAO30, EDV, ESV = 0,737, Vizr. = -4,649, Odrasli / Djeca	Možete odabrati unaprijed određenu formulu regresije ili možete unijeti korisnički određenu formulu u ponuđene okvire.

Stavka	Postavke	Napomene
Biplane Volume Method List (Popis metoda izračuna volumena u dvije ravnine)	Area Length (Dužina područja)	
Biplane Regression Formulas (Regresijske formule za dvije ravnine)	RAO30/LAO60, EDV, ESV = 0,989, Vizr. = -8,1, Odrasli / Djeca Možete odabrati unaprijed određenu formulu regresije ili možete unijeti korisnički određenu formulu u ponuđene okvire.	
Rotation Range (Raspon rotacije)	Unesite raspon u okvire u kojima su upozorenja potisnuta.	
Angulation Range (Raspon nagiba)	Unesite raspon u okvire u kojima su upozorenja potisnuta.	



4 Da biste uklonili promjene koje ste napravili na ploči **Left Ventricle Analysis (Analiza lijeve klijetke)**, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



5 Za vraćanje postavki sustava na zadane vrijednosti pritisnite **Reset Default (Ponovno postavljanje na zadano)**.

Stavka	Zadane postavke	Ulazni raspon
Zadana metoda indeksiranja	BSA	Nije primjenjivo
Popis metoda za volumen LVA u jednoj ravnini	Dužina područja	Nije primjenjivo
Regresijska formula za LVA u jednoj ravnini	EDV, ESV = 0,783, Vizr. = -3,759	Nije primjenjivo
Popis metoda za volumen LVA u dvije ravnine	Dužina područja	Nije primjenjivo
Regresijska formula za LVA u dvije ravnine	EDV, ESV = 0,989, Vizr. = -8,1	Nije primjenjivo
Raspon rotacije / nagiba za LVA	-10 stupnjeva do +10 stupnjeva	-20 stupnjeva do +20 stupnjeva



6 Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.

10.8.4 Promjena zadanih postavki analize desne klijetke (RVA)



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)**.



2 Na lijevoj strani zaslona u odjeljku **Measurements and Analysis (Mjerenja i analiza)** pritisnite **Right Ventricle Analysis (Analiza desne klijetke)**.

3 Po želji promijenite sljedeće postavke:

Stavka	Postavke
Default Index method (Zadana metoda indeksiranja)	BSA BSA ^{1.219} Weight (Težina)
Age Threshold (Dobna granica)	Unesite vrijednost u okvir kako biste odredili dobni prag za dijete / odraslu osobu.
Monoplane Volume Method List (Popis metoda izračuna volumena u jednoj ravnini)	Pyramid (Piramida)
Monoplane Regression Formulas (Regresijske formule za jednu ravninu)	RAO30, EDV, ESV = 0,898, Vizr. = 3,862, Odrasli Možete odabrati unaprijed određenu formulu regresije ili možete unijeti korisnički određenu formulu u ponuđene okvire.
Biplane Volume Method List (Popis metoda izračuna volumena u dvije ravnine)	Area Length (Dužina područja) Simpson (Simpsonova metoda)

Stavka	Postavke
Biplane Regression Formulas (Regresijske formule za dvije ravnine)	Area Length (Dužina područja) AP/lateralno, EDV, ESV = 0,779, Vizr. = -1,807, Odrasli RAO30/LAO60, EDV, ESV = 0,79, Vizr. = 0,238, Odrasli RAO45/LAO45, EDV, ESV = 0,737, Vizr. = -1,435, Odrasli RAO60/LAO30, EDV, ESV = 0,749, Vizr. = 0,836, Odrasli Bilo koja projekcija, EDV, ESV = 0,76, Vizr. = -0,2, Odrasli AP/lateralno, EDV, ESV = 0,898, Vizr. = 2,8, Djeca AP/lateralno, EDV, ESV = 0,68, Vizr. = 0, Djeca Simpson (Simpsonova metoda) AP/lateralno, EDV, ESV = 0,649, Vizr. = 0, Djeca Možete odabrati unaprijed određenu formulu regresije ili možete unijeti korisnički određenu formulu u ponuđene okvire.
Rotation Range (Raspon rotacije)	Unesite raspon u okvire u kojima su upozorenja potisnuta.
Angulation Range (Raspon nagiba)	Unesite raspon u okvire u kojima su upozorenja potisnuta.



4 Da biste uklonili promjene koje ste napravili na ploči **Right Ventricle Analysis (Analiza desne klijetke)**, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



5 Za vraćanje postavki sustava na zadane vrijednosti pritisnite **Reset Default (Ponovno postavljanje na zadano)**.

Stavka	Zadane postavke	Ulazni raspon
Zadana metoda indeksiranja	BSA	Nije primjenjivo
RVA dobni prag	16 godina	1 do 120 godina
Popis metoda za volumen RVA u jednoj ravnini	Samo piramida - nije prilagodljivo	Nije primjenjivo
Regresijska formula za RVA u jednoj ravnini	EDV, ESV = 0,898, Vizr. = 3,862	Nije primjenjivo
Popis metoda za volumen RVA u dvije ravnine	Dužina područja	Nije primjenjivo
Regresijska formula za RVA u dvije ravnine	EDV, ESV = 0,779, Vizr. = -1,807	Nije primjenjivo
Raspon rotacije / nagiba za RVA	-10 stupnjeva do +10 stupnjeva	-20 stupnjeva do +20 stupnjeva



6 Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.

11 Upotreba druge opreme

Sustav je osmišljen za upotrebu s drugim dodatnim i integriranim sustavima i opremom.

U ovim se Uputama za uporabu nalaze osnovne informacije o interakciji sustava s drugom opremom. Pojediniosti o upotrebi druge opreme potražite Uputama za uporabu isporučenima s opremom.

11.1 Dodatna oprema


U ovom poglavlju nalaze se informacije o dodatnoj opremi koja je dostupna sa sustavom.

11.1.1 Dodatna pomoćna vodilica stola

Dodatnu pomoćnu vodilicu stola možete iskoristiti za postavljanje modula i dodatne opreme bliže uzglavlju površine stola. Maksimalno opterećenje dodatne pomoćne vodilice stola ne smije biti veće od 100 N prema dolje (ograničenje stola), dok maksimalni negativni moment sile mora biti do 40 Nm, a pozitivni moment sile do 20 Nm (ograničenje stola).

Dodatna pomoćna vodilica stola dostupna je u verzijama za EU i SAD (verzija za SAD ima crni anodizirani premaz). Moduli koji su osmišljeni za verziju za EU ne sjedaju dobro u verziju za SAD; moduli bi se mogli odvojiti od vodilice.

- 1 Otvorite stezaljke dodatne pomoćne vodilice stola, postavite vodilicu na rub površine stola i zatim zatvorite stezaljke kako bi učvrstili vodilicu.



Slika 81 Dodatna pomoćna vodilica stola

- 2 Priključite module na dodatnu pomoćnu vodilicu stola.

Dodatna pomoćna vodilica stola može se upotrijebiti za 2 modula ili 1 modul i kiruršku dodatnu opremu. Maksimalna težina ne smije premašiti 10 kg. Pri postavljanju kirurške dodatne opreme na dodatnu pomoćnu vodilicu stola, koja će se postaviti po širini stola, maksimalna sila ne smije premašiti 4 kg na sredini stola.

- 3 Provjerite jesu li svi kabeli postavljeni u nosače kabela.
- 4 Kako biste uklonili dodatnu pomoćnu vodilicu stola, učinite sljedeće:
 - a Uklonite module i priključite ih na standardnu vodilicu stola za dodatnu opremu.
 - b Uklonite dodatnu pomoćnu vodilicu stola s površine stola.


11.1.2 Oslonci za ruke

Sljedeći oslonci za ruke dostupni su za upotrebu sa sustavom:

- Komplet oslonaca za lakat: Koriste se kako bi pacijentu bilo udobnije te da se spriječi da pacijentove ruke vise preko ruba stola.
- Ploča oslonca za ruku: Koristi se kao oslonac za ruku pacijenta tijekom postupaka brahiocefalične kateterizacije.
- Ploča oslonca za rame. Koristi se kao oslonac za obje ruke pacijenta tijekom postupaka brahiocefalične kateterizacije.
- Oslonac za ruku podesiv po visini: Koristi se za upravljanje protokom krvi tijekom venske digitalne suptrakcijske angiografije (DSA).

11.1.3 Upotreba oslonca za lakat

- 1 Namjestite pacijenta na stolu prije upotrebe oslonca za lakat.
- 2 Pogurnite oslonac za lakat ispod pacijenta između površine stola i madraca.




Slika 82 Namještanje oslonca za lakat

- 3 Postavite pacijentovu ruku na oslonac za lakat.


11.1.4 Upotreba ploče oslonca za ruku

- 1 Postavite pacijenta na stol prije upotrebe ploče oslonca za ruku.
- 2 Pjenastu podlogu pričvrstite na ploču oslonca za ruku pazeći da je ploča oslonca za ruku prošla kroz prsten podloge.



Slika 83 Pričvršćivanje pjenaste podloge na ploču oslonca za ruku

- 3** Dok je pjenasta podloga okrenuta prema gore, pogurnite ploču oslonca za ruku ispod pacijentova ramena između površine stola i madraca.
- 4** Postavite pacijentovu ruku na ploču oslonca za ruku.




Slika 84 Namještanje pacijentove ruke

11.1.5 Upotreba oslonca za ruku podesivog po visini

NAPOMENA *Oslonac za ruku podesiv po visini ne može se upotrebljavati za rendgenske postupke na ruci. U takvim se slučajevima mora upotrijebiti ploča oslonca za ruku. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba ploče oslonca za ruku \(stranica 193\)](#).*



- 1** Pacijenta polegnite na stol.
Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Namještanje pacijenta na stol \(stranica 55\)](#).
- 2** Stezaljku za dodatnu opremu na stolu montirajte u željeni položaj na površini stola i zategnite polugu za blokiranje.



Slika 85 Postavljanje stezaljke za dodatnu opremu na površini stola



3 Učinite jedno od sljedećeg:

- Pričvrstite produžetak oslonca za ruku na oslonac za ruku i po potrebi prilagodite dužinu produžetka.



Slika 86 Upotreba produžetka oslonca za ruku

- Pričvrstite ručku oslonca za ruku na oslonac za ruku i po potrebi prilagodite dužinu ručke.




Slika 87 Upotreba ručke oslonca za ruku

- 4** Namjestite oslonac za ruku u stezaljku za dodatnu opremu i zategnite polugu za blokiranje.
- 5** Oslonac za ruku prekrijte biokompatibilnim materijalom kao što je papirnata maramica ili plahta, kako bi izbjegao izravan dodir s pacijentom.
- 6** Postavite kut oslonca za ruku i namjestite ruku pacijenta na oslonac.

11.1.6 Upotreba ploče oslonca za rame

- 1 Ploču oslonca za rame uvucite između madraca i površine stola i ispod ramena pacijenta.




Slika 88 Upotreba ploče oslonca za rame

- 2 Pacijentovu ruku stavite na ploču oslonca.

11.1.7 Stalak za infuziju

Stalak za infuziju možete priključiti na vodilicu stola za dodatnu opremu kako biste objesili vrećice s tekućinom. Maksimalno dopušteno opterećenje staka za infuziju jest 2 kg po kuki.

- 1 Pričvrstite stezaljke vodilice za dodatnu opremu na vodilicu i smjestite stalak za infuziju u stezaljku vodilice.
- 2 Zategnite stezaljku kako biste učvrstili stalak za infuziju.




Slika 89 Pričvršćivanje staka za infuziju

- 3 Kako biste podesili visinu staka za infuziju, olabavite stezaljku za podešavanje visine, podesite visinu staka za infuziju i zatim zategnite stezaljku.

11.1.8 Moždani filter

Moždani filter poboljšava ukupnu kvalitetu slike tijekom neuroangiografskih postupaka.

- 1 Kako biste namjestili moždani filter, isti gurnute na rub kućišta rendgenske cijevi.




Slika 90 Namještanje moždanog filtra

- 2 Za uklanjanje moždanog filtra stavite prst u rupu filtra i podignite ga izvan ruba kućišta rendgenske cijevi.

11.1.9 Periferni rendgenski filtri

Periferni rendgenski filtri smanjuju mogućnosti pomicanja pacijenta tijekom donjih perifernih angiografskih postupaka.



Slika 91 Periferni rendgenski filtri

Središnji je filter označen kako bi se olakšala mjerenja na snimljenim slikama. Oznake su postavljene na udaljenosti od 5 cm (2 inča).

- 1 Središnji periferni filter postavite pažljivo između nogu pacijenta tako da je široki dio kod pacijentovih stopala, a uski dio što je moguće više.



UPOZORENJE

Periferni rendgenski filtri sadrže bakar. Morate upotrijebiti platu ili prekrivač kako biste izbjegli izravan dodir s kožom pacijenta.

- 2 Imobilizirajte noge pacijenta kod koljena i gležnjeva pomoću remenja.

Koljena pacijenata koji imaju genu varum (O-noga) treba lagano podići i poduprijeti, a zatim čvrsto zavezati.


Koljena pacijenata koji imaju genu valgum (X-noga) treba lagano podići i poduprijeti, a zatim čvrsto zavezati pacijentove gležnjeve.

- 3 Bočne filtre postavite što je bliže moguće uz noge pacijenta tako da je širi dio kod pacijentovih stopala.
- 4 Filtre oblikujte uz noge pacijenta tako da između filtara i nogu ne ostanu praznine.

11.1.10 Oslonac za glavu


Oslonac za glavu osigurava veću udobnost za pacijenta i smanjuje mogućnost pomicanja glave tijekom postupka.

- 1 Postavite postolje oslonca za glavu na uzglavlje stola tako da je njegov pravokutni dio uz madrac, no ne i na madracu.
- 2 Postavite zaobljeni dio oslonca za glavu na postolje oslonca za glavu i poravnajte oznake.



Slika 92 Namještanje oslonca za glavu

- 3 Pacijentovu glavu postavite tako da se udobno smjesti u osloncu za glavu.
- 4 Dodajte i traku za glavu kao dodatnu potporu.



Slika 93 Namještanje pacijenta u oslonac za glavu

S osloncem za glavu možete upotrijebiti i neuroradiologijski umetak. Dodatne pojedinosti o neuroradiologijskom umetku potražite u poglavlju [Neuroradiologijski umetak \(stranica 199\)](#).

11.1.11 Madrac

Madrac pruža udobnost za pacijenta i ravnomjerno raspoređuje težinu pacijenta.

Postoje tri vrste dostupnih madraca:

- Standardno
- Kardiološka primjena
- Neurološka

NAPOMENA *Madrac ne sadrži lateks.*


Prije namještanja pacijenta na madrac otvorite čep za zrak madraca kako bi se madrac mogao ispravno proširiti i skupiti s težinom pacijenta.

Zatvorite čep za zrak tijekom čišćenja madraca. Kada madrac nije u upotrebi, čep za zrak može se potpuno gurnuti u madrac.

11.1.12 Neuroradiologijski umetak

Neuroradiologijski umetak možete upotrijebiti za namještanje pacijentove glave u izocentar tijekom neuroradioloških postupaka. Neuroradiologijski umetak trebao bi se koristiti u kombinaciji s osloncem za glavu. Dodatne pojedinosti o osloncu za glavu potražite u poglavlju [Oslonac za glavu \(stranica 198\)](#).

- 1 Pogurnite konični dio neuroradiologijskog umetka ispod madraca kod uzglavlja stola tako da je vidljiv samo pravokutni dio umetka.
- 2 Oslonac za glavu stavite iznad pravokutnog dijela neuroradiologijskog umetka.
- 3 Pacijentovu glavu postavite tako da se udobno smjesti u osloncu za glavu.




Slika 94 Namještanje neuroradiologijskog umetka

11.1.13 Kompresor na koloturu

Kompresor na koloturu primjenjuje umjerenu kompresiju na pacijenta i smanjuje mogućnost njegova pomicanja. Time se poboljšava vizualizacija unutarnjih organa.

- 1 Jedinicu postavite na rub stola i pritegnite dodatke ispod jedinice.
- 2 Polugu za otpuštanje pritisnite prema dolje kako biste otpustili traku za kompresiju.
- 3 Postavite traku za kompresiju preko pacijenta i provucite ispod stola, a zatim postavite kraj trake preko valjka za traku za kompresiju.



Slika 95 Postavljanje trake za kompresiju


- 4 Namotač kolotura okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste povećali kompresiju. Pripazite na količinu kompresije.

- 5 Kako bi smanjili kompresiju, pritisnite polugu za otpuštanje prema dolje i okrenite namotač kolotura u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- 6 Kako biste otpustili traku za kompresiju nakon završetka postupka, učinite sljedeće:
 - a Pogurnite polugu za otpuštanje prema dolje.
 - b Izvucite traku iz valjka za traku za kompresiju.
 - c Namojtate traku okretanjem namotača kolotura u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - d Uklonite jedinicu s ruba stola.

11.1.14 Stezaljke na vodilici za dodatnu opremu


Stezaljke na vodilici za dodatnu opremu omogućuju vam da pričvrstite kompatibilnu dodatnu opremu na vodilicu stola za dodatnu opremu.

- 1 Stezaljku navucite na vodilicu za dodatnu opremu.



Slika 96 Namještanje stezaljke na vodilici za dodatnu opremu

- 2 Namjestite dodatnu opremu u stezaljku.



Slika 97 Namještanje dodatne opreme u stezaljku


- 3 Gumb na stezaljki okrenite tako da su stezaljka i dodatna oprema čvrsto pričvršćene na vodilicu za dodatnu opremu.

Kada nije namještena nikakva dodatna oprema u stezaljki, istu je potrebno ukloniti s vodilica.

11.1.15 Komplet ručki i stezaljki


Komplet ručki i stezaljki pruža sigurnost i udobnost pacijentu tijekom pomicanja bočnog i okomitog nagiba.

- 1 Pričvrstite stezaljku za dodatnu opremu na površini stola sa svake strane stola u odgovarajući položaj.



Slika 98 Postavljanje stezaljke za dodatnu opremu na površini stola

- 2 Postavite ručke u stezaljke i zategnite poluge za zaključavanje.



Slika 99 Namještanje ručki

11.1.16 Laserski alat XperGuide (opcija)

Laserski alat XperGuide služi kao pomoć u namještanju. Pričvršćuje se na stol za pacijenta za korištenje tijekom perkutanih intervencija.



UPOZORENJE


Laserski alat XperGuide sadrži laser koji se prema klasifikaciji IEC-a razvrstava u laserske proizvode klase 1. Izbjegavajte izlaganje očiju laseru u svakom trenutku.



UPOZORENJE

Laserski alat nemojte koristiti za istraživanje. Laserski alat služi isključivo za poravnanje.

Laserskim alatom označava se ulazna točka za iglu na koži te korisniku koji drži iglu pomaže da odredi ispravan položaj i orijentaciju.




Slika 100 Laserski alat i punjač

Laserski se alat upotrebljava u držaču laserskog alata koji je pričvršćen na stol stezaljkom za dodatnu opremu na površini stola.

Strelica na sljedećoj slici pokazuje gdje se nalazi otvor lasera na laserskom alatu.



Slika 101 Otvor lasera na laserskom alatu




Slika 102 Držač laserskog alata

Jednokratni sterilni pokrivači ne isporučuju se s laserskim alatom i moraju se nabaviti od lokalnog dobavljača.

Uključivanje i isključivanje laserskog alata XperGuide

- 1 Kako biste uključili laserski alat, pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje na gornjem dijelu alata.

Kada je laserski alat uključen, svjetlosni pokazatelj na gumbu svijetli.



Slika 103 Gumb za uključivanje i isključivanje laserskog alata XperGuide

- 2 Kako biste isključili laserski alat, ponovno pritisnite gumb za uključivanje i isključivanje.


Punjenje laserskog alata XperGuide

Punjač laserskog alata čuvajte u kontrolnoj sobi (izvan okruženja pacijenta).

- 1 Priključite punjač laserskog alata na standardnu strujnu utičnicu.

Kada zasvijetli crveni svjetlosni pokazatelj na punjaču laserskog alata, punjač je priključen na električnu mrežu.

- 2 Umetnite laserski alat u punjač.



Slika 104 Punjač laserskog alata XperGuide

Kada je uključen zeleni svjetlosni pokazatelj, laserski se alat puni.

Kada se isključi zeleni svjetlosni pokazatelj, laserski je alat potpuno napunjen.

- 3 Punjač laserskog alata izvucite iz strujne utičnice.
- 4 Laserski alat napunite nakon svakog korištenja kako biste osigurali dostupnost lasera za sljedeći postupak.

11.1.17 Bežični nožni prekidač (opcija)

Bežični nožni prekidač ima iste funkcije kao i žičani nožni prekidač isporučen s rendgenskim sustavom.

NAPOMENA *Bežični nožni prekidač stvara, upotrebljava i zrači radiofrekvencijskom energijom te može uzrokovati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji ako nije postavljen i ne koristi se u skladu s uputama za uporabu.*

Ne može se jamčiti da neće doći do radiofrekvencijskih smetnji u određenoj izvedbi. Ako oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, obratite se tehničkoj podršci.

Bežični nožni prekidač mora postaviti kvalificirani servisni inženjer pomoću kompleta za postavljanje tvrtke Philips. Dodatne pojedinosti zatražite od predstavnika tvrtke Philips.


NAPOMENA *Bežični nožni prekidač ne smije doći u dodir s pacijentom. Pripada izolacijskoj klasi II.*

Identifikacijske oznake

Bežični nožni prekidač uparuje se tijekom postavljanja s rendgenskim sustavom tako da nožni prekidač aktivira samo funkcije na podudarajućem rendgenskom sustavu.

Papir sa samoljepljivim identifikacijskim oznakama isporučuje se s bežičnim nožnim prekidačem. Preporučujemo da te oznake iskoristite kako biste označili nožni prekidač i rendgenski sustav.

Na papiru s oznakama nalazi se 6 parova ispisanih brojeva. Jednu oznaku pričvrstite na udubinu u gornjem desnom kutu nožnog prekidača, a zatim pričvrstite odgovarajuću oznaku na jasno vidljivo mjesto na rendgenskom sustavu. Isporučuju se i prazne oznake u slučaju da želite upotrijebiti vlastite identifikacijske oznake.



Slika 105 Položaj udubine za identifikacijske oznake

Funkcijske oznake

Tehnička podrška može konfigurirati funkcije papučica bežičnog nožnog prekidača. Papučici se može pridružiti bilo koja od sljedećih funkcija. Nakon što se nožni prekidač konfigurira, trebalo bi uz ili na papučicu staviti oznaku s funkcijom.

Oznaka	Funkcija
	Dijaskopija
	Dijaskopija – u dvije ravnine
	Dijaskopija – prednji kanal
	Dijaskopija – bočni kanal
	Odabir kanala izlaganja
	Priprema i izlaganje
	Izlaganje za jednu sliku
	Rasvjeta u sobi

Briga i održavanje

Kada nije u upotrebi, tijekom transporta ili kada je pohranjen, bežični nožni prekidač držite na hladnom, suhom mjestu. Nemojte ga nikada paliti, spaljivati ili izlagati visokim temperaturama.

Bežični nožni prekidač sadrži litij-ionske baterije. Mora ga se odložiti u skladu s lokalnim, državnim i federalnim zakonima o odlaganju litij-ionskih baterija. Ako ne možete odložiti bežični nožni prekidač na vašem području, vratite ga proizvođaču radi odlaganja.


Uključivanje i isključivanje bežičnog nožnog prekidača

NAPOMENA *Pobrinite se da je baterija bežičnog nožnog prekidača potpuno napunjena prije upotrebe istog. Ako se baterija isprazni tijekom postupka, nožni će se prekidač isključiti. U tom slučaju priključite punjač na nožni prekidač i nastavite s njegovom upotrebom. Pobrinite se da ne oštetite kabel punjača kada pomičete opremu (primjerice, kolica ili krevete) po sobi za pregled. Također možete i priključiti žičani nožni prekidač na pomoćni priključak nožnog prekidača.*

Prije uporabe sustava provjerite radi li bežični nožni prekidač sa sustavom. Ako su stavljene identifikacijske oznake, provjerite podudaraju li se oznake sustava i oznake nožnog prekidača. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Identifikacijske oznake \(stranica 204\)](#).

Bežični nožni prekidač moguće je staviti u sterilni plastični prekrivač.

- 1 Uključite bežični nožni prekidač pomoću prekidača napajanja na stražnjoj strani nožnog prekidača.



Slika 106 Prekidač napajanja za bežični nožni prekidač (kao primjer prikazan je nožni prekidač za sustav s jednom ravninom; isto vrijedi i za nožni prekidač za sustav s dvije ravnine)

- 2 Provjerite status pokazivača na bežičnom nožnom prekidaču kako biste bili sigurni da je dovoljno napunjen i da je bežična veza funkcionalna.

Indikator stanja baterije		Opis
	Crveno	Razina napunjenosti baterije jest između 0 % i 25 %.
	Zeleno	Razina napunjenosti baterije je između 25 % i 100%.
	Treperi zeleno	Baterija se puni.
Bežični indikator		Opis
	Isključivanje	Bežična je veza funkcionalna.

Bežični indikator	Opis
	Crveno Nije dostupna bežična veza. Nemojte upotrebljavati nožni prekidač. Pričekajte da se isključi pokazivač bežične veze prije nego što upotrijebite nožni prekidač. Ako je crveno svjetlo indikatora uključeno duže od 10 sekundi, isključite, a zatim ponovno uključite nožni prekidač.


- 3 Kako biste isključili bežični nožni prekidač, upotrijebite prekidač napajanja na stražnjoj strani nožnog prekidača.

Punjenje baterije bežičnog nožnog prekidača

Punjač se isporučuje radi punjenja baterije bežičnog nožnog prekidača.

NAPOMENA *Upotrebljavajte isključivo punjač isporučen s bežičnim nožnim prekidačem. Uporaba drugih punjača mogla bi oštetiti nožni prekidač i poništiti jamstvo.*

- 1 Uklonite poklopac priključka za punjenje sa stražnje strane bežičnog nožnog prekidača.



Slika 107 Priključak za punjenje bežičnog nožnog prekidača (kao primjer prikazan je nožni prekidač za sustav s jednom ravlinom; isto vrijedi i za nožni prekidač sustava s dvije ravnine)

- 2 Priključite punjač na priključak za punjenje.

Pokazatelj napunjenosti baterije na bežičnom nožnom prekidaču treperi dok se nožni prekidač puni. Trajanje punjenja iznosi 8 sati.


Potpuno napunjen bežični nožni prekidač može se upotrebljavati punih tjedan dana. Preporučujemo da napunite bateriju svaki tjedan ili kada pokazivač napunjenosti baterije postane crveni (ukazuje na to da je napunjenost pala ispod 25 %). U bateriju je ugrađen sigurnosni uređaj koji je štiti od prekomjernog punjenja.

NAPOMENA *Ako se baterija isprazni unutar 2 dana od potpunog punjenja, obratite se tehničkoj podršci radi dobivanja zamjenske baterije. Bateriju može zamijeniti isključivo kvalificirani servisni inženjer.*

11.1.18 Stezaljke za dodatnu opremu na stolu


Stezaljke za dodatnu opremu na stolu služe za pričvršćivanje kompatibilne dodatne opreme na površinu stola.

- 1 Stezaljku navucite na rub površine stola.



Slika 108 Postavljanje stezaljke na rub površine stola

- 2 Stezaljku pričvrstite zatezanjem poluge [1] s donje strane stezaljke.



Slika 109 Pričvršćivanje stezaljke na površinu stola

- 3 U stezaljku postavite dodatnu opremu i zategnite polugu [2] s bočne strane stezaljke.

Ako se u stezaljci ne nalazi dodatna oprema, trebalo bi je ukloniti s površine stola.

11.2 Sučelja trećih strana

U ovom se poglavlju nalaze informacije o priključivanju opreme trećih strana na sustav.

11.2.1 Izjave o kompatibilnosti


Philips ima sastavljene izjave o kompatibilnosti za razne proizvode trećih strana. Izjava o kompatibilnosti podrazumijeva izvršenu provjeru uzajamne kompatibilnosti proizvoda treće strane i sustava pod uvjetom da se njima rukuje u skladu s uputama proizvođača.

Izjava o kompatibilnosti jamči da kada se proizvod treće strane i sustav upotrebljavaju zajedno nemaju negativan učinak na sljedeće:

- namjenu i osnovna radna svojstva jednog ili drugog sustava
- sigurnost i učinkovitost jednog ili drugog sustava.

11.2.2 Priključivanje injektora

Injektor na sustav priključite posebnim priključkom na ploči sučelja koja se nalazi na stražnjoj strani baze stola.



Slika 110 Priključci za injektor na stražnjoj ploči sučelja

Legenda

1	Priključak za injektore u konfiguraciji s postoljem
2	Priključak za injektore u konfiguraciji bez postolja

Zatražite izjavu o kompatibilnosti injektorskog uređaja kojeg želite priključiti na sustav od predstavnika tvrtke Philips.

Konfiguracija s postoljem

Kod konfiguracije s postoljem cijeli je injektor smješten u sobi za pregled, osim neobavezne jedinice za prikaz injektora koja je smještena u kontrolnoj sobi. Injektor je postavljen na pokretno postolje te ga je pomoću Burndy priključka lako priključiti na rendgenski sustav i odvojiti ga od njega. Burndy priključak nalazi se na stražnjoj ploči sučelja na bazi stola (detalj [1] na slici).

Ako se koristite stolom za operacijsku salu, upotreba stražnje ploče sučelja na bazi stola nije moguća. Umjesto toga u sobi za pregled nalazi se zidna priključna kutija za kirurške zahvate, ali je na većoj udaljenosti od stola.

Konfiguracija bez postolja

Kod konfiguracije bez postolja u sobi za pregled nalaze se samo glava injektora i jedinica za prikaz injektora. Osnovna jedinica injektora nalazi se u tehničkoj sobi. U kontrolnoj sobi može biti i dodatna jedinica za prikaz injektora. U ovoj konfiguraciji upotrebljava se priključak za injektor [2].

11.2.3 Povezivanje s videosadržajem

Postoji više mogućnosti za priključivanje uređaja trećih strana na sustav Sustav Philips Interventional X-ray radi prikazivanja videosadržaja.

Videosadržaj s uređaja trećih strana moguće je prikazati na:

- FlexVision ili namjenskom Philips monitoru
- monitoru treće strane koji pokreće sustav treće strane, ali koji je ugrađen u stropni ovjes monitora
- monitorima koji se mogu zamijeniti pomoću opcije MultiSwitch
- monitorima u kontrolnoj sobi.

Videosadržaj sa sustava Sustav Philips Interventional X-ray moguće je prikazati na monitorima trećih strana.

NAPOMENA *Tvrtka Philips ne može jamčiti kvalitetu slike niti usklađenost videosadržaja prikazanog na monitorima trećih strana.*

Zidna priključna kutija olakšava priključivanje uređaja trećih strana.

Dodatne pojedinosti zatražite od predstavnika tvrtke Philips.

11.3 Ostali uređaji

U ovom se poglavlju nalaze informacije o dodatnoj opremi koja se može upotrebljavati sa sustavom.

11.3.1 MultiSwitch (opcija)

MultiSwitch omogućuje spajanje do tri dodatna modaliteta slična računalu na istu, zajedničku, administrativnu radnu stanicu (monitor, tipkovnica i miš), npr. Xcelera, Xcelera CLM, Interventional Workspot i IntelliSpace Portal.



Slika 111 Jedinica MultiSwitch

MultiSwitch služi za prebacivanje između DVI videosignala te signala tipkovnice i miša između modaliteta koji nisu priključeni na fizičke uređaje. MultiSwitch se nalazi na stolu radne stanice.

Sučelje radne stanice u pravilu se prebacuje na jedan od dodatnih računalnih modaliteta ručno pomoću gumba na prednjoj strani jedinice MultiSwitch.

Svjetlosni pokazatelj na uređaju MultiSwitch pokazuje odabrani ulaz. Odabir ulaza izvršava se po redoslijedu.

U priključnoj kutiji kontrolne sobe nalaze se strujni priključci za sljedeće:

- MultiSwitch
- ethernet prekidač
- dodatne računalne modalitete.

Napajanje za radnu stanicu, priključnu kutiju i srodne uređaje te dodane računalne modalitete osigurava sustav.

11.3.2 Zidna priključna kutija (opcija)

Zidna priključna kutija osigurava priključna mjesta na sustav za ethernet, videoizvore i USB.

Pomoću zidne priključne kutije na sustav možete priključiti dodatnu opremu.

NAPOMENA *Zidna priključna kutija osigurava priključna mjesta za dodatnu opremu, ali ne osigurava napajanje za već priključenu opremu.*

Zidne priključne kutije mogu se postaviti po želji u kontrolnoj sobi, sobi za pregled i tehničkoj sobi.


Dodatne pojedinosti o tehničkim specifikacijama zidne priključne kutije potražite u sljedećim poglavljima:

- [Zidna priključna kutija \(stranica 296\)](#)
- [Spojevi za priključivanje i opremu \(stranica 353\)](#)

11.3.3 Interfon (opcija)

Izborni interfon dostupan je kako bi pomogao u komunikaciji između kontrolne sobe i sobe za pregled.

Instalirane su dvije interfon jedinice: jedna u kontrolnoj sobi i jedna u sobi za pregled.



Slika 112 Interfon jedinica


Za rukovanje interfonom koriste se sljedeće kontrole.

Kontrola	Opis
	Uključivanje i isključivanje interfona. Svjetlo pokazatelja je uključeno kada je interfon uključen.
	Pritisnite i držite pritisnutim za govor.
	Kontrola glasnoće.

11.3.4 Stalak za opremu (opcija)

Stalak za opremu na stropnom ovjesu štedi prostor i pomaže pri održavanju sobe za pregled urednom tako da objedinjuje odvojene nosače opreme povezane uz npr. EP postupke i pojednostavljivanje polaganja kabela.

Dodatno napajanje i točke mrežnih priključaka integrirani su u stalak za opremu.



Slika 113 Stalak za opremu

Informacije o upotrebi i održavanju staka za opremu potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene sa stalkom za opremu.

11.3.5 Postolje (opcija)

Postolje se može koristiti kao primarna ili sekundarna točka kontrole sustava.

Na postolje se može namjestiti upravljački modul i modul dodirnog zaslona. Potom se postolje po želji može namjestiti u praktičniji položaj u sobi za pregled.



UPOZORENJE


Nemojte gurati postolje ili se oslanjati na njega.



UPOZORENJE

Na postolje nemojte priključivati module osim upravljačkog modula ili modula dodirnog zaslona.






Slika 114 Postolje

Kao dodatak određenim konfiguracijama sustava umjesto postolja možete upotrijebiti kompatibilni stalak za opremu koji se montira na strop.

11.3.6 Ručica za pomicanje (opcija)

Ručicu za pomicanje možete upotrijebiti za otpuštanje kočnica površine stola i plutanje površine stola.



Slika 115 Ručica za pomicanje

- 1 Stezaljkom pričvrstite ručicu za pomicanje na vodilicu za dodatnu opremu ili površinu stola.
- 2 Zategnite blokirajuću ručicu kako bi učvrstili ručicu za pomicanje.

Servisni inženjer konfigurira rad ručice za pomicanje koji odgovara radu koji je konfiguriran za funkciju **Float Tabletop (Plutanje površine stola)** na upravljačkom modulu:


- Izmjenični način rada: kada pritisnete i otpustite ručicu za pomicanje, kočnica površine stola otpušta se i stol može plutati. Ponovno pritisnite i otpustite ručicu za pomicanje kako biste aktivirali kočnicu površine stola.
- Izravni način rada: kada pritisnete i držite pritisnutom ručicu za pomicanje, kočnica površine stola otpušta se i stol može plutati. Otpustite ručicu za pomicanje kako biste aktivirali kočnicu površine stola.

Ako stol ima funkciju okomitog nagnjanja, ručicom za pomicanje možete aktivirati samo uzdužno plutanje površine stola kada stol nije nagnut.

11.3.7 Komplet kabela od 8 metara (opcija)

Možete upotrijebiti komplet kabela od 8 metara kako biste priključili drugu opremu na sustav i bolničku električnu mrežu (na primjer, ultrazvuk Philips CX50).

NAPOMENA *Ako se sklop za sastavljanje kabela od 8 metara odvoji od opreme, moguće je da će na podu ostati kabel u čijem se utikaču nalazi zaostali napon. Dolazi do opasnosti od strujnog udara ako tekućina dođe u dodir s priključcima. Kako bi se spriječila ta opasnost, utikač treba prekriti gumenim čepom koji se pričvršćuje na priključak nakon što se iskopča kabel opreme, a kabel se mora spremati na zidni nosač kraj zidne priključne kutije.*



Slika 116 Komplet kabela od 8 metara

11.3.8 Ploče sučelja stola

Ploče sučelja stola nalaze se ispod površine stola i sa stražnje strane podnožja stola.

Sekundarna strujna utičnica na stolu i pomoćna vodilica na bazi stola osiguravaju dodatnu mogućnost priključivanja na sustav. Kabele vanjske opreme moguće je usmjeriti kroz ploče sučelja stola. Više informacija zatražite od tehničke podrške.


Ova sučelja osiguravaju sigurnu i standardiziranu metodu za postavljanje opreme trećih strana, a ne ograničava se pomicanje stola.

Utičnica sekundarnog sklopa na stolu

Sekundarna strujna utičnica omogućuje priključivanje kompatibilne medicinske električne opreme ili električne opreme u skladu s IEC osnovnim sigurnosnim standardima.


Sekundarna utičnica za napajanje nije namijenjena za napajanje medicinske opreme čije se važne performanse oslanjaju na opskrbu naponom. Sekundarna strujna utičnica za napajanje osigurava do 600 VA pri 230 V (50/60 Hz).

Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Stol za pacijenta i sučelja stražnje ploče \(stranica 356\)](#).



Slika 117 Stražnja ploča sučelja sa stražnje strane baze stola


Priključci		
1	Točke za izjednačavanje potencijala	Spojne točke (x4) za uzemljenje
2	Priključak injektora (dodatno)	Na ovaj se položaj može instalirati priključak za injektor montiran na stak (ako priključak nije instaliran, koristi se ploča za popunjavanje praznine)
3	Priključci nožnog prekidača	Priključci za nožne prekidače
4	28-pinski priključak	Priključak za injektore montirane na postolje.
5	23-pinski priključak	Priključak za vanjski EKG i fiziološku opremu
6	Priključak za sekundarnu strujnu utičnicu	230 V (50/60 Hz)



Slika 118 Stražnja ploča sučelja ispod površine stola

Pomoćna vodilica na bazi stola

Pomoćna vodilica na bazi stola može nositi opremu do težine od 10 kg. Maksimalni moment opterećenja (moment) je 30 Nm.



Slika 119 Pomoćna vodilica na bazi stola

12 Korisničko prilagođavanje

Moguće je prilagoditi funkciju i konfiguraciju sustava kako bi isti bio prikladan za vaš način upotrebe.

Požete pregledati ili konfigurirati sljedeće postavke bez računa administratora sustava.

- Informacije o sustavu i licenci uključujući naziv bolnice i odjela
- Postavke datuma i vremena
- Popis liječnika
- Zadani izgledi FlexSpot i grupe zadanih izgleda
- Zadani izgledi FlexVision i grupe zadanih izgleda
- Kontrolne postavke automatskog položaja
- Protokoli rendgenskog snimanja
- Preferencije pregleda, obrade i prikaza
- Annotations (Bilješke)
- Postavke kvantitativne analize
- Postavke ispisa

NAPOMENA *Prije nego što naćinite promjene u postavkama prilagođavanja sustava, potrebno je razmotriti izvoz postojećih postavki kako biste iste mogli kasnije uvesti ako bude potrebno. Postavke može uvesti ili izvesti samo administrator sustava.*

12.1 Promjena lozinke

Važno je da pazite da vaša lozinka uvijek ostane tajna i dobro je redovito promijeniti lozinku.

Svoju lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku kada ste prijavljeni u sustav. Ako zaboravite lozinku, vaš administrator sustava može istu ponovno postaviti za vas. Dodatne pojedinosti o ponovnom postavljanju lozinke potražite u poglavlju [Ponovno postavljanje lozinke korisnika \(stranica 238\)](#).

Za promjenu vlastite lozinke provjerite jeste li prijavljeni u sustav i učinite sljedeće:



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Change Password (Promijeni lozinku)**.

Prikazan je dijaloški okvir u koji je potrebno unijeti staru lozinku i postaviti novu.

- 2 Provjerite je li prikazano **User Name (Korisničko ime)** toćno.

Ako prikazano **User Name (Korisničko ime)** nije vaše, potrebno je odjaviti se iz sustava i prijaviti se koristeći vlastito korisničko ime i lozinku.

- 3 Unesite svoju **Old Password (Stara lozinka)**.

- 4 Unesite svoju **New Password (Nova lozinka)**.

Prilikom postavljanja lozinke treba se pridržavati sljedećih pravila:

- Polje lozinke ne može biti prazno.
- Lozinke ne mogu sadržavati korisnička imena.
- Lozinke moraju biti u skladu s postavkama pravila za lozinke (pogledajte poglavlje [Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav \(stranica 237\)](#)).
- Ako je omogućena opcija složenosti lozinke, lozinke moraju sadržavati znakove iz najmanje triju kategorija navedenih u nastavku:
 - velika slova
 - mala slova
 - brojevi (od 0 do 9)
 - znakovi koji nisu slova (primjerice: ! \$ # %).

- 5 Ponovno unesite novu lozinku u **Confirm Password (Potvrđi lozinku)**.
- 6 Učinite jedno od sljedećeg:
 - a Za zatvaranje dijaloškog okvira bez promjene nove lozinke pritisnite **Cancel (Odustani)**.
 - b Za zatvaranje dijaloškog okvira i promjenu lozinke pritisnite **Apply (Primijeni)**.

12.2 Prikazivanje informacija o sustavu i licenci

Možete prikazati osnovne informacije o sustavu i licencama koje su instalirane u sustavu.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **System and License Information (Podaci o sustavu i licenci)**.

Informacije o sustavu i licencama prikazane su u oknu na desnoj strani:

- Nazivi bolnice i odjela
- ID lokalnog sustava
- Nazivi računala i poslužitelja
- IP i MAC adrese
- Licence instaliranih hardvera i softvera

- 3 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.3 Postavljanje datuma i vremena

Možete odabrati želite li ručno ili automatsko postavljanje datuma i vremena.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Date and Time Settings (Postavke datuma i vremena)**.
- 3 Kako biste automatski postavili datum i vrijeme pomoću poslužitelja vremena, omogućite **Time Server (Poslužitelj vremena)** odabirom stavke **Enabled (Omogućeno)**.

Ako je omogućen poslužitelj vremena, datum i vrijeme automatski će se sinkronizirati nakon pokretanja kad se uspostavi veza s poslužiteljem vremena. Prilikom automatske sinkronizacije datuma i vremena prebrisat će se ručno uneseni datum i vrijeme. Vrijeme i datum sinkroniziraju se svakih sat vremena kad je sustav povezan s poslužiteljem vremena. Datum i vrijeme sustava nije moguće ručno promijeniti ako je omogućen poslužitelj vremena.

Ako je za poslužitelja vremena odabrano **Enabled (Omogućeno)**, pobrinite se da je za poslužitelja vremena u polje ispod izbornih gumba unesen točan naziv glavnog računala ili točna IP adresa.

- 4 Za ručno postavljanje datuma i vremena učinite sljedeće:
 - a Odaberite **Disabled (Onemogućeno)** za poslužitelja vremena.
 - b Odaberite točan datum iz **System Date (Datum sustava)** padajućeg kalendara.
 - c Unesite točno vrijeme u polje **System Time (Vrijeme sustava)**.
- 5 Odaberite ispravnu **Time Zone (Vremenska zona)** na popisu.
- 6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.





7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.4 Mijenjanje formata datuma i vremena

Sustav prikazuje kratki i dugi oblik datuma i vremena. Možete promijeniti način na koji se prikazuju kako bi odgovarali vašim lokalnim preferencijama.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Date and Time Settings (Postavke datuma i vremena)**.

3 Odaberite format koji će se koristiti za **Short Date (Skraćeni datum)** i **Long Date (Raspisani datum)** na dostupnim popisima.

4 Odaberite formate koji će se koristiti za **Short Time (Skraćeno vrijeme)** i **Long Time (Raspisano vrijeme)** na padajućim popisima.

5 Odaberite koji će dan biti **First Day of the Week (Prvi dan u tjednu)** na padajućem popisu.



6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.5 Mijenjanje popisa liječnika

Imena liječnika koja se koriste u sustavu možete dodavati, uklanjati ili mijenjati. Umjesto uklanjanja liječnika iz sustava možete odabrati trebaju li liječnici biti vidljivi u sustavu.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Physician List (Popis liječnika)**.

3 Kako biste promijenili podatke o liječniku, učinite sljedeće:

a Odaberite liječnika u stavci **Physician List (Popis liječnika)**.

Physician Details (Podaci o liječniku) prikazuju se pored **Physician List (Popis liječnika)**.

b Promijenite stavku **Physician Details (Podaci o liječniku)**.

4 Kako biste dodali novog liječnika, učinite sljedeće:



a Pritisnite **New (Novo)**.

Novi liječnik dodaje se u stavku **Physician List (Popis liječnika)** pod imenom **New Physician (Novi liječnik)**.

b Odaberite novog liječnika u stavci **Physician List (Popis liječnika)**.

c Promijenite stavku **Physician Details (Podaci o liječniku)** radi prikaza ispravnog imena.

d Ako želite, možete sakriti liječnika u sustavu tako da pod stavkom **Physician List (Popis liječnika)** poništite odabrani potvrdni okvir koji se nalazi pored imena liječnika.

NAPOMENA *Zadano je da je liječnik vidljiv u sustavu nakon dodavanja.*



5 Kako biste izbrisali liječnika, pritisnite **Delete (Izbriši)** i potvrdite da želite izbrisati liječnika.



6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.


12.6 Upravljanje zadanim izgledima iz kontrolne sobe

Na primarnom monitoru za FlexSpot u kontrolnoj sobi možete uređivati, stvarati i brisati zadane izgledе za upotrebu s opcijom FlexSpot i FlexVision. Ako FlexSpot nije instaliran, zadanim izgledima za FlexVision možete upravljati na monitoru za pregled.

Vaš sustav mora imati instaliranu opremu FlexSpot ili FlexVision prije nego što možete upravljati zadanim izgledima.

Zadani izgledi zapravo su unaprijed određeni izgledi zaslona. Tim zadanim izgledima možete odrediti poželjan izgled zaslona koji će vam pomoći tijekom pretrage. Na isti način moguće je upravljati zadanim izgledima za FlexSpot i FlexVision.

Dodatne pojedinosti o upravljanju zadanim izgledima u sobi za pregled potražite u poglavlju [Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona \(stranica 224\)](#).



Slika 120 FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexSpot) dijaloški okvir (FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexVision) je sličan)

Legenda			
1	Presets Group (Grupa zadanih izgleda) Po- pis	3	Trenutni zadani izgled
2	Alatna traka	4	Funkcijski gumbi



- 1 Za upravljanje zadanim izgledima FlexSpot pritisnite **FlexSpot** i odaberite **Manage Presets (Upravljanje zadanim izgledima)**.

Prikazuje se **FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexSpot)**.



- 2 Za upravljanje zadanim izgledima FlexVision pritisnite **FlexSpot** i odaberite **Manage FlexVision Presets (Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision)**.


Prikazuje se **FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexVision)**.

- 3 Kako biste stvorili novi zadani izgled, učinite sljedeće:

- a Odaberite željenu grupu zadanih izgleda na popisu **Presets Group (Grupa zadanih izgleda)**.
- b Pritisnite **New (Novo)**.



Prikazuje se dijaloški okvir **New Preset (Novi zadani izgled)**.



Slika 121 **New Preset (Novi zadani izgled)** Dijaloški okvir

Legenda			
1	Popis izbora rasporeda	4	Zadani naziv
2	Prozor snimanja	5	Popis aplikacija
3	Prozor provjere		

Konfiguracija vašeg monitora navedena je u dijaloškom okviru kao sličica. Za FlexVision prikazan je samo jedan monitor.

- c Za svaki navedeni monitor odaberite željeni raspored s pomoću popisa iznad svake sličice monitora.
- d Unesite naziv zadanih izgleda.
- e Povucite aplikacije koje želite prikazati u vašem zadanom izgledu s popisa aplikacija na željeni položaj na monitorima.
- f Da biste spremili zadani izgled, pritisnite **Save (Spremi)**.

Zadani izgled sprema se unutar odabrane grupe zadanih izgleda.

g Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez spremanja zadanog izgleda, pritisnite **Cancel (Odustani)**.

4 Kako biste uredili zadani izgled, učinite sljedeće:

a Odaberite grupu zadanih izgleda koja sadrži zadani izgled koji želite urediti.

b Na popisu odaberite zadani izgled koji želite urediti.



c Pritisnite **Edit (Uređivanje)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

d Uredite zadani izgled po želji.

e Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

f Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja vaših promjena pritisnite **Cancel (Odustani)**.

5 Kako biste kopirali postojeći zadani izgled, učinite sljedeće:

a Odaberite grupu zadanih izgleda u kojoj se nalazi zadani izgled kojeg želite kopirati.

b Na popisu odaberite zadani izgled koji želite kopirati.



c Pritisnite **Copy To... (Kopiraj u)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

d Odaberite grupu zadanih izgleda u koju želite kopirati zadani izgled.

e Za kopiranje zadanog izgleda u odabranu grupu zadanog izgleda pritisnite **OK (U redu)**.

f Za zatvaranje dijaloškog okvira bez kopiranja zadanog izgleda pritisnite **Cancel (Odustani)**.

6 Kako biste premjestili zadani izgled u drugu grupu zadanih izgleda, učinite sljedeće:

a Odaberite grupu zadanih izgleda u kojoj se nalazi zadani izgled kojeg želite premjestiti.

b Odaberite zadani izgled koji želite premjestiti.



c Pritisnite **Move To... (Pomakni u)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

d Odaberite grupu zadanih izgleda u koju želite premjestiti zadani izgled.

e Za pomicanje zadanog izgleda u odabranu grupu zadanog izgleda pritisnite **OK (U redu)**.

f Za zatvaranje dijaloškog okvira bez pomicanja zadanog izgleda pritisnite **Cancel (Odustani)**.

7 Za trenutnu upotrebu odabranog zadanog izgleda u sustavu pritisnite **Activate (Aktiviraj)**.

Odabrani zadani izgled je prikazan na monitorima sustava.


8 Pritisnite **Close (Zatvori)** kako biste zatvorili dijaloški okvir.

12.7 Upravljanje grupama zadanih izgleda iz kontrolne sobe

Možete stvoriti, preimenovati, promijeniti redoslijed i obrisati grupe zadanih izgleda za FlexSpot i FlexVision iz kontrolne sobe.

Zadani izgledi organizirani su u grupe što omogućuje odabir grupe u koju želite dodati zadani izgled.

Dodatne pojedinosti o upravljanju grupama zadanih izgleda u sobi za pregled potražite u poglavlju [Upravljanje grupama zadanih izgleda za FlexVision s pomoću modula dodirnog zaslona \(stranica 227\)](#).



Slika 122 Dijaloški okvir **Manage Preset Groups (Upravljanje grupama zadanih izgleda)** (slično za FlexVision)

Legenda	
1	Funkcijski gumbi
2	Popis grupa zadanih izgleda



- 1 Za upravljanje zadanim izgledima FlexSpot pritisnite **FlexSpot** i odaberite **Manage Presets (Upravljanje zadanim izgledima)**.

Prikazuje se **FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexSpot)**.



- 2 Za upravljanje zadanim izgledima FlexVision pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage FlexVision Presets (Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision)**.

Prikazuje se **FlexVision Presets Manager (Upravitelj zadanih izgleda za FlexVision)**.



- 3 Pritisnite **Manage Preset Groups (Upravljanje grupama zadanih izgleda)**.

Prikazuje se dijaloški okvir **Manage Preset Groups (Upravljanje grupama zadanih izgleda)**.



- 4 Za izradu nove grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:

- a Pritisnite **New (Novo)**.
Prikazuje se dijaloški okvir.
- b Unesite naziv za novu grupu.
- c Za spremanje nove grupe pritisnite **OK (U redu)**.
- d Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja nove grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.

- 5 Za preimenovanje grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:



- a Odaberite željenu grupu na popisu.
- b Pritisnite **Rename (Promjena naziva)**.
Prikazuje se dijaloški okvir.
- c Unesite novi naziv za grupu.
- d Za spremanje novog naziva grupe pritisnite **OK (U redu)**.
- e Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja novog naziva grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- 6 Za brisanje grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:



- a Odaberite željenu grupu na popisu.
- b Pritisnite **Delete (Izbriši)**.
Prikazuje se potvrdna poruka.
- c Za brisanje grupe pritisnite **OK (U redu)**.
- d Za zatvaranje potvrdne poruke bez brisanja grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- 7 Za promjenu redoslijeda grupa zadanih izgleda na popisu učinite sljedeće:



- a Odaberite zadani izgled koji želite pomaknuti.
- b Pritisnite strelice kako biste pomaknuli zadani izgled prema gore ili dolje na popisu.
- 8 Za vraćanje tvornički zadanih grupa zadanih izgleda pritisnite **Restore factory default presets (Vraćanje tvornički zadanih izgleda)**.
- 9 Pritisnite **Close (Zatvori)** kako biste zatvorili dijaloški okvir.

12.8 Upravljanje zadanim izgledima za FlexVision na modulu dodirnog zaslona

Zadane izgleda za FlexVision možete uređivati, stvarati i brisati.

Zadanim izgledima ne možete upravljati ako na sustavu nije instaliran FlexVision.

Zadani izgledi zapravo su unaprijed određeni izgledi zaslona. Tim zadanim izgledima možete odrediti poželjan izgled zaslona koji će vam pomoći tijekom pretrage.

Dodatne pojedinosti o upravljanju zadanim izgledima iz kontrolne sobe potražite u poglavlju [Upravljanje zadanim izgledima iz kontrolne sobe \(stranica 220\)](#).



- 1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.




- 2 Dodirnite **FlexVision**.



- 3 Dodirnite **Manage Presets (Upravljanje zadanim izgledima)**.

Prikazuje se izbornik u kojem možete upravljati zadanim izgledima.



Slika 123 Izbornik sa zadanim izgledima za FlexVision

Legenda

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Funkcijski gumbi |
| 2 | Dostupni zadani izgledi |

Svaki zadani izgled prikazan je u obliku sličice na kojoj se vide unaprijed određen izgled zaslona i aplikacije.

4 Kako biste stvorili novi zadani izgled, učinite sljedeće:

- Odaberite željenu grupu zadanih izgleda na popisu.
- Dodirnite **New (Novo)**.
Prikazuje se dijaloški okvir **New Preset (Novi zadani izgled)**.
- Odaberite izgled zaslona i dodirnite **Next (Sljedeće)**.
- Odaberite aplikacije koje želite dodati u zadani izgled i dodirnite **Next (Sljedeće)**.



NAPOMENA *Sustav automatski odabire aplikacije koje su obvezne za trenutne okolnosti u sobi za pregled. Odabir obveznih aplikacija ne možete poništiti, ali kako biste spriječili određivanje aplikacija kao obveznih, na odgovarajući način postavite okolnosti u sobi za pregled. Primjerice, kako biste stvorili zadani izgled u kojemu aplikacija za bočni prikaz uživo nije obvezna, prije stvaranja zadanog izgleda stacionirajte bočni nosač ili isključite rendgenski sustav.*

Pokazuje se broj dostupnih prozora u odabranom izgledu.

Kako biste se vratili jedan korak unatrag, dodirnite **Previous (Prethodno)**.

- Povucite svaku aplikaciju s popisa aplikacija na željeno mjesto na monitoru i dodirnite **Next (Sljedeće)** kada završite.
- Odaberite grupu zadanih izgleda s popisa.
- Unesite naziv zadanog izgleda.
- Kako biste spremili zadani izgled, dodirnite **Complete (Dovrši)**.
Zadani izgled sprema se unutar odabrane grupe zadanih izgleda.
- Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez spremanja zadanog izgleda, pritisnite **Cancel (Odustani)**.

5 Kako biste uredili zadani izgled, učinite sljedeće:

- a** Odaberite željenu grupu zadanih izgleda na popisu.

- b** Dodirnite **Edit (Uređivanje)**.

Prikazuje se dijaloški okvir **Edit Preset (Uređivanje zadanog izgleda)**.

Postavke koje su već pohranjene za dotični zadani izgled prikazuju se u svakom koraku čarobnjaka.

- c** Po želji odaberite novi izgled zaslona i dodirnite **Next (Sljedeće)**.

- d** Odaberite ili poništite odabir aplikacije koje želite dodati u zadani izgled i dodirnite **Next (Sljedeće)**.

Sustav automatski odabire obvezne aplikacije. Te aplikacije ne možete ukloniti.

Pokazuje se broj dostupnih prozora u odabranom izgledu.

Kako biste se vratili jedan korak unatrag, dodirnite **Previous (Prethodno)**.

- e** Povucite aplikaciju na novi željeni položaj na monitoru, a kada završite, dodirnite **Next (Sljedeće)**.

- f** Kako biste promijenili grupu zadanih izgleda, s popisa odaberite drugu grupu zadanih izgleda.

- g** Kako biste promijenili naziv zadanog izgleda, unesite novi naziv.

- h** Kako biste spremili promjene, dodirnite **Complete (Dovrši)**.

Promjene su spremljene.

- i** Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja vaših promjena pritisnite **Cancel (Odustani)**.

6 Kako biste kopirali postojeći zadani izgled, učinite sljedeće:

- a** Odaberite grupu zadanih izgleda u kojoj se nalazi zadani izgled kojeg želite kopirati.

- b** Odaberite zadani izgled koji želite kopirati.

- c** Dodirnite **More (Više)**.

- d** Dodirnite **Copy To... (Kopiraj u)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

- e** Odaberite grupu zadanih izgleda u koju želite kopirati zadani izgled.

- f** Kako biste kopirali zadani izgled u odabranu grupu zadanih izgleda, dodirnite **OK (U redu)**.

- g** Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez kopiranja zadanog izgleda, dodirnite **Cancel (Odustani)**.

7 Kako biste premjestili zadani izgled u drugu grupu zadanih izgleda, učinite sljedeće:

- a** Odaberite grupu zadanih izgleda u kojoj se nalazi zadani izgled kojeg želite premjestiti.

- b** Odaberite zadani izgled koji želite premjestiti.

- c** Dodirnite **More (Više)**.

- d** Dodirnite **Move To... (Pomakni u)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

- e** Odaberite grupu zadanih izgleda u koju želite premjestiti zadani izgled.

- f Kako biste premjestili zadani izgled u odabranu grupu zadanih izgleda, dodirnite **OK (U redu)**.
 - g Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez premještanja zadanog izgleda, dodirnite **Cancel (Odustani)**.
- 8 Kako biste promijenili redoslijed prikaza zadanih izgleda, učinite sljedeće:
- a Dodirnite **More (Više)**.
 - b Dodirnite **Order Presets (Organizacija zadanih izgleda)**.
 - c Odaberite zadani izgled koji želite pomaknuti.
 - d Dodirnite **Left (Lijevo)** ili **Right (Desno)** kako biste pomaknuli sličicu zadanog izgleda na željeni položaj na popisu.
 - e Kako biste spremili zadani izgled na novi položaj, dodirnite **Save (Spremi)**.
 - f Kako biste zatvorili izbornik bez spremanja zadanog izgleda na novom položaju, dodirnite **Cancel (Odustani)**.



12.9 Upravljanje grupama zadanih izgleda za FlexVision s pomoću modula dodirnog zaslona

Možete stvoriti, preimenovati i obrisati grupe zadanih izgleda za FlexVision s pomoću modula dodirnog zaslona.

Grupe zadanih izgleda omogućuju vam da grupirate zadane izgledе kako biste iste mogli lakše pronaći ili da grupirate povezane zadane izgledе.

Dodatne pojedinosti o upravljanju grupama zadanih izgleda iz kontrolne sobe potražite u poglavlju [Upravljanje grupama zadanih izgleda iz kontrolne sobe \(stranica 222\)](#).



- 1 Na modulu dodirnog zaslona dodirnite izbornik aplikacija.



- 2 Dodirnite **FlexVision**.



- 3 Dodirnite **Manage Presets (Upravljanje zadanim izgledima)**.

- 4 Dodirnite **More (Više)** i odaberite **Manage Groups (Upravljanje grupama)**.

- 5 Za izradu nove grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:



- a Dodirnite **New (Novo)**.

Nova grupa zadanih izgleda dodana je na popis dostupnih grupa zadanih izgleda s nazivom **My Preset Group (Moja grupa zadanih izgleda)**.

- b Odaberite novu grupu zadanih izgleda na popisu i izvršite korak 6 kako biste promijenili naziv te grupe zadanih izgleda.

- 6 Za preimenovanje grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:



- a Odaberite željenu grupu zadanih izgleda na popisu.

- b Dodirnite **More (Više)** i odaberite **Rename (Promjena naziva)**.

Tipkovnica na modulu dodirnog zaslona je omogućena.

- c Uredite naziv grupe zadanih izgleda pomoću tipkovnice na modulu dodirnog zaslona.

d Za izlaz bez promjene naziva grupe zadanih izgleda dodirnite **Cancel (Odustani)**.

e Za promjenu naziva grupe zadanih izgleda dodirnite **Save (Spremi)**.

7 Za brisanje grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:

NAPOMENA *Brisanje grupe zadanih izgleda obrisat će sve zadane izgleda koji se nalaze u grupi zadanih izgleda.*



a Odaberite željenu grupu zadanih izgleda na popisu.

b Dodirnite **More (Više)** i odaberite **Delete (Izbriši)**.

Prikazat će se potvrdni dijaloški okvir.

c Za zatvaranje dijaloškog okvira bez brisanja grupe zadanih izgleda dodirnite **Cancel (Odustani)**.

d Za brisanje grupe zadanih izgleda dodirnite **Delete (Izbriši)**.

Grupa zadanih izgleda je obrisana, uključujući sve zadane izgleda koji se nalaze unutar iste.

8 Za vraćanje na tvornički zadane grupe zadanih izgleda učinite sljedeće:

NAPOMENA *Vraćanje tvornički zadanih grupa zadanih izgleda prepisat će preko svih postojećih zadanih izgleda i grupa zadanih izgleda, uključujući sve prilagođene zadane izgleda i grupe zadanih izgleda.*



a Dodirnite **More (Više)** i odaberite **Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)**.

Prikazat će se potvrdni dijaloški okvir.

b Za zatvaranje dijaloškog okvira bez vraćanja tvornički zadanih grupa zadanih izgleda dodirnite **Cancel (Odustani)**.

c Za vraćanje tvornički zadanih grupa zadanih izgleda dodirnite **Delete (Izbriši)**.

Tvornički zadane grupe zadanih izgleda i zadani izgledi su vraćeni. Prilagođeni zadani izgledi i grupe zadanih izgleda su obrisane.

12.10 Mijenjanje postavki automatske kontrole položaja

Postavke automatske kontrole položaja (APC) možete u sustavu prilagoditi za buduću upotrebu.

Sustav omogućuje promjenu, promjenu naziva, kopiranje, brisanje i dodavanje novih položaja za APC. Trenutačnu geometriju možete pohraniti kao položaj za APC radi buduće upotrebe.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

2 U grupi postavki **X-Ray Application (Aplikacija za rendgensko snimanje)** pritisnite **APC Positions (Položaji za APC)**.

Ako upotrebljavate sustav s dvije ravnine, dijaloški okvir **APC Positions (Položaji za APC)** omogućuje odabir između položaja **Monoplane (S jednom ravninom)** ili **Biplane (S dvije ravnine)**. U sustavu s dvije ravnine možete upotrijebiti položaje **Monoplane (S jednom ravninom)** pri čemu se spremaju informacije o položaju samo za prednji kanal.

3 Kako biste promijenili naziv položaja za APC, učinite sljedeće:

a Odaberite položaj za APC na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.

Prikazuju se **APC Position Details (Podaci o položaju za APC)**.

b Unesite novo ime u polje **Position Name (Naziv položaja)**.

Popis **Position Name (Naziv položaja)** automatski se ažurira.

4 Kako biste promijenili postavke položaja jedne ravnine, učinite sljedeće:

- a** Odaberite **Monoplane (S jednom ravninom)**.
- b** Odaberite položaj za APC na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.
- c** Postavite **Rotation Angle (Kut rotacije)** za prednji nosač pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.

NAPOMENA *Oznake za označavanje stavki **Rotation Angle (Kut rotacije)** i **Angulation Angle (Kut angulacije)** ovise o postavci konfiguriranoj za **Rotation/Angulation Display Flavor (Način prikaza rotacije/nagiba)**.*

- d** Postavite **Angulation Angle (Kut angulacije)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
- e** Postavite **Source Image Distance (Udaljenost od izvora do slike)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
- f** Odaberite **Detector Orientation (Orijentacija detektora)** na padajućem popisu.

5 Kako biste promijenili postavke položaja dvije ravnine, učinite sljedeće:

- a** Odaberite **Biplane (S dvije ravnine)**.
- b** Odaberite položaj za APC na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.
- c** U odjeljku **Frontal (Prednje)** konfigurirajte sljedeće postavke:
 - Postavite **Rotation Angle (Kut rotacije)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.

NAPOMENA *Oznake za označavanje stavki **Rotation Angle (Kut rotacije)** i **Angulation Angle (Kut angulacije)** ovise o postavci konfiguriranoj za **Rotation/Angulation Display Flavor (Način prikaza rotacije/nagiba)**. To se odnosi i na kutove u odjeljku **Lateral (Bočno)**.*

- Postavite **Angulation Angle (Kut angulacije)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
- Postavite **Source Image Distance (Udaljenost od izvora do slike)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
- Odaberite **Detector Orientation (Orijentacija detektora)** na padajućem popisu.
- d** U odjeljku **Lateral (Bočno)** konfigurirajte sljedeće postavke:
 - Postavite **Rotation Angle (Kut rotacije)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
 - Postavite **Angulation Angle (Kut angulacije)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.
 - Postavite **Source Image Distance (Udaljenost od izvora do slike)** pomoću klizača ili tako da u okvir unesete broj.

6 Kako biste dodali novi položaj, učinite sljedeće:



- a** Pritisnite **New (Novo)**.

Na popis se dodaje novi položaj pod nazivom *Novi položaj za APC*.

- b** Odaberite novi položaj na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.
- c** Unesite novo ime u stavku **Position Name (Naziv položaja)**.
- d** Konfigurirajte postavke položaja na prethodno opisani način.

7 Kako biste kopirali postojeći položaj, učinite sljedeće:



- a** Pritisnite **Copy (Kopiranje)**.

Novi se položaj dodaje na popis i dobiva oznaku kopije.

- b** Odaberite kopirani položaj na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.

- c Unesite novo ime u stavku **Position Name (Naziv položaja)**.
 - d Konfigurirajte postavke položaja na prethodno opisani način.
- 8** Brisanje položaja:
- a Odaberite željeni položaj na popisu **Position Name (Naziv položaja)**.
 - b Pritisnite **Delete (Izbriši)**.
 - c Potvrdite da želite izbrisati položaj.
-  **9** Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
-  **10** Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
-  **NAPOMENA** *Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.*
- 11** Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.11 Prilagođavanje položaja za APC za protokole rendgenskog snimanja

Možete prilagoditi postavke automatske kontrole položaja koje su dostupne za svaki protokol rendgenskog snimanja.

Svaki protokol rendgenskog snimanja povezan je s točno određenim popisom postavki automatske kontrole položaja. Možete promijeniti koji se položaji mogu vratiti za svaki protokol rendgenskog snimanja.

NAPOMENA *Položaj za automatsku kontrolu položaja možete odabrati samo ako taj položaj postoji na popisu dostupnih položaja.*

Dodatne pojedinosti o upravljanju položajima za automatsku kontrolu položaja potražite u poglavlju [Mijenjanje postavki automatske kontrole položaja \(stranica 228\)](#).



- 1** U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2** U grupi postavki **X-Ray Application (Aplikacija za rendgensko snimanje)** pritisnite **X-ray Protocols (Protokoli rendgenskog snimanja)**.
- 3** Odaberite željeni protokol rendgenskog snimanja na popisu **X-ray Protocols (Protokoli rendgenskog snimanja)**.

Zadano je da se na popisu prikazuju nadređeni protokoli rendgenskog snimanja. Svaki nadređeni protokol možete proširiti kako biste odabrali podređeni protokol.

Ako promijenite dostupne položaje u nadređenom protokolu, odabrani će položaji biti dostupni i u podređenim protokolima tog nadređenog protokola.

Ako promijenite dostupne položaje u podređenom protokolu, odabrani će položaji biti dostupni samo u tom podređenom protokolu.
- 4** Na području **Details (Pojedinosti)** odaberite pod **APC Positions (Položaji za APC)** položaj koji želite učiniti dostupnim za odabrani protokol rendgenskog snimanja.
- 5** Kako biste promijenili redoslijed prikaza odabranih položaja, učinite sljedeće:

- a Na popisu **APC Positions Order (Redoslijed položaja za APC)** odaberite položaj koji želite pomaknuti.
- b Pritisnite strelicu prema gore ili dolje kako biste se po popisu pomicali prema gore ili dolje.



- 6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

NAPOMENA *Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.*

- 8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.12 Mijenjanje preferencija prikaza

Postavke prikaza možete promijeniti tako da odgovaraju načinu na koji upotrebljavate sustav.

Postavke prikaza koje možete promijeniti jesu:

- rendgenska slika koja se prikazuje kada otvorite seriju
- način na koji se upravlja navigacijom i reprodukcijom između serija
- maksimalno trajanje reprodukcije serija i pretraga
- način na koji se kutovi prikazuju u sustavu.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **X-Ray Application (Aplikacija za rendgensko snimanje)** pritisnite **Viewing and Processing (Prikaz i obrada)**.
- 3 Kako biste promijenili zadanu sliku koja se prikazuje kada otvorite seriju, odaberite novu postavku na popisu **Default Active X-ray Image (Zadana aktivna rendgenska slika)**.

Dostupne postavke jesu:

- **First image (Prva slika):** prikazuje se prva slika u seriji.
- **Middle image (Srednja slika):** prikazuje se srednja slika u seriji.

Zadani odabir jest **Middle image (Srednja slika)**.

- 4 Kako biste promijenili način na koji radi navigacija kada dođete do početka ili kraja pretrage, odaberite novu postavku na popisu **Image Navigation Model (Model navigacije slika)**.

Dostupne postavke jesu:

- **Navigate images in all series (Navigacija slika u svim serijama):** navigacija slika ne prekida se na kraju trenutačne serije, nego se nastavlja na sljedeću dostupnu seriju u odabranoj pretrazi.
- **Stop at the beginning and at the end of the series (Zaustavljanje na početku i kraju serije):** navigacija slika zaustavlja se na početku ili kraju trenutačne serije.
- **Step through the images in a loop (Neprekidno prikazivanje slika):** navigacija slika trenutačne serije nastavlja se sve dok je netko ne zaustavi.

- 5 Kako biste odredili maksimalno trajanje reprodukcije slika u seriji, unesite vrijednost u sekundama pod **Replay Time Out (Maksimalno trajanje reprodukcije)**.
- 6 Kako biste odredili maksimalno trajanje reprodukcije slika u pretrazi, unesite vrijednost u sekundama pod **Study Cycle Replay Time Out (Maksimalno trajanje neprekidne reprodukcije pretraga)**.

- 7 Kako biste promijenili način na koji se kutovi prikazuju u sustavu, odaberite vrstu kuta na popisu **Rotation/Angulation Display Flavor (Način prikaza rotacije/nagiba)**.

Dostupne postavke jesu:

- **Cardio (LAO/RAO, CRAN/CAUD) (Kardiološka primjena (LAO/RAO, CRAN/CAUD))**
- **Vascular (Rot, Ang) (Krvožilna primjena (rotacija, nagib))**



- 8 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 9 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

NAPOMENA Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.

- 10 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.13 Mijenjanje preferencija zaslona

Kako biste osigurali ispravno pomicanje miša između zaslona, možete odabrati konfiguraciju upravljačkog monitora kojim se koristite.

Također možete odrediti vrijeme do aktivacije čuvara zaslona.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **X-Ray Application (Aplikacija za rendgensko snimanje)** pritisnite **Viewing and Processing (Prikaz i obrada)**.
- 3 Kako biste osigurali ispravno pomicanje miša između prozora za prikaz rendgenskih slika i prozora za pregled, odaberite konfiguraciju kojom se koristite u postavkama **Displays and Mouse Control (Kontrola prikaza i miša)**.
- 4 Kako biste promijenili vrijeme do aktivacije čuvara zaslona, odaberite odgovarajuće vrijeme na popisu **Screen Saver Wait Time (Vrijeme čekanja čuvara zaslona)**.
- 5 Kako bi se čuvar zaslona odmah aktivirao, pritisnite **Activate Screen Saver (Aktiviraj čuvara zaslona)**.

Čuvar zaslona deaktivirat će se ako pomaknete miš ili pritisnete tipku na tipkovnici.



- 6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

NAPOMENA Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.

- 8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.14 Prilagođavanje unaprijed određenih bilješki

Neke su bilješke unaprijed određene, no možete ih prilagoditi.

Unaprijed određenim bilješkama možete promijeniti tekst, boju i veličinu.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **X-Ray Application (Aplikacija za rendgensko snimanje)** pritisnite **Annotations (Bilješke)**.

Prikazuje se popis unaprijed određenih bilješki pri čemu se podaci o odabranoj bilješci prikazuju u polju **Annotation Details (Pojedinstvo o bilješkama)**.

- 3 Kako biste stvorili novu bilješku, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **New (Novo)**.

Na popis se dodaje nova bilješka s tekстом **New annotation (Nova bilješka)**.

- b Na popisu odaberite novu bilješku i uredite je (6. korak).

- 4 Kako biste kopirali postojeću bilješku, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **Copy (Kopiranje)**.

Nova se bilješka dodaje na popis i dobiva oznaku kopije izvorne bilješke.

- b Na popisu odaberite kopiranu bilješku i uredite je (6. korak).

- 5 Kako biste uredili postojeću bilješku, učinite sljedeće:

Pretpregled bilješke možete vidjeti u polju **Annotation Details (Pojedinstvo o bilješkama)**.

- a Odaberite željenu bilješku na popisu **Annotations (Bilješke)**.

- b Kako biste promijenili tekst bilješke, unesite novi tekst u polje **Annotation Details (Pojedinstvo o bilješkama)**.

- c Kako biste promijenili veličinu bilješke, odaberite veličinu.

- d Kako biste promijenili zadanu boju bilješke, boju odaberite jednostavnim pritiskom na nju.

- 6 Kako biste izbrisali bilješku, učinite sljedeće:



- a Odaberite željenu bilješku na popisu **Annotations (Bilješke)**.

- b Pritisnite **Delete (Izбриši)**.

Prikazuje se dijaloški okvir za potvrdu.

- c Kako biste to poništili bez brisanja bilješke, pritisnite **Cancel (Odustani)**.

- d Kako biste izbrisali bilješku, pritisnite **OK (U redu)**.



- 7 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 8 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 9 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

12.15 Mijenjanje postavki ispisa

Možete promijeniti zadane postavke pisača i podatke koji su prikazani na ispisanim slikama.

Prilikom ispisivanja slike moguće je prikazati ili sakriti dodatne podatke na stranici.

- Pojedinstvo o pacijentu
- Study description (Opis pretrage)
- Physician (Liječnik)
- Hospital name (Naziv bolnice)

Također možete odrediti koji zadani pisač i vrste medija želite upotrijebiti.

NAPOMENA *S osobnim podacima postupajte u skladu s politikama privatnosti koje se primjenjuju u vašoj zdravstvenoj ustanovi i zakonima o privatnosti važećima u vašoj regiji.*



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **Print Application (Aplikacija za ispis)** pritisnite **Print (Ispis)**.
- 3 Odaberite željene podatke u **Page Header and Footer Information (Informacije o zaglavlju i podnožju stranice)** tako da potvrdite ili poništite željeni potvrdni okvir.
- 4 Postavite svaku **Print Preferences (Postavke ispisa)** po želji.

NAPOMENA *Ako odaberete **Optimize for biplane image printing (Optimiziraj za ispis slike u dvije razine)**, prednje i bočne slike ispisuju se jedna uz drugu osim ako promijenite izgled stranice u 1x1 ili u jedan stupac.*



- 5 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 6 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 7 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13 Administracija sustava

S pomoću računa administratora sustava možete prilagoditi mnoge aspekte funkcija sustava kako bi isto bilo prikladno načinu na koji se sustav upotrebljava u vašoj bolnici.

Kako biste promijenili sljedeće postavke, potrebno je imati korisnički račun administratora sustava.

- Regionalne postavke
- Revizijski trag
- Korisnički zahtjevi i zahtjevi za prijavu
- Upravljanje pacijentima, uključujući uređaje za pohranu
- Mapiranje kodova sustava RIS / Mapiranje kartica ProcedureCard
- DICOM konfiguracija
- Protokoli izvoza
- Automatski prijenos podataka
- Kartice ProcedureCard
- Uvoz i izvoz postavki

NAPOMENA *Prije nego što naćinite promjene u postavkama prilagođavanja sustava, potrebno je razmotriti izvoz postojećih postavki kako biste iste mogli kasnije uvesti ako bude potrebno. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izvoz postavki \(stranica 257\)](#).*

13.1 Mijenjanje regionalnih postavki

Možete promijeniti jezik sustava te način prikaza mjerenja, brojeva i vremena kako bi odgovarali vašim lokalnim preferencijama.

Korisničko sućelje sustava podržava nekoliko jezika, pa možete promijeniti jezik koji se koristi. Upute za uporabu u sustavu također su dostupne na nekoliko razlićitih jezika.

NAPOMENA *Upute za uporabu možete prikazati na jeziku koji se razlikuje od jezika korisnićkog sućelja jer su Upute za uporabu dostupne na većem broju jezika nego što ih podržava korisnićko sućelje.*



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Regional Settings (Regionalne postavke)**.
- 3 Kako biste promijenili jezik korisnićkog sućelja sustava, odaberite željenu stavku pod **Language (Jezik)**.
- 4 Kako biste promijenili jezik koji se koristi za unos podataka i povezani raspored tipkovnice, odaberite željenu stavku pod **Input Language and Keyboard (Jezik i tipkovnica unosa)**.
- 5 Kako biste promijenili jezik Uputa za uporabu, odaberite željenu stavku pod **Instructions for Use Language (Jezik uputa za uporabu)**.
- 6 Odaberite željenu stavku kojom se želite koristiti pod **Decimal Symbol (Decimalni simbol)** na padajućem popisu.
- 7 Odaberite stavku kojom se želite koristiti pod **Digit Grouping Symbol (Simbol za grupiranje znamenki)** na padajućem popisu.
- 8 Odaberite stavku kojom se želite koristiti pod **Measurement System (Sustav za mjerenje)** na padajućem popisu.
- 9 Odaberite format koji će se koristiti za prikaz vremena dijaskopije na padajućem popisu **Fluoro Time Display Format (Format prikaza vremena dijaskopije)**.

10 Odaberite jedinice koje će se koristiti za prikaz veličine detektora na padajućem popisu **Detector Size Display Unit (Jedinica za prikaz veličine detektora)**.



11 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



12 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

NAPOMENA Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.

13 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.2 Konfiguriranje postavki revizijskog traga

Možete konfigurirati postavke koje se koriste u sustavu tako da se stvara zapisnik revizije.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Audit Trail (Revizijski trag)**.

3 Kako biste omogućili stavku **Local Audit Trail (Lokalni revizijski trag)**, odaberite **Enabled (Omogućeno)**.

4 Kako biste omogućili stavku **Remote Audit Trail (Daljinski revizijski trag)**, odaberite **Enabled (Omogućeno)** i konfigurirajte sljedeće postavke spremišta.

a Unesite **Host Name or IP Address (Naziv ili IP adresa glavnog računala)** središnjeg revizijskog spremišta.

b Pritisnite okvir **Network Protocol (Mrežni protokol)** i odaberite protokol za komunikaciju sa središnjim revizijskim spremištem.

c Unesite **Port Number (Broj priključka)** za komunikaciju sa središnjim revizijskim spremištem.

d Kako biste omogućili sigurnu komunikaciju, odaberite **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

e Kako biste omogućili kodiranje, odaberite **Use Encryption (Upotrijebi kodiranje)**.

Ova opcija dostupna je samo ako je odabrana stavka **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

f Ako odaberete **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**, pritisnite okvir **Certificate (Certifikat)** i odaberite lokalni certifikat koji ćete upotrijebiti za provjeru autentičnosti.



5 Pritisnite **Test Connection (Provjeri vezu)**.

Rezultati testa prikazuju se u obliku ikone.



Test uspješan



Test neuspješan

Ako je test neuspješan, prikazuju se dodatne informacije.



6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

NAPOMENA Promjene će se primijeniti nakon što se sustav isključi i ponovno uključi.

- 8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.3 Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav

Možete upravljati korisničkim računima i dopustiti pristup u slučaju nužde ili konfigurirati sustav tako da se prijava izvršava automatski prilikom pokretanja.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **System Logon (Prijava u sustav)**.
- 3 Za omogućavanje automatske prijave prilikom pokretanja sustava odaberite potvrdni okvir **System automatic logon (Automatska prijava u sustav)** i odaberite da se upotrebljava **Automatic logon User Name (Automatska prijava uz korisničko ime)** na padajućem popisu.
- 4 Za omogućavanje pristupa sustavu u nuždi odaberite potvrdni okvir **Allow emergency system access (Omogućiti pristup sustavu u slučaju nužde)**.
- 5 Za promjenu pravila o lozinki učinite jedno od sljedećeg:
 - Unesite **Maximum password age (Maksimalno trajanje lozinke)** (dani).
 - Unesite **Minimum password length (Minimalna dužina lozinke)** (znakovi).
 - Omogućite ili onemogućite **Password complexity (Složenost lozinke)**.
- 6 Za promjenu podataka korisničkih računa odaberite korisnički račun na popisu **User Accounts (Korisnički računi)** i promijenite podatke korisničkog računa u području **Details (Pojediniosti)**.
- 7 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
- 8 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 9 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.



13.3.1 Dodavanje i brisanje korisnika

Administrator sustava može stvarati, mijenjati ili brisati korisničke račune.

Korisnike možete dodavati i brisati u dijaloškom okviru **System Logon (Prijava u sustav)**.



- 1 Na dijaloškoj ploči **System Logon (Prijava u sustav)** pritisnite **New (Novo)**.
Novi se korisnik prikazuje na popisu pod imenom **New User (Novi korisnik)**.
- 2 Odaberite novog korisnika na popisu **User Accounts (Korisnički računi)**.
- 3 Popunite stavku **User Name (Korisničko ime)** na području **Details (Pojediniosti)**.

NAPOMENA *Korisničko ime ne možete mijenjati nakon spremanja pojedinosti o novom korisniku.*

- 4 Po želji unesite stavke **Full Name (Puni naziv)** i **Description (Opis)**.
- 5 Odaberite odgovarajuću stavku za **User Group (Korisnička grupa)**.

Stavka odabrana za **User Group (Korisnička grupa)** određuje razinu pristupa koju će korisnik imati u sustavu. Korisnici se u pravilu grupiraju u kliničke korisnike ili administratore sustava.



6 Kako biste spremili pojedinosti o novom korisniku, pritisnite **Save (Spremi)**.



7 Kako biste izbrisali korisnika, odaberite korisnika na popisu, pritisnite **Delete (Izbriši)** i zatim potvrdite da želite izbrisati korisnički račun.

13.3.2 Ponovno postavljanje lozinke korisnika

Kako administrator sustava možete ponovno postaviti korisničku lozinku.

Korisničku lozinku možete ponovno postaviti na dijaloškoj ploči **System Logon (Prijava u sustav)**. Dodatne pojedinosti o promjeni vlastite lozinke potražite u poglavlju [Promjena lozinke \(stranica 217\)](#).

1 Odaberite korisnika na popisu **User Accounts (Korisnički računi)**.

Podaci o korisniku prikazani su u odjeljku **Details (Pojedinosti)**.



2 Pritisnite **Reset Password (Ponovno postavljanje lozinke)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

3 Unesite **New Password (Nova lozinka)**.

Prilikom postavljanja lozinke treba se pridržavati sljedećih pravila:

- Polje lozinke ne može biti prazno.
- Lozinke ne mogu sadržavati korisnička imena.
- Lozinke moraju biti u skladu s postavkama pravila za lozinke (pogledajte poglavlje [Upravljanje korisnicima i prijavama u sustav \(stranica 237\)](#)).
- Ako je omogućena opcija složenosti lozinke, lozinke moraju sadržavati znakove iz najmanje triju kategorija navedenih u nastavku:
 - velika slova
 - mala slova
 - brojevi (od 0 do 9)
 - znakovi koji nisu slova (primjerice: ! \$ # %).

4 Unesite istu lozinku u **Confirm Password (Potvrdi lozinku)**.

NAPOMENA *Lozinka unijeta u Confirm Password (Potvrdi lozinku) mora biti jednaka lozinke koja je unijeta u New Password (Nova lozinka).*

5 Učinite jedno od sljedećeg:

- a Za zatvaranje dijaloškog okvira bez ponovnog postavljanja korisničke lozinke pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- b Za zatvaranje dijaloškog okvira i ponovno postavljanje korisničke lozinke pritisnite **Apply (Primijeni)**.

13.4 Promjena općih postavki pacijenta i tijeka rada

Možete prilagoditi opće postavke tijeka rada i odrediti veličinu za različite vrste pacijenata.

Ako je prostor za pohranu na lokalnom sustavu popunjen, sustav automatski briše nezaštićene podatke kako bi oslobodio prostor za nove slike. Sustav možete konfigurirati tako da se po završetku zaštiti svaka pretraga.

Možete konfigurirati sustav da automatski pokrene postupke koje nudi XperIM.

Moguće je pojednostaviti tijek rada DICOM-a kako bi se svi postupci automatski označili kao završeni te kako bi se automatski izradilo izvješće o dozi nakon zatvaranja postupka.

Moguće je promijeniti ove navedene osnovne postavke za pacijenta i tijekom rada:

- Sprječavanje automatskog brisanja pretrage
- Omogućavanje pojednostavljenoga tijeka rada DICOM-a
- Omogućavanje automatskog izvještaja o dozi
- Dobna ograničenja za novorođenčad, dojenčad i djecu
- Ograničenja opsega za odrasle
- Zadana vrsta pacijenta
- Omogućavanje podrške za ideogramske znakove za kineski, japanski i korejski jezik (CJK)
- Podešavanje sustava kako bi isti bio sukladan sa zahtjevima Ministarstva ratnih veterana Sjedinjenih Američkih Država (VA)



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Workflow (Tijek rada)**.
- 3 Za zaštitu svake pretrage po završetku odaberite potvrdni okvir **Prevent Automatic Study Deletion (Blokada automatskog brisanja pretraga)**.

Možete omogućiti brisanje pojedinačne pretrage ručnim uklanjanjem zaštite za takvu pretragu. Dodatne pojedinosti o postavljanju i uklanjanju zaštite za pretrage pogledajte poglavlje [Zaštita pretraga i uklanjanje zaštite na njima \(stranica 124\)](#).

- 4 Za automatsko označavanje postupaka kao završenih prilikom zatvaranja odaberite potvrdni okvir **Simplified DICOM Workflow (Pojednostavljeni DICOM tijek rada)**.
- 5 Za omogućavanje automatskog izvještaja o dozi nakon zatvaranja postupka odaberite potvrdni okvir **Automatic Dose Report (Automatska izrada izvješća o dozi)** i odaberite vrstu izvješća koju želite stvoriti.
- 6 Unesite ili promijenite dobna ograničenja za vrste pedijatrijskih pacijenata.
- 7 Unesite ili promijenite ograničenja opsega za vrste odraslih pacijenata.

NAPOMENA *Ne postoji ograničenje opsega za vrstu najvećeg odraslog pacijenta.*

- 8 Za promjenu zadane vrste pacijenta odaberite izborni gumb **Default (Zadano)** pokraj zadane vrste pacijenta koju želite koristiti.
- 9 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 10 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 11 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.5 Omogućavanje i onemogućavanje uvoza i izvoza podataka na uređaj za pohranu

Izvoz podataka na uređaje za pohranu (USB memorija ili CD/DVD medij) zadana je postavka. Po potrebi možete onemogućiti ovu funkciju.

Također možete promijeniti zadanu postavku za anonimiziranje podataka o pacijentu za izvoz na USB memorije ili CD/DVD medij.

Na uređaj za pohranu s podacima o pacijentu možete dodati i aplikaciju za prikaz DICOM podataka.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Workflow (Tijek rada)**.
- 3 Da biste onemogućili **Storage Device Export and Import (Izvoz i uvoz na uređaj za pohranu)**, odaberite **Disabled (Onemogućeno)**.
- 4 Kako biste automatski uključili aplikaciju za pregled DICOM podataka s izvezenim podacima o pacijentu, odaberite **Include DICOM Viewer (Uključivanje DICOM preglednika)**.
- 5 Za anonimiziranje podataka o pacijentu koji su izvezeni na USB memoriju odaberite **Default De-Identify Upon USB Export (Zadana anonimizacija pri izvozu na USB uređaj)**.
- 6 Za anonimiziranje podataka o pacijentu koji su izvezeni na CD/DVD medij odaberite **Default De-Identify Upon CD/DVD Export (Zadana anonimizacija pri izvozu na CD/DVD)**.
- 7 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
- 8 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 9 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.



13.6 Mapiranje RIS kodova u kartice ProcedureCard

Kodove koji se koriste u bolničkom radiološkom informacijskom sustavu (RIS) možete mapirati u kartice ProcedureCard na sustavu.

Kada uvezete podatke o pacijentu iz radiološkog informacijskog sustava, mapiranje vam omogućuje primjenu kartice ProcedureCard u sustavu Azurion koja je prikladna za predviđeni klinički postupak.

Sustav prikuplja popis svih RIS kodova koji se koriste u zakazanim postupcima ili nove kodove možete unijeti ručno.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **RIS Code Mapping (Mapiranje RIS kodova)**.
Prikazuje se popis RIS kodova zajedno s karticom ProcedureCard na koju je svaki od njih mapiran. DICOM atribut koji se upotrebljava za mapiranje RIS koda prikazan je iznad popisa.
Ako RIS kod nije mapiran na karticu ProcedureCard, prikazuje se simbol upozorenja.
Svaki stupanj možete razvrstati uzlazno ili silazno tako da pritisnete zaglavlje stupca s RIS kodovima ili mapiranim karticama ProcedureCard.
- 3 Kako biste upotrijebili drugačiji DICOM atribut za mapiranje RIS koda, pritisnite strelicu u okviru **DICOM Mapping Attribute (Atribut DICOM mapiranja)** i odaberite atribut.
- 4 Kako biste dodali novi RIS kod, učinite sljedeće:
 - a Pritisnite **New (Novo)**.
Novi RIS kod pod nazivom **New RIS Code (Novi RIS kod)** dodaje se na popis.
 - b Odaberite novi RIS kod i unesite ispravan RIS kod u okvir **RIS Code Details (Podaci o RIS kodu)**.
 - c Kako biste spremili novi RIS kod, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 5 Odaberite RIS kod koji će se mapirati.



Prikazuju se podaci o RIS kodu.

- 6 Odaberite grupu kartica ProcedureCard s padajućeg popisa **Cards Group (Grupa kartica)**.

Prikazuju se kartice ProcedureCard koje se odnose na odabranu grupu.

- 7 Odaberite karticu ProcedureCard koju želite mapirati na RIS kod.



- 8 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 9 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 10 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.7 DICOM Settings (DICOM postavke)

Možete prilagoditi DICOM postavke sustava.

DICOM Settings (DICOM postavke) dostupne su u grupi postavki **General (Općenito)** za sljedeće stavke:

- lokalni sustav
- radni popis i MPPS
- udaljeni sustavi
- DICOM Printers (DICOM pisači)

13.7.1 Konfiguriranje lokalnih postavki

Možete konfigurirati DICOM postavke za lokalni sustav i omogućiti sigurnu komunikaciju.

Te lokalne DICOM postavke možete konfigurirati u izborniku **DICOM Settings (DICOM postavke)**.

Sljedeće su stavke samo za čitanje i ne mogu se mijenjati:

- IP adresa
- IP adresa zadanog pristupnika



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **DICOM Settings (DICOM postavke)**.

Kartica **Local System (Lokalni sustav)** prikazuje se prema zadanim postavkama.

- 3 Kako biste promijenili naziv entiteta aplikacije, unesite novi naziv u polje **AE Title (Naziv entiteta aplikacije)**.

- 4 Kako biste promijenili broj priključka kojim se koristite, unesite novi broj priključka u polje **Port Number (Broj priključka)**.

- 5 Kako biste konfigurirali sigurnu komunikaciju, pritisnite **Advanced Settings (Napredne postavke)** i nastavite sa zadatkom opisanim pod [Konfiguriranje sigurne komunikacije na lokalnom sustavu \(stranica 242\)](#).



- 6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

Konfiguriranje sigurne komunikacije na lokalnom sustavu

Možete konfigurirati sigurnu komunikaciju i upravljati certifikatima pouzdanih certifikacijskih tijela.

Možete uvesti i izbrisati certifikate te odabrati certifikat lokalnog sustava koji će se koristiti za sigurnu komunikaciju.

- 1 Ako kartica **Local System (Lokalni sustav)** nije već prikazana, učinite sljedeće:



- a U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako bi se prikazao prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- b U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **DICOM Settings (DICOM postavke)**.

- 2 Pritisnite **Advanced Settings (Napredne postavke)**.

Prikazuje se dijaloški okvir **Advanced DICOM Settings (Napredne DICOM postavke)**.

- 3 Kako biste omogućili sigurnu komunikaciju, odaberite **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

- 4 Kako biste omogućili kodiranje, odaberite **Use Encryption (Upotrijebi kodiranje)**.

Ova opcija dostupna je samo ako je odabrana stavka **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

NAPOMENA *Radi ispravne provedbe sigurne komunikacije između lokalnog sustava i udaljenih sustava pobrinite se da su postavke za sigurnu komunikaciju na lokalnom sustavu i udaljenim sustavima konfigurirane na isti način. Ako postavke nisu iste, zadaci uvoza i izvoza između lokalnog sustava i udaljenog sustava možda neće uspjeti.*

- 5 Mijenjanje certifikata koji se koristi za sigurnu komunikaciju:

- a Na popisu **Local System Certificates (Certifikati lokalnog sustava)** odaberite certifikat koji će se koristiti.

Ako je certifikat istekao, na popisu se prikazuje upozorenje za dotični certifikat. Ne možete upotrebljavati istekli certifikat.



- b Pritisnite **Use in Secure Communication (Upotrijebi u sigurnoj komunikaciji)**.

- 6 Uvoz certifikata:



- a Pritisnite **Import (Uvoz)** na popisu **Local System Certificates (Certifikati lokalnog sustava)** ili **Trusted Certification Authorities Certificates (Certifikati pouzdanih tijela za izdavanje certifikata)**.

Prikazuje se dijaloška ploča za uvoz certifikata.

- b Odaberite datoteku certifikata koju želite uvesti.
- c Pritisnite **Cancel (Odustani)** kako biste zatvorili dijalošku ploču bez uvoza certifikata.
- d Pritisnite **Import (Uvoz)** kako biste uvezli odabrani certifikat.

- 7 Brisanje certifikata:

- a Odaberite certifikat koji želite izbrisati.



- b Pritisnite **Delete (Izбриši)**.

- c Potvrdite da želite izbrisati certifikat.



- 8 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 9 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 10 Kako biste zatvorili dijaloški okvir **Advanced DICOM Settings (Napredne DICOM postavke)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.
- 11 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.7.2 Konfiguriranje upravljanja radnim popisom i upravitelja za proceduralni korak za izvršeni modalitet (MPPS)

Upravljanje radnim popisom i MPPS upravitelj možete omogućiti ili onemogućiti.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **DICOM Settings (DICOM postavke)**.
Kartica **Local System (Lokalni sustav)** prikazuje se prema zadanim postavkama.
- 3 Odaberite karticu **WLM/MPPS**.
- 4 Kako biste omogućili upravljanje radnim popisom, odaberite **Enabled (Omogućeno)** u odjeljku **Worklist Management (Upravljanje radnim popisom)**.
- 5 Kako biste omogućili MPPS upravitelja, odaberite **Enabled (Omogućeno)** u odjeljku **Modality Performed Procedure Step Manager (Upravitelj proceduralnog koraka za izvršeni modalitet)**.
- 6 Unesite sljedeće obvezne informacije za upravljanje radnim popisom i MPPS upravitelja:
 - **AE Title (Naziv entiteta aplikacije)**
 - **Host Name or IP Address (Naziv ili IP adresa glavnog računala)**
 - **Port Number (Broj priključka)**
- 7 Odaberite vremensko razdoblje koje će se upotrijebiti za automatske upite zakazanih postupaka.
- 8 Kako biste omogućili sigurnu komunikaciju, odaberite **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.
- 9 Kako biste omogućili kodiranje, odaberite **Use Encryption (Upotrijebi kodiranje)**.

Ova opcija dostupna je samo ako je odabrana stavka **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.



- 10 Pritisnite **Test Connection (Provjeri vezu)**.

Rezultati testa prikazuju se u obliku ikone.



Test uspješan



Test neuspješan

Ako je test neuspješan, prikazuju se dodatne informacije.

- 11 Kako biste onemogućili upravljanje radnim popisom, odaberite **Disabled (Onemogućeno)** u odjeljku **Worklist Management (Upravljanje radnim popisom)**.
- 12 Kako biste onemogućili MPPS upravitelja, odaberite **Disabled (Onemogućeno)** u odjeljku **Modality Performed Procedure Step Manager (Upravitelj proceduralnog koraka za izvršeni modalitet)**.
- 13 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
- 14 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 15 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.



13.7.3 Konfiguriranje udaljenih sustava

Možete konfigurirati postavke za druge sustave kompatibilne s DICOM-om koji su spojeni na istu bolničku mrežu kao i sustav Azurion.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **DICOM Settings (DICOM postavke)**.
- 3 Pritisnite karticu **Remote Systems (Udaljeni sustavi)**.
Prikazan je popis udaljenih sustava (DICOM čvorovi).
- 4 Kako bi se prikazale postavke koje su konfigurirane za postojeći udaljeni sustav, odaberite sustav s popisa.
Prikazane su postavke stavki **Remote System Settings (Postavke udaljenog sustava)** i **Services (Servisi)** u kojima se nalaze informacije o odabranom udaljenom sustavu i uslugama koje podržava.



- 5 Kako biste dodali novi udaljeni sustav, pritisnite **Add (Dodaj)** ispod popisa udaljenih sustava.
Novi udaljeni sustav dodan je na popis. Sada možete konfigurirati postavke novog sustava.
- 6 Kako biste konfigurirali postavke sustava u odjeljku **Remote System Settings (Postavke udaljenog sustava)**, odaberite sustav s popisa i učinite sljedeće:
 - a Unesite **Name (Naziv)** za udaljeni sustav.
 - b Pritisnite okvir **Template Type (Vrsta predloška)** i odaberite predložak.
U predlošku se navode usluge koje su dostupne na udaljenom sustavu. Dostupne usluge naznačene su u označenim potvrdnim okvirima u odjeljku **Services (Servisi)**.
 - c Kako biste omogućili sigurnu komunikaciju, odaberite **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.
 - d Kako biste omogućili kodiranje, odaberite **Use Encryption (Upotrijebi kodiranje)**.
Ova opcija dostupna je samo ako je odabrana stavka **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

NAPOMENA *Radi ispravne provedbe sigurne komunikacije između lokalnog sustava i udaljenih sustava pobrinite se da su postavke za sigurnu komunikaciju na lokalnom sustavu i udaljenim sustavima konfigurirane na isti način. Ako postavke nisu iste, zadaci uvoza i izvoza između lokalnog sustava i udaljenog sustava možda neće uspjeti.*
- 7 Kako biste konfigurirali usluge odabranog udaljenog sustava u odjeljku **Services (Servisi)**, učinite sljedeće:
 - a Odaberite pretragu s popisa **Service (Servis)**.
 - b Konfigurirajte postavke usluge prema svojim željama
 - **AE Title (Naziv entiteta aplikacije)**
 - **Host Name or IP Address (Naziv ili IP adresa glavnog računala)**
 - **Port Number (Broj priključka)**
 - **DICOM Presentation State Support (Podrška DICOM stanja prezentacije)**
 - **JPEG Compression (Kompresija JPEG slike)**
 - **Monitor Type (Vrsta monitora)**



- 8 Kako biste testirali konfiguraciju udaljenog sustava, pritisnite **Test Connection (Provjeri vezu)**.

Testira se povezivanje sa sustavom, a rezultat se prikazuje na popisu udaljenih sustava pokraj naziva sustava.

- a Ako test ne uspije, pritisnite **Status Details (Podaci o statusu)** kako bi se prikazalo više informacija o rezultatima testa.



- 9 Kako biste testirali sve veze udaljenog sustava, pritisnite **Test All (Provjeri sve)** ispod popisa udaljenih sustava.



- 10 Kako biste uklonili udaljeni sustav, pritisnite **Remove (Ukloni)** i potvrdite da želite ukloniti sustav.



- 11 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 12 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 13 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.7.4 Konfiguriranje DICOM pisača

Možete dodati, testirati, kalibrirati i ukloniti DICOM pisače koji su spojeni na mrežu sustava i promijeniti im konfiguraciju.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **DICOM Settings (DICOM postavke)**.

Kartica **Local System (Lokalni sustav)** prikazuje se prema zadanim postavkama.

- 3 Odaberite karticu **DICOM Printers (DICOM pisači)**.

Prikazuje se popis DICOM pisača.

Svaki stupac u popisu pisača može se uzlazno ili silazno razvrstati pritiskom na zaglavlja stupaca.

- 4 Kako biste promijenili konfiguraciju postojećeg pisača, učinite sljedeće:

- a Odaberite željeni pisač na popisu.

Postavke odabranog pisača prikazuju se na području **Printer Settings (Postavke pisača)**.

- b Promijenite željene postavke pisača na području **Printer Settings (Postavke pisača)**.

- 5 Kako biste dodali novi pisač, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **Add (Dodaj)**.

Novi je pisač dodan na popis.

- b Odaberite novi pisač.

- c Popunite polja pod **Printer Settings (Postavke pisača)** za novi pisač.

- d Kako biste omogućili sigurnu komunikaciju, odaberite **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.

- e Kako biste omogućili kodiranje, odaberite **Use Encryption (Upotrijebi kodiranje)**.

Ova opcija dostupna je samo ako je odabrana stavka **Use Authentication (Upotrijebi autorizaciju)**.



- f Za spremanje promjena pritisnite **Save (Spremi)**.



- 6 Kako biste testirali vezu s pojedinačnim pisačem, pritisnite **Test Connection (Provjeri vezu)**.
Testira se veza s pisačem, a rezultat se prikazuje na popisu pisača uz naziv pisača.
Rezultati testa prikazuju se u obliku ikone.



Test uspješan



Test neuspješan



- 7 Kako biste testirali veze sa svim pisačima, pritisnite **Test All (Provjeri sve)**.

- 8 Kako biste kalibrirali pisač, pritisnite **Printer Calibration (Kalibracija pisača)**.



- 9 Kako biste uklonili pisač, pritisnite **Remove (Ukloni)** i potvrdite da želite ukloniti pisač.



- 10 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



- 11 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

- 12 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.8 Konfiguriranje protokola izvoza

Konfiguriranjem protokola izvoza možete konfigurirati kako i kada sustav izvozi slike.

Protokolom izvoza određuje se hoće li izvoz biti automatski ili ručni, kojeg će formata biti slike i na koju će se lokaciju izvesti.

Možete urediti, kopirati i izbrisati postojeći protokol izvoza ili stvoriti novi.

Prilikom uređivanja ili stvaranja protokola možete konfigurirati sljedeće stavke:

- ručni ili automatski izvoz
- naziv protokola
- zadano odredište
- format, veličina i kvaliteta slike
- trenutak u kojem se pokreće automatski izvoz
- slike koje se automatski izvoze.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Export Protocols (Protokoli izvoza)**.

- 3 Mijenjanje zadanog protokola:

- a Odaberite željeni protokol na popisu.
- b Pritisnite **Set as Default (Postavi kao zadano)**.



- 4 Dodavanje novog protokola:



- a Pritisnite **New (Novo)**.
Novi se protokol dodaje na popis pod nazivom **New export protocol (Novi protokol izvoza)**.
- b Odaberite novi protokol izvoza na popisu.

c Uredite stavku **Export Protocol Details (Pojediniosti o protokolu izvoza)**.

Preporučuju se sljedeće postavke:

Postavke	Mogućnosti	Napomene
Processing Format (Format obrade)	Processed (Obradeno) (preporuka)	Zadana opcija. Prije izvoza slika se obrađuje.
	Unprocessed (Neobrađeno)	Slika nije obrađena. Parametri obrade opisani su u privatnim DICOM atributima (samo platforme IntelliSpace Portal može ovo izvršiti na pravilan način). Odaberite Unprocessed (Neobrađeno) samo za izvoz u platforme IntelliSpace Portal ili na radnu stanicu na kojoj se mjerenja provode na slikovnim podacima (primjerice, kvantitativna analiza).
Image Size (Veličina slike)	Do Not Downscale (Nemoj smanjivati) (preporuka za slike krvnih žila)	Zadana opcija
	1024x1024	Rezolucija je ograničena na 1k ² . Ovo ne utječe na kardio-loške slike.
	512x512	Rezolucija je ograničena na 512 ² . Smanjena je veličina datoteke.
Image Quality (Kvaliteta slike)	Normal (Normalno) 8 bita po pikselu	Smanjena je veličina datoteke.
	High (Visoka) 12 bita po pikselu (preporuka)	Veličina datoteke dvostruko je veća od kvalitete slike u postavci Normal (Normalno) .

d Kako biste spremili podatke o novom protokolu, pritisnite **Save (Spremi)**.

5 Dodavanje novog protokola na temelju postojećeg protokola:

a Odaberite željeni protokol na popisu.

b Pritisnite **Copy the selected export protocol (Kopiraj odabrani protokol izvoza)**.c Uredite stavku **Export Protocol Details (Pojediniosti o protokolu izvoza)**.

Preporučuju se sljedeće postavke:

Postavke	Mogućnosti	Napomene
Processing Format (Format obrade)	Processed (Obradeno) (preporuka)	Zadana opcija. Prije izvoza slika se obrađuje.
	Unprocessed (Neobrađeno)	Slika nije obrađena. Parametri obrade opisani su u privatnim DICOM atributima (samo platforme IntelliSpace Portal može ovo izvršiti na pravilan način). Odaberite Unprocessed (Neobrađeno) samo za izvoz u platforme IntelliSpace Portal ili na radnu stanicu na kojoj se mjerenja provode na slikovnim podacima (primjerice, kvantitativna analiza).
Image Size (Veličina slike)	Do Not Downscale (Nemoj smanjivati) (preporuka za slike krvnih žila)	Zadana opcija
	1024x1024	Rezolucija je ograničena na 1k ² . Ovo ne utječe na kardio-loške slike.
	512x512	Rezolucija je ograničena na 512 ² . Smanjena je veličina datoteke.

Postavke	Mogućnosti	Napomene
Image Quality (Kvaliteta slike)	Normal (Normalno) 8 bita po pikselu	Smanjena je veličina datoteke.
	High (Visoka) 12 bita po pikselu (preporuka)	Veličina datoteke dvostruko je veća od kvalitete slike u postavci Normal (Normalno) .



d Kako biste spremili podatke o novom protokolu, pritisnite **Save (Spremi)**.

6 Uređivanje postojećeg protokola:

a Odaberite željeni protokol na popisu.

b Uredite stavku **Export Protocol Details (Pojediniosti o protokolu izvoza)**.

NAPOMENA *Ako za protokol izvoza nije postavljeno zadano odredište, na popisu se prikazuje simbol upozorenja.*



c Kako biste spremili podatke o novom protokolu, pritisnite **Save (Spremi)**.

7 Brisanje protokola:

a Odaberite željeni protokol na popisu.



b Pritisnite **Delete the selected export protocol (Brisanje odabranog protokola izvoza)**.

c Potvrdite da želite izbrisati protokol.



8 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



9 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

10 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.9 Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka

Možete konfigurirati koje vrste slika i podataka želite automatski izvesti i koji će se format koristiti.

Za svaki protokol rendgenskog snimanja možete odrediti kako želite da sustav upravlja automatskim prijenosom slikovnih podataka odabirom protokola izvoza koji će se upotrebljavati.

Za slikovne podatke koji nisu rendgenski (snimke stanja, izvješća analiza i izvješća o dozi) možete odabrati odredište za podatke na temelju vrste podataka ili korištenog protokola rendgenskog snimanja za snimanje istih.



1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.

2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Automatic Data Transfer (Automatski prijenos podataka)**.

Kartica **X-ray Image Data (Podaci o rendgenskoj slici)** prikazuje se prema zadanim postavkama.

3 Odaberite željeni protokol rendgenskog snimanja.

4 Odaberite protokol izvoza koji ćete upotrijebiti za svaku vrstu slike.

5 Namjestite preferencije za slike koje nisu rendgenske s pomoću sljedećeg postupka:



- a Odaberite karticu **Non X-ray Image Data (Podaci koji se ne odnose na rendgenske slike)**.
- b Odaberite protokol izvoza koji ćete upotrijebiti za svaku vrstu podataka.
- 6 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
- 7 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 8 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.10 Network Configuration (Mrežna konfiguracija)

U sustavu možete konfigurirati standardne mrežne postavke.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Network Configuration (Mrežna konfiguracija)**.
Na ploči **Network Configuration (Mrežna konfiguracija)** trenutni mrežni status sustava prikazan je u odjeljku **Network Adapter (Mrežni adapter)**. Za mrežni adapter možete po želji odabrati opciju **Disable (Onemogućavanje)** ili **Enable (Omogućavanje)**.
- 3 Kako biste podesili postavke IP adrese sustava, pritisnite karticu **IPv4 Settings (Postavke datuma i vremena)** ili karticu **IPv6 Settings (Postavke datuma i vremena)**, ovisno o mrežnom protokolu kojim se koristite, a potom konfigurirajte postavke IP adrese u skladu sa zahtjevima mreže.
Ako niste sigurni kako konfigurirati ove postavke, obratite se mrežnom administratoru.
- 4 Konfigurirajte **DNS Settings (Postavke DNS-a (Domain Name System))** u skladu s preduvjetima mreže.
Ako niste sigurni kako konfigurirati ove postavke, obratite se mrežnom administratoru.
Mrežna konfiguracija sustava prikazana je na ploči **Network Details (Podaci o mreži)**. Ako ste promijenili mrežnu konfiguraciju, pritisnite **Refresh (Osvježavanje)** kako bi se prikazale najnovije postavke.
- 5 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.
- 6 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.
- 7 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.



13.11 Omogućavanje ili onemogućavanje daljinske podrške

Kako biste tehničkoj podršci omogućili nadzor sustava, možete omogućiti uslugu daljinske podrške ili je onemogućiti kako biste spriječili daljinski nadzor.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.
- 2 U grupi postavki **General (Općenito)** pritisnite **Remote Support (Daljinska podrška)**.
- 3 Kako biste omogućili daljinsku podršku, odaberite **Enabled (Omogućeno)** na ploči **Remote Support (Daljinska podrška)**.

Kada je omogućena daljinska podrška, tehnička podrška ima mogućnost udaljenog praćenja sustava.

a Odaberite bilo koju od sljedećih opcija podrške:

- **Allow the system to send diagnostic data (Omogući sustavu slanje dijagnostičkih podataka):** ovom se opcijom tehničkoj podršci šalju dijagnostički podaci i upozorenja.
- **Allow Remote Assistance (Omogući daljinsku pomoć):** ovom se opcijom tehničkoj podršci omogućuje pružanje daljinske pomoći putem dijeljenja zaslona. Zadržavate mogućnost isključivanja dijeljenja zaslona prema vlastitoj želji.
- **Allow the system to receive and install software updates (Omogući sustavu primanje i instalaciju ažuriranja softvera):** ovom se opcijom sustavu omogućuje automatsko preuzimanje ažuriranja kako bi ih mogla instalirati tehnička podrška ili bolnički administrator.

4 Kako biste onemogućili daljinsku podršku, odaberite **Disabled (Onemogućeno)**.



5 Kako biste poništili sve napravljene promjene, pritisnite **Undo Changes (Poništavanje izmjena)**.



6 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.


7 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.12 Upravljanje karticama ProcedureCard

Kartice ProcedureCard možete stvarati, uređivati, kopirati, premještati i brisati kako bi ih prilagodili pretragama koje obavljate.

ProcedureCard je unaprijed određeni skup postavki koje možete povezati s pretragom. Kada zakažete pretragu, možete odabrati karticu ProcedureCard koja će se koristiti i time odrediti postavke sustava koje će se koristiti za pretragu.

Karticama ProcedureCard možete upravljati u sustavu, tj. možete stvarati, uređivati i organizirati kartice ProcedureCard tako da odgovaraju načinu na koji upotrebljavate sustav.



Slika 124 ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)

Legenda	
1	Područje odabira kartice ProcedureCard
2	Podaci o kartici ProcedureCard

13.12.1 Promjena zadane kartice ProcedureCard

Možete promijeniti zadanu karticu ProcedureCard koja se koristi za pretrage.

Dodatne pojedinosti o karticama ProcedureCard potražite u poglavlju [Kartice ProcedureCard \(stranica 52\)](#).

- 
- 1

U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.
- 2

Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** koja sadrži željenu kraticu ProcedureCard.
- 3

Odaberite željenu karticu ProcedureCard.
- 

4

Pritisnite **Set as Default (Postavi kao zadano)**.

Odabrana kartica ProcedureCard sada je zadana kartica ProcedureCard.

5

Pritisnite **OK (U redu)** kako biste zatvorili aplikaciju **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.
- Azurion Izdanje 1.2 Upute za uporabu
- 251
- Philips Healthcare 4522 203 52511

13.12.2 Stvaranje nove kartice ProcedureCard

Možete stvoriti nove kartice ProcedureCard za upotrebu s pretragama.

Također možete stvoriti novu karticu ProcedureCard kopiranjem postojeće kartice ProcedureCard i promjenom postavki.



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

- 2 Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** u koju želite staviti novu karticu ProcedureCard.



- 3 Novu karticu ProcedureCard stvorite tako da izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Pritisnite **New (Novo)**.
- Kopirajte postojeću karticu ProcedureCard.

Više pojedinosti o kopiranju kartice ProcedureCard potražite u poglavlju [Kopiranje kartice ProcedureCard \(stranica 254\)](#).

Stvorena je nova kartica ProcedureCard sa zadanim nazivom **My ProcedureCard (Moja kartica ProcedureCard)** te je vidljiva na popisu. Ovu novu karticu ProcedureCard možete uređivati kako biste primijenili željene postavke. Više pojedinosti o uređivanju kartica ProcedureCard potražite u poglavlju [Uređivanje kartice ProcedureCard \(stranica 252\)](#).

13.12.3 Uređivanje kartice ProcedureCard

Možete urediti postavke kartice ProcedureCard.

Promjene će utjecati na sve zakazane studije koje imaju odabranu navedenu karticu ProcedureCard.



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

- 2 Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** koja sadrži željenu kraticu ProcedureCard.

- 3 Odaberite željenu karticu ProcedureCard.

- 4 Za uređivanje općih informacija kartice ProcedureCard učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **General (Općenito)**.
- b Uredite opće informacije kartice ProcedureCard po želji.

- 5 Za uređivanje dostupnih postavki rendgenskog snimanja učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **X-ray Acquisition (Rendgensko snimanje)**.
- b Odaberite protokole rendgenskog snimanja koji su dostupni za upotrebu s karticom ProcedureCard.



- c Postavite zadani protokol rendgenskog snimanja za karticu ProcedureCard.
- d Promijenite redoslijed protokola rendgenskog snimanja po želji.



6 Za promjenu rasporeda zaslona zadanih izgleda koji se koristi za FlexSpot učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **FlexSpot**.
- b Promijenite grupu zadanih izgleda odabirom nove grupe na popisu.
- c Odaberite novi zadani izgled za upotrebu.

7 Za promjenu rasporeda zaslona zadanih izgleda koji se koristi za FlexVision učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **FlexVision**.
- b Promijenite grupu zadanih izgleda odabirom nove grupe na popisu.
- c Odaberite novi zadani izgled za upotrebu.

8 Za uređivanje uputa koje se nalaze u kartici ProcedureCard učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **Instructions (Upute)**.



- b Kako biste promijenili naziv postojećeg dokumenta, pritisnite **Rename the selected bookmark (Promjena naziva odabrane knjižne oznake)**, unesite novi naziv i pritisnite **OK (U redu)**.



- c Za pretpregled postojećeg dokumenta odaberite dokument i pritisnite **View the selected bookmark (Prikaz odabrane knjižne oznake)**.

Dokument je prikazan u pregledniku.



- d Za brisanje dokumenta iz kartice ProcedureCard odaberite dokument i pritisnite **Delete (Izbriši)**.

9 Kako biste uključili nove vanjske dokumente u karticu ProcedureCard učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **Instructions (Upute)**.



- b Pritisnite **Add External (Dodaj vanjski)**.

Prikazan je popis **XPS documents library (Biblioteka XPS dokumenata)** koji prikazuje prethodno učitane dokumente i prozor za pretpregled.

- c Za pretpregled dokumenta odaberite isti u **XPS documents library (Biblioteka XPS dokumenata)**.

- d Za dodavanje dokumenta koji je već učitao odaberite dokument i pritisnite **Add (Dodaj)**.



- e Za učitavanje novog dokumenta s USB memorije pritisnite **Import from USB (Uvoz s USB-a)** i odaberite dokument koji želite uvesti, a potom pritisnite **Add (Dodaj)**.

- f Za brisanje dokumenta isti odaberite i pritisnite **Delete (Izbriši)**.

- g Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez dodavanja dokumenta pritisnite **Cancel (Odustani)**.

10 Za provjeru svih postavki u kartici ProcedureCard učinite sljedeće:



- a Odaberite karticu **Summary (Sažetak)**.

- b Provjerite postavke koje su prikazane za svaki odjeljak.



11 Da biste spremili promjene, pritisnite **Save (Spremi)**.

12 Da biste zatvorili **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)** bez spremanja vaših promjena, pritisnite **Cancel (Odustani)**.

13.12.4 Kopiranje kartice ProcedureCard

Karticu ProcedureCard možete kopirati kako biste je upotrijebili kao obrazac za novu karticu ProcedureCard.

Kartice ProcedureCard kopiraju se u istu skupinu kartica ProcedureCard. Kopirani ProcedureCard možete prebaciti u drugu skupinu kartica ProcedureCard. Dodatne pojedinosti o promjeni lokacije kartica ProcedureCard potražite u poglavlju [Pomicanje kartice ProcedureCard \(stranica 254\)](#).



1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

2 Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** koja sadrži željenu kraticu ProcedureCard.

3 Odaberite željenu karticu ProcedureCard.

4 Pritisnite **Copy (Kopiranje)**.

ProcedureCard se kopira u istu skupinu kartice ProcedureCard i sprema se s istim nazivom i oznakom da je riječ o kopiji.

13.12.5 Pomicanje kartice ProcedureCard

Možete pomaknuti karticu ProcedureCard u drugu grupu kartice ProcedureCard.

Primjerice, možete kopirati karticu ProcedureCard i zatim premjestiti kopiju u drugu grupu. Dodatne pojedinosti o kopiranju kartica ProcedureCard potražite u poglavlju [Kopiranje kartice ProcedureCard \(stranica 254\)](#).



1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

2 Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** koja sadrži željenu kraticu ProcedureCard.

3 Odaberite željenu karticu ProcedureCard.



4 Pritisnite **Move To... (Pomakni u)**.

Prikazan je dijaloški okvir u kojem možete odabrati grupu u koju želite pomaknuti karticu ProcedureCard.

5 Odaberite željenu grupu na popisu.

6 Pritisnite **OK (U redu)**.

Kartica ProcedureCard premještena je u odabranu grupu.

13.12.6 Brisanje kartice ProcedureCard

Karticu ProcedureCard možete izbrisati kako se više ne bi prikazivala na popisu dostupnih kartica.

Ako izbrišete karticu ProcedureCard koju ste odabrali za potrebe zakazane pretrage, u pretrazi će se koristiti zadana kartica ProcedureCard.



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

- 2 Odaberite **ProcedureCard Group (Grupa kartica ProcedureCard)** koja sadrži željenu kraticu ProcedureCard.
- 3 Odaberite željenu karticu ProcedureCard.



- 4 Pritisnite **Delete (Izbriši)**.

Prikazuje se poruka s potvrdom u kojoj se od vas traži da potvrdite da želite izbrisati karticu ProcedureCard.

- 5 Kako biste izbrisali karticu ProcedureCard, pritisnite **Delete (Izbriši)**.
- 6 Kako biste zatvorili poruku s potvrdom bez brisanja kartice ProcedureCard, pritisnite **Cancel (Odustani)**.

13.12.7 Upravljanje grupama kartica ProcedureCard

Možete stvoriti, preimenovati, promijeniti raspored i obrisati grupe kartica ProcedureCard.

Kartice ProcedureCard organizirane su u grupe što omogućuje odabir grupe u koju želite dodati karticu ProcedureCard.



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.



- 2 Pritisnite **Edit ProcedureCard groups (Uređivanje grupa kartica ProcedureCard)**.

Prikazuje se dijaloški okvir **Edit ProcedureCard Groups (Uređivanje grupa kartica ProcedureCard)**.

- 3 Za izradu nove grupe kartica ProcedureCard, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **New (Novo)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

- b Unesite naziv za novu grupu.

- c Za spremanje nove grupe pritisnite **OK (U redu)**.

- d Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja nove grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.

- 4 Za preimenovanje grupe kartica ProcedureCard učinite sljedeće:

- a Odaberite željenu grupu na popisu.



- b Pritisnite **Rename (Promjena naziva)**.

Prikazuje se dijaloški okvir.

- c Unesite novi naziv za grupu.

- d Za spremanje novog naziva grupe pritisnite **OK (U redu)**.

- e Za zatvaranje dijaloškog okvira bez spremanja novog naziva grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.

- 5 Za brisanje grupe kartica ProcedureCard učinite sljedeće:



- a Odaberite željenu grupu na popisu.
 - b Pritisnite **Delete (Izbriši)**.
Prikazuje se potvrdna poruka.
 - c Za brisanje grupe pritisnite **OK (U redu)**.
 - d Za zatvaranje potvrdne poruke bez brisanja grupe pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- 6 Za promjenu redoslijeda grupa kartica ProcedureCard na popisu učinite sljedeće:
- a Odaberite karticu ProcedureCard koju želite pomaknuti.
 - b Pritisnite strelice kako biste pomaknuli karticu ProcedureCard prema gore ili dolje na popisu.



- 7 Pritisnite **OK (U redu)** kako biste zatvorili dijaloški okvir .

13.12.8 Uvoz, izvoz i vraćanje kartica ProcedureCard

Kartice ProcedureCard možete uvoziti i izvoziti s uređaja za pohranu kao što je USB memorija ili s mrežne lokacije.

Također možete vratiti tvornički zadani komplet kartica ProcedureCard.

NAPOMENA *Kada uvezete ili vratite kartice ProcedureCard, sve trenutačno dostupne kartice ProcedureCard brišu se i zamjenjuju se uvezenim ili vraćenim kompletom kartica ProcedureCard. Prije uvoza ili vraćanja kartica ProcedureCard trebali biste razmisliti o izvozu postojećeg kompleta kartica ProcedureCard kako biste ih po potrebi kasnije mogli uvesti.*



- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**.

Prikazuje se **ProcedureCards Manager (Upravitelj karticama ProcedureCard)**.

- 2 Kako biste izvezli ProcedureCard iz sustava, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **Export ProcedureCards (Izvoz kartica ProcedureCard)**.
Prikazuje se dijaloški okvir na kojem možete odabrati mapu u koju želite izvesti kartice ProcedureCard.
- b Pritisnite **Browse (Pregledavanje)**, odaberite mapu koju želite upotrijebiti i pritisnite **OK (U redu)**.
- c Unesite naziv kompleta kartica ProcedureCard koji izvozite.
- d Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez izvoza kartica ProcedureCard, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- e Kako biste izvezli kartice ProcedureCard iz odabrane mape, pritisnite **Export (Izvoz)**.

- 3 Kako biste uvezli kartice ProcedureCard na sustav, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **Import ProcedureCards (Uvoz kartica ProcedureCard)**.
Prikazuje se dijaloški okvir na kojem možete odabrati mapu iz koje želite uvesti kartice ProcedureCard.
- b Pritisnite **Browse (Pregledavanje)**, odaberite mapu u kojoj se nalaze kartice ProcedureCard i pritisnite **OK (U redu)**.

- c Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez uvoza kartica ProcedureCard, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- d Kako biste uvezli kartice ProcedureCard iz odabrane mape, pritisnite **Import (Uvoz)**.

NAPOMENA *Sve trenutačno dostupne kartice ProcedureCard brišu se i zamjenjuju uvezenim karticama ProcedureCard.*

- 4 Kako biste vratili tvornički zadani komplet kartica ProcedureCard, učinite sljedeće:



- a Pritisnite **Restore the factory default ProcedureCards (Vraćanje tvornički zadanih kartica ProcedureCard)**.

Prikazuje se dijaloški okvir u kojem morate potvrditi da želite vratiti tvornički zadani komplet kartica ProcedureCard.

NAPOMENA *Sve trenutačno dostupne kartice ProcedureCard brišu se i zamjenjuju tvornički zadanim karticama ProcedureCard.*

- b Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez vraćanja tvornički zadanih kartica ProcedureCard, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- c Kako biste vratili tvornički zadani set kartica ProcedureCard, pritisnite **Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)**.

13.13 Izvoz postavki

Možete spremići postavke prilagođavanja sustava kako biste omogućili kasniji uvoz istih.

NAPOMENA *Prije nego što naćinite promjene u postavkama prilagođavanja sustava, potrebno je razmotriti izvoz postojećih postavki kako biste iste mogli kasnije uvesti ako bude potrebno.*



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.



- 2 Pritisnite **Export Settings (Postavke izvoza)**.
- 3 Pritisnite **Browse (Pregledavanje)** i odaberite direktorij u kojem će postavke biti spremljene.
- 4 Unesite naziv datoteke izvoza.
- 5 Za izvoz postavki pritisnite **OK (U redu)**.
- 6 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.14 Uvoz postavki

Možete uvesti prethodno spremljene postavke za prilagođavanje sustava.

Možete odabrati koje ćete postavke uvesti iz datoteke uvoza kako biste osigurali da uvezete samo one postavke koje su vam potrebne.



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.



- 2 Pritisnite **Import Settings (Uvoz postavki)**.

Prikazuje se dijaloški okvir na kojem možete odabrati datoteku iz koje želite uvesti postavke, kao i postavke koje želite uvesti.

- 3 Ućinite jedno od sljedećeg:

- Odaberite željeni direktorij za **Import Settings From (Uvoz postavki iz)**.
 - Pritisnite **Browse (Pregledavanje)**, odaberite željeni direktorij i pritisnite **OK (U redu)**.
- 4 Označite potvrdni okvir svake postavke koju želite uvesti.
- NAPOMENA** *Odabrane postavke uvoze se iz datoteke koju ste odabrali i zamijenit će trenutne postavke. To bi moglo dovesti do nedostupnosti određenih funkcija nakon uvoza. Kako biste riješili moguće nedosljednosti, ažurirajte proširene DICOM postavke, postavke izvoza i postavke automatskog prijenosa podataka.*
- 5 Kako biste uvezli odabrane postavke, pritisnite **Import (Uvoz)**.
- 6 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

13.15 Vraćanje tvornički zadanih postavki

Po potrebi možete vratiti postavke sustava na tvornički zadane postavke.

Možete odabrati koje postavke želite vratiti, što vam omogućuje da zadržite neke prilagođene postavke.

NAPOMENA *Prije nego što načinite vraćanje tvornički zadanih postavki, potrebno je razmotriti izvoz postojećih postavki kako biste iste mogli kasnije uvesti ako bude potrebno.*



- 1 U izborniku **System (Sustav)** pritisnite **Customization (Prilagodba)** kako biste prikazali prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**.



- 2 Pritisnite **Restore Factory Default Settings (Vraćanje tvornički zadanih postavki)**.

Prikazan je dijaloški okvir **Restore Factory Default Settings (Vraćanje tvornički zadanih postavki)** koji vam omogućuje da odaberete postavke za koje želite načiniti vraćanje na tvornički zadane postavke.

- 3 Odaberite potvrdni okvir za svaku postavku za koju želite načiniti vraćanje.

NAPOMENA *Postavke koje odaberete bit će vraćene na tvorničke zadane postavke te će iste zamijeniti trenutne postavke. Navedeno može uzrokovati da neke funkcije ne budu dostupne.*

- 4 Za zatvaranje dijaloškog okvira bez vraćanja postavki na tvornički zadane postavke pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- 5 Za vraćanje odabranih postavki na tvornički zadane postavke pritisnite **Restore Defaults (Vraćanje zadanih postavki)**.
- 6 Kako biste zatvorili prozor **System Customization (Prilagodba sustava)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

14 Održavanje

Ovaj proizvod zahtjeva ispravan rad, planirana održavanja i provjere koje korisnik mora redovito provoditi. Ovi su zadaci neophodni kako bi proizvod radio sigurno, učinkovito i pouzdano.



UPOZORENJE

Održavanje sustava koje obavljaju osobe koje nisu za to obučene ili upotreba neodobrenih rezervnih dijelova, dodatne opreme ili odvojivih dijelova mogli bi poništiti jamstvo proizvođača. Takvim se održavanjem stvara velika opasnost od tjelesnih ozljeda i oštećivanja sustava.

Klinička primjena nije dozvoljena tijekom preventivnog održavanja i servisiranja.

NAPOMENA ***Sastavljanje medicinskog električnog sustava i izmjene tijekom stvarnog radnog vijeka, zahtijevaju procjenu zahtjeva standarda IEC 60601-1.***

14.1 Čišćenje i dezinfekcija

Nedovoljno dobro čišćenje ostataka na opremi nakon postpaka može dovesti do infekcije pacijenta nečistim dijelovima. Provjerite je li sustav temeljito i opsežno očišćen nakon svakog zahvata.

Prilikom čišćenja i dezinfekcije sustava pridržavajte se sljedećih općih smjernica:

- Upotrijebite sterilne prekrivače kako biste spriječili zagađenje ili kontaminaciju opreme.
- Nemojte dopustiti da tekućine uđu u sustav. Navedeno može uzrokovati koroziju ili električno oštećenje.
- Nemojte primjenjivati tekućinu ili raspršivače za čišćenje izravno na sustav. Uvijek upotrebljavajte krpu namočenu s proizvodom za čišćenje.
- Prije čišćenja i dezinfekcije isključite sustav kako biste izbjegli strujni udar ili slučajnu aktivaciju rendgenskog sustava. Budite svjesni da čak i kada je sustav isključen, napon električne mreže može biti prisutan na nekim sučeljima.
- Remenje za pacijenta i traku kompresora na koloturu umjesto površinske dezinfekcije potrebno je oprati.
- Nemojte koristiti korozivna ili abrazivna sredstva ili jastučiće.
- Neka sredstva za čišćenje ili dezinfekciju mogu uzrokovati promjenu boje.
- Prilikom čišćenja površina kojima je boja ogrebana ili izlizana, za očekivati je da će dio boje biti uklonjen.
- Prije čišćenja madraca zatvorite zračni zatvarač kako biste spriječili ulazak tekućina. Nakon čišćenja madraca otvorite zračni zatvarač kako biste omogućili ispravno širenje i skupljanje madraca kada se na njega namjesti pacijent.

NAPOMENA ***Uvijek se morate pridržavati lokalnih uputa, propisa i smjernica o higijeni.***

Ove upute za čišćenje i dezinfekciju primjenjuju se samo na rendgenski sustav te se ne odnose na ostalu opremu u sobi. Upute za čišćenje za ostalu opremu opisane su u dokumentima koji su priloženi opremi. Ako je potrebno čišćenje ili dezinfekcija sučelja opreme trećih strana s rendgenskim sustavom, skinite opremu prije čišćenja ili dezinfekcije. Također je potrebno skinuti opremu trećih strana ako je istu potrebno očistiti ili dezinficirati sredstvima koja nisu kompatibilna s rendgenskim sustavom.

NAPOMENA ***Uvijek slijedite upute proizvođača za upotrebu sredstava za čišćenje i dezinfekciju.***

Čišćenje

Po potrebi očistite sustav s vlažnom krpom i otopinom deterdženta kako biste uklonili vidljive ostatke. Ribanje mekom četkom kao što je četkica za zube može biti potrebno kako bi se dosegli kutovi ili uklonio materijal koji se zasušio na površini.

NAPOMENA *Prilikom čišćenja u blizini rendgenske opreme sustava operacijske sale ostavite pričvršćene nesterilne prekrivače.*

Dezinfekcija

Dezinfekcija može biti neučinkovita ako površine prethodno nisu detaljno očišćene. Provjerite jesu li sve površine očišćene i jesu li tragovi sredstava za čišćenje uklonjeni vodom.

Kako biste osigurali učinkovitost dezinfekcije, uvijek slijedite upute proizvođača za dezinfekciju u upotrebi.

Nakon dezinfekcije pazite da na opremi nema traga dezinfekcijskog sredstva.

Preporučeno je da sve proizvode za dezinfekciju prvo testirate na malim područjima sustava koji nisu vidljivi kako biste provjerili kompatibilnost.

Sredstva za dezinfekciju

Možete dezinficirati dijelove sustava i dodatnu opremu u sobi za pregled pomoću sredstava za čišćenje koji sadrže jedan od sljedećih dezinfekcijskih spojeva (obratite pažnju na iznimke koje su navedene ispod popisa). Kompatibilnost ovih spojeva sa sustavom je testirana:

- Etilni ili izopropilni alkohol (95%)
- Četverorazinski spojevi amonijaka (300 ppm)
- Glutaraldehyd (2%)
- Orto-ftalaldehid (0,55%)
- Vodikov peroksid (5%)
- Klorheksidin (0,5%) u etanolu ili izopropilnom alkoholu (70%)
- Natrijev hipoklorit (500 ppm)

Obratite pažnju na sljedeće iznimke:

- Pokrov madraca nije otporan na deterdžente na bazi klora.
- Pokrov okomitog pomicanja nagiba stola nije otporan na sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola.
- Pokrov MSC okvira nije otporan na sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola.

Nije dopuštena upotreba sljedećih aktivnih komponenti:

- Proizvodi koji sadrže komponente na bazi fenola, kao što su orto-fenifenol, orto-benzil-para-klorfenol ili kloroksilenol.
- Proizvodi koji sadrže tekućine kao što su eter, pirit, terpentin, trikloretilen i perkloretilen.

Sigurnosni tehnički listovi proizvođača za dezinfekciju pružaju detaljne informacije o sastavu istoga.

Navedeni tehnički listovi mogu se dobiti kod proizvođača proizvoda.

Upotreba dezinfekcijskih raspršivača

Dezinfekcija sobe s medicinskom opremom pomoću dezinfekcijskih raspršivača nije preporučena. Para može ući u opremu i time uzrokovati koroziju ili električno oštećenje. Međutim, ako ne upotrebljavate dezinfekcijske raspršivače u blizini rendgenske opreme, slijedite ove smjernice:

- Nemojte koristiti zapaljive ili potencijalno eksplozivne dezinfekcijske raspršivače. Nastala se para može zapaliti, što može uzrokovati ozljede osoblja ili oštećenje opreme.
- Ako namjeravate upotrebljavati dezinfekcijske raspršivače koji nisu zapaljivi i eksplozivni, prvo isključite opremu i dopustite da se ista ohladi. Time se sprječava da konvekcijska strujanja privuku maglicu dezinfekcijskog sredstva unutar opreme.
- Potrebno je u potpunosti prekriti opremu plastičnim pokrivačima prije upotrebe dezinfekcijskog raspršivača.
- Nakon što se svi tragovi dezinfekcijske pare rasprše, plastični pokrivač može se ukloniti, a sama oprema može se dezinficirati na preporučeni način.

14.1.1 Čišćenje stropnih vodilica

Stropne vodilice trebale bi se čistiti prema planiranom planu održavanja kako bi se spriječilo padanje prašine i nečistoća s vodilica koje će onečistiti protok zraka oko stola. Zagađeni zrak i kontaminirani dijelovi rendgenskog sustava mogu inficirati pacijenta.

- 1 Stropnu vodilicu očistite radi uklanjanja nečistoća.

Nedovoljno temeljito čišćenje moglo bi dovesti do stvaranja kuglica nečistoća koje otežavaju uzdužno pomicanje.

- 2 Provjerite je li uzdužni kočnički pojas, ako postoji, dobro pričvršćen i očistite ga alkoholom.

14.2 Uklanjanje i zamjena rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja


Ovaj postupak sadrži smjernice za uklanjanje i zamjenu rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja.

Za sprječavanje oštećenja rešetke pogledajte sljedeće smjernice:

- Nemojte dozvoliti da vam rešetka padne.
- Nemojte primjenjivati pretjeranu silu na rešetku.
- Nemojte koristiti rešetku za prijenos predmeta.
- Nemojte izlagati rešetku temperaturi iznad 40 °C (104 °F).
- Nemojte pohranjivati rešetku na izravno sunce ili blizu izvora topline, kao što su grijači ili utičnice za uređaj za hlađenje.
- Nemojte pohranjivati rešetku u ormarima s komponentama za raspršivanje topline.
- Nemojte sterilizirati rešetku ili je uranjati u vodu.
- Nemojte izlagati rešetku parnim čistačima.


14.2.1 Uklanjanje rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja

Izbjegavajte oštećivanje detektora i rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja tijekom sljedećeg postupka.



Slika 125 Uklanjanje rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja

- 1 C-luk okrenite u bočni položaj prikazan na slici u nastavku.




Slika 126 Namještanje detektora radi uklanjanja rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja

- 2 Pomaknite površinu stola ispod detektora.
- 3 Pomaknite klizače za zaključavanje s oprugama prema sredini rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja.
- 4 Oprezno uklonite rešetku iz detektora.

14.2.2 Zamjena rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja

Izbjegavajte oštećivanje detektora i rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja tijekom sljedećeg postupka.

NAPOMENA *Prije zamjene rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja provjerite je li čista i bez krhotina.*



Slika 127 Zamjena rešetke za sprječavanje raspršenog zračenja

- 1 Umetnite pločice za namještanje na rešetku za sprječavanje raspršenog zračenja u odgovarajuće uture kućišta detektora.
- 2 Povucite unatrag klizače za zaključavanje i gurnite rešetku za sprječavanje raspršenog zračenja prema detektoru dok nije u ravni s kućištem detektora i otpustite klizače za zaključavanje.
- 3 Pazite da su pločice za namještanje pravilno postavljene u kućište detektora i da su klizači za zaključavanje mreže pravilno prikopčani.

14.3 Zamjena baterija

Baterije u opremi na baterije trebali biste redovito mijenjati radi sigurnog rada.

Baterije sljedeće opreme trebale bi se redovito mijenjati:

- Daljinski upravljač
- Bežični miš



OPREZ

Uvijek izvadite baterije ako se oprema neće koristiti dulje vrijeme.

- 1 Kako biste zamijenili baterije, otvorite poklopac ležišta za baterije na stražnjoj ili donjoj strani opreme.



- 2 Izvadite stare baterije.

NAPOMENA *Baterije štete okolišu. Odložite ih na odgovoran način.*

- 3 Umetnite nove baterije ispravnog tipa u položaj naznačen u ležištu za bateriju.

Daljinski upravljač i bežični miš rade na AA baterije.

- 4 Zatvorite poklopac ležišta za baterije.

14.4 Raspored planiranog održavanja

Kako bi se jamčilo izvršavanje održavanja u potrebnim intervalima, odgovorna organizacija treba tvrtki za održavanje izdati zahtjev za održavanje koje treba izvršiti u skladu s Rasporedom planiranog održavanja kako je opisano u ovom odjeljku.

Planirano održavanje može izvršiti samo kvalificirano i ovlašteno osoblje, a opsežno je opisano u servisnoj dokumentaciji. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Sigurnost \(stranica 18\)](#).

Philips Medical Systems nudi uslugu potpunog planiranog održavanja i popravaka na temelju poziva i prema ugovoru. Potpune pojedinosti dostupne kod vašeg predstavnika tvrtke Philips.

U tablici u nastavku naveden je sažetak programa planiranog održavanja. Uvijek je potrebno poduzeti sve praktične korake kako biste se pobrinuli da je raspored planiranog održavanja u potpunosti ažuran prije upotrebe proizvoda s pacijentom.

Philips Medical Systems će na zahtjev dostaviti dijagrame sklopa, popise dijelova, opise, upute o kalibraciji ili druge informacije koje će osoblju tehničke podrške pomoći popraviti one dijelove opreme koje je tvrtka Philips Medical Systems označila kao dijelove koje može popravljati osoblje tehničke podrške.

Potpuni popis rezervnih dijelova zatražite od tehničke podrške.

Zadatak	Učestalost	Potrebno osoblje
Provjerite oznake	Svakih 6 mjeseci	Korisnik
Podesite generatore	Svakih 6 mjeseci	Tehničar
Podesite detektore	Svakih 6 mjeseci	Tehničar
Provedite testove IQ razine 1	Svakih 6 mjeseci	Tehničar
Zamijenite cijevi za hlađenje	Svakih 15 godina	Tehničar
Provjerite razinu rashladnog sredstva	Svake godine	Tehničar
Provjerite pričvršćenost opreme montirane na stop	1 godinu nakon instalacije	Tehničar
Provjerite vodilice na stropu	Svake godine	Tehničar
Očistite vodilice na stropu	Svake godine	Korisnik
Provedite mehaničko održavanje prednjeg nosača	Svake godine	Tehničar

Zadatak	Učestalost	Potrebno osoblje
Prilagodite prednji nosač	Svake godine	Tehničar
Provedite mehaničko održavanje stražnjeg nosača	Svake godine	Tehničar
Prilagodite bočni nosač	Svake godine	Tehničar
Provjerite mehaničku pričvršćenost stropnog ovjesa monitora	Svake godine	Tehničar
Očistite gornju stranu nosača FlexMove	Svake godine	Tehničar
Provjerite sklopnike EKG-a i injektora	Svake godine	Tehničar
Provedite mehaničko održavanje stola za pacijenta	Svake 4 godine	Tehničar
Provjerite električnu sigurnost	Svake 2 godine	Tehničar
Provjerite sigurnost rendgenskog sustava	Svake 2 godine	Tehničar
Provjerite uređaje za zaštitu od rendgenskog zračenja	Svake godine	Tehničar

14.5 Način rada korisničke kontrole kvalitete

Kako bi se omogućilo testiranje postojanosti rendgenskog zračenja, oprema nudi način rada korisničke kontrole kvalitete (UQCM) za testiranje rendgenskog zračenja.

UQCM namijenjen je kvalificiranim bolničkim radiološkim fizičarima ili servisnim inženjerima te se sastoji od posebnih postupaka korisničke kontrole kvalitete koji su dostupni putem servisnog hardverskog ključa. Philips Medical Systems isporučuje taj hardverski ključ tek nakon što korisnik završi odgovarajuću obuku. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Kontakt s proizvođačem \(stranica 357\)](#).

U slučaju neuspješnog mjerenja u sklopu UQCM-a obratite se tehničkoj podršci.

14.6 Korisnička provjera

Ovim postupkom provjerite rad sustava.

- Rad kolimatora provjerite pomoću dijaskopije te potvrdite jesu li pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja aktivni kada je uključeno rendgensko zračenje.
Dodatne pojedinosti o pokazateljima uključenosti rendgenskog zračenja potražite u poglavlju [Pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja \(stranica 80\)](#).
- Provjerite pomicanje stola i nosače bez korištenja rendgena.
- Pomoću korisnički određenog fantoma provjerite njihovu pouzdanost.
 - Postavite nosač u okomiti položaj.
 - Postavite fantom na stol i u snop rendgenskih zraka.
 - Pouzdanost provjerite pomoću fiksne udaljenosti od izvora do slike i dosljedno biranog vidnog polja.
 - Obavite dijaskopiju i provjerite prikazuju li se svi očekivani pokazatelji rendgenskog zračenja te jesu li vrijednosti u kV i mA unutar raspona očekivanih za provjeru pouzdanosti.
 - Obavite digitalno snimanje izlaganjem srca ili krvožilnog sustava i provjerite prikazuju li se svi očekivani pokazatelji rendgenskog zračenja te jesu li vrijednosti u kV i mA unutar raspona očekivanih za provjeru pouzdanosti.

14.6.1 Testiranje kontrole automatskog izlaganja



- 1 Odaberite protokol rendgenskog snimanja za pulsnu dijaskopiju.
- 2 Zatvorite zatvarače radi primjene pune kolimacije.


- 3 Dva puta provedite pulsnu dijaskopiju i zabilježite parametre izlaganja.

Vrijednost u kV mora dosegnuti najveću programiranu vrijednost (npr. 110 kV) bez pojavljivanja poruka o pogreškama. Ovim se testiranjem testira i prekidač za prebacivanje rešetke pri najvišoj kV vrijednosti.


14.6.2 Provjera ograničenja snopa

Po potrebi možete provesti provjeru ograničenja snopa ako postoji sumnja da je uređaj za ograničavanje snopa (zatvarači) u kvaru.

- 1 Ponovno postavite zatvarače.
- 2 Površinu stola postavite vodoravno i podesite je na maksimalnu visinu.
- 3 Nosač postavite tako da je snop rendgenskih zraka okomit na površinu stola.
- 4 Dva olovna ravnala postavite ukriženo na površinu stola te ih pričvrstite ljepljivom trakom.
- 5 Pomaknite detektor što bliže ravnalima.
- 6 Odaberite veličinu polja tako da ravnala pokrivaju visinu i širinu cijelog zaslona (pogledajte sliku u nastavku).
- 7 Snimite sliku dijaskopije.
- 8 Pomoću kontrole plutanja površine stola postavite središte križanja dva olovna ravnala postavite u središte slike.
- 9 Snimite sliku dijaskopije i zapišite vrijednosti ravnala (A1 do D1) koje odgovaraju rubovima slike.



- 10 Kasetu s filmom odgovarajuće veličine ili kasetu s digitalnim filmom postavite iznad ravnala.
- 11 Eksponirajte film (ili digitalni film) snimanjem dijaskopije.
Maksimalna gustoća razvijenog filma trebala bi biti $0,9 \pm 0,1$.
- 12 Zapišite vrijednosti ravnala (A2 do D2).



- 13** Odredite udaljenost [X] u centimetrima između žarišta i površine stola.

NAPOMENA *Položaj žarišta naznačen je na vanjskom poklopcu kućišta cijevi.*

- 14** Za svaki rub (A do D) izračunajte sljedeće:

$(\text{Vrijednost 2} - \text{Vrijednost 1}) \leq X/50$.

PRIMJER

A1 = 7; A2 = 6,8 i X = 85, stoga formula daje:

$(6,8 - 7) \leq 85/50 = 0,2 \leq 1,7$, što je prihvatljivo.

Ako je neka izračunata vrijednost veća od X/50, uređaj za ograničavanje snopa je u kvaru i potrebno je obratiti se tehničkoj podršci.

14.7 Prikaz i provjera mrežnih veza

Mrežne veze sustava možete pregledati i provjeriti kao pomoć u rješavanju problema.

- Kako biste pregledali mrežne veze sustava, učinite jedno od sljedećeg na prozoru za pregled:
 - Pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **System Connectivity Overview (Pregled povezivosti sustava)**.
 - Pritisnite ikonu statusa veze na području s obavijestima.

Na području s obavijestima prikazuju se sljedeće ikone koje ukazuju na status veze:



Nisu otkriveni problemi s vezama.



Otkriveni su problemi s vezama.

Prikazuje se dijaloški okvir **Network Connections (Mrežne veze)** na kojem se nalazi popis mrežnih veza sustava i informacije o svakoj vezi i njezinom statusu.

- Kako biste vidjeli informacije o određenoj mrežnoj vezi, na popisu odaberite tu vezu.

Sljedeće se ikone pojavljuju u dijaloškom okviru **Network Connections (Mrežne veze)** kako bi ukazale na status veze:



Veza je funkcionalna.



Došlo je do pogreške s vezom.

Informacije o odabranoj mrežnoj vezi prikazuju se ispod popisa te uključuju naziv i status veze, vrijeme posljednjeg uspješnog povezivanja i preporuke za korektivne mjere koje se mogu poduzeti.

Ako ste administrator sustava, prikazuju se detaljnije informacije o svakoj vezi.

3 Kako biste provjerili određenu vezu, učinite sljedeće:

- a** Odaberite željenu vezu u dijaloškom okviru **Network Connections (Mrežne veze)**.
- b** Pritisnite **Test Connection (Provjeri vezu)**.



Osvježavaju se status veze i informacije povezane s njom.

14.8 Aktiviranje čuvara zaslona

Kada želite da se na monitoru pojavi prazni zaslon, možete aktivirati čuvara zaslona.

- 1** Provjerite jesu li zaustavljena sva geometrijska pomicanja i je li rendgensko značenje neaktivno.
- 2** Pritisnite **System (Sustav)** na prozoru za pregled i pritisnite **Activate Screen Saver (Aktiviraj čuvara zaslona)**.

Prikazuje se dijaloški okvir na kojem morate potvrditi da želite aktivirati čuvar zaslona.

3 Učinite jedno od sljedećeg:

- Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez aktiviranja čuvara zaslona, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- Kako biste aktivirali čuvara zaslona, pritisnite **Activate (Aktiviraj)**.

Prikazuje se čuvar zaslona.

4 Kako biste deaktivirali čuvara zaslona, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku ili gumb na mišu.

14.9 Prikazivanje zapisnika revizije

Ako ste prijavljeni kao administrator sustava, možete prikazati revizijski trag radnji koje su provedene u sustavu.

1 Pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **View Audit Logs (Prikaz zapisnika revizije)**.

Prikazuje se **Audit Trail Viewer (Preglednik revizijskog traga)** i pokazuje popis radnji provedenih u sustavu.



2 Kako biste pronašli određenu radnju u zapisniku revizije, unesite tekst u polje za pretragu i pritisnite **Search (Pretraži)**.

Prikazuju se odgovarajući rezultati pretrage.

3 Kako biste zatvorili **Audit Trail Viewer (Preglednik revizijskog traga)**, pritisnite **Close (Zatvori)**.

Dodatne pojedinosti o postavkama revizijskog traga potražite u poglavlju [Konfiguriranje postavki revizijskog traga \(stranica 236\)](#).

14.10 Spremanje informacija za tehničku podršku

Informacije možete spremiti u sustavu kako bi ih kasnije mogla upotrijebiti tehnička podrška.

Sustav omogućuje spremanje sljedećih informacija:

- slike
- datoteke zapisnika

14.10.1 Spremanje serije za tehničku podršku

Ako naiđete na problem sa serijom, možete je spremiti radi pomoći tehničkoj podršci.

Kada spremite seriju za tehničku podršku, sustav sprema seriju koja je prikazana u prozoru za pregled.

- 1 Provjerite je li serija koju želite spremiti prikazana u prozoru za pregled.
- 2 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Save Image for Technical Support (Spremi sliku za tehničku podršku)**.

Serija se sprema i dostupna je kao pomoć za radnje tehničke podrške.

14.10.2 Spremanje datoteke zapisnika za tehničku podršku

Ako naiđete na pogrešku ili problem u sustavu, datoteku zapisnika možete spremiti tako da vam tehnička podrška može pomoći u rješavanju problema.

- 1 U prozoru provjere pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Save Log File for Technical Support (Spremi datoteku zapisnika za tehničku podršku)**.

Prikazuje se dijaloški okvir u kojem morate potvrditi da želite spremiti datoteku zapisnika.

- 2 Kako biste zatvorili dijaloški okvir bez spremanja datoteke zapisnika, pritisnite **Cancel (Odustani)**.
- 3 Kako biste spremili datoteku zapisnika, pritisnite **Save (Spremi)**.

Sljedeće se ikone prikazuju na području s obavijestima i ukazuju na status spremanja:



U tijeku je spremanje datoteke zapisnika.



Spremljena je datoteka zapisnika (prikazuje se 5 sekundi nakon uspješnog spremanja).

14.11 Omogućavanje i onemogućavanje daljinske pomoći

Možete omogućiti i onemogućiti funkciju daljinske pomoći.

- 1 Kako biste omogućili daljinsku pomoć, pritisnite **System (Sustav)** na prozoru za pregled i odaberite **Enable/Disable Remote Assistance (Omogući/onemogući daljinsku pomoć)**.

Omogućena je daljinska pomoć. Ikona na području s obavijestima ukazuje na status funkcije daljinske pomoći.



Daljinska je pomoć omogućena, no ne koristi se.



Daljinska je pomoć omogućena i koristi se.


- 2 Kako biste onemogućili daljinsku pomoć, pritisnite **System (Sustav)** na prozoru provjere i ponovno odaberite **Enable/Disable Remote Assistance (Omogući/onemogući daljinsku pomoć)**.

14.12 Ažuriranje softvera sustava

Možete preuzeti i instalirati ažuriranja softvera sustava kada ista postanu dostupna. Provjerite jesu li dostupna ažuriranja za vaš sustav. Ako su ažuriranja dostupna, u području obavijesti na dnu prozora za provjeru prikazuje se ikona.



Ažuriranja softvera nude se kao individualni paketi koje je moguće zasebno preuzeti i instalirati. Navedeno činite pomoću dijaloškog okvira **Software Updates (Ažuriranja softvera)**.



Slika 128 Dijaloški okvir ažuriranja softvera

Legenda	
1	Popis paketa s ažuriranjem softvera
2	Red čekanja preuzimanja

- 1 Ako su ažuriranja softvera dostupna, učinite jedno od sljedećeg:
- Pritisnite **System (Sustav)** i odaberite **Software Updates (Ažuriranja softvera)**.
 - Pritisnite ikonu ažuriranja softvera u području obavijesti.



Prikazuje se dijaloški okvir **Software Updates (Ažuriranja softvera)**. Paketi s ažuriranjima softvera pokazani su na popisu.

- 2 Filtrirajte popis pomoću potvrdnih okvira filtra.
- Odaberite **Show installed successfully (Prikaži uspješne instalacije)** za uključivanje svih uspješno instaliranih paketa s ažuriranjem softvera.
 - Odaberite **Show install failed (Prikaži neuspješne instalacije)** za uključivanje svih paketa s ažuriranjem softvera koji nisu uspješno instalirani.

Svaki paket s ažuriranjem softvera ima ikonu koja prikazuje njegov status.

	Spremno za preuzimanje / Ponovni pokušaj preuzimanja
	Preuzimanje na čekanju
	Preuzimanje
	Preuzimanje zaustavljeno
	Nevažeće preuzimanje / instalacija neuspješna
	Spremno za instaliranje
	Instaliranje
	Instalirano



- 3** Za preuzimanje paketa s ažuriranjem softvera koje je spremno za preuzimanje odaberite isti na popisu i pritisnite **Download (Preuzimanje)** ili **Add to Download Queue (Dodaj u red čekanja za preuzimanje)**.

Istovremeno možete odabrati više od jednog paketa s ažuriranjem softvera tako da na tipkovnici pritisnete i držite tipku Ctrl i pritisnete svaki paket koji želite preuzeti.

Paket s ažuriranjem softvera prikazan je u redu čekanja preuzimanja kao i tijekom napretka preuzimanja.

Nakon završetka preuzimanja status paketa je promijenjen.

- 4** Za prekid preuzimanja učinite sljedeće:

- a** Na redu čekanja preuzimanja odaberite preuzimanje koje želite prekinuti.

Istovremeno možete odabrati više od jednog preuzimanja tako da na tipkovnici pritisnete i držite tipku Ctrl i pritisnete svako preuzimanje koji želite prekinuti.



- b** Pritisnite **Abort Download (Prekid preuzimanja)** kako biste zaustavili odabrano preuzimanje i uklonili ga iz reda čekanja preuzimanja.



- 5** Za zaustavljanje preuzimanja odaberite preuzimanje i pritisnite **Pause (Pauza)**.



- 6** Za nastavak svih zaustavljenih preuzimanja pritisnite **Resume All (Nastavi sa svime)**



- 7** Za instalaciju preuzetoga paketa učinite sljedeće:

- a** Odaberite paket na popisu paketa s ažuriranjem softvera i pritisnite **Install (Instaliraj)**.

Prikazuje se dijaloški okvir za potvrdu koji prikazuje procijenjeno vrijeme potrebno za instalaciju odabranog paketa.

- b** Pritisnite **Install (Instaliraj)** za instaliranje paketa ili pritisnite **Cancel (Odustani)** za zatvaranje dijaloškog okvira bez instaliranja paketa.

Ako odaberete instalirati paket, njegov se status mijenja na popisu paketa s ažuriranjem softvera.

Instalacija je automatski izvršena. Ako je instalacija uspješna, isto je prikazano na popisu paketa s ažuriranjem softvera.

Ako instalacija nije uspješna, prikazuje se poruka o pogreški.

NAPOMENA *Ako instalacija paketa s ažuriranjem softvera nije uspješna, sustav nije spreman za kliničku upotrebu. Ako se to dogodi, za pomoć se obratite tehničkoj podršci.*

- 8 Za zatvaranje dijaloškog okvira pritisnite **Close (Zatvori)**.

Preuzimanje paketa s ažuriranjem softvera se nastavlja.

14.13 Pokazivanje testne slike monitora

Kako biste pomogli u održavanju, možete napraviti da sustav prikaže društvu Society of Motion Pictures and Television Engineers (SMPTE) (Međunarodna udruga filmskih i televizijskih inženjera) testnu sliku.

Kada je testna slika prikazana, nije moguća upotreba sustava.

- 1 Pobrinite se da servisna aplikacija nije u upotrebi i da se ne provodi sesija daljinske pomoći.
- 2 Pritisnite **System (Sustav)** u prozoru za provjeru i odaberite **Show Monitor Test Image (Prikaži testnu sliku na monitoru)**.

Prikazan je dijaloški okvir, koji traži potvrdu da želite prikazati testnu sliku.

- 3 Učinite jedno od sljedećeg:
 - Za zatvaranje dijaloškog okvira bez prikazivanja testne slike pritisnite **No (Ne)**.
 - Za prikaz testne slike pritisnite **Yes (Da)**.
- 4 Za završetak prikazivanja slike i vraćanje sustava u normalnu uporabu, pritisnite bilo koju tipku ili gumb miša.

14.14 XperCT Kalibracija

NAPOMENA *Sljedeći je postupak potpuno automatiziran. Ne trebate omogućiti ili onemogućiti rendgensko zračenje. Izvršavajte radnje na sustavu kada vam sustav da upute da to učinite.*

- 1 Na modulu dodirnog zaslona pritisnite **Tools (Alati)**.
- 2 U izborniku **Tools (Alati)** dodirnite **Xper-CT Calibration (Xper-CT kalibracija)**.
- 3 U podizborniku **Xper-CT Calibration (Xper-CT kalibracija)** dodirnite jednu od sljedećih opcija, a potom slijedite upute na modulu dodirnog zaslona:
 - **Detector Prop (Okretanje detektora)**
 - **Detector Roll (Kotrljanje detektora)**
 - **Detector Prop + Roll (Okretanje i kotrljanje detektora)**
- 4 (samo FlexMove) Na upravljačkom modulu upotrijebite upravljačku ručicu **Move Beam XY Motorized (Motorizirano pomicanje snopa XY)** kako biste postavili nosač u poprečni nulti položaj.

To možete učiniti i tako da odaberete postupak u kojem se nosač automatski pomiče u poprečni nulti položaj.

- 5 Pritisnite i držite ručni ili nožni prekidač za snimanje.

Sustav provodi postupak kalibracije.

- 6 Otpustite ručni ili nožni prekidač za snimanje kada sustav signalizira da je postupak kalibracije dovršen.
- 7 Kako biste zaustavili postupak kalibracije koji je u tijeku, dodirnite **Abort (Prekid)**.
- 8 Dodirnite **Close (Zatvori)** za povratak u izbornik **Tools (Alati)**.

14.14.1 Kalibracija prije skeniranja

Kada odaberete skeniranje glave postupkom XperCT, prikazat će se skočna poruka kojom se od vas traži pokretanje postupka kalibracije prije skeniranja kako bi se postigla bolja kvaliteta slike. Skočna poruka neće se prikazati narednih sat vremena.

- 1 Na modulu dodirnog zaslona pritisnite **Tools (Alati)**.
- 2 U izborniku **Tools (Alati)** dodirnite **Xper-CT Calibration (Xper-CT kalibracija)**.
- 3 U podizborniku **Xper-CT Calibration (Xper-CT kalibracija)** dodirnite **Pre-scan (Postupak prije skeniranja)** i slijedite upute na modulu dodirnog zaslona.
- 4 Pritisnite i držite ručni ili nožni prekidač za snimanje.
Sustav provodi postupak kalibracije.
- 5 Otpustite ručni ili nožni prekidač za snimanje kada sustav signalizira da je postupak kalibracije dovršen.
- 6 Kako biste zaustavili postupak kalibracije koji je u tijeku, dodirnite **Abort (Prekid)**.
- 7 Dodirnite **Close (Zatvori)** za povratak u izbornik **Tools (Alati)**.

14.15 Utjecaj sustava na okoliš

Utjecaj sustava na okoliš možete procijeniti mjerenjem standardne potrošnje energije tijekom različitih načina rada.

Kako biste umanjili utjecaj sustava na okoliš, sustav isključite kada nije u upotrebi. No vodite računa o kliničkim ograničenjima zbog kojih isključivanje sustava nije praktično.

Dodatne pojedinost potražite na sljedećem web-mjestu:

www.cocir.org/index.php?id=198

14.16 Odlaganje sustava

Philips Healthcare brine se o zaštiti prirode i osiguranju neprekidne sigurne i učinkovite upotrebe sustava odgovarajućom podrškom, održavanjem i edukacijom.



Oprema tvrtke Philips Medical Systems dizajnirana je i proizvedena u skladu s odgovarajućim smjernicama za zaštitu okoliša. Sve dok se sustavom pravilno upravlja te se održava, ne predstavlja opasnost za okoliš. Međutim, oprema može sadržavati materijale koji mogu biti štetni za okoliš ako se odlože na neprikladan način. Upotreba takvih materijala ključna je za uvođenje određenih funkcija i za udovoljavanje određenim zakonskim i drugim zahtjevima.

Konačno zbrinjavanje radi se kada odgovorna organizacija zbrine opremu ili sustav na način da se više ne može koristiti u određenu svrhu.

NAPOMENA *Računalni diskovi koji su dio sustava mogu sadržavati osobne podatke. Navedeni diskovi trebaju se odložiti u skladu sa servisnim uputama.*

Nemojte odlagati sustav ili bilo koje njegove dijelove zajedno s industrijskim ili kućanskim otpadom. Sustav može sadržavati materijale kao što su olovo, volfram, ulje ili druge opasne tvari koje mogu uzrokovati teško onečišćenje okoliša. Sustav također sadrži osjetljive osobne podatke koji se moraju propisno obrisati.

Tvrtka Philips Medical Systems može vam pružiti podršku u obliku sanacije dijelova koji se mogu ponovno iskoristiti, recikliranja korisnih materijala te sigurnog i učinkovitoga odlaganja opreme.

Dodatne pojedinosti o recikliranju proizvoda tvrtke Philips Medical Systems potražite na sljedećem web-mjestu:

www.medical.philips.com/main/about/sustainability/recycling/index.wpd

Odlaganje baterije bežičnog nožnog prekidača

Bežični nožni prekidač sadrži litij-ionske baterije. Mora ga se odložiti u skladu s lokalnim, državnim i federalnim zakonima o odlaganju litij-ionskih baterija. Ako ne možete odložiti bežični nožni prekidač na vašem području, vratite ga proizvođaču radi odlaganja.

Prijenos sustava na drugog korisnika

Ako se sustav prenese na drugu organizaciju, on mora biti u cjelovitom stanju, uključujući i svu popratnu dokumentaciju proizvoda.

Novoga je korisnika potrebno informirati o uslugama podrške koje pruža tvrtka Philips Medical Systems. Prije prenošenja sustava ili stavljanja van upotrebe, svi podaci o pacijentima moraju se nepovratno izbrisati s uređaja. Ako je potrebno, isti se mogu sigurnosno pohraniti na drugi medij.

Prijenos medicinskih električnih uređaja novoj odgovornoj organizaciji može uzrokovati ozbiljne tehničke, medicinske i pravne rizike. Takvi rizici mogu proisteći čak i ako se sustav donira. Odgovornim organizacijama preporučuje se da zatraže savjet od predstavnika tvrtke Philips prije nego što preuzmu obvezu prijenosa nekog proizvoda.

Kada se sustav prenese novome korisniku, prethodni korisnik može i dalje primati važne sigurnosne informacije. U mnogim nadležnostima jasna je obveza prethodnog korisnika da o takvim sigurnosnim podacima obavijesti nove korisnike. Prethodni korisnici koji ne mogu ili nisu spremni učiniti navedeno trebaju obavijestiti tvrtku Philips Medical Systems o novom korisniku.

Dodatne informacije

Savjete i informacije o odlaganju sustava zatražite od proizvođača. Pogledajte [Kontakt s proizvođačem \(stranica 357\)](#).

15 Sigurnost

U sljedećim se poglavljima nalaze informacije o važnim sigurnosnim razmatranjima povezanim s uporabom sustava.

15.1 Odgovornosti kupca

Tvrtka Philips Medical Systems svjesna je da je sigurnost njezinih proizvoda važan dio dubinske sigurnosne strategije vaše ustanove. Međutim, te se prednosti mogu ostvariti samo ako uvedete opsežnu višerazinsku strategiju (uključujući pravila, postupke i tehnologije) za zaštitu informacija i sustava od vanjskih i unutarnjih prijetnji.

Pridržavajući se standardne prakse u industriji, vaša strategija trebala bi se odnositi na fizičku sigurnost, radnu sigurnost, proceduralnu sigurnost, upravljanje rizikom, sigurnosna pravila i planiranje nepredviđenog. Praktična provedba tehničkih sigurnosnih elemenata razlikuje se ovisno o lokaciji i mogla bi uključivati niz tehnologija, uključujući vatrozidove, softvere za traženje virusa, autorizacijske tehnologije itd.

Kao i sa svakim drugim računalnim sustavom, mora se osigurati zaštita na način da su postavljeni vatrozidovi i/ili drugi sigurnosni uređaji između medicinskog sustava i svih sustava s mogućnošću vanjskog pristupa.

Američka uprava za veterane za ovu je svrhu razvila arhitekturu za izolaciju medicinskog uređaja koja je u širokoj upotrebi. Takvi su perimetri i mrežne zaštite ključni elementi u sveobuhvatnoj strategiji zaštite medicinskog uređaja.

Dodatni podaci o sigurnosti i privatnosti mogu se pronaći na sljedećem web-mjestu:

www.philips.com/productsecurity

15.1.1 Rizici vezani uz sigurnost

Postoji nekoliko rizika vezanih uz sigurnost koje je potrebno procijeniti.

- Uređaj nije namijenjen za dugoročnu pohranu podataka. Korisnicima se savjetuje da izvezu pretragu na kraju postupka kako bi osigurali dostupnost povezanih podataka. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Izvoz podataka \(stranica 152\)](#). Funkciju izvoza moguće je konfigurirati da se ista automatski provodi.
- Kako biste osigurali povjerljivost, integritet i dostupnost uređaja i povezanih podataka, u nastavku se nalaze savjeti:
 - Provedite kontrolu mrežnog i fizičkog pristupa kako biste ograničili mogućnost kompromitiranja podataka. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Odgovornosti kupca \(stranica 274\)](#).
 - Omogućite sigurnosne kontrole koje su ugrađene u vaš uređaj. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Administracija sustava \(stranica 235\)](#).
- Preporučuje se redoviti nadzor savjeta proizvođača za sigurnost proizvoda. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Zaštita od zlonamjernog softvera \(stranica 275\)](#).

Procjenu je potrebno ponoviti nakon svake promjene u mreži. Navedene promjene uključuju:

- Promjene u konfiguraciji mreže
- Povezivanje dodatnih stavki s mrežom
- Prekidanje veze stavki s mrežom
- Nadogradnju ili ažuriranja stavki koje su povezane na mrežu

15.2 Zaštita od zlonamjernog softvera

U ovu su opremu ugrađeni mehanizmi za zaštitu od zlonamjernog softvera.

Ako se računalna sigurnost ne održava redovito, učinkovitost tih mehanizama mogla bi se smanjiti tijekom vremena s obzirom na to da se zlonamjerni softveri neprekidno mijenjaju kako bi se usmjerili na novootkrivene ranjive točke.

Philips Medical Systems sustavno analizira izvore informacija povezane s ranjivim točkama računalne sigurnosti kako bi procijenio računalni sigurnosni rizik za sustave. Kako bi se jamčio pravilan rad sustava, Philips Medical Systems može preporučiti određene korisničke ili servisne postupke ili izdati servisne preporuke za ažuriranje, promjenu ili zamjenu zaštitnih mehanizama sustava kako je opisano u ovome dokumentu.

Najnovije informacije uključujući Izjavu o pravilima za sigurnost proizvoda i preporučene postupke za klijente možete pronaći na:

www.philips.com/productsecurity

NAPOMENA *Treballi biste redovito provjeravati objavljena stanja računalne sigurnosti sustava na prethodno navedenoj poveznici.*

Unatoč već uvedenim preventivnim mjerama postoji mala vjerojatnost da se sustav zarazi zlonamjnim softverom. Kada se otkrije zlonamjerni softver ili kada primijetite da se nepoznato ponašanje ili smanjena učinkovitost često ponavljaju, između ostalog i nakon isključivanja i uključivanja, trebali biste nazvati tehničku podršku radi pregleda. Kada se pregledom potvrdi zaraza, svakako poduzmite mjere za zadržavanje i uklanjanje izvora zaraze. Tehnička podrška ponovno će instalirati softver sustava kako bi sustav ponovno bio unutar specifikacija. Tehnička podrška također može pomoći u pristupanju zapisniku o događaju sustava u kojem se mogu nalaziti informacije korisne za pregled.

Na zaštitu od zlonamjernog softvera primjenjuje se pristup popisa dopuštenog softvera (whitelist). Kada se instalira zaštitni softver popisa dopuštenog softvera, nepouzdan softver koji nije naveden na tom popisu je blokiran.

15.2.1 Sigurnosne zakrpe

Sigurnosne zakrpe mijenjaju dizajn sustava i stoga ih mora potvrditi i odobriti tvrtka Philips Medical Systems.

Sustavna analiza ranjivih točaka računalne sigurnosti obuhvaća procjenu primjenjivosti i potrebe za primjenom sigurnosnih zakrpa pri čemu se uzimaju u obzir olakotne okolnosti u namjeni i dizajnu ovog sustava.

Najnovije informacije uključujući i preporučene postupke za klijente možete pronaći na sljedećem web-mjestu:

www.philips.com/productsecurity

15.2.2 Zaštita putem popisa dopuštenog softvera

Na ovom je sustavu instaliran softver za zaštitu s popisa dopuštenog softvera. Taj popis identificira sav pouzdani softver koji se može izvršavati na opremi. Zaštitni softver zabranjuje izvršavanje nepouzdanog softvera čime učinkovito blokira zlonamjerni softver prije nego što se učini šteta. Umjesto da se oslanja na česta ažuriranja poput antivirusnog softvera, nudi proaktivnu zaštitu od širokog spektra zlonamjernog softvera i izmjena zlonamjernog softvera.

Budući da je dopušteno pokretanje samo pouzdanog softvera, nije potrebno redovito ažuriranje.

16 Tehnički podaci

U sljedećim se poglavljima nalaze informacije i tablice s podacima o specifikaciji sustava.

16.1 Zahtjevi za zaštitu okoliša

Korištenje

Zahtjev za zaštitu okoliša	Raspon (od minimalnog do maksimalnog)
Sobna temperatura	+10 °C do +30 °C (59 °F do + 86 °F)
Relativna vlažnost	20 % do 80 %
Tlak	70 kPa do 106 kPa (0 do 3000 m visine) (700 hPa do 1060 hPa)

NAPOMENA *Kako bi se omogućio nesmetan protok zraka oko ormarića sustava, ne postavljajte predmete na vrh ormarića.*

Transport i skladištenje

Zahtjev za zaštitu okoliša	Raspon (od minimalnog do maksimalnog)
Temperatura	-20 °C do +75 °C (-4 °F do 167 °F)
Relativna vlažnost	10 % do 90 %
Tlak	70 kPa do 106 kPa (0 do 3000 m visine) (700 hPa do 1060 hPa)

IP oznake opreme

Oprema	IP oznaka	Zaštita
Sustav	IPX0	Nezaštićeno
Postolje oslonca za pacijenta	IPX1	Zaštićeno od okomito padajućih kapljica vode
Površina oslonca za pacijenta	IPX2	Zaštićeno od okomito padajućih kapljica vode kada je kućište nagnuto prema gore za 15 stupnjeva
Daljinski upravljač	IPX2	Zaštićeno od okomito padajućih kapljica vode kada je kućište nagnuto prema gore za 15 stupnjeva
Modul za provjeru	IPX2	Zaštićeno od okomito padajućih kapljica vode kada je kućište nagnuto prema gore za 15 stupnjeva
Ručica za pomicanje	IP03	Zaštićeno od prskanja vode
Upravljački modul	IPX4	Zaštićeno od zapljuskivanja vode
Modul dodirnog zaslona	IP44	Zaštićeno od zapljuskivanja vode
Nožni prekidač (žičani i bežični)	IPX8	Zaštićeno od učinaka neprekidnog uranjanja u vodu

16.2 Konfiguracija rendgenskog sustava

U sljedećoj je tablici dan pregled upotrebe rendgenske cijevi za svaki sustav:

Sustavi s jednom ravninom	Kataloški broj	Rendgenska cijev
Azurion 3 M12	722 063	MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003
Azurion 3 M15	722 064	MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004

Sustavi s jednom ravninom	Kataloški broj	Rendgenska cijev
Azurion 7 M12	722 078	MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003
Azurion 7 M20	722 079	MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004

Sustavi s dvije ravnine	Kataloški broj	Prednja rendgenska cijev	Bočna rendgenska cijev
Azurion 7 B12	722 067	MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003	MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003
Azurion 7 B20	722 068	MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004	MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003

MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003 i rashladna jedinica CU 3101

NAPOMENA *Ako je sustav nadograđen, rendgenska cijev može biti MRC 200 0508 ROT-GS 1003. Razlike u specifikaciji naznačene su u tekstu koji slijedi.*

Stavka	Specifikacija
Maksimalni napon	Dijaskopija: 120 kV Izlaganje: 125 kV
Maksimalna struja cijevi	Veliki fokus: 1063 mA pri 80 kV Mali fokus: 563 mA pri 80 kV
Struja cijevi kod pulsne dijaskopije s kontrolom rešetke	10 mA – 200 mA
Trajna opteretivost (pri 23 °C)	4000 W (MRC 200: 3200 W)

- Maximus ROTALIX keramička cijev 200+ 0508 ROT-GS 1003 s kapacitetom skladištenja topline anode od 6,4 MHUeff i vrijednostima nominalnog žarišta od 0,5/0,8 mm, maksimalno 45 i 85 kW kratkoročno opterećenje.
 - MRC 200: kapacitet pohranjivanja topline u anodi od 2,4 MHU
- Prebacivanje rešetke kod pulsne dijaskopije
- Kućište cijevi ROT-GS 1003 za rendgensku cijev hladenu uljem s toplinskim sigurnosnim prekidačem
- Izmjenjivač topline rashladne jedinice za izravno i neprekinuto prinudno hlađenje uljem
- Kontrola rotora
- Visokonaponski kabeli
- Dijelovi za pokrivanje

MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004 i rashladna jedinica CU 3101

NAPOMENA *Ako je sustav nadograđen, rendgenska cijev može biti MRC 200 0407 ROT-GS 1004. Razlike u specifikaciji naznačene su u tekstu koji slijedi.*

Stavka	Specifikacija
Maksimalni napon	Dijaskopija: 120 kV Izlaganje: 125 kV
Maksimalna struja cijevi	Veliki fokus: 813 mA pri 80 kV Mali fokus: 353 mA pri 85 kV
Struja cijevi kod pulsne dijaskopije s kontrolom rešetke	10 mA – 160 mA
Trajna opteretivost (pri 23 °C)	4000 W (MRC 200: 3200 W)

- Maximus ROTALIX keramička cijev MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004 s kapacitetom skladištenja topline anode od 6,4 MHUeff i vrijednostima nominalnog žarišta od 0,4/0,7 mm, maksimalno 30 i 65 kW kratkoročno opterećenje.
 - MRC 200: kapacitet pohranjivanja topline u anodi od 2,4 MHU
- Prebacivanje rešetke kod pulsne dijaskopije
- Kućište cijevi ROT-GS 1004 za rendgensku cijev hladenu uljem s toplinskim sigurnosnim prekidačem

- Izmjenjivač topline rashladne jedinice za izravno i neprekinuto prinudno hlađenje uljem
- Kontrola rotora
- Visokonaponski kabeli
- Dijelovi za pokrivanje

Sklop rendgenske cijevi i kolimatora

Stavka	Specifikacija
Čimbenici opterećenja koji odgovaraju maksimalnom specificiranom energetskom unosu u anodu u jednom satu kada se primjenjuju pri nominalnom naponu rendgenske cijevi	125 kV, 28 mA (3500 W)
Maksimalno simetrično polje zračenja	MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004: 35 x 35 cm na udaljenosti od 1 m MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003: 28 x 28 cm na udaljenosti od 1 m

16.2.1 Izlazna snaga cijevi

Izlaganje	Kanali s MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003	Kanali s MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004
Najveća električna snaga (struja rendgenske cijevi i napon rendgenske cijevi rezultiraju najvećom električnom snagom)	85 kW (125 kV, 680 mA)	65 kW (125 kV, 520 mA)
Maksimalna izlazna električna snaga pri 100 kV, 0,1 s (jakost struje rendgenske cijevi)	85 kW (850 mA)	65 kW (650 mA)
Maksimalni napon rendgenske cijevi i maksimalna jakost struje rendgenske cijevi pri tom naponu	125 kV, 680 mA	125 kV, 520 mA
Maksimalna jakost struje rendgenske cijevi i maksimalni napon rendgenske cijevi pri toj jakosti struje	1063 mA, 80 kV Maksimalna jakost struje cijevi ne može se postići s trenutačnom konfiguracijom sustava.	813 mA, 80 kV
Minimalna jakost struje rendgenske cijevi i minimalni napon rendgenske cijevi pri toj jakosti struje	10 mA, 40 kV	10 mA, 40 kV
Minimalni umnožak jakosti struje i vremena izlaganja (ulazni faktori pri najnižem umnošku jakosti struje i vremena izlaganja)	0,1 mAs (10 mA, 10 ms)	0,1 mAs (10 mA, 10 ms)
<i>Napomena: Vrijednosti $\pm 10\%$.</i>		

Dijaskopija s mrežnim prekidačem	Kanali s MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003	Kanali s MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004
Najveća električna snaga (struja rendgenske cijevi i napon rendgenske cijevi rezultiraju najvećom električnom snagom)	25 kW (125 kV, 200 mA)	20 kW (125 kV, 160 mA)
Maksimalna izlazna električna snaga pri 100 kV, 0,1 s (jakost struje rendgenske cijevi)	20 kW (200 mA)	16 kW (160 mA)
Maksimalni napon rendgenske cijevi i maksimalna jakost struje rendgenske cijevi pri tom naponu	120 kV, 200 mA	120 kV, 160 mA
Minimalni napon rendgenske cijevi i minimalna jakost struje rendgenske cijevi pri tom naponu	40 kV, 1,5 mA	40 kV, 1,5 mA

Dijaskopija s mrežnim prekidačem	Kanali s MRC 200+ 0508 ROT-GS 1003	Kanali s MRC 200+ 0407 ROT-GS 1004
Maksimalna jakost struje rendgenske cijevi i maksimalni napon rendgenske cijevi pri toj jakosti struje	200 mA, 125 kV	160 mA, 125 kV
Minimalna jakost struje rendgenske cijevi i minimalni napon rendgenske cijevi pri toj jakosti struje	10 mA, 40 kV	10 mA, 40 kV
Minimalni umnožak jakosti struje i vremena izlaganja (ulazni faktori pri najnižem umnošku jakosti struje i vremena izlaganja)	0,007 mAs (2 mA, 3,5 ms)	0,007 mAs (2 mA, 3,5 ms)
Napomene: - Vrijednosti $\pm 10\%$. - Dijaskopija je dostupna samo u načinu rada impulsne dijaskopije.		

16.2.2 Točnost dozimetrijskih pokazatelja i automatskog sustava kontrole

Dozimetrijski pokazatelj	Točnost
Točnost referentne kerme u zraku	$\pm 35\%$ (više od 100 mGy)
Točnost referentne brzine kerme u zraku	$\pm 35\%$ (više od 6 mGy/min)
Točnost kumulativnog umnoška doze i površine polja	$\pm 35\%$ (više od 2,5 Gy·cm ²)
Koeficijent varijacije automatskog sustava kontrole	< 0,05

Sve navedene vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku imaju točnost od $\pm 35\%$ sukladno normi IEC 60601-2-43:2010, 203.6.4.5.

16.3 Generator rendgenskog zračenja

Tehnički podaci sukladno s normom IEC 60601-2-54

U ovom su odjeljku sadržane informacije koje se odnose na generator rendgenskog zračenja. Informacije o određenoj upotrebi generatora rendgenskog zračenja opisane su u sljedećem odjeljku.

Metode mjerenja

Stavka	Metoda
Napon rendgenske cijevi	Napon rendgenske cijevi mjeri se s pomoću uravnoteženih visokonaponskih ispusnika u visokonaponskom sklopu
Struja rendgenske cijevi	Struja cijevi mjeri se na strani katode u ispravljenom visokonaponskom sklopu generatora rendgenskog zračenja
Vremensko opterećenje	Vremensko opterećenje mjeri se između 75 % $\pm 7,5\%$ vršnog napona visokonaponskog ruba uspona i 75 % $\pm 7,5\%$ vršnog napona visokonaponskog ruba pada
Umnožak struje i vremena	Umnožak struje i vremena mjeri se na strani katode ispravljenog visokonaponskog sklopa HV generatora između 75% $\pm 7,5\%$ vršnog napona visokonaponskog ruba uspona i 75% $\pm 7,5\%$ vršnog napona visokonaponskog ruba pada

Parametri / Rasponi

IEC 60601-2-54	Izlazni parametar	Način rada	Faktor opterećenja
§ 201.7.9.2.1.101 a	Maksimalni napon rendgenske cijevi i maksimalna jakost struje rendgenske cijevi pri tom naponu	Radiografski (isprekidano)	125 kV, 720 mA

IEC 60601-2-54	Izlazni parametar	Način rada	Faktor opterećenja
§ 201.7.9.2.1.101 b	Maksimalna jakost struje rendgenske cijevi i maksimalni napon rendgenske cijevi pri toj jakosti struje	Radiografski (isprekidano)	1000 mA, 100 kV
§ 201.7.9.2.1.101 c	Kombinacija struje rendgenske cijevi i napona rendgenske cijevi koja rezultira najvećom izlaznom snagom	Radiografski (isprekidano)	1000 mA, 100 kV
§ 201.7.9.2.1.101 d	Najveća stalna izlazna snaga pri 100 kV, 0,1 s	Radiografski (isprekidano)	100 kW, 1000 mA
§ 201.7.9.2.1.101 e	Najniži umnožak struje i vremena ili kombinacija faktora opterećenja koji rezultira najnižim umnoškom struje i vremena	Radiografski (isprekidano)	0,1 mAs
§ 201.7.9.2.1.101 f	Nominalno najkraće vrijeme ozračenja (AEC izlaganje)	AEC	n/p nema tehnike vremena za fotografiju
§ 201.7.9.2.1.101 f	Rasponi faktora punjenja cijevi kojima upravlja AEC	AEC	Rasponi faktora punjenja cijevi određeni protokolom rendgenskog snimanja. Maksimalni raspon iznosi: 40 – 125 kV; 10 – 1000 mA. Dopusštena odstupanja u skladu s §203.6.4.3.104.3 i §203.6.4.3.104.4

Sukladno s normom IEC 60601-2-54 odjeljak 201.7.2.7

Generator električnih podataka			
Izvor napajanja		400 V – 480 V $\pm 10\%$, 50 Hz / 60 Hz, 3 – faze, s prekidačima i osiguračima (50 A tromi) prema PDU-u sustava	
Radiografija	Maksimalni napon struje	125 kV	
	Nominalna električna energija	100 kW (100 kV; 0,1 s)	
	Maksimalna električna snaga	100 kW 1000 mA pri 100 kV 720 mA pri 125 kV	
Kontinuirani izlaz		1,5 kW (na primjer, 12 fpm pri 100 kW; 0,1 s)	
Generiranje visokog napona		Pretvarač	
Pulsacija		Napon istosmjerne struje	
Jedinica za hlađenje izvora napajanja		Jedinica za hlađenje: 230 V $\pm 10\%$, maksimalno 2,5 A, 50 Hz / 60 Hz, 1 – faza s prekidačem i osiguračem prema PDU-u sustava	
Radni ciklus		Generator se može koristiti kontinuirano sve dok su prosječna ograničenja električne energije upisana u Konfiguracija rendgenskog sustava (stranica 276) zadovoljena.	

Radiografija s automatskom kontrolom izlaganja	
mAs	0,01 mAs...10 mAs
Vremena prebacivanja	3,0 ms...10 ms

Radiografija bez automatske kontrole izlaganja	
Napon cijevi	40 kV...125 kV podesivo u koracima od 1 kV ili sukladno redoslijedu koraka koji približno odgovaraju povećanju izlaganja. U slučaju cijevi s nižim maksimalnim naponom ovo je ograničeno sukladno tome.
Struja cijevi	Za kV-mA-s i kV-mAs tehnike ovo se može podesiti u koracima ¹
	10 mA...1000 mA
mAs raspon	0,1 mAs...2000 mAs Podesivo u koracima ¹

Radiografija bez automatske kontrole izlaganja

Vremena izlaganja	2 ms...16 s
	Podesivo u koracima ¹

Napomena 1: Koraci koji se mogu odabrati na razini sustava

Pulsna fluoroskopija s kontrolom rešetke


Napon cijevi	40 kV - 125 kV
Struja cijevi	10 mA - 200 mA (ovisno o konfiguraciji cijevi)

IEC 60601-2-54 odjeljak 203.6.4.3.104

Izlaganje	Generator rendgenskog zračenja Certeray (uobičajeni raspon primjene)	
	Radna učinkovitost za Certeray	Prema zahtjevima standarda
Napon cijevi	± (5 %)	± 10%
Umnožak struje i vremena cijevi	± (3 % + 0,2 mAs)	± (10 % + 0,2 mAs)
Struja cijevi	± (3 % + 1,0 mA) (Tp > 35 ms) ± (8 % + 1,0 mA) (1 < Tp < 35 ms)	± 20 %
Vrijeme izlaganja	± (6 % + 0,1 ms)	± (10 % + 1 ms)
mAs prikaz nakon izlaganja	± (3 % + 0,2 mAs)	
Prikaz vremena nakon izlaganja	± (2 % + 0,1 ms)	

IEC 60601-2-54, cl.203.6.4.4


Sustav prilagođava postavke izlaganja promjenom jednog ili više faktora opterećenja, koji se temelje na udaljenosti od izvora do slike i objekata u snopu s pomoću kontrole automatskog izlaganja. Sljedeći grafikoni prikazuju primjer raspona i odnosa faktora opterećenja za jedan protokol rendgenskog snimanja.



Slika 129 Faktori opterećenja (lijevo koronarno, 15 fps) - trajanje pulsa i napon cijevi

Legenda

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Napon cijevi (kV) |
| 2 | Trajanje pulsa (ms) |



Slika 130 Faktori opterećenja (lijevo koronarno, 15 fps) - struja cijevi i napon

Legenda

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Napon cijevi (kV) |
| 2 | Struja cijevi (mA) |

Kompatibilnost

Visokonaponski generator Certeray iX kompatibilan je sa sljedećim cijevima koje izrađuje tvrtka Philips Medical Systems:

- MRC 200+ 0407-ROT-GS 1004
- MRC 200+ 0508-ROT-GS 1003

Oznake

Informacije o oznakama potražite u poglavlju [Oznake opreme \(stranica 335\)](#).

16.4 Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja

Vrsta detektora	Razlučivost [linija/cm]	Omjer mreže	Udaljenost žarišta [cm]
FD12	N74	r14	f105
FD15	N70	r13	f100
FD20	N44	r12	f105

16.5 Snaga električne mreže

Sukladno normi IEC60601-1 sustav se klasificira kao oprema klase I namijenjen za neprekidni rad.

Sustav

Konfiguracija	Postavke
Način rada za snimanje	Neprekidan
Konfiguracije napajanja	3 faze Y, 4 žice (L1, L2, L3, PE)

Konfiguracija	Postavke
Napajanje električne mreže ($\pm 10\%$), struja, vršna struja, frekvencija	3 ~ 400 V, 76 A, 330 Apk, 50/60 Hz 3 ~ 415 V, 73 A, 325 Apk, 50/60 Hz 3 ~ 440 V, 69 A, 315 Apk, 50/60 Hz 3 ~ 480 V, 63 A, 300 Apk, 50/60 Hz
Maksimalni otpor električne mreže	400 V: 140 mOhm (+ 80 mOhm unutarnji otpor) 415 V: 215 mOhm (+ 80 mOhm unutarnji otpor) 440 V: 325 mOhm (+ 80 mOhm unutarnji otpor) 480 V: 465 mOhm (+ 80 mOhm unutarnji otpor)
Maksimalni otpor pri generatoru	400 V: 220 mOhm 415 V: 295 mOhm 440 V: 405 mOhm 480 V: 545 mOhm
Osigurač bolničke električne mreže	125 amp s gG karakteristikama (tromi)
Maksimalna potrebna električna snaga	110 kW

NAPOMENA *Potrebno je da sve priključene žice faze imaju prekidač za isključivanje duž sabirnice s oznakom do 125 A.*

NAPOMENA *Potrebno je da su sve instalacije i ožičenja instalirani prema dolaznoj snagi električne mreže te da se provjeri zadovoljavaju li primjenjive lokalne propise.*

NAPOMENA *Potrebno je da je priključeno napajanje u skladu sa standardom NEMA XR9 - Smjernica za napajanje za rendgenske uređaje.*

NAPOMENA *Ulazno ožičenje mora biti najmanje 6 AWG (13,3 mm²).*

Dodatna oprema

Oprema	Napon električne mreže	Frekvencija električne mreže	Maksimalna potrošnja energije
Punjač bežičnog nožnog prekidača	100 - 240 V AC	50 / 60 Hz	26 W
Punjač laserskog alata XperGuide	100 - 240 V AC	50 / 60 Hz	6 W (približno)
Zidna priključna kutija	100 - 240 V AC	50 / 60 Hz	40 W
Stalak za opremu	100 - 240 V AC	50 / 60 Hz	3680 W

16.6 Stropni ovjes monitora

Težina, opterećenje i dimenzije

MCS	Maksimalna ukupna težina (kg)	Širina x Visina x Dubina (mm)
2-dijelni	115	850 x 590 x 400 (samo za jednu ravninu)
4-dijelni	155	1250 x 1150 x 524
6-dijelni	180	1424 x 1150 x 524

Raspon pomicanja

Rasponi pomicanja su okvirni.

MCS	Uzdužno (mm)	Bočno (mm)	Okomito (mm) Visina stropa 2900 mm
2-dijelni	3600	3000	520 (samo za jednu ravninu)
4-dijelni	3600	3000	320

MCS	Uzdužno (mm)	Bočno (mm)	Okomito (mm) Visina stropa 2900 mm
6-dijelni	3600	3000	320

Aktuator

Stavka	Specifikacija
Napon električne mreže	230 V
Frekvencija električne mreže	50 / 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	500 W
Maksimalna brzina	12 mm/s (0,5 in/s)

16.6.1 Stropni ovjes monitora za FlexVision (XL)

Dimenzije i težina

MCS	Širina [mm]	Visina [mm]	Dubina [mm]	Težina [kg]
1-dijelni (XL)	1750	1150	250	220
3-dijelni (XL)	1750	1450	250	260

Raspon pomicanja

MCS	Okretanje [stupnjevi]	Vodoravno	Vodoravno	Okomito [mm]	
		Os X [mm]	Os Y [mm]	Visina stropa manja od 2900 mm	Visina stropa 2900 mm i više
3-dijelni (jedan veliki zaslon, dva dodatna moni- tora od 27 inča)	330	3000	3600	Nije dostupno	320

NAPOMENA Okomito pomicanje dostupno je samo kada to visina stropa dopušta.

Aktuator

Kada je dostupno, aktuator omogućuje okomito pomicanje.

Stavka	Specifikacija
Napon električne mreže	230 V
Frekvencija električne mreže	50 / 60 Hz
Maksimalna potrošnja energije	500 W
Maksimalna brzina	12 mm/s (0,5 in/s)

16.6.2 Podržane kombinacije monitora

Mogu se koristiti sljedeće kombinacije podržanih monitora.

NAPOMENA Kombinacija monitora navedena dalje u tekstu može se kombinirati s jednostavnim monitorima ili nekim drugim monitorima. Međutim, broj montiranih monitora ne smije prekoračiti maksimalni broj dijelova konfiguracije stropnog ovjesa za monitor. Tj. na stropni ovjes za monitor sa 6 dijelova, može se montirati samo 6 monitora.

2-dijelni stropni ovjes monitora za dva 27-inčna monitora.

4-dijelni stropni ovjes monitora za tri ili četiri 27-inčna monitora.

6-dijelni stropni ovjes monitora za sljedeće konfiguracije:

- četiri, pet ili šest 27-inčnih monitora.
- četiri 27-inčna monitora s dva druga podržana monitora.

1-dijelni XL stropni ovjes monitora za jedan 58-inčni monitor.

3-dijelni XL stropni ovjes monitora za jedan 58-inčni monitor i dva 27-inčna monitora.

16.6.3 Sučelje kableske mreže MCS-a

Stropni ovjes monitora ima sljedeću kablesku mrežu za izborni monitor.

Kabeli

Stavka	Specifikacija
Dovod električne mreže	100-240 Vac 50-60 Hz Zaštitno uzemljenje
Video signal	DVI-D ulazni priključak DVI-D izlazni priključak Višestruke frekvencije do 1920 x 1200, 60 Hz

Dovod električne mreže i zaštitno uzemljene mogu se priključiti kao dio sustava. Ako monitor i njegova povezana oprema trebaju biti električno i galvanski izolirani, monitor je moguće priključiti odvojeno od sustava.

Izborni monitor

Stavka	Specifikacija
Montažno sučelje	VESA sučelje 100 x 100 mm
Maksimalna potrošnja energije	100 W

16.7 Stropni ovjes monitora s opružnom polugom

Stropni ovjes monitora s opružnom polugom dostupan je u sljedećim konfiguracijama:

- 2-dijelni stropni ovjes monitora s opružnom polugom za dva 27-inčna (9 kg) monitora.
- 3-dijelni stropni ovjes monitora s opružnom polugom za jedan 27-inčni monitor (9 kg) i dva 19-inčna (5 kg) monitora.

Moguća je upotreba jednostavnog monitora kako bi se zamijenio jedan monitor u bilo kojoj od konfiguracija. Dodatne se komponente ne mogu montirati na stropni ovjes monitora s opružnom polugom.

Vijek trajanja 2-dijelnog i 3-dijelnog stropnog ovjesa monitora s opružnom polugom je 10 godina.

16.8 Krak za medicinski monitor

Za držanje monitora rendgenskog sustava možete upotrijebiti krak za medicinski monitor.

Dodatne pojedinosti potražite u Uputama za uporabu isporučenima s krakom za medicinski monitor.

16.9 Svjetlo za pregled

Stavka	Specifikacija
Intenzitet svjetla	60.000 luksa pri 1 m
Temperatura boje	4300 K
Indeks za renderiranje boje	95
Veličina svjetlosnog polja koje se može fokusirati	13 do 19 cm (5,1 do 7,5 inča)
Radna udaljenost	70 do 140 cm (27,6 do 55,1 inča)
Vrsta svjetla	LED 1,2 A / 24 V DC, 28 W
Snaga električne mreže	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
Weight (Težina)	< 15 kg
Maksimalno zračenje u polju	210 W/m ² pri 1 m
Povećanje temperature u području glave	0,5 °C (33 °F)

16.10 Detektori

C12/F12

Stavka	Specifikacija
Detektor	podstavak plosnatog detektora s tri načina rada, kvadrat dijagonale 30 cm (11,6 inča)
Format slike (dostupno u svim položajima od izvora do slike)	30 cm (11,6 inča) 27 cm (10,5 inča) 22 cm (8 inča) 19 cm (7 inča) 15 cm (6 inča)
Veličina piksela	154 x 154 µm
Mjerljiva kvantna učinkovitost (DQE):	77 % pri 0 lp/mm
Svojstva prostorne razlučivosti:	MTF: 1,0 lp/mm >60% Nyquist: 3,25 lp/mm
Dinamički raspon	linearni unutar 2 % od 2500 nGy u načinu rada dijaskopije do 50000 nGy u načinu rada izlaganja (ovisno o načinu rada)
Izlazni digitalni videozapis	30 cm 1340 x 1340 664 x 664
	27 cm 1232 x 1232 960 x 960
	22 cm 1016 x 1016 508 x 508
	19 cm 864 x 864 432 x 432
	15 cm 720 x 720 360 x 360
Geometrijski faktori ispunjenja	Fotodioda (optički faktor ispunjenja): 63 % Scintilator (rendgenski faktor ispunjenja): 100 %

F15

Stavka	Specifikacija
Detektor	Podstavak plosnatog detektora sa 7 načina rada, 26 x 33 cm (10 x 13 inča)

Stavka	Specifikacija
Format slike (dostupno u svim položajima od izvora do slike)	39 cm (15,2 inča) 37 cm (14,4 inča) 31 cm (13 inča) 27 cm (10,5 inča) 22 cm (8 inča) 19 cm (7 inča) 15 cm (6 inča)
Veličina piksela	184 x 184 µm
Mjerljiva kvantna učinkovitost (DQE):	70 % pri 0 lp/mm
Svojstva prostorne razlučivosti:	MTF: 1,0 lp/mm >60% 2,0 lp/mm >30 % Nyquist: 3,25 lp/mm (>15 %)
Dinamički raspon	linearno unutar 2 % do 4300 nGy
Izlazni digitalni videozapis	39 cm 2000 x 1688 1000 x 844
	37 cm 1688 x 1688 844 x 844
	31 cm 1340 x 1340 664 x 664
	27 cm 1232 x 1232 960 x 960
	22 cm 1016 x 1016 508 x 508
	19 cm 864 x 864 432 x 432
	15 cm 720 x 720 360 x 360
Geometrijski faktori ispunjenja	Fotodioda (optički faktor ispunjenja): 63 % Scintilator (rendgenski faktor ispunjenja): 100 %

C20/F20

Stavka	Specifikacija
Detektor	podstavak plosnatog detektora s 8 načina rada, 30 x 40 cm (11,6 x 16 inča) (48 cm / 18,9 inča dijagonalni)
Format slike (dostupno u svim položajima od izvora do slike)	48 cm (19 inča), pravokutni 42 cm (17 inča), kvadratni 37 cm (14,4 inča), kvadratni 31 cm (13 inča), kvadratni 27 cm (10,5 inča), kvadratni 22 cm (8 inča), kvadratni 19 cm (7 inča), kvadratni 15 cm (6 inča), kvadratni
Rotacija detektora	90 stupnjeva
Vrijeme rotacije detektora	3 s
Maksimalna brzina rotacije detektora	45 stupnjeva/s
Veličina piksela	154 x 154 µm
Mjerljiva kvantna učinkovitost (DQE):	77 % pri 0 lp/mm
Svojstva prostorne razlučivosti:	MTF: 1,0 lp/mm >60% 2,0 lp/mm >30 % Nyquist: 3,25 lp/mm
Dinamički raspon	linearni unutar 2 % od 2500 nGy u načinu rada dijaskopije do 50000 nGy u načinu rada izlaganja (ovisno o načinu rada)

Stavka	Specifikacija		
Izlazni digitalni videozapis	48 cm	1920 x 1448	960 x 742
	42 cm	1904 x 1904	952 x 952
	37 cm	1688 x 1688	844 x 844
	31 cm	1432 x 1432	716 x 716
	27 cm	1232 x 1232	616 x 616
	22 cm	1016 x 1016	508 x 508
	19 cm	864 x 864	432 x 432
	15 cm	720 x 720	360 x 360
Geometrijski faktori ispunjenja	Fotodioda (optički faktor ispunjenja): 63 % Scintilator (rendgenski faktor ispunjenja): 100 %		

16.11 Nosači snopa

Sustav F12

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8°/s
Brzina naginjanja	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije	Nagib: 45 stupnjeva kaudalno do 45 stupnjeva kranijalno Rotacija: 120 stupnjeva LAO do 120 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	106,5 cm (41,9 inča)
Žarište do izocentra	76,5 cm (30,1 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,0 do 123,5 cm (35,0 do 48,6 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 20 cm/s
Dubina grla	105 cm (41,3 inča)
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s
Rotirajuće skeniranje	Od 120 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s

Sustav C12

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Brzina naginjanja	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije dok je C-luk kod uzglavlja stola	Nagib: 45 stupnjeva kaudalno do 45 stupnjeva kranijalno Rotacija: 120 stupnjeva LAO do 120 stupnjeva RAO

Stavka	Specifikacija
Kutovi projekcije dok je C-luk uz bočni dio stola	Nagib: 120 stupnjeva kaudalno do 120 stupnjeva kranijalno Rotacija: 45 stupnjeva LAO do 45 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	106,5 cm (41,9 inča)
Žarište do izocentra	76,5 cm (30,1 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,0 do 123,5 cm (35,0 do 48,6 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 20 cm/s
Dubina grla	105 cm (41,3 inča)
Uzdužno pomicanje (ručno ili motorizirano)	260 cm (102,4 inča) S produženom stropnom vodilicom (opcija): 410 cm (161,4 inča)
Brzina motoriziranog uzdužnog pomicanja (opcija)	15 cm/s
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s
Rotirajuće skeniranje	Okretanje: Od 120 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s Kotrljanje: Od 45 stupnjeva LAO do 45 stupnjeva RAO pri brzini do 30 stupnjeva/s
Minimalna visina stropa	270 cm (106 inča)

Sustav F15

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Brzina naginjanja	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije	Nagib: 90 stupnjeva kaudalno do 90 stupnjeva kranijalno Rotacija: 185 stupnjeva LAO do 120 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	114,0 cm (44,9 inča)
Žarište do izocentra	81,0 cm (30,9 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,5 do 119,5 cm (35,2 do 47,1 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 15 cm/s
Dubina grla	90 cm (35,4 inča)
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s
Rotirajuće skeniranje	Od 185 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s

Sustav F20

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s

Stavka	Specifikacija
Brzina naginjanja	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije	Nagib: 90 stupnjeva kaudalno do 90 stupnjeva kranijalno Rotacija: 120 stupnjeva LAO do 185 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	113,5 cm (44,7 inča)
Žarište do izocentra	81 cm (31,9 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,5 do 119,5 cm (35,2 do 47 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 15 cm/s
Dubina grla	90 cm (35,4 inča)
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s
Rotirajuće skeniranje	Od 185 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s

Sustav C20

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Brzina naginjanja	0 - 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije dok je C-luk kod uzglavlja stola	Nagib: 90 stupnjeva kaudalno do 90 stupnjeva kranijalno Rotacija: 120 stupnjeva LAO do 185 stupnjeva RAO
Kutovi projekcije dok je C-luk uz bočni dio stola	Nagib: 185 stupnjeva kaudalno do 120 stupnjeva kranijalno Rotacija: 90 stupnjeva LAO do 90 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	106,5 cm (41,93 inča)
Žarište do izocentra	81 cm (31,9 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,5 do 119,5 cm (35,2 do 47 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 15 cm/s
Dubina grla	90 cm (35,4 inča)
Uzdužno pomicanje (ručno ili motorizirano)	260 cm (102,4 inča) S produženom stropnom vodilicom (opcija): 410 cm (161,4 inča)
Brzina motoriziranog uzdužnog pomicanja (opcija)	15 cm/s
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s
Rotirajuće skeniranje	Okretanje: Od 185 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s Kotrljanje: Od 90 stupnjeva LAO do 90 stupnjeva RAO pri brzini do 30 stupnjeva/s
Minimalna visina stropa	270 cm (106 inča)

Bočni nosači snopa za sustave s dvije ravnine

Stavka	Specifikacija
Veličina detektora	12-inčni (FD12) ili 15-inčni (FD15)

Stavka	Specifikacija
Orijentacija detektora	Fiksni (bez rotiranja)
Brzina rotacije	8 stupnjeva/s (za kombinirana prednja i bočna pomicanja)
Brzina naginjanja	8 stupnjeva/s
Kut kolutiranja	L-luk C: 0 stupnjeva do +90 stupnjeva L-luk N: -115 stupnjeva do -27 stupnjeva
Kut propelera (nagib)	-45 stupnjeva do +45 stupnjeva
Izocentar do poda (ovisi o sustava koji se koristi)	F12/12: 106,5 cm (41,9 inča) F20/12: 114,0 cm (44,9 inča) F20/15: 114,0 cm (44,9 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	FD12: 87,8 do 130,6 cm (34,6 do 51,4 inča) FD15: 87,4 do 130,2 cm (34,4 do 51,3 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 6 cm/s Dalje od pacijenta: 9 cm/s
Uzdužno pomicanje (ručno ili motorizirano)	315 cm (124 inča)
Brzina motoriziranog uzdužnog pomicanja (opcija)	Izvan radnog područja: 12 cm/s Unutar radnog područja: 6 cm/s

16.12 Nosači snopa za FlexMove

Sustavi C20 / F20

Polje snopa rendgenskih zraka uvijek je poravnato s područjem receptora slike, a referentna os uvijek je okomita na ravninu receptora slike.

Stavka	Specifikacija
Brzina rotacije	0 – 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Brzina naginjanja	0 – 25 stupnjeva/s (promjenjivo) Navedene su brzine važeće jedino kad je nosač u radnom položaju, u suprotnom je maksimalna brzina 8 stupnjeva/s
Kutovi projekcije dok je C-luk kod uzglavlja stola	Nagib: 90 stupnjeva kaudalno do 90 stupnjeva kranijalno Rotacija: 120 stupnjeva LAO do 185 stupnjeva RAO
Kutovi projekcije dok je C-luk uz bočni dio stola	Nagib: 185 stupnjeva kaudalno do 120 stupnjeva kranijalno Rotacija: 90 stupnjeva LAO do 90 stupnjeva RAO
Izocentar do poda	106,5 cm (41,9 inča)
Žarište do izocentra	81 cm (31,9 inča)
Žarište do detektora (udaljenost od izvora do slike)	89,5 do 119,5 cm (35,2 do 47 inča)
Brzina pomicanja detektora	Prema pacijentu: 10 cm/s Dalje od pacijenta: 15 cm/s
Dubina grla	90 cm (35,4 inča)
Uzdužno pomicanje (ručno ili motorizirano)	FlexMove sa standardnom stropnom vodilicom: 440 cm (137,2 inča) FlexMove s produženom stropnom vodilicom: 540 cm (212,5 inča)
Brzina motoriziranog uzdužnog pomicanja (opcija)	15 cm/s
Poprečno pomicanje (ručno ili motorizirano)	260 cm (102,3 inča)
Brzina motoriziranog poprečnog pomicanja	15 cm/s
Motorizirana rotacija nosača	90 stupnjeva lijevo do 90 stupnjeva desno pri 12 stupnjeva/s


Stavka	Specifikacija
Rotirajuće skeniranje	Okretanje: Od 185 stupnjeva RAO (-rotacija) do 120 stupnjeva LAO (+rotacija) pri brzini do 55 stupnjeva/s Kotrljanje: Od 45 stupnjeva LAO do 45 stupnjeva RAO pri brzini do 30 stupnjeva/s
Visina stropa	Maksimalno: 310 cm (122 inča) Minimalno: 290 cm (114,2 inča)

16.13 Stol za pacijenta

Stol za pacijenta AD7

Stol za pacijenta dostupan je kao stol za neurološke postupke i ploča stola za kardiološke postupke. Ploča stola za kardiološke postupke služi za veliki broj primjena, uključujući u vaskularnim i nevaskularnim postupcima.

Na sljedećoj su slici prikazane dimenzije stola za neurološke postupke i ploče stola za kardiološke postupke.



Slika 131 Dimenzije površine stola: za neurološke postupke (gornji) i kardiološke postupke (donji)

Specifikacija	
Maksimalna težina pacijenta	250 kg
Maksimalna težina sve dodatne opreme (ukupno)	50 kg
Maksimalna dopustiva masa (pacijent i dodatna oprema)	275 kg
Dodatna dozvoljena sila za kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR)	500 N
Maksimalno opterećenje vodilice stola za dodatnu opremu kao rezultat dodatne opreme (maksimalno 40 kg na maksimalnoj udaljenosti od 0,45 m od vodilice stola za dodatnu opremu bilo vodoravno ili ne)	50 kg Moment sile: 184 Nm Inercija: 19 kgm ²

Specifikacija

Maksimalno opterećenje dodatne pomoćne vodilice stola kao rezultat dodatne opreme	10 kg Negativan moment sile: 40 Nm Pozitivan moment sile: 20 Nm
---	---

Stol se može namjestiti na sve položaje koristeći se kočnicama

-

Težina dodatne opreme

Moguće je povećati maksimalnu dopustivu težinu dodatne opreme smanjivanjem maksimalne dopustive težine pacijenta pod sljedećim uvjetima:

- Dopušteno je premašiti trenutnačnu gornju granicu težine od 50 kg za 25 kg i time povećati maksimalnu težinu sve dodatne opreme na 75 kg.
- Maksimalna težina pacijenta smanjuje se na 200 kg.
- Težina dodatne opreme trebala bi se ravnomjerno rasporediti po cijeloj dužini dviju vodilica stola za dodatnu opremu na strani za medicinsku sestru i liječnikovoj strani površine stola.
- Težina dodatne opreme ne bi trebala pasti samo na vodilicu stola za dodatnu opremu na podnožju površine stola.

Pomicanja

Pomicanja	Stol s bočnim/okomitim nagibom	Stol bez bočnog/okomitog nagiba
Bočno pomicanje	Ručno/motorizirano Motorizirano pomicanje stola za pacijenta AD7XNT neobavezna je opcija	Ručno/motorizirano
Hod bočnog pomicanja	-180 do +180 mm	-180 do +180 mm
Brzina bočnog motoriziranog pomicanja	60 mm/s	60 mm/s
Uzdužno pomicanje	Ručno/motorizirano Motorizirano pomicanje stola za pacijenta AD7XNT neobavezna je opcija Motorizirano pomicanje stola za pacijenta AD7XNT ovisi o kutu okomitog nagiba	Ručno/motorizirano
Hod uzdužnog pomicanja	1200 mm	1200 mm
Brzina uzdužnog motoriziranog pomicanja	150 mm/s	150 mm/s
Promjena visine	Motorizirano	Motorizirano
Hod pomicanja uvis (udaljenost od gornjeg dijela površine stola do poda) bez ploče za prilagodbu	790-1040 mm	740 – 1020 mm
Hod pomicanja uvis (udaljenost od gornjeg dijela površine stola do poda) s pločom za prilagodbu	820 – 1070 mm	770 – 1050 mm
Hod pomicanja uvis s primjenjivim obrtanjem	870 – 1120 mm	820 – 1100 mm
Brzina podešavanja visine	30 mm/s	30 mm/s
Pomicanje nagiba	Motorizirano	Nije primjenjivo
Raspon kuta nagibanja	-16,5 stupnjeva do 16,5 stupnjeva	Nije primjenjivo
Brzina okomitog nagnjanja	2 stupnja/s	Nije primjenjivo
Pomicanje oko osovine	Ručna	Ručna
Kut pomicanja oko osovine	180 stupnjeva / -90 stupnjeva 90 stupnjeva / -180 stupnjeva	180 stupnjeva / -90 stupnjeva 90 stupnjeva / -180 stupnjeva
Kut pomicanja oko osovine s opcijom obrtanja	180 stupnjeva / -90 stupnjeva	180 stupnjeva / -90 stupnjeva
Položaji mehaničkog zaustavljanja	0 stupnjeva, ±13 stupnjeva i ±90 stupnjeva	0 stupnjeva, ±13 stupnjeva i ±90 stupnjeva
Okretanje	Motorizirano	Motorizirano

Pomicanja	Stol s bočnim/okomitim nagibom	Stol bez bočnog/okomitog nagiba
Hod obrtanja	782 mm	782 mm
Brzina obrtanja	20 stupnjeva/s	20 stupnjeva/s
Pomicanje s bočnim nagibom	Motorizirano	Nije primjenjivo
Kut pomicanja kod nagiba u stranu	-15 stupnjeva do +15 stupnjeva	Nije primjenjivo
Brzina bočnog nagnjanja	3 stupnja/s	Nije primjenjivo

16.14 Dodatna oprema i odvojni dijelovi

U ovom se poglavlju nalaze podaci o dodatnoj opremi i odvojivim dijelovima koji se mogu koristiti sa sustavom.

Stavka	Oznaka ¹	
Dodatna pomoćna vodilica stola		4598 007 4199X
Rešetke za sprečavanje raspršenog zračenja	FD12	9896 010 6943X
	FD15	9896 010 6905X
	FD20	9896 010 6904X
Oslonci za ruke	Komplet oslonaca za lakat	4598 007 0274X
	Ploča oslonca za ruku	4598 007 5903X
	Oslonac za ruku podesiv po visini	4598 007 5211X
	Ploča oslonca za rame	4598 008 2855X
Nosači kabela		4598 006 5949X
Stalak za infuziju		9896 002 0633X
Filtiri	Moždani filter	9896 001 3362X
	Periferni rendgenski filter	9896 000 3241X
Oslonac za glavu		4598 007 4807X
Madraci	Standardni madrac za Azurion seriju 3	4598 007 0777X
	Standardni madrac za Azurion seriju 7	4598 011 1020X
	Madrac za kardiološke postupke za Azurion seriju 3	4598 007 0780X
	Madrac za kardiološke postupke za Azurion seriju 7	4598 011 1021X
	Madrac za neurološke postupke za Azurion seriju 3	4598 007 0778X
	Madrac za neurološke postupke za Azurion seriju 7	4598 011 1023X
Stol za miš		4598 007 4805X
Neuroradiologijski umetak		4598 007 9790X
Ručica za pomicanje		4598 007 4803X
Kompresor na koloturu		4598-007-2220X
Stezaljke na vodilici stola za dodatnu opremu		9896 002 0461X
Dodatna oprema za okomito i bočno nagnjanje stola	Remenje za pacijenta	9896 002 0453X
	Komplet ručki i stezaljki	4598 007 4462X
Zaštita od zračenja montirana na stol		9896 000 7720X
Daljinski upravljač	Kardiološka primjena	4598 006 7815X
	Krvožilna primjena	4598 006 7818X
Bežični miš		4598 004 7453X
Laserski alat XperGuide		9896 002 1207X

¹ X može biti broj od 1 do 9.

16.14.1 Laserski alat XperGuide

Specifikacija laserskog alata XperGuide

Stavka	Specifikacija
Vrsta	Laser s pričvršćenom optikom za pretvaranje u laser s pokazivačem
Klasifikacija lasera	IEC 60825-1:2007 laserski proizvod klase 1
Valna duljina	635 nm
Sklop izlazne snage	< 0,4 mW
Težina (uključujući laser, držač i bateriju)	0,3 kg

Sljedeća izjava o sukladnosti odnosi se na laserski alat XperGuide:

- Sukladno standardima izvedbe FDA za laserske proizvode osim odstupanja u skladu s napomenom br. 50 o laserskim proizvodima od 24. lipnja 2007. godine.

Smjernice za upotrebu laserskog alata XperGuide

- Izbjegavajte izlaganje očiju laseru u svakom trenutku.
- Laserski alat nemojte koristiti za istraživanje. Laserski alat služi isključivo za poravnanje.
- Laserski alat sadrži laser klasifikacije IEC laserskog proizvoda klase 1.

Punjač laserskog alata XperGuide

Punjač laserskog alata XperGuide klasificiran je kao klasa II u skladu s normom IEC 60601-1.

16.15 Bežični nožni prekidač

Stavka	Specifikacija
Frekvencijski raspon	2,4000 GHz do 2,4835 GHz
Razmak kanala	500 KHz
Modulacija	2-FSK, MSK
Raspon	10 m u otvorenom polju
Sukladnost	Europa: EN 300440, EN 301489, EN 60950, EN 50371 SAD: Dio 15C FCC-a, jednomodularni, oznaka FCC-a XK5-SW100AMBINT Kanada: RSS-210 izdanje 7., 5158A-SW100AMBINT

Vrijeme odgovora sustava je do 80 ms duže prilikom upotrebe bežičnog nožnog prekidača, u usporedbi s upotrebom ručnog prekidača ili žičanog nožnog prekidača.

16.16 Zaštita od zračenja sa stropnim ovjesom

Zaštita od zračenja sa stropnim ovjesom sastoji se od:

- Visećeg kraka od dva dijela za protutežu 75/90 cm
- Nagibne olovne akrilne zaštite od 40 x 50 cm, olovni ekvivalent 0,5 mm Pb
- Olovne pregače od 35 x 50 cm, olovni ekvivalent 0,5 mm Pb.

Ukupna težina zaštite od zračenje i kraka iznos 19 kg.

Pomoćni držač

Pomoćni držač za montiranje zaštite od zračenja sa stropnim ovjesom sastoji se od:

- Naglavka za montiranje s promjerom utora od 32 mm za pričvršćivanje zaštite od zračenja sa stropnim ovjesom.
- Mehanička oznaka: maksimalno 200 Nm.

16.17 Zidna priključna kutija

Zidna priključna kutija omogućuje potrebne galvanski izolirane priključke između sustava i vanjske opreme. Galvanska izolacija jamči da izvor napajanja i uzemljenje sustava i vanjske opreme ostanu ostanu odvojeni.

NAPOMENA *Kabli za priključivanje vanjske opreme dostavljeni su sa zidnom priključnom kutijom.*

Zidna priključna kutija ima sljedeća sučelja.

Video priključak

Stavka	Specifikacija
Standardno	DVI 1.0
Vrsta priključka	DVI-I
Dužina kabela (na vanjskoj strani opreme)	Kabel 3 m DVI-I na DVI-I Kabel 3 m VGA na DVI-I
Podržane rezolucije	Do 1920 x 1200 x 60 Hz (WUXGA)
Podržane frekvencije sata	25-165 MHz
Podržane DVI staze	1
Podržane značajke	EDID / DDC2, dodatno otkrivanje živog uključivanja

USB priključak (izborno)

Specifikacija	
Standardno	USB 1.1
Podržane brzine	Normalne brzine i pune brzine (maksimalno 12 Mbps)
Dužina kabela (na vanjskoj strani opreme)	3 m

Ethernet veza

Specifikacija	
Standardno	IEEE Std. 802.3u/x (1000 Mbps)
Vrsta priključka	RJ45 zaštićeni, sukladan CAT7
Dužina kabela (na vanjskoj strani opreme)	3 m

Ulaz izmjeničnog napajanja

Specifikacija	
Dužina kabela (lijevani kabel za EU i SAD)	3 m
Un (oznaka nominalnog napona)	100 – 240 V
In (oznaka nominalne struje)	1 A
Fn (oznaka nominalne frekvencije)	50 / 60 Hz
Sn (oznaka nominalne prividne snage)	40 VA
Osigurač	1 A tromi

Specifikacija	
Stupanj zagađenja	2

Izlaz istosmjerne struje

Specifikacija	
Dužina kabela	30 m
Napon	5 V
Amperaža	1 A

Zidna priključna kutija u sobi za pregled

Zidna priključna kutija u sobi za pregled treba se montirati tako da vanjski priključci sučelja gledaju prema dolje.

16.18 Mrežni podaci

NAPOMENA *Brzine prijenosa ovise o lokalnoj situaciji (opterećenje mreže, mrežni uređaji i vanjska stanica).*

Sučelje DICOM slike

Stavka	Specifikacija
Maksimalna brzina Ethernet prijenosa	1 Gbit/s
Brzina prijenosa slike	2 Mbit/s

Sučelje RIS/CIS DICOM

Stavka	Specifikacija
Maksimalna brzina Ethernet prijenosa	1 Gbit/s

16.19 Postavke sustava koje utječu na dozu zračenja

Sljedeći odjeljci pružaju dodatne informacije o postavkama sustava koje utječu na dozu zračenja.

Također potražite smjernice za zaštitu od zračenja u poglavlju [Zaštita od zračenja \(stranica 22\)](#) za mjere smanjenja doze zračenja pacijenata i osoblja te kako bi se zaštitili od zalutalog zračenja.

16.19.1 Odabir protokola rendgenskog snimanja

Zadani parametri odabranog protokola rendgenskog snimanja međusobno su povezani i podešeni su na optimalnu kvalitetu slike za pojedinačne postupke.

Primjeri tih parametara jesu:

- način rada kontrole doze (film, zaključavanje testne snimke, XperCT itd.)
- način rada tempiranja (serija, jednostruko snimanje srca / krvožilnog sustava)
- krivulja kontrole doze (za kV, mA, ms, detektorsku dozu)
- tražena brzina detektorske doze – samo za dijaskopiju
- Tražena brzina detektorske doze – samo za izlaganje.
- brzina prikazivanja slika kod dijaskopije (po vrsti dijaskopije)
- brzina prikazivanja slika kod izlaganja (npr. za srčane postupke 7,5, 15 ili 30 slika/s).

- višefazne postavke (npr. za krvožilne postupke: trajanje i brzina prikazivanja slika po fazi)
- spektralni filtar (mm Al + mm Cu).

U sljedećim se primjerima navodi referentna kerma u zraku kod standardnih protokola rendgenskog snimanja za srčane, neurološke i krvožilne postupke.

Sustav	Protokol rendgenskog snimanja			Ref. kerma u zraku (mGy/slici)
C12/F12	Pediatric	Pedijatrija	15 slika/s standardno	0,195
	Cardiac (Kardijalno)	Pedijatrija	15 slika/s standardno	0,196
	glavu	Moždano	2 slike/s standardno	5,051
	glavu	Moždano	4 slike/s standardno	5,049
	prsni koš	Pluća	3 slike/s	2,522
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Kardiopedijatrija	< 40 kg Cine	15 slika/s nisko	0,019
	Kardiopedijatrija	> 40 kg Cine	15 slika/s nisko	0,037
	Cardiac (Kardijalno)	Lijevo koronarno	15 slika/s nisko	0,037
	Moždano	Moždano	2 slike/s nisko	1,021
	Moždano	Moždano	4 slike/s nisko	1,020
	prsni koš	Pluća	3 slike/s	1,259

Uvjeti mjerenja: vrsta pacijenta: zadano, veličina polja: 30 cm. Sve ostale postavke u skladu s [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

U sljedećim se primjerima navodi referentna brzina kerme u zraku za tri vrste dijaskopije kod standardnog protokola rendgenskog snimanja za srčane postupke.

Sustav	Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta	Ref. brzina kerme u zraku (mGy/s)
C12/F12	Pediatric	Low (Niska)	0,183
	Pediatric	Normal (Normalna)	0,434
	Pediatric	High (Visoka)	0,684
	Cardiac (Kardijalno)	Low (Niska)	0,238
	Cardiac (Kardijalno)	Normal (Normalna)	0,517
	Cardiac (Kardijalno)	High (Visoka)	0,719
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Cardio Pediatric (Kardiopedijatrija)	Low (Niska)	0,061
	Cardio Pediatric (Kardiopedijatrija)	Medium (Srednja)	0,092
	Cardio Pediatric (Kardiopedijatrija)	Normal (Normalna)	0,144
	Cardiac (Kardijalno)	Low (Niska)	0,149
	Cardiac (Kardijalno)	Medium (Srednja)	0,221
	Cardiac (Kardijalno)	Normal (Normalna)	0,518

Uvjeti mjerenja: vrsta pacijenta: zadano, veličina polja: 30 cm. Sve ostale postavke u skladu s [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

Pregled niza često korištenih postupaka izlaganja i vrsta dijaskopije pod određenim uvjetima mjerenja potražite u poglavlju [Tipične vrijednosti referentne \(brzine\) kerme u zraku \(stranica 304\)](#).

Vrsta pacijenta

Iako sustav ima mehanizam za automatsku kontrolu doze kojim se kompenziraju različite dubine ozračenog tkiva, u nekim se slučajevima kvaliteta slike mora poboljšati za vrlo pretile ili vrlo mršave pacijente. Navedeno sustav postiže uklanjanjem ili dodavanjem spektralnih filtara.

Odabir vrste pacijenta može imati utjecaj na nastalu referentnu kermu u zraku. Kako bi se osigurala optimalna kvaliteta slike, potrebno je odabrati vrstu pacijenta koja odgovara stvarnoj debljini pacijenta. Možete promijeniti vrstu pacijenta uređivanjem zakazane pretrage. Dodatne pojedinosti o uređivanju podataka pretrage potražite u poglavlju [Uređivanje zakazane pretrage \(stranica 53\)](#).

Možete odabrati jednu od sljedećih vrsta pacijenta:

Vrsta pacijenta	Weight (Težina)
Neonate (Novorođenčad)	< 5 kg
Infant (Dojenčad)	5 – 15 kg
Child (Dijete)	15 – 40 kg
Small Adult (Sitni odrasli)	40 – 55 kg
Normal Adult (Odrasla osoba normalne težine)	55 – 70 kg
Large Adult (Krupni odrasli)	70 – 90 kg
Very Large Adult (Vrlo krupni odrasli)	> 90 kg

U prethodnoj su tablici smjernice za ručni odabir vrste pacijenta. Možete odabrati i opciju **Automatic (Automatski)** za odabir vrste pacijenta. U tom slučaju sustav automatski odabire prikladnu vrstu pacijenta za svaku pretragu na temelju dobi, visine i težine pacijenta koji su uneseni prilikom naručivanja pacijenta.

Postavke doze kod nekih su primjena i postupaka jednake za sve vrste pacijenata. U tim slučajevima mehanizam za automatsku kontrolu doze može upravljati svim dubinama ozračenog tkiva bez smanjenja kvalitete slike, a odabir vrste pacijenta nema nikakav utjecaj na referentnu (brzinu) kermu u zraku. Primjeri su: Fluoroscopy (Dijaskopija), Roadmap (Putokaz) i Vascular Peripheral (Krvožilna periferija). Upotrebljavaju se zadane postavke vrste pacijenta ako se ne podese protokoli rendgenskog snimanja za odabranu vrstu pacijenta.

Za druge primjene i postupke odabir vrste pacijenta utjecat će na referentnu kermu u zraku. Za kardiološke postupke pogledajte sljedeći primjer:

Sustav	Vrsta pacijenta	Ref. kermu u zraku (mGy/slici)
C12/F12 • Kardiološki postupak • Lijevo koronarno • 15 slika/s standardno	Novorođenčad	0,041
	Dojenčad	0,074
	Dijete, Sitni odrasli	0,117
	Zadano	0,196
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,197
C12/F12 • Pedijatrijski postupak • Pediatric • 15 slika/s standardno	Novorođenčad	0,043
	Dojenčad	0,074
	Dijete, Sitni odrasli	0,115
	Zadano	0,195

Uvjeti mjerenja: veličina polja: 30 cm. Sve ostale postavke u skladu s [Postavljanje mjerenja referentne kermu u zraku \(stranica 321\)](#).

Dodatne pojedinosti o utjecaju debljine pacijenta na kermu u zraku potražite u poglavlju [Utjecaj kosih projekcija \(stranica 301\)](#).

Veličina polja

Općenito, tražena detektorska doza mora biti veća kod manjih polja kako bi se kompenziralo povećanje percipiranog šuma na manjim poljima. Stoga će kerma u zraku i brzina kerme u zraku biti veće kod manjih polja.

NAPOMENA *Razmislite o zumiranju dijaskopskih slika s odgovarajućom kolimacijom umjesto korištenju malih polja. Digitalno zumiranje ne utječe na kermu u zraku.*

NAPOMENA *Za razliku od kerme u zraku umnožak doze i površine polja smanjuje se na manjim poljima, pa se korištenjem malih polja smanjuje rizik od stohastičkih učinaka. Primjerice, kod pedijatrijskih bi postupaka moglo biti prikladnije malo polje.*

Za svaki protokol rendgenskog snimanja svih vrsta dijaskopije i svih postupaka izlaganja dostupan je omjer doze po veličini polja i ravni rendgenskih zraka. Omjer doze pokazuje za dostupnu veličinu polja postotno povećanje detektorske doze u odnosu na detektorsku dozu na najvećoj veličini polja.

U primjerima u nastavku referentna kerma u zraku povećava se otprilike razmjerno s iznosom omjera doze. Isto vrijedi i za referentnu brzinu kerme u zraku kod dijaskopije.

U sljedećem se primjeru navode vrijednosti referentne kerme u zraku za krvožilni postupak za različite veličine polja u sustavima C12/F12:

				Omjer doze (%)	100	110	130	155	185
Sustav C12/F12				Veličina polja (cm)	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja				Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)				
Moždano	Moždano	2 slike/s nisko	Zadano		1,021	1,132	1,358	1,650	2,015

Uvjeti mjerenja u skladu su s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

U sljedećem se primjeru navode vrijednosti referentne kerme u zraku za krvožilni postupak za različite veličine polja u sustavima F15.

				Omjer doze (%)	100	110	130	150	180	215	260
Sustav F15				Veličina polja (cm)	39	37	31	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja				Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
glavu	Clarity	2 slike/s nisko	Zadano		0,590	0,649	0,780	0,914	1,112	1,357	1,672

Uvjeti mjerenja u skladu su s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

U sljedećem se primjeru navode vrijednosti referentne kerme u zraku za krvožilni postupak za različite veličine polja u sustavima C20/F20:

				Omjer doze (%)	100	130	145	170	200	240	280	330
Sustav C20/F20				Veličina polja (cm)	48	42	37	31	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja				Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
Moždano	Moždano	2 slike/s nisko	Zadano		0,463	0,605	0,677	0,798	0,946	1,149	1,358	1,620

Uvjeti mjerenja u skladu su s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

NAPOMENA *Iznos omjera doze može se razlikovati ovisno o postupku i vrsti dijaskopije.*

Višefazne postavke

Zadano je trajanje i brzina prikazivanja slika za svaku fazu postupka izlaganja krvožilnog sustava.

Kod takvih je postupaka moguće ručno promijeniti brzinu prikazivanja slika i trajanje za svaku fazu. Dodatne informacije o mijenjaju brzine prikazivanja slika i trajanje potražite u poglavlju [Promjena postavki višefaznog snimanja \(stranica 101\)](#).

Referentna kerma u zraku određuje se za pojedinačnu sliku i neće se promijeniti pri različitim brzinama prikazivanja slika. No, kumulativna kožna doza izravno je povezana s brzinom prikazivanja slika, pa ako se brzina prikazivanja slika u jednoj fazi smanji za 50 %, tada će se i kumulativna kožna doza također smanjiti za 50 % u toj fazi.

Zaključak: razmislite o smanjivanju brzine prikazivanja slika ako je moguće.

Zatvarači i klinovi

Kada primijenite ispravnu kolimaciju, sprečava se izravno ozračenje dijelova tijela koji nisu dio postupka.

Na taj se način smanjuje umnožak doze i površine polja te doza za osoblje iako se ne utječe na referentnu kermu u zraku i (vršnu) kožnu dozu.

Općenito će, primjerice, kolimacija ozračenog područja od 25 % smanjiti umnožak doze i površine polja također za 25 %.

Upotrebom klinova smanjuje se jačina zračenja na području koje je odredio korisnik i poboljšava se kvaliteta slike. Klinovima se također smanjuje umnožak doze i površine polja te doza za osoblje.

Količina zračenja koja se smanjuje klinovima ovisi, primjerice, o količini slike koju prekrivaju klinovi.

Udaljenost od izvora do slike

Prema zakonu obrnutih kvadrata jačina snopa povećava se proporcionalno s kvadratom udaljenosti.

Kada povećamo udaljenost od izvora do slike za faktor x , sustav mora povećati kožnu dozu za faktor x^2 kako bi se održala ista tražena detektorska doza.

Stoga se udaljenost od izvora do slike mora održati na minimumu (za danu udaljenost od izvora do kože) tako da se tražena detektorska doza može dostići uz što je nižu moguću kožnu dozu. To pretpostavlja da se udaljenost od izvora do slike mora smanjiti tako da je udaljenost između pacijenta i detektora što je moguće manja.

Visina stola

Visina stola pri stalnoj udaljenosti od izvora do slike ne utječe na referentnu (brzinu) kermu u zraku niti na navedenu vrijednost (brzine) kermu u zraku jer se one mogu primjenjivati samo na referentnu točku ulaska u pacijenta.

Međutim, ona utječe na kožnu dozu pacijenta sukladno sa zakonom obrnutih kvadrata. Dodatne pojedinosti o zakonu obrnutih kvadrata potražite u poglavlju [Udaljenost od izvora do slike \(stranica 301\)](#).


Da bi se kožna doza (brzina) smanjila, izvor rendgenskih zraka mora biti što je moguće dalje od kože.

Utjecaj kosih projekcija

Zbog apsorpcije zračenja u ljudsko tkivo jačina polja rendgenskih zraka dvostruko se smanjuje otprilike svakih 3 cm.

Primjerice, ako je debljina pacijenta 27 cm, rendgenska zraka gubi jačinu u tijelu po faktoru od 512 ($2^{(27/3)}$). To znači da je debljim pacijentima potrebna veća ulazna doza nego tankim pacijentima za dobivanje iste detektorske doze.

Isto se primjenjuje na kose projekcije snopa rendgenskih zraka jer kosi prikaz u pravilu povećava percipiranu debljinu pacijenta. To se može vidjeti na slici u nastavku na kojoj je udaljenost 2 (kosa) značajno veća od udaljenosti 1.



Slika 132 Debljina pacijenta

U sljedećem se primjeru prikazuje da je nastala kerma u zraku veća za debljinu pacijenta od 30 cm PMMA nego od 20 cm PMMA kada se mjere s istim postavkama sustava u tri tipična postupka izlaganja.

Debljina pacijenta				20 cm PMMA	30 cm PMMA
Sustav	Protokol rendgenskog snimanja			Ref. kerma u zraku (mGy/slici)	kerma u zraku (mGy/slici)
C12/F12	Srce	Lijevo koronarno	15 slika/s standardno	0,196	0,912
	Glava	Moždano	2 slike/s standardno	5,051	14,068
	Pluća	Pluća	3 slike/s	2,522	7,491
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Srce	Lijevo koronarno	15 slika/s nisko	0,037	0,205
	Glava	Moždano	2 slike/s nisko	1,021	6,865
	Pluća	Pluća	3 slike/s	1,259	6,589

Uvjeti mjerenja: vrsta pacijenta: zadano, veličina polja: 30 cm. Sve druge postavke u skladu su s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#), osim s različitim debljinama fantoma.

16.19.2 Vrijeme dijaskopije i izlaganja potrebno za dostizanje granice od 2 Gy

Da bi se smanjio rizik od ozljeda kože, važno je znati nakon otprilike koliko se vremena od dijaskopije ili izlaganja dosegne vrijednost kerme u zraku od 2 Gy (u skladu s IEC 60601-1-3:2008, 5.2.4.5b).

Vrijeme preostalo do granice od 2 Gy prikazuje se tijekom svake pretrage na području statusa. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Područje statusa \(stranica 367\)](#).

Broj slika kod izlaganja potreban za postizanje 2 Gy (pod pretpostavkom da nema dijaskopije) može se izračunati tako da se 2000 mGy podijeli vrijednošću referentne kerme u zraku po slici (kao što je opisano u poglavlju [Tipične vrijednosti referentne \(brzine\) kerme u zraku \(stranica 304\)](#), u mGy/slici, za neke od najčešće korištenih postupaka).

Trajanje u minutama potrebno za dostizanje 2 Gy utvrđuje se tako da se podijeli broj slika kod izlaganja brzinom prikazivanja slika (slika/s) u postupku, a zatim se taj broj podijeli sa 60.

Kod dijaskopije se trajanje u minutama potrebno za dostizanje 2 Gy (pod pretpostavkom da nema izlaganja) može izračunati tako da se 2000 mGy podijeli brzinom referentne kerme u zraku navedenom

u poglavlju [Tipične vrijednosti referentne \(brzine\) kerme u zraku \(stranica 304\)](#), a zatim se taj broj podijeli sa 60.

U sljedećem se primjeru pokazuje broj izlaganja i vrijeme potrebno za dostizanje granice od 2 Gy za nekoliko tipičnih postavki izlaganja te za pacijenta normalne težine i pretilog pacijenta:

Sustav	Debljina pacijenta			20 cm PMMA			30 cm PMMA		
				Ref. kerma u zraku (mGy/slici)	Br. potrebnih izlaganja	Vrijeme pri stalnoj brzini (slika/s)	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)	Br. potrebnih izlaganja	Vrijeme pri stalnoj brzini (slika/s)
C12/F12	Srce	Lijevo koronarno	15 slika/s standardno	0,196	10185	11 min.	0,912	2194	2,4 min.
		Glava	Moždano	5,051	396	3,3 min.	14,068	142	1,2 min.
		Glava	Moždano	5,049	396	1,7 min.	15,413	130	0,5 min.
		Pluća	Pluća	2,522	793	4,4 min.	7,491	267	1,5 min.
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Srce	Lijevo koronarno	15 slika/s nisko	0,037	53339	59 min.	0,205	9766	11 min.
		Glava	Moždano	1,021	1958	16 min.	6,865	291	2,4 min.
		Glava	Moždano	1,020	1961	8,2 min.	5,914	338	1,4 min.
		Pluća	Pluća	1,259	1589	8,8 min.	6,589	304	1,7 min.

U sljedećem se primjeru pokazuje vrijeme potrebno za dostizanje granice od 2 Gy za nekoliko tipičnih postavki vrste dijaskopije te za pacijenta normalne težine i pretilog pacijenta:

Sustav	Debljina pacijenta		20 cm PMMA		30 cm PMMA	
	Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta	Ref. brzina kerme u zraku (mGy/s)	Potrebno vrijeme	Ref. brzina kerme u zraku (mGy/s)	Potrebno vrijeme
C12/F12	Srce	s niskom dozom	0,238	140 min.	1,358	25 min.
		Normal (Normalna)	0,517	64 min.	2,251	15 min.
		Glava	s niskom dozom	0,189	0,878	38 min.
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Srce	s niskom dozom	0,149	223 min.	0,658	51 min.
		Normal (Normalna)	0,221	151 min.	1,085	31 min.
		Glava	s niskom dozom	0,193	0,435	77 min.

Uvjeti mjerenja: vrsta pacijenta: zadano, veličina polja: 30 cm. Sve druge postavke u skladu su s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

Zaključak: vrijeme potrebno za dostizanje granice od 2 Gy duže je kada se smanji debljina pacijenta.

NAPOMENA *Budući da je ukupna doza kombinacija izlaganja i dijaskopije, ukupno vrijeme potrebno za dostizanje 2 Gy za svako od prethodno navedenih bit će manje od prethodno navedenih izračuna.*

16.19.3 Fiksator udaljenosti od izvora do kože

Sustav se može opremiti fiksatorom na kućištu rendgenske cijevi oko snopa rendgenskih zraka koji će održavati minimalnu udaljenost od izvora do kože od 38 cm. Sukladno normi 21 CFR 1020.32(g) fiksator je obavezan u SAD-u.


U određenim kirurškim primjenama pri kojima udaljenost od izvora do kože mora biti manja od 38 cm moguće je ukloniti fiksator. Fiksator se mora ponovno postaviti nakon što se završi s kirurškom primjenom.



UPOZORENJE

Uklanjanjem fiksatora udaljenosti od izvora do kože može se povećati kožna doza do 60% kada se izvor rendgenskih zraka postavi uz kožu pacijenta.

Udaljenost od izvora do kože bez fiksatora iznosi 30 cm što je u skladu s međunarodnim normama IEC 60601-2-43:2010 i IEC 60601-2-54:2009.



Slika 133 C-luk bez fiksatora (lijevo) i s postavljenim fiksatorom (desno)

16.20 Tipične vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku

Sukladno normi IEC 60601-2-43, ove Upute za uporabu navode vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku za nekoliko često korištenih protokola rendgenskih snimanja i razine zaštite od zalutalog zračenja koje pruža sustav. Sve vrijednosti doze sustav određuje automatski na temelju odabranih protokola rendgenskog snimanja.

Ovaj odjeljak pruža stvarne vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku za nekoliko često korištenih protokola rendgenskog snimanja i vrsta dijaskopije.

Uvjeti mjerenja određeni su u [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#). Vrijednosti su primjenjive samo za tvornički zadane postavke protokola rendgenskog snimanja, bez ručnog poništavanja.

Sve navedene vrijednosti referentne (brzine) kerme u zraku imaju točnost od $\pm 50\%$ sukladno normi IEC 60601-2-43:2010 203.5.2.4.5.101c.

16.20.1 Sustavi C12 / F12

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pediatric

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Pedijatrija 15 slika/s standardno	Zadano	0,195	0,212	0,244	0,283	0,329	
	Dijete, Sitni odrasli	0,115	0,125	0,145	0,169	0,198	
	Dojenčad	0,074	0,079	0,088	0,099	0,114	
	Novorođenčad	0,043	0,047	0,054	0,064	0,076	
Pedijatrija 30 slika/s standardno	Zadano	0,195	0,212	0,244	0,283	0,329	
	Dijete, Sitni odrasli	0,115	0,125	0,145	0,169	0,198	
	Dojenčad	0,074	0,079	0,088	0,099	0,114	
	Novorođenčad	0,043	0,047	0,054	0,064	0,076	
Pedijatrija 50 slika/s standardno	Zadano	0,195	0,212	0,244	0,283	0,309	
	Dijete, Sitni odrasli	0,116	0,125	0,145	0,169	0,185	
	Dojenčad	0,074	0,079	0,088	0,099	0,108	
	Novorođenčad	0,043	0,047	0,054	0,064	0,071	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pedijatrijski (ClarityIQ)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Pedijatrija 15 slika/s niska doza, < 40 kg	Zadano	0,034	0,036	0,041	0,048	0,055	
Pedijatrija 15 slika/s standardna doza, < 40 kg	Zadano	0,056	0,060	0,067	0,076	0,086	
Pedijatrija 15 slika/s niska doza, > 40 kg	Zadano	0,066	0,071	0,083	0,096	0,112	
	Novorođenčad, dojenčad, dijete	0,034	0,036	0,041	0,048	0,055	
Pedijatrija 15 slika/s standardna doza, > 40 kg	Zadano	0,134	0,144	0,165	0,190	0,219	
	Novorođenčad, dojenčad, dijete	0,056	0,060	0,067	0,076	0,086	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Cardiac (Kardijalno)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Lijevo koronarno 15 slika/s standardno	Zadano	0,196	0,213	0,245	0,284	0,330	
	Dijete, Sitni odrasli	0,117	0,127	0,147	0,172	0,201	
	Dojenčad	0,074	0,078	0,088	0,099	0,114	
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,197	0,212	0,245	0,284	0,330	
	Novorođenčad	0,041	0,045	0,053	0,063	0,076	

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog sni- manja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Lijevo koronarno 30 slika/s standardno	Zadano	0,196	0,213	0,245	0,284	0,330	
	Dijete, Sitni odrasli	0,117	0,127	0,147	0,171	0,201	
	Dojenčad	0,074	0,078	0,088	0,099	0,114	
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,196	0,213	0,245	0,284	0,331	
	Novorođenčad	0,041	0,045	0,053	0,063	0,076	
Rotirajuće skeniranje Prop Ang0 -4s	Zadano	0,197	0,212	0,245	0,284	0,331	
	Dojenčad	0,064	0,069	0,078	0,091	0,107	
	Novorođenčad	0,041	0,045	0,053	0,063	0,076	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Kardijalno (ClarityIQ)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog sni- manja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Lijevo koronarno 15 slika/s nisko	Zadano	0,036	0,039	0,046	0,054	0,064	
Lijevo koronarno 15 slika/s srednje	Zadano	0,076	0,082	0,095	0,111	0,130	
Lijevo koronarno 15 slika/s standardno	Zadano	0,128	0,139	0,160	0,186	0,217	
Lijevo koronarno 25 slika/s nisko	Zadano	0,036	0,039	0,046	0,054	0,064	
Rotirajuće skeniranje Prop Ang0 -4s	Zadano	0,190	0,206	0,237	0,275	0,320	
	Dojenčad	0,062	0,067	0,076	0,088	0,104	
	Novorođenčad	0,039	0,043	0,051	0,061	0,073	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: glavu

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Protokol rendgenskog sni- manja	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Moždano 2 slike/s standardno	Zadano	5,051	5,610	6,746	7,596	8,405	
	Dijete	3,166	3,394	3,842	4,409	5,121	
	Dojenčad, novorođenčad	3,166	3,394	3,842	4,409	5,121	
Moždano 4 slike/s standardno	Zadano	5,049	7,081	7,201	7,351	7,546	
	Dijete	2,792	3,520	3,589	3,674	3,777	
	Dojenčad, novorođenčad	2,792	3,520	3,589	3,674	3,777	
3D-RA Prop 4s	Zadano	0,249	0,251	0,254	0,258	0,263	
	Dojenčad, novorođenčad	0,152	0,154	0,156	0,159	0,162	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Glava (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog sni- manja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Moždano 2 slike/s nisko	Zadano	0,978	1,086	1,304	1,582	1,934	
Moždano 4 slike/s nisko	Zadano	0,978	1,087	1,303	1,583	1,932	
Moždano 2 slike/s standardno	Zadano	1,910	2,121	2,543	3,090	3,779	
Moždano 4 slike/s standardno	Zadano	1,912	2,120	2,545	3,095	3,775	
3D-RA Prop 4s	Zadano	0,241	0,243	0,246	0,250	0,255	
	Dojenčad, novorođenčad	0,147	0,148	0,151	0,154	0,158	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: prsni koš

Protokol rendgenskog sni- manja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Pluća 3 slike/s	Zadano	2,522	2,551	2,591	2,646	2,713	
Potključno 3 slike/s	Zadano	9,272	10,939	11,079	11,245	11,450	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Prsni koš (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Pluća 3 slike/s	Zadano	1,208	1,342	1,613	1,963	2,405	
Potključno 3 slike/s	Zadano	1,705	1,891	2,264	2,744	3,342	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (Abdomen)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Abdomen (Abdomen) 6 slika/s	Zadano	2,923	2,953	2,996	3,059	3,136	
	Dijete, dojenčad, novorođenčad, sitni odrasli	3,486	3,516	3,569	3,631	3,709	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Abdomen (Abdomen) 6 slika/s nisko	Zadano	1,265	1,405	1,688	2,058	2,520	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Peripheral

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Natkoljenice 3 slike/s jedna noga	Zadano	6,813	7,459	8,063	8,792	9,646	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Periferno (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Natkoljenice 3 slike/s jedna noga	Zadano	1,122	1,244	1,471	1,648	1,857	

Vrste dijaskopije: Pediatric

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,183	0,199	0,233	0,276	0,328	
Normal (Normalna)	Zadano	0,434	0,470	0,539	0,610	0,698	
High (Visoka)	Zadano	0,684	0,731	0,791	0,864	0,951	

Vrste dijaskopije: Pedijatrijski (ClarityIQ, < 40 kg)

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,113	0,122	0,141	0,161	0,183	
Medium (Srednja)	Zadano	0,162	0,174	0,197	0,226	0,260	
Normal (Normalna)	Zadano	0,253	0,273	0,312	0,354	0,401	

Vrste dijaskopije: Cardiac (Kardijalno)

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,238	0,259	0,302	0,356	0,432	
Normal (Normalna)	Zadano	0,517	0,672	0,858	0,871	0,887	

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
High (Visoka)	Zadano	0,719	0,778	0,892	1,037	1,210	

Vrste dijaskopije: Kardijalno (ClarityIQ)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,145	0,157	0,181	0,210	0,245	
Medium (Srednja)	Zadano	0,214	0,232	0,270	0,316	0,374	
Normal (Normalna)	Zadano	0,501	0,542	0,622	0,721	0,841	

Vrste dijaskopije: glavu

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,189	0,259	0,299	0,308	0,320	
Normal (Normalna)	Zadano	0,483	0,515	0,578	0,656	0,752	
High (Visoka)	Zadano	0,761	0,824	0,952	1,107	1,296	

Vrste dijaskopije: Glava (ClarityIQ)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)					
Low (Niska)	Zadano	0,185	0,198	0,224	0,258	0,301	
Medium (Srednja)	Zadano	0,302	0,329	0,383	0,438	0,503	
Normal (Normalna)	Zadano	0,545	0,592	0,682	0,796	0,934	

Načini rada roadmapa (Vessel faza): glavu

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Način rada	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Navigacija	Zadano	0,385	0,488	0,492	0,498	0,504	
Vratna arterija	Zadano	0,377	0,459	0,462	0,467	0,472	
Zavojnica	Zadano	1,866	2,068	2,487	3,022	3,698	

Načini rada roadmapa (Vessel faza): Glava (ClarityIQ)

		Vidno polje:	0	1	2	3	4
		Veličina polja (cm):	30	27	22	19	15
Način rada	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)					
Navigacija	Zadano	0,171	0,183	0,207	0,237	0,273	
Zavojnica	Zadano	0,075	0,084	0,100	0,122	0,149	
Bez izuzimanja	Zadano	0,171	0,183	0,207	0,237	0,273	

16.20.2 Sustavi F15

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pediatric

Protokol rendgenskog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
	Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
Pedijatrija 15 slika/s standardno	Zadano	0,220	0,237	0,271	0,303	0,349	0,397	0,443
	Dijete, Sitni odrasli	0,131	0,141	0,162	0,180	0,204	0,230	0,261
	Dojenčad	0,070	0,075	0,086	0,096	0,111	0,129	0,145
	Novorođenčad	0,049	0,053	0,062	0,071	0,083	0,083	0,083
Pedijatrija 15 slika/s visoko	Zadano	0,220	0,237	0,271	0,303	0,349	0,397	0,443
	Dijete, Sitni odrasli	0,131	0,141	0,162	0,180	0,204	0,230	0,261
	Dojenčad	0,070	0,075	0,086	0,096	0,111	0,129	0,145
	Novorođenčad	0,049	0,053	0,062	0,071	0,083	0,083	0,083

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pedijatrijski (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
Pedijatrija 15 slika/s niska doza, < 40 kg	Zadano	0,022	0,024	0,028	0,031	0,036	0,042	0,049	
Pedijatrija 15 slika/s standardna doza, < 40 kg	Zadano	0,036	0,039	0,046	0,050	0,057	0,065	0,074	
Pedijatrija 15 slika/s niska doza, > 40 kg	Zadano	0,042	0,046	0,053	0,060	0,069	0,079	0,092	
	Novorođenčad, dojen- čad, dijete	0,022	0,024	0,028	0,031	0,036	0,042	0,049	
Pedijatrija 15 slika/s standardna doza, > 40 kg	Zadano	0,087	0,094	0,108	0,121	0,141	0,163	0,188	
	Novorođenčad, dojen- čad, dijete	0,036	0,039	0,046	0,050	0,057	0,065	0,074	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Cardiac (Kardijalno)

Protokol rendgenskog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
	Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
15 slika/s niska doza	Zadano	0,114	0,123	0,141	0,159	0,182	0,206	0,234
	Dojenčad	0,074	0,079	0,088	0,098	0,111	0,128	0,145
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,113	0,122	0,140	0,157	0,180	0,202	0,230
	Novorođenčad	0,048	0,052	0,061	0,069	0,082	0,083	0,083
30 slika/s niska doza	Zadano	0,114	0,123	0,141	0,159	0,177	0,199	0,226
	Dojenčad	0,074	0,079	0,088	0,098	0,111	0,128	0,145
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,191	0,206	0,235	0,263	0,304	0,338	0,378
	Novorođenčad	0,048	0,052	0,061	0,069	0,082	0,083	0,083

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
Prop Ang0 4s	Zadano	0,214	0,230	0,263	0,294	0,340	0,390	0,445	
	Dojenčad	0,068	0,074	0,084	0,094	0,109	0,126	0,145	
	Novorođenčad	0,048	0,052	0,061	0,069	0,082	0,083	0,083	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Kardijalno (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
15 slika/s niska doza	Zadano	0,0419 86	0,045	0,052	0,059	0,068	0,078	0,091	
15 slika/s srednja doza	Zadano	0,0862 43	0,093	0,107	0,120	0,140	0,161	0,186	
15 slika/s standardna doza	Zadano	0,1471 55	0,159	0,181	0,203	0,235	0,270	0,314	
25 slika/s niska doza	Zadano	0,0419 67	0,046	0,052	0,059	0,067	0,077	0,089	
Prop Ang0 4s	Zadano	0,2159 55	0,232	0,266	0,297	0,342	0,390	0,445	
	Dojenčad	0,0683 2	0,074	0,084	0,094	0,109	0,126	0,145	
	Novorođenčad	0,0480 04	0,052	0,061	0,069	0,082	0,083	0,083	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: glavu

Protokol rendgenskog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
	Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
2 slike/s standardna doza	Zadano	5,997	6,592	7,788	8,476	9,308	10,229	11,366
	Dijete	3,092	3,330	3,815	4,316	4,542	4,542	4,542
	Dojenčad, novorođenčad	3,092	3,330	3,815	4,316	4,542	4,542	4,542
4 slike/s standardna doza	Zadano	5,586	5,865	6,401	7,127	7,886	8,749	9,849
	Dijete	2,875	3,014	3,014	3,237	3,237	3,237	3,237
	Dojenčad, novorođenčad	2,875	3,014	3,014	3,237	3,237	3,237	3,237
Prop 4s	Zadano	0,235	0,252	0,278	0,266	0,339	0,373	0,373
	Dojenčad, novorođenčad	0,124	0,151	0,185	0,152	0,185	0,185	0,185

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Glava (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
2 slike/s niska doza	Zadano	1,2069 96	1,326	1,567	1,811	2,173	2,596	3,135	
4 slike/s niska doza	Zadano	1,2062 97	1,327	1,568	1,810	2,173	2,545	2,791	
2 slike/s standardna doza	Zadano	2,3931 77	2,631	3,107	3,585	4,305	5,138	6,223	
4 slike/s standardna doza	Zadano	2,3916 77	2,632	3,111	3,587	4,309	5,145	5,753	
Prop 4s	Zadano	0,2354 39	0,252	0,278	0,266	0,339	0,373	0,373	
	Dojenčad, novorođen- čad	0,1239 14	0,151	0,185	0,152	0,185	0,185	0,185	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: prsni koš

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
2 slike/s	Zadano	2,760	2,900	3,166	3,424	3,800	4,231	4,789	
3 slike/s	Zadano	2,789	2,927	3,197	3,454	3,831	4,261	4,815	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Prsni koš (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
2 slike/s	Zadano	1,5063 4	1,658	1,960	2,262	2,713	3,151	3,470	
3 slike/s	Zadano	1,5060 58	1,657	1,958	2,262	2,710	3,098	3,413	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (Abdomen)

Protokol rendgenskog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
	Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
6 slika/s	Zadano	3,543	3,894	4,607	5,317	6,382	7,612	8,261
	Dijete, dojenčad, no- vorođenčad, sitni odrasli	4,151	4,564	5,393	6,225	7,308	7,747	8,261

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
6 slika/s	Zadano	1,5778 92	1,735	2,053	2,369	2,840	3,396	3,993	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Peripheral

Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
Jedna noga	Zadano	1,624	1,689	1,814	1,940	1,973	1,973	1,973	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Periferno (ClarityIQ)

Protokol rendgenskog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
	Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
Jedna noga	Zadano	1,6238 33	1,689	1,814	1,940	1,973	1,973	1,973

Vrste dijaskopije: Pediatric

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,219	0,237	0,274	0,310	0,355	0,406	0,472	
Normal (Normalna)	Zadano	0,443	0,476	0,540	0,602	0,689	0,783	0,902	
High (Visoka)	Zadano	0,669	0,700	0,760	0,816	0,898	0,987	1,099	

Vrste dijaskopije: Pedijatrijski (ClarityIQ, < 40 kg)

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,072	0,078	0,090	0,101	0,119	0,135	0,156	
Medium (Srednja)	Zadano	0,108	0,117	0,135	0,150	0,171	0,195	0,225	
Normal (Normalna)	Zadano	0,162	0,175	0,200	0,225	0,260	0,296	0,339	

Vrste dijaskopije: Cardiac (Kardijalno)

Vrsta	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6
		Veličina polja (cm):	39	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,243	0,265	0,308	0,350	0,413	0,474	0,575	
Normal (Normalna)	Zadano	0,594	0,638	0,723	0,806	0,898	0,984	1,120	

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)						
High (Visoka)	Zadano	0,733	0,790	0,900	1,009	1,166	1,316	1,501

Vrste dijaskopije: Kardijalno (ClarityIQ)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)						
Low (Niska)	Zadano	0,163	0,175	0,200	0,223	0,258	0,293	0,336
Medium (Srednja)	Zadano	0,242	0,262	0,302	0,340	0,398	0,460	0,529
Normal (Normalna)	Zadano	0,556	0,599	0,682	0,764	0,881	1,017	1,167

Vrste dijaskopije: glavu

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)						
Low (Niska)	Zadano	0,346	0,378	0,438	0,498	0,589	0,693	0,693
Normal (Normalna)	Zadano	0,520	0,556	0,625	0,693	0,790	0,901	1,040
High (Visoka)	Zadano	0,673	0,725	0,829	0,928	1,073	1,208	1,358

Vrste dijaskopije: Glava (ClarityIQ)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)						
Low (Niska)	Zadano	0,208	0,223	0,253	0,284	0,330	0,347	0,347
Medium (Srednja)	Zadano	0,348	0,372	0,418	0,464	0,530	0,605	0,700
Normal (Normalna)	Zadano	0,610	0,659	0,756	0,849	0,986	1,118	1,239

Načini rada roadmapa (Vessel faza): glavu

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Način rada	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
Navigacija	Zadano	0,424	0,457	0,520	0,510	0,661	0,689	0,689
Vratna arterija	Zadano	0,334	0,357	0,400	0,442	0,480	0,495	0,495
Zavojnica	Zadano	0,171	0,188	0,222	0,256	0,307	0,368	0,444

Načini rada roadmapa (Vessel faza): Glava (ClarityIQ)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6
Veličina polja (cm):		39	37	31	27	22	19	15
Način rada	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)						
Navigacija	Zadano	0,161	0,173	0,195	0,218	0,243	0,266	0,294
Zavojnica	Zadano	0,130	0,144	0,169	0,196	0,235	0,280	0,339
Bez izuzimanja	Zadano	0,161	0,173	0,195	0,218	0,243	0,266	0,294

16.20.3 Sustavi C20 / F20

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pediatric

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):	48	42	37	31	27	22	19	15
Pedijatrija 15 slika/s standard- no	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
	Zadano	0,105	0,130	0,143	0,163	0,186	0,217	0,247	0,293
	Dijete, Sitni odrasli	0,061	0,075	0,083	0,095	0,109	0,127	0,145	0,173
	Dojenčad	0,034	0,041	0,044	0,050	0,056	0,065	0,074	0,089
Pedijatrija 30 slika/s standard- no	Novorođenčad	0,021	0,025	0,028	0,032	0,037	0,044	0,051	0,064
	Zadano	0,105	0,130	0,143	0,163	0,186	0,217	0,247	0,293
	Dijete, Sitni odrasli	0,060	0,075	0,083	0,095	0,109	0,127	0,145	0,170
	Dojenčad	0,034	0,041	0,044	0,050	0,056	0,065	0,074	0,089
Pedijatrija 50 slika/s standard- no	Novorođenčad	0,021	0,025	0,028	0,032	0,037	0,044	0,051	0,064
	Zadano	0,105	0,130	0,143	0,163	0,186	0,217	0,247	0,292
	Dijete, Sitni odrasli	0,060	0,075	0,083	0,095	0,109	0,127	0,142	0,163
	Dojenčad	0,034	0,041	0,044	0,050	0,056	0,065	0,074	0,089
Pedijatrija 50 slika/s standard- no	Novorođenčad	0,021	0,025	0,028	0,032	0,037	0,044	0,051	0,064

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Pedijatrijski (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):	48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)							
Pedijatrija 15 slika/s niska do- za, < 40 kg	Zadano	0,017	0,022	0,024	0,027	0,030	0,035	0,040	0,047
Pedijatrija 15 slika/s standard- na doza, < 40 kg	Zadano	0,028	0,035	0,039	0,044	0,050	0,056	0,063	0,073
Pedijatrija 15 slika/s niska do- za, > 40 kg	Zadano	0,033	0,042	0,046	0,052	0,060	0,069	0,077	0,091
	Novorođenčad, do- jenčad, dijete	0,017	0,022	0,024	0,027	0,030	0,035	0,040	0,047
Pedijatrija 15 slika/s standard- na doza, > 40 kg	Zadano	0,071	0,088	0,096	0,110	0,125	0,145	0,164	0,191
	Novorođenčad, do- jenčad, dijete	0,028	0,035	0,039	0,044	0,050	0,056	0,063	0,073

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Cardiac (Kardijalno)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Lijevo koronarno 15 slika/s standard- no	Zadano	0,102	0,127	0,139	0,159	0,182	0,211	0,240	0,285	
	Dijete, Sitni odrasli	0,059	0,074	0,081	0,093	0,107	0,125	0,142	0,170	
	Dojenčad	0,039	0,047	0,051	0,056	0,062	0,070	0,078	0,091	
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,089	0,111	0,121	0,138	0,158	0,185	0,210	0,249	
	Novorođenčad	0,020	0,025	0,027	0,032	0,037	0,044	0,051	0,063	
Lijevo koronarno 30 slika/s standard- no	Zadano	0,102	0,127	0,139	0,159	0,182	0,211	0,240	0,285	
	Dijete, Sitni odrasli	0,059	0,074	0,081	0,093	0,107	0,125	0,142	0,166	
	Dojenčad	0,039	0,047	0,051	0,056	0,062	0,070	0,078	0,091	
	Krupni odrasli, Vrlo krupni odrasli	0,089	0,111	0,121	0,138	0,158	0,185	0,210	0,249	
	Novorođenčad	0,020	0,025	0,027	0,032	0,037	0,044	0,051	0,063	
Rotirajuće skenir- anje Prop Ang0 -4s	Zadano	0,100	0,125	0,137	0,157	0,179	0,209	0,238	0,283	
	Dojenčad	0,033	0,040	0,043	0,049	0,055	0,064	0,073	0,087	
	Novorođenčad	0,020	0,025	0,027	0,032	0,037	0,044	0,051	0,063	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Kardijalno (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Lijevo koronarno 15 slika/s nisko	Zadano	0,018	0,023	0,026	0,029	0,034	0,040	0,046	0,055	
Lijevo koronarno 15 slika/s srednje	Zadano	0,040	0,050	0,055	0,063	0,073	0,085	0,097	0,116	
Lijevo koronarno 15 slika/s standard- no	Zadano	0,070	0,087	0,095	0,109	0,125	0,145	0,166	0,197	
Lijevo koronarno 25 slika/s nisko	Zadano	0,018	0,023	0,026	0,029	0,034	0,040	0,046	0,055	
Rotirajuće skenir- anje Prop Ang0 -4s	Zadano	0,102	0,127	0,139	0,158	0,181	0,211	0,240	0,285	
	Dojenčad	0,033	0,040	0,043	0,049	0,055	0,064	0,073	0,087	
	Novorođenčad	0,020	0,025	0,027	0,032	0,037	0,044	0,051	0,063	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: glavu

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Moždano 2 slike/s standardno	Zadano	2,279	2,982	3,332	3,937	4,675	5,679	6,716	8,042	
	Dijete	1,519	1,863	2,003	2,238	2,517	2,889	3,297	3,822	
	Dojenčad, no- vorođenčad	1,569	1,863	2,003	2,238	2,517	2,889	3,297	3,822	

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Moždano 4 slike/s standardno	Zadano	2,280	2,982	3,334	3,934	4,669	5,571	6,043	6,776	
	Dijete	1,373	1,639	1,768	1,966	2,244	2,630	3,049	3,186	
	Dojenčad, no- vorođenčad	1,373	1,639	1,768	1,966	2,244	2,630	3,049	3,186	
3D-RA Prop 4s	Zadano	0,115	0,139	0,166	0,167	0,168	0,170	0,172	0,174	
	Dojenčad, no- vorođenčad	0,068	0,085	0,103	0,104	0,105	0,107	0,108	0,110	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Glava (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Moždano 2 slike/s nisko	Zadano	0,463	0,605	0,677	0,798	0,946	1,149	1,358	1,620	
Moždano 4 slike/s nisko	Zadano	0,463	0,605	0,676	0,798	0,947	1,149	1,357	1,620	
Moždano 2 slike/s standardno	Zadano	0,914	1,195	1,336	1,576	1,871	2,269	2,681	3,204	
Moždano 4 slike/s standardno	Zadano	0,914	1,195	1,336	1,578	1,870	2,269	2,684	3,202	
3D-RA Prop Scan 4s	Zadano	0,115	0,139	0,166	0,167	0,168	0,170	0,172	0,174	
	Dojenčad, no- vorođenčad	0,068	0,085	0,103	0,104	0,105	0,107	0,108	0,110	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: prsni koš

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Pluća 3 slike/s	Zadano	1,140	1,491	1,665	1,969	2,338	2,700	2,933	3,217	
Potključno 3 slike/s	Zadano	4,254	5,554	6,212	7,333	8,689	10,52 3	12,13 7	12,96 8	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Prsni koš (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Pluća 2 slike/s	Zadano	0,569	0,745	0,833	0,984	1,167	1,420	1,680	2,009	
Potključno 3 slike/s	Zadano	0,795	1,039	1,161	1,370	1,626	1,970	2,322	2,765	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (Abdomen)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Abdomen (Abdo- men) 6 slika/s	Zadano	1,346	1,761	1,968	2,323	2,759	3,346	3,958	4,944	
	Dijete, dojenčad, novorođenčad, sitni odrasli	1,597	2,088	2,336	2,753	3,265	3,958	4,674	5,833	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Abdomen (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Abdomen (Abdo- men) 6 slika/s nisko	Zadano	0,597	0,780	0,873	1,030	1,224	1,486	1,758	2,102	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Periphera

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Natkoljenice 3 slike/s jedna noga	Zadano	3,042	3,978	4,448	5,243	5,931	6,462	6,970	7,581	

Protokoli rendgenskog snimanja izlaganjem: Periferno (ClarityIQ)

Protokol rendgen- skog snimanja	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Natkoljenice 3 slike/s jedna noga	Zadano	0,518	0,678	0,757	0,851	0,960	1,084	1,202	1,346	

Vrste dijaskopije: Pediatric

Vrsta	Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
	Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)								
Low (Niska)	Zadano	0,096	0,119	0,131	0,150	0,174	0,205	0,237	0,273	
Normal (Normalna)	Zadano	0,217	0,269	0,294	0,336	0,386	0,450	0,503	0,583	
High (Visoka)	Zadano	0,384	0,463	0,499	0,558	0,626	0,688	0,743	0,825	

Vrste dijaskopije: Pedijatrijski (ClarityIQ, < 40 kg)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,057	0,071	0,078	0,089	0,102	0,119	0,133	0,155
Medium (Srednja)	Zadano	0,086	0,107	0,117	0,134	0,151	0,172	0,192	0,224
Normal (Normalna)	Zadano	0,130	0,162	0,176	0,200	0,228	0,264	0,294	0,340

Vrste dijaskopije: Cardiac (Kardijalno)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,101	0,128	0,141	0,164	0,191	0,228	0,265	0,324
Normal (Normalna)	Zadano	0,296	0,360	0,391	0,441	0,500	0,576	0,651	0,767
High (Visoka)	Zadano	0,366	0,450	0,492	0,559	0,637	0,739	0,839	0,997

Vrste dijaskopije: Kardijalno (ClarityIQ)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,076	0,094	0,103	0,118	0,135	0,158	0,179	0,213
Medium (Srednja)	Zadano	0,113	0,140	0,154	0,176	0,203	0,237	0,273	0,329
Normal (Normalna)	Zadano	0,271	0,334	0,363	0,412	0,469	0,543	0,618	0,734

Vrste dijaskopije: glavu

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,112	0,140	0,153	0,176	0,204	0,233	0,263	0,296
Normal (Normalna)	Zadano	0,241	0,297	0,324	0,370	0,441	0,523	0,582	0,649
High (Visoka)	Zadano	0,397	0,487	0,531	0,602	0,687	0,798	0,910	1,084

Vrste dijaskopije: Glava (ClarityIQ)

Vidno polje:		0	1	2	3	4	5	6	7
Veličina polja (cm):		48	42	37	31	27	22	19	15
Vrsta	Vrsta pacijenta	Ref. kerma u zraku (mGy/s)							
Low (Niska)	Zadano	0,102	0,127	0,136	0,151	0,175	0,205	0,230	0,260
Medium (Srednja)	Zadano	0,155	0,194	0,213	0,244	0,294	0,348	0,388	0,433
Normal (Normalna)	Zadano	0,283	0,350	0,383	0,438	0,501	0,584	0,668	0,799

Načini rada roadmapa (Vessel faza): glavu

Način rada	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6	7
		Veličina polja (cm):	48	42	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Navigacija	Zadano	0,202	0,251	0,274	0,311	0,356	0,414	0,443	0,447	
Vratna arterija	Zadano	0,178	0,212	0,228	0,254	0,285	0,323	0,344	0,347	
Zavojnica	Zadano	0,857	1,119	1,254	1,478	1,753	2,129	2,520	3,147	

Načini rada roadmapa (Vessel faza): Glava (ClarityIQ)

Način rada	Vrsta pacijenta	Vidno polje:	0	1	2	3	4	5	6	7
		Veličina polja (cm):	48	42	37	31	27	22	19	15
		Ref. kerma u zraku (mGy/slici)								
Navigacija	Zadano	0,081	0,098	0,106	0,120	0,135	0,155	0,175	0,207	
Zavojnica	Zadano	0,155	0,203	0,227	0,268	0,318	0,385	0,455	0,569	
Bez izuzimanja	Zadano	0,081	0,098	0,106	0,120	0,135	0,155	0,175	0,207	

16.20.4 Primjeri postavki s relativno visokom kermom (brzinom kerme) u zraku

U sljedećoj se tablici nalaze primjeri postupaka izlaganja kojima se stvara relativno visoka referentna kerma u zraku u odnosu na druge postupke u različitim sustavima Azurion (u skladu s normom 60601-2-54:2009, 203.5.2.4.5.101b 4):

Sustav	Protokol rendgenskog snimanja			Veličina polja	Vrsta pacijenta
C12/F12	Glava	Potključno	3 slike/s	15 cm	Zadano
C20/F20	Glava	Potključno	3 slike/s	15 cm	Zadano
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Glava	Moždano	2 slike/s standardno	15 cm	Zadano
C20/F20 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Glava	Moždano	2 slike/s standardno	15 cm	Zadano

U sljedećoj se tablici nalaze primjeri vrsta dijaskopije kojima se stvara relativno visoka referentna kerma u zraku u odnosu na druge postupke u različitim sustavima Azurion (u skladu s normom IEC 60601-2-54:2009, 203.5.2.4.5.101b 3):

Sustav	Protokol rendgenskog snimanja	Vrsta	Veličina polja	Vrsta pacijenta
C12/F12	Glava	High (Visoka)	15 cm	Zadano
C20/F20	Glava	High (Visoka)	15 cm	Zadano
C12/F12 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Glava	Normal (Normalna)	15 cm	Zadano
C20/F20 s tehnologijom ClarityIQ (opcija)	Glava	Normal (Normalna)	15 cm	Zadano

Uvjeti mjerenja: u skladu s poglavljem [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#).

16.20.5 Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku

Sustavi s detektorom FD12


Opis	Postavljanje
Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja	Na položaju
Udaljenost od žarišta do površine ulaska fantoma	- Frontalno: 985 mm (38,78 inča) - Bočno: 1060 mm (41,73 inča)
Udaljenost od žarišta do prijemnika slike	- Frontalno: 1235 mm (48,62 inča) - Bočno: 1310 mm (51,57 inča)
Udaljenost od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta	Frontalno i bočno: 615 mm (24,21 inča)
Udaljenost od žarišta do izocentra	Frontalno i bočno: 765 mm (30,12 inča)
Mjerni uređaj	Unfors Xi metar ili RaySafe X2 metar sa senzorom postavljenim u snop rendgenskih zraka između žarišta i fantoma, izvan mjernog polja sustava (pogledajte sliku u nastavku)
Rezultat mjerenja	U određivanju izračunate kerme u zraku u obzir će se uzeti omjer udaljenosti od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta i udaljenosti od žarišta do mjernog uređaja (prema zakonu obrnutog kvadrata)
Oslonac za pacijenta	Izvan primarnog snopa rendgenskih zraka
Fantom	Pravokutni blokovi PMMA-a, ukupna debljina 200 mm (7,87 inča), bočno jednako ili više od 250 mm (9,84 inča)
Izlaganje jednom slikom	Nakon radioskopije (stabiliziran kV/mA)
Klinasti filter	Nije odabrano
Orijentacija snopa rendgenskih zraka	- Rotacija: 90 stupnjeva LAO - Nagib: 0 stupnjeva CAUD

Sustavi s detektorom FD15

Opis	Postavljanje
Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja	Na položaju
Udaljenost od žarišta do površine ulaska fantoma	960 mm (37,80 inča) 1075 mm (42,32 inča)
Udaljenost od žarišta do prijemnika slike	1195 mm (47,05 inča) 1310 mm (51,57 inča)
Udaljenost od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta	660 mm (25,98 inča) 615 mm (24,21 inča)
Udaljenost od žarišta do izocentra	Frontalno i bočno: 810 mm (31,89 inča)
Mjerni uređaj	Unfors Xi metar ili RaySafe X2 metar sa senzorom postavljenim u snop rendgenskih zraka između žarišta i fantoma, izvan mjernog polja sustava (pogledajte sliku u nastavku)
Rezultat mjerenja	U određivanju izračunate kerme u zraku u obzir će se uzeti omjer udaljenosti od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta i udaljenosti od žarišta do mjernog uređaja (prema zakonu obrnutog kvadrata)
Oslonac za pacijenta	Izvan primarnog snopa rendgenskih zraka
Fantom	Pravokutni blokovi PMMA-a, ukupna debljina 200 mm (7,87 inča), bočno jednako ili više od 300 x 400 mm (11,81 x 15,75 inča)
Izlaganje jednom slikom	Nakon radioskopije (stabiliziran kV/mA)
Klinasti filter	Nije odabrano
Orijentacija snopa rendgenskih zraka	- Rotacija: 90 stupnjeva LAO - Nagib: 0 stupnjeva CAUD

Sustavi s detektorom FD20

Opis	Postavljanje
Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja	Na položaju
Udaljenost od žarišta do površine ulaska fantoma	945 mm (37,20 inča)
Udaljenost od žarišta do prijemnika slike	1195 mm (47,05 inča)
Udaljenost od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta	660 mm (25,98 inča)
Udaljenost od žarišta do izocentra	810 mm (31,89 inča)
Mjerni uređaj	Unfors Xi metar ili RaySafe X2 metar sa senzorom postavljenim u snop rendgenskih zraka između žarišta i fantoma, izvan mjernog polja sustava (pogledajte sliku u nastavku)
Rezultat mjerenja	U određivanju izračunate kerme u zraku u obzir će se uzeti omjer udaljenosti od žarišta do referentne točke ulaska u pacijenta i udaljenosti od žarišta do mjernog uređaja (prema zakonu obrnutog kvadrata)
Oslonac za pacijenta	Izvan primarnog snopa rendgenskih zraka
Fantom	Pravokutni blokovi PMMA-a, ukupna debljina 200 mm (7,87 inča), bočno jednako ili više od 300 x 400 mm (11,81 x 15,75 inča)
Izlaganje jednom slikom	Nakon radioskopije (stabiliziran kV/mA)
Klinasti filter	Nije odabrano
Orijentacija snopa rendgenskih zraka	• Rotacija: 90 stupnjeva LAO • Nagib: 0 stupnjeva CAUD



Slika 134 Lokacija mjernog uređaja

Legenda	
1	Mjerno polje sustava
2	Mjerni uređaj

16.21 Zaštita od zalutalog zračenja


Ovaj odjeljak opisuje razine zaštite od zalutalog zračenja koje pruža sustav.

16.21.1 Obuhvaćeno područje

Tehničke čimbenike može se dobiti s pomoću Ručne provjere rendgenskog generatora u načinu rada servisa na terenu.

Upotrebljavaju se sljedeći tehnički čimbenici:

- 125 kV, 10 mA
- Bez dodatnog filtra



Slika 135 Grafikon tehničkih čimbenika (sve su dimenzije izražene u cm)

Legenda			
1	Objekt raspršivanja: 25 x 25 x 15 cm PMMA (IEC60601-1-3 / IEC60601-2-54)	5	Doza (mGy/sat)
2	Zaštita od zračenja	6	Doza (mGy/sat) sa zaštitom (ekvivalent 0,5 mm Pb)
3	Obuhvaćeno područje (d x š x v): 60 x 60 x 200 cm (smješteno 10 cm od zaštite od zračenja)	7	Doza (mGy/sat) bez zaštite
4	Visina (cm)		

NAPOMENA *Zaštita od zračenja smanjuje kermu u zraku (AK) za najmanje jedan red veličine.*

Navedeno obuhvaćeno područje namijenjeno je upotrebi u radiološkim postupcima u skladu s namijenjenom upotrebom opreme. Za pojedinosti pogledajte [Namjena sustava \(stranica 16\)](#).


16.21.2 Karte izokermne za sustav C12 / F12

Sljedeće ilustracije prikazuju normalizirane karte izokermne pri 100 cm (39,37 in) i 150 cm (59,10 in) iznad poda, obrtanje prema van.


Upotrebljavaju se sljedeći tehnički čimbenici:

- Dijaskopija 120 kV
- Udaljenost od izvora do slike 100 cm
- Veličina polja 10 x 10 cm
- Bez dodatnog filtra

Prednji smjer rendgenskog zračenja




Slika 136 Karta izokermne pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$


Bočni smjer rendgenskog zračenja**Slika 137** Karta izokerme pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$ **16.21.3 Karte izokerme za sustav F15 i sustav C20/F20**

Sljedeće ilustracije prikazuju normalizirane karte izokerme pri 100 cm (39,37 in) i 150 cm (59,10 in) iznad poda, obrtanje prema van.

Upotrebljavaju se sljedeći tehnički čimbenici:

- Dijaskopija 120 kV
- Udaljenost od izvora do slike 100 cm
- Veličina polja 10 x 10 cm
- Bez dodatnog filtra


Prednji smjer rendgenskog zračenja**Slika 138** Karta izokerme pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$


Bočni smjer rendgenskog zračenja**Slika 139** Karta izokerme pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$ **16.21.4 Karte izokerme za sustav B20**

Sljedeće ilustracije prikazuju normalizirane karte izokerme pri 100 cm (39,37 in) i 150 cm (59,10 in) iznad poda, obrtanje prema van.

Upotrebljavaju se sljedeći tehnički čimbenici:

- Dijaskopija 120 kV
- Udaljenost od izvora do slike 100 cm
- Veličina polja 10 x 10 cm
- Bez dodatnog filtra

Prednji smjer rendgenskog zračenja**Slika 140** Karta izokerme pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$

Bočni smjer rendgenskog zračenja**Slika 141** Karta izokerme pri 100 cm (lijevo) i 150 cm (desno) iznad poda, $\mu\text{Gy}/(\text{Gy} \times \text{cm}^2)$ **16.21.5 Dodatno filtriranje**

Ovaj odjeljak pruža informacije o učincima filtracije na vrijednosti kerme u zraku.

Maksimalno ekvivalentno prigušenje površine stola jest 1,59 mm Al (pri 75 kV/HVL 3,5 mm Al).

Minimalna inherentna filtracija (pri 75 kV/HVL 3,5 mm Al) rendgenske cijevi je 2,5 mm Al.

Ekvivalentno prigušenje (pri 75 kV/HVL 3,5 mm Al) drugih materijala u rendgenskoj zruci je kako slijedi:

- Kolimator: 0,1 mm Al
- Poklopac rendgenske cijevi: 0,1 - 0,2 mm Al
- DAP-metar: < 0,5 mm Al.
- Klinasti filtar: mjed debljine 1 mm (CuZn37 R-019; ekvivalent 22 mm Al pri 75 kV/HVL 3,5 mm Al)

Ovisno o odabranom postupku, sustav može primijeniti i dodatni filtar sa sljedećim vrijednostima (za uređaje za ograničavanje snopa s identifikacijskim brojem 9896 010 22xxx):

Broj dodatnog filtra	Filter (Filtar)	Filtracija
1	0,1 mm Cu + 1,0 mm Al	4,0 mm Al (75 kV/HVL 3,5 mm Al)
2	0,4 mm Cu + 1,0 mm Al	11,0 mm Al (75 kV/HVL 3,5 mm Al)
3	0,9 mm Cu + 1,0 mm Al	21,5 mm Al (75 kV/HVL 3,5 mm Al)

Sljedeća tablica prikazuje vrijednosti kerme u zraku kao postotak krivulja kao funkciju odabira dodatnih filtara.

kV	Filter (Filtar)	Vrijednost kerme u zraku (%)			
		Bez zaštite	0,5 mm ekvivalent olova	1,0 mm ekvivalent olova	1,5 mm ekvivalent olova
110	0	100	100	100	100
	1	66	87	85	76
	2	38	69	64	53
	3	19	49	47	32

kV	Filter (Filtar)	Bez zaštite	Vrijednost kerme u zraku (%)		
			0,5 mm ekvivalent olova	1,0 mm ekvivalent olova	1,5 mm ekvivalent olova
90	0	64	33	34	46
	1	39	27	24	31
	2	19	20	15	17
	3	8,5	12	9,0	9,2
70	0	35	6,0	13	22
	1	18	4,1	7,2	12
	2	7,1	2,4	3,1	4,6
	3	2,3	1,3	1,0	1,9

Sljedeća tablica prikazuje normalizirane vrijednosti kerme u zraku kao postotak krivulja kao funkciju odabira dodatnih filtara.

Dodatni filter	Normalizirana vrijednost kerme u zraku (%)
0	100
1	120
2	135
3	150

16.21.6 Korisničke informacije o dozi i snimanju za CT rekonstrukcije Cone Beam

Ovaj odjeljak daje informacije o CT rekonstrukcijama cone beam.

Fantomi i metode mjerenja

Fantomi za dozu

Fantom dozimetrije CT je fantom koji se upotrebljava za određivanje isporučene doze tijekom CT snimanja Cone Beam. Fantomi su kružni cilindri od polimetil metakrilata te su dužine 15 cm. Njihova gustoća iznosi $1,19 \pm 0,01$ g/cc. Fantom za testiranje CT snimanja tijela ima promjer od 32,0 cm, a fantom za glavu ima promjer od 16,0 cm.

Fantom pruža način za postavljanje dozimetra/dozimetara duž osi njegove rotacije i duž linije koja je paralelna osi rotacije, 1,0 cm od vanjske površine i unutar fantoma.

Mjerenja doze


Stvarne vrijednosti doze izmjerene su s pomoću ionizacijske komore u obliku olovke dužine 10 cm.

Definicija CTDI

Pondenirana doza CTDI izračunava se pomoću formule:

$$CTDI_W = \left(\frac{2}{3} (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) / 4 + \frac{1}{3} P_5 \right) / 10$$


gdje je P_i doza mjerena pomoću mjernog uređaja u mjestu i .



Slika 142 Područja primjene mjesta mjerenja doze za glavu (lijevo) i tijelo (desno)

Šum slike

Nestacionarnost rezolucije kontrasta procijenjena je s pomoću 3D rekonstrukcija fantomom Catphan 500. Vizualni pregled ove slike i sličnih slika pokazuje da je nestacionarnost rezolucije kontrasta zanemariva.



Slika 143 XperCT rekonstrukcija fantomom Catphan 500, $CTDI_w$ 50 mGy, debljina presjeka 5,2 mm

Prosječni CT broj (XperCT)

XperCT je kalibriran da proizvodi vrijednosti koje su točne za Hounsfield skalu, s pomoću nekoliko metoda kalibracije:

- Pojačavanje detektora
- Povećanje otpornosti vodene zrake

- Raspršenje pacijenta
- Raspršenje unutar detektora

Skraćivanje se ispravlja pomoću parabolične ekstrapolacije profila.

Točnost prosječnih CT brojeva ograničena je većinom zbog varijacija u mreži za zaštitu od raspršenja zračenja (relevantno za neurološke i trbušne postupke), skraćivanja za čpacijenta (relevantno za trbušne postupke) i nepotpunosti kružne putanje (što rezultira artefaktima stožastog snopa). Iz kliničkog iskustva, od 2006. godine pa nadalje, tvrtka Philips Medical Systems zamijetila je da je prosječni CT broj točan do približno 20H (neuro) i 50H (abdomen, ovisno o veličini pacijenta, zbog skraćivanja). Za namijenjenu upotrebu ovog proizvoda, ova je razina točnosti dovoljna.


Jednolikost

Jednolikost unutar aksijalnog pojedinačnog presjeka (u blizini ravnine rotacije) ovisi o vrsti skeniranog predmeta. Tvrtka Philips Medical Systems izmjerila je jednolikost pomoću vodenih fantoma pri čemu je jednolikost bolja od 10H. Ova je razina jednolikosti također zapažena u postupku XperCT Head. Jednolikost u postupku XperCT Abdomen iznosi oko 50H, a većinom je ograničena zbog raspršenja i skraćivanja.

Jednolikost je preko aksijalnih presjeka manja nego unutar aksijalnih presjeka (u blizini ravnine rotacije), zbog nepotpunosti polukružne putanje od oko 200 stupnjeva, što rezultira u artefaktima stožastog snopa koje korisnik jasno prepoznaje (linije).

Funkcija prijenosa modulacije

XperCT upotrebljava algoritam linearne rekonstrukcije s jednom rekonstrukcijskom jezgrom. Na grafikonu u nastavku prikazana je funkcija prijenosa modulacije izmjerena za tipičnu rekonstrukciju XperCT.



Slika 144 Simulacija i mjerenje funkcije prijenosa modulacije XperCT

Legenda			
1	Funkcija prijenosa modulacije (%)	5	3D-RX obrada
2	Prostorna frekvencija u izocentru (lp/mm)	6	Detektor
3	Izmjerena funkcija prijenosa modulacije	7	Zamućenje žarišta

Legenda

4 Ukupna simulacija

Debljina tomografskog presjeka

CT rekonstrukcija koničnom zrakom stvara izotropne volumene na temelju snimki dobivenih detektorom s kvadratnim pikselima. Stoga je funkcija prijenosa modula (MTF) duž rotacijske osi identična MTF-u na aksijalnim presjecima.


Mjerenja doze po CTDi-ju

Izmjerene doze za neke uobičajene protokole CT snimanja koničnom zrakom prikazane su u tablici u nastavku.

Fantom	Protokol snimanja	CTDi (mGy)
CTDi za preglede glave	XperCT LD 30fps -10s	22
	XperCT HQ 30fps -21s	45
CTDi za preglede tijela	Abdomen XperCT Prop LD - 5 s	14
	Abdomen XperCT Prop HQ - 5 s	29
	Abdomen 3D-RA Prop scan 4 s	21
	Abdomen 3D-RA Roll scan 8 s	21

Profil doze za XperCT

Slika u nastavku prikazuje profil doze za protokol snimanja XperCT.



Slika 145 Profil doze za snimanje XperCT s detektorom veličine polja od 48 cm

Legenda

1 Normalizirana skala (%)
2 Udaljenost od izocentra duž osi Z (mm)

16.22 Elektromagnetska kompatibilnost

Uređaj bi se trebao upotrebljavati samo u elektromagnetskom okruženju koje je slično okruženju opisanom u ovom odjeljku.



UPOZORENJE

Nemojte vršiti rendgensko snimanje dok aktivno upotrebljavate elektrokirurške uređaje (primjerice elektrokirurške noževe) ili kardiološke defibrilatore. Elektromagnetske smetnje koje ti uređaji generiraju mogu smanjiti kvalitetu slika i stoga dovesti do potrebe za dodatnim izlaganjem prilikom snimanja.



UPOZORENJE

Upotreba dodatne opreme, pretvornika i kabela osim onih koji su specificirani za ovu opremu može rezultirati povećanim zračenjem ili smanjenom otpornošću.



UPOZORENJE

Oprema se ne smije koristiti u blizini druge opreme ili postavljati na nju. Ako je neophodno da se koristi u blizini druge opreme, rukovatelj mora provjeriti radi li sustav normalno u konfiguraciji u kojoj će se koristiti.

Elektromagnetska zračenja

Sljedeća tablica pruža deklaraciju proizvođača i smjernice u vezi elektromagnetskog zračenja.

Ispitivanje zračenja	Sukladnost	Smjernice
Izračena RF zračenja CISPR 11	Grupa 1 klasa A	Sustav koristi RF energiju samo za unutarnji rad. Stoga je njegovo RF zračenje nisko i nije vjerojatno da će izazvati ikakve smetnje na obližnjoj elektroničkoj opremi.
Zračenja iz fiksnih vodova 150 kHz – 30 MHz CISPR 11	Grupa 1 klasa A	Sustav je prikladan za upotrebu u svim ustanovama osim u kućanstvima i onima izravno priključenima na javnu niskonaponsku mrežu napajanja koja opskrbljuje stambene zgrade.
Zračenje harmonika IEC 61000-3-2	Nije primjenjivo	
Fluktuacija napona / treperea zračenja IEC 61000-3-3	Nije primjenjivo	

Elektromagnetska otpornost

Sljedeća tablica pruža deklaraciju proizvođača i smjernice u vezi elektromagnetske otpornosti.

Provjera otpornosti	Razina testa IEC 60601	Razina sukladnosti	Smjernice
Elektrostatska pražnjenja (ESD) IEC 61000-4-2	± 2 kV, ± 4 kV i ± 6 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV i ± 8 kV zrak	± 6 kV kontakt ± 8 kV zrak	Podovi trebaju biti drveni, betonski ili pokriveni keramičkim pločicama. Ako su podovi pokriveni umjetnim materijalom, relativna vlažnost mora biti najmanje 30 %.
Električni brzi prijenos / udar IEC 61000-4-4	± 2 kV za kabele napajanja ± 1 kV za ulazne/izlazne kabele	± 2 kV za kabele napajanja u kabelima >3 m ± 1 kV za ulazne/izlazne kabele	Kvaliteta glavnog napajanja mora biti tipična za komercijalna ili bolnička okruženja i treba zadovoljavati zahtjeve norme EN50160 ili ekvivalentnu normu.

Provjera otpornosti	Razina testa IEC 60601	Razina sukladnosti	Smjernice
Izboji IEC 61000-4-5	$\pm 0,5\text{kV}$, $\pm 1\text{kV}$ and $\pm 2\text{kV}$ za vanjske kabele napajanja, od voda do uzemljenja $\pm 0,5\text{kV}$ i $\pm 1\text{kV}$ za vanjske kabele napajanja, od voda do voda	$\pm 1\text{ kV}$ diferencijalni rad $\pm 2\text{ kV}$ uobičajeni rad	Kvaliteta glavnog napajanja mora biti tipična za komercijalna ili bolnička okruženja i treba zadovoljavati zahtjeve norme EN50160 ili ekvivalentnu normu.
Propadi napona, kratkotrajni prekidi i kolebanja napona na kabelima napajanja ¹ IEC 61000-4-11	$<5\% U_T^2$ ($>95\%$ pada u U_T) u 0,5 ciklusa $40\% U_T^2$ (60% pada U_T) u 5 ciklusa $70\% U_T^2$ (30% pada U_T) u 25 ciklusa $<5\% U_T$ ($>95\%$ pada u U_T) za 5 s.	$<5\% U_T$ ($>95\%$ pada u U_T) u 0,5 ciklusa $40\% U_T$ (60% pada U_T) u 5 ciklusa $70\% U_T$ (30% pada U_T) u 25 ciklusa $<5\% U_T$ ($>95\%$ pada u U_T) za 5 s.	Kvaliteta glavnog napajanja mora biti tipična za komercijalna ili bolnička okruženja i treba zadovoljavati zahtjeve norme EN50160 ili ekvivalentnu normu.
Frekvencija napajanja (50/60 Hz) magnetsko polje IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetska polja ovisna o frekvenciji napajanja moraju biti na razini karakterističnoj za tipično komercijalno ili bolničko okruženje.

¹ Sustav je testiran te je dokazano da je sukladan sa standardima YY0505 i IEC60601–1–2. Testovi pada napona i varijacije za klauzulu 36.202.7.a1 (tablica 210) nisu primijenjeni na sučelje trofaznog napajanja ovog sustava jer je ovo sučelje izuzeto iz navedenih testova klauzulom 36.202.7.a1 zbog sljedećih razloga:

- Sustav Azurion nije oprema za održavanje života.
- Nazivna ulazna struja na sučelju trofaznog napajanja premašuje 16 A.
- Test prekida napona za klauzulu 36.202.7.a2 (tablica 211) primijenjen je na sučelju trofaznog napajanja te je bio uspješan.

² Odnosi se samo na sučelja jednostruke faze vanjskog napajanja, te nije primjenljivo za trofazna napajanja budući da je vrijednost nazivne struje veća od 16 A.

NAPOMENA U_T je napon izmjeničnog mrežnog napajanja prije ispitivanja.

Prijenosna i mobilna RF komunikacijska oprema

Proizvođač pruža sljedeće smjernice i deklaraciju u vezi elektromagnetske otpornosti: Prijenosna i mobilna oprema za RF komunikaciju, uključujući kabele, ne smije se približavati bilo kojem dijelu sustava više nego što je preporučeno jednakžbom primjenjivom na frekvenciju odašiljača.

Sustav je namijenjen upotrebi u elektromagnetskom okruženju u kojem su radiofrekvencijske smetnje kontrolirane.

Provjera otpornosti	Razina testa IEC 60601	Razina sukladnosti	Preporučena udaljenost
Provođena radijska frekvencija IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz do 80 MHz	3 Vrms	$d = [3,5 / 3]\text{VP}$
Izračena radijska frekvencija IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz	3 V/m	$d = [3,5 / 3]\text{VP}$ za 80 - 800 MHz $d = [7 / 3]\text{VP}$ za 800 - 2500 MHz

P je oznaka maksimalne izlazne snage odašiljača u vatima (W) prema proizvođaču odašiljača, a d je preporučena razdvojenost u metrima (m).

Jakosti polja fiksnih RF odašiljača, kako je utvrđeno ispitivanjem elektromagnetskog zračenja lokacije, treba biti manja od razine sukladnosti za svaki od raspona frekvencija.

Jakosti polja statičnih odašiljača, primjerice zemaljskih stanica za radijsku (mobilnu/bežičnu) telefoniju i mobilne terestrijalne radiouređaje, amaterske radiostanice, radioemitiranje na AM i FM frekvencijama te emitiranje TV signala, ne mogu se točno teoretski predvidjeti. Za procjenu elektromagnetskog

okruženja u smislu statičnih RF odašiljača trebalo bi razmotriti mogućnost mjerenja elektromagnetskih vrijednosti na lokaciji. Ako je izmjerena jakost polja na mjestu gdje se koristi sustav veća od primjenjive gornje razine RF sukladnosti, sustav se mora pratiti kako bi se potvrdio normalan rad. Ako dođe do nepravilnosti u radu, možda će biti potrebna dodatna mjerenja kao što su preusmjeravanje i promjena lokacije sustava.

U frekvencijskom opsegu od 150 kHz do 80 MHz, jakosti polja moraju biti manje od 3 V/m.

Do smetnji može doći u blizini uređaja označenih sljedećim simbolom:



NAPOMENA *Smjernice se u nekim situacijama možda ne mogu primijeniti. Apsorpcija, odbijanje od različitih struktura, objekata i ljudi utječe na širenje elektromagnetskih valova.*

Možete pomoći u sprječavanju elektromagnetskih smetnji održavanjem minimalne udaljenosti između prijenosne i mobilne radiofrekvencijske opreme (odašiljača) i sustava u skladu s dolje navedenim preporukama i s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Sljedeća tablica pruža preporučene udaljenosti razdvajanja između prijenosne i mobilne radiofrekvencijske opreme i sustava.

Nazivna maksimalna izlazna snaga odašiljača W	Udaljenost prema frekvenciji odašiljača		
	150 kHz do 80 MHz $d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$	80 MHz do 800 MHz $d = [3,5 / 3] \sqrt{P}$	800 MHz do 2,5 GHz $d = [7 / 3] \sqrt{P}$
0,01	0,3 ¹	0,3 ¹	0,3 ¹
0,1	0,37	0,37	0,73
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

¹ Potrebno je osigurati minimalnu udaljenost od 0,3 m između bilo kojeg radiofrekvencijskog odašiljača, antene i kabela antene.

Za odašiljače maksimalne nazivne izlazne snage koji nisu gore navedeni, preporučena razdvojenost d u metrima (m) može se odrediti pomoću jednadžbe koja vrijedi za frekvenciju odašiljača, gdje je P maksimalna izlazna snaga odašiljača u vatima (W), prema podacima proizvođača odašiljača.

NAPOMENA *Pri 80 MHz i 800 MHz vrijedi udaljenost za više frekvencije.*

Frekvencije i modulacije opreme

Radijska oprema	Učestalost	Snaga (EIRP)	Modulacija
Bežični miš	2400,0 – 2483,5 MHz	< 10 mW	Bežični miš ima <i>Bluetooth</i> ® radijsku vezu kratkog dometa koja koristi Gaussovu diskretnu modulaciju frekvencije (GFSK, Gaussian Frequency Shift Keying).
Bežična bazna stanica nožnog prekidača	2400,0 – 2483,5 MHz	< 10 mW	Bežični nožni prekidač ima <i>Bluetooth</i> ® radijsku vezu kratkog dometa koja koristi Gaussovu diskretnu modulaciju frekvencije (GFSK, Gaussian Frequency Shift Keying).
DoseAware Xtend Koncentrator i osobni dozimetar (PDM)	(EU verzija) 868,05-868,55 MHz	< 5 mW	Osobni dozimetar DoseAware Xtend radijsku vezu kratkog dometa koja koristi Gaussovu diskretnu modulaciju frekvencije (GFSK, Gaussian Frequency Shift Keying).

**UPOZORENJE**

Sustav može ometati drugu opremu koja se koristi prethodno navedenim frekvencijama, čak i ako ta druga oprema radi u skladu sa zahtjevima o zračenju iz medicinskih uređaja.

Testna metoda pod-sustava koja se upotrebljava bez odstupanja od kolateralnog standarda.


Izjava o sukladnosti za radijsku opremu

Tvrtka Philips Medical Systems Nederland B.V. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Azurion (722 063, 722 064, 722 067, 722 068, 722 078 i 722 079) u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti možete zatražiti od proizvođača (pogledajte [Kontakt s proizvođačem \(stranica 357\)](#)).

16.23 Oznake opreme

U ovom poglavlju nalaze se informacije o oznakama na opremi sustava. Pojašnjenja simbola na oznakama potražite u poglavlju [Simboli koji se koriste na opremi \(stranica 348\)](#).


Oznaka sustava

Slika 146 Oznaka sustava

Oznaka postolja C-luka

Oznake za sljedeće stavke možete pronaći na stražnjoj strani C-luka:

- Sklop rendgenske cijevi
- Uređaj za ograničavanje snopa (kolimator)
- Receptor slike (detektor)



Slika 147 Oznaka C-luka

Legenda			
1	Vrsta nosača, uključujući: • Broj dijela (12NC) • Broj narudžbe (ON) • Serijski broj (SN) • Datum proizvodnje	3	Sklop rendgenske cijevi: varira prema konfiguraciji sustava
2	Receptor slike, uključujući: • Proizvođač • Oznaka certifikata	4	Uređaj za ograničavanje snopa, uključujući: • Broj dijela (12NC) • Broj narudžbe (ON) • Serijski broj (SN) • Datum proizvodnje • Proizvođač • Oznaka certifikata

Oznaka Anti-scatter Grid (Mreža za zaštitu od raspršenja zračenja)

9896 010 62931 P20076 ①


actual lines/cm: 43.0 ②

Slika 148 Oznaka Anti-scatter grid (Mreža za zaštitu od raspršenja zračenja)**Legenda**

- | | |
|---|--|
| 1 | Broj dijela (12NC) i serijski broj |
| 2 | Informacije o rešetki: stvarne linije / cm: 43,0 |

Stol za pacijenta

Sljedeću oznaku možete pronaći na priključnoj ploči baze stola.

**Slika 149** Oznaka stola za pacijenta

Površina stola je primijenjeni dio vrste B i ima sljedeću oznaku:

**Slika 150** Simbol koji označava primijenjeni dio vrste B


Oznaka na površini stola označava maksimalnu dopuštenu težinu na stolu uključujući dodatnu opremu i module.

**Max. 275 kg****Slika 151** Oznaka maksimalne težine na stolu za pacijenta

Tekst oznake: Maks. 275 kg

Utičnica sekundarnog sklopa na stolu

Oznaka utičnice sekundarnog sklopa može se pronaći na stražnjem dijelu postolja stola.



Slika 152 Oznaka sekundarne strujne utičnice


Tekst oznake navodi kako utičnica pruža do 600 VA pri 230 V (50/60 Hz) s maksimalnom strujom uklapanja (izboja) od 90 A.

NAPOMENA *Prekoračivanje ovih strujnih opterećenja može dovesti do oštećenja sustava.*

Sljedeća oznaka postavljena u blizini oznake sekundarne strujne utičnice označava lokaciju zaštitnog vodiča (vodič za uzemljenje opreme).



Sljedeća oznaka postavljena u blizini priključaka za izjednačavanje potencijala tipa POAG označava lokaciju izjednačavanja potencijala za opremu za fiziologiju/EKG ili injektore. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Spojevi za priključivanje i opremu \(stranica 353\)](#).



Slika 153 Oznaka izjednačavanja potencijala

Vodilica stola za dodatnu opremu

Oznaka na vodilici stola za dodatnu opremu sadrži informacije o ispravnoj uporabi remenja za pacijenta. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Upotreba remenja za pacijenta \(stranica 56\)](#).



Slika 154 Oznaka remenja za pacijenta na vodilici stola za dodatnu opremu

Oznaka na madracu

Oznaka na madracu sadrži osnovne informacije o broju modela, broju dijela, serijskom broju i proizvođaču.



Slika 155 Oznaka na madracu

Oznaka zaštite od zračenja montirane na stol

Oznaka zaštite od zračenja montirane na stol sadrži osnovne informacije o broju modela, broju dijela, serijskom broju i proizvođaču.



Slika 156 Oznaka zaštite od zračenja montirane na stol

Zaštita od zračenja sa stropnim ovjesom

Sljedeća oznaka na zaštiti od zračenja montiranoj na strop upozorava korisnika na sudare s ostalom opremom.



Slika 157 Oznaka upozorenja na sudar

Sudar može prouzročiti oštećenja na luku ovjesa i može ozlijediti pacijenta ili rukovatelja. Ako dođe do sudara, luk ovjesa trebao bi pregledati kvalificirani serviser. Dodatne pojedinosti potražite u Uputama za uporabu isporučenima sa zaštitom od zračenja.

Oznake daljinskog upravljača

Daljinski upravljač ima laserski pokazivač. Namjena laserskog pokazivača jest pokazati slike na zaslonu monitora. Nemojte koristiti ovaj uređaj za pokazivanje na ljudima.



Slika 158 Oznaka lasera daljinskog upravljača


Tekst oznake lasera daljinskog upravljača

OPREZ
Lasersko zračenje
Zabranjeno gledanje u zraku
Laserski proizvod klase 2
Laserska dioda
Valna duljina 630-640 nm
Maksimalna snaga < 1 mW.



Slika 159 Oznaka upozorenja za laser

Tekst oznake upozorenja za laser
Lasersko zračenje
Zabranjeno gledanje u zraku
Laserski proizvod klase 2



Slika 160 Oznaka proizvoda daljinskog upravljača

Legenda			
1	Proizvođač	4	Serijski broj i vrsta daljinskog upravljača
2	Datum proizvodnje	5	Zahtjevi baterije
3	Broj dijela		

Sljedeća izjava o sukladnosti odnosi se na daljinski upravljač:


Sukladno standardima izvedbe FDA za laserske proizvode osim odstupanja u skladu s napomenom br. 50 o laserskim proizvodima od 24. lipnja 2007. godine.

Oznake bežičnog nožnog prekidača za jednu ravninu

Sljedeće se oznake pojavljuju na bežičnom nožnom prekidaču za jednu ravninu.

PHILIPS	Manufactured for Philips Medical Systems Best, NL by Steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG Brückenstr. 91 32584 Löhne / Germany
Wireless Footswitch 3P Type 4598-004-15541 IC: 5158A-SW100AMBINT	SN VvVvvvvv Manufactured Vv/Vvvv
 MC180133	  
IPX8	

Slika 161 Oznaka proizvoda



Slika 162 Oznaka sukladnosti sa standardima FCC-a

Bežični nožni prekidač za dvije ravnine

Sljedeće se oznake nalaze na bežičnom nožnom prekidaču za dvije ravnine.

PHILIPS	Manufactured for Philips Medical Systems Best, NL by Steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG Brückenstr. 91 32584 Löhne / Germany
Wireless Footswitch 4P+2 Type 4598-004-15541 IC: 5158A-SW100AMBINT	SN VvVvvvvv Manufactured Vv/Vvvv
 MC180133	  
IPX8	

Slika 163 Oznaka proizvoda


Wireless Footswitch 4P+2	Model: 1
 Tested To Comply With FCC Standards	
FOR HOME OR OFFICE USE	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	

Slika 164 Oznaka sukladnosti sa standardima FCC-a

Bežična bazna stanica nožnog prekidača
Sjedeće se oznake nalaze na bežičnoj baznoj stanici.



Slika 165 Oznaka proizvoda



Slika 166 Oznaka sukladnosti sa standardima FCC-a

Punjač bežičnog nožnog prekidača


Sljedeća oznaka nalazi se na jedinici za punjenje bežičnog nožnog prekidača.



Slika 167 Oznaka proizvoda

Legenda			
1	Serijski broj	4	Izlazna snaga
2	Datum proizvodnje	5	IP oznaka
3	Ulazna snaga		

Zidna priključna kutija



Oznaka upozorenja zidne priključne kutije sadrži sljedeće informacije:

Legenda


- | | |
|---|---|
| 1 | Upozorenje: pročitajte upute za uporabu. |
| 2 | Upozorenje: uređaj priključite na glavno napajanje u rasponu od 100 do 240 V. |

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Zidna priključna kutija \(stranica 296\)](#)
- [Spojevi za priključivanje i opremu \(stranica 353\)](#)

Zidna priključna kutija Box WCB 2.x Tx varijanta

Oznake za zidnu priključnu kutiju WCB 2.x Tx varijante mogu se pronaći na prednjoj i bočnoj strani kutije.



Slika 168 Oznake zidne priključne kutije, 2.x Tx varijanta

Identifikacijska oznaka sadrži sljedeće informacije:

Stavka oznake	Sadržaj
Vrsta/model	WCB 2.x Tx Full (PRODRIVE)
PN	Broj dijela
SN	Serijski broj
12NC	Numerički kod od 12 znamenki
Crtični kod	Identifikacijski kod pri skeniranju


Stavka oznake	Sadržaj
—	Vrijednosti napona, strujno opterećenje, radna frekvencija i razred osiguravača

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Zidna priključna kutija \(stranica 296\)](#)
- [Spojevi za priključivanje i opremu \(stranica 353\)](#)

Zidna priključna kutija WCB-x varijanta

Oznake za zidnu priključnu kutiju WCB-x varijante mogu se pronaći na prednjoj i bočnoj strani kutije.



Slika 169 Identifikacijska oznaka, WCB-x varijanta

Identifikacijska oznaka sadrži sljedeće informacije:


Stavka oznake	Lijeva strana	Desna strana
Vrsta/model	WCB-x (PRODRIVE)	Oznaka osigurača
PN	Broj dijela (PN)	Input X1 (Ulaz X1): Vrijednosti napona i radna frekvencija
SN	Serijski broj (SN)	Output X2 (Izlaz X2): Vrijednosti napona i radna frekvencija
12NC	Numerički kod od 12 znamenki	Output X4 (Izlaz X4): Vrijednosti napona i struje
Crtični kod	Identifikacijski kod pri skeniranju	—

Detaljnije pojedinosti potražite u sljedećim odjeljcima:

- [Zidna priključna kutija \(stranica 296\)](#)
- [Spojevi za priključivanje i opremu \(stranica 353\)](#)


Ormarići

Oznake za kontrolu rendgenskog zračenja možete pronaći na vrhu glavnog ormarića.



Slika 170 Položaji oznaka na kontrolnoj jedinici rendgenskog zračenja

Oznake generatora rendgenskog zračenja možete pronaći na vrhu ormarića generatora.



Slika 171 Položaji oznaka na generatoru rendgenskog zračenja

Oznaka laserskog alata XperGuide

Oznaka laserskog alata XperGuide pruža osnovne informacije o broju modela, broju dijela, serijskom broju i proizvođaču.



Slika 172 Oznaka laserskog alata XperGuide



Slika 173 Oznaka laserskog proizvoda

Tekst oznake: CLASS 1 LASER PRODUCT (Laserski proizvod klase 1)

Sljedeća izjava o sukladnosti odnosi se na laserski alat XperGuide:

Sukladno standardima izvedbe FDA za laserske proizvode osim odstupanja u skladu s napomenom br. 50 o laserskim proizvodima od 24. lipnja 2007. godine.

Stropni ovjes monitora s opružnim krakom (MCS)

Dodatne pojedinosti o sljedećim oznakama potražite u Uputama za uporabu isporučenima sa stropnim ovjesom monitora s opružnim krakom.




Slika 174 Oznaka upozorenja na opružnom kraku

Tekst oznake

Nemojte vješati predmete o ručku. Može doći do smanjenja učinkovitosti opružnog kraka.

Sljedeća oznaka na opružnom kraku upozorava korisnika da može doći do naglog iskakanja opružnog kraka.




Slika 175 Oznaka upozorenja zatika za blokiranje

Tekst oznake

Tjelesne ozljede: nemojte uklanjati zatik za blokiranje ako nije instalirana adaptacija.

Stalak za opremu

Sljedeća oznaka označava maksimalnu korisnu nosivost stalka za opremu. Stvarna težina naznačena na oznaci ovisi o opcijama instaliranim na stalak za opremu. Dodatne pojedinosti potražite u Uputama za uporabu isporučenima sa stalkom za opremu.



Slika 176 Oznake maksimalne korisne nosivosti stalka za opremu

16.24 Simboli koji se koriste na opremi



Oznaka CE

Ovaj simbol označava da je oprema u skladu s propisima Europske zajednice. Naveden je i broj nadležnog tijela ako je primjenjivo.




Kanadska udruga za standarde

Ovaj simbol označava da je komponentu testirala i ovjerila Kanadska udruga za standarde kao sukladnu s primjenjivim američkim i kanadskim standardima.



Odlaganje proizvoda

Ovaj simbol označava da oprema sadrži materijale koji su štetni za okoliš ako se nepropisno odlože.



IPXX

IP je kratica za International Protection (međunarodnu zaštitu). IP šifra označava stupanj zaštite kućišta koji je uređen normom IEC 60529. Prva znamenka označava stupanj zaštite od prašine ili krutih čestica, a druga stupanj zaštite od ulaska vode.


Na primjer:

- IP00 označava da kućište nije zaštićeno.
- IP24 označava da je kućište zaštićeno od predmeta većih od 12 mm (prstiju) te od prskanja vode iz bilo kojeg smjera.



Oprema klase II

Ovaj simbol označava da oprema ispunjava sigurnosne zahtjeve navedene za opremu klase II (bez korištenja zaštitnog uzemljenja).



Proizvođač

Ovaj simbol označava proizvođača medicinskog uređaja kako je uređeno direktivom EU 93/42/EEZ. Datum proizvodnje, kao i naziv i adresa proizvođača, mogu se kombinirati na jednom simbolu.

Datum proizvodnje

Ovaj simbol označava datum kada je medicinski uređaj proizveden.

**Kataloški broj**

Ovaj simbol označava kataloški broj proizvođača preko kojeg se medicinski uređaj može identificirati. Ovaj simbol može biti prikazan bez kućišta.

**Serijski broj**

Ovaj simbol označava serijski broj proizvođača preko kojeg se određeni medicinski uređaj može identificirati. Ovaj simbol može biti prikazan bez kućišta.

**Pogledajte Upute za uporabu**

Ovaj simbol ukazuje na potrebu da korisnik pogleda Upute za uporabu.

**eIFU**

Ovaj simbol ukazuje na mogućnost korisnika da pritisne F1 kako bi pristupio elektroničkoj verziji Uputa za uporabu.

**Oprez**

Ovaj simbol označava da rukovatelj mora biti oprezan ili izvršiti određenu radnju kako bi se izbjegle nepoželjne posljedice.

**Maksimalna težina**

Ovaj simbol označava maksimalnu težinu kojom se može opteretiti stol za pacijenta.

**Baterija**

Ovaj simbol označava broj i vrstu baterija koje se koriste za uređaj.

**Upozorenje o opasnom naponu**

Ovaj simbol ukazuje na prisutnost opasnih napona u komponenti na kojoj se nalazi. Samo kvalificirano osoblje smije ukloniti poklopac sustava ili na neki drugi način pristupiti komponentama sustava. Ne postoje dijelovi koje može servisirati korisnik, pa nikada ne biste trebali pokušavati popraviti ovu jedinicu.

**Srednje žarište**

Vrijednost uz ovaj simbol označava veličinu srednjeg žarišta rendgenske cijevi.



Veliko žarište

Vrijednost uz ovaj simbol označava veličinu velikog žarišta rendgenske cijevi.

Radiofrekvencijski odašiljači

Ovaj simbol označava prisutnost radiofrekvencijskih odašiljača.

Rendgensko zračenje

Ovaj simbol ukazuje na opasne rendgenske zrake koje zrače prilikom korištenja opreme.

Ne gurajte

Ovaj simbol označava zabranu guranja opreme ili oslanjanja na nju jer bi se mogla prevagnuti i prevrnuti.

Zaštita prstiju

Ovaj simbol označava da postoji opasnost od uklještenja prstiju na mjestu na kojem je simbol postavljen.

17 Regulatorni podaci

Sustav udovoljava nadležnim međunarodnim i nacionalnim standardima i zakonima.

17.1 Često korištene funkcije

Sustav nudi sljedeće često korištene funkcije:

- Pomicanje kolimatora, odnosno pomicanje zatvarača pomoću gumba hardvera
- Prilagodba vidnog polja
- Izvođenje dijaskopije, na primjer:
 - Odabir vrste dijaskopije
 - Aktiviranje dijaskopije s pomoću nožnog prekidača
 - Provjera u zadržavanju posljednje slike
 - Spremanje serija i slika dijaskopije
- Izvođenje izlaganja, na primjer:
 - Protokoli rendgenskog snimanja
 - Aktiviranje izlaganja pomoću nožnog prekidača
 - Provjera (listanje slika/serija i ciklus serija)
- Pomicanje C-luka
- Horizontalno i poprečno pomicanje površine stola
- Promjena udaljenosti od izvora do slike

17.2 Primijenjeni dijelovi

Primijenjeni dio je dio opreme koji tijekom normalne upotrebe zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:

- Dio mora doći u fizički kontakt s pacijentom kako bi oprema izvršila svoju funkciju.
- Dio može doći u kontakt s pacijentom.
- Pacijent mora dodirnuti dio.

Normalna upotreba je definirana kao „rad, uključujući i redovan pregled i podešavanje koje provodi bilo koji RUKOVATELJ te način mirovanja, kako je opisano u uputama za uporabu“.

Sljedeći se dijelovi smatraju primijenjenim dijelovima:

- Površina stola: Primijenjeni dio površine stola definiran je kao 220 cm od ruba uzglavlja do podnožja. Oprema pričvršćena na podnožju ne smatra se primijenjenim dijelom.
- Madrac
- Oslonci za ruke
- Pomagala za fiksaciju glave
- Remenje za pacijenta
- Kompresor na koloturu (samo traka)
- Ručke i stezaljke

Sljedeći dijelovi su primijenjeni dijelovi isporučeni od strane proizvođača trećih strana:

- Injektori (izjava o sukladnosti isporučena je sa svakim injektorom)
- Kirurški stolovi (izjava o sukladnosti isporučena je sa svakim stolom)
- Držać za glavu za neurološke postupke

Sljedeći dijelovi smatraju se dostupnima za pacijenta te se zbog toga smatraju primijenjenim dijelovima:

- Vodilica stola za dodatnu opremu
- Dodatna pomoćna vodilica stola
- Zaštita od zračenja montirana na stol
- Stezaljka na vodilicama za dodatnu opremu

- Stezaljka za dodatnu opremu na stolu
- Vodilice kabela za vodilice stola
- Stalak za infuziju
- Periferni rendgenski filter
- Prekrivač detektora, uključujući ovjes detektora i sustav BodyGuard za detektor
- Prednja ploča detektora
- Mreža za zaštitu od raspršenja zračenja i ovjes mreže
- Poklopac rendgenske cijevi / kolimatora
- Moždani filter
- Upravljački modul
- Modul dodirnog zaslona
- Ručica za pomicanje
- Stol za miš

Sljedeći dijelovi isporučeni su od strane proizvođača trećih strana i smatraju se primijenjenim dijelovima:

- Okvir Biosense Carto

Svi primijenjeni dijelovi i dijelovi koji se smatraju primijenjenim dijelovima koji su opisani u ovom dijelu su primijenjeni dijelovi vrste B. Navedeno je označeno sljedećim simbolom:




Slika 177 Simbol koji označava primijenjeni dio vrste B

17.3 Verzija sustava

Podatke o verziji sustava možete pronaći na zaslonu s informacijama o proizvodu.

- 1 U izborniku **Help (Pomoć)** pritisnite **About (Podaci)**.

Prikazuje se zaslon s informacijama o proizvodu.



Slika 178 Zaslon s informacijama o proizvodu

Legenda	
1	Naziv proizvoda
2	Broj verzije proizvoda
3	Datum verzije proizvoda



2 Kako biste zatvorili zaslon, pritisnite **Close (Zatvori)** u gornjem desnom kutu.

17.4 Softver trećih strana

Ovaj proizvod upotrebljava drugi softver, uključujući softver otvorenog koda, za koji licence i obavijesti o autorskom pravu možete pronaći na sljedećoj lokaciji na mediju za instalaciju:

3rd_party_sw\ReadMeLeaflet.txt

17.5 Spojevi za priključivanje i opremu

Opremu sustava mora u cijelosti postaviti i konfigurirati educirani servisni inženjer kao dio dostave i predaje uređaja.



UPOZORENJE
Svi priključci bolničke mreže koji su priključeni na sustav moraju imati dvostruku izolaciju prema naponu električne mreže sukladno normi IEC 60950-1.

Tijekom upotrebe sustava ili zbog promjena mjesta postavljanja, može biti potrebno izvršiti izmjene na opremi ili konfiguraciji. To mora izvršiti educirani servisni inženjer ili treće strane koje je za to izričito ovlastila tvrtka Philips Medical Systems.

Informacije sadržane u ovome poglavlju obvezne su prema odredbama norme IEC 60601-1 te iste pružaju smjernice za ispravno priključivanje opreme.

Oprema sustava zadovoljava uvjete norme IEC 60601-1 i omogućava razinu sigurnosti unutar i izvan okruženja pacijenta koja je predviđena normom IEC 60601-1 pod uvjetom da je oprema instalirana s opisanim mjerama za električnu sigurnost.

Svaka sljedeća oprema čini dio sustava.

Rendgenska oprema Azurion

Rendgenska oprema može se sastojati od sljedećih glavnih dijelova koji se nalaze unutar okruženja pacijenta:

- Stol s upravljačkim modulima
- Prednji i bočni nosači
 - Prednji i bočni sklopovi kućišta rendgenske cijevi s uređajem za ograničavanje snopa
 - Sklopovi prednjeg i bočnog detektora
- Monitori na stropnom ovjesu
- Dodatna zaštita od zračenja
- Dodatno svjetlo za pregled
- Dodatni injektor

Rendgenska oprema uređaja može se sastojati od sljedećih glavnih dijelova koji se nalaze izvan okruženja pacijenta:

- Monitori
- Tipkovnica i miš
- Upravljački moduli
- Radne stanice
- Prednji i bočni generatori rendgenskog zračenja i jedinice za hlađenje
- Ormarići za upravljanje sustavom / distribuciju napajanja iz električne mreže s korisničkim sučeljima i monitorima za prikaz

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / ANSI / AAMI ES 60601-1
Lokacija opreme	Djelomično unutar i djelomično izvan okruženja pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Električni priključci na drugu medicinsku električnu opremu sukladni su s normom IEC 60601-1. Priključivanje treba izvršiti servisno osoblje prema servisnim uputama.

Mrežna radna stanica i mrežni pisač

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC norma
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Mrežna radna stanica ili pisač trebaju biti povezani Ethernet izolatorom TN-X2.

Sučelja soba

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / ANSI / AAMI ES 60601-1
Lokacija opreme	Unutar i izvan okruženja pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Samo osoblje tvrtke Philips Medical Systems smije izvršavati priključivanja za sučelja sobe. Dodatne kabele i priključke dostavlja tvrtka Philips Medical Systems.

Medicinski DVD snimač

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC norma
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Pročitajte dokumentaciju proizvođača opreme

Izlaz na TV ili monitor s CVBS ulazom

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC norma
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Opremu treba priključiti na WVZ izlaz. TV ili monitor trebaju biti moderni certificirani TV ili monitor s CVBS ulazom, sa certifikatom kao što je CE (Direktiva o naponu 2006/95/EC) ili IEC 60950-1.

Zidna priključna kutija

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / UL 60950-1
Lokacija opreme	Unutar okruženja pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Dodatna oprema i sustav imaju napajanje iz istog razgranatog strujnog kruga iz bolničke električne mreže. Domene njihovih zaštitnih uzemljena su razdvojene. Dodatnu opremu priključenu putem zidne priključne kutije treba priključiti na WVB-X(ETH), WVB-X(USB), WVB-X(VIDEO). Nije dopušteno priključivati opremu IEC 60950, osim ako ista nije kompatibilna. Ako je zidna priključna kutija montirana unutar okruženja pacijenta, primjenjuju se sljedeća ograničenja: Sobna temperatura treba biti ispod 40 °C / 104 °F. Maksimalno opterećenje na izlazu od 5 V (X4) treba biti manje od 1 A. Zidnu priključnu kutiju treba montirati na način da je njezin položaj sukladan 2. stupnju zagađenja (priključci s donje strane).

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / UL 60950-1
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Dodatna oprema i sustav imaju napajanje iz istog razgranatog strujnog kruga iz bolničke električne mreže. Domene njihovih zaštitnih uzemljena su razdvojene. Dodatnu opremu priključenu putem zidne priključne kutije treba priključiti na WVB-X(ETH), WVB-X(USB), WVB-X(VIDEO). Ako je zidna priključna kutija montirana unutar okruženja pacijenta, primjenjuju se sljedeća ograničenja: Sobna temperatura treba biti niža od 35 °C / 95 °F. Maksimalno opterećenje na izlazu od 5 V (X4) treba biti manje od 1 A. Zidnu priključnu kutiju treba montirati na način da je njezin položaj sukladan 2. stupnju zagađenja (priključci s donje strane).

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / UL 60601-1
Lokacija opreme	Unutar i izvan okruženja pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Dodatna oprema i sustav imaju napajanje iz istog razgranatog strujnog kruga iz bolničke električne mreže. Domene njihovih zaštitnih uzemljena su razdvojene. Dodatnu opremu priključenu putem zidne priključne kutije treba priključiti na WVB-X(ETH), WVB-X(USB), WVB-X(VIDEO). Ako je zidna priključna kutija montirana unutar okruženja pacijenta, primjenjuju se sljedeća ograničenja: Sobna temperatura treba biti niža od 35 °C / 95 °F. Maksimalno opterećenje na izlazu od 5 V (X4) treba biti manje od 1 A. Zidnu priključnu kutiju treba montirati na način da je njezin položaj sukladan 2. stupnju zagađenja (priključci s donje strane).

Zidna priključna kutija operacijske sale

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / ANSI / AAMI ES 60601-1
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Zidna priključna kutija operacijske sale (SWCB) upotrebljava se sa sustavima operacijske sale. Priključak za injektor postolja identičan je za sve injektore (28-pinski priključak Burndy Metalok Bantam). Ako se koristi ovaj priključak, potreban je sklopnik unutar SWCB za isključivanje napajanja ako se ukloni priključak. Struja koja se isključuje može doseći 10 A. Priključak za opremu za EKG ili fiziologiju je 23-pinski priključak Burndy Metalok Bantam. Opasno je dirati priključak, stoga visoki napon treba isključiti putem sklopnika. Struja koja se isključuje može doseći 10 A. Za uzemljenje opreme mora se koristiti kabel za uzemljenje kojim se spaja oprema sa SWCB.

Stalak za opremu

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	ISO11197
Lokacija opreme	Unutar okruženja pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Stalak za opremu nudi brojne dodatne električne utičnice s izravnim napajanjem iz bolničke električne mreže. Kako bi se jamčila sukladnost s normom IEC 60601 unutar okruženja pacijenta, treba se pridržavati sljedećega: • U ove električne utičnice treba se ukopčati samo oprema koja je sukladna normi IEC 60601-1. • Nijedan od ovih dodatnih uređaja nije priključen na opremu iz konfiguracije Azurion. Neuvažavanjem ovih zahtjeva krši se sukladnost sustava Azurion s normom IEC 60601-1.

Radna stanica intervencijskih alata

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / UL 60950
Lokacija opreme	Izvan blizine pacijenta
Mjere za električnu sigurnost	Video izlaz 2 radne stanice treba priključiti putem zidne priključne kutije na video ulaz monitora u sobi za pregled bilo izravno ili putem dodatnog Multivision prekidača. Video izlaz 1 radne stanice treba priključiti na video ulaz pomoćnog monitora u kontrolnoj sobi izravno ili putem dodatne opcije Multiswitch. U slučaju izravnog priključenja na pomoćni monitor kabel za napajanje EP navigatora mora se priključiti na utičnicu električne mreže bolnice.

Stol za pacijenta i sučelja stražnje ploče

Stavka	Specifikacija
IEC ili ISO norma	IEC / CSA / ANSI / AAMI ES 60601-1
Lokacija opreme	Unutar okruženja pacijenta

Stavka	Specifikacija
Mjere za električnu sigurnost	EKG priključak: Analogni izlaz kompatibilne opreme za nadziranje fiziologije/EKG-a može se priključiti na sučelje X1 na stolu za pacijenta AD7X(NT). Ako je tako navedeno u pratećoj dokumentaciji opreme za fiziologiju/EKG, funkcionalni utikač sa zaštitnim vodičem može se priključiti na jedan od funkcionalnih priključaka s uzemljenjem tipa POAG na stolu za pacijenta AD7X(NT). Priključak injektora: Kompatibilna oprema injektora kontrasta može se priključiti na sučelje X2 na stolu za pacijenta AD7X(NT). Ako je tako navedeno u pratećoj dokumentaciji opreme za fiziologiju/EKG, funkcionalni utikač sa zaštitnim vodičem može se priključiti na jedan od funkcionalnih priključaka s uzemljenjem tipa POAG na stolu za pacijenta AD7X(NT). Utičnica sekundarnog sklopa: Osigurajte priključak na električnu mrežu za vanjsku certificiranu medicinsku opremu nazivnog napona napajanja od 230 V AC i nazivne ulazne snage ne veće od 600 VA. Priključivanje vanjske opreme na ovo sučelje dopušteno je samo ako oprema nema druge priključke s galvanskom izolacijom za uzemljivanje električne mreže ili čelika građevine (poput nehotičnih petlji uzemljenja, a npr. uporaba zaštićenih kabela nije dozvoljena). Nožni prekidač (2x): Priključak nožnog prekidača.

17.6 Kontakt s proizvođačem

Proizvođaču se možete obratiti poštom ili e-poštom.

Adresa proizvođača	
Poštanska adresa	Philips Medical Systems Nederland B.V. Veenpluis 4-6 5684 PC Best The Netherlands
Adresa e-pošte	healthcare@philips.com

18 Podsjetnik

Ovaj odjeljak pruža pregled funkcija u sustavu koji možete upotrijebiti kao podsjetnik kada ste upoznati s povezanim postupcima.


18.1 WorkSpot

WorkSpot se sastoji od dvaju monitora: monitora za prikaz rendgenskih slika i monitora za pregled. Raspored monitora za prikaz rendgenskih slika i monitora za pregled je fiksni.

U kontrolnoj sobi možete upotrebljavati jednu tipkovnicu i jedan miš za interakciju s oba monitora. Navedeno omogućuje da izvršite neovisne zadatke na svakom zaslonu. Možete provjeriti pacijenta kojeg se trenutno snima na monitoru za pregled bez prekidanja postupka na monitoru za prikaz rendgenskih slika. To se naziva trenutni paralelni rad. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Trenutni paralelni rad \(stranica 120\)](#).

18.1.1 Monitor za prikaz rendgenskih slika

U konfiguraciji WorkSpot monitor za prikaz rendgenskih slika prikazuje prozor snimanja. Prozor snimanja podijeljen je u sljedeća područja:



Slika 179 Prozor snimanja

Legenda	
1	Glavno navigacijsko područje
2	Područje aplikacije
3	Područje statusa U sustavima s dvije ravnine područje statusa prikazano je duž donjeg ruba prozora

Glavno navigacijsko područje


Glavno navigacijsko područje uključuje sljedeće stavke:



- Izbornik pacijenta: Pritisnite ovaj gumb kako biste otvorili bazu podataka pacijenta za upravljanje pacijentima i pretragama.
- Ploča s podacima o pacijentu: Ova ploča prikazuje informacije o pacijentu kojeg se trenutno snima. Gumb za proširivanje otvara ploču pregleda koja sadrži podatke o pretrazi, uključujući i karticu ProcedureCard. Poruke upozorenja povezane s pacijentom također su ovdje prikazane, na primjer ako je pacijent na nešto alergičan.
- **End Procedure (Završi postupak)** Gumb : Pritisnite ovaj gumb kako biste otvorili prozor **End Procedure (Završi postupak)** i odabrali kako želite završiti postupak za pacijenta kojeg se trenutno snima.

Područje aplikacije

Područje aplikacije podijeljeno je u tri glavna područja:



Slika 180 Područje aplikacije u prozoru snimanja

Legenda	
1	Upravljačka ploča
2	Područje glavnog prikaza U sustavima s dvije ravnine slike s prednjeg i bočnog kanala prikazane su jedna uz drugu te su sinkronizirane.
3	Područje statusa

- Upravljačka ploča:
 - Ova ploča pruža kontrole i funkcije koje su povezana sa zadatkom koji izvršavate.
 - Pomak na drugi zadatak mijenja kontrole i funkcije koje su dostupne na upravljačkoj ploči.
 - Opći su alati uvijek dostupni bez obzira na zadatak i isti pružaju pristup aktivnostima poput arhiviranja, ispisa i podataka o slici.
- Područje glavnog prikaza:

- Ovo područje prikazuje slike koje su vezane uz odabrane referentne prikaze i prikaze rendgenskih slika uživo. Prikaz **Live (Uživo)** uvijek je dostupan i prikazuje posljednju snimljenu seriju ili odabrane serije za pacijenta kojeg se trenutno snima. U sustavima s dvije ravnine slike s prednjeg i bočnog kanala prikazane su jedna uz drugu te su sinkronizirane. Prikazi **Reference (Referenca)** dostupni su kada se slike pacijenta kojeg se trenutačno snima spremaju kao referentne slike. Moguće je stvoriti najviše tri prikaza. Sukladno aktivnom prikazu mijenjaju se opcije na navigacijskoj ploči zadataka i području glavnog prikaza.
- Područje glavnog prikaza sadrži alatnu traku za upravljanje slikama i upravljačku ploču za promjenu prikaza alata slika i filma.
- Alatna traka i upravljačka ploča nisu uvijek u prikazu. Iste se automatski sakrivaju ako se ne upotrebljavaju za stvaranje većeg područja prikaza. Pomaknite pokazivač preko područja za ponovni prikaz istih.

Područje statusa

Područje statusa uključuje sljedeće stavke:

- Ikone statusa
- Podatke izlaganja / dijaskopije
- Informacije o nosaču i detektoru
- Informacije o stolu
- Podatke o dozi
- Smjernice za korisnika
- Informacije o sustavu


Dodatne pojedinosti o ikonama korištenim u području statusa potražite u poglavlju [Područje statusa \(stranica 367\)](#).

18.1.2 Monitor za pregled

Kada imate postavljen WorkSpot, na monitoru za pregled prikazuje se prozor za pregled.

Na prozoru provjere možete paralelno raditi na serijama pacijenta koji se snima ili pretragama i serijama drugog pacijenta. Dodatne pojedinosti o paralelnom radu potražite u poglavlju [Trenutni paralelni rad \(stranica 120\)](#).

Prozor provjere podijeljen je na sljedeća područja:



Slika 181 Prozor provjere

Legenda			
1	Glavno navigacijsko područje	3	Područje s porukama aplikacije
2	Područje aplikacije U sustavima s dvije ravnine slike s prednjeg i bočnog kanala prikazane su jedna uz drugu te su sinkronizirane.	4	Područje s obavijestima

Glavno navigacijsko područje

Glavno navigacijsko područje uključuje sljedeće stavke:



Izbornik pacijenta: Pritisnite ovaj gumb kako biste otvorili bazu podataka pacijenta za upravljanje pacijentima i pretragama.

Kartice snimanja:

- **Viewer (Preglednik)** Kartica : ovu karticu pritisnite za pregled serije koja se trenutno pregledava.
- **More Tools (Više alata)** Kartica : ovu karticu pritisnite za prikaz popisa dostupnih alata. Kada odaberete alat, dodaje se kartica za odabrani alat.

Ploča s podacima o pacijentu:

- Ova ploča prikazuje informacije o pacijentu kojeg se trenutno snima. Gumb za proširivanje otvara ploču pregleda koja sadrži podatke o pretrazi, uključujući i karticu ProcedureCard.
- Poruke upozorenja povezane s pacijentom također su ovdje prikazane, na primjer ako je pacijent na nešto alergičan.

Close Study (Zatvaranje pretrage): pritisnite ovaj gumb za zatvaranje pretrage.

System (Sustav) Izbornik : u ovom se izborniku nalaze mogućnosti za konfiguraciju sustava.

Help (Pomoć) Izbornik : U ovom se izborniku može pristupiti:

- Elektroničke upute za uporabu
- podacima o sustavu

Područje aplikacije

Područje aplikacije podijeljeno je na sljedeća područja:

Navigacijska ploča za zadatke: pomoću ove ploče možete se prebacivati između dostupnih zadataka.

NAPOMENA *Na prozoru za pregled nema zadatka X-ray Settings (Postavke rendgenskog zračenja).*

Upravljačka ploča:

- Ova ploča pruža kontrole i funkcije koje su povezana sa zadatkom koji izvršavate.
- Pomak na drugi zadatak mijenja kontrole i funkcije koje su dostupne na upravljačkoj ploči.
- Opći su alati uvijek dostupni bez obzira na zadatak i isti pružaju pristup aktivnostima poput arhiviranja, ispisa i podataka o slici.

Područje glavnog prikaza:

- Na ovom se području prikazuju slike povezane s odabranom karticom snimanja.
- Područje glavnog prikaza sadrži alatnu traku za upravljanje slikama i upravljačku ploču za promjenu prikaza alata slika i filma.

U sustavima s dvije ravnine slike s prednjeg i bočnog kanala prikazane su jedna uz drugu te su sinkronizirane.

NAPOMENA *Ako pregledavate slike pacijenta koji nije pacijent koji se snima, prikazuje se poruka upozorenja.*

Područje s porukama aplikacije

Svaka aplikacija prikazuje svoje poruke na ovom području.


Područje s obavijestima

U ovom se području nalaze sljedeće dodatne informacije o sustavu:

- Raspoloživost prostora za pohranu na disku
- Raspoloživost ažuriranja softvera sustava. Ova se obavijest prikazuje samo kada postoje ažuriranja ili kada je u tijeku preuzimanje i instaliranje ažuriranja. Pritisnite ovu obavijest kako bi se prikazao prozor **Software Updates (Ažuriranja softvera)**.
- Status veze sustava. Pritisnite ovu obavijest kako bi se prikazao prozor **System Connectivity Overview (Pregled povezivosti sustava)**.
- Status preglednika zadataka. Pritisnite ovu obavijest kako bi se prikazao prozor **Job Viewer (Preglednik zadataka)**.
- Status daljinske pomoći. Ova obavijest prikazuje se samo kada je daljinska pomoć omogućena i aktivna. Daljinsku pomoć možete onemogućiti u izborniku prečaca ako pritisnete ovu obavijest desnom tipkom miša.
- Status datoteke zapisnika (funkcija tehničke podrške).
- Korisničko ime trenutno prijavljenog korisničkog računa.
- Datum i vrijeme.

18.2 FlexSpot (opcija)

Ako je instalirana opcija FlexSpot, monitori su u kontrolnoj sobi zamijenjeni s dva veća monitora širokog zaslona (zvani primarni i sekundarni monitor) koji mogu prikazati više aplikacija u više prozora.



Slika 182 Primarni monitor za FlexSpot (lijevo) i sekundarni monitor (desno)

Legenda			
1	Gornja traka	4	Područje statusa
2	Slike uživo i referentne slike (kartice)	5	Sekundarni monitor
3	Područje aplikacije		

Raspored zaslona za oba monitora može se prilagoditi, a oba monitora dijele tipkovnicu i miš. Možete koristiti pokazivač na bilo kojem monitoru što omogućuje da izvršite neovisne zadatke na svakom monitoru.

Na primjer, postupak se može nastaviti u prozoru snimanja dok vi pregledavate snimljene serije u prozoru za provjeru, ili dok provjeravate drugog pacijenta s pomoću prozora za provjeru. To se naziva trenutni paralelni rad. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Trenutni paralelni rad \(stranica 120\)](#).

NAPOMENA *Prozor snimanja je uvijek prikazan, ali možete odabrati na kojem će monitoru biti prikazan.*

18.2.1 Primarni monitor za FlexSpot

Područje statusa uvijek je prikazano na primarnom monitoru za FlexSpot bez obzira gdje je prikazan prozor snimanja.

Primarni monitor ima tri fiksna područja koja su uvijek prikazana:

- Gornja traka
- Područje aplikacije
- Područje statusa

Gornja traka



Applications (Primjene): Iz gornje trake možete povući i ispustiti dostupne aplikacije na zaslon.



Presets (Zadani izgledi): Ovdje su prikazani prethodno određeni izgledi zaslona i možete odabrati izgled zaslona za primarni monitor i sekundarni monitor.



Examination Room (Soba za pregled): Iz kontrolne sobe možete upravljati aplikacijama i zadanim izgledima koji se upotrebljavaju u sobi za pregled.



Možete odabrati radnu stanicu za spajanje s USB priključcima kontrolne sobe.

Ikone statusa zaključavanja tipkovnice: prikazane su samo ako je instalirana dodatna opcija FlexSpot s drugom tipkovnicom.

Izbornik **FlexSpot**: Možete pristupiti upravljanju zadanim izgledima FlexSpot i FlexVision, funkcijama upravljanja napajanjem radne stanice i informacijama o sustavu.

Područje aplikacije

Područje aplikacije slično je području aplikacija monitora za prikaz rendgenskih slika u sustavima bez opcije FlexSpot. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Monitor za prikaz rendgenskih slika \(stranica 358\)](#).

Područje statusa sustava

Ovo područje uključuje sljedeće stavke:

- Ikone statusa
- Podatke izlaganja / dijaskopije
- Informacije o nosaču i detektoru
- Informacije o stolu
- Podatke o dozi
- Smjernice za korisnika
- Informacije o sustavu

18.2.2 Sekundarni monitor za FlexSpot

Sekundarni monitor za FlexSpot ne prikazuje izbornike sustava u području zaglavlja. Za pristup stavkama u izborniku **System (Sustav)** (na primjer, **Customization (Prilagodba)** ili **Manage ProcedureCards (Upravljanje karticama ProcedureCard)**) provjerite je li prozor za provjeru negdje prikazan na jednom od dva monitora.

18.2.3 Dodatni FlexSpot

Dodatni FlexSpot nalazi se u kontrolnoj sobi ili sobi za pregled. Riječ je o stanici WorkSpot s jednim monitorom koja se može dodati sustavu FlexSpot.

Na njoj se u svakom trenutku može prikazivati jedna aplikacija. Aplikaciju koja se prikazuje na prozoru možete mijenjati ovisno o konfiguraciji.


Uz monitor se isporučuju i tipkovnica i miš.

18.3 FlexVision (opcija)

FlexVision je jednostruki monitor visoke rezolucije koji se nalazi u sobi za preglede.

FlexVision monitor ima tri fiksna područja koja su uvijek prikazana:

- Gornja traka
- Područje statusa sustava
- Prozor za prikaz rendgenskih slika uživo



Slika 183 Izgled zaslona monitora FlexVision

Legenda	
1	Gornja traka
2	Područje statusa sustava
3	Prozori s prikazom uživo i referentni prozori (izgled ovisi o konfiguraciji sustava)

Gornja traka

Applications (Primjene): Iz gornje trake možete povući i ispustiti dostupne aplikacije na zaslon.

Presets (Zadani izgledi): Ovdje su prikazani prethodno određeni izgledi zaslona i možete odabrati izgled zaslona.

Područje statusa sustava

Ovo područje uključuje sljedeće stavke:

- Ikone statusa
- Podatke izlaganja / dijaskopije
- Informacije o nosaču i detektoru
- Informacije o stolu
- Podatke o dozi
- Smjernice za korisnika
- Informacije o sustavu

U sustavima s dvije ravnine područje statusa podijeljeno je u dva stupca i na njemu se po potrebi prikazuju zasebne stavke statusa za prednji kanal i bočni kanal. Pokazatelji na vrhu stupaca istaknuti su kao znak da se jedan ili oba kanala trenutno upotrebljavaju za snimanje. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Područje statusa na monitoru FlexVision \(sustav s dvije ravnine\) \(stranica 376\)](#).

Prozor za prikaz rendgenskih slika uživo

Ovaj je prozor uvijek u pregledu prikazivanja podataka o pacijentu kojeg se trenutno snima.

Miš i tipkovnica na zaslonu



Ovisno o licencama instaliranim u sustavu, prilikom instalacije monitora FlexVision na modulu dodirnog zaslona postoji aplikacija za zaslonsku tipkovnicu i miša. Pomoću zaslonske tipkovnice možete upravljati aplikacijama bez uporabe miša sa strane stola. Pokazivačem miša upravljate pomoću dodirne podloge na modulu dodirnog zaslona s dva gumba koji imaju funkciju lijeve i desne tipke miša.

Raspored tipkovnice na zaslonu određen je odabranim jezikom u regionalnim postavkama sustava. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [Mijenjanje regionalnih postavki \(stranica 235\)](#).



Aplikaciju tipkovnice i miša na zaslonu možete aktivirati s pomoću birača aplikacija.


18.4 Modul dodirnog zaslona

Modul dodirnog zaslona služi za podešavanje postavki snimanja, rasporeda na monitoru i zadanih postavki, upravljanje aplikacijama te obradu snimljenih slika radi kasnijeg pregleda i naknadne obrade na prozoru za prikaz rendgenskih slika.

Gumbi koji su dostupni na modulu ovise o aktivnim postupcima ili konfiguraciji sustava.

Kada je instaliran FlexVision, modul dodirnog zaslona omogućuje prikaz miša i tipkovnice na zaslonu. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju [FlexVision \(opcija\) \(stranica 364\)](#).

Modul dodirnog zaslona podijeljen je na sljedeća područja:



Slika 184 Modul dodirnog zaslona

Legenda	
1	Gornja traka
2	Ploča sa zadacima
3	Prozor aplikacije

Gornja traka

Gornja traka koja se nalazi na vrhu zaslona zapravo je traka s izbornicima. Uvijek je vidljiva i omogućuje pristup sljedećim funkcijama:

- Primjene
- Pohrana dijaskopije
- Zvučni alarm za dijaskopiju (prikazuje se samo kada je zvučni alarm aktivan)
- Potpuno zaključavanje sustava
- Omogućavanje/onemogućavanje rendgenskog snimanja

Ploča sa zadacima





Na ovoj se ploči prikazuju dostupni zadaci.

Prozor aplikacije

Tipke na dodir koje su dostupne na prikazu ovise o odabranom koraku.

18.4.1 Pokreti na dodirnom zaslonu

Određenim pokretima možete upravljati modulom dodirnog zaslona.

Pokret	Radnja	Učinak	
Dodir		Na zaslonu dodirnite funkciju. Dodirnite mali okvir prikaza (samo sustavi s dvije ravnine)	Aktivira se funkcija. Zamjenjuje se sadržaj malog okvira prikaza i glavnog okvira prikaza.
Povlačenje		Dodirnite stavku ili područje na prozoru i pomaknite ga preko zaslona.	Pomiče se stavka ili slika po zaslonu.
Pritisak		Pritisnite i držite.	Prikazuje se pokazivač. Pokazivač zatim možete povući do određene stavke ili područja interesa. Pokazivač nestane kada maknete prst sa zaslona.
Klizanje		Dodirnite stavku na popisu i povucite prema gore ili dolje.	Pomiče se po popisu.
Širenje		Na zaslonu postavite dva spojena prsta i zatim ih odvojite.	Zumira se ta točka.
Stiskanje		Na zaslonu postavite dva prsta udaljena od jednog od drugog i približite ih.	Poništava se zumiranje te točke.
Dvostruki dodir		Dodirnite zaslon dva puta.	- Ako slika nije zumirana, dvostrukim dodirom ona se zumira dvostruko. - Ako je slika zumirana, dvostrukim se dodirom poništavaju postavke zumiranja i pomicanja.


18.5 Područje statusa

Na području statusa prikazuju se informacije o statusu rendgenskog sustava, uključujući korištene postavke i poruke.

18.5.1 Područje statusa – sustav s jednom ravninom

U sustavu s jednom ravninom područje statusa vidljivo je na prozoru snimanja u kontrolnoj sobi i na prozoru za rendgenske slike uživo u sobi za pregled.

Područje statusa u kontrolnoj sobi (sustav s jednom ravninom)



Slika 185 Područje statusa na prozoru snimanja u kontrolnoj sobi


Legenda		Opis
1		Status sustava Sustav je spreman za izlaganje.
		Status sustava Sustav nije spreman za izlaganje.
2		Status rendgenskog sus- tava Uključeno je rendgensko zračenje.
		Status rendgenskog sus- tava Onemogućeno je rendgensko zračenje.
3		Opterećenje cijevi Cijev se pregrijala.
4		Dijaskopija Prikazuju se postavke dijaskopije.
		Izlaganje Prikazuju se postavke izlaganja.
	- kV	Postavke generatora rendgenskog zračenja
	- mA	
	- ms	

Legenda			Opis
5	-	LAO	Kut rotacije C-luka
	-	CRAN	Kut nagiba C-luka
6	-	SID	Stvarna ili ciljna udaljenost od izvora do slike
7	-	FD	Odabrana veličina detektora
8		Bočno odstupanje stola do izocentra ¹	Bočno odstupanje stola od položaja izocentra.
9		Uzdužno odstupanje stola od izocentra ¹	Uzdužno odstupanje stola od položaja izocentra.
10		Vodoravno odstupanje stola od izocentra ¹	Vodoravno odstupanje stola od položaja izocentra.
11		Izocentar ¹	Stol je u položaju izocentra.
12		Okomiti nagib stola ¹	Kut okomitog nagiba stola
13		Bočni nagib stola ¹	Kut bočnog nagiba stola
14		Okretanje stola ¹	Kut okretanja stola
15	-	Informacije o sustavu	Informacije o sustavu, upozorenja i poruke o pogreškama
16	-	Protokol rendgenskog snimanja	Postavke odabranog postupka
17	-	Model doze	Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Model doze (stranica 399) .
18	-	Brzina kerme u zraku na području kože ²	Prikazuje se brzina kerme u zraku (mGy/min).
19	-	Kumulativna kerma u zraku	Prikazuje se ukupna kerma u zraku (mGy).
20	-	Umnožak doze i površine polja	Prikazuje se ukupni umnožak doze i površine polja (Gy cm ²).
21	-	Ukupno vrijeme dijaskopije	Prikazuje ukupno vrijeme fluoroskopije.
22		Vrijeme sustava / što-perica	Prikazuje se vrijeme sustava. Ako je aktivna što-perica, prikazuje se vrijeme što-perice.

¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

Područje statusa u sobi za pregled (sustav s jednom ravninom)



Slika 186 Područje statusa na prozoru za rendgenske slike uživo u sobi za pregled

Legenda		Opis
1		Status sustava Sustav je spreman za izlaganje.
		Status sustava Sustav nije spreman za izlaganje.
2		Status rendgenskog sustava Uključeno je rendgensko zračenje.
		Status rendgenskog sustava Onemogućeno je rendgensko zračenje.
3		Opterećenje cijevi Cijev se pregrijala.
4		Dijaskopija Prikazuju se postavke dijaskopije.
		Izlaganje Prikazuju se postavke izlaganja.
	- kV	Postavke generatora rendgenskog zračenja
	- mA	
5	- ms	Kut rotacije C-luka
	- LAO	
6	- CRAN	Kut nagiba C-luka
	- SID	
7	- FD	Odabrana veličina detektora
8		Bočno odstupanje stola od izocentra ¹ Bočno odstupanje stola od položaja izocentra.
9		Uzdužno odstupanje stola od izocentra ¹ Uzdužno odstupanje stola od položaja izocentra.
10		Vodoravno odstupanje stola od izocentra ¹ Vodoravno odstupanje stola od položaja izocentra.
11		Izocentar ¹ Stol je u položaju izocentra.

Legenda		Opis	
12		Okomiti nagib stola ¹	Kut okomitog nagiba stola
13		Bočni nagib stola ¹	Kut bočnog nagiba stola
14		Okretanje stola ¹	Kut okretanja stola
15	-	Informacije o sustavu	Informacije o sustavu, upozorenja i poruke o pogreškama
16	-	Protokol rendgenskog snimanja	Postavke odabranog postupka
17	-	Model doze	Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Model doze (stranica 399) .
18	-	Brzina kerme u zraku na području kože ²	Prikazuje se brzina kerme u zraku (mGy/min).
19	-	Kumulativna kerma u zraku	Prikazuje se ukupna kerma u zraku (mGy).
20	-	Umnožak doze i površine polja	Prikazuje se ukupni umnožak doze i površine polja (Gy cm ²).
21	-	Ukupno vrijeme dijaskopije	Prikazuje ukupno vrijeme fluoroskopije.
22		Vrijeme sustava / štoperica	Prikazuje se vrijeme sustava. Ako je aktivna štoperica, prikazuje se vrijeme štoperice.


¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

18.5.2 Područje statusa – sustav s dvije ravnine

U sustavu s dvije ravnine područje statusa vidljivo je na prozoru snimanja u kontrolnoj sobi. U sobi za pregled traka statusa podijeljena je između prozora za rendgenske slike uživo i referentnog prozora.

Područje statusa u kontrolnoj sobi (sustav s dvije ravnine)



Slika 187 Područje statusa na prozoru snimanja u kontrolnoj sobi


Legenda		Opis
1		Pokazatelj kanala Prednji kanal
		Pokazatelj kanala Bočni kanal
		Status sustava Kanal je spreman za izlaganje (nakon odabira kanala za izlaganje ovaj dio područja statusa postaje označen)
		Status sustava Kanal nije spreman za izlaganje
		Status rendgenskog sustava Uključeno je rendgensko zračenje
		Status rendgenskog sustava Onemogućeno je rendgensko zračenje
		Opterećenje cijevi Cijev se pregrijala
		Dijaskopija Prikazuju se postavke dijaskopije
		Izlaganje Prikazuju se postavke izlaganja
2	- kV	Postavke generatora rendgenskog zračenja
	- mA	
	- ms	
3	- LAO	Kut rotacije C-luka
	- CRAN	Kut nagiba C-luka
4	- SID	Stvarna ili ciljna udaljenost od izvora do slike

Legenda			Opis
5	-	FD	Odabrana veličina detektora
6	-	Model doze	Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Model doze (stranica 399)
7	-	mGy/min	Brzina kerme u zraku
8	-	min	Vrijeme dijaskopije (za kanal)
9	-	mGy	Kumulativna kerma u zraku
10		Okomiti nagib stola ¹	Kut okomitog nagiba stola
		Bočni nagib stola ¹	Kut bočnog nagiba stola
		Okretanje stola ¹	Kut okretanja stola
11		Bočno odstupanje stola do izocentra ¹	Bočno odstupanje stola od položaja izocentra
		Uzdužno odstupanje stola od izocentra ¹	Uzdužno odstupanje stola od položaja izocentra
		Vodoravno odstupanje stola od izocentra ¹	Vodoravno odstupanje stola od položaja izocentra
		Izocentar ¹	Stol je u položaju izocentra
12	-	Protokol rendgenskog snimanja	Odabrane postavke postupka
13	-	fps	Brzina izlaganja (odabrana/stvarna)
14	-	Vrsta dijaskopije	Trenutačno odabrana vrsta dijaskopije
15	-	Umnožak doze i površine polja	Prikazuje se ukupni umnožak doze i površine polja (Gy cm ²).
16	-	Ukupno vrijeme dijaskopije	Prikazuje se ukupno vrijeme dijaskopije
17		Vrijeme sustava / što-perica	Prikazuje se vrijeme sustava. Ako je aktivna što-perica, prikazuje se vrijeme što-perice

¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

Područje statusa u sobi za pregled (sustav s dvije ravnine)



Slika 188 Područje statusa na prozoru za rendgenske slike uživo i referentnom prozoru u sobi za pregled


Legenda		Opis
1		Pokazatelj kanala Prednji kanal
		Pokazatelj kanala Bočni kanal
		Status sustava Sustav je spreman za izlaganje (nakon odabira kanala za izlaganje ovaj dio područja statusa postaje označen)
		Status sustava Sustav nije spreman za izlaganje.
		Status rendgenskog sustava Uključeno je rendgensko zračenje
		Status rendgenskog sustava Onemogućeno je rendgensko zračenje
		Opterećenje cijevi Cijev se pregrijala
		Dijaskopija Prikazuju se postavke dijaskopije
		Izlaganje Prikazuju se postavke izlaganja
	- kV - mA - ms	Postavke generatora rendgenskog zračenja
3	- LAO - CRAN	Kut rotacije C-luka Kut nagiba C-luka
	- SID	Stvarna ili ciljna udaljenost od izvora do slike
4	- FD	Odabrana veličina detektora
5	- FD	Odabrana veličina detektora

Legenda		Opis	
6		Pokazatelj kanala	Prednji kanal
		Pokazatelj kanala	Bočni kanal
7	-	Model doze	Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Model doze (stranica 399)
8	-	mGy/min	Brzina kerme u zraku
9	-	min	Vrijeme dijaskopije (za kanal)
10	-	mGy	Kumulativna kerma u zraku
11		Vrijeme sustava / što-perica	Prikazuje se vrijeme sustava. Ako je aktivna što-perica, prikazuje se vrijeme što-perice
12	-	Protokol rendgenskog snimanja	Odabrane postavke postupka
13	-	fps	Brzina izlaganja (odabrana/stvarna)
14	-	Vrsta dijaskopije	Trenutačno odabrana vrsta dijaskopije
15		Okomiti nagib stola ¹	Kut okomitog nagiba stola
		Bočni nagib stola ¹	Kut bočnog nagiba stola
		Okretanje stola ¹	Kut okretanja stola
		Bočno odstupanje stola do izocentra ¹	Bočno odstupanje stola od položaja izocentra
16		Uzdužno odstupanje stola od izocentra ¹	Uzdužno odstupanje stola od položaja izocentra
		Vodoravno odstupanje stola od izocentra ¹	Vodoravno odstupanje stola od položaja izocentra
		Izocentar ¹	Stol je u položaju izocentra
17	-	Umnožak doze i površine polja	Prikazuje se ukupni umnožak doze i površine polja (Gy cm ²).
18	-	Ukupno vrijeme dijaskopije	Prikazuje se ukupno vrijeme dijaskopije

¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

Područje statusa na monitoru FlexVision (sustav s dvije ravnine)




Legenda		Opis
	Pokazatelj kanala	Prednji kanal
	Pokazatelj kanala	Bočni kanal
	Status sustava	Sustav je spreman za izlaganje (nakon odabira kanala za izlaganje ovaj dio područja statusa postaje označen)
1	Status sustava	Sustav nije spreman za izlaganje.
	Status rendgenskog sustava	Uključeno je rendgensko zračenje
	Status rendgenskog sustava	Onemogućeno je rendgensko zračenje
	Opterećenje cijevi	Cijev se pregrijala

Legenda		Opis
2		Dijaskopija
		Izlaganje
	-	kV
	-	mA
	-	ms
3	-	LAO
	-	CRAN
4	-	SID
5	-	FD
6		Okomiti nagib stola ¹
		Bočni nagib stola ¹
		Okretanje stola ¹
7		Izocentar ¹
8	-	Poruke sustava za prednji kanal
9	-	Poruke sustava za bočni kanal
10	-	Protokol rendgenskog snimanja
	-	fps
	-	Vrsta dijaskopije
11	-	Model doze
12	-	mGy/min
13	-	min
14	-	mGy
15	-	Umnožak doze i površine polja
	-	Ukupno vrijeme dijaskopije
16		Vrijeme sustava / štoperica

¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

Područje statusa na monitoru FlexSpot (sustav s dvije ravnine)



Legenda		Opis	
1		Pokazatelj kanala	Prednji kanal
		Pokazatelj kanala	Bočni kanal
		Status sustava	Sustav je spreman za izlaganje (nakon odabira kanala za izlaganje ovaj dio područja statusa postaje označen)
		Status sustava	Sustav nije spreman za izlaganje.
		Status rendgenskog sustava	Uključeno je rendgensko zračenje
		Status rendgenskog sustava	Onemogućeno je rendgensko zračenje
		Opterećenje cijevi	Cijev se pregrijala
		Dijaskopija	Prikazuju se postavke dijaskopije
		Izlaganje	Prikazuju se postavke izlaganja
	- kV	Postavke generatora rendgenskog zračenja	
2	- mA		
	- ms		
3	- LAO	Kut rotacije C-luka	
	- CRAN	Kut nagiba C-luka	
4	- SID	Stvarna ili ciljna udaljenost od izvora do slike	
5	- FD	Odabrana veličina detektora	


Legenda		Opis	
		Okomiti nagib stola ¹	Kut okomitog nagiba stola
		Bočni nagib stola ¹	Kut bočnog nagiba stola
		Okretanje stola ¹	Kut okretanja stola
6		Bočno odstupanje stola do izocentra ¹	Bočno odstupanje stola od položaja izocentra
		Uzdužno odstupanje stola od izocentra ¹	Uzdužno odstupanje stola od položaja izocentra
		Vodoravno odstupanje stola od izocentra ¹	Vodoravno odstupanje stola od položaja izocentra
		Izocentar ¹	Stol je u položaju izocentra
7	-	Poruke sustava	Informacije sustava, upozorenja i poruke o pogreškama (za svaki kanal)
8	-	Protokol rendgenskog snimanja	Odabrane postavke postupka
	-	fps	Brzina izlaganja (odabrana/stvarna)
	-	Vrsta dijaskopije	Trenutačno odabrana vrsta dijaskopije
9	-	Model doze	Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Model doze (stranica 399)
10	-	mGy/min	Brzina kerme u zraku
11	-	min	Vrijeme dijaskopije (za kanal)
12	-	mGy	Kumulativna kerma u zraku
13	-	Umnožak doze i površine polja	Prikazuje se ukupni umnožak doze i površine polja (Gy cm ²).
14	-	Ukupno vrijeme dijaskopije	Prikazuje se ukupno vrijeme dijaskopije
15		Vrijeme sustava / što-perica	Prikazuje se vrijeme sustava. Ako je aktivna što-perica, prikazuje se vrijeme što-perice





¹ Ako se otkrije sudar, na ovom dijelu područja statusa prikazuju se upozorenja i ikone o otkrivanju sudara.

² Prikazuje se samo ako je odabrano područje prsnog koša.

18.5.3 Pokazatelji sudara

Kada se otkrije sudar, pokazatelj sudara prikazuje se na području statusa.

Ikona	Opis
	Otkriven je sudar s detektorom.

Ikona	Opis
	Otkriven je sudar s nosačem (ovisno o korištenom nosaču).
	Otkriven je sudar s cijevi.
	Otkriven je sudar prednjeg i bočnog nosača (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))
	Otkriven je sudar s bočnim nosačem
	Otkriven je sudar s detektorom na bočnom nosaču
	Otkriven je sudar s cijevi na bočnom nosaču
	Otkriven je sudar sa stolom.
	Otkriven je sudar između nosača i stola (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))
	Otkriven je sudar između bočnog nosača i stola (dodatne pojedinosti potražite u poglavlju Inteligentna zaštita od sudara (stranica 33))

18.6 Alatne trake

Prozor snimanja i prozor provjere

Alat	Funkcija	Opis
	Zadano	Zadani odabir
	Zumiranje	Zumiranje slike
	Pomicanje	Pomicanje slike
	Contrast and Brightness (Kontrast i svjetlina)	Prilagodba kontrasta i svjetline slike
	Poboljšanje rubova	Izoštavanje ili ublažavanje rubova slike
	Pokazivač u sali za intervencije	Aktivacija pokazivača slike
	Izuzimanje	Uključivanje ili isključivanje izuzimanja
	Pomak piksela	Mijenjanje položaja slike maske
	Postavljanje orijentira	Postavljanje orijentira
	Pohrana dijaskopije	Pohrana dijaskopskih slika
	Kopiranje na referentni monitor 1	Kopiranje trenutačne slike na prozor referentnog monitora 1 U sustavima s dvije ravnine kopira se prednja slika.
	Kopiranje na referentni monitor 2	Kopiranje trenutačne slike na prozor referentnog monitora 2 U sustavima s dvije ravnine kopira se bočna slika.
	Kopiranje na referentni monitor 3	Kopiranje trenutačne slike na prozor referentnog monitora 3 U sustavima s dvije ravnine kopiraju se slike s oba kanala, prikazuju se jedna uz drugu te se sinkroniziraju.
	Označavanje slike zastavicom	Označavanje trenutačne slike zastavicom
	Označavanje serije zastavicom	Označavanje trenutačne serije zastavicom
	Spajanje obrade slika (samo na sustavima s dvije ravnine)	Postavljanje područja primjene prilikom obrade slika u dvije ravnine: Biplane Unlinked (S dvije ravnine nepovezano): promjene se mogu izvršiti zasebno na prednjim i na bočnim slikama Biplane Linked (S dvije ravnine povezano): promjene izvršene na jednoj slici automatski se primjenjuju kako na prednje tako i na bočne slike
	Snapshot (Snimka stanja)	Kopiranje trenutačne slike kao obične slike
	Kvantitativna koronarna analiza	Pokretanje kvantitativne koronarne analize
	Kvantitativna analiza krvnih žila	Pokretanje kvantitativne analize krvnih žila

Alat	Funkcija	Opis
	Analiza lijeve klijetke	Pokretanje analize lijeve klijetke
	Analiza lijeve klijetke u dvije ravnine	Pokretanje analize lijeve klijetke u dvije ravnine
	Analiza desne klijetke	Pokretanje analize desne klijetke
	Analiza desne klijetke u dvije ravnine	Pokretanje analize desne klijetke u dvije ravnine
	Reset (Ponovno postavljanje)	Ponovno postavljanje obrade slika

Provjera serije

Alat	Funkcija	Opis
	Play (Reprodukcija)	Reprodukcija provjere serije
	Pause (Pauza)	Pauziranje provjere serije
	Sljedeća slika	Prikaz sljedeće slike u seriji
	Prethodna slika	Prikaz prethodne slike u seriji
	Sljedeća serija	Prikaz sljedeće serije u pretrazi
	Prethodna serija	Prikaz prethodne serije u pretrazi
	Frame Rate (Brzina prikazivanja slika)	Prilagodba brzine prikazivanja slika
	Reprodukcija svih slika	Reprodukcija svih slika i serija u pretrazi
	Pregled slika	Prikaz pregleda svih slika u seriji
	Pregled serije	Prikaz svih serija u pretrazi


18.7 Globalni alati

Globalni alati dostupni su u svim zadacima, a riječ je o alatima za ispis i izvoz slika te prikaz podataka o pacijentu.

Alat	Funkcija
	Export (Izvoz) Izvoze se slike onako kako su prikazane na glavnom prozoru. Možete odabrati odredište (priključeni uređaj ili lokacija) i format.

Alat	Funkcija
 Archive Preview (Pretpregled za arhiviranje)	Prikazuje se pretpregled serija i slika koji će se automatski arhivirati kada završi pretraga koja je u tijeku. Serije i slike automatski se arhiviraju ako je konfiguriran automatski prijenos podataka. Dodatne pojedinosti o konfiguriranju sustava tako da automatski prenosi podatke potražite u poglavlju Konfiguriranje automatskog prijenosa podataka (stranica 248) .
 Add to Print Preview (Dodaj u pretpregled ispisa)	U red čekanja za ispis dodaje se slika kako je prikazana na glavnom prozoru. Redom čekanja za ispis može se upravljati u aplikaciji Print (Ispis).
 Image overlays (Slojevi na slici)	Nude se različite količine podataka o pacijentu koje se mogu prikazati na slici na glavnom prozoru: • Full image information (Potpune informacije o slici) • Limited image information (Ograničene informacije o slici) • Minimum image information (Minimalne informacije o slici) (obavezne informacije) Na seriji u dvije ravnine za svaki kanal prikazuju se slojevi sa slikama, osim identifikacije pacijenta koja se prikazuje samo na prednjoj slici.

18.8 Upravljački modul sustava s jednom ravninom




Slika 189 Upravljački modul sustava s jednom ravninom

Legenda	Opis
1 	Plutanje površine stola Pomiče površinu stola u uzdužnom i bočnom smjeru. Ova funkcija dostupna je samo za rad uz stranu stola. Onemogućena je u kontrolnoj sobi i na postolju.
	Okomiti nagib stola Naginje stol prema gore.
	Okomiti nagib stola Naginje stol prema dolje
2 	Stol s bočnim nagibom Naginje stol ulijevo.
	Stol s bočnim nagibom Naginje stol udesno.

Legenda		Opis
3		Pomicanje nosača (uzdužno) Nosač se pomiče u uzdužnom smjeru (samo stropni).
4		Rotate stand (Rotiraj nosač) Rotira se (njiše) nosač.
5		Ponovno postavljanje geometrije Nosač i stol vraćaju se u zadani položaj. Ova je funkcija onemogućena u kontrolnoj sobi.
6		Prihvati Vraća odabrani APC ili položaj stola. Svjetlosni pokazatelj treperi kada se odabere novi položaj ili se nosač pomakne iz odabranog položaja. Svjetlosni pokazatelj uključen je tijekom vraćanja položaja. Svjetlosni pokazatelj isključen je kada se dosegne odabrani položaj.
7		Pohrana dijaskopije Pohranjuje slike dijaskopije prije i nakon dijaskopije. Ako je svjetlosni pokazatelj uključen tijekom dijaskopije, slike se pohranjuju. Svjetlosni pokazatelj jednom zatreperi nakon dijaskopije kako bi ukazao na to da su slike pohranjene.
8		Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju Ponovno postavlja zvučni alarm za dijaskopiju. Svjetlosni pokazatelj treperi kada je aktiviran zvučni alarm.
9		Vidno polje Povećava i smanjuje vidno polje detektora.
10		Vrsta dijaskopije Odabire vrstu dijaskopije koja će se upotrijebiti. Tri svjetlosna pokazatelja naznačuju koja je vrsta odabrana. Kada je odabrana dijaskopija s niskim opterećenjem, isključeni su svjetlosni pokazatelji. - Jedan svjetlosni pokazatelj: niska doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): niska doza) - Dva svjetlosna pokazatelja: standardna doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): srednja doza) - Tri svjetlosna pokazatelja: visoka doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): standardna doza)
11		SmartMask Odabire trenutačnu sliku kao sliku SmartMask. Ova je funkcija onemogućena ako odabrane postavke postupka ne podržavaju roadmap.
12		Roadmap Uključuje ili isključuje funkciju roadmapa. Ova je funkcija onemogućena ako odabrane postavke postupka ne podržavaju roadmap.
13		Zaustavljanje u slučaju nužde Zaustavlja sva geometrijska pomicanja. Dodatne pojedinosti o ponovnom pokretanju nakon zaustavljanja u slučaju nužde potražite u poglavlju Ponovno pokretanje sustava (stranica 47) .
14		Visina stola Prilagođava visinu stola.
14		Deblokada okretanja stola Poništava blokadu okretanja stola.
15		Položaj detektora Prebacuje detektor iz okomitog u vodoravni položaj i obrnuto.
15		Udaljenost od izvora do slike Mijenja udaljenost od izvora do slike.


Legenda	Opis
16	Angulation (Nagib) Upravlja nagibom nosača. Rotacija Upravlja rotacijom nosača.
17	Zatvarači Otvara i zatvara zatvarače.
18	Lijevi klin Pomiče, okreće i vraća lijevi klin u početni položaj.
19	Desni klin Pomiče, okreće i vraća desni klin u početni položaj.

18.9 Upravljački moduli sustava s dvije ravnine




Legenda		Opis	
1		Plutanje površine stola	Pomiče površinu stola u uzdužnom i bočnom smjeru. Ova funkcija dostupna je samo za rad uz stranu stola. Onemogućena je u kontrolnoj sobi i na postolju.
2		Okomiti nagib stola	Naginje stol prema gore.
		Okomiti nagib stola	Naginje stol prema dolje
		Stol s bočnim nagibom	Naginje stol ulijevo.
		Stol s bočnim nagibom	Naginje stol udesno.

Legenda	Opis
3  Rotiranje prednjeg nosača	Rotira se (nžiše) prednji nosač.
4  Rotiranje sustava s dvije ravnine	Rotiraju se (nžišu) prednji nosač i bočni nosač.
5  Ponovno postavljanje geometrije	Nosač i stol vraćaju se u zadani položaj. Ova je funkcija onemogućena u kontrolnoj sobi.
6  Prihvati	Vraća odabrani APC ili položaj stola. Svjetlosni pokazatelj treperi kada se odabere novi položaj ili se nosač pomakne iz odabranog položaja. Svjetlosni pokazatelj uključen je tijekom vraćanja položaja. Svjetlosni pokazatelj isključen je kada se dosegne odabrani položaj.
7  Pomicanje bočnog nosača (uzdužno)	Bočni nosač pomiče se u uzdužnom smjeru.
8  Zaustavljanje u slučaju nužde	Zaustavlja sva geometrijska pomicanja. Dodatne pojedinosti o ponovnom pokretanju nakon zaustavljanja u slučaju nužde potražite u poglavlju Ponovno pokretanje sustava (stranica 47) .
9  Visina stola	Prilagođava visinu stola.
9  Deblokada okretanja stola	Poništava blokadu okretanja stola.
10  Položaj detektora	Prebacuje detektor iz okomitog u vodoravni položaj i obrnuto.
10  Udaljenost od izvora do slike	Mijenja se udaljenost od izvora do slike za prednji nosač.
11  Angulation (Nagib)	Upravlja nagibom prednjeg nosača.
11  Rotacija	Upravlja rotacijom prednjeg nosača.
12  Udaljenost od izvora do slike	Mijenja se udaljenost od izvora do slike za bočni nosač.
13  Angulation (Nagib)	Upravlja nagibom bočnog nosača.
13  Rotacija	Upravlja rotacijom bočnog nosača.
14  Odabir kanala	Pomiče se po opcijama kanala za snimanje: prednji – bočni – dvije ravnine. Osvjetljeni simbol označava trenutni odabir.

Legenda		Opis
15		Pohrana dijaskopije Pohranjuje slike dijaskopije prije i nakon dijaskopije. Ako je svjetlosni pokazatelj uključen tijekom dijaskopije, slike se pohranjuju. Svjetlosni pokazatelj jednom zatreperi nakon dijaskopije kako bi ukazao na to da su slike pohranjene.
16		Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju Ponovno postavlja zvučni alarm za dijaskopiju. Svjetlosni pokazatelj treperi kada je aktiviran zvučni alarm.
17		Vidno polje Povećava i smanjuje vidno polje detektora na odabranom kanalu za smanje (prednji, bočni ili oba).
18		Vrsta dijaskopije Odabire vrstu dijaskopije koja će se upotrijebiti. Tri svjetlosna pokazatelja naznačuju koja je vrsta odabrana. Kada je odabrana dijaskopija s niskim opterećenjem, isključeni su svjetlosni pokazatelji. - Jedan svjetlosni pokazatelj: niska doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): niska doza) - Dva svjetlosna pokazatelja: standardna doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): srednja doza) - Tri svjetlosna pokazatelja: visoka doza (s tehnologijom ClarityIQ (opcija): standardna doza)
19		SmartMask Odabire trenutnu sliku kao sliku SmartMask. Ova je funkcija onemogućena ako odabrane postavke postupka ne podržavaju roadmap.
20		Roadmap Uključuje ili isključuje funkciju roadmapa. Ova je funkcija onemogućena ako odabrane postavke postupka ne podržavaju roadmap.
21		Zatvarači Otvaraju i zatvaraju se zatvarači na prednjem kanalu.
22		Lijevi klin Pomiče se, rotira i postavlja u početni položaj lijevi klin na prednjem kanalu.
23		Desni klin Pomiče se, rotira i postavlja u početni položaj desni klin na prednjem kanalu.

18.10 Modul za provjeru

Funkcije za pregled na modulu za pregled uključuju se na aktivnoj kartici prozora za snimanje.



Slika 190 Modul za provjeru

Legenda		Opis
1		Uključivanje Služi da uključivanje sustava ili toplo ponovno pokretanje. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada je sustav uključen ili se pokreće. Ovaj gumb treba držati pritisnutim 2 sekunde kako bi imao učinak.
2		Isključivanje Služi za isključivanje sustava. Ovaj gumb treba držati pritisnutim 2 sekunde kako bi imao učinak.
3		Videozapis uključen Služi za uključivanje monitora (način rada samo s videosignalom) samo u sobi za pregled i kontrolnoj sobi. Svjetlosni pokazatelj treperi prilikom pokretanja načina rada samo s videosignalom i uključen je kada su monitori u tom načinu rada. Ovaj gumb treba držati pritisnutim 2 sekunde kako bi imao učinak.
4		Ponovno postavljanje zvučnog alarma za dijaskopiju Ponovno postavlja zvučni alarm za dijaskopiju. Svjetlosni pokazatelj treperi kada je aktiviran zvučni alarm.
5		Onemogućavanje geometrijskih pomicanja Omogućuje i onemogućuje pomicanje nosača i stola. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada je pomicanje nosača i stola onemogućeno. Ovaj gumb treba držati pritisnutim 2 sekunde kako bi imao učinak.
6		Onemogući zračenje Omogućuje i onemogućuje rendgensko zračenje. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada je rendgensko zračenje onemogućeno.
7		Prethodna stranica Prikazuje se prethodna stranica pregleda u pregledu serije i pregledu pretraga.
8		Sljedeća stranica Prikazuje se sljedeća stranica pregleda u pregledu serije i pregledu pretraga.
9		Reprodukcija svih slika Pokreće i zaustavlja reprodukciju slika u trenutačnoj seriji. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada je reprodukcija u tijeku.

Legenda		Opis	
10		Prethodna serija	Prikazuje se prethodna serija.
11		Sljedeća serija	Prikazuje se sljedeća serija.
12		Pregled pretraga	Prebacuje se između prikaza pregleda svih pretraga i prikaza samo jedne pretrage. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada se prikazuje pregled svih pretraga.
13		Reprodukcija serije	Pokreće i zaustavlja reprodukciju serija u trenutačnoj pretrazi. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada je reprodukcija u tijeku.
14		Prethodna slika	Prikazuje se prethodna slika u seriji. Ova je funkcija onemogućena prilikom pregleda pretraga.
15		Sljedeća slika	Prikazuje se sljedeća slika u seriji. Ova je funkcija onemogućena prilikom pregleda pretraga.
16		Pregled serije	Prebacuje se između prikaza pregleda svih slika i prikaza samo jedne slike. Svjetlosni pokazatelj uključen je kada se prikazuje pregled svih pretraga.

18.11 Upotreba miša

Mišem možete pristupiti većem broju prečaca funkcija.

Dostupne su sljedeće funkcije:

Left button (Lijevi gumb): pritisnite kako biste odabrali alat ili stavku.

Mouse wheel (Kotačić na mišu): okrećite kako biste pomicali slike u seriji ili stavke na popisu.

Mouse wheel button (Gumb na kotačiću na mišu): pritisnite i držite pritisnutim kako biste podesili širinu/razinu prozora ili postavke svjetline/kontrasta.

Right button (Desni gumb): pritisnite kako biste otvorili izbornik prečaca.

Right button (Desni gumb): povucite (pritisnite i držite pritisnutim) kako biste pomaknuli sliku.

Mouse wheel button + right button (Gumb na kotačiću na mišu + desni gumb): povucite (pritisnite i držite pritisnutim) kako biste zumirali sliku.

18.12 Daljinski upravljač

Daljinski upravljač možete upotrijebiti za prikaz i obradu na prozoru za prikaz rendgenskih slika uživo ili referentnim prozorima s bilo kojeg mjesta u sobi za pregled.




Kada aktivirate funkciju na daljinskom upravljaču, funkcija se primjenjuje na okvir prikaza koji je trenutačno u fokusu. Ikona daljinskog upravljača na trenutak se prikazuje na sredini okvira prikaza, a potom se prikazuje na gornjoj traci okvira prikaza.

Daljinski upravljač sadrži laserski pokazivač koji se emitira iz prednjeg dijela daljinskog upravljača i služi za pokazivanje zaslona monitora. Laserski pokazivač aktivirate gumbom s donje strane daljinskog upravljača.

NAPOMENA *Laser nemojte usmjeravati u oči drugih osoba jer postoji opasnost od ozljede.*

Dostupne su dvije različite vrste daljinskog upravljača: kardiološki i vaskularni. Vaskularni daljinski upravljač ima na dnu dodatan red gumbi.

Kada ga ne upotrebljavate, daljinski upravljač postavite u držač koji se nalazi na bočnoj strani modula dodirnog zaslona.




Slika 191 Daljinski upravljač: vaskularni (lijevo), kardiološki (srednje) i stražnja strana (desno)

Legenda			
1	Trenutačnu sliku kopira na referentni monitor 1. U sustavima s dvije ravnine kopira se prednja slika.	9	Reproducira trenutačnu seriju u načinu rada neprekidne reprodukcije filma.
2	Trenutačnu sliku kopira na referentni monitor 2. U sustavima s dvije ravnine kopira se bočna slika.	10	Reproducira sve serije u pretrazi u načinu rada neprekidne reprodukcije filma.
3	Trenutačnu sliku kopira na referentni monitor 3. U sustavima s dvije ravnine kopiraju se slike s oba kanala, prikazuju se jedna uz drugu te se sinkroniziraju.	11	Pomiče fokus daljinskog upravljača između prozora za prikaz rendgenskih slika uživo i svakog od referentnih prozora.
4	Prikazuje prethodnu seriju.	12	Stvara snimku stanja trenutačne slike i pohranjuje ju s pretragom.
5	Prikazuje sljedeću seriju.	13	Omogućuje ili onemogućuje izuzimanje (samo vaskularni daljinski upravljač).
6	Prikazuje prethodnu sliku.	14	Postavlja trenutačnu sliku kao sliku maske radi izuzimanja (samo vaskularni daljinski upravljač).

Legenda			
7	Prikazuje sljedeću sliku.	15	Omogućuje ili onemogućuje postavljanje orijentira (samo vaskularni daljinski upravljač).
8	Prikazuje sve serije u pregledu pretraga.	16	Uključuje ili isključuje laserski pokazivač.

Otvor lasera na daljinskom upravljaču

Strelica na sljedećoj slici pokazuje gdje se nalazi otvor lasera na daljinskom upravljaču.



Slika 192 Otvor lasera na daljinskom upravljaču

18.13 Alatne trake na glavnom prozoru aplikacije Bolus Chase Reconstruction

Na glavnom prozoru prikazuju se izvorne slike iz snimanja postupka bolus chase.

Na glavnom prozoru nalazi se namjenska alatna traka. Tamo se nalazi i alatna traka za navigaciju koju možete upotrijebiti za provjeru slika.

Alatna traka na glavnom prozoru

Na alatnoj traci na glavnom prozoru nalaze se alati za upravljanje izvornim slikama.

Alat	Funkcija	
	Select (Odabir)	Odabire se objekt (ovo je zadani alat).
	Zoom (Zumiranje)	Povećava se ili smanjuje slika.
	Pan (Pomicanje)	Pomiče se slika.
	Brightness / Contrast (Svjetlina/kontrast)	Podešava se svjetlina ili kontrast slike.
	Edge enhancements (Poboljšanje rubova)	Izoštavanje ili ublažavanje rubova slike
	Subtraction On / Off (Uključivanje/isključivanje izuzimanja)	Uključuje se ili isključuje izuzimanje (ovaj je alat dostupan samo kada je dostupna snimka maske).
	Landmarking (Postavljanje orijentira)	Podešava se količina izuzete pozadine koja se kombinira s izuzetom slikom.

Alat	Funkcija
	
	Copy to Reference (Kopiraj u referentni prozor)
	
	Annotations (Bilješke)
	Snapshot (Snimka stanja)
	Reset (Ponovno postavljanje)

Alatna traka za navigaciju

Na alatnoj traci za navigaciju nalaze se alati kojima se izvorne slike mogu pregledavati jedna po jedna ili u obliku filma.

Alat	Funkcija
	Play (Reprodukcija)
	Stop (Zaustavi)
	Next image (Sljedeća slika)
	Previous image (Prethodna slika)

18.14 Alatna traka na prozoru za preglednu sliku aplikacije Bolus Chase Reconstruction

Na prozoru za preglednu sliku u aplikaciji Bolus Chase Reconstruction prikazuje se pregledna slika koja je rekonstruirana nakon što sustav primi snimku postupka bolus chase.

Prozor za preglednu sliku možete po želji sakriti kako biste se usredotočili na glavni prozor.

Na prozoru za preglednu sliku nalazi se namjenska alatna traka s alatima za upravljanje preglednom slikom.

Alat	Funkcija
	Select (Odabir)
	Brightness / Contrast (Svjetlina/ kontrast)
	Subtraction On / Off (Uključivanje/isključivanje izuzimanja)
	Landmarking (Postavljanje orijentira)

Alat	Funkcija	
		
	Copy to Reference (Kopiraj u referentni prozor)	Trenutačna slika šalje se na referentni prozor u sobi za pregled.
		
	Annotations (Bilješke)	Omogućuje dodavanje bilješke na sliku (vrsta bilješke može se odabrati u podizborniku).
	Snapshot (Snimka stanja)	Snima se snimka stanja prikazane slike i pohranjuje se s trenutačnom pretragom u bazu podataka pacijenata.
	Reset (Ponovno postavljanje)	Vraćaju se izvorne postavke prikaza slike.

19 Pojmovnik

U ovom poglavlju možete pronaći definicije pojmova koji se koriste u ovim Uputama za uporabu i objašnjenja kratica.

19.1 Definicije

Ovdje se nalaze definicije pojmova upotrijebljenih u Uputama za uporabu.


19.1.1 Prozori, ploče, prikazi i okviri prikaza

Ovi se pojmovi koriste za opis okruženja prikaza u kojem je prikazana aplikacija.

Prozor: Prozor je ukupni spremnik u kojem se prikazuje aplikacija. Sadrži sve funkcije, slike i informacije koje pruža aplikacija.

Ovisno o aplikaciji, prozor može biti podijeljen u nekoliko područja:

- **Ploča za odabir zadataka:** Ploča za odabir zadataka sadrži zadatke koji su primjenjivi za aplikaciju. Kada odaberete zadatak, prikazuje se namjenska ploča sa zadacima.
- **Ploča sa zadacima:** Ploča sa zadacima sadrži sve funkcije koje upotrebljavate za izvršavanje odabranog zadatka.
- **Prikaz:** Prikaz sadrži informacije ili slike koje su relevantne za aplikaciju.
- **Okvir prikaza:** Okvir prikaza je spremnik unutar prikaza koji pruža dodatne informacije koje su relevantne za prikaz. Okviri prikaza mogu sadržavati, na primjer, ortogonalne referentne slike ili brojčane podatke kao što su grafikoni i tablice.



Slika 193 Dijelovi prozora

Legenda			
1	Ploča za odabir zadataka	3	Prikaz
2	Ploča sa zadacima	4	Okvir prikaza

Pojmovi **monitor** i **zaslon** ne upotrebljavaju se za opis softverskog sučelja sustava. Ovi pojmovi odnose se na fizičku jedinicu monitor i zaslon.

NAPOMENA *Konfiguracija monitora i zaslona koja se upotrebljava sa sustavom je fleksibilna. Prozor koji je opisan u ovim Uputama za uporabu može se pojaviti na namjenskom monitoru u sobi za pregled ili u kontrolnoj sobi ili u obje. Ako su opcije FlexVision ili FlexSpot instalirane, mogu se pojaviti kao dio većeg zaslona koji može prikazivati više*

aplikacija. Posljedično, prilikom opisa aplikacija u ovim Uputama za uporabu, nije uvijek moguće točno naznačiti na kojem će se monitoru ili zaslonu prikazati.

Interakcija s prozorima

Možete povećati prozore i prikazati ih preko cijelog zaslona ili ih možete smanjiti na posljednji položaj. Također možete ručno promijeniti veličinu prozora povlačeći njegov rub.

Za aktivaciju aplikacije u prozoru pritisnite bilo gdje unutar ruba prozora. Rubovi prozora su žuti te označavaju da je prozor odabran. Odjednom je aktivan samo jedan prozor.

Kada pomičete pokazivač preko prozora aplikacije, alatna traka, ploča za navigaciju zadatka i alatna traka provjere postaju vidljive. Ako nema interakcije u prozoru aplikacije nakon nekoliko sekundi alatna traka i alatna traka provjere automatski se sakrivaju. Pomaknite pokazivač preko područja za ponovan prikaz istih.

Kada namjestite pokazivač unutar rubova prozora, zaglavlje postaje aktivno i dostupne su sljedeće interakcije:



- Pritisnite kako biste povećali prozor.



- Pritisnite kako biste vratili prozor na početnu veličinu.



- Pritisnite kako biste prilagodili prozor na stvarnu veličinu piksela.



- Pritisnite kako biste sakrili aplikaciju u prozoru. Kada je aplikacija sakrivena, ikona je prikazana u sredini prozora. Pritisnite ikonu za ponovni prikaz aplikacije.



- Pritisnite za stvaranje snimke stanja aplikacije u prozoru. Snimka stanja je spremljena s pretragom pacijenta kojeg se trenutno snima.

Interakcija s pločama

Možete proširiti ploče kako biste alate i zadatke učinili dostupnima, a potom ih sažeti kako biste stvorili manje zakrčeno okruženje, kao na primjer tijekom prikazivanja:



- Pritisnite tipku za proširivanje kako biste otvorili ploču ili prozor.



- Pritisnite tipku za proširivanje kako biste zatvorili ploču ili prozor.



- Ikona označava da postoji više dostupnih funkcija. Pritisnite za prikaz istih.




- Pritisnite za zatvaranje ploče ili prozora.

19.1.2 Stol za pacijenta: liječnikova strana i strana za medicinsku sestru

U ovim se definicijama pretpostavlja da pacijent leži na stolu na leđima i s nogama usmjerenima prema postolju stola.

U toj orijentaciji pacijenta liječnikova strana jest desna strana stola (tj. desna strana pacijenta), a strana za medicinsku sestru jest lijeva strana stola. Uzglavlje stola dio je stola koji je najudaljeniji od postolja stola, a podnožje je dio koji je najbliži postolju stola.



Slika 194 Gornji prikaz stola za pacijenta

Legenda			
1	Liječnikova strana	3	Uzglavlje
2	Strana za medicinsku sestru	4	Podnožje

19.1.3 Definicije povezane s dozom


U ovim se Uputama za uporabu upotrebljavaju sljedeće definicije.

Referentna točka ulaska u pacijenta

Referentna točka ulaska u pacijenta je približna lokacija kože pacijenta (pogledajte norme IEC 60601-1-3:2008, 3.43 i IEC 60601-2-43:2010, 203.5.2.4.5.101d)).

- NAPOMENA** *Udaljenost od žarišta do izocentra razlikuje se ovisno o vrsti geometrije (pogledajte 4.1), što dovodi do različitih vrijednosti referentne kerme u zraku u istim okolnostima.*
- NAPOMENA** *Referentna točka ulaska u pacijenta također je poznata kao i intervencijska referentna točka.*

Nalazi se na središnjoj osi snopa rendgenskih zraka, 15 cm od izocentra u smjeru žarišta. Ovisno o veličini pacijenta, visini stola i smjeru snopa rendgenskih zraka PERP može biti izvan pacijenta (kao na lijevoj slici), može se podudarati s površinom kože ili biti unutar pacijenta (kao na desnoj slici).



Slika 195 Referentna točka ulaska u pacijenta

Legenda			
1	Rendgenska cijev	4	Površina ulaska
2	Detektor	5	Referentna točka ulaska u pacijenta

Legenda			
3	Izocentar	6	Detektorska doza

Kerma u zraku (AK)

Količina kinetičke energije koja se oslobađa u zrak ionizirajućim zračenjem. Točnije je količnik dE_{tr} i dm , pri čemu je dE_{tr} zbroj početnih kinetičkih energija svih nabijenih čestica koje su oslobodile nenabijene čestice u masi zraka dm (pogledajte IEC 60601-1-3:2008, 3.4 i ICRU 60 (1998)). Iskazuje se u mGy, pri čemu je $1 \text{ Gy} = 1 \text{ džul/kg}$ (pogledajte IEC 60601-2-43:2010, 203.6.4.5).

Brzina kerme u zraku

Količina kerme u zraku po jedinici vremena iskazana u mGy/min. (pogledajte IEC 60601-2-43:2010, 203.6.4.5).

Referentna kerma u zraku

Kerma u zraku slobodna u zraku u primarnom snopu rendgenskih zraka izmjerena pod posebnim uvjetima, kao što je navedeno u [Postavljanje mjerenja referentne kerme u zraku \(stranica 321\)](#), i iskazana kao referentna točka ulaska u pacijenta (pogledajte IEC 60601-1-3:2008, 3.70).

NAPOMENA *Vrijednost referentne kerme u zraku ne ovisi o stvarnom položaju pacijenta, na primjer visini stola, jer se mjeri u specifičnoj prostornoj točki.*

Za izlaganje referentna kerma u zraku iskazuje se u mGy po slici.

Referentna brzina kerme u zraku

Količina referentne kerme u zraku po jedinici vremena. Za dijaskopiju referentna kerma u zraku iskazuje se u mGy/min.

Vršna kerma u zraku

Najveća količina kerme u zraku kojoj je izložena bilo koja točka ozračene površine.

Kožna doza

Apsorbirana doza koju je ionizirajuće zračenje isporučilo koži pacijenta u trenutku ozračivanja. Kožna doza iskazuje se jedinicama Gy ili mGy. Za razliku od vrijednosti referentne kerme u zraku ova vrijednost ukazuje na stvarnu apsorpciju energije u postojećim uvjetima.

Brzina kožne doze

Kožna doza po jedinici vremena iskazana u Gy/s ili mGy/s.

Vršna kožna doza

Najveća količina kožne doze kojoj je izložen bilo koji dio kože pacijenta.

Doza za osoblje

Doza za osoblje efektivna je doza koju primaju zdravstveni djelatnici tijekom pregleda, prije svega zbog raspršenog zračenja koje emitira pacijent. Efektivna doza iskazuje se u jedinici mSV (milisievert).

Umnožak doze i površine polja

Umnožak površine presjeka snopa rendgenskih zraka i prosječne kerme u zraku na tom presjeku iskazan u $\text{mGy} \cdot \text{cm}^2$ (pogledajte IEC 60601-2-54:2009, 201.3.203 i IEC 60601-2-43:2010, 203.6.4.5).

Za razliku od vrijednosti kožne doze i kerme u zraku vrijednost DAP-a ne ovisi o udaljenosti do žarišta.

NAPOMENA *Drugi dobavljači mogli bi upotrebljavati druge jedinice za iskazivanje umnoška doze i površine polja. To morate uzeti u obzir kada uspoređujete dozne vrijednosti različitih sustava.*

Detektorska doza

Preostala doza na mreži za zaštitu od raspršenja zračenja detektora nakon što su rendgenske zrake prošle kroz pacijenta. Detektorska doza sustavu služi kao ulazna informacija za regulaciju količine rendgenskog zračenja radi dobivanja odgovarajuće kvalitete slike.

Deterministički učinci

Deterministički učinci ionizirajućeg zračenja povezani su na mikrobiološkoj razini s uništenjem stanica koje uzrokuju visoke razine zračenja. Deterministički učinci ili reakcije tkiva mogu se pojaviti kada je doza zračenja premašila određenu granicu, što može ovisiti o ozračenom tkivu ili organu i osjetljivosti pacijenta na zračenje. Kada se premaši granica, ozbiljnost reakcije tkiva povećava se sukladno s povećanjem doze zračenja.

Učinci mogu biti izravno povezani s izlaganjem zračenju. Ti su učinci na mikrobiološkoj razini povezani s uništenjem stanica koje uzrokuju visoke razine zračenja. U pravilu je granična doza 2 Gy za prolazni eritem na koži (crvenilo kože) i 3 Gy za privremeni gubitak kose.

Kerma u zraku mjera je kojom se procjenjuju deterministički učinci ionizirajućeg zračenja.

Stohastički učinci

Stohastički učinci ionizirajućeg zračenja povezani su na mikrobiološkoj razini s mutacijom stanica zbog oštećenja DNK-a koje je uzrokovano niskim razinama zračenja. Takve mutacije može regulirati i ukloniti ljudsko tijelo ili one mogu dovesti do razvoja raka tijekom dužeg razdoblja (mnogo godina). Teško je prikazati izravnu vezu između izloženosti zračenju i raka u pojedinačnim slučajevima. Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja pretpostavlja da su stohastički rizik ili vjerojatnost razvoja raka ravnomjerni s ukupnom primljenom dozom zračenja te da ovdje ne postoji granica kao što postoji za deterministički rizik. Za razliku od determinističkog rizika stohastički se rizik ne mijenja ako se doza proširi na različite dijelove tijela.

Umnožak doze i površine polja (DAP) je mjera kojom se procjenjuju stohastički učinci ionizirajućeg zračenja.


Debljina pacijenta

Dubina ozračenog tkiva iskazana u cm H₂O ili cm PMMA.

19.1.4 Model doze

Radi utvrđivanja doze koja se primjenjuje na različite dijelove tijela pacijenta, kao i radi smanjivanja determinističkih učinaka zračenja, upotrebljava se model doze.

U ovom je modelu ljudsko tijelo podijeljeno na četiri zone.




Slika 196 Zone tijela


Legenda			
1	glavu	3	Abdomen (Abdomen)
2	prsni koš	4	Peripheral

Model doze dodatno je razrađen za zonu prsnog koša kako je opisano u protokolima rendgenskog snimanja postupka izlaganja.

U zoni prsnog koša koža je modelirana kao kugla promjera 30 cm koja je smještena oko izocentra. Površina te kugle podijeljena je na 10 područja koja se podudaraju s različitim projekcijama snopa rendgenskih zraka: pet na kranijalnoj strani i pet na kaudalnoj strani.



Slika 197 Model zone primijenjen na područje koje odgovara trenutačnom položaju (rotacija i nagib) nosača



Slika 198 Model doze prikazan u izvješću o dozi

Svako područje tijela podijeljeno je na niz točaka od otprilike 0,5 x 0,5 cm, pri čemu svaka točka predstavlja jedan stupanj rotacije i nagiba snopa.

Ozračeno područje tijela odgovara dijelu kože koja se zapravo ozračuje što ovisi o geometrijskoj projekciji snopa rendgenskih zraka i položaja zatvarača kolimatora.

Izloženo područje tijela (označeno sivom bojom) jest područje tijela koje je najviše pokriveno ozračenim područjem kože.

Sustav prati vršnu kermu u zraku koja se primjenjuje na svaku ozračenu zonu tijela kugle izračunom doze u stvarnom vremenu.

Možete vidjeti sljedeće informacije o dozi rendgenskog zračenja:

- Ukupna stvarna kumulativna kerma u zraku za cijelo tijelo prikazuje se brojem.
- Stvarna kumulativna vršna kerma u zraku i vršna brzina kerme u zraku najizloženije točke na ozračenoj zoni tijela prikazuje se tijekom zračenja brojem i grafičkim prikazom.
- Za trenutačnu projekciju snopa rendgenskih zraka prikazuje se tijekom zračenja i stanja pripravnosti predviđeno preostalo vrijeme dijaskopije do dostizanja praga.
- Vizualne povratne informacije poput promjene boje na zaslonu u trenutku prelaska prilagodljivog praga kumulativne vršne kerme u zraku na ozračenom području kože. Zadana je postavka 2 Gy. Upozorava vas se da neprekidno zračenje u trenutačnoj projekciji može dovesti do povećanog rizika od determinističkih učinaka. Kako biste to riješili, trebali biste promijeniti projekciju snopa rendgenskih zraka tako da se izloži drugo područje tijela ili promijeniti postavke sustava kako je opisano u poglavlju [Odabir protokola rendgenskog snimanja \(stranica 297\)](#).

Informacije o dozi zone odmah se prilagođavaju kada se promijeni veličina polja, udaljenost od izvora do slike, vrsta dijaskopije ili projekcija snopa rendgenskih zraka.

19.1.5 Intervencijski alati

Intervencijski alati proširuju funkcije kompatibilne rendgenske opreme s 3D snimanjem tijekom intervencijskog postupka.

Intervencijski su alati sustav softverskih proizvoda koji pomažu liječnicima pri dijagnozi i liječenju bolesti. Aplikacije se uglavnom upotrebljavaju u kateterizacijskom laboratoriju tijekom intervencijskog zahvata, a ispunjavaju sljedeće glavne ciljeve:

- Razumijevanje situacije
- Planiranje intervencije
- Podrška za intervenciju
- Provjera rezultata intervencije

Interventional Workspot podržava intervencijske alate tako što pruža ključne funkcije za upravljanje podacima kao što je upravljanje pacijentima, ispis i izvoz. Također je dostupna i aplikacija za osnovni prikaz. Uz svaki intervencijski alat priložene su namjenske upute za upotrebu u kojima se nalaze pojedinosti o upotrebi pojedinačnih alata za obradu slike povezanih s tim intervencijskim alatom.

19.1.6 Načini kontrole injektora

Ovisno o konfiguraciji vašeg sustava, možete upotrijebiti jedan ili dva prekidača prilikom upotrebe injekcije kontrasta u spojenom ili nespojenom načinu rada.

Za sve načine kontrole potrebno je ručno pripremiti injektor u odgovarajuće vrijeme.

Uvijek pogledajte upute za uporabu vašeg injektora kako biste dobili više informacija o upotrebi istoga.

Nespojeni način rada

Budući da nespojeni način rada kontrastnog injektora ne uključuje komunikaciju između rendgenskog sustava i kontrastnog injektora, upotrijebit ćete više od jednog prekidača prilikom rukovanja u nespojenom načinu rada. Navedeno uključuje upotrebu jednog prekidača za rukovanje injektorom i drugog prekidača (ručni ili nožni prekidač) u rendgenskom sustavu za snimanje slike.

Metoda jednog prekidača u spojenom načinu rada

Prilikom upotrebe metode jednog prekidača za kontrolu kontrastne injekcije kontrolirate snimanje slike i kontrastnu injekciju pomoću istog prekidača. Način rada s jednim prekidačem je spojen način rada. Kada pritisnete ručni ili nožni prekidač za snimanje slika, rendgenski sustav također kontrolira injekciju kontrastnog sredstva.

Metoda dva prekidača u spojenom načinu rada

Prilikom upotrebe metode dva prekidača u spojenom načinu rada kontrolirate snimanje slike i kontrastnu injekciju pomoću različitih prekidača. Kada pritisnete ručni ili nožni prekidač rendgenskog sustava za početak snimanja slika, potrebno je istovremeno pritisnuti i prekidač za upravljanje injektorom za ubrizgavanje kontrasta. Rendgenski sustav sinkronizira snimanje slike s dolaskom kontrasta pomoću postavki odgode zračenja.

19.2 Kratice

Ovdje se nalazi vodič kroz kratice koje možete pronaći u ovim Uputama za uporabu.

Kratika	Definition	Objašnjenje
2D	Dvodimenzionalno	Način prikaza
3D	Trodimenzionalno	Način prikaza
A	Amperi	Jedinica mjerenja (električna energija)
ACQ	Snimanje	Postupak
ANG	Angulation (Nagib)	Postavka geometrije
AP	Anterior-Posterior (od naprijed prema natrag)	Projekcija nosača
APC	Automatska kontrola položaja	Postavka geometrije
BCR	Bolus Chase Reconstruction	Postupak
BPM	Beats per Minute (Otkucaji u minuti)	Anatomsko mjerenje
BSA	Body Surface Area (Područje površine tijela)	Anatomsko mjerenje
CAU	Caudal (Kaudalno)	Projekcija nosača
CAUD	Caudal (Kaudalno)	Projekcija nosača
CD	Kompaktni disk	Uklonjivi medij za pohranu
CIS	Cardiology Information System (Kardiološki informacijski sustav)	Mrežno sučelje
CISPR	Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (International Special Committee on Radio Interference) (Posebni međunarodni odbor za radijske smetnje)	Međunarodna agencija za standarde
cm	Centimetri	Jedinica mjerenja (udaljenost)
CPR	Kardiopulmonalna reanimacija	Postupak
CRA	Cranial (Kranijalno)	Projekcija nosača
CRAN	Cranial (Kranijalno)	Projekcija nosača
CT	Računalna tomografija	Tehnika snimanja

Kratika	Definition	Objašnjenje
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (protokol za dinamičnu konfiguraciju glavnog računala)	Mrežni protokol
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine (digitalno oslikavanje i komunikacija u medicini)	Format slikovne datoteke (prikladno za dijagnostičke svrhe)
DNS	Poslužitelj za nazive domena	Stavka mrežne konfiguracije
DVD	Digitalni svestrani disk	Uklonjivi medij za pohranu
ECG	Electrocardiogram (Elektrokardiogram)	Anatomsko mjerenje
ED	End Diastole (Kraj dijastoličke faze)	Anatomsko stanje
EDV	End Diastole Volume (Krajnji dijastolički volumen)	Anatomsko mjerenje
EF	Ejection Fraction (Istisna frakcija)	Anatomsko mjerenje
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost	Električno okruženje
EMF	Electromagnetic Fields (Elektromagnetska polja)	Električno okruženje
EP	Electrophysiology (Elektrofiziologija)	Postupak
EPO	Emergency Power Off (Isključivanje u slučaju nužde)	Funkcija hardvera
ES	End Systole (Kraj sistoličke faze)	Anatomsko stanje
ESD	Elektrostatičko pražnjenje	Električno okruženje
ESV	End Systole Volume (Krajnji sistolički volumen)	Anatomsko mjerenje
F	French	Jedinica mjerenja (kateteri)
FDA	Food and Drug Administration (Administracija za hranu i lijekove)	Agencija vlade SAD-a
FDPA	Flexible Dynamic Peripheral Angiograph (Fleksibilna dinamička periferna angiografija)	Postupak
FPS	Frames Per Second (Sličice po sekundi)	Brzina snimanja
FOV	Field Of View (Vidno polje)	Način prikaza
HD	High Definition (Visoka rezolucija)	Način prikaza
HD	Visoka doza	Postavka postupka (protokol)
HIS	Bolnički informacijski sustav	Mrežno sučelje
hPA	Hektopaskal	Jedinica mjerenja (tlak)
HQ	Visoka kvaliteta	Postavka postupka (protokol)
Hz	Herc	Jedinica mjerenja (frekvencija)
I.A.	Intrarterijski	Metoda uvođenja kontrastnog sredstva
iCP	Inteligentna zaštita od sudara	Oprema sustava
ID	Identifikacija	Podaci o pacijentu
IEC	Međunarodna elektrotehnička komisija	Međunarodna agencija za standarde
in	inči	Jedinica mjerenja (udaljenost)
IP	International Protection marking (Oznaka Međunarodne zaštite)	Ocjena koja označava zaštitu od prodiranja čestica i tekućine (IEC 60529)
IP	Internetski protokol	Mrežni protokol
I.V.	Intravenski	Metoda uvođenja kontrastnog sredstva
kg	Kilogrami	Jedinica mjerenja (težina)
kHz	Kiloherc	Jedinica mjerenja (frekvencija)
kPA	Kilopaskal	Jedinica mjerenja (tlak)
kV	Kilovolti	Jedinica mjerenja (električni potencijal)
kW	Kilovati	Jedinica mjerenja (snaga)
l	litre	Jedinica mjerenja (volumen)
LAO	Left Anterior Oblique (Lijevo prednje ukoso)	Anatomy (Anatomija)

Kratika	Definition	Objašnjenje
lbs	Funte (težinske)	Jedinica mjerenja (težina)
LCA	Lijeva koronarna arterija	Anatomy (Anatomija)
LD	Niska doza	Postavka postupka (protokol)
LED	Light Emitting Diode (LED dioda)	Hardver
LVA	Analiza lijeve klijetke	Aplikacija za naknadnu obradu
m	Metri	Jedinica mjerenja (udaljenost)
mA	Miliamperi	Jedinica mjerenja (električna energija)
MAC	Media Access Control (kontrola pristupa mediji-ma)	Funkcija hardvera
MCS	Stropni ovjes monitora	Oprema sustava
min	Minute	Jedinica mjerenja (vrijeme)
MLD	Minimum Lesion Diameter (Minimalni promjer lezije)	Anatomsko mjerenje
mm	Milimetri	Jedinica mjerenja (udaljenost)
mOhm	Miliom	Jedinica mjerenja (električni otpor)
MPEG	Motion Picture Experts Group (Grupa stručnjaka za pokretne slike)	Format video datoteke (nije prikladno za dijagnostičke svrhe)
ms	Milisekunde	Jedinica mjerenja (vrijeme)
N	Njutni	Jedinica mjerenja (sila)
ILI	Operating Room (Operacijska sala)	Radno okruženje
PA	Posterior-Anterior (od natrag prema naprijed)	Projekcija nosača
PACS	Picture Archiving and Communication System (Sustav za arhiviranje i komunikaciju slika)	Hardver
Pb	Olovo	Sastav
PC	Personal Computer (osobno računalo)	Hardver
PE	Protective Earth (zaštitno uzemljenje)	Definicija prema IEC-u
POAG	Potential Ausgleich (njemački termin za izjednačavanje potencijala)	Odgovara definiciji priključka za izjednačavanje potencijala prema IEC-u
PMMA	Poli(metil metakrilat)	Materijal (upotrebljava se u fantomima)
PNG	Portable Network Graphics (Prijenosna mrežna grafika)	Format slikovne datoteke (nije prikladno za dijagnostičke svrhe)
PPM	Parts Per Million (dijelovi na milijun)	Jedinica mjerenja (koncentracija)
PROP	Propeller (Propeler)	Postavka geometrije
QA	Quantitative Analysis (Kvantitativna analiza)	Aplikacija za naknadnu obradu
QCA	Kvantitativna koronarna analiza	Aplikacija za naknadnu obradu
QVA	Kvantitativna analiza krvnih žila	Aplikacija za naknadnu obradu
RA	Rotacijska angiografija	Aplikacija za naknadnu obradu
RAO	Right Anterior Oblique (Desno prednje ukoso)	Anatomy (Anatomija)
RCA	Desna koronarna arterija	Anatomy (Anatomija)
RIS	Radiološki informacijski sustav	Mrežno sučelje
ROI	Region of Interest (Područje interesa)	Način prikaza
ROT	Rotacija	Postavka geometrije
RVA	Analiza desne klijetke	Aplikacija za naknadnu obradu
s	Sekunde	Jedinica mjerenja (vrijeme)
SID	Udaljenost od izvora do slike	Postavka geometrije
SV	Stroke Volume (Udarni volumen)	Anatomsko mjerenje
TSM	Modul dodirnog zaslona	Oprema sustava
USB	Univerzalna serijska sabirnica	Uklonjivi medij za pohranu

Kratika	Definition	Objašnjenje
V	Volti	Jedinica mjerenja (električni potencijal)
VA	Ministarstvo ratnih veterana	Ministarstvo (SAD)
VA	Voltamper	Jedinica mjerenja (električna snaga)
W	Vati	Jedinica mjerenja (snaga)
WLM	Worklist Manager (Upravitelj radnog popisa)	Mrežno sučelje
XA	X-ray Angiography (Rendgenska angiografija)	Postupak
XL	Extra large (Vrlo veliki)	Oprema sustava

Kazalo

Symbols

2D kvantitativna analiza 161, 163
 3D rotacijska angiografija 107
 3D-RA 107

A

Administracija sustava 235
 Alatne trake 381, 382
 – Bolus Chase Reconstruction 392, 393
 Antivirusna zaštita 275
 Arhiviranje 117
 Automatska kalibracija (LVA/RVA) 174
 Automatska kalibracija (QCA/QVA) 166
 Automatska kontrola položaja
 – Prilagođavanje 228
 Automatski prijenos podataka
 – Postavke 248
 Automatsko praćenje klina 90
 Ažuriranje softvera sustava 269

B

Baterije
 – Ugrađivanje, uklanjanje i odlaganje 263
 Baza podataka pacijenta 50
 Bežični nožni prekidač 40, 204, 295
 – Punjenje 207
 – Uključivanje i isključivanje 206
 Bilješke 137–140
 Bolus Chase 101
 Bolus Chase Reconstruction 127, 128, 130, 131
 – Snimka s kontrastnim sredstvom 102
 – Snimka s maskom 104

C

CD/DVD
 – Omogućavanje i onemogućavanje 239

Symbols

Često korištene funkcije 351
 Čišćenje
 – Stropne vodilice 261
 – Sustav 259

C

CPR 18
 CT broj 329
 CTDI
 – Definition 328

Symbols

Čuvar zaslona 97, 267

– FlexVision 97

D

Daljinska pomoć 268
 Daljinski upravljač 41, 390
 – Kardiološki daljinski upravljač 390
 – Vaskularni daljinski upravljač 390
 Datoteke zapisnika
 – Prikazivanje zapisnika revizije 267
 – Revizijski trag 236
 Datum i vrijeme
 – Format 219
 – Postavljanje datuma i vremena 218
 Debljina tomografskog presjeka 331
 Definicije i pojmovi 395
 – Definicije povezane s dozom 397
 – Model doze 399
 Definiranje područja interesa (QCA/QVA) 169
 Detektori 286
 Dezinfekcija sustava 259, 260
 DICOM 241
 – Lokalne postavke 241
 – MPPS upravljač 243
 – Postavke pisača 245
 – Udaljeni sustavi 244
 – Upravljanje radnim popisom 243
 Dijaskopija
 – Dvostruka 86
 – Izuzimanje 104
 – Izvođenje dijaskopije 84
 – Postavljanje vrste dijaskopije 83
 – Spremanje serija i slika 85
 – Zvučni alarm 86
 Dijaskopske slike
 – Snimanje 83
 Dodatna oprema 210
 Dodatna oprema i odvojivi dijelovi 192, 294
 Dodatni filtri 327
 Dodatni FlexSpot 45, 364
 Dodatni nožni prekidač 40
 Dvostruka dijaskopija 86

E

Električna sigurnost 20
 Elektrofiziologija 21, 117
 Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) 22
 Elektroničke upute za uporabu
 – Jezik 15
 – Pretraživanje 16
 EMC 22

F

Fantomi za dozu 328
 FlexMove 30, 61

FlexSpot 45, 363

- Dodatni FlexSpot 45, 364
 - Primarni monitor 363
 - Sekundarni monitor 364
 - Upravljanje grupama zadanih izgleda 222
 - Upravljanje zadanim izgledima 220
- FlexVision 29, 38, 364
- Čuvar zaslona 97
 - Modul dodirnog zaslona 224, 227
 - Odabir zadanog izgleda 96
 - Spremanje izmijenjenog zadanog izgleda 97
 - Upravljanje grupama zadanih izgleda 222, 227
 - Upravljanje zadanim izgledima 220, 224

Funkcija prijenosa modulacije 330

Funkcije

- Često korištene 351

Funkcije sustava

- Podsjetnik 358

G

Generator (rendgen) 279

Generator rendgenskog zračenja 279

Geometrija 59

- Blokiranje i deblokiranje pomicanja 93
- Postavljanje geometrije 59
- Pozicioniranje geometrije 59

Grupe postavki 222, 227

Grupe ProcedureCard

- Upravljanje 255

I

Informacije o sustavu 352

- Licencije 218

Injektori 209

Inteligentna zaštita od sudara (iCP) 33

Interfon 211

Intervencijski alati (Interventional Workspot) 401

Isključivanje u slučaju nužde 18

Ispis 158

Izjava o sukladnosti radijske opreme 335

Izlazna snaga cijevi 278

Izocentriranje 94

- Vraćanje položaja izocentra 95

Izuzimanje 104, 142, 143

Izvešća o dozi 118, 119

Izvoz

- CD/DVD 154
- Omogućavanje i onemogućavanje 239
- PACS 156
- Podaci 152
- Postavke sustava 257
- Povlačenje i ispuštanje 157
- Protokoli izvoza 246
- USB 152

J

Jednolikost 330

K

Kalibracija 149–151, 167, 168, 174–176

- Kalibracija kateterom 150, 167, 174
- Kalibracija kuglom 168, 176
- Kalibracija udaljenošću 168, 175
- Kalibracija XperCT 271, 272
- Ručna kalibracija 149, 167, 174

Kalibracija (LVA/RVA) 173, 174

- Automatska kalibracija 174

Kalibracija (QCA/QVA) 166

- Automatska kalibracija 166

Kalibracija kateterom 150, 167, 174

Kalibracija kuglom 168, 176

Kalibracija prije skeniranja (XperCT) 272

Kalibracija udaljenošću 168, 175

Kalibracija XperCT 271, 272

- Kalibracija prije skeniranja 272

Kardiološki daljinski upravljač 390

Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) 18

Karte izokreme 324–326

Klinički hitni slučaj 18

Klinovi 86, 88, 89

- Automatsko praćenje klina 90

- Modul dodirnog zaslona 89

Kolimacija 86, 87

- Automatsko praćenje klina 90

Kompatibilnost 16, 208

- Izjave o kompatibilnosti proizvoda trećih strana 208

Komplet kabela od 8 metara 214

Komplet ručki i stezaljki 200

Komponente sustava

- Kontrolna soba 43
- Soba za pregled 28

Kompresor na koloturu 199

Konfiguracija monitora 37

Konfiguracija rendgenskog sustava 276

- Izlazna snaga cijevi 278
- Točnost dozimetrijskih pokazatelja 279

Konfiguracija sustava (rendgensko zračenje) 276

- Izlazna snaga cijevi 278
- Točnost dozimetrijskih pokazatelja 279

Kontakt s proizvođačem 357

Kontraindikacije 17

Kontrole rendgenskog sustava tijekom rada sa stolom za operacijsku salu 75

Kontrolna soba

- Komponente sustava 43

Korak Analiza u tijeku rada (QCA/QVA) 169, 170

Korak Kraj dijastole u tijeku rada (LVA/RVA) 176, 178, 181

Korak Kraj dijastole u tijeku rada (poluautomatsko određivanje obrisa u LVA) 177

Korak Kraj sistole u tijeku rada (LVA/RVA) 178, 180, 181

Korak Kraj sistole u tijeku rada (poluautomatsko određivanje obrisa u LVA) 179

Korak Odabir serije u tijeku rada (LVA/RVA) 173

- Korak Odabir serije u tijeku rada (QCA/QVA) 166
- Korak Rezultat u tijeku rada (LVA/RVA) 181, 182, 187, 188
 - Metode izračuna volumena 183
 - Postavljanje demografskih podataka o pacijentu 182
 - Regresijske formule 183
 - Rezultati pokretljivosti stijenke 183
- Korak u radnom tijeku rezultata (QCA/QVA) 171, 172
- Korisnička provjera 264
- Kratice 402
- Kvar napajanja 48
 - Neprekinuto napajanje 48

L

- Laserski alat 201
- Laserski alat XperGuide 201, 295
- Liječnikova strana (definicija) 396
- Lozinke
 - Ponovno postavljanje lozinke korisnika 238
 - Pravila o lozinkama 237
 - Promjena lozinke 217
- LVA 163, 172, 173
 - Korak Kraj dijastole u tijeku rada 176, 177, 181
 - Korak Kraj sistole u tijeku rada 178, 179, 181
 - Korak Odabir serije u tijeku rada 173
 - Korak Rezultat u tijeku rada 181–183, 187, 188
 - Korak Rezultat u tijeku rada (postavljanje demografskih podataka o pacijentu) 182
 - Medicinske reference 186
 - Metode izračuna volumena 183
 - Poluautomatsko određivanje obrisa 177, 179
 - Postavke prilagodbe 188, 189
 - Regresijske formule 183
 - Rezultati pokretljivosti stijenke 183
 - Ručno određivanje obrisa 178, 180
 - Uređivanje obrisa 181

M

- Madrac 198
- Medicinske reference (LVA) 186
- Medicinske reference (QCA/QVA) 172
- Medicinske reference (RVA) 186
- Mehanička sigurnost 21
- Miš 42
 - Funkcije 390
- Mjere opreza i upozorenja 162
- Mjerenja 146–149
- Mjerenja (QCA/QVA) 170
- Mjerenja doze 328
- Mjerenja doze po CTDi-ju 331
- Mjerenje uobičajene potrošnje energije 272
- Model doze 399
- Modul dodirnog zaslona 36, 44, 366
 - Pokreti 367
- Modul za provjeru 43

- Podsjetnik 388
- Mogućnosti
 - Interfon 211
 - MultiSwitch 210
 - Postolje 212
 - Stalak za opremu 211
- Monitori
 - FlexSpot 363, 364
 - FlexVision 29, 38
 - Monitori koji se mogu zamijeniti 37, 98
 - SMPTE testna slika 271
 - Uključivanje samo monitora 47
- Monitori (specifikacije) 283–285
- Monitori koji se mogu zamijeniti 37, 98
- Moždani filtar 196
- MPPS upravljač
 - Postavke 243
- Mrežna sigurnost
 - Sigurnost i privatnost 274
- Mrežne veze
 - Pregled i testiranje 266
- Mrežni podaci 297
- MultiSwitch 210

N

- Načini kontrole injektora (definicije) 401
- Namjena sustava 16
- Neprekinuto napajanje 48
- Neuroradiologijski umetak 199
- Niz slika 286
- Nosač medicinskog monitora 285
- Nosači snopa 288, 291
 - FlexMove 291
- Nožni prekidač 38, 39
 - Bežični nožni prekidač 40
 - Dodatni nožni prekidač 40

O

- Obrada 133–149
 - Bilješke 137–140
 - Izuzimanje 142, 143
 - Kontrast i svjetlina 136
 - Kopiranje slika u referentne prozore 145
 - Mjerenja 146–149
 - Obrezivanje slika 141
 - Označavanje slika zastavicom 146
 - Pomicanje 135
 - Postavljanje orijentira 143
 - Preokretanje slika 137
 - Prikaz traga 144
 - Snimke stanja 146
 - Zumiranje 134
- Obuhvaćeno područje 323
- Obuka 17
- Odjava 49
- Odlaganje sustava 272
- Održavanje 259, 260, 263, 264, 272, 273
 - Čišćenje sustava 259

- Dezinfekcija sustava 259, 260
- Korisnička provjera 264
- Odlaganje sustava 272
- Prijenos sustava na drugog korisnika 273
- Provjera ograničenja snopa 265
- Raspored planiranog održavanja 263
- Testiranje kontrole automatskog izlaganja 265
- Odvojivi dijelovi i dodatna oprema 192
- Okvir prikaza (definicija) 395
- Opasne tvari 25
- Opisi elemenata 17
- Oprema sustava
 - Podsjetnik 358
- Orijentacija
 - Orijentacija pacijenta 58
 - Orijentacija slike 96
 - Upravljački modul 63
- Orijentacija pacijenta 58
- Orijentacija slike 96
- Oslonac za glavu 198
- Oslonci za ruke 193
 - Oslonac za lakat 193
 - Oslonac za ruku podesiv po visini 194
 - Ploča oslonca za rame 196
 - Ploča oslonca za ruku 193
- Osnovne performanse sustava 22
- Otrovne tvari 25
- Označavanje slika zastavicom 146

P

- Pametno ručno poništavanje sustava BodyGuard 32
- Paralelan rad 120
- Periferni rendgenski filtri 197
- Ploča (definicija) 395
- Podnožje (definicija) 396
- Područje statusa 367, 368, 372
 - Podsjetnik 367, 368, 372
 - Sustavi s jednom ravninom 368, 372
- Pojmovi i definicije 395
- Pojmovnik 395, 402
 - Definicije i pojmovi 395
 - Kratice 402
- Pokazatelji sudara 31
 - Podsjetnik 379
- Pokazatelji uključenosti rendgenskog zračenja
 - Izvana 81
 - Okvir pokazatelja značajke 80
 - Područje statusa 81
 - Slike uživo 81
 - Stropni ovjes monitora 81
- Pokazivač u sali 123
- Pokazivač u sali za intervencije 123
- Pokretanje sustava 46
 - Prijava u slučaju nužde 47, 92
 - Uključivanje sustava 46
- Pokreti (modul dodirnog zaslona) 367
- Pomicanje
 - Pozicioniranje u nulti položaj 91

- Pomoć 17
- Poništavanje visinskog senzora za sudar sa stolom 33
- Ponovno pokretanje sustava 47
 - Ponovno pokretanje nakon isključivanja u slučaju nužde 49
 - Ponovno pokretanje nakon zaustavljanja u slučaju nužde 19
- Popis liječnika 219
- Postavke 220, 224
 - Izvoz 257
 - Uvoz 257
 - Vraćanje zadanih postavki 258
- Postavke jezika 235
- Postavke pacijenta 238
- Postavke pisača 233, 245
- Postavke sustava koje utječu na dozu zračenja 297
- Postavke tijeka rada 238
- Postavljanje geometrije 59
- Postolje 29, 212
 - Blokiranje i deblokiranje pomicanja 93
 - FlexMove 30
 - Pozicioniranje 60
- Postupci
 - Izvršavanje postupaka 79
- Postupci u slučaju nužde 18, 19
 - CPR 18
 - Isključivanje u slučaju nužde 18
 - Klinički hitni slučaj 18
 - Zaustavljanje u slučaju nužde 19
- Potrošnja energije (mjerenje) 272
- Pozicioniranje geometrije
 - C-luk 60
 - FlexMove 61
 - Stropni ovjes monitora 63
- Pozicioniranje pacijenta 55
- Pozicioniranje u nulti položaj 91
- Preferencije prikaza 231, 232
- Pretpregled slika za automatsko arhiviranje 117
- Pretraga
 - Planiranje pretrage iz radnog popisa 52
 - Pokretanje pretrage 54
 - Priprema pretrage pacijenta 50
 - Ručno zakazivanje pretrage 53
 - Status 50
 - Uređivanje zakazane pretrage 54
- Pretraži
 - Brzo pretraživanje 51
- Prijava u sustav
 - Omogućavanje automatske prijave u sustav 237
- Prijenos pacijenta na stol 55
- Prijenos sustava na drugog korisnika 273
- Prilagođavanje sustava 217
- Primijenjeni dijelovi 351
- Primijenjeni dijelovi vrste B 352
- Pristup u slučaju nužde
 - Omogućavanje i onemogućavanje 237
 - Prijava u slučaju nužde 47, 92
 - Snimanje slika 92
- ProcedureCards 52, 250

- Brisanje 255
- Izvoz 256
- Kopiranje 254
- Mapiranje RIS kodova u ProcedureCards 240
- Pomicanje 254
- Stvaranje 252
- Uređivanje 252
- Uvoz 256
- Vraćanje tvornički zadanih postavki 256
- Zadano 251
- Profil doze
 - XperCT 331
- Proizvođač
 - Kontakti 357
- Proizvodi treće strane (kompatibilnost) 208
- Proizvodi trećih strana (kompatibilnost) 208
- Protokoli rendgenskog snimanja
 - Prilagođavanje 230
- Provjera 120, 124
 - Odabir serije za provjeru 121, 122
 - Paralelan rad 120
 - Provjera povijesnih podataka 124
 - Upotreba modula dodirnog zaslona 122
 - Upotreba monitora za provjeru 121
 - Zaštita pretrage 124
- Provjera (korisnička) 264
- Provjera ograničenja snopa 265
- Prozor (definicija) 395

Q

- QCA 163, 165, 166
 - Definiranje područja interesa 169
 - Korak Analiza u tijeku rada 169, 170
 - Korak Odabir serije u tijeku rada 166
 - Korak Rezultat u tijeku rada 171
 - Medicinske reference 172
 - Mjerenja 170
 - Postavke prilagodbe 188, 189
 - Točnost rezultata 171
 - Uređivanje obrisa 170
- QVA 163, 165, 166
 - Definiranje područja interesa 169
 - Korak Analiza u tijeku rada 169, 170
 - Korak Odabir serije u tijeku rada 166
 - Korak Rezultat u tijeku rada 171, 172
 - Medicinske reference 172
 - Mjerenja 170
 - Postavke prilagodbe 188, 189
 - Točnost rezultata 172
 - Uređivanje obrisa 170

R

- Radijska oprema, izjava o sukladnosti 335
- Raspored
 - Iz radnog popisa 52
 - Ručno 53
 - Uređivanje 54
- Raspored planiranog održavanja 263

- Referencije (LVA) 186
- Referencije (QCA/QVA) 172
- Referencije (RVA) 186
- Referentna kerma u zraku 304, 305, 308–310, 313–315, 318, 320–322
 - Postavljanje mjerenja 321, 322
- Regionalne postavke 235
 - Datum i vrijeme 219
 - Jezik 235
- Regulatorni podaci 351
- Regulatorni zahtjevi 351
 - Primijenjeni dijelovi 351
- Remenje (vezivanje pacijenta) 56
- Remenje za pacijenta 56
- Rendgensko snimanje 162
- Rendgensko zračenje
 - Omogućavanje rendgenskog zračenja 80
- Rešetka (za sprječavanje raspršenog zračenja) 261, 262, 282
- Rešetka za sprečavanje raspršenog zračenja 261, 262, 282
- Revizijski trag
 - Postavke zapisnika revizije 236
 - Prikazivanje zapisnika revizije 267
- RIS kodovi
 - Mapiranje RIS kodova u ProcedureCards 240
- Rješavanje problema miješanja pacijenata 131
- Roadmap pro 104, 105
- Rotirajuća skeniranja 107
 - CardiacSwing 112
 - XperCT 109
 - XperCT Dual 111
- Rotirajuće skeniranje
 - Rotirajuće skeniranje u fiksnom položaju 107
 - Rotirajuće skeniranje u slobodnom položaju 108
- Rotirajuće skeniranje u fiksnom položaju 107
- Rotirajuće skeniranje u slobodnom položaju 108
- Ručica za pomicanje 213
- Ručna kalibracija 149–151, 167, 168, 174–176
- Ručni prekidač
 - Ručni prekidač za izlaganje 41
 - Ručni prekidač za obrtanje 40
 - Upravljač brzine 40
- Ručni prekidači 40
- Ručno poništavanje sustava BodyGuard 32
- RVA 163, 173
 - Korak Kraj dijastole u tijeku rada 176, 181
 - Korak Kraj sistole u tijeku rada 178, 181
 - Korak Odabir serije u tijeku rada 173
 - Korak Rezultat u tijeku rada 181–183, 187, 188
 - Korak Rezultat u tijeku rada (postavljanje demografskih podataka o pacijentu) 182
 - Medicinske reference 186
 - Metode izračuna volumena 183
 - Postavke prilagodbe 188–190
 - Regresijske formule 183
 - Rezultati pokretljivosti stijenke 183
 - Ručno određivanje obrisa 178, 180
 - Uređivanje obrisa 181

S

Samo videozapis

- Uključivanje samo monitora 47

Sigurna komunikacija 242

- Lokalni sustav 242

Sigurnost 18–23, 162, 274

- Certifikati 242
- Električna sigurnost 20
- Električno uzemljenje 20
- Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) 22
- Isključivanje u slučaju nužde 18
- Kardiopulmonalna reanimacija (CPR) 18
- Klinički hitni slučaj 18
- Mehanička sigurnost 21
- Mrežna sigurnost 274
- Odgovornosti kupca 274
- Osnovne performanse sustava 22
- Otrovnosti ili opasne tvari 25
- Postupci u slučaju nužde 18, 19
- Promjena lozinke 217
- Sigurnost osoblja 23, 59
- Sigurnost pacijenta 23, 59
- Sprečavanje eksplozija 21
- Sprečavanje požara 21
- Uloga klijenta u partnerstvu o sigurnosti proizvoda 274
- Upozorenja i mjere opreza 162
- Zakrpe 275
- Zaštita od zlonamjernog softvera 275
- Zaštita od zračenja 23, 24
- Zaštita putem popisa dopuštenog softvera 275
- Zaustavljanje u slučaju nužde 19

Sigurnost osoblja

- Zračenje 23

Sigurnost pacijenta

- Zračenje 23

Simboli

- Mjerenje 235
- Prilagođavanje 235

Sklop za sastavljanje kabela (8 metara) 214

Slike

- Označavanje zastavicom 146
- Ponovno pozicioniranje 91
- Snimanje 82

Slike izlaganja

- Snimanje 90

SmartMask 105

Smjernice 17

Snimanje slika 82, 162

- Dijaskopija 83
- Hitni slučaj 92
- Izlaganje 90
- Opći tijek rada 79
- Višefazno 100

Soba za pregled

- Komponente sustava 28

Softver

- Ažuriranja 269

- Sigurnosne zakrpe 275
- Softver trećih strana 353
- Stavljanje na popis dopuštenog softvera 275
- Zaštita od zlonamjernog softvera 275

Softver trećih strana 353

Spajanje injektora 99

- Nespojeni način rada 99, 402
- Spojeni način rada 100, 402

Specifikacija napajanja 282

Specifikacije napajanja (električna mreža) 282

Spojevi

- Spojevi opreme 353
- Spojevi za priključivanje i opremu 353

Sprečavanje eksplozija 21

Sprečavanje požara 21

Spremanje rezultata 187

Spremnost sustava 82

Sprječavanje sudara 30

- Inteligentna zaštita od sudara (iCP) 33

- Pokazatelji sudara 379

- Ručno poništavanje 32, 33

Stalak za infuziju 196

Stalak za opremu 211

Status sustava 82, 367, 368, 372

- Područje statusa u jednoj ravnini 368, 372

Sterilni pokrivači 42, 71

Stezaljke

- Stezaljke na vodicama za dodatnu opremu 200

- Stezaljke za dodatnu opremu na stolu 208

Stezaljke na vodicama za dodatnu opremu 200

Stezaljke za dodatnu opremu na stolu 208

Symbols

Štitnik tijela BodyGuard

- Pokazatelji sudara 379

- Sprječavanje sudara 30

S

Stol

- Blokiranje i deblokiranje pomicanja 93

- Bočni nagib 65

- Maksimalno opterećenje 55

- Obrtanje 68

- Okomiti nagib 65

- Okretanje 66

- Prijenos pacijenta na stol 55

- Stražnje ploče sučelja 214

Stol (specifikacije) 292

Stol za miš 42

Stol za pacijenta 34, 64

Stol za pacijenta (specifikacije) 292

Strana za medicinsku sestru (definicija) 396

Stranica s rezultatima

- Spremanje rezultata 187

Stropna zaštita od zračenja (specifikacije) 295

Stropni ovjes monitora 21, 63

- Stropni ovjes monitora s opružnom polugom 285

Stropni ovjes monitora (specifikacije) 283–285

- Stropni ovjes monitora s opružnom polugom 285
- Sučelja trećih strana 208, 209
 - Injektori 209
 - Videozapisi 209
- Sukladnost s EMC-om
 - Elektromagnetska otpornost 332
 - Elektromagnetska otpornost - prijenosna i mobilna RF komunikacijska oprema 333
 - Elektromagnetska zračenja 332
 - Preporučene udaljenosti 333

Symbols

Šum slike 329

S

- Sustav
 - O sustavu 27, 352
- Sustav za elektrofiziologiju Biosense 21, 117
- Svjetlo za pregled 286

T

- Table base accessory rail 216
- Tehnička podrška
 - Daljinska pomoć 268
 - Spremanje datoteke zapisnika 268
 - Spremanje informacija 268
 - Spremanje slike 268
- Tehnički čimbenici 323
- Testiranje kontrole automatskog izlaganja 265
- Tijek rada
 - Opći tijek rada snimanja 79
- Točnost dozimetrijskih pokazatelja 279
- Točnost rezultata (QCA/QVA) 171, 172

U

- Udaljeni sustavi
 - Postavke 244
- Uobičajena potrošnja energije (mjerenje) 272
- Upozorenja i mjere opreza 162
- Upravljač brzine 40
- Upravljački modul 35, 61, 383, 386
 - Orijentacija 63
 - Podsjetnik 383, 386
 - Pozicioniranje / ponovno pozicioniranje 62
- Upravljanje korisnicima 237
 - Dodavanje i brisanje korisnika 237
 - Promjena lozinke korisnika 238
- Upravljanje radnim popisom
 - Postavke 243
- Upute za uporabu
 - eIFU 15
 - Podaci 15
- Uređaji za pohranu
 - Omogućavanje i onemogućavanje 239
- Uređivanje obrisa (LVA/RVA) 181

- Uređivanje obrisa (QCA/QVA) 170
- USB
 - Omogućavanje i onemogućavanje 239
- Utičnica sekundarnog sklopa 214
- Utjecaj sustava na okoliš 272
- Uvoz
 - Certifikati 242
 - DICOM podaci 125
 - Omogućavanje i onemogućavanje 239
 - Postavke sustava 257
 - S mreže 125
 - S USB uređaja, CD-a ili DVD-a 125
- Uzglavlje (definicija) 396

V

- Verzija sustava 352
- Vezivanje pacijenta remenjem 56
- Videozapisi (treće strane) 209
- Višefazno snimanje 100, 101
 - Promjena postavki 101
- Vodilica za dodatnu opremu
 - Dodatna pomoćna vodilica stola 192
 - Table base accessory rail 216

W

- WorkSpot 358

X

- XperCT 329

Z

- Zadane postavke 258
- Zadatak Serija 120–122
 - Odabir serije 121, 122
- Zahtjevi za pohranu 276
- Zahtjevi za transport 276
- Zahtjevi za zaštitu okoliša 276
- Zalutalo zračenje 323–326, 328
 - Dodatni filtri 327
 - Karte izokermne 324–326
 - Tehnički čimbenici 323
- Zaštita od zlonamjernog softvera 275
 - Zaštita putem popisa dopuštenog softvera 275
- Zaštita od zračenja 23, 68, 295
 - Dodatni filtri 327
 - Montirano na stol 69
 - Specifikacije 295
 - Stropni ovjes 71
 - Zalutalo zračenje 324–326
 - Zaštita od zračenja 68
- Zaštita pretrage 124
- Zaštita putem popisa dopuštenog softvera 275
- Zatvarači 86, 87
 - Modul dodirnog zaslona 87
- Zaustavljanje sustava 46
 - Odjava 49
 - Zaustavljanje u slučaju nužde 19

Zaustavljanje u slučaju nužde	19
Završavanje pretrage	117
Zidna priključna kutija	211
Zidna priključna kutija (specifikacije)	296
Zvučni alarm za dijaskopiju	
– Ponovno postavljanje	86

Philips Healthcare je dio

Royal Philips

www.philips.com/healthcare

healthcare@philips.com

Adresa proizvođača

Philips Medical Systems Nederland B.V.

Veenpluis 4-6

5684 PC Best

The Netherlands



© 2017 Koninklijke Philips N.V.

Sva prava pridržana. Zabranjuje se reprodukcija ili prijenos u cijelosti ili djelomično u bilo kojem obliku i na bilo koji način, elektronskim, mehaničkim putem ili na drugi način bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika autorskog prava.



Ispisano u Nizozemskoj
4522 203 52511 * 2017-07



Ovaj medicinski uređaj zadovoljava odredbe u skladu s Direktivom o medicinskim uređajima 93/42/EEC u zemlji gdje se nalazi ovlašteno tijelo nadležno za uređaj.