

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SC1992
SC1991


Question?
Contact
Philips



User manual

PHILIPS





ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	25
EESTI	47
HRVATSKI	66
MAGYAR	85
LIETUVIŠKAI	105
LATVIEŠU	124
SLOVENSKY	143
SRPSKI	163

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas below the neckline.

Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Essential uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after just two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas


Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

No replacement parts needed, no hidden costs

Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works



Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)



The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



Working principle

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.
- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.



- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment once every two weeks for the first two months. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and ensures that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 5)

- 1 Intensity lights (1- 5)
- 2 On/off button
- 3 'Ready to flash' light
- 4 Air vents
- 5 Appliance socket
- 6 Flash button
- 7 Openings for electronic contacts
- 8 Light exit window with integrated UV filter
- 9 Electronic contacts
- 10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)
- 11 Metallic frame inside the body attachment
- 12 Integrated safety system
- 13 Adapter
- 14 Small plug
- 15 Pouch

Also included: cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.

To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.
- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours, to prevent damage.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the body attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the table in section 'Recommended light intensities' of chapter 'Preparing for use'). Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted human body hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the integrated safety system may not work as intended and the appliance may not flash or may flash unintentionally.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Essential:

- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for another 10 minutes.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section 'Contraindications' apply to you.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Contraindications

For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?

Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and the risk of injury to the skin.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt; you tan very well and your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Essential. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions' and consult the 'Recommended light intensities table' in the quick start guide.
- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. The treatment will not be effective.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder; including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder; such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane® or Roaccutane® in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner that does not allow you to stop using them at least one week prior to each treatment with Lumea.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- On the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. See chapter 'Using the appliance', section 'Using the appliance in the bikini area'.
- Men must not use it on the scrotum or face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or fake-tanned skin

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: *This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.*



Preparing for use

For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas

- 1 Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show hair regrowth.

Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to shave in between treatments for optimal results.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and body attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and body attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. Contamination of the light exit window can also cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.

- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).

- 3 Check the appliance, especially the light exit window and body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise you to wait until the irritation has disappeared.

- 4 Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Light intensity


Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment at a light intensity that you find comfortable.

Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1 Consult the table below to determine which light intensities are appropriate for your skin and body hair colour.

Tip: You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it with your skin colour.



Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

2 Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. Different body areas may require different light intensities, see to the table below. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Note: The colour of your skin may change, for example because your skin has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.

Body hair colour:	Dark blond/light brown/ brown/dark brown/black	white/grey/red/light blond
<i>Skin colour and characteristics:</i>		
White (always sunburn, no tanning)	4/5	x
Beige (easy sunburn, minimal tanning)	4/5	x
Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	4/5	x
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	1/2/3	x
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	x	x
Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)	x	x

Important

To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Essential not suitable?'.

Tanning advice



- **Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential regularly (every two weeks).**

Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform a skin test.**

Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Essential.

- **Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.**

Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Tanning with artificial light**

Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

- **Tanning with creams**

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.

Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour.

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.



First use and skin test


When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we advise you to perform a skin test on **each** area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.

- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.






- Intensity light 1 goes on.


Note: The appliance always automatically selects the lowest light intensity setting. See section 'Light intensity' in chapter 'Preparing for use' to determine the appropriate light intensity.

- 4 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up.




- 5 Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body attachment is in contact with the skin.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.



- The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
- When the appliance is ready to release a flash, the 'ready to flash' light lights up green continuously.



- 6 Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the appliance in a **well-lit** room; this reduces the perceived brightness of the flash.

- 7 Release the flash button once the appliance has flashed.

- 8 Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.

- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.

- 10 After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Subsequent use

- 1 Before every treatment, clean the body attachment, the light exit window and the metallic frame inside the body attachment. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels. See section 'Recommended light intensities' to select the right setting for your skin type and hair colour combination.

Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

- 3 Follow steps 2-6 of the previous section ('Before first use and skin test').

Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm during use.

- 4 Slide the appliance over the skin to the next area to be treated and repeat steps 5 and 6 of section 'First use and skin test' in this chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again. The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until this light lights up continuously before you continue.

Tip for SC1992: The SC1992 has a 'slide and flash' feature: for a more efficient treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over your skin.


Do not treat exactly the same area multiple times during one session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

- 5 To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close to each other. Note that effective light only comes out of the light exit window. However, always make sure you do not flash the same area twice.
- 6 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- 7 Check the light exit window and the body attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Tips

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.



Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.

Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1 minute per underarm
Bikini line	1 minute per side
Entire bikini area	4 minutes
One lower leg	8 minutes
One full leg	14 minutes

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.

Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms, arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your legs.


- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you. In order to maintain full contact with the skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.


Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the body attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.

Using the appliance in the bikini area

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start treating another body area (see chapter 'Cleaning and maintenance').





Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.

Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in the underarm area.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and are usually the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.

Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the body attachment.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the body attachment.

- 1** Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.

Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2** To remove the body attachment, grab the projections at the top and bottom and pull gently.

- 3** If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning cloth supplied with the appliance.



- 4** Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window
- the outside surface of the body attachment
- the metallic frame inside the body attachment

Make sure that the electronic contacts do not get wet.

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.



Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between -20°C and $+70^{\circ}\text{C}$.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Spare parts

The following spare parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Cleaning cloth
- Pouch

Environment




- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Technical specifications

Models SC1992 and SC1991

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	24W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions	Temperature: -20°C to +70°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>500nm

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The adapter/appliance becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the appliance on the skin.	You have not properly placed the appliance on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light lights up continuously and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not start flashing when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The 'ready to flash' light does not work when I place the body attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for 10 more minutes. If the 'ready to flash' light still does not work when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light 1 continues to blink and I cannot change the setting.	The body attachment is not placed on the appliance properly.	Properly place the body attachment on the appliance.
All intensity lights go on alternately.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the intensity lights continue to go on alternately, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity lights are blinking simultaneously.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance produces a strange smell.	The body attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the body attachment and the light exit window carefully. If you are unable to clean the body attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the body attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	Clean the appliance and the body attachment (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Problem	Possible cause	Solution
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you have chosen is too high.	Check the skin/hair colour table before each use, to ensure you select the right light intensity for each treatment. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your face, inner labia, vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity that is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'.
	The light exit window is broken.	If the light exit window of the body attachment is broken, do not use the appliance with this body attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the body attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity that is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.

Problem	Possible cause	Solution
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity that is too low for you.	Perform a skin test to determine if you can use a higher light intensity (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test').
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You respond more slowly to IPL treatment than the average user.	Continue using the appliance for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period. Also take into account the other solutions to this problem.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.
The appliance does not work.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome. Епиляцията, базирана на светлина, е един от най-ефикасните методи за третиране на нежелано телесно окосмяване, при това с дълготраен резултат. То се различава от досегашните начини за отстраняване на окосмяване в домашни условия, тъй като съществено намалява повторното израстване на космите. Philips е изследвал този метод с помощта на водещи дерматолози в продължение на повече от 15 години. Вече можете да използвате тази иновативна технология в уюта на вашия дом, когато пожелаете.

Този уред е разработен и оптимизиран за използване от жени, но може да се използва и от мъже.

Philips Lumea Essential позволява третиране на нежелано окосмяване върху зони на тялото под деколтето.

Philips Lumea Essential е предназначен за използване само от един човек. За повече информация относно Philips Lumea Essential вижте www.philips.com/lumea. Проверявайте редовно за актуализации нашата начална страница.

Предимства

Уредът предлага следните предимства:

Професионална IPL технология за домашна употреба

Philips Lumea Essential използва технология, базирана на светлина, наречена "интензивна импулсна светлина" (IPL). IPL се използва от професионалните козметици за премахване на окосмяване през последните 15 години. Philips Lumea Essential ви предоставя тази иновативна технология за безопасно и ефективно използване в уюта на вашия дом.

Ефикасно предотвратяване на повторното израстване на косми за гладка кожа всеки ден

Този метод предотвратява повторното израстване на косми и осигурява копринено гладка кожа за дълъг период от време. Нашите изследвания показват значително намаляване на космите само след две процедури. Оптимални резултати обикновено се постигат след четири до пет процедури. При това след всяка следваща процедура се забелязва намаление в гъстотата на окосмяването. След колко време ще се забележи този ефект и за колко време ще се запазят резултатите е строго индивидуално. За повече информация вижте раздел "Как да постигнете оптимални резултати" в глава "Използване на уреда".

Безболезнено третиране, дори в чувствителните зони на тялото

Philips Lumea Essential е създаден в тясно сътрудничество с водещи дерматолози за ефикасно и деликатно третиране дори на най-чувствителните места на тялото.

Няма нужда от резервни части, няма скрити разходи

Philips Lumea Essential е снабден с мощна лампа, която не изисква смяна. Тази лампа може да генерира над 100 000 импулса и би трябвало да ви позволи да поддържате постоянно резултатите за повече от 5 години*, като същевременно спестявате разходи за скъпи резервни лампи.

*На базата на средно използване и на препоръчителния режим за третиране за един потребител.

Как работи технологията за интензивна импулсна светлина на Philips**Растеж на космите**

Скоростта на израстване на космите е различна при различните хора в зависимост от възрастта, метаболизма и други фактори. Космите на всеки обаче обикновено растат на 3 фази.

1 Фаза на растежа (анагенна фаза)

Косъмът расте активно от корена нагоре. През тази фаза концентрацията на меланин е най-висока. На меланина се дължи пигментацията на косъма. Концентрацията на меланин е и определящият фактор за ефикасността на технологията за интензивна импулсна светлина. Третирането със светлина въздейства само на косми във фаза на растеж.

2 Фаза на разрушаване (катагенна фаза)

Растежът на косъма спира и коренът изсъхва, след което косъмът пада.





3 Фаза на покой (телогенна фаза)

Старите косми се отделят от космения фоликул и опадват. Фоликулът остава в покой, докато биологичният часовник не му "каже" да се активира отново и от него да порасне нов косъм.

Принцип на работа

- Уредът работи чрез нагряване на косъма и корена под кожата. Меланинът в косъма и корена на косъма абсорбира излъчените светлинни импулси. Колкото по-тъмен е косъмът, толкова повече светлина се абсорбира. Този процес стимулира косъма да премине във фазата на покой.
- Между третиранията космите падат естествено и повторното им израстване се потиска. Космите може да паднат след една или две седмици.
- Оптималното премахване на окосмяването не може да се постигне с един сеанс, понеже на третиране със светлина се поддават само космите във фаза на растеж. По време на процедурата космите в третираната зона обикновено са в различни фази на растеж. За ефикасно третиране на всички косми трябва да повтаряте процедурата на всеки две седмици през първите два месеца.

Вграденият оптичен филтър гарантира, че до кожата няма да стигне ултравиолетова светлина и че уредът е безопасен за кожата.




Общо описание (фиг. 5)

- 1 Индикатори за интензивност (1-5)
 - 2 Бутон за вкл./изкл.
 - 3 Индикатор "Готовност за импулс"
 - 4 Вентилационни отвори
 - 5 Гнездо за захранване
 - 6 Бутон за импулс
 - 7 Отвори за електронни контакти
 - 8 Прозорец за светлинния лъч с вграден ултравиолетов филтър
 - 9 Електронни контакти
 - 10 Приставка за тяло (подходяща за всички части на тялото от врата надолу)
 - 11 Метална рамка в приставката за тяло
 - 12 Вградена система за безопасност
 - 13 Адаптер
 - 14 Малък жак
 - 15 Торбичка
- Включва допълнително: кърпичка за почистване

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Водата и електричеството са опасна комбинация. Не използвайте този уред във влажна среда (напр. до пълна вана, до пуснат душ или пълен плувен басейн).
- Пазете уреда и адаптера от влага.
- Ако уредът е счупен, не докосвайте вътрешните части, за да избегнете токов удар.
- Никога не пъхайте никакви предмети в уреда.

Предупреждение

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Уредът не е предназначен за деца под 15 години. Тийнейджърите между 15 и 18 години могат да използват уреда със съгласието и/или съдействието на родителите си или хората, които имат родителски права над тях. Възрастни на 19 и повече години могат да използват уреда без ограничения.
- Използвайте само включения в комплекта адаптер.
- Не използвайте уреда или адаптера, ако са повредени.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това е опасно.

- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Не използвайте уреда, ако стъклото на прозореца за светлинния лъч е счупен.

За да избегнете повреда

- Уверете се, че нищо не пречи на въздушния поток през процеците за вентилация.
- Никога не подлагайте уреда на силни сътресения, не го друсайте и не го изпускате.
- Ако внесете уреда от много студено в много топло помещение или обратно, изчакайте около 3 часа, преди да го използвате.
- Съхранявайте уреда в предоставената торбичка, за да не се покрива с прах.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Винаги изключвайте уреда след употреба.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева или ултравиолетова светлина в продължение на няколко часа, за да се предотврати повреда.
- Не насочвайте импулси към друга повърхност освен кожа. Това може да доведе до сериозна повреда на приставката за тяло и/или на прозореца за светлинния лъч. Насочвайте импулси само когато уредът е в контакт с кожата.

Внимание

- Никога не използвайте уреда около очите или в близост до веждите, за да избегнете опасност от увреждане на очите.
- Използвайте този уред само при настройки, подходящи за вашия тип кожа (вижте таблицата в раздел “Препоръчителна интензивност на светлината” в глава “Подготовка за употреба”). Използването на по-високи настройки от препоръчаните може да увеличи риска от кожни реакции и странични ефекти.
- Този уред е предназначен само за отстраняване на нежелано телесно окосмяване на места от деколтето надолу. Не го използвайте за никакви други цели.
- Уверете се, че кожата в зоната за третиране е чиста, суха и почистена от всякакви кремове, лосиони и други козметични продукти. Ако кожата не е чиста и суха, е възможно интегрираната система за безопасност да не работи по предназначение и уредът може да не насочва импулси или да ги насочва неволно.

Имайте предвид следните неща, за да не съкратите живота на вашия уред Philips Lumea Essential:

- По време на употреба не излагайте уреда на температури, по-ниски от 15°C или по-високи от 35°C.
- Уредът е оборудван с вградена защита от прегряване. Ако уредът прегрее, той не насочва импулси. Не изключвайте уреда, а го оставете да изстине за около 15 минути преди да продължите с третирането. След 5 минути уредът се изключва автоматично. След това го оставете да се охлади за още 10 минути.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да доведе до изключително опасни за потребителя ситуации.
- Не използвайте уреда, ако някоя от ситуацияите посочени в раздел “Противопоказания” се отнася за вас.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с всички приложими стандарти и правила, свързани с излагане на електромагнитни полета.

Противопоказания

За кого НЕ Е подходящ уредът Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential не е предназначен за всеки. Ако за вас важи някое от следните условия, тогава **не** е подходящо да използвате уреда!

Не използвайте уреда при бременност или кърмене.

Philips Lumea Essential не е бил тестван върху бременни жени, затова ви съветваме да не използвате уреда, ако сте бременна или кърмите. Хормонални промени могат да увеличат чувствителността на кожата ви и риска от нараняване на кожата.

Никога не използвайте уреда, ако имате неподходяща кожа и/или цвят на окосмяването, напр:

- Ако вашата кожа е тип V (рядко изгаряте от слънце, придобивате лесно тен и цветът на кожата ви е тъмнокафяв) или тип VI (рядко или никога не изгаряте от слънце и тенът ви много тъмен; цветът на кожата ви е кафяво-черен или по-тъмен). В този случай съществува риск от развиване на кожни реакции, като потъмняване, силно зачервяване или изгаряне, когато използвате Philips Lumea Essential. Вижте също глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции" и се консултирайте с "Таблица за препоръчителна интензивност на светлината" в ръководството за бърз старт.
- Ако вашият естествен цвят на космите в зоните за третиране е светлорус, бял, сив или червен. Третирането няма да бъде ефективно.

Никога не използвайте уреда, ако страдате от някое от заболяванията, изредени по-долу:

- Ако имате кожно заболяване, като активен рак на кожата, ако имате предистория на кожен рак или друг вид рак, локализиран в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате увреждания с показания за рак или голям брой атипични брадавици в зони, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате предистория на колагенни смущения, в това число образувания от келоидни белези или проблеми със заздравяването на рани.
- Ако имате предистория на съдови смущения, като разширени вени или съдова ектазия в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако кожата ви е чувствителна към светлина, която лесно предизвиква обрив или алергична реакция.
- Ако имате инфекции, екзема, изгаряния, възпаление на фоликулите на космите, открити рани, охлузвания, обикновен херпес, рани или увреждания и хематоми в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако сте претърпели операция в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате епилепсия, която се предизвиква от чувствителност към мигаща светлина.

- Ако страдате от диабет, лупус еритематодес (или вълчанка), порфирия или конгестивно сърдечно заболяване.
- Ако имате някакво кървене.
- Ако имате предистория на имunosупресивно заболяване (вкл. серопозитивна инфекция или СПИН).

Никога не използвайте уреда, ако приемате някой от медикаментите, избедени по-долу:

- Ако кожата ви в момента се третира или неотдавна е била третирана с алфа хидрокиселини (АНА), бета хидрокиселини (ВНА), локален изотретиноин и азелаинова киселина.
- Ако сте приемали под някаква форма изотретиноин като Accutane® или Roaccutane® през последните шест месеца. Това лечение може да направи кожата по-склонна към напукване, рани и възпаления.
- Ако приемате болкоуспокояващи, които притъпават чувствителността на кожата към топлина.
- Ако приемате светлозащитни агенти или медикаменти, проверете предписанията към лекарството и никога не използвайте уреда, ако е указано, че той може да предизвика фотоалергични реакции, фототоксични реакции или ако след приемане на това лекарство се изисква да избягвате излагането на слънчева светлина.
- Ако приемате антикоагуланти, включително значителни дози аспирин, по начин, който не позволява да спрете използването им поне за една седмица преди всяко третиране с Lumea.
- Ако приемате имunosупресивни медикаменти.

Никога не използвайте уреда в следните области:

- На лицето.
- Върху зърната, ареолите, срамните устни, влагалището, ануса и вътрешността на ноздрите и ушите. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Използване на уреда върху бикини линията".
- Мъжете не трябва да го използват върху скротума и лицето.
- Върху или в близост до всичко с изкуствен произход, като силиконови импланти, пейсмейкъри, отвори за подкожни вливания (при инсулиновите помпи) или пиърсинг.
- Върху области с бенки, лунички, изпъкнали вени, по-тъмна пигментация, белези или кожни аномалии преди да се консултирате с лекар. Това може да доведе до изгаряне и промяна на цвета на кожата, което потенциално затруднява установяването на заболявания, свързани с кожата (например рак на кожата).
- Върху брадавици, татуировки или перманентен грим. Това може да доведе до изгаряне и промяна на цвета на кожата (хипопигментация или хиперпигментация).
- В области, където използвате дезодоранти с дълготраен ефект. Това може да доведе до кожни реакции. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".



Никога не използвайте уреда върху изгоряла от слънцето кожа, кожа с получен наскоро тен (последните 2 седмици) или кожа с изкуствен тен

- Всички типове тен могат да повлияят на безопасността на третирането. Това важи както за излагането на слънце, така и за методите за придобиване на изкуствен тен, като лосиони за тен, уреди за тен и т.н. Ако имате или планирате да придобиете тен, вижте глава “Подготовка за употреба”, раздел “Съвети за придобиване на тен”.

Забележка: Този списък не е изчерпателен. Ако не сте сигурни дали можете да използвате уреда, ви съветваме да се консултирате с лекар.

Подготовка за употреба

За оптимални резултати подгответе зоните, върху които ще използвате уреда, както е описано по-долу.

Подготовка на областите за третиране

- 1** Избърснете местата, които смятате да третирате, ако по тях продължават да никнат косми.

Забележка: Не използвайте депилиращи кремове вместо бръснене.

Забележка: Ако вашият последен метод за депилация е включвал премахване на космите от корен (например епилация), можете да започнете обработката веднага. В този случай ви съветваме да се бръснете между процедурите за оптимални резултати.

Имайте предвид, че третирането на неизбърснати или неправилно избърснати области има редица нежелани ефекти:


- Прозорецът за светлинния лъч и приставката за тяло могат да бъдат замърсени с косъмчета и прах. Ако са замърсени, е възможно да намалят живота и ефикасността на уреда. Замърсяване на прозореца за светлинния лъч може да причини болезнено третиране или да доведе до кожни реакции като зачервяване и силно потъмняване.
- Космите по кожата ви може да изгорят, което ще доведе до неприятна миризма.

- 2** Почистете кожата си и се уверете, че тя е без косми, напълно суха и без мазни вещества (например остатъци от дезодоранти, лосиони, парфюми, кремове за изкуствен тен и слънцезащитни кремове).

- 3** Проверете уреда, особено прозореца за светлинния лъч и приставката за тяло, за захванати косми, прах и влакна. Ако видите някакво замърсяване, почистете уреда съобразно инструкциите в глава “Почистване и поддръжка”.

Ако бръсненето причинява рани или лезии, кожата ви може би е чувствителна към IPL от тази на други. Това е възможно да направи IPL процедурите некомфортни или да доведе до други нежелани странични ефекти. Съветваме ви да изчакате, докато възпалението изчезне.

- 4** След като космите престанат да израстват отново, което обикновено се случва след 4-5 процедури, повече няма да се налага да се бръснете, преди да използвате уреда.



Интензивност на светлината

За разлика от професионални уреди, базирани на светлина, Philips Lumea Essential е разработен за потребителска употреба и неговите светлинни импулси са по-леки. Затова можете да очаквате **удобно и ефективно** третиране при подходяща за вас интензивност на светлината. Philips Lumea Essential предлага пет различни нива на интензивност на светлината. Регулиране на интензивността спрямо вашата кожа и цвят на окосмяване и до ниво, което не ви причинява неудобства. Таблицата по-долу с препоръчителните нива на интензивност на светлината ще ви помогне да определите правилна интензивност.

- 1** Направете справка с таблицата по-долу, за да определите каква интензивност на светлината е подходяща за вашата кожа и цвят на окосмяване.

Съвет: Можете да поставите таблицата в ръководството за бърз старт върху кожата си и да сравните с цвета на вашата кожа.

Съвет: Съветваме ви да съхранявате ръководството за бърз старт в торбичката за бъдеща справка.

- 2** Намалете интензивността на светлината, ако почувствате някаква болка или дискомфорт.

При хората с по-тъмна кожа рискът от кожно възпаление е по-висок, тъй като тяхната кожа абсорбира повече светлина. Затова за хора с по-тъмна кожа се препоръчват по-ниски нива на интензивността.

Светлинният импулс може да предизвика усещане за топлина или горещина по кожата, но никога не трябва да е болезнен. Различните зони на тялото могат да изискват различна интензивност на светлината, вижте таблицата по-долу. За да се предотвратят кожни реакции, вижте глава “Използване на уреда”, раздел “Възможни странични ефекти и кожни реакции”.

Препоръчителна интензивност на светлината (1-5)

В таблицата по-долу “X” означава, че уредът не е подходящ за вас.

Забележка: Цветът на кожата ви може да се промени, например, защото кожата ви е била с тен. След това тя може да е по-тъмна от предишната процедура. Затова е важно да проверите настройката за използване преди всяко третиране и за всяка зона. Някои зони могат да бъдат по-тъмни от останалите.

Цвят на телесното окосмяване:

Тъмнорусо/светлокестеняво/
кестеняво/тъмнокестеняво/
черно

бяло/сиво/червено/
светлорусо

Цвят на кожата и характеристики:

Бяла (винаги изгаря от слънцето, без да получи загар)

4/5

x

Бежова (лесно изгаря от слънцето, минимален загар)

4/5

x

Светлокафява (понякога изгаря от слънцето, добър загар)

4/5

x

Цвят на телесното окосмяване:	Тъмнорусо/светлокестеняво/ кестеняво/тъмнокестеняво/ черно	бяло/сиво/червено/ светлорусо
Средно кафява (рядко изгаря от слънцето, бърз и хубав загар)	1/2/3	×
Тъмнокафява (рядко изгаря от слънцето, много добър загар)	×	×
Чернокафява и по-тъмна (рядко/никога не изгаря от слънцето, много тъмен загар)	×	×

Важно

За да проверите, дали Philips Lumea Essential е подходящ за вас, вижте раздел “За кого не е подходящ Philips Lumea Essential?”.

Съвети за придобиване на тен



- **Избягвайте правенето на слънчеви бани, когато използвате Philips Lumea Essential редовно (веднъж на две седмици).**

Правенето на слънчеви бани може да доведе до потъмняване на кожата (получаване на тен) или да причини изгаряния (зачервяване на кожата). Използването на Philips Lumea Essential върху тъмна (с тен) и/или изгоряла от слънцето кожа увеличава риска от нежелани странични ефекти и кожни реакции. Вижте глава “Използване на уреда”, раздел “Възможни странични ефекти и кожни реакции”.

- **Излагане на слънчева светлина преди третиране: Изчакайте 2 седмици и направете на тест върху кожата.**

Изчакайте най-малко 2 седмици след слънчеви бани, преди да използвате уреда. Извършете на тест върху кожата (вижте глава “Използване на уреда”, раздел “Първа употреба и тест върху кожата”) в зоната за третиране, за да определите подходящата интензивност на светлината. Неизпълнението на това увеличава риска от развиване на кожни реакции след третиране с Philips Lumea Essential.

- **Излагане на слънчева светлина след третиране: Изчакайте 48 часа преди правене на слънчеви бани след третиране с Philips Lumea Essential.**

Изчакайте най-малко 48 часа след третиране преди да изложите третираните области на слънце. Дори и след 48 часа се уверете, че третираната кожа не показва странични реакции, преди да я изложите на слънце. Покривайте обработените зони, когато излизате на слънце, или използвайте слънцезащитни кремове (SPF 30+) две седмици след третирането. Излагане на третираните области на слънчева светлина без защита веднага след третирането увеличава риска от нежелани странични ефекти и кожни реакции. Вижте глава “Използване на уреда”, раздел “Възможни странични ефекти и кожни реакции”.

- **Придобиване на тен с изкуствена светлина**
Следвайте инструкциите в “Излагане на слънце преди третиране” и “Излагане на слънце след третиране” по-горе.

- Придобиване на тен с кремове

Ако сте използвали лосион за изкуствен тен, изчакайте изкуственият тен да изчезне напълно, преди да използвате Philips Lumea Essential.

Забележка: За повече информация за нежеланите кожни реакции вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Използване на уреда

Проверете таблицата с препоръчителни нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Интензивност на светлината", за да определите каква интензивност е най-подходяща за вашата кожа и цвят на окосмяване.

Избръснете мястото, което искате да третирате, преди да използвате уреда (вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Подготовка на зоните за третиране").

Ако в даден момент процедурата стане нетърпимо болезнена, намалете настройката за интензивност на светлината, докато отново се почувствате комфортно. Ако забележите по-силни кожни реакции от леко зачервяване, веднага спрете третирането и прочетете раздела "Възможни странични ефекти и кожни реакции" в тази глава.




Първо използване и тест на кожата

Когато използвате уреда за първи път или след скорошно придобит тен, ви съветваме да извършите тест върху кожата на **всяка** област за обработване, за да проверите реакцията на кожата и да свикнете с третирането със светлина.

- 1 Изберете област, близка до областта, която ще третирате.
- 2 Включете малкия щекер в уреда и включете адаптера в контакта.




Забележка: Уверете се, че приставката за тяло е поставена върху уреда.

- 3 Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите уреда.



- Светва ниво на интензивност 1.

Забележка: Уредът винаги автоматично избира настройката за най-ниска интензивност на светлината. Вижте раздел "Интензивност на светлината" в глава "Подготовка за употреба", за да определите подходящата интензивност на светлината.



4 За да регулирате настройката за интензивност на светлината, натиснете бутона за включване /изключване един или повече пъти, докато стигнете до желаната настройка. Индикаторът за съответната интензивност светва.

5 Поставете уреда под ъгъл 90° на кожата, така че приставката за тяло да е в контакт с кожата.

Съвет: За по-лесна употреба изпъвайте кожата на зоната за третиране.

- ▶ Индикаторът “Готовност за импулс” на гърба на уреда започва да мига, за да покаже, че уредът е готов да генерира светлинен импулс.
- ▶ Когато уредът е готов за освобождаване на импулс, индикаторът “Готовност за импулс” свети непрекъснато в зелено.

6 Натиснете бутона за импулс, за да генерирате импулс.

Забележка: Видимата светлина от уреда се дължи на отражението на импулса от кожата и е безвреден за очите ви. Не е необходимо да носите предпазни очила по време на употреба. Използвайте уреда в **добре осветена стая**; това намалява усещането за яркостта на импулса.

7 Освободете бутона за импулс след като уредът е генерирал импулса.

8 Плъзнете уреда по кожата към следващата зона за третиране. Докато се чувствате удобно (не е болезнено), увеличавайте настройката с едно ниво в рамките на препоръчителния за вашия тип кожа диапазон и прилагайте един импулс за всяка настройка. Не насочвайте повече от един импулс на едно и също място.

9 Когато приключите процедурата, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да изключите уреда.

10 След теста на кожата изчакайте 24 часа и проверете дали няма някаква кожна реакция. Ако има кожни реакции, за следващото използване изберете най-високата настройка, която не е причинила кожна реакция.

Следващо използване

- 1 Преди всяко третиране почиствайте приставката за тяло, прозореца за светлинния лъч и металната рамка в приставката за тяло. За повече информация вижте глава “Почистване и поддръжка”.
- 2 Започвайте всяка процедура, като избирате интензивността на светлината много внимателно, въз основа на чувствителността на вашата кожа и колко комфортно се чувствате. Вижте раздел “Препоръчителна интензивност на светлината”, за да изберете правилната настройка за вашия тип кожа и цвят на окосмяване.

Забележка: Възможно е кожата ви да реагира различно в различни дни или ситуации поради редица причини. За повече информация вижте раздел “Възможни странични ефекти и кожни реакции” в тази глава.


- 3 Следвайте стъпки 2-6 от предишния раздел (“Преди да започнете и тест върху кожата”).

Забележка: По време на употреба е нормално уредът и приставката за тяло леко да се загряват.

- 4 Плъзнете уреда по кожата към следващата зона за третиране и повторете стъпки 5 и 6 на раздел “Първа употреба и тест върху кожата” в тази глава. След всеки импулс отнема до 3,5 секунди, докато уредът е отново готов за насочване на импулс. Индикаторът “Готовност за импулс” на гърба на уреда започва да мига отново, за да покаже, че той се зарежда. Изчакайте, докато тази лампа започне да свети непрекъснато, преди да продължите.

Накрайник за SC1992: SC1992 има функция “плъзнете и насочете импулс”: за по-ефективно третиране гръбнете бутоната за импулс натиснат, докато плъзгате уреда по кожата си.

Не третирайте една и съща област няколко пъти по време на една сесия. Това не подобрява ефикасността на третирането, но увеличава риска от кожни реакции.



- 5 За да избегнете пропускане на зони, се уверете, че импулсите са произведени близо един до друг. Имайте предвид, че използваемата светлина се излъчва само през прозореца за светлинния лъч. Въпреки това винаги внимавайте да не обработвате една и съща зона два пъти.
- 6 Когато приключите процедурата, натиснете и задръжте бутоната за включване/изключване за 2 секунди, за да изключите уреда.
- 7 Проверете дали по прозореца за светлинния лъч и приставката за тяло няма косми и прах и почистете уреда след използването му (вижте глава “Почистване и поддръжка”).

Съвети

Как да постигнете оптимални резултати

- Нормално е още да се виждат косми след първите няколко процедури (вижте глава "Въведение", раздел "Принцип на работа" за повече информация).
- За успешно премахване на всички косми и за предотвратяване на последващо активиране на космения фоликул, процедурите трябва да се повтарят веднъж на всеки две седмици през първите два месеца. Дотогава кожата ви трябва да е станала гладка и без окосмяване. Прочетете раздела "Фаза на поддържане", за да разберете как можете да запазите тези резултати.

Фаза на поддържане

- За да запазите кожата си гладка и без окосмяване, ви съветваме да повтаряте третирането на всеки 4 до 6 седмици. Времето между третиранията може да варира в зависимост от индивидуалното повторно израстване на космите, а също и в различните части на тялото. Ако между процедурите порастват твърде много косми, скъсете отново интервала на третиране, но не третирайте никоя област по-често от веднъж на две седмици. Когато използвате уреда по-често, отколкото е препоръчително, не увеличавате ефикасността, но увеличавате риска от кожни реакции.

Указания за третирането

Средна продължителност на процедурата

Област	Прибл. продължителност на процедурата
Подмишници	1 минута на подмишница
Бикини линия	1 минута от всяка страна
Цялата бикини линия	4 минути
Една подбедрица	8 минути
Един цял крак	14 минути

Забележка: Средната продължителност на третиране, посочена по-горе, е спазвана по време на изследванията и тестовете.


Индивидуалната продължителност на третиране може да е различна при различните хора.

Области, които смятате да третирате

Уредът е предназначен за третиране на нежелано окосмяване върху подмишниците, ръцете, стомаха, бикини линията и краката. Той не трябва да се използва по лицето.

Използване на уреда върху краката

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Интензивност на светлината", за да разберете кои настройки са подходящи за вашите крака.



- Можете да движите уреда нагоре и надолу или напречно на крака, в зависимост от това кое е по-удобно за вас. За да поддържате пълен контакт с кожата, можете също да поставите и държите уреда върху кожата си отстрани.

Забележка: Зоните с кости като пищяла и глезените са по-чувствителни от другите области на тялото. Когато натиснете силно приставката към тези области, е възможно кожата да е по-податлива към кожни реакции като възпаление и зачервяване. Вижте раздел “Възможни странични ефекти и кожни реакции” в тази глава. Притиснете приставката към кожата толкова силно, колкото е необходимо, за да светне индикаторът “Готовност за импулс”, но не повече.

Използване на уреда върху бикини линията

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава “Подготовка за употреба”, раздел “Интензивност на светлината”, за да разберете кои настройки са подходящи за вашата бикини линия.

По принцип Philips Lumea Essential е достатъчно безопасен и щадящ, за да позволи третиране на цялата бикини линия (например за “бразилски” или “холивудски” стил). Използвайте по-ниска настройка върху по-тъмна или по-чувствителна кожа на бикини линията. Не използвайте уреда по малките срамни устни, влагалището и ануса. Мъжете, които искат да третират слабините си, не трябва да използват уреда по скротума.

Забележка: По хигиенни съображения винаги почиствайте приставката за тяло преди да започнете третиране върху друга зона (вижте глава “Почистване и поддръжка”).


Използване на уреда върху подмишниците

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава “Подготовка за употреба”, раздел “Регулиране на интензивността на светлината”, за да разберете кои настройки са подходящи за вашите подмишници.

Преди третиране непременно отстранете от подмишниците всякакви дезодоранти, парфюми, кремове или други козметични продукти.

Съвет: За да постигнете оптимални резултати върху зоната на вашите подмишници, застанете пред огледало, така че да получите добър изглед към зоната за третиране и индикатора “Готовност за импулс”. Вдигнете ръка и поставете дланта си върху задната страна на шията, за да опънете кожата в зоната на подмишниците.

Забележка: Отразената светлина няма да навреди на очите ви. Ако разсеяната светлина е неприятна, затворете очи, когато генерирате импулс.



Възможни странични ефекти и кожни реакции

Често срещани кожни реакции:

- Кожата може леко да се зачерви и/или да почувствате бодещ, сърбеж или топлина. Тази реакция е абсолютно безвредна и бързо ще изчезне.
- За кратко време върху третираната област може да се получи кожна реакция, сходна с тази при слънчево изгаряне. Ако не изчезне до 3 дни, ви съветваме да се консултирате с лекар.
- Може да усетите сухота и сърбеж по кожата поради бръснене или комбинация от бръснене и третиране със светлина. Това е безвредно и изчезва за няколко дни. Можете да охладите зоната с ледена торбичка или мокра кърпа за лице. Ако сухотата продължава, може да намажете третираната област с неароматизиран овлажняващ продукт 24 часа след процедурата.

Рядко срещани странични ефекти:

- Изгаряния, прекалено зачервяване и подуване: тези реакции възникват много рядко и обикновено се дължат на използването на светлина с интензивност, твърде висока за цвета на вашата кожа. Ако тези реакции не изчезнат в рамките на 3 дни, ви съветваме да се консултирате с лекар. Изчакайте със следващата процедура, докато кожата бъде излекувана напълно, и задължително използвайте по-ниска интензивност на светлината.
- Промяна на цвета на кожата: това се случва много рядко. Промяната на цвета на кожата се проявява като по-тъмно или по-светло петно около заобикалящата зона. Тя е резултат от използването на светлина с интензивност, твърде висока за цвета на кожата ви. В редки случаи (обикновено в резултат на използването на твърде висока интензивност на прекалено тъмна кожа) ефектите от пигментни промени могат да продължат по-дълго от нормално. Във всички случаи ефектите са обратими. Не третирайте такива зони, докато кожата ви не възстанови нормалния си цвят.
- Възпаление и инфекция на кожата: това се случва много рядко и може да се дължи на използването на уреда върху рани или порязвания при бръсненето, върху стари рани или враснали косъмчета.
- Прекалена болка: може да се появи по време на или след третиране, ако сте използвали уреда върху неизбръсната кожа, ако сте използвали уреда с интензивност на светлината, която е твърде висока за цвета на вашата кожа, ако сте генерирали импулс върху една и съща област повече от веднъж и ако сте използвали уреда върху отворени рани, възпаления, инфекции, татуировки, изгаряния и др. Вижте глава "Важно", раздел "Противопоказания" за повече информация.

След употреба

- Не използвайте ароматизирани козметични продукти върху третираните области непосредствено след процедурата.
- Не използвайте дезодорант непосредствено след третиране на подмишниците. Изчакайте, докато зачервяването на кожата изчезне напълно.
- Вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Съвети за придобиване на тен" за информация относно излагането на слънце и придобиването на изкуствен тен.

Почистване и поддръжка

За да си осигурите оптимални резултати и продължителен живот на уреда, почиствайте го преди и след всяко използване и при необходимост по време на третирането. Уредът губи ефективността си, ако не го почиствате, както трябва.

Никога не почиствайте уреда или която и да е от частите му с течаща вода или в съдомиялна машина.

Никога не почиствайте уреда с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

Никога не драскайте прозореца за светлинния лъч или металната рамка вътре в приставката за тяло.

Забележка: Спрете да използвате уреда, когато почистването на прозореца за светлинния лъч или приставката за тяло стане невъзможно.

- 1** Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.

Забележка: Прозорецът за светлинния лъч се загрява по време на работа. Уверете се, че е изстинал, преди да го почистите.

- 2** За да свалите приставката за тяло, хванете издадените части горе или долу и издърпайте внимателно.
- 3** Ако е необходимо, почистете външната повърхност на уреда със сухата мека кърпичка, предоставена с уреда.
- 4** Навлажнете меката кърпичка, предоставена с уреда, с няколко капки вода и почистете с нея следните части:
 - прозореца за светлинния лъч
 - външната повърхност на приставката за тяло
 - металната рамка вътре в приставката за тяло

Уверете се, че електронните контакти не са мокри.

Забележка: Ако водата не почисти ефикасно, използвайте няколко капки спирт с висок процент, за да почистите горепосочените части.

Забележка: Почиствайте уреда преди и след всяка употреба и ако е необходимо по време на третиране съгласно инструкциите в този раздел.

Съхранение

- 1** Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
- 2** Винаги почиствайте уреда, преди да го приберете.
- 3** Съхранявайте уреда в приложената торбичка при температури между -20°C и $+70^{\circ}\text{C}$.

Съвет: Съветваме ви да съхранявате ръководството за бърз старт в торбичката за бъдеща справка.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **www.shop.philips.com/service** или търговец на уреди Philips. Можете също да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна (потърсете данните за контакт в международната гаранционна карта).

Резервни части

Предлагат се следните резервни части:

- Приставка за тяло
- Адаптер
- Кърпичка за почистване
- Торбичка

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация не изхвърляйте уреда заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Гаранция и поддръжка

Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете **www.philips.com/support** или прочетете листовката за международна гаранция.

Технически данни

Модели SC1992 и SC1991

Обявено напрежение	100 V - 240 V
Обявена честота	50 Hz - 60 Hz
Обявена консумирана мощност	24 W
Защита срещу електрически удар	Клас II
Ниво на защита	IP 30 (EN 60529)
Условия на експлоатация	Температура: от +15° до +35°C
	Относителна влажност: от 30% до 95%
Условия на съхранение	Температура: -20°C до +70°C
	Относителна влажност: от 5% до 95%
Спектър на приставката за тяло	>500 Nm

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Възможна причина	Решение
Адаптерът/ устройството се загарява по време на зареждане.	Това е нормално.	Не се изисква никакво действие.
Включих уреда, но не мога да увелича или намалая интензивността на светлината.	Уредът трябва да бъде нулиран.	За да нулирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако и сега не можете да регулирате интензивността на светлината, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Индикаторът "Готовност за импулс" не работи, когато поставя уреда върху кожата.	Не сте поставили правилно уреда върху кожата.	Поставете уреда под ъгъл 90° на кожата по такъв начин, че всички 4 страни на интегрираната система за безопасност да допират кожата. След това проверете дали индикаторът "Готовност за импулс" свети непрекъснато и натиснете бутона за импулс. Ако това не помогне, поставете уреда върху част от тялото си, където той лесно може да опре изцяло върху кожата, например ръката между лакътя и китката, и проверете дали индикаторът "Готовност за импулс" работи. Ако и сега индикаторът "Готовност за импулс" не светва при пълно опиране на уреда върху кожата, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Индикаторът "Готовност за импулс" не работи, когато поставя приставката върху кожата, но охлаждащият вентилатор работи.	Задействана е защитата срещу прегряване.	Когато защитата срещу прегряване е активирана, вентилаторът продължава да работи. Не изключвайте уреда и го оставете да изстине за около 15 минути преди да продължите да го използвате. След 5 минути уредът се изключва автоматично. След това го оставете да изстине за 10 минути. Ако индикаторът "Готовност за импулс" все още не работи, когато поставите уреда върху кожата, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди на Philips или със сервизен център на Philips.

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторът "Готовност за импулс" свети продължително, но уредът не генерира импулс при натискане на бутона за импулс.	Уредът трябва да бъде нулиран.	За да нулирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако индикаторът "Готовност за импулс" свети продължително, но и сега не се генерира импулс при натискане на бутона за импулс, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Интензивност 1 продължава да мига и не мога да променя настройката.	Приставката за тяло не е поставена правилно върху уреда.	Поставете правилно приставката за тяло върху уреда.
Всички индикатори за интензивност се включват последователно.	Уредът трябва да бъде нулиран.	За да нулирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако и сега индикаторите за интензивност се включват последователно, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Всички индикатори за интензивност мигат едновременно.	Уредът е дефектен.	Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
От уреда се разнася странна миризма.	Приставката за тяло и/или филтърното стъкло са замърсени.	Почистване на приставката за тяло и прозорец за светлинния лъч внимателно. Ако не можете да почистите приставката правилно, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди на Philips или със сервизен център на Philips, за да подмените приставката за тяло.
	Не сте избърснали добре мястото, което искате да третирате.	Ако на мястото, което искате да третирате, има косъмчета, те може да изгорят, когато използвате уреда. В резултат на това се получава странна миризма. Избърснете добре областта за третиране преди да използвате уреда. Ако бръсненето води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте Lumea Essential на подходяща настройка.
	Съхранявали сте уреда на прашно място.	Почистете уреда и приставката за тяло (вижте глава "Почистване и поддръжка").

Проблем	Възможна причина	Решение
Кожата е по-чувствителна от обикновено по време на третирането.	Избраната интензивност на светлината е твърде висока.	Проверете таблицата за кожа/цвят на окосмяване преди всяка употреба, за да сте сигурни, че сте избрали правилна интензивност на светлината за всяка обработка. Ако е необходимо, изберете по-ниска степен на интензивност на светлината.
	Не сте избърснали местата, които ще третирате.	Преди да използвате уреда, избърснете местата за третиране. Ако бръсненето води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте Lumea Essential на подходяща настройка.
	Прозорецът за светлинния лъч е счупен.	Ако прозорецът за светлинния лъч е счупен, не използвайте уреда повече, за да избегнете риска от кожни реакции. Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди на Philips или със сервизен център на Philips.
Усещам недопустимо силна болка, когато използвам уреда.	Не сте избърснали местата, които ще третирате.	Преди да използвате уреда, избърснете местата за третиране. Ако бръсненето води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте Lumea Essential на подходяща настройка.
	Третирани сте област, за която уредът не е предназначен.	Не трябва да използвате уреда върху лицето, малките срамни устни, влагалището, ануса, зърната на гърдите и ареолите. Мъжете не трябва да го използват на лицето или скротума.
	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде висока за вас.	Намалете интензивността на светлината до ниво, което е комфортно за вас. Вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Интензивност на светлината".
	Прозорецът за светлинния лъч е счупен.	Ако прозорецът за светлинния лъч на приставката за тяло е счупен, спрете да използвате уреда с тази приставка. Обърнете се към вашия търговец на уреди или сервизен център на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители, за да подмените приставката.
	Уредът не е подходящ за вашето окосмяване или за цвета на кожата ви.	Не използвайте уреда, ако окосмяването на тялото ви е светлорусо, червено, сиво или бяло. Не използвайте уреда или ако имате тъмна кожа. Консултирайте се с таблицата за окосмяване и цвят на кожата в Ръководство за бърз старт.

Проблем	Възможна причина	Решение
Третираните области се зачервяват след процедурата.	Лекото зачервяване е безопасно и нормално и изчезва бързо.	Не се изисква никакво действие.
Реакцията на кожата след процедурата продължава по-дълго от обикновено.	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде висока за вас.	Изберете по-ниска степен на интензивност на светлината следващия път. Вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Интензивност на светлината". Ако реакцията на кожата продължи по-дълго от 3 дни, обърнете се към лекар.
Резултатите от премахването на окосмяването не са задоволителни.	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде ниска за вас.	Извършете на тест върху кожата, за да установите, дали можете да използвате по-висока интензивност на светлината (вижте глава "Използване на уреда", раздел "Първа употреба и тест върху кожата").
	Не сте направили достатъчно застъпвания, когато сте използвали уреда.	За добри резултати при премахване на окосмяването, трябва да има застъпвания, когато използвате уреда. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Следващо използване", стъпка 4.
	Не използвате уреда толкова често, колкото е препоръчително.	За успешно премахване на всички косми и за предотвратяване на последващо активиране на корена на косъма, процедурите трябва да се повтарят веднъж на всеки две седмици през първите два месеца. За да запазите кожата си гладка, ви съветваме да повтаряте третирането на всеки 4 до 6 седмици. Времето между третиранията може да варира в зависимост от индивидуалното повторно израстване на космите, а също и в различните части на тялото. Ако между процедурите порастват твърде много косми, скъсете отново интервала на третиране, но не третирайте никоя област по-често от веднъж на две седмици. Когато използвате уреда по-често, отколкото е препоръчително, не увеличавате ефикасността, но увеличавате риска от кожни реакции.
	Реагирате по-бавно на IPL третиране от средния потребител.	Продължавайте да използвате уреда за най-малко 6 месеца, като повторното окосмяване все още може да се намали в течение на този период. Също така вземете под внимание други решения на този проблем.
	Уредът не е подходящ за вашето окосмяване или за цвета на кожата ви.	Не използвайте уреда, ако окосмяването на тялото ви е светлорусо, червено, сиво или бяло. Не използвайте уреда или ако имате тъмна кожа. Консултирайте се с таблицата за окосмяване и цвят на кожата в Ръководство за бърз старт.

Проблем	Възможна причина	Решение
Космите поникват отново на някои места в третираните области.	Не сте направили достатъчно застъпвания, когато сте използвали уреда.	За добри резултати при премахване на окосмяването, трябва да има застъпвания, когато използвате уреда. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Следващо използване", стъпка 4.
	Космите поникват отново в резултат на нормалния цикъл на растеж на косъма.	Това е нормално. Космите поникват отново вследствие на нормалния цикъл на растежа им. Новопоникналите косми обаче са по-меки и по-тънки.
Уредът не работи.	Уредът е дефектен.	Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Valguspõhine karvaeemaldus on üks tõhusamaid viise soovimatute karvade töötlemisel ning kauakestvamate tulemuste saamisel. See erineb praegustest kodustest karvaeemaldusmeetoditest selle poolest, et vähendab märgatavalt karvade taaskasvu. Philips on koos juhtivate dermatoloogidega uurinud seda meetodit üle 15 aasta. Nüüd võite seda uuenduslikku tehnoloogiat kasutada mugavalt ja privaatsetl koduseinte vahel ja igal ajal.

Seade on spetsiaalselt välja töötatud ja optimeeritud kasutamiseks naistele, kuid seda võivad kasutada ka mehed.

Philips Lumea Essential võimaldab töödelda soovimatuid karvu keha nendes piirkondades, mis asuvad allpool kaela.

Philips Lumea Essential on mõeldud kasutamiseks vaid ühele inimesele.

Lisateabe saamiseks Philips Lumea Essentiali kohta vaadake veebilehte www.philips.com/lumea. Uuenduste nägemiseks kontrollige meie kodulehte regulaarselt.

Eelised

See seade pakub järgmisi eeliseid:

kodus kasutamiseks mõeldud intensiivsete valgusimpulsside (Intense Pulsed Light, IPL) tehnoloogia.

Philips Lumea Essential kasutab valguspõhist tehnoloogiat ehk intensiivseid valgusimpulsse (IPL). IPLi kasutatakse karvade eemaldamiseks ka professionaalsel iluturul ning see on olnud kasutusel viimased viisteist aastat. Nüüd toob Philips Lumea Essential selle uuendusliku tehnoloogia teile mugavalt koju.

Karvade taaskasvamise ärahoidmine igapäevase sileduse tagamiseks

See meetod hoiab kaukestvalt ära karvade taaskasvamise ja tagab siidsileda naha. Meie uuringutest nähtub, et karvad vähenevad märgatavalt juba pärast kahte töötlust. Parimad tulemused saavutati tavaliselt pärast nelja–viit töötlust. Karvade tiheduse vähenemine on nähtav kord korralt. See, kui kiiresti on mõju näha ja kui kaua tulemused püsivad, on inimeseti erinev. Lisateabe saamiseks vaadake peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi?”.

Õrn töötlemine, isegi tundlikes kehapiirkondades





Tõhusaks ja õrnaks naha töötlemiseks isegi tundlikes nahapiirkondades on Philips Lumea Essential valmistatud tihedas koostöös juhtivate dermatoloogidega.

Varuosi ei lähe vaja, puuduvad varjatud kulud

Philips Lumea Essential on varustatud suure jõudlusega lambiga. See lamp võib tekitada üle 100 000 sähvutuse ja peaks võimaldama teil püsivalt säilitada tulemusi kauem kui viie aasta jooksul,* säästes samal ajal raha kallite asenduslampide pealt.

* Lähtudes tavakasutuse stsenaariumist ja soovitatud ühe kasutaja töötlusviisist.

Kuidas toimib Philipsi intensiivsete valgusimpulsside tehnoloogia?



Karvade kasvamine

Karvakasvu kiirus on igal inimesel erinev ning sõltub vanusest, ainevahetusest ja muudest teguritest. Tavaliselt kasvavad kõigi karvad kolmes etapis.

1 Kasvufaas (anageeni faas)

Karvad kasvavad aktiivselt juurtest. Sel etapil on melaniini sisaldus suurim. Melaniin vastutab karvade pigmentatsiooni eest. Samuti määrab melaniini sisaldus Intense Pulsed Light tehnoloogia tõhususe. Ainult kasvuetapil olevad karvad on valgusega töötlemisele vastuvõtlikud.

2 Taandarengu faas (katageeni faas)

Karvakasv peatub ja juur tõmbub enne karva väljalangemist kokku.

3 Puhkefaas (telogeeni faas)

Vanad karvad eralduvad karvanääpsust ja langevad välja. Karvanääps jääb puhkefaasi seni, kuni bioloogiline kell annab märku, millal jälle aktiivseks muutuda ja uus karv kasvatada.

Tööpõhimõte

- Seade toimib nahaaluste karvade ja juurte kuumutamise teel. Karvas ja karvajuures olev melaniin absorbeerib tekitatud valgusimpulsid. Mida tumedam on karva värvus, seda suuremat valgust absorbeeritakse. Selle toiminguga stimuleeritakse karva puhkefaasi minekut.
- Töötluste vahel langevad karvad loomulikult teel välja ja karvakasv pidurdub. Karvade väljalangemiseks võib kuluda üks või kaks nädalat.

- Optimaalset karvaeemaldust ei ole võimalik saavutada ühe seansiga, sest valgusega töötlemisele on vastuvõtlikud vaid kasvufaasis olevad karvad. Tavaliselt on töötlemise ajal töödeldavas piirkonnas erinevas karvakasvu tsüklis olevad karvad. Kõikide karvade tõhusaks töötlemiseks peate töötlust esimese kahe kuu jooksul kordama iga kahe nädala tagant.

Sisesehitatud optiline filter tagab, et UV-kiirgus ei jõua nahale ja garanteerib, et seade on nahale ohutu.

Üldine kirjeldus (Jn 5)

- 1 Valgustugevuse märgutuled (1-5)
 - 2 Nupp on/off (sisse/välja)
 - 3 Välgutivalmiduse nupp
 - 4 Õhuavad
 - 5 Seadme pesa
 - 6 Välguti nupp
 - 7 Elektrooniliste kontaktide avad
 - 8 Integreeritud UV-filtriga valguskiirguse väljundaken
 - 9 Elektrikoonilised kontaktid
 - 10 Kehakarvade eemaldamise tarvik (sobib kõigi kaelast allapoole jäävate kehapiirkondade jaoks)
 - 11 Metallist raam kehakarvade eemaldamise tarviku sees
 - 12 Integreeritud ohutussüsteem
 - 13 Adapter
 - 14 Väike pistik
 - 15 Kott
- Komplekti kuulub ka puhastuslapp

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht



- Vee ja elektriseadmete koos kasutamine on hädaohtlik! Ärge kasutage seadet niiskes keskkonnas (nt veega täidetud vanni või ujumisbasseini või voolava duši läheduses).
- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Kui seade on katki, ärge katsuge elektrilöögi vältimiseks ühtegi sisemist osa.
- Ärge sisestage seadmesse võõrkehi.

Hoiatus

- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Seade pole mõeldud alla 15-aastastele lastele. 15–18-aastased teismelised võivad kasutada seadet lapsevanema või nende eest vanemliku vastutuse kandja nõusolekul ja/või abil. Täiskasvanud alates 19. eluaastast võivad seadet vabalt kasutada.
- Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet või adapterit.
- Adapteris on muundur. Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu vältimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Ärge kasutage seadet kui valguskiirguse väljundakna klaas on katki.

Kahjustuste ärahoidmiseks:

- veenduge, et õhuvool läbi ventilatsioonivade poleks takistatud,
- ärge kunagi seadet kõvasti pöörutage, raputage ega maha pillake.
- Seadme viimisel väga külmast keskkonnast väga sooja keskkonda või vastupidi oodake enne selle kasutamist umbes kolm tundi.
- Hoidke seadet komplekti kuuluvas kotis, siis ei muutu see tolmuseks.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelvalveta. Pärast kasutamist lülitage seade alati välja.
- Kahjustuste vältimiseks ärge jätke seadet mitmeks tunniks otseste päikesekiirte või UV-kiirguse kätte.
- Ärge väljutage ühegi muu pinna vastu peale naha. See võib kehakarvade eemaldamise tarvikut ja/või valguskiirguse väljundakent tõsiselt kahjustada. Väljutage ainult siis, kui seade on nahaga kontaktis.

Ettevaatust

- Ärge kasutage seadet silmade ümbruses ega kulmude läheduses, et silmi ei kahjustataks.
- Kasutage seadet üksnes teie nahatüübile sobivate seadistustega (vt peatüki "Kasutamiseks valmistumine" olevat tabelit "Soovitavad valgustugevused"). Soovitatust suuremate seadistuste kasutamine võib suurendada nahareaktsioonide ja kõrvaltoimete ohtu.
- Seade on ette nähtud kaelast allpool kasvavate soovimatute kehakarvade eemaldamiseks. Ärge kasutage seadet muul eesmärgil.
- Veenduge, et nahk töödeldavas piirkonnas on puhas ja kuiv ning et see oleks kreemidest, emulsioonidest ja muudest kosmeetikatoodetest puhas. Kui nahk ei ole puhtas ja kuiv, ei pruugi sisseehitatud ohutussüsteem töötada nii nagu ette nähtud, ning seade ei pruugi väljutada või võib väljutada kogemata.

Et mitte ohtu seada Philips Lumea Essentiali tööiga, pidage meeles järgmist.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus ümbritsev õhutemperatuur on alla 15 °C või üle 35 °C.
- Seadmel on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse. Kui seade on ülekuumenenud, siis selle valguti ei tööta. Ärge lülitage seadet välja, vaid laske enne protseduuri jätkamist sel umbes 15 minutit jahtuda. 5 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja. Seejärel laske sellel veel 10 minutit jahtuda.
- Kontrollimiseks või parandamiseks tuleb seade alati viia Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljaõppimata isiku poolt parandatud seade võib seadme kasutajat ohustada.
- Ärge kasutage seadet juhul, kui jaotises „Vastunäidustused” nimetatud juhud kehtivad teie kohta.

Elektromagnetväljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Vastunäidustused

Kellele EI sobi Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential ei ole mõeldud kõigile. Kui teie puhul peab paika mõni järgnevatest asjadest, siis **ei** sobi seade teile kasutamiseks!

Ärge kasutage seadet, kui olete rase või toidate last rinnaga.

Philips Lumea Essentiali ei ole katsetanud lapseootel naised, seega soovitage teil seadet mitte kasutada, kui olete rase või toidate last rinnaga. Hormonaalsed muutused võivad suurendada naha tundlikkust ja nahavigastuste ohtu.

Ärge kasutage seadet, kui teil on ebasobiv naha- ja/või karvade värvus, s.t:

- kui teie nahatüüp on V (teil esineb harva päikesepõletust, te päevitute väga tõmmuks ja teie naha värvus on väga tume) või kui teie nahatüüp on VI (teil esineb harva või peaaegu üldse mitte päikesepõletust, te päevitute väga tõmmuks ning teie naha värvus on pruunikasmust või tumedam). Sel juhul on teil Philips Lumea Essentiali kasutamisel suur oht selliste nahareaktsioonide nagu värvuse muutused, tugev punetus või põletus tekkeks. Vt ka peatüki „Seadme kasutamine“ jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid“ ning tutvuge kiirjuhendis toodud soovitatavate valgustugevuste tabeliga.
- kui teie karvade loomulik värvus töödeldavas piirkonnas on heleblond, valge, hall või punane. Töötlemine ei ole tõhus.

Ärge kasutage seadet, kui teil esineb mõni allpool nimetatud haigustest, s.t:

- kui teil on nahahaigus, nt aktiivfaasis nahavähk, teil on esinenud nahavähki või muud lokaliseerunud vähki töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on olnud vähieelseid kahjustusi või mitmeid ebatüüpilisi sünnimärke töödeldavas piirkonnas;
- kui teil on esinenud kollageensed häired, k.a keloidsed armistused või halvasti ravitud haavad;
- kui teil on olnud vaskulaarsed häired, nt töödeldavas piirkonnas on varikoossed veenid või veresoonte laiendid;
- kui teie nahk on valgusele tundlik ning tekib kergesti lööve või allergiline reaktsioon;
- kui teil on töödeldavas piirkonnas infektsioonid, ekseemid, põletused, karvanääpsupõletik, lahtised rebendid, marrastused, lihtherpesviirus, haavad või nahakahjustused ja hematoomid;
- kui teile on töödeldavas piirkonnas teostatud lõikus;
- kui põete valgusähhvatustele tundlikku epilepsiat;
- kui teil on diabeet, erütematoosne luupus, porfüüria või ummistumise tõttu tekkinud südamepuudulikkus;
- kui teil esineb hüübimishäireid;
- kui teil on esinenud immunosupressiivset haigust (sh HIV-nakkust või AIDSi).

Ärge kasutage seadet, kui võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest, s.t:

- kui teie nahka ravitakse praegu või on hiljuti ravitud alfa-hüdroksühapetega (AHA-d), beeta-hüdroksühapetega (BHA-d), paikse isotretinoiini ja aselaiinhapetega;
- kui olete viimase kuue jooksul manustanud isotretinoiini Accutane® või Roaccutane® mis tahes kujul. Selline ravi muudab naha vastuvõtlikumaks rebenditele, haavanditele ja ärritustele;
- kui kasutate valuvaigisteid, mis vähendavad naha kuumustundlikkust;
- kui võtate fotosensitiivsust põhjustavaid aineid või ravimeid, vaadake ravimi pakendivahелеhte ja ärge kasutage seadet, kui on kirjas, et see võib põhjustada fotoallergilisi või fototoksilisi reaktsioone või et peate hoiduma päikese eest ravimi võtmise ajal;
- kui võtate vere hüübimisvastaseid ravimeid, k.a suures koguses aspiriini viisil, mis välistab töötlemiseelse 1-nädalase kasutamise lõpetamise;
- kui võtate immunosupressiivseid ravimeid.

Ärge kasutage seadet järgmistes piirkondades:

- näol.
- nibudel, nibu ümbritseval tumedal alal, väikestel häbememokkadel, tupe ja päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sisemuses; (vt peatüki "Seadme kasutamine" lõiku "Seadme kasutamine bikiniipiirkonnas".)
- mehed ei tohi seda kasutada munandikottidel ja näol;
- ükskõik millise kunstliku moodustise kohal, nt silikoonimplantaatide, stimulaatorite, nahaaluste süstimiskohtade (insuliinidosaatorite) või kehaaugustuste kohal;
- sünnimärkidel, tedretähnil, suurtel soontel, tumedaks pigmenteerunud aladel, armidel, nahaanomaalialtel ilma arstiga nõu pidamata. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi, mis muudab võimalike nahahaiguste (nt nahavähk) kindlakstegemise raskemaks;
- tüügastel, tätoveeringutel või püsimeigil. See võib põhjustada põletusi ja nahavärvi muutusi (hüpopigmentatsiooni või hüperpigmentatsiooni);
- piirkondadel, kus kasutate pikatoimelisi deodorante. See võib tekitada nahareaktsioone. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Ärge kasutage seadet päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud (viimase kahe nädala jooksul) või võltspäevitunud nahal;

- igasugune päevitamine võib mõjutada töötamise ohutust. See kehtib nii loomuliku päikesevalguse kui ka kunstpäevituse meetodite kohta, nt päevituspiimad, päevitusseadmed jne. Kui olete päevitunud või plaanite päevitada, vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Päevitusnõuanne”.

Märkus. See loetelu pole ammendav. Kui te pole kindel, kas võite seadet kasutada, soovime nõu pidada arstiga.



Kasutamiseks valmistumine

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks valmistage allkirjeldatud viisil ette piirkonnad, kus kavatsete seadet kasutada.

Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine

1 Raseerige töödeldavaid piirkondi nii kaua, kuni toimub karvade taaskasv.

Märkus. Ärge kasutage raseerimise asemel depileerivaid kreeme.

Märkus. Kui teie viimase epilatsioonimeetodiga kaasnes karvade eemaldamine juurtega (nt epileerimine), saate protseduuriga kohe alustada. Sellisel juhul soovitage teil parima tulemuse saavutamiseks protseduuride vahel end raseerida.

Juhime tähelepanu, et raseerimata või ebasobivalt raseeritud piirkondade töötlemisel esineb mitu soovimatut mõju:

- juhulike karvade ja mustuse tõttu võivad valguskiirguse väljundaken ja otsak määrdua. Määrduvad valguskiirguse väljundaken ja otsakud võivad vähendada seadme tööiga ja tõhusust. Peale selle võib valguskiirguse väljundakna määrdumine muuta töötlemise valulikuks või põhjustada nahareaktsioone, nt punetus ja värvuse muutus.
- Nahal olevad karvad võivad kõrbeda, millega võib kaasneda ebameeldiv lõhn.

2 Puhastage oma nahk ja veenduge, et see on karvutu, täiesti kuiv ning vaba õlistest ainetest (nt deodorantide, ihupiimade, parfüümide, pruunistavate kreemide ja päevituskreemide jääkidest).

3 Kontrollige, et seadmes, eriti valguskiirguse väljundaknas ja otsakul, ei oleks takerdunud karvu, tolmu ega kiude. Kui täheldate määrdumist, puhastage seade vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus” toodud juhistele.

Kui raseerimisel tekivad haavad või nahakahjustused, võib teie nahk olla IPL-protseduurile tundlikum kui teised. See võib tuua kaasa ebamugavustunde või muud soovimatud kõrvalmõjud. Soovitame enne edasist kasutamist oodata nahaärrituse kadumise.

4 Kui karvade taaskasv lakkab, mis tavaliselt juhtub pärast 4–5 seansi, ei pea te end enam enne seadme kasutamist raseerima.

Valgustugevus

Erinevalt professionaalsetest valguspõhistest seadmetest on Philips Lumea Essential välja töötatud kasutamiseks kodutarbijatele ja selle tekitatud valgusimpulsid on õrnemad. Seeläbi pakutakse teile **mugavat** ja **tõhusat** töötlust teile sobiva valgustugevusega.


Philips Lumea Essentialil on viis erinevat valgustugevuse seadet. Seadistage valgustugevust vastavalt oma naha ja kehakarvade värvusele ning teile mugavale tasemele.

Alltoodud soovitatavate valgustugevustega tabel aitab teil kindlaks teha õiget valgustugevust.

1 Vaadake alltoodud tabelit oma naha ja kehakarvade värvusele kõige sobivama valgustugevuse kindlakstegemiseks.

Nõuanne. Võite võtta kiirjuhendis oleva tabeli ja võrrelda sellel toodud värve oma naha värvusega.

Nõuanne. Soovitame kiirjuhend kaasasolevas kotis edaspidiseks alles hoida.



2 Vähendage valgustugevust, kui tunnete valu või ebamugavust.

tumedama nahaga inimestel on suurem nahaärrituse oht, sest nende nahk neelab rohkem valgust. Seega soovitatakse tumedama nahaga inimestele väiksemate valgustugevuste kasutamist.

Valgusimpulss võib tunduda nahal soe või kuum, kuid ei tohiks kunagi olla valulik. Erinevad kehapiirkonnad võivad vajada erinevaid valgustugevusi (vt tabel allpool). Nahareaktsioonide ärahoidmise kohta vaadake teavet peatüki „Seadme kasutamine” jaotises „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Soovitavad valgustugevused (1-5)

Alltoodud tabelis tähendab x seda, et teile seade ei sobi.

Märkus. Teie nahk võib muuta värvi, näiteks seetõttu, et teie nahk on päevitunud. Seejärel võib see olla tumedam kui eelmise töötamise ajal. Seetõttu on oluline, et te kontrolliksite enne iga töötlust ja enne uue ala töötlemist seadeid. Mõned piirkonnad võivad olla teistest tumedamad.

Kehakarvade värvus:

tumeb blond / helepruun / valge / hall / punane / pruun / tumepruun / must / heleblond

Naha värvus ja omadused:

valge (alati esinev päikesepõletus, ei päevitu),	4/5	×
beež (kerge päikesepõletus, minimaalselt päevituv),	4/5	×
helepruun (vahel esinev päikesepõletus, hästi päevituv),	4/5	×
keskmiselt pruun (harvaesinev päikesepõletus, kiiresti ja hästi päevituv),	1/2/3	×
tumepruun (harvaesinev päikesepõletus, väga hästi päevituv),	×	×
pruunikasmust ja tumedam (päikesepõletust esineb harva või peaaegu üldse mitte, päevitub väga tõmmuks).	×	×

Tähtis

Selle kontrollimiseks, kas Philips Lumea Essential teile sobib, vaadake peatüki „Kellele Philips Lumea Essential ei sobi?”.

Päevitusnõuanne

- **Kui kasutate Philips Lumea Essentiali regulaarselt (iga kahe nädala järel), vältige päevitamist.**

Päevitamine võib põhjustada naha tumenemist (päevitumist) või päikesepõletust (naha punetust). Philips Lumea Essentiali kasutamine tumenenud (päevitunud) ja/või põlenud nahal suurendab kahjulikke kõrvaltoimeid ja nahareaktsioone. Vt peatüki “Seadme kasutamine” jaotist “Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.



- **Kokkupuude päikesega enne töötlust: oodake 2 nädalat ja tehke nahaproov.**

Pärast päevitamist oodake enne seadme kasutamist vähemalt 2 nädalat. Tehke töödeldavas piirkonnas nahaproov (vt peatüki „Seadme kasutamine” jaotis „Esmakordne kasutamine ja nahaproov”), et teha kindlaks sobiv valgustugevus. Selle tegemata jätmisel tekib oht nahareaktsioonide tekkeks pärast Philips Lumea Essentialiga töötlemist.

- **Kokkupuude päikesega pärast töötlust: Oodake 48 tundi enne kui lasete nahal päevitada pärast töötlust Philips Lumea Essentialiga.**

Oodake vähemalt 48 tundi pärast töötlust, enne kui töödeldud piirkonnad päikesega kokku puutuvad. Isegi 48 tunni möödudes veenduge, et töödeldud nahal ei esine enam töötlustest tingitud punetust, enne kui lasete sel päikesega kokku puutuda. Välja päikese kätte minnes katke töödeldud piirkonnad kinni või kasutage kahe nädala jooksul pärast töötlust päikesekaitsekreemi (SPF 30+). Töödeldud piirkondade kokkupuude päikesevalgusega ilma kaitseta kohe pärast töötlust võib suurendada kahjulike kõrvaltoimete ja nahareaktsioonide ohtu. Vt peatükis „Seadme kasutamine” jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

- **Pruunistamine kunstvalguse käes**

Järgige eespool olevates punktides „Kokkupuude päikesega enne töötlust” ja „Kokkupuude päikesega pärast töötlust” toodud juhiseid.

- **Pruunistamine kreemide abil**

Kui olete kasutanud pruunistavat ihupiima, oodake enne Philips Lumea Essentiali kasutamist, kuni kunstpäevitus on täielikult kadunud.

Märkus. Lisateavet soovimatute nahareaktsioonide kohta saate peatüki „Seadme kasutamine” jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

Seadme kasutamine

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevus” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, milline valgustugevus sobib teie naha ja kehakarvade värvusega kõige paremini. Raseerige enne seadme kasutamist töödeldav piirkond (vt peatükis „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Töödeldavate piirkondade ettevalmistamine”).


Kui töötlemine muutub mingil ajahetkel valusaks, vähendage valgustugevuse seadistust, kuni töötlus on jälle mugav. Kui märkate, et nahareaktsioonid on kergest punetusest tugevamad, lõpetage kohe töötlemine ja lugege käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.


Esmakordne kasutamine ja nahaproov

Kui kasutate seadet esmakordselt, soovime teostada nahaproovi **igal** töödeldaval piirkonnal, et kontrollida teie naha reaktsiooni töötlusele ning harjuda valguspõhise töötlemisega.


- 1 Valige töödeldavale piirkonnale lähedal olev piirkond.
- 2 Sisestage seadme väike pistik seadme pistikupessa ja lükake adapter seinakontakti.

Märkus. Veenduge, et kehakarvade eemaldamise otsak on seadme küljes.






- 3** Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu.



- Valgustugevuse 1. taseme tuli süttib.


Märkus. Seade valib automaatselt madalaima valgustugevuse. Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotist „Valgustugevus”, et teha kindlaks sobiv valgustugevus.

- 4** Valgustugevuse reguleerimiseks vajutage sisse/välja nupule üks või mitu korda, kuni olete saavutanud vajaliku seadistuse. Vastava taseme valgustugevuse märgutuli süttib.




- 5** Asetage seade 90-kraadise nurga all vastu nahka, nii et kehakarvade eemaldamise tarvik on nahaga kontaktis.

Nõuanne. Kasutamise hõlbustamiseks pingutage nahka, kust soovite karvu eemaldada.



- Seadme tagaosas olev välgutivalmiduse märgutuli hakkab vilkuma, andes märku, et seade on valmis välgutisähvatust vabastama.
 ► Kui seade on valmis välgutisähvatuse vabastamiseks, hakkab välgutivalmiduse märgutuli roheliselt põlema.



- 6** Välgutisähvatuse vabastamiseks vajutage välguti nuppu.

*Märkus. Seadme tekitatud nähtav valgus on välgutisähvatuse peegeldus nahalt ja on silmadele kahjutu. Kasutamise ajal pole kaitseprillide kandmine kohustuslik. Kasutage seadet **häästivalgustatud** ruumis; see vähendab välgutisähvatuse tajutatavat eredust.*

- 7** Vabastage välgutisähvatuse nupp, kui seadmes on toimunud välgatus.

- 8** Libistage seadet mööda nahka järgmisesse töödeldavasse piirkonda. Niikaua, kui see tundub mugav (mitte valus), suurendage seadistust ühe taseme võrra teie nahatüübile soovitatava vahemiku piires ning rakendage üht välgutisähvatust iga seadistuse puhul. Ärge rakendage rohkem kui üht välgutisähvatust samasse kohta.

- 9 Pärast töötlemise lõpetamist vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda seadme välja lülitamiseks all 2 sekundit.
- 10 Nahaproovi järel oodake 24 tundi ja kontrollige, kas nahal ei tekkinud mingit reaktsiooni. Kui nahal tekib reaktsioon, valige järgnevas kasutamiseks kõrgeim seadistus, millega ei kaasnenud ühtki nahareaktsiooni.

Järgnev kasutamine

- 1 Puhastage enne iga töötlust Philips Lumea Essential otsak, valguskiirguse väljundaken ja otsaku sees olev metallraam. Lisateavet leiate peatükist „Puhastamine ja hooldus”.
- 2 Iga töötluse alguses valige väga ettevaatlikult valgustugevus vastavalt oma naha tundlikkusele ja sellele, kui mugav töötlemine tundub. Vt jaotist “Soovitavad valgustugevused”, et valida oma nahatüübi ja kehakarvade tooni kombinatsiooni jaoks õige seade.

Märkus. Teie nahk võib reageerida erinevatel päevadel / olukordades erinevalt mitmel põhjusel. Vt lisateavet käesoleva peatüki jaotisest „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”.

- 3 Järgige eelmises jaotises (“Esmakordne kasutamine ja nahaproov”) kirjeldatud samme 2-6 .


Märkus. On normaalne, et seade ja kehakarvade eemaldamise otsak lähevad kasutamise ajal soojaks.

- 4 Libistage seadet mööda nahka järgmisesse piirkonda ja korrake jaotises “Esmakordne kasutamine ja nahaproov” kirjeldatud samme 5 ja 6. Pärast igat välgatust kulub kuni 3,5 sekundit enna, kuni seade on taas valmis uuesti vilkuma. Seadme tagaosas olev välgutivalmiduse märgutuli hakkab uuesti vilkuma, näitades, et see laeb. Oodake enne jätkamist, kuni see märgutuli põleb pidevalt.

Nõuanne mudelile SC1992: Mudelil SC1992 on “libista ja välguta” funktsioon: tõhusamaks töötuseks hoidke välguti nuppu all, kui libistate seadet mööda nahka.

Ärge töödelge ühe seansi ajal sama kohta mitu korda. See ei paranda töötluse efektiivsust, aga suurendab nahareaktsioonide tekkevõimalust.

- 5 Töötlemata alade vältimiseks veenduge, et välgatused tehtaks üksteise lähedal. Efektiivne välgutisähvatus väljub ainult valguskiirguse väljumise aknast. Veenduge alati, et te ei kasutaks igal alal rohkem kui ühte välgutisähvatus.
- 6 Pärast töötlemise lõpetamist vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu ja hoidke seda seadme välja lülitamiseks all 2 sekundit.
- 7 Kontrollige, ega valguskiirguse väljundaknas ja kehakarvade eemaldamise otsakul pole karvu ja tolmu, ning puhastage seadet pärast kasutamist (vt peatükk „Puhastamine ja hooldus”).



Näpunäiteid

Kuidas saavutada optimaalseid tulemusi

- On normaalne, et karvad on pärast paari esimest töötlust ikka nähtavad (lisateavet leiате peatüki „Sissejuhatus” jaotisest „Tööpõhimõte”).
- Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvanääpsu taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlust esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrata. Seejärel peaks teie nahk olema sile ja karvavaba. Jaotises „Hooldusetapp” saate teada, kuidas neid tulemusi hoida.

Hooldusetapp

- Selle tagamiseks, et teie nahk püsib sile ja karvavaba, soovime töötlust korrata iga nelja kuni kuue nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te tõhusust, vaid suurendate nahareaktsioonide ohtu.

Juhtnöörid töötlemiseks

Keskmine töötlemisaeg

Piirkond	Ligikaudne töötlemisaeg
Kaenlaalused	1 minut kaenlaaluse kohta
Bikiinipiire	1 minut kummalgi poolel
Kogu bikiinipiirkond	4 minutit
Ühe jala alumine osa	8 minutit
Kogu jalg	14 minutit

Märkus. Eespool toodud keskmisi töötlemisaegu on järgitud uuringute ja katsete käigus. Individuaalsed töötlemisajad võivad inimeseti olla erinevad.

Töödeldavad piirkonnad


Seade on mõeldud soovimatute karvade eemaldamiseks kaenlaalustest, kätelt, kõhult, bikiinipiirkonnast ja jalgadelt. Seadet ei tohiks kasutada näol.

Seadme kasutamine säärtel

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevus” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie säärtelga.

- Võite liigutada seadet jalal üles ja alla või risti üle selle, kuidas iganes teile mugavam on. Selleks, et seade püsiks täielikult vastu nahka ja võite selle asetada oma nahale ka külgsuunas ja liigutada seda nii.

Märkus. Kondised piirkonnad, nt sääre- ja pahklud, on tundlikumad kui muud kehapiirkonnad. Kui surute kehakarvade eemaldamise otsakut tugevalt nende piirkondade vastu, võib nahk olla vastuvõtlikum nahareaktsioonidele, nt nahaärritus ja punetus. Vt käesoleva peatüki jaotist „Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid”. Vajutage otsak naha vastu vaid nii tugevalt, et süttiks välgutalmiduse tuli, kuid mitte kõvemini.



Seadme kasutamine bikiniipiirkonnas

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevus” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie bikiniipiirkonnaga. Põhimõtteliselt on Philips Lumea Essential piisavalt ohutu ja õrn kogu bikiniipiirkonna töötlemiseks (nt Brasiilia või Hollywoodi stiilis). Kasutage tumedamal pigmenteerunud, tundlikumal bikiniipiirkonna nahal madalat seadistust. Ärge kasutage seadet väikestel häbememokkadel, tupe ega päraku piirkonnas. Mehed, kes soovivad töödelda oma kubemepiirkonda, ei tohiks seadet kasutada munandikottidel.


Märkus. Hügieenilistel põhjustel puhastage otsak alati enne muu kehapiirkonna töötlemist.(vt peatükk “Puhastamine ja hooldus”).

Seadme kasutamine kaenla all

Vaadake peatüki „Kasutamiseks valmistumine” jaotises „Valgustugevuse seadistamine” olevat soovitatavate valgustugevuste tabelit, et kindlaks teha, millised seadistused sobivad teie kaenlaalustega. Kindlasti eemaldage kaenlaalustelt enne töötlemist deodorant, lõhnaõli, kreem või muu nahahooldustoode.

Nõuanne. Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kaenlaalustel seiske peegli ees, et oleks hea vaade töödeldavale piirkonnale ja välgutivalmiduse märgutulele. Tõstke käsivars üles ja asetage käsi kaela tagaküljele, et kaenlaaluste nahk oleks pingul.

Märkus. Peegeldunud valgus ei kahjusta teie silmi. Kui hajutatud valgus on ebameeldiv, sulgege välgutisähvatuuse vabastamisel silmad.



Võimalikud kõrvaltoimed ja nahareaktsioonid

Levinud nahareaktsioonid:

- teie nahk võib veidi punetada ja/või kipitada, kihededa või tunduda soojana. See reaktsioon on täiesti loomulik ja kaob varsti;
- töödeldud piirkonnas võib esineda lühiajaliselt päikesepõletusele sarnanev nahareaktsioon. Kui see ei kao kolme päeva jooksul, soovitage konsulteerida arstiga;
- raseerimise ja kerge töötamise tõttu võib nahk muutuda kuivaks ja tekkida sügelus. See on ohutu ja kaob paari päeva jooksul. Võite piirkonda jääpakikese või märja käterätiga jahutada. Kui kuivus püsib, võite määrada töödeldud piirkonnale lõhnastamata niisutuskreemi 24 tundi pärast töötlust.

Harvad kõrvaltoimed:

- põletused, liigne punetus ja paistetus: neid reaktsioone esineb väga harva ja need on tingitud teie naha värvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Kui need reaktsioonid ei kao kolme päeva jooksul, soovitage konsulteerida arstiga. Oodake järgmise töötusega, kuni nahk on täielikult paranenud ja veenduge, et kasutate madalamat valgustugevust;

- nahavärvuse muutumine: seda esineb väga harva. Naha värvuse muutus avaldub ümbritsevast piirkonnast tumedama või heledama laiguna. See on tingitud teie nahavärvusele liiga kõrge valgustugevuse kasutamisest. Harvadel juhtudel (tavaliselt liiga suure valgustugevuse või liialt tumeda naha tõttu) võib pigmentimuutus püsida tavalisest kauem. Kõik värvuse muutused kaovad lõpuks. Ärge töödelge värvust muutnud piirkondi, kuni värvuse muutus on kadunud ja on taastunud naha normaalne värvus;
- nahainfektsioon ja -põletik: seda esineb väga harva ja seda võib põhjustada seadme kasutamine raseerimisest tingitud haavadel või sisselõigetel, juba olemasolevatel haavadel või sissekasvanud karvadel;
- liigne valu: seda võib esineda töötamise ajal või pärast seda, kui kasutasite seadet raseerimata nahal, kui kasutasite seadet teie nahavärvuse jaoks liiga kõrge valgustugevuse juures, kui rakendasite välguisähvatust samas piirkonnas rohkem kui korra ja kui kasutasite seadet lahtistel haavadel, põletike ja infektsioonide piirkonnas, tätoveeringutel, põletushaavadel jne. Lisateavet saate peatüki „Tähtis“ jaotisest „Vastunäidustused“.

Pärast kasutamist

- Ärge kasutage lõhnastatud kosmeetikavahendeid töödeldud piirkondades kohe pärast töötlust.
- Ärge kasutage deodoranti kohe pärast kaenlaaluste töötlust. Oodake, kuni naha punetus on täielikult kadunud.
- Päikesega kokkupuute ja kunstpäevituse kohta leiate teavet peatüki „Kasutuseks valmistumine“ jaotisest „Päevitusõuanne“.

Puhastamine ja hooldus

Optimaalsete tulemuste ja seadme pika tööea tagamiseks puhastage seadet enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal. Seadme tõhusus väheneb, kui seda ei puhastata korralikult.

ärge kunagi puhastage seadet ja selle osasid kraani all või nõudepesumasinas.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega sööbivaid vedelikke, nagu bensiin või atsetoon.

Ärge kriimustage valguskiirguse väljundakent või kehakarvade eemaldamise otsaku sees olevat metallraami.


Märkus. Lõpetage seadme kasutamine, kui valguskiirguse väljundakent või otsakut pole enam võimalik puhastada.


- 1** Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist välja ja laske sel jahtuda.

Märkus. Valguskiirguse väljundaken läheb kasutamise ajal kuumaks. Laske sel kindlasti enne puhastamist jahtuda.

- 2** Kehakarvade eemaldamise otsaku eemaldamiseks võtke kinni üla- ja alaservas olevast eendist ning tõmmake õrnalt.

- 3** Vajaduse korral puhastage seadet väljastpoolt seadmega kaasasoleva pehme puhastuslapiga.





4 Niisutage seadmega kaasasolevat pehmet lappi väheses vees ja kasutage seda järgmiste osade puhastamiseks:

- valguskiirguse väljundaken;
- kehakarvade eemaldamise otsaku välispind;
- kehakarvade eemaldamise otsaku sees olev metallraam.

Kontrollige, et elektroonilised kontaktid ei saaks märjaks.

Märkus. Kui vesi ei puhasta tõhusalt, kasutage paari tilka kanget alkoholi eespool nimetatud osade puhastamiseks.

Märkus. Puhastage seadet kindlasti enne ja pärast iga kasutuskorda ning vajaduse korral ka töötlemise ajal vastavalt käesoleva jaotise juhiste.

Hoiundamine

- 1 Lülitage seade välja, tõmmake selle toitejuhe seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- 2 Enne hoiustamist puhastage seade.
- 3 Hoidke seadet kaasasolevas kotis temperatuurivahemikus $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Nõuanne. Soovitame kirjjuhend kaasasolevas kotis edaspidiseks alles hoida.

Tarvikute tellimine

Tarvikute või varuosade ostmiseks külastage veebilehte **www.shop.philips.com/service** või pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole. Võite samuti ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (vt kontaktandmeid üleilmselt garantiilehelt).

Varuosad

Saadaval on järgmised varuosad:

- Kehakarvade eemaldamise tarvik
- Adapter
- Puhastuslapp
- Kott

Keskkond



- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmeprügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitate hoida loodust.

Garantii ja tugi

Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Tehniline spetsifikatsioon

Mudelitel SC1992 ja SC1991

Nimipinge	100-240 V
Nimisagedus	50-60 Hz
Nimisisendvõimsus	24 W
Elektrilöögikaitse	Klass II□
Kaitsetegur	IP 30 (EN 60529)
Kasutustingimused	Temperatuur: +15 °C kuni +35 °C Suhteline niiskus: 30–95%
Hoiustamistingimused	Temperatuur: -20 °C kuni +70 °C Suhteline niiskus: 5-95%
Kehaotsaku spekter	> 500 nm

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis seadmega juhtuda võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Adapter/seade läheb laadimise ajal kuumaks.	See on normaalne.	Teha pole midagi vaja.
Ma lülitasin seadme sisse, kuid ei saa valgustugevust suurendada ega vähendada.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui te ikka ei saa valgustugevust muuta, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Pannes seadme nahale, ei lähe välgutivalmiduse märgutuli põlema.	Te ei ole seadet õigesti naha vastu pannud.	Asetage seade 90-kraadise nurga all vastu nahka, nii et sisseehitatud ohutussüsteemi kõik neli külge puudutavad nahka. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli süttib põlema ja vajutage välguti nappu.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
		Kui see ei tööta, siis asetage seade vastu oma keha sellist osa, kus oleks kerge kindlaks teha, kas seade on nahaga täielikus kontaktis, nt käe alaosal. Seejärel kontrollige, kas välgutivalmiduse märgutuli põleb. Kui välgutivalmiduse märgutuli ikkagi ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Kehakarvade eemaldamise otsaku vastu nahka asetamisel ei hakka välgutivalmiduse märgutuli põlema, olgugi, et ventilaator töötab.	Ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud.	Kui ülekuumenemise kaitse on aktiveeritud, töötab ventilaator ikka. Ärge seadet välja lülitage ja laske enne kasutamise jätkamist seadmel umbes 15 minutit jahtuda. Seejärel lülitub seade 5 minuti pärast automaatselt välja. Seejärel laske seadmel veel 10 minutit jahtuda. Kui pärast seadme vastu nahka asetamist välgutivalmiduse märgutuli ikka ei hakka põlema, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Välgutivalmiduse märgutuli läheb põlema, kuid välguti nupule surudes ei tekita seade välgutsähvatust.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui välgutivalmiduse märgutuli süttib, ent välguti nupule surudes ei tekita seade ikka välgutsähvatust, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Valgustugevuse 1. taseme tuli hakkab vilkuma ja ma ei saa seadistust muuta.	Kehakarvade eemaldamise otsak pole korralikult seadme paigaldatud.	Asetage kehakarvade eemaldamise otsak õigesti seadme külge.
Kõik valgustugevuse märgutuled süttivad vaheldumisi.	Seade on vaja lähtestada.	Seadme lähtestamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui valgustugevuse märgutuled ikka vaheldumisi süttivad, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Kõik valgustugevuse märgutuled vilguvad üheaegselt.	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadmest tuleb imelikku lõhna.	Kehakarvade eemaldamise otsak ja/või klaasfilter on määrdunud.	Puhastage kehakarvade eemaldamise tarvik ja valguskiirguse väljundaken hoolikalt. Kui te ei saa kehakarvade eemaldamise otsakut korralikult puhastada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega keha vahetada.
	Te pole töödeldavat ala korralikult raseerinud.	Kui töödeldavas piirkonnas on karvu, võivad need seadme kasutamisel ära kõrbed. Seetõttu tunnete imelikku lõhna. Raseerige töödeldav ala enne seadme kasutamist korralikult. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
	Olete seadme hoiustanud tolmusesse keskkonda.	Puhastage seade ja kehakarvade eemaldamise otsak (vt peatükk "Puhastamine ja hooldus").
Nahk tundub töötlemise ajal tundlikum kui tavaliselt.	Valitud valgustugevus on liiga kõrge.	Vaadake enne seadme igat kasutuskorda naha/karvade värvuse tabelit, et tagada õige valgustugevuse valimine. Vajaduse korral seadistage valgustugevuse tase madalamaks.
	Te pole töödeldavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Valguskiirguse väljundaken on katki.	Kui valguskiirguse väljundaken on katki, ärge seadet enam nahareaktsioonide tekkimise ohu vältimiseks kasutage. Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.
Seadme kasutamisel tunnen ma talumatut valuaistingut.	Te pole töödeldavaid alasid raseerinud.	Raseerige enne seadme kasutamist töödeldavad piirkonnad. Kui raseerimine ärritab nahka, piirake karvad võimalikult lühikeseks ja kasutage mugavat seadistust.
	Töötlete ala, mille jaoks seade ei sobi.	Seadet ei tohi kasutada näol, väikestel habememokkadel, tupe või päraku piirkonnas, nibudel ja neid ümbritseval tumedal alal. Mehed ei tohi seda kasutada näol ega munandikotil.
	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Vähendage valgustugevus tasemeni, mis on teile mugav. Vt peatüki „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevus“.
	Valguskiirguse väljundaken on katki.	Kui valguskiirguse väljundaken või kehakarvade eemaldamise otsak on katki, ärge otsakut enam kasutage. Pöörduge selle vahetamiseks oma edasimüüja või Philipsi teeninduskeskuse poole või võtke ühendust klienditeeninduskeskusega.
	Seade ei sobi te karvade või naha värvusega.	Ärge kasutage seadet, kui teiekehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged. Ärge kasutage seadet ka siis, kui teie nahk on tüme. Tutvuge kiirjuhendis oleva kehakarvade ja nahavärvi tabeliga.
Pärast töötlemist muutuvad töödeldud alad punaseks.	Kerge punetus on ohutu ja tavaline ning kaob kiiresti.	Teha pole midagi vaja.
Töötlemisjärgne naha reaktsioon kestab tavapärasest kauem.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Valige järgmisel korral madalama tasemega valgustugevus. Vt peatüki „Ettevalmistused kasutamiseks“ jaotist „Valgustugevus“. Kui naha reaktsioon kestab pikemalt kui 3 päeva, pöörduge oma arsti poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Karvade eemaldamise tulemus ei ole rahuldav.	Kasutasite valgustugevust, mis on teie jaoks liiga kõrge.	Tehke nahaproov, et määrata kindlaks, kas võite kasutada kõrgema tasemega valgustugevus (vt peatüki "Seadme kasutamine" jaotis "Esmakordne kasutamine ja nahaproov").
	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt peatüki „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 4.
	Te ei kasuta seadet nii tihti kui soovitatud.	Kõikide karvade edukaks eemaldamiseks ning karvajuure taasaktiveerumise vältimiseks tuleb töötlusi esimesel kahel kuul iga kahe nädala tagant korrata. Naha siledana püsimise tagamiseks soovitate korrata töötlust iga nelja kuni kuue nädala tagant. Töötluste vaheline aeg võib teie individuaalsest karvade tagasikasvust lähtuvalt ja ka erinevates kehapiirkondades erineda. Kui töötluste vahel kasvab tagasi liiga palju karvu, lihtsalt lühendage uuesti töötluste intervalli, kuid ärge töödelge ühtegi piirkonda sagedamini kui iga kahe nädala tagant. Kui kasutate seadet sagedamini kui soovitatud, ei paranda te tõhusust, vaid suurendate nahareaktsioonide ohtu.
	Te reageerite IPL-töötlusele keskmisest kasutajast aeglasemalt.	Jätkake seadme kasutamist vähemalt 6 kuud, sest karvade taaskasv võib sellel ajal jätkuvalt väheneda. Võtke arvesse ka teisi selle probleemi lahendusvõimalusi.
	Seade ei sobi te karvade või naha värvusega.	Ärge kasutage seadet, kui teiekehakarvad on heleblondid, punased, hallid või valged. Ärge kasutage seadet ka siis, kui teie nahk on tume. Tutvuge kiirjuhendis oleva kehakarvade ja nahavärvi tabeliga.
Karvad hakkavad uuesti kasvama mõnedes kohtades töödeldud piirkondades.	Seadme kasutamisel polnud alade ülekattuvus piisav.	Karvaeemaldamise tulemuste parandamiseks peate seadme kasutamisel laskma aladel piisavalt üle kattuda. Vt peatüki „Seadme kasutamine“ jaotise „Järgnev kasutamine“ sammu 4.
	Karvad hakkavad loomuliku karvakasvu tsükli osana uuesti kasvama.	See on normaalne. See on osa karvade loomuliku karvakasvu tsüklist, kui karvad hakkavad uuesti kasvama. Ent uuestikasvavad karvad on endistest pehmemad ja peenemad.
Seade ei tööta.	Seade on rikkis.	Võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega, Philipsi edasimüüjaga või Philipsi hoolduskeskusega.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/welcome.

Uklanjanje dlačica svjetlom jedna je od najučinkovitijih metoda za uklanjanje neželjenih dlačica s tijela koja pruža dugotrajnije rezultate. Razlikuje se od današnjih metoda uklanjanja dlačica kod kuće po tome što znatno smanjuje ponovni rast dlačica. Tvrtka Philips već više od 15 godina istražuje ovu metodu zajedno s vodećim dermatolozima. Ovu inovativnu tehnologiju sada možete ugodno upotrebljavati u privatnosti vlastitog doma, kada god poželite. Ovaj aparat posebno je dizajniran i optimiziran za žene, ali mogu ga upotrebljavati i muškarci.

Philips Lumea Essential omogućava tretman neželjenih dlačica na dijelovima tijela ispod linije vrata.

Aparat Philips Lumea Essential namijenjen je uporabi od strane samo jedne osobe.

Više informacija o aparatu Philips Lumea Essential potražite na web-stranici www.philips.com/lumea. Redovito posjećujte našu početnu stranicu kako biste provjerili ima li novih informacija.

Prednosti

Ovaj aparat pruža sljedeće prednosti:

Tehnologija pulsirajućeg svjetla visokog intenziteta (IPL) za uporabu kod kuće

Philips Lumea Essential upotrebljava tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove "Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta" (IPL). IPL se upotrebljava i na profesionalnom tržištu za uklanjanje dlačica proteklih petnaest godina. Philips Lumea Essential ovu inovativnu tehnologiju sada donosi u vaš dom.

Učinkovito sprječavanje ponovnog rasta dlačice radi postizanja svakodnevnog glatkoće

Ova metoda dugotrajno sprječava ponovni rast dlačica i pruža svilenkasto glatku kožu. Naše istraživanje dokazalo je znatno smanjenje dlačica nakon samo dva tretmana. Optimalni rezultati općenito se postižu nakon četiri do pet tretmana. Smanjenje gustoće dlačica vidi se od tretmana do tretmana. Brzina kojom učinak postaje vidljiv i trajanje rezultata razlikuju se od osobe do osobe. Više informacija potražite u odjeljku "Postizanje optimalnih rezultata" u poglavlju "Uporaba aparata".

Nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima tijela





Aparat Philips Lumea Essential razvijen je uz blisku suradnju s vodećim dermatolozima kako bi osigurao učinkovit i nježan tretman, čak i na najosjetljivijim područjima tijela.

Nisu potrebni zamjenski dijelovi, nema skrivenih troškova

Philips Lumea Essential ima žarulju odličnih radnih značajki koju ne treba mijenjati. Ova žarulja može proizvesti više od 100.000 svjetlosnih impulsa pa bi vam trebala osigurati neprestano održavanje rezultata duže od 5 godina* uz istovremenu uštedu na skupim zamjenskim žaruljama.

*Na temelju prosječne uporabe i preporučenog načina primjene od strane jednog korisnika.

Način rada tehnologije pulsirajućeg svjetla visokog intenziteta tvrtke Philips



Rast dlačica

Brzina rasta dlačica razlikuje se od osobe do osobe, ovisno o dobi, metabolizmu i drugim čimbenicima. Međutim, dlačice obično rastu u tri faze.

1 Faza rasta (anagena faza)

Dlačica aktivno raste iz korijena. U ovoj fazi koncentracija melanina je najviša. Melanin je odgovoran za pigmentaciju dlačice. Koncentracija melanina ujedno je i čimbenik za određivanje učinkovitosti tehnologije pulsirajućeg svjetla visokog intenziteta. Tretman svjetlom djeluje samo na dlačice u fazi rasta.

2 Faza propadanja (katagena faza)

Rast dlačice se zaustavlja, a korijen se smanjuje prije otpadanja dlačice.

3 Faza mirovanja (telogena faza)

Stara dlačica odvaja se od svog folikula i otpada. Folikul miruje dok mu biološki sat ne naredi da se ponovo aktivira i napravi novu dlačicu.

Princip rada

- Aparat radi na principu zagrijavanja dlačice i korijena ispod kože. Melanin u dlačici i njenom korijenu upija svjetlosne impulse iz aparata. Što je dlačica tamnija, to može upiti više svjetlosti. Ovaj postupak stimulira dlačicu da uđe u stanje mirovanja.
- Između tretmana dlačice prirodno otpadaju, a ponovni rast je onemogućen. Dlačicama može trebati jedan ili dva tjedna da otpadnu.
- Optimalno uklanjanje dlačica ne može se postići jednim tretmanom jer tretman svjetlom djeluje samo na dlačice u fazi rasta. Tijekom tretmana dlačice na tretiranom području obično se nalaze u različitim fazama rasta. Kako bi se osigurao učinkovit tretman svih dlačica, tretman trebate ponoviti jednom svaka dva tjedna tijekom prvih dva mjeseca. Ugrađeni optički filter onemogućuje dopiranje ultraljubičastog svjetla do kože, što jamči da je aparat siguran za kožu.

Opći opis (SI. 5)

- 1 Indikatori intenziteta (1-5)
 - 2 Gumb za uključivanje/isključivanje
 - 3 Indikator spremnosti za emitiranje svjetla
 - 4 Ventilacijski otvori
 - 5 Priključak na aparatu
 - 6 Gumb za svjetlo
 - 7 Otvori za elektroničke kontakte
 - 8 Prozor za izlaz svjetla s ugrađenim UV filterom
 - 9 Elektronički kontakti
 - 10 Nastavak za tijelo (pogodan za sva područja tijela ispod vrata)
 - 11 Metalni okvir unutar nastavka za tijelo
 - 12 Integrirani sigurnosni sustav
 - 13 Adapter
 - 14 Mali utikač
 - 15 Torbica
- U kompletu: krpa za čišćenje

Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost



- Voda i električna struja opasna su kombinacija. Nemojte upotrebljavati ovaj aparat u vlažnom okruženju (npr. blizu napunjene kade, tuša ili bazena).
- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Ako je aparat oštećen, nemojte dirati nijedan unutarnji dio kako biste izbjegli strujni udar.
- Nikada nemojte umetati predmete u aparat.

Upozorenje

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u uporabu aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala aparatom.
- Ovaj aparat nije namijenjen djeci mlađoj od 15 godina. Tinejdžeri u dobi između 15 i 18 godina mogu upotrebljavati aparat uz suglasnost i/ili pomoć roditelja ili skrbnika. Odrasle osobe starije od 19 godina slobodno mogu upotrebljavati aparat.
- Koristite samo adapter isporučen s aparatom.
- Nemojte upotrebljavati aparat ili adapter ako je oštećen.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Nemojte upotrebljavati aparat ako je slomljeno staklo na prozoru za izlaz svjetla.

Sprječavanje oštećenja

- Provjerite da ne postoji ništa što ometa protok zraka kroz ventilacijske otvore.
- Nikada nemojte izlagati aparat snažnim udarcima, nemojte ga tresti niti bacati.
- Ako aparat iz vrlo hladnog okruženja prenesete u vrlo toplo okruženje ili obrnuto, pričekajte oko 3 sata prije uporabe.
- Aparat spremajte u priloženu torbicu kako na njega ne bi padala prašina.
- Nikada nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen.
- Obavezno isključite aparat nakon uporabe.
- Kako biste spriječili oštećenje, nemojte izlagati aparat izravnoj sunčevoj svjetlosti ili ultraljubičastom zračenju nekoliko sati.
- Svjetlosne impulse nemojte usmjeravati na druge površine osim kože. To može ozbiljno oštetiti nastavak za tijelo i/ili prozor za izlaz svjetla. Svjetlosne impulse primjenjujte samo dok je aparat u kontaktu s kožom.

Opres

- Aparat nikada nemojte upotrebljavati na području oko očiju ili blizu obrva kako biste izbjegli rizik od oštećenja oka.
- Aparat upotrebljavajte samo uz postavke koje odgovaraju vašem tipu kože (pogledajte tablicu u odjeljku "Preporučeni intenziteti svjetla" u poglavlju "Priprema za uporabu"). Uporaba postavki viših od preporučenih može povećati rizik od reakcija kože i nuspojave.
- Aparat je namijenjen isključivo uklanjanju neželjenih dlačica s područja ljudskog tijela ispod vrata. Nemojte ga upotrebljavati u druge svrhe.
- Provjerite je li koža na području koje ćete tretirati čista, suha te da na njoj nema kreme, losiona i drugih kozmetičkih proizvoda. Ako koža nije čista i suha, ugrađeni sigurnosni sustav možda neće raditi kako bi trebao, a aparat možda neće odašiljati svjetlosne impulse ili će ih odašiljati slučajno.

Kako ne biste ugrozili vijek trajanja aparata Philips Lumea Essential, imajte na umu sljedeće:

- Nemojte izlagati aparat ambijentalnim temperaturama nižim od 15 °C ili višim od 35 °C tijekom uporabe.
- Aparat je opremljen ugrađenim sustavom zaštite od pregrijavanja. Ako se aparat pregrije, neće treperiti. Nemojte isključivati aparat nego ga ostavite da se hladi oko 15 minuta prije nego što nastavite s tretmanom. Nakon 5 minuta aparat će se automatski isključiti. Zatim ga ostavite da se hladi još 10 minuta.
- Ako je potrebno pregledati ili popraviti aparat, obavezno ga odnesite u ovlašteni servisni centar tvrtke Philips. Popravak izveden od strane nestručnih osoba može uzrokovati iznimno opasnu situaciju za korisnika.
- Nemojte upotrebljavati aparat ako se neka od situacija navedenih u odjeljku "Kontraindikacije" odnosi na vas.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Kontraindikacije

Kome NE odgovara Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential nije pogodan za svakoga. Ako se nešto od sljedećega odnosi na vas, onda ovaj aparat **nije** pogodan za vas!

Nemojte upotrebljavati aparat ako ste trudni ili dojite.

Aparat Philips Lumea Essential nije testiran na trudnicama pa stoga savjetujemo da ga ne koristite ako ste trudni ili dojite. Promjene hormona mogu povećati osjetljivost kože i rizik od ozljede kože.

Nikada nemojte upotrebljavati aparat ako imate kožu i/ili boju dlačica kojoj ne odgovaraju tretmani aparatom, tj.:

- Ako je vaš tip V (rjetko izgorite, lako postizete taman ten, a boja vaše kože je tamnosmeđa) ili ako je vaš tip kože VI (rjetko ili nikada ne izgorite i postizete vrlo taman ten; boja vaše kože je smeđe-crna ili tamnija). U tom slučaju, veliki je rizik da će vaša koža reagirati pa bi moglo doći do promjene boje, jakog crvenila ili opekotina prilikom uporabe aparata Philips Lumea Essential. Pogledajte i poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože", te tablicu preporučenih intenziteta svjetla u kratkim uputama.
- Ako je prirodna boja dlačica na područjima koja tretirate svijetloplava, bijela, siva ili crvena. Tretman neće biti učinkovit.

Nikada nemojte upotrebljavati aparat ako imate neku od bolesti navedenih u nastavku, tj.:

- Ako imate bolest kože kao što je aktivni rak kože, ako ste imali rak kože ili neki drugi lokalizirani rak na područjima koja ćete tretirati.
- Ako imate pretkancerozne lezije ili više netipičnih madeža na područjima koja ćete tretirati.
- Ako ste imali poremećaj kolagena, uključujući keloidni ožiljak ili usporeno zacjeljivanje rane.
- Ako ste imali vaskularni poremećaj, kao što je proširenje vena ili vaskularna ektazija na područjima koja ćete tretirati.
- Ako je vaša koža osjetljiva na svjetlost i ako lako dobivate osip ili alergijske reakcije.
- Ako imate infekcije, ekceme, opekotine, upaljene folikule, otvorene razderotine, abrazije, herpes simplex, rane ili lezije i hematome na područjima koja ćete tretirati.
- Ako ste imali kirurške rezove na područjima koja ćete tretirati.
- Ako imate epilepsiju s osjetljivošću na treperavo svjetlo.
- Ako imate dijabetes, eritematozni lupus, porfiriju ili kongestivnu bolest srca.
- Ako imate neki poremećaj krvarenja.
- Ako imate povijest imunosupresivnih oboljenja (uključujući HIV infekciju ili AIDS).

Nikada nemojte upotrebljavati aparat ako uzimate neki od lijekova navedenih u nastavku, tj.:

- Ako kožu tretirate ili ste je nedavno tretirali alfa-hidroksidnim kiselinama (AHA), beta-hidroksidnim kiselinama (BHA), topikalnim izotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
- Ako ste uzimali bilo koji oblik izotretinoina Accutane® ili Roaccutane® u posljednjih šest mjeseci. Taj tretman kožu može učiniti osjetljivijom na kidanje, ozljede i nadraženost.
- Ako uzimate lijekove protiv bolova koji smanjuju osjetljivost kože na toplinu.
- Ako uzimate sredstva ili lijekove koji pojačavaju osjetljivost na svjetlo, proučite upute u paketu lijeka i nikada nemojte upotrebljavati aparat ako je navedeno da može uzrokovati fotoalergijske reakcije, fototoksične reakcije ili ako morate izbjegavati sunčevo svjetlo tijekom uzimanja lijeka.
- Ako uzimate lijekove za antikoagulaciju, uključujući čestu uporabu aspirina, na način koji vam onemogućuje da ih prestanete koristiti barem tjedan dana prije svakog tretmana aparatom Lumea.
- Ako uzimate imunosupresivne lijekove.

Nikada nemojte upotrebljavati aparat na sljedećim područjima:

- Na licu.
- Na bradavicama, areolama, malim stidnim usnama, vagini, anusu i unutar nosnica i ušiju. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Uporaba aparata na bikini području".
- Muškarci ga ne smiju upotrebljavati na mošnjama ili licu.
- Preko ili blizu umjetnih tvorevina, kao što su silikonski umeci, srčani stimulatori, potkožni priključci (za inzulin) ili piercing.
- Na madežima, pjegama, proširenim venama, tamnijim područjima kože, ožiljcima ili drugim anomalijama na koži – bez savjetovanja s liječnikom. To može dovesti do opekotina i promjene boje kože, čime se potencijalno otežava otkrivanje kožnih bolesti (npr: rak kože).
- Na virusnim bradavicama, tetovažama ili trajnoj šminki. To može dovesti do opekotina i promjene boje kože (hipopigmentacija ili hiperpigmentacija).
- Na područjima na koja nanosite dugotrajne dezodoranse. To može dovesti do reakcija kože. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože".

Nikada nemojte upotrebljavati aparat na koži koja je izgorjela na suncu, koja je nedavno sunčana (protekla 2 tjedna) niti na koži s umjetnim tenom

- Sve vrste sunčanja mogu utjecati na sigurnost tretmana. To se odnosi na izlaganje prirodnoj sunčevoj svjetlosti, kao i na metode postizanja umjetnog tena kao što su nanošenje losiona za tamnjenje, primjena aparata za sunčanje itd. Ako ste preplanuli ili planirate sunčanje, pogledajte poglavlje "Priprema za uporabu", odjeljak "Savjeti za tamnjenje".

Napomena: Ovaj popis nije sveobuhvatan. Ako niste sigurni smijete li upotrebljavati aparat, savjetujemo vam da se obratite liječniku.



Priprema za uporabu

Kako biste postigli optimalne rezultate, pripremite područja na kojima namjeravate upotrebljavati aparat na način opisan u nastavku.

Priprema područja koja ćete tretirati

- 1 Područja koja ćete tretirati trebete brijati sve dok dlačice ponovo rastu.

Napomena: Nemojte upotrebljavati depilacijske kreme umjesto brijanja.

Napomena: Ako je vaša posljednja metoda depilacije obuhvaćala uklanjanje dlačica s korijenom (npr. epilacija), tretman možete odmah započeti.

U tom slučaju, savjetujemo vam brijanje između tretmana kako biste postigli optimalne rezultate.

Imajte na umu da primjena tretmana na neobrijanim ili neispravno obrijanim područjima ima određene neželjene efekte:

- Prozor za izlaz svjetla i nastavak za tijelo mogu se zaprljati odrezanim dlačicama i prljavštinom. Prljavi prozor za izlaz svjetla i nastavak za tijelo mogu smanjiti trajanje i učinkovitost aparata. Prljavština na prozoru za izlaz svjetla može dovesti do bolnog tretmana ili kožnih reakcija kao što su crvenilo ili promjena boje.
- Dlačice na koži mogu izgorjeti, što može uzrokovati neugodan miris.

- 2 Očistite kožu i provjerite je li potpuno suha te da na njoj nema dlačica i ulja (npr. ostataka dezodoransa, losiona, parfema, krema za tamnjenje i losiona za sunčanje).

- 3 Provjerite ima li na aparatu, naročito na prozoru za izlaz svjetla i nastavku za tijelo zaostalih dlačica, prašine i vlakana. Ako primijetite bilo kakvu prljavštinu, očistite aparat sukladno uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

Ako brijanje uzrokuje rane ili lezije, vaša koža možda je osjetljivija na IPL od kože drugih osoba. To može uzrokovati osjećaj neugode prilikom IPL tretmana ili dovesti do drugih neželjenih nuspojava. Savjetujemo da pričekate da nadražnost nestane.

- 4 Kada dlačice prestanu rasti, obično nakon 4-5 tretmana, više ih nećete morati brijati prije uporabe aparata.

Intenzitet svjetla


Za razliku od profesionalnih aparata koji upotrebljavaju svjetlo, aparat Philips Lumea Essential razvijen je za uporabu kod kuće, a njegovi svjetlosni impulsi nježniji su. Dakle, možete očekivati **praktičan i učinkovit** tretman pri intenzitetu svjetla koji vam je ugodan.

Philips Lumea Essential pruža pet različitih intenziteta svjetla. Prilagodite intenzitet svjetla za svoju kožu i boju dlačica na tijelu na razinu koja vam je ugodna.

Tablica u nastavku sadrži preporučene intenzitete svjetla i pomaže u odabiru odgovarajućeg.

- 1 Uz pomoć tablice u nastavku odredite koji intenziteti svjetla odgovaraju vašoj koži i boji dlačica na tijelu.

Savjet: Možete staviti tablicu iz kratkih uputa na kožu i usporediti je sa svojom bojom kože.



Savjet: Savjetujemo vam da kratke upute spremite u priloženu torbicu za buduće potrebe.

2 Smanjite intenzitet svjetla ako osjetite bol ili neugodu.

Osobe tamnije kože imaju veći rizik od nadraživosti kože jer njihova koža upija više svjetla. Stoga se osobama s tamnijom kožom preporučuju slabiji intenziteti svjetla.

Svjetlosni impuls može izazvati osjećaj topline ili vrućine na koži, ali nikada ne bi trebao izazivati bol. Različita područja tijela mogu zahtijevati različite intenzitete svjetla (pogledajte tablicu u nastavku). Kako biste spriječili reakcije kože, pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože".

Preporučeni intenziteti svjetla (1-5)

U tablici u nastavku, "x" znači da vam aparat ne odgovara.

Napomena: Boja kože može se promijeniti, na primjer uslijed sunčanja. Tako može biti tamnija nego što je bila tijekom prethodnog tretmana. Stoga je važno provjeriti postavku koju ćete koristiti prije svakog tretmana i po području. Neka područja mogu biti tamnija od drugih.

Boja dlačica na koži:	Tamnoplava/svjetlosmeđa/ smeđa/tamnosmeđa/crna	bijela/siva/crvena/ svjetloplava
Boja kože i značajke:		
Bijela (uvijek izgori, ne tamni)	4/5	x
Bež (lako izgori, minimalno tamni)	4/5	x
Svjetlosmeđa (ponekad izgori, dobro tamni)	4/5	x
Srednja razina smeđe (rijetko izgori, brzo i dobro tamni)	1/2/3	x
Tamnosmeđa (rijetko izgori, vrlo dobro tamni)	x	x
Smeđe-crna i tamnija (rijetko izgori ili nikada ne izgori, vrlo jako tamni)	x	x

Važno

Kako biste provjerili odgovara li vam Philips Lumea Essential, pogledajte odjeljak "Kome ne odgovara Philips Lumea Essential?".

Savjet za tamnjenje

- Izbjegavajte sunčanje ako redovito koristite aparat Philips Lumea Essential (svaka dva tjedna).

Sunčanje može uzrokovati tamnjenje kože ili opekotine (crvenilo kože). Uporabom aparata Philips Lumea Essential na koži koja je potamnila (uslijed sunčanja) i/ili na koži koja je izgorjela povećava rizik od neželjenih nuspojava i reakcija kože. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože".



- **Izlaganje suncu prije tretmana: pričekajte 2 tjedna i testirajte kožu.**

Pričekajte najmanje 2 tjedna nakon sunčanja prije uporabe aparata. Testirajte kožu (pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Prva uporaba i testiranje kože") na području koje ćete tretirati kako biste odredili odgovarajući intenzitet svjetla. Ako to ne učinite, povećava se rizik od kožnih reakcija nakon tretmana aparatom Philips Lumea Essential.

- **Izlaganje suncu poslije tretmana: pričekajte 48 sati prije sunčanja nakon tretmana aparatom Philips Lumea Essential.**

Pričekajte najmanje 48 sati nakon tretmana prije nego što tretirana područja izložite suncu. Čak i nakon 48 sati, provjerite ima li na tretiranoj koži neželjenih reakcija na tretman prije nego što je izložite suncu. Dva tjedna nakon tretmana tretirana područja pokrivajte prilikom izlaska na sunce ili upotrebljavajte zaštitnu kremu (SPF 30+). Izlaganje tretiranih područja sunčevoj svjetlosti bez zaštite neposredno nakon tretmana povećava rizik od neželjenih nuspojava i reakcija kože. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože".

- **Tamnjenje pomoću umjetnog svjetla**

Slijedite upute u odjeljku "Izlaganje suncu prije tretmana" i "Izlaganje suncu poslije tretmana" iznad.

- **Tamnjenje pomoću krema**

Ako ste upotrijebili losion za samotamnjenje, pričekajte da umjetni ten potpuno nestane prije uporabe aparata Philips Lumea Essential.

Napomena: Više pojedinosti o neželjenim reakcijama kože potražite u poglavlju "Uporaba aparata", odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože".

Uporaba aparata

Provjerite tablicu s preporučenim intenzitetima svjetla u poglavlju "Priprema za uporabu", odjeljak "Intenzitet svjetla", kako biste odredili koji intenziteti svjetla najviše odgovaraju vašoj koži i boji dlačica na tijelu.

Prije uporabe aparata obrijte područje koje namjeravate tretirati (pogledajte poglavlje "Priprema za uporabu", odjeljak "Priprema područja koja ćete tretirati").


Ako tretman u bilo koje vrijeme postane bolan, smanjite postavku intenziteta svjetla sve dok tretman ponovo ne postane ugodan. Ako primijetite reakcije kože jače od blagog crvenila, odmah prekinite tretman i pročitajte odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože" u ovom poglavlju.


Prva uporaba i testiranje kože

Kada aparat upotrebljavate prvi put ili nakon nedavnog tamnjenja, savjetujemo da kožu testirate na **svakom** području koje ćete tretirati kako biste provjerili reakciju kože na tretman i privikli se na tretman utemeljen na primjeni svjetlosti.


- 1** Odaberite područje blizu područja koje namjeravate tretirati.
- 2** Umetnite mali utikač u aparat, a adapter u zidnu utičnicu.

Napomena: Provjerite je li nastavak za tijelo postavljen na aparat.






- 3** Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.



- Uključit će se indikator intenziteta 1.


Napomena: Aparat uvijek automatski bira najnižu postavku intenziteta svjetla. Pogledajte odjeljak "Intenzitet svjetla" u poglavlju "Priprema za uporabu" kako biste odredili odgovarajući intenzitet svjetla.

- 4** Kako biste prilagodili postavku intenziteta svjetla, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje jednom ili više puta dok ne dosegnete željenu postavku. Odgovarajući će intenzitet svjetla zasvijetliti.




- 5** Postavite aparat pod kutom od 90 ° na kožu tako da nastavak za tijelo u dodiru s kožom.

Savjet: Za lakšu uporabu zategnite dio kože koji želite tretirati.



- Indikator spremnosti za emitiranje svjetla na stražnjoj strani aparata počinje treperiti, što znači da se aparat priprema za emitiranje svjetlosnog impulsa.
- Kada aparat bude spreman emitirati svjetlosni impuls, indikator spremnosti za emitiranje svjetla počeo će stalno svijetliti zeleno.



- 6** Pritisnite gumb za svjetlo kako biste emitirali svjetlosni impuls.

*Napomena: Vidljivo svjetlo koje aparat stvara refleksija je svjetlosne zrake na koži i nije štetno za oči. Ne trebate nositi zaštitne naočale tijekom uporabe aparata. Aparat koristite u **dobro osvijetljenoj** prostoriji jer time se smanjuje percipirana svjetlina svjetlosnog impulsa.*

- 7** Otpustite gumb za svjetlo nakon što aparat emitira svjetlosni impuls.

- 8** Gurnite aparat preko kože na sljedeće područje koje želite tretirati. Sve dok je osjećaj ugodan (nema boli), povećavajte postavku za jedan stupanj unutar raspona preporučenog za vaš tip kože i primijenite jedan impuls za svaku postavku. Nemojte primjenjivati više od jednog impulsa na istom mjestu.

9 Kada završite tretman, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 2 sekunde kako biste isključili aparat.

10 Nakon testiranja kože pričekajte 24 sata i provjerite ima li ikakvih reakcija na koži. Ako koža reagira, za narednu uporabu odaberite najvišu postavku koja nije dovela do reakcije kože.

Naredna uporaba

1 Prije svakog tretmana očistite nastavak za tijelo, prozor za izlaz svjetla i metalni okvir unutar nastavka za tijelo. Više informacija potražite u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

2 Svaki tretman započnite vrlo pažljivim odabirom intenziteta svjetla na temelju osjetljivosti kože i osjećaja ugone koji tretman pruža. Pogledajte odjeljak "Preporučeni intenziteti svjetla" i odaberite odgovarajuću postavku za svoj tip kože i boju dlačica.

Napomena: Vaša koža može različito reagirati različitim danima/prilikama, a za to je bezbroj razloga. Više informacija potražite u odjeljku "Moguće nuspojave i reakcije kože" u ovom poglavlju.

3 Slijedite korake 2 – 6 u prethodnom odjeljku ("Prva uporaba i testiranje kože").

Napomena: Normalno je da aparat i nastavak za tijelo postanu topli tijekom uporabe.

4 Gurnite aparat preko kože na sljedeće područje koje želite tretirati i ponovite korake od 5 do 6 u odjeljku "Prva uporaba i testiranje kože" u ovom poglavlju. Nakon svakog svjetlosnog impulsa potrebno je do 3,5 sekundi kako bi se aparat pripremio za sljedeći svjetlosni impuls. Indikator spremnosti za emitiranje svjetla na stražnjoj strani aparata počinje treperiti kako bi naznačio da se puni. Pričekajte da indikator počne postojano svijetliti prije nego što nastavite.


Savjet za SC1992: Model SC1992 ima "Slide and Flash" značajku: za učinkovitiji tretman držite gumb za svjetlo pritisnutim dok aparat gurate preko kože.

Tijekom jedne sesije nemojte više puta tretirati isto područje. Time se ne poboljšava učinkovitost tretmana, nego se povećava rizik od reakcije kože.

5 Kako neka područja ne biste propustili, pazite da se svjetlosni impulsi stvaraju u kratkom razmaku. Imajte na umu da se učinkovito svjetlo emitira samo iz prozora za izlaz svjetla. Međutim, uvijek pazite da svjetlo ne primijenite dvaput na isto područje.

6 Kada završite tretman, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 2 sekunde kako biste isključili aparat.

7 Provjerite ima li dlačica i prljavštine na prozoru za izlaz svjetla i nastavku za tijelo te nakon uporabe očistite aparat (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").



Savjeti

Postizanje optimalnih rezultata

- Normalno je da dlačice još uvijek budu vidljive nakon prvih nekoliko tretmana (više informacija potražite u poglavlju "Uvod", odjeljak "Princip rada").
- Kako biste uspješno uklonili sve dlačice i spriječili ponovnu aktivaciju folikula dlačice, tretmane treba ponavljati jednom svaka dva tjedna prva dva mjeseca. Do tada vaša koža trebala bi biti glatka i bez dlačica. Kako biste saznali kako možete održati te rezultate, pročitajte odjeljak "Faza održavanja".

Faza održavanja

- Kako biste osigurali glatku kožu bez dlačica, savjetujemo vam da tretman ponovite svaka četiri do šest tjedana. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica i području tijela. Ako između tretmana izraste previše dlačica, jednostavno ponovo skratite interval između tretmana, ali nijedno područje nemojte tretirati češće od jednom svaka dva tjedna. Ako aparat upotrebljavate češće nego što je preporučeno, nećete povećati učinkovitost nego rizik od reakcija kože.

Smjernice za tretman

Prosječno vrijeme tretmana

Područje	Pribl. vrijeme tretmana
Pazusi	1 minuta po pazuhu
Bikini linija	1 minuta po strani
Cijelo bikini područje	4 minute
Donji dio jedne noge	8 minuta
Jedna cijela noga	14 minuta

Napomena: Navedeno prosječno vrijeme tretmana uočeno je tijekom istraživanja i testiranja. Individualno vrijeme tretmana može se razlikovati od osobe do osobe.


Predviđena područja za tretman

Aparat je namijenjen tretiranju neželjenih dlačica na pazusima, rukama, trbuhu, bikini području i nogama. Ne smije se koristiti na licu.

Uporaba aparata na nogama

Kako biste saznali koje postavke odgovaraju vašim nogama, informacije potražite u tablici s preporučenim intenzitetima svjetla u poglavlju "Priprema za uporabu", odjeljak "Intenzitet svjetla".

- Aparat možete pomicati gore i dolje ili poprečno po nogama, kako vam odgovara. Kako bi se održao puni kontakt s kožom, aparat možete smjestiti ustranu i tako ga držati na koži.



Napomena: Područja s izraženim kostima, kao što su potkoljenica i zglobovi, osjetljivija su od drugih područja tijela. Ako nastavak za tijelo snažno pritisnete na ta područja, koža može biti podložnija reakcijama kao što su nadraženost i crvenilo. Pogledajte odjeljak "Moguće nuspojave i reakcije kože" u ovom poglavlju. Nastavak za tijelo pritisnite na kožu tek onoliko koliko je dovoljno da se aktivira indikator spremnosti za emitiranje svjetla, ne snažnije od toga.

Uporaba aparata na bikini području

Kako biste saznali koje postavke odgovaraju vašem bikini području, informacije potražite u tablici s preporučenim intenzitetima svjetla u poglavlju "Priprema za uporabu", odjeljak "Intenzitet svjetla". Općenito, aparat Philips Lumea Essential siguran je i dovoljno nježan za primjenu tretmana na cijelom bikini području (npr: za "brazilski" ili "holivudski" stil). Upotrijebite nižu postavku na tamnijoj, osjetljivijoj koži bikini područja. Aparat nemojte upotrebljavati na malim stidnim usnama, vagini ili anusu. Muškarci koji žele tretirati svoje stidne dlačice aparat ne smiju upotrebljavati na mošnjama.

Napomena: Iz higijenskih razloga, obavezno očistite nastavak za tijelo prije početka tretmana drugog područja tijela (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").

Upotreba aparata na pazusima

Kako biste saznali koje postavke odgovaraju vašim pazusima, informacije potražite u tablici s preporučenim intenzitetima svjetla u poglavlju "Priprema za uporabu", odjeljak "Postavljanje intenziteta svjetla". Pazite da prije tretmana s pazuha uklonite dezodorans, parfem, kremu ili drugi proizvod za njegu kože.


Savjet: Kako biste postigli optimalne rezultate na pazusima, stanite ispred zrcala kako biste imali dobar pogled na područje primjene tretmana i indikator spremnosti za emitiranje svjetla. Podignite ruku i šaku stavite na stražnju stranu vrata kako biste zategnuli kožu na području pazuha.

Napomena: Reflektirano svjetlo ne šteti očima. Ako vam raspršeno svjetlo nije ugodno, zatvorite oči kada otpustite svjetlosni impuls.

Moguće nuspojave i reakcije kože

Uobičajene reakcije kože:

- Koža može biti blago crvena i/ili topla te peckati. Ta reakcija potpuno je bezopasna i brzo će nestati.
- Reakcija kože slična opekotinama od sunca može se nakratko pojaviti na tretiranom području. Ako ne nestane u roku od 3 dana, preporučujemo da se posavjetujete s liječnikom.
- Zbog brijanja ili kombinacije brijanja i tretmana svjetlom mogu se pojaviti suhoća kože i svrbež. To je bezopasno i nestat će unutar nekoliko dana. Područje možete ohladiti ledom ili vlažnom tkaninom za lice. Ako se suhoća nastavi, na tretirano područje možete nanijeti hidratantnu kremu bez mirisa 24 sata nakon tretmana.



Rijetke nuspojave:

- Opekotine, jako crvenilo i oticanje: ove reakcije pojavljuju se rijetko i obično su rezultat uporabe intenziteta svjetla koji je previše jak za vašu boju kože. Ako te reakcije ne nestanu u roku od 3 dana, preporučujemo vam da se posavjetujete s liječnikom. Pričekajte sa sljedećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i pazite da upotrebljavate manji intenzitet svjetla.
- Promjena boje kože: pojavljuje se vrlo rijetko. Promjena boje kože očituje se kao tamnija ili svjetlija boja određenog područja u odnosu na okolno područje kože. To je rezultat uporabe intenziteta svjetla koji je previše jak za vašu boju kože. U rijetkim slučajevima (obično rezultat uporabe intenziteta svjetla koji je previše jak na previše tamnoj koži) promjena pigmenta može trajati duže nego što je uobičajeno. U svim slučajevima s vremenom će se vratiti normalna boja kože. Područja kože na kojima je boja promijenjena nemojte tretirati sve dok se boja ne vrati u normalno stanje.
- Kožna infekcija i upala: pojavljuje se vrlo rijetko i može biti uzrokovana uporabom aparata na ranama ili porezotinama koje su rezultat brijanja, na postojećim ranama ili uralim dlačicama.
- Prevelika bol: može se pojaviti tijekom ili poslije tretmana ako aparat upotrebljavate na neobrijanoj koži, ako ga upotrebljavate pri intenzitetu svjetla koji je previše jak za vašu boju kože, ako svjetlo primjenjujete na isto područje više puta i ako aparat upotrebljavate na otvorenim ranama, upaljenim područjima, inficiranim područjima, tetovažama, opekotinama itd. Više informacija potražite u poglavlju "Važno", odjeljak "Kontraindikacije".

Nakon uporabe

- Nemojte nanositi kozmetiku s parfemom na tretirana područja neposredno nakon tretmana.
- Nemojte nanositi dezodorans na pazuhe neposredno nakon tretmana. Pričekajte da crvenilo kože potpuno nestane.
- Informacije o izlaganju suncu i umjetnom sunčanju potražite u poglavlju "Priprema za uporabu", odjeljak "Savjet za tamnjenje".

Čišćenje i održavanje

Kako biste osigurali optimalne rezultate i dugo trajanje aparata, očistite ga prije i poslije svake uporabe te, ako je potrebno, i tijekom tretmana. Aparat neće biti učinkovit ako ga ne čistite ispravno.



Aparat ili njegove dijelove nikada nemojte čistiti pod mlazom vode ili u stroju za pranje posuđa.

Za čišćenje aparata nikada nemojte upotrebljavati spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

Nikada nemojte grepsti prozor za izlaz svjetla ili metalni okvir unutar nastavka za tijelo.

Napomena: Prestanite upotrebljavati aparat kada više ne bude moguće očistiti prozor za izlaz svjetla ili nastavak za tijelo.





- 1 Isključite aparat, iskopčajte ga i ostavite ga da se ohladi.

Napomena: Prozor za izlaz svjetla zagrijat će se tijekom uporabe. Prije čišćenja provjerite je li se ohladio.

- 2 Kako biste odvojili nastavak za tijelo, uhvatite izbočine na vrhu i dnu te nježno povucite.
- 3 Ako je potrebno, očistite vanjski dio aparata pomoću meke krpice za čišćenje isporučene s aparatom.
- 4 Meku krpu isporučenu s aparatom navlažite s nekoliko kapi vode i upotrijebite je za čišćenje sljedećih dijelova:

- prozor za izlaz svjetla
- vanjska površina nastavka za tijelo
- metalni okvir unutar nastavka za tijelo

Pazite da se elektronički kontakti ne smoče.

Napomena: Ako čišćenje vodom ne bude učinkovito, upotrijebite nekoliko kapi visokopostotnog alkohola kako biste očistili navedene dijelove.

Napomena: Pazite da aparat čistite prije i poslije svake uporabe i, ako je potrebno, tijekom tretmana sukladno uputama u ovom odjeljku.

Spremanje

- 1 Isključite aparat, iskopčajte ga i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Aparat očistite prije spremanja.
- 3 Aparat spremite u isporučenu torbicu na temperaturi između -20°C i $+70^{\circ}\text{C}$.

Savjet: Savjetujemo vam da kratke upute spremite u priloženu torbicu za buduće potrebe.

Naručivanje dodatnog pribora

Kako biste kupili dodatni pribor ili rezervne dijelove, posjetite **www.shop.philips.com/service** ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Philips. Možete kontaktirati i centar za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (podatke za kontakt pronaći ćete u međunarodnom jamstvenom listu).

Rezervni dijelovi

Dostupni su sljedeći rezervni dijelovi:

- Nastavak za tijelo
- Adapter
- Krpica za čišćenje
- Torbica

Zaštita okoliša



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Tehničke specifikacije

Modeli SC1992 i SC1991

Nazivni napon	100-240 V
Nazivna frekvencija	50-60 Hz
Nazivna snaga	24 W
Zaštita od električnog udara	Klasa II
Razina zaštite	IP 30 (EN 60529)
Radni uvjeti	Temperatura: +15° do +35 °C Relativna vlažnost: 30 % do 95 %
Uvjeti skladištenja	Temperatura: -20 °C do +70 °C Relativna vlažnost: 5% do 95%
Spektar nastavka za tijelo	>500 nm

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Adapter/aparat zagrijava se tijekom punjenja.	To je normalno.	Ne trebate ništa poduzeti.
Uključio/la sam aparat, ali ne mogu povećati ili smanjiti intenzitet svjetla.	Aparat treba ponovo postaviti.	Kako biste ponovo postavili aparat, isključite ga i zatim ponovo uključite. Ako još uvijek ne možete podesiti intenzitet svjetla, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Indikator spremnosti za emitiranje svjetla ne radi kada postavim aparat na kožu.	Niste ispravno postavili aparat na kožu.	Aparat stavite na kožu pod kutom od 90 ° tako da sve 4 strane integriranog sigurnosnog sustava dodiruju kožu. Zatim provjerite svijetli li postojano indikator spremnosti za emitiranje svjetla i pritisnite gumb za svjetlo.
		Ako to ne funkcionira, stavite aparat na dio tijela na kojem je lako ostvariti puni kontakt s kožom, na primjer na donji dio ruke. Zatim provjerite radi li indikator spremnosti za emitiranje svjetla. Ako indikator spremnosti za emitiranje svjetla ne počinje treperiti kada aparat stavite na kožu, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Indikator spremnosti za emitiranje svjetla ne radi kada postavim nastavak za tijelo na kožu, ali ventilator radi.	Aktivirana je zaštita od pregrijavanja.	Kada se aktivira zaštita od pregrijavanja, ventilator još uvijek radi. Nemojte isključivati aparat i ostavite ga da se hladi oko 15 minuta prije nastavka uporabe. Nakon 5 minuta aparat će se automatski isključiti. Zatim ga ostavite da se hladi 10 minuta. Ako indikator spremnosti za emitiranje svjetla i dalje ne radi kada stavite aparat na kožu, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Indikator spremnosti za emitiranje svjetla postojano svijetli, ali aparat ne stvara svjetlosni impuls kada pritisnem gumb za svjetlo.	Aparat treba ponovo postaviti.	Kako biste ponovo postavili aparat, isključite ga i ponovo uključite. Ako indikator spremnosti za emitiranje svjetla postojano svijetli, a aparat ipak ne stvara svjetlosni impuls kada pritisnete gumb za svjetlo, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Indikator intenziteta 1 nastavlja treperiti, a ne mogu promijeniti postavku.	Nastavak za tijelo nije ispravno postavljen na aparat.	Ispravno postavite nastavak za tijelo na aparat.
Svi indikatori intenziteta naizmjenično se uključuju.	Aparat treba ponovo postaviti.	Kako biste ponovo postavili aparat, isključite ga i zatim ponovo uključite. Ako se indikatori intenziteta nastave naizmjenično uključivati, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Svi indikatori intenziteta istovremeno trepere.	Aparat nije ispravan.	Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi, prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili servisnom centru tvrtke Philips.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat stvara čudan miris.	Nastavak za tijelo i/ili staklo filtera je prljavo.	Pažljivo očistite nastavak za tijelo i prozor za izlaz svjetla. Ako ne možete ispravno očistiti nastavak za tijelo, kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips kako biste zamijenili nastavak za tijelo.
	Niste ispravno obrijali područje koje ćete tretirati.	Ako na području koje namjeravate tretirati ima dlačica, one mogu izgorjeti prilikom uporabe aparata. Kao rezultat, primijetit ćete čudan miris. Prije uporabe aparata ispravno obrijte područje koje ćete tretirati. Ako brijanje uzrokuje nadraženost kože, podrežite dlačice što je moguće kraće i upotrijebite aparat Lumea Essential na postavci koja je ugodna.
	Spremili ste aparat u prašnjavo okruženje.	Očistite aparat i nastavak za tijelo (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").
Tijekom tretmana koža je osjetljivija nego obično.	Intenzitet svjetla koji ste odabrali previše je jak.	Provjerite tablicu s bojama kože/dlačica prije svake uporabe kako biste bili sigurni da ćete odabrati odgovarajući intenzitet svjetla za svaki tretman. Ako je potrebno, odaberite slabiji intenzitet svjetla.
	Niste obrijali područja koja želite tretirati.	Prije uporabe aparata obrijte područja koja želite tretirati. Ako brijanje uzrokuje nadraženost kože, podrežite dlačice što je moguće kraće i upotrijebite aparat Lumea Essential na postavci koja je ugodna.
	Slomljen je prozor za izlaz svjetla.	Ako je slomljen prozor za izlaz svjetla, prestanite koristiti aparat kako biste izbjegli rizik od reakcije kože. Kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi, prodavača proizvoda tvrtke Philips ili servisni centar tvrtke Philips.
Prilikom uporabe aparata osjećam neprihvatljivu bol.	Niste obrijali područja koja želite tretirati.	Prije uporabe aparata obrijte područja koja želite tretirati. Ako brijanje uzrokuje nadraženost kože, podrežite dlačice što je moguće kraće i upotrijebite aparat Lumea Essential na postavci koja je ugodna.
	Tretirali ste područje za koje aparat nije namijenjen.	Aparat ne smijete upotrebljavati na licu, malim stidnim usnama, vagini, anusu, bradavicama, areolama. Muškarci ga ne smiju upotrebljavati na licu niti na mošnjama.
	Upotrijebili ste intenzitet svjetla koji je previše jak za vašu kožu.	Smanjite intenzitet svjetla na razinu koja vam je ugodna. Pogledajte poglavlje "Priprema za uporabu", odjeljak "Intenzitet svjetla".
	Slomljen je prozor za izlaz svjetla.	Ako je slomljen prozor za izlaz svjetla na nastavku za tijelo, aparat više nemojte upotrebljavati s tim nastavkom. Obratite se prodavaču proizvoda tvrtke Philips, servisnom centru tvrtke Philips ili centru za korisničku podršku kako biste zamijenili nastavak za tijelo.
	Aparat nije pogodan za vašu boju dlačica ili kože.	Nemojte koristiti aparat ako su dlačice na vašem tijelu svijetloplave, crvene, sive ili bijele. Nemojte koristiti aparat ako imate tamnu kožu. Pogledajte tablicu boja dlačica na tijelu i boje kože u kratkim uputama.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Tretirana područja postaju crvena nakon tretmana.	Blago crvenilo je bezopasno i normalno te ubrzo nestaje.	Ne trebate ništa poduzeti.
Reakcija kože nakon tretmana traje duže nego obično.	Upotrijebili ste intenzitet svjetla koji je previše jak za vašu kožu.	Sljedeći put odaberite slabiji intenzitet svjetla. Pogledajte poglavlje "Priprema za uporabu", odjeljak "Intenzitet svjetla". Ako reakcija kože traje duže od 3 dana, obratite se liječniku.
Rezultati uklanjanja dlačica nisu zadovoljavajući.	Upotrijebili ste intenzitet svjetla koji je previše slab za vašu kožu.	Testirajte kožu kako biste odredili možete li koristiti jači intenzitet svjetla (pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Prva uporaba i testiranje kože").
	Niste napravili dovoljno preklapanja prilikom uporabe aparata.	Kako biste dobili željene rezultate uklanjanja dlačica, morate praviti preklapajuće krugove prilikom uporabe aparata. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Naredna uporaba", korak 4.
	Aparat ne upotrebljavate često koliko se preporučuje.	Kako biste uspješno uklonili sve dlačice i spriječili ponovnu aktivaciju korijena dlačice, tretmane treba ponavljati jednom svaka dva tjedna tijekom prvih dva mjeseca. Kako biste kožu održali glatkom, savjetujemo vam da tretman ponavljate svaka četiri do šest tjedana. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica i području tijela. Ako između tretmana izraste previše dlačica, jednostavno ponovo skratite interval između tretmana, ali nijedno područje nemojte tretirati češće od jednom svaka dva tjedna. Ako aparat upotrebljavate češće nego što je preporučeno, neće povećati učinkovitost nego rizik od reakcija kože.
	Sporije reagirate na IPL tretman od prosječnog korisnika.	Nastavite koristiti aparat najmanje 6 mjeseci jer se ponovni rast dlačica ipak može smanjiti tijekom tog razdoblja. Osim toga, uzmite u obzir druga rješenja problema.
	Aparat nije pogodan za vašu boju dlačica ili kože.	Nemojte koristiti aparat ako su dlačice na vašem tijelu svijetloplave, crvene, sive ili bijele. Nemojte koristiti aparat ako imate tamnu kožu. Pogledajte tablicu boja dlačica na tijelu i boje kože u kratkim uputama.
Dlačice počinju ponovo rasti na nekim mjestima tretiranih područja.	Niste napravili dovoljno preklapanja prilikom uporabe aparata.	Kako biste dobili željene rezultate uklanjanja dlačica, morate praviti preklapajuće krugove prilikom uporabe aparata. Pogledajte poglavlje "Uporaba aparata", odjeljak "Naredna uporaba", korak 4.
	Dlačice ponovo izrastaju u sklopu prirodnog ciklusa rasta dlačica.	To je normalno. Dlačice ponovo izrastaju u sklopu prirodnog ciklusa rasta dlačica. No dlačice koje ponovo izrastu mekše su i tanje.
Aparat ne radi.	Aparat nije ispravan.	Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi, prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili servisnom centru tvrtke Philips.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A fényalapú szőrtelenítés az egyik leghatékonyabb módszer a nemkívánatos testszőrzet kezelésére, melynek eredménye hosszabb ideig megmarad.

A jelenleg alkalmazott otthoni szőrtelenítési módszerektől abban különbözik, hogy jelentősen csökkenti a szőr visszanövését. A Philips több mint 15 évig fejlesztette vezető bőrgyógyászokkal ezt a módszert.

Ön most már kényelmesen, bármikor használhatja ezt az innovatív technológiát otthonában.

Ezt a készüléket kifejezetten nők számára tervezték és optimalizálták, de férfiak is használhatják.

A Philips Lumea Essential lehetővé teszi a nyak alatti nemkívánatos szőrszálak kezelését.

A Philips Lumea Essential készüléket kizárólag egy személy által történő használatra tervezték.

A Philips Lumea Essential készülékkel kapcsolatos további információkat lásd: www.philips.com/lumea. Friss információkkal kapcsolatban látogassa rendszeresen honlapunkat.

Előnyök

Ez a készülék a következő előnyöket biztosítja:

Intenzív pulzáló fény (IPL) technológia otthoni alkalmazásra

A Philips Lumea Essential készülék fényalapú, úgynevezett „intenzív pulzáló fény” (IPL) technológiát alkalmaz. Az IPL-t a professzionális szépségipar is használja szőrtelenítésre, és az utóbbi tizenöt évben alkalmazzák.

A Philips Lumea Essential ezt az innovatív technológiát biztosítja otthonának kényelmében.

A szőrszálak újránövkedésének hatékony megelőzése az örökké tartó simaság érdekében

Ez a módszer hosszú ideig megelőzi a szőr újránövkedését, és bőre olyan sima lesz, mint a selyem. Vizsgálataink azt mutatják, hogy már két kezelés után észrevehetően csökken a szőr mennyisége. Optimális eredmény általában négy-öt kezelés után érhető el. A szőr sűrűségének csökkenése kezelésről kezelésre látható. Egyénenként változik, hogy milyen gyorsan látható a kezelése hatására, és mennyire tartós az eredmény. További információk „A készülék használata” című fejezet „Megfelelő eredmény elérése” című részében található.





Gyengéd kezelés az érzékeny területeken is.

A Philips Lumea Essential kifejlesztésében vezető bőrgyógyászok is közreműködtek, hogy a kezelés hatékony és gyengéd legyen a legérzékenyebb testfelületeken is.

Nem szükségesek cserealkatrészek – nincsenek rejtett költségek

A Philips Lumea Essential készülék nagy teljesítményű lámpával van felszerelve, amely nem igényel cserét. Ez a lámpa több, mint 100 000 villanást tud létrehozni, és több mint 5 évig* képes folyamatosan biztosítani a szőrtelenítés eredményét, miközben Ön megtakaríthatja a drága cserelámpák költségét.

*Egy felhasználó átlagos felhasználási szokásai és a javasolt kezelési rend alapján.

A Philips intenzív pulzáló fény technológiájának működése**Szőrnövekedés**

A szőrnövekedés gyorsasága egyénenként változik, és az életkortól, az anyagcserétől és más tényezőktől függ, mindamellett a szőr mindenkinél normál esetben három fázisban növekszik.

1 Növekedési fázis (anagén fázis)

A szőr aktívan nő a hagymából. Ebben a fázisban a legmagasabb a melanin koncentrációja. A melanin felel a szőr pigmentációjáért, és a melaninkoncentráció meghatározó tényező az Intenzív pulzáló fény (IPL) technológia hatékonysága szempontjából is. Csak a növekedési fázisban lévő szőr fogékony a fénykezelésre.

2 Átmeneti fázis (katagén fázis)

A szőrnövekedés megáll, a gyökér összehúgódik, mielőtt a szőrszál kihullana.

3 Nyugalmi fázis (telogén fázis)

A régi szőrszál leválik a szőrtüszőről és kihullik. A szőrtüsző nyugalomban marad, amíg újra aktívvá nem válik, és új szőrszálakat nem növeszt.

Működési elv

- A készülék úgy távolítja el a szőrszálakat, hogy felmelegíti a szőrszálakat és a gyökereket a bőr alatt. A szőrszálban és a gyökérben lévő melanin elnyeli a kibocsátott fényt. Minél sötétebb színű a szőrszál, annál több hő nyelődik el. A folyamat eredményeképpen a szőrszál nyugalmi fázisba kerül.
- A kezelések között a szőr természetes módon kihullik, és az újránövekedés gátolva van. A szőrszálak egy-két hét alatt hullanak ki.

- Mivel csak a növekedési fázisban lévő szőrszálak fogékonyak a fényelvezett kezelésre, az optimális szőrtelenítés nem érhető el egyetlen alkalommal. A kezelés alatt az érintett területen a szőrszálak rendszerint a szőrnövekedési ciklus különböző fázisában vannak. Az összes szőr hatékony kezeléséhez kéthetente meg kell ismételnie a kezelést az első két hónapban.

Beépített optikai szűrő biztosítja, hogy a bőrt ne érje UV fény, és hogy a készülék biztonságos legyen a bőr szempontjából.

Általános leírás (ábra 5)

- 1 Intenzitás jelzőfények (1 - 5)
 - 2 Be-/kikapcsoló gomb
 - 3 „Villanófény kész” jelzőfény
 - 4 Szellőzőbordák
 - 5 A készülék csatlakozója
 - 6 Villanófényes jelzőgomb
 - 7 Elektronikus érintkezők nyílásai
 - 8 Fénykibocsátó ablak beépített UV-szűrővel
 - 9 Elektronikus érintkezők
 - 10 Testszörtelenítő tartozék (a nyaktól lefelé minden testtájhoz megfelelő)
 - 11 Fémkeret a testszörtelenítő tartozék belsejében
 - 12 Beépített biztonsági rendszer
 - 13 Adapter
 - 14 Kisméretű csatlakozódugasz
 - 15 Hordtáska
- További tartozék: tisztítókendő

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!



- A víz és az elektromos áram együtt nagyon veszélyes! Ne használja a készüléket nedves környezetben (pl. teletöltött kád mellett, a zuhanyzóban vagy a vízzel töltött uszodamedence mellett).
- Tartsa a készüléket és a hálózati adaptert szárazon.
- Ha a készülék eltörik, az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg egyik belső alkatrészt sem.
- Soha ne helyezzen semmit a készülékbe.

Figyelmeztetés

- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket 15 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják. 15–18 éves kamaszok szülei vagy a felettük szülői jogokkal rendelkező személyek beleegyezésével és/vagy segítségével használhatják a készüléket. 19 évesnél idősebb felnőttek szabadon használhatják.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ne használja a készüléket vagy az adaptert azok sérülése esetén.
- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptert a vezetékéről, és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Ne használja a készüléket, ha a fénykibocsátó ablak üvege törött.

A sérülések elkerülése érdekében:

- ügyeljen rá, hogy semmi se akadályozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.
- soha ne tegye ki a készüléket nagy ütéseknél, ne rázza, és ne ejtse le a készüléket.
- ha a készüléket nagyon hideg környezetből nagyon meleg környezetbe viszi, a használat előtt várjon legalább 3 órát.
- Tárolja a készüléket a hozzá kapott hordtáskában, hogy ne legyen poros.
- Bekapcsolt állapotban soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket ha az be van kapcsolva. Használat után mindig kapcsolja ki.
- A készülék megrongálódásának elkerülése érdekében ne tegye ki azt hosszabb időn át közvetlen napsütésnek vagy UV-fénynek.
- Csak a bőr felszínén villantson, ellenkező esetben a testszörtelenítő tartozék, illetve a fénykibocsátó ablak súlyosan károsodhat. Csak akkor villantson, ha a készülék a bőrhöz ér.

Figyelmeztetés!

- Soha ne használja a készüléket a szeme körül és a szemöldöke közelében, hogy elkerülje a szemsérülést.
- Csak a bőrtípusának megfelelő beállításokkal használja a készüléket (lásd „Előkészítés a használatra” című fejezet „Ajánlott fényintenzitások” részében lévő táblázatot). Ha a javasoltnál magasabb beállítással használja, növekedhet a bőrreakciók és mellékhatások kockázata.
- A készülék csak a nyak alatti területeken található emberi testszövet eltávolítására használható. Ne használja semmilyen más célra.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelni kívánt bőrfelület tiszta, száraz, mentes mindenféle krémtől, testápoló tejtől és egyéb kozmetikumoktól. Ha a bőr nem tiszta és száraz, előfordulhat, hogy a beépített biztonsági rendszer nem megfelelően működik, és a készülék nem villan vagy véletlenül villan.

A Philips Lumea Essential készülék élettartamának megőrzése érdekében vegye figyelembe a következőket::

- Használat közben ne tegye ki a készüléket 15 °C-nál alacsonyabb vagy 35 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékletnek.
- A készülék beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. Ha a készülék túlmelegszik, nem villant. Ne kapcsolja ki a készüléket, de hagyja hűlni kb. 15 percig, mielőtt folytatná a kezelést. A készülék 5 perc után automatikusan kikapcsol. Ezután hagyja hűlni újabb 10 percig.
- Javításra mindig a Philips valamely hivatalos szakszervizébe vigye a készüléket. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- Ne használja a készüléket, ha az „Ellenjavallatok” című részben leírtak bármelyike igaz Önre.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelelő.

Ellenjavaslatok

Kinek NEM felel meg a Philips Lumea Essential készülék?

A Philips Lumea Essential készüléket nem használhatja mindenki. Ha a következők bármelyike igaz Önre, ez a készülék **nem** megfelelő az Ön számára!

Ne használja a készüléket, ha Ön terhes vagy szoptat.

A Philips Lumea Essential készüléket nem tesztelték terhes nőkön, ezért nem javasoljuk a használatát, ha Ön terhes vagy szoptat. A hormonális változások fokozhatják bőre érzékenységét és a bőr sérülésének veszélyét.

Soha ne használja a készüléket, ha bőr- és/vagy szőrszíne nem megfelelő, azaz:

- ha V-ös (ritkán ég le, jól barnul és a bőre színe sötétbarna) vagy VI-es (ritkán vagy soha nem ég le, és nagyon sötétre barnul; bőre színe barnásfekete vagy sötétebb) bőrtípusa van. Ebben az esetben a Philips Lumea Essential készülék alkalmazása során nagy a kockázata a bőrreakciók – például elszíneződések, erős kipirosodás vagy égési sérülések – kialakulásának. Lásd „A készülék használata” fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét is, és tanulmányozza az „Ajánlott fényintenzitási táblázatot” a Rövid üzembe helyezési útmutatóban.
- ha szőrzetének természetes színe a kezelt területen világoszöke, fehér, ősz vagy vörös. A kezelés nem lesz hatásos.

Soha ne használja a készüléket, ha az alább felsorolt betegségek bármelyikében szenved:

- ha olyan bőrbetegsége van, mint az aktív bőrrák, kórtörténetében bőrrák vagy bármely más lokalizált rák szerepel a kezelendő területen.
- ha rák megelőző elváltozások vagy több atipikus anyagcsepe van a kezelendő területen.
- ha volt valaha kollagén rendellenessége, beleértve a bőrkinövéseket vagy a lassú sebvarosodást.
- ha volt valaha érrendszeri rendellenessége a kezelni kívánt területeken, mint a visszér vagy az értágulat.
- ha bőre érzékeny a fényre, és könnyen alakulnak ki rajta kiütések vagy allergiás reakciók.
- ha fertőzése, ekcémája, égési sérülése, szőrtüszőgyulladás, felszakadt sebe, horzsolása, műtéti hege, herpesze, sebe, sérülése vagy hematómája van a kezelni kívánt területen.
- ha műtété volt a kezelendő területen.
- ha epilepsziás és érzékeny a villanófényekre.
- Ha cukorbeteg, lupus-os betegsége van, és ha porfirin-anyagcsere zavara vagy szívbetegsége van.
- Ha bármilyen vérzési rendellenességben szenved.
- Ha immunszuppresszív betegség (beleértve a HIV-fertőzést és az AIDS-betegséget is) szerepel a kórtörténetében.

Soha ne használja a készüléket, ha az alább felsorolt bármely gyógyszert szedi:

- Ha a bőrt jelenleg alfa-hidroxi-savakkal (AHA-k), béta-hidroxi-savakkal (BHA-k), helyileg alkalmazott izotretinoinnal vagy azelainsavval kezelik, vagy nemrégiben ezekkel kezelték.
- Ha izotretinoin tartalmú gyógyszert, például Accutane®-t vagy Roaccutane®-t vett be az utóbbi hat hónapban. A kezeléstől a bőr megpedezhet, kisebesedhet vagy irritálódhat.
- Ha fájdalomcsillapítókat szed, amik csökkentik a hőre való érzékenységet.
- Ha fényérzékenységet okozó hatóanyagokat vagy gyógyszereket szed, ellenőrizze a gyógyszer betegtájékoztatóját, és soha ne használja a készüléket, ha a betegtájékoztatóban az áll, hogy a gyógyszer fotoallergiás vagy fototoxikus reakciókat okozhat, vagy ha kerülnie kell a napfényt a gyógyszer szedése alatt.
- Ha véráldadásgátló szereket szed, beleérve az aszpirin gyakori használatát, ha a Lumeával végzett kezelés előtt legalább 1 héttel azok szedése nem hagyható el.
- Ha immunszuppresszív gyógyszereket szed.

Soha ne használja a készüléket a következő területeken:

- Az arcon.
- A mellbimbón, a mellbimbóudvaron, a kis szeméremajkakon, a hüvelyben, a végbélnyílásnál, az ornyílásokon és fülön belül. Lásd „A készülék használata” című fejezet „A készülék használata a bikiniterületen” című részét.
- Férfiak nem használhatják a herezacskón, illetve az arcon.
- Semmilyen mesterséges dolog közelében, mint a szilikon implantátum, a pacemaker, a bőr alá helyezett befecskendezési pontok (pl. inzulinadagoló) vagy a piercing.
- Soha ne használja a készüléket anyajegyeken, szeplőkön, nagyobb ereken, sötétebb pigmentes területeken, sebeken és bőrrendellenességeken orvossal történő konzultáció nélkül. Ilyen esetben a bőr megéghet és a színe elváltozhat, ami jelentősen megnehezíti a bőrbetegségek (pl. bőrrák) felismerését.
- Szemölcsön, tetováláson vagy sminktetováláson. Ez égéshez és a bőr színének elváltozásához vezethet (hipopigmentáció vagy hiperpigmentáció: a normális pigmentáció csökkenése vagy növekedése).
- Olyan területeken, ahol hosszan tartó dezodorokat használ. Ez bőrreakciókhoz vezethet. Lásd „A készülék használata” című fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét.

Soha ne használja a készüléket leégett, nemrégiben (az elmúlt 2 hétben) napbarnított vagy mesterségesen barnított bőrön

- A barnítás minden típusa befolyásolhatja a kezelés biztonságát. Ez magában foglalja a természetes napfénynek való kitétséget és a mesterséges barnító módszereket is, így a barnító krémeket, barnító eszközöket stb. egyaránt. Ha leburnult, vagy barnulni készül, lásd az „Előkészítés a használatra” című fejezet „Barnulási tanácsok” című részét.

Megjegyzés: Ez a felsorolás nem teljes. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e a készüléket, azt javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.



Előkészítés a használatra

Az optimális eredmény érdekében a következők szerint készítse elő a kezelni kívánt területeket.

A kezelendő terület előkészítése

- 1** Borotválja le a kezelni kívánt felületeket, amennyiben még újranő rajtuk a szőr.

Megjegyzés: Ne használjon szőrtelenítő krémet borotva helyett.

Megjegyzés: Ha a legutóbbi szőrtelenítési módszer gyökerével együtt távolította el a szőrszálakat (például epilálás), azonnal megkezdheti a kezelést. Ebben az esetben az optimális eredmény érdekében javasoljuk, hogy a kezeléseket között borotválja az érintett területet.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a le nem borotvált vagy nem megfelelően borotvált terület kezelése nemkívánatos hatásokkal jár:

- A fénykibocsátó ablak és a testszőrtelenítő tartozék szőrszálakkal és piszokkal szennyeződhet. A szennyeződött fénykibocsátó ablak és tartozék csökkentheti a készülék élettartamát és hatékonyságát. A fénykibocsátó ablak szennyeződése fájdalmassá teheti a kezelést, illetve bőrreakciót, például kipirosodást és elszíneződést is okozhat.
- A szőr megéghet a bőrön, ami kellemetlen szaggal járhat.

- 2** Tisztítsa meg bőrét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta szőrszálak, teljesen száraz-e, és olajos anyagoktól (pl. a dezodorok, testápolók, parfümök, barnítókrémek és napolaj maradványaitól) mentes.

- 3** Ellenőrizze, hogy a készülékben, különösen a fénykibocsátó ablakban és a testszőrtelenítő tartozékban nincs-e szőr, por vagy szősz beragadva. Ha bármilyen szennyeződést lát, a „Tisztítás és karbantartás” fejezet utasításai szerint tisztítsa meg a készüléket.

Ha a borotválkozás sebeket vagy sérüléseket okoz, bőre érzékenyebb lehet az IPL-technológiára, mint a másoké. Ennek hatására előfordulhat, hogy az IPL-kezelés kellemetlen érzéssel jár vagy más nemkívánatos mellékhatásokhoz vezet. Javasoljuk, hogy várja meg, amíg az irritáció elmúlik.

- 4** Ha a szőrszálak már nem nőnek vissza (ami általában 4-5 kezelés után következik be), már nem kell borotvát használnia a kezelés előtt.

Fényintenzitás


A professzionális fényalapú készülékekkel ellentétben a Philips Lumea Essential készüléket otthoni használatra tervezték, és a leadott fényimpulzusok gyengébbek. Ezért **kényelmes** és **hatékony** kezelést várhat az Ön számára megfelelő fényintenzitás mellett.

A Philips Lumea Essential készülék öt különböző fényintenzitást biztosít. Állítsa be a fényintenzitását a bőr- és testszőrzetszínének megfelelő és Ön által kényelmesnek ítélt szintre.

A megfelelő fényintenzitás beállításához az alábbi táblázat nyújthat segítséget.

- 1** Az alábbi táblázat alapján válassza ki az Ön bőr- és testszőrzetszínének megfelelő fényintenzitásokat.

Tipp: Helyezze a bőrére a Rövid üzembe helyezési útmutatóban található táblázatot, és hasonlítsa össze a bőrszínével.



Tipp: Javasoljuk, hogy a Rövid üzembe helyezési útmutatót tartsa a készülék tokjában a későbbi használatához.

2 Csökkentse a fényintenzitást, ha bármilyen fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal.

Sötétebb bőrszín esetén a bőrirritáció valószínűsége nagyobb, mivel a bőr több fényt nyel el. A sötétebb bőrű hölgyeknek ezért alacsonyabb fényintenzitás használata ajánlott.

A fényimpulzus melegek vagy forrónak érződhet a bőrön, de soha nem lehet fájdalmas. A különböző testfelületekhez szükséges fényintenzitás eltérő lehet, lásd az alábbi táblázatot. A bőrreakciók megelőzése érdekében lásd „A készülék használata” című fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét.

Javasolt fényintenzitás (1-5)

Az alábbi táblázatban az „x” azt jelenti, hogy a készülék nem megfelelő önnek.

Megjegyzés: Bőrszíne változhat, például napozás hatására. Előfordulhat, hogy bőrszíne sötétebb, mint az előző kezelés alkalmával. Ezért fontos, hogy minden kezelés előtt területenként ellenőrizze az alkalmazott beállítást. Egyes területek sötétebbek lehetnek, mint mások.

Testszőrzet színe:	sötétszőke/világosbarna/ barna/sötétbarna/fekete	fehér/ősz/vörös/ világosszőke
Bőrszín és jellemzők:		
Fehér (mindig leég, nem barnul)	4,5	x
Bézs (könnyen leég, minimálisan barnul)	4,5	x
Világos barna (néha leég, jól barnul)	4,5	x
Középbarna (ritkán ég le, gyorsan és jól barnul)	1/2/3	x
Sötét barna (ritkán ég le, nagyon jól barnul)	x	x
Barnásfekete és sötétebb (ritkán vagy soha nem ég le, nagyon sötéten barnul)	x	x

Fontos!

Azt, hogy Önnek megfelelő-e a Philips Lumea Essential készülék, a „Kinek NEM felel meg a Philips Lumea Essential készülék?” című részből tudhatja meg.

Barnulási tanácsok

- Kerülje a napozást a Philips Lumea Essential rendszeres (kéthetenkénti) használata esetén.

A napozástól a bőr sötétebb lehet (lebarnulhat), illetve leéghet (a bőr vörössé válik). A Philips Lumea Essential készülék használata sötétebb (lebarnult) és/vagy leégett bőrfelületen fokozza a káros mellékhatások és bőrreakciók kockázatát. „A készülék használata” című fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét.



- **Napozás kezelés előtt: Várjon 2 hetet és végezzen bőrtesztet.**

A napozást követően várjon legalább 2 hetet a készülék használata előtt. A megfelelő fényintenzitás meghatározása érdekében végezzen bőrtesztet (lásd „A készülék használata” fejezet „Első használat és bőrteszt” című részét) a kezelendő területen. Ennek elmulasztása fokozza a Philips Lumea Essential készülékkel végzett kezelést követően kialakuló bőrreakciók kockázatát.

- **Napozás kezelés után: A napozással várjon legalább 48 órát a Philips Lumea Essential készülékkel végzett kezelés után.**

A kezelés után várjon legalább 48 órát, mielőtt a kezelt területet napfénynek tenné ki. Mielőtt napfénynek tenné ki bőrét, 48 óra elteltével is győződjön meg arról, hogy a kezelt területen nem jelentkeztek mellékhatások. A kezelést követő két hétben takarja le a kezelt területet, ha napra megy, vagy használjon naptejet (legalább 30-as faktorú napvédelemmel). Ha a kezelt területeket közvetlenül a kezelés után védelem nélkül teszi ki napfénynek, az növeli a mellékhatások és bőrreakciók kockázatát. Lásd „A készülék használata” fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét.

- **Barnulás mesterséges fényvel**

Kövesse a fenti, „Napozás kezelés előtt” és „Napozás kezelés után” részekben adott utasításokat.

- **Barnulás krémmel**

Ha mesterséges barnítókrémet használt, a Philips Lumea Essential készülék használata előtt várjon, amíg a mesterséges barnaság teljesen el nem tűnt.

Megjegyzés: A nemkívánatos bőrreakciókkal kapcsolatban lásd „A készülék használata” fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét.

A készülék használata

A bőr- és testszőrzetszínéhez leginkább megfelelő beállítások megtalálásához tanulmányozza a javasolt fényintenzitás-táblázatot az „Előkészítés a használatra” című fejezet „Fényintenzitás” című részében. A készülék használata előtt borotválja le a kezelni kívánt területet (lásd az „Előkészítés a használatra” fejezet „A kezelendő terület előkészítése” című részét).


Ha a kezelés bármikor fájdalmassá válik, csökkentse a fényintenzitást, amíg a kezelés újra kényelmes nem lesz. Ha az enyhe pirosságnál erősebb bőrreakciókat észlel, azonnal hagyja abba a kezelést, és olvassa el a „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részt ebben a fejezetben.


Első használat és bőrteszt

Ha első alkalommal vagy közelmúltbeli napozás után használja a készüléket, azt javasoljuk, hogy végezze el a bőrtesztet **minden** kezelendő területen, hogy ellenőrizze bőre reakcióját a kezelésre, és hogy megszokja a fényalapú kezelést.


- 1 Válasszon a kezelni kívánt területhez közeli területet.
- 2 Illesse a kis csatlakozódugót a készülékbe, majd a hálózati adaptert a fali aljzatba.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a testszőrtelenítő tartozék a készüléken van-e.






- 3** A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.



- 4** 1-es intenzitáshoz tartozó jelzőfény világítani kezd.


Megjegyzés: A készülék automatikusan mindig a legalacsonyabb fényintenzitást választja. A megfelelő fényintenzitás meghatározásához lásd „Előkészítés a használatra” című fejezet „Fényintenzitás” című részét.

- 4** A fényintenzitás beállításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot egyszer vagy többször, amíg el nem éri a kívánt beállítást. A megfelelő intenzitás jelzőfénye felvillan.




- 5** Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfületre úgy, hogy a testszűrőtelenítő tartozék érintkezzen a bőrrel.

Tipp: A könnyebb használat érdekében feszítse ki a kezelni kívánt bőrfelületet.



- 6** A készülék hátoldalán lévő „Villanófény kész” jelzőfény villogni kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék felkészül a villantás kibocsátására.
- 6** Amikor a készülék készen áll a villantás kibocsátására, a „Villanófény kész” jelzőfény folyamatos zöld fényel világít.



- 6** Villantás kibocsátásához nyomja meg a villantás gombot.

Megjegyzés: A készülék által kibocsátott látható fény a villantás bőrön való visszatükröződése, és ártalmatlan a szemre. A használat során nem szükséges szemüveget viselni. A készüléket **jól megvilágított** szobában használja, ez csökkenti a villantás érzékelt fényerejét.

- 7** Miután a készülék villantott, engedje el a villantás gombot.

- 8** Csúsztassa a készüléket a bőrén a következő kezelendő területre. Amíg kényelmes (nem fájdalmas), emelje egy szinttel a beállítást a bőrtípusához ajánlott tartományon belül, és alkalmazzon egy villantást minden beállításhoz. Ne alkalmazzon egynél több villantást ugyanazon a helyen.

- 9** A kezelés befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
- 10** A bőrteszt után várjon 24 órát, és ellenőrizze a bőrt, előfordul-e bármilyen reakció. Ha bőre reakciót mutat, a következő használathoz válassza azt a legmagasabb beállítást, amely nem eredményezett bőrreakciót.

Következő használat

- 1** Minden kezelés előtt tisztítsa meg a testszűrőtelenítő tartozékot és az abban lévő fénykibocsátó ablakot, illetve fémkeretet. További információkat a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben talál.
- 2** Minden kezelés elején gondosan válassza ki a fényintenzitást bőre érzékenységétől és attól függően, hogy mennyire érzi a kezelést kényelmesnek. A bőrtípusa és szőrszíne kombinációjának megfelelő beállítás kiválasztásához lásd az „Ajánlott fényintenzitások” című részt.

Megjegyzés: Bőre számos ok miatt eltérően reagálhat különböző napokon/alkalmakkor. További információkat a jelen fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részében talál.

- 3** Kövesse az előző szakasz („Első használat előtt és bőrteszt”) 2-6. lépéseit.


Megjegyzés: Normális, hogy a készülék és a testszűrőtelenítő tartozék felmelegszik a használat alatt.

- 4** Csúsztassa a készüléket a bőrén a következő kezelendő területre, és ismétlje meg a jelen fejezet „Első használat és bőrteszt” című részének 5. és 6. lépését. Az egyes villantások után legfeljebb 3,5 másodpercig tart, amíg a készülék újból kész villantani. Ha a készülék hátoldalán lévő „Villanófény kész” jelzőfény újra villogni kezd, az azt jelzi, hogy a készülék tölt. A folytatás előtt várjon, amíg ez a jelzőfény folyamatosan kezd világítani.

Tipp az SC1992 típushoz: Az SC1992 típus „Csúsztat és villant” funkcióval rendelkezik: a még hatékonyabb kezelés érdekében tartsa lenyomva a villantás gombot, miközben a készüléket a bőrén csúsztatja.

Ne kezelje többször pontosan ugyanazt a területet egy alkalommal. Ez nem javítja a kezelés hatékonyságát, de növeli a bőrreakciók kockázatát.

- 5** A kezelésből kimaradó felületek elkerülése érdekében a villantásokat mindig egymáshoz közel végezze. Vegye figyelembe, hogy hatékony fény kizárólag a fénykibocsátó ablakon keresztül távozik. Ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ne villantson kétszer ugyanazon a területen.
- 6** A kezelés befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához.
- 7** Ellenőrizze, hogy a fénykibocsátó ablakban és a testszűrőtelenítő tartozékban nincs-e szőrszál vagy piszok, és használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd „Tisztítás és karbantartás” fejezet).



Tippek:**Az optimális eredmény elérése**

- Normális, ha az első néhány kezelés után még láthatók szőrszálak (a további információkat lásd a „Bevezetés” fejezet „Működési elv” című részében).
- A szőrszálak sikeres eltávolítása és a szőrtüsző újbóli aktivizálódásának megakadályozása érdekében a kezeléseket az első két hónapban kéthetente meg kell ismételni. Ezután bőre simává és szőrtelenné válik. Az eredmény megtartásával kapcsolatos tudnivalókat lásd a „Gondozási szakasz” című részben.

Gondozási szakasz

- Annak érdekében, hogy bőre sima maradjon, javasoljuk, hogy ismételje meg a kezelést négy–hat hetente. A kezeléseik közti idő változó a szőrszálak egyéni újránövekedése és az eltérő testtájak szerint. Ha túl sok szőrszál nő vissza a kezeléseik között, egyszerűen rövidítse le a kezeléseik közti időt, de egy területet se kezeljen gyakrabban, mint kéthetente. Ha a javasoltnál gyakrabban használja a készüléket, azzal nem növeli a hatékonyságot, viszont növeli a bőrreakciók kialakulásának kockázatát.

A kezelés irányelvei**Átlagos kezelési idő**

Terület	Becsült kezelési idő
Hónalj	egyenként 1 perc
Bikínivonal	oldalanként 1 perc
Teljes bikinifelület	4 perc
Egy lábszár	8 perc
Egy teljes láb	14 perc

Megjegyzés: A fenti átlag kezelési időket kutatásokon és teszteken figyelték meg. Az egyéni kezelési idők egyénenként eltérőek lehetnek.


Kezelní kívánt területek

A készülék a nemkívánatos szőrszálak kezelésére szolgál a hónaljon, a karon, a hason, a bikiniterületen és a lábakon. Nem használható az arcon.

A készülék használata a lábon

A lábnak megfelelő beállítás megtalálásához ellenőrizze a javasolt fényintenzitás-táblázatot az „Előkészítés a használatra” című fejezet „Fényintenzitás” című részében.

- Felfelé, lefelé vagy keresztben mozgathatja a készüléket, amelyik irány Önnek kényelmesebb. A bőrrel való teljes érintkezés fenntartása érdekében a készüléket oldalirányban is a bőrre helyezheti és ott tarthatja.



Megjegyzés: A sárcsonthoz és a bokához hasonló csontos területek érzékenyebbek a test többi részénél. Ha ezekre a területekre erősen nyomja a testszűrőtelenítő tartozékot, a bőr hajlamosabb lehet a bőrreakciókra, például a bőrirritációra és a kipirosodásra. Lásd a jelen fejezet „Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók” című részét. Csak annyira nyomja a testszűrőtelenítő tartozékot a bőrre, hogy a „Villanófény kész” jelzőfény világítani kezdjen, de ne jobban.

A készülék használata a bikiniterületen

A bikiniterületnek megfelelő beállítás megtalálásához ellenőrizze a javasolt fényintenzitás-táblázatot az „Előkészítés a használatra” fejezet „Fényintenzitás” című részében.

Elméletileg a Philips Lumea Essential készülék elég biztonságos és gyengéd a teljes bikiniterület kezeléséhez (például a brazil vagy hollywoodi fazonhoz). A bikiniterület sötétebben pigmentált, érzékenyebb bőrén használjon alacsonyabb beállítást. Ne használja a készüléket a belső szeméremajkakon, a hüvelyen és a végbélnyíláson. Azok a férfiak, akik kezelni kívánják az ágyéki területet, nem használhatják a készüléket a herezacskón.

Megjegyzés: Higiéniai okokból mindig tisztítsa meg a testszűrőtelenítő tartozékot, mielőtt másik testrész kezelésébe kezd (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).

A készülék használata a hónaljban

A hónaljnak megfelelő beállítás megtalálásához ellenőrizze a javasolt fényintenzitás-táblázatot az „Előkészítés a használatra” fejezet „A fényintenzitás beállítása” című részében.

Kezelés előtt távolítsa el minden dezodort, parfümöt, krémet és más bőrápoló terméket a hónaljról.


Tipp: Optimális eredményt érhet el a hónaljban, ha a tükör elé áll, hogy jól lássa a kezelendő területet és a „Villanófény kész” jelzőfényt. Emelje fel a karját, és helyezze kezét a nyak hátsó részére, ezzel megfeszül a hónalj bőre.

Megjegyzés: A tükröződő fény nem ártalmas a szemre. Ha a szórt fény kellemetlen, csukja be a szemét, amikor kibocsátja a villanást.

Lehetséges mellékhatások és bőrreakciók

Gyakori bőrreakciók:

- Bőre enyhén kipirosodhat, illetve bizsereghet, viszketget vagy melegnek érződhet. Ez a reakció teljesen ártalmatlan, és gyorsan elmúlik.
- Rövid ideig a leégéshez hasonló bőrreakció fordulhat elő a kezelt területen. Ha nem múlik el három napon belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.
- Száraz bőr és viszketés előfordulhat a borotválkozás, illetve a borotválkozás és a fénykezelés kombinációja miatt. Ez ártalmatlan, és néhány napon belül elmúlik. Hűtőborogatással vagy nedves arctörölő kendővel hűtheti a területet. Ha a szárazság hosszabb ideig fennáll, a kezelés után 24 órával nem illatosított testápolót használhat a kezelt területen.



Ritka mellékhatások:

- Égési sérülések, erős kipirosodás és duzzanat. Ezek a reakciók ritkán fordulnak elő, és általában a bőrszínhez képest túl erős fényintenzitás eredményei. Ha a reakciók nem múlnak el három napon belül, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. A következő kezeléssel várjon addig, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyult, és használjon alacsonyabb fényintenzitást.
- A bőr elszíneződése: nagyon ritkán fordul elő. A bőr elszíneződése vagy a környező területhez képest sötétebb vagy világosabb foltként fordul elő. A bőrszínhez képest túl erős fényintenzitás eredményezi. Egyes ritka esetekben előfordulhat (többnyire túl sötét bőrön való túl nagy intenzitás alkalmazása következményeként), hogy a pigmentelváltozás a szokásosnál tovább tart. A hatások minden esetben visszafordíthatóak. Ne kezelje az elszíneződött területet, amíg az elszíneződés el nem tűnt, és a bőr vissza nem nyerte rendes bőrszínét.
- Bőrfertőzés és gyulladás: nagyon ritkán fordul elő, és az okozhatja, hogy a készüléket seben vagy borotválkozás okozta vágáson, illetve meglévő seben vagy benőtt szőrszálon használja.
- Túl erős fájdalom: akkor fordulhat elő kezelés közben vagy után, ha le nem borotvált területen, vagy a bőrszínhez képest túl erős fényintenzitáción használja a készüléket, ha egynél többször villant ugyanarra a területre, illetve ha nyílt seben, gyulladáson, fertőzésen, tetováláson, égési seben, stb. használja a készüléket. További információkat a „Fontos! fejezet „Ellenjavaslatok” című részében talál.

A használatot követően:

- Közvetlenül a kezelés után ne használjon semmilyen illatosított kozmetikumot a kezelt területeken.
- Közvetlenül a kezelés után ne használjon semmilyen dezodort a hónaljon. Várjon addig, amíg a bőr kivörösödése teljesen meg nem szűnik.
- A napozással és a mesterséges barnulással kapcsolatos információkat lásd az „Előkészítés a használatra” fejezet „Barnulási tanácsok” című részében.

Tisztítás és karbantartás

Az optimális eredmény és a készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében minden használat előtt és után, illetve ha szükséges, használat közben is tisztítsa meg a készüléket. A készülék veszít hatékonyságából, ha nem tisztítja meg megfelelően.

Soha ne tisztítsa a készüléket vagy alkatrészeit csapvíz alatt vagy mosogatógépekben.

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot és súrolószert (pl. mosószert, benzint vagy acetont).


Soha ne karcolja meg a fénykibocsátó ablakot vagy a fémkeretet a testszörtelenítő tartozék belsejében.

Megjegyzés: Ne használja tovább a készüléket, ha nem lehet megtisztítani a fénykibocsátó ablakot vagy a testszörtelenítő tartozékokat.

1 Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és hagyja kihűlni.

Megjegyzés: Használat közben a fénykibocsátó ablak felmelegszik. Tisztítás előtt hagyja kihűlni.





2 A testszörtelenítő tartozék eltávolításához fogja meg a tartozék tetején és alján található kiugró részeket és óvatosan húzza meg.

3 Ha szükséges, tisztítsa meg a készülék külsejét a mellékelt, puha törülőruhával.


4 Néhány csepp vízzel nedvesítse meg a tartozékhöz mellékelt puha törülőkendőt, és tisztítsa meg a következő alkatrészeket:

- a fénykibocsátó ablakot
- a testszörtelenítő tartozék külső felületét
- a testszörtelenítő tartozék belsejében lévő fémkeretet

Ügyeljen arra, hogy az elektronikus érintkezőket ne érje nedvesség.

Megjegyzés: Ha a víz nem tisztítja meg megfelelően, néhány csepp magas százalékkértékű alkohollal tisztítsa meg a fent említett alkatrészeket.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden használat előtt és után, és ha szükséges, a kezelés alatt is megtisztítsa a tartozékot a jelen rész utasításai szerint.



Tárolás

1 Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az aljzatból, és hagyja kihűlni.

2 Tárolás előtt tisztítsa meg a készüléket.

3 A készüléket a hozzá kapott hordtáskában tárolja -20 °C és +70 °C közötti hőmérsékleten.

Tipp: Javasoljuk, hogy a Rövid üzembe helyezési útmutatót tartsa a készülék tokjában a későbbi használatához.

Tartozékok rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a **www.shop.philips.com/service** weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).

Pótalkatrészek

A következő pótalkatrészek vásárolhatók a készülékhez:

- Testszörtelenítő tartozék
- Adapter
- Tisztítókendő
- Hordtáska

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelni. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

Műszaki adatok**SC1992 és SC1991 típusok**

Névleges feszültség	100 V-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz-60 Hz
Névleges bemeneti feszültség	24 W
Áramütés elleni védelem- érintésvédelmi osztály	II. osztály
Védelmi osztály	IP 30 (EN 60529)
Működtetési feltételek	Hőmérséklet: +15-35 °C Relatív páratartalom: 30-95%
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -20 °C és +70 °C között Relatív páratartalom: 5-95%
A testszűrőtelenítő tartozék spektruma	>500 nm

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az adapter/ készülék töltés közben felforrósodik.	Ez normális jelenség.	Nem kell semmit sem tennie.
Bekapcsoltam a készüléket, de nem tudom növelni sem csökkenteni a fényintenzitást.	Indítsa újra a készüléket.	A készülék újraindításához kapcsolja ki majd be. Ha továbbra sem tudja állítani a fényintenzitást, akkor forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
A „Villanófény kész” jelzőfény nem gyullad ki, ha a bőrre helyezem a készüléket.	Nem megfelelően helyezte a készüléket a bőrre.	Helyezze a készüléket merőlegesen a bőrfelületre úgy, hogy a beépített biztonsági rendszer mind a 4 oldala érintkezzen a bőrrel. Ezután ellenőrizze, hogy folyamatosan világít-e a „Villanófény kész” jelzőfény, majd nyomja meg a villantás gombot. Ha ez sem segít, akkor helyezze a készüléket olyan testfelületre, ahol könnyen elérhető a teljes érintkezés, például az alkarra. Ezután ellenőrizze, hogy kigyulladt-e a „Villanófény kész” jelzőfény. Ha a „Villanófény kész” jelzőfény továbbra sem kezd villogni, amikor a bőrfelületre helyezi készüléket, akkor forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
Nem működik a „Villanófény kész” jelzőfény, ha a testszörtelenítő tartozékot a bőrömré helyezem, de a hűtőventilátor működik.	Aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem.	Ha aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem, a ventilátor még működik. Ne kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni kb. 15 percig, mielőtt folytatná a használatot. A készülék 5 perc után automatikusan kikapcsol. Ezután hagyja hűlni újabb 10 percig. Ha a „Villanófény kész” jelzőfény továbbra sem világít, amikor a bőrfelületre helyezi készüléket, akkor forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
A „Villanófény kész” jelzőfény folyamatosan világít, de a készülék nem villant, ha megnyomom a villantás gombot.	Indítsa újra a készüléket.	A készülék újraindításához kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Ha a „Villanófény kész” jelzőfény folyamatosan világít, de a készülék nem villant, amikor megnyomja a villantás gombot, akkor forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
Az 1-es intenzitáshoz tartozó jelzőfény továbbra is villog, és nem tudom módosítani a beállítást.	A testszörtelenítő tartozék nincs megfelelően felhelyezve a készülékre.	Helyezze megfelelően a testszörtelenítő tartozékot a készülékre.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Minden intenzitás jelzőfény felváltva világít.	Indítsa újra a készüléket.	A készülék újraindításához kapcsolja ki, majd újra be. Ha az intenzitás jelzőfények továbbra is felváltva világítanak, akkor forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
Minden intenzitás jelzőfény egyszerre villog.	A készülék hibás.	Forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	A testszűrőtelenítő tartozék és/vagy a szűrőüveg piszkos.	Óvatosan tisztítsa meg a testszűrőtelenítő tartozékokat és a fénykibocsátó ablakot. Ha nem tudja megfelelően megtisztítani a testszűrőtelenítő tartozékokat, forduljon a vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez, hogy kicseréljék a tartozékokat.
	Nem borotválta le megfelelően a kezelendő felületet.	Ha szőrszálak vannak a kezelendő területen, megéghetnek, amikor a készüléket használja. Emiatt furcsa szagot fog érezni. A készülék használata előtt megfelelően borotválja le a kezelendő területet. Ha a borotva bőrirritációt okoz, vágja olyan rövidre a szőrszálakat, amennyire lehet, és használjon kényelmes beállítást a Lumea Essential készüléken.
	Poros környezetben tárolta a készüléket.	Tisztítsa meg a készüléket és a testszűrőtelenítő tartozékokat (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
A bőr a szokottnál érzékenyebb a kezelés alatt.	A választott fényintenzitás túl magas.	Minden használat előtt nézze meg a bőrszín / szőrszín táblázatot, hogy minden kezeléshez a megfelelő fényintenzitást válassza. Ha szükséges, válasszon egy alacsonyabb fényintenzitást.
	Nem borotválta le a kezelendő felületet.	A Lumea Essential készülék használata előtt borotválja le a kezelendő területet. Ha a borotva bőrirritációt okoz, vágja olyan rövidre a szőrszálakat, amennyire lehet, és használjon kényelmes beállítást.
	A fénykibocsátó ablak eltörött.	Ha a fénykibocsátó ablak eltörött, a bőrreakciók kockázatának elkerülése érdekében ne használja tovább a készüléket. Forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.
Elfogadhatatlanul nagy fájdalommal jár a készülék használata.	Nem borotválta le a kezelendő felületet.	A Lumea Essential készülék használata előtt borotválja le a kezelendő területet. Ha a borotva bőrirritációt okoz, vágja olyan rövidre a szőrszálakat, amennyire lehet, és használjon kényelmes beállítást.
	Olyan területen használta a készüléket, amelyen nem szabadna.	Ne használja a készüléket az arcon, a belső szeméremajkakon, a hüvelyen, a végbélnyíláson, a mellbimbón, a mellbimbóudvaron. A férfiak nem használhatják az arcon és a herezacskón.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Az Ön számára túl magas fényintenzitást használt.	Csökkentse a fényintenzitást egy Önnek kényelmes szintre. Lásd az „Előkészítés a használatra” című fejezet „Fényintenzitás” című részét.
	A fénykibocsátó ablak eltörött.	Ha az testszörtelenítő tartozék fénykibocsátó ablaka eltörött, ne használja tovább a készüléket ezzel a tartozékkal. Forduljon a kereskedőhöz vagy a Philips szervizközponthoz, vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal a testszörtelenítő tartozék kicserélése érdekében.
	A készülék nem használható a testszörtetéhez vagy bőre színéhez.	Ne használja, ha testszörzete világosszőke, vörös, ősz vagy fehér. Akkor se használja a készüléket, ha az Ön bőre sötét. Tanulmányozza a bőr- és testszörzetszín táblázatot a Rövid üzembe helyezési útmutatóban.
A kezelés után a kezelt felület kipirosodik.	Egy kis bőrpír ártalmatlan és gyorsan eltűnik.	Nem kell semmit sem tennie.
A kezelés utáni bőrirritáció a szokásosnál tovább tart.	Az Ön számára túl magas fényintenzitást használt.	A következő alkalommal alkalmazzon kisebb fényintenzitást. Lásd a „Előkészítés a használatra” fejezet „Fényintenzitás” című részét. Amennyiben a bőrreakció 3 napnál hosszabb ideig fennáll, forduljon orvoshoz.
A szörtelenítési eredmények nem kielégítőek.	Az Ön számára túl magas fényintenzitást használt.	Végezzen bőrtesztet annak megállapítására, hogy használható-e magasabb fényintenzitást (lásd „A készülék használata” című fejezet „Első használat és bőrteszt” című részét).
	Nem használt megfelelő átfedéseket a kezeléskor.	Az optimális szőreltávolításhoz átfedéseket kell alkalmaznia a készülék használatakor. Lásd „A készülék használata” fejezet „Következő használat” című részében a 4. lépést.
	Nem a javasolt gyakorisággal használja az eszközt.	A szőrszálak sikeres eltávolítása és a szőrtüsző újbóli aktivizálódásának megakadályozása érdekében a kezeléseket az első két hónapban kéthetente meg kell ismételni. Ahhoz, hogy bőre sima maradjon, javasoljuk, hogy ismételje meg a kezelést négy-hat hetente. A kezelések közti idő változó a szőrszálak egyéni újránövekedése és az eltérő testtájak szerint. Ha túl sok szőrszál nő vissza a kezeléseik között, egyszerűen rövidítse le a kezeléseik közti időt, de egy területet se kezeljen gyakrabban, mint kéthetente. Ha a javasoltnál gyakrabban használja a készüléket, azzal nem növeli a hatékonyságot, viszont növeli a bőrreakciók kialakulásának kockázatát.
	Az átlagnál lassabban reagál az IPL-kezelésre.	Folytassa a készülék használatát legalább 6 hónapig, mivel ezalatt az idő alatt a szőrszálak újránövekedése még csökkenhet. Vegye számításba a probléma más megoldásait is.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	A készülék nem használható a testszőrzetéhez vagy bőre színéhez.	Ne használja, ha testszőrzete világosszőke, vörös, ősz vagy fehér. Akkor se használja a készüléket, ha az Ön bőre sötét. Tanulmányozza a bőr- és testszőrzetszín táblázatot a Rövid üzembe helyezési útmutatóban.
A szőrszálak újra nőni kezdenek a kezelt területen néhány foltban.	Nem használt megfelelő átfedéseket a kezeléskor.	Az optimális szőreltávolításhoz átfedéseket kell alkalmaznia a készülék használatakor. Lásd „A készülék használata” fejezet „Következő használat” című részében a 4. lépést.
	A szőrszálak a természetes szőrnövekedési ciklusok szerint újra kinőnek.	Ez normális. A szőrszálak természetes növekedési ciklusának következtében a szőrszálak újra kinőnek. A visszánövő szőrszálak azonban többnyire puhábbak és vékonyabbak.
A készülék nem működik.	A készülék hibás.	Forduljon a Philips vevőszolgálatához, egy Philips márkakereskedőhöz vagy a szakszervizhez.

Įvadas

Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome.

Šviesa paremtas plaukų šalinimas yra vienas veiksmingiausių būdų ilgam laikui atsikratyti nepageidaujamų kūno plaukų. Jis skiriasi nuo šiuo metu namuose naudojamų plaukų šalinimo būdų, nes smarkiai slopina plaukų ataugimą. „Philips“ tyrinėjo šį būdą kartu su geriausiais dermatologais daugiau nei 15 metų. Dabar galite naudotis šia naujoviška technologija patogiai ir asmeniškai namuose, kada norite ir kur norite.

Ši įranga buvo specialiai sukurta ir pritaikyta moterims, bet ją gali naudoti ir vyrai.

„Philips Lumea Essential“ suteikia galimybę šalinti nepageidaujamus plaukus visose kūno vietose žemiau kaklo.

„Philips Lumea Essential“ gali naudoti tik vienas asmuo.

Jei reikia daugiau informacijos apie „Philips Lumea Essential“,

žr. www.philips.com/lumea. Reguliariai peržiūrėkite mūsų puslapį dėl naujienų.

Nauda

Ši įranga turi tokių privalumų:

Intensyvi impulsinės šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologija, skirta naudoti namuose

„Philips Lumea“ naudoja šviesa paremtą technologiją, kuri vadinama intensyvia impulsine šviesa (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL). IPL taip pat naudojama profesionaliuose grožio salonuose plaukams šalinti – ir jau penkiolika metų. Dabar „Philips Lumea Essential“ perkėlė šią naujovišką technologiją į jūsų namus.

Efektyvus plaukų ataugimo slopinimas – kasdien švelni oda

Šis būdas užtikrina, jog plaukai neataugs greitai, o oda išliks itin švelni. Mūsų tyrimai parodė, jog plaukuotumas smarkiai sumažėjo vos po dviejų procedūrų. Optimalių rezultatų paprastai pasiekama po keturių ar penkių procedūrų. Plaukų tankumo sumažėjimas pastebimas po kiekvienos procedūros. Kaip greitai poveikis pasidaro matomas ir kiek laiko rezultatas išlieka, priklauso nuo žmonių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Kaip pasiekti optimalių rezultatų“.

Švelnus poveikis, net ir jautriose kūno vietose





„Philips Lumea Essential“ buvo sukurtas bendradarbiaujant su geriausiais dermatologais, siekiant, kad procedūros būtų efektyvios ir švelnios odai, net ir jautriausiose kūno vietose.

Nereikia keisti dalių, nėra netikėtų išlaidų

„Philips Lumea Essential“ įmontuota aukštų techninių duomenų lempa, kurios nereikia keisti. Ši lempa gali generuoti daugiau nei 100 000 blyksnių, o tai leidžia nuolatos naudoti prietaisą ilgiau nei 5 metus* nešvaistant pinigų brangioms lempoms keisti.

*Remiantis vidutiniu naudojimo dažnumu ir laikantis rekomenduojamo procedūrų režimo, kai prietaisą naudoja vienas naudotojas.

Kaip veikia „Philips“ intensyvioji impulsinė šviesos technologija



Plaukų augimas

Įvairių žmonių plaukų augimo greitis skiriasi atsižvelgiant į amžių, medžiagų apykaitą ir kitus faktorius. Tačiau visų plaukai auga 3 fazėmis.

1 Augimo fazė (anageno fazė)

Plaukas aktyviai auga iš šaknies. Šioje fazėje melanino koncentracija yra didžiausia. Melaninas atsakingas už plaukų pigmentaciją. Be to, nuo melanino koncentracijos priklauso intensyvioji impulsinė šviesos (angl. „Intense Pulsed Light“ – IPL) technologijos efektyvumo faktorius. Tik tie plaukai, kurie yra augimo fazės, gali reaguoti į poveikį šviesa.

2 Silpnėjimo fazė (katageno fazė)

Plaukas nustoja augti ir, prieš jam iškrintant, susitraukia jo šaknis.

3 Poilsio fazė (telogeno fazė)

Senas plaukas atsiskiria nuo plauko folikulo ir iškrinta. Folikulas lieka ramybės būsenos, kol biologinis laikrodis nurodo jam vėl tapti aktyviam ir auginti naują plauką.

Veikimo principas

- Prietaisas veikia įkaitindamas plauką ir po oda esančią šaknį. Melaninas, esantis plauke ir plauko šaknyje, sugeria skleidžiamus šviesos impulsus. Kuo tamsesnė plauko spalva, tuo daugiau šviesos sugerama. Šiuo procesu plaukas stimuliuojamas pereiti į ramybės fazę.
- Tarp procedūrų plaukai natūraliai iškrinta ir nebeauga. Gali praeiti viena ar dvi savaitės, kol plaukai iškris.

- Optimalus plaukų šalinimo rezultatas negali būti pasiektas panaudojus vieną kartą, nes tik augimo fazės plaukai gali reaguoti į poveikį šviesa. Procedūros metu veikiamoje vietoje esantys plaukai paprastai būna skirtingos plaukų augimo ciklo fazės. Kad veiksmingai pašalintumėte visus plaukus, pirmuosius du mėnesius procedūrą reikia kartoti kas dvi savaites.

Integruotas optinis filtras apsaugo, kad UV spinduliai nepasiektų odos, ir užtikrina prietaiso saugumą odai.

Bendrasis aprašymas (Pav. 5)

- 1 Intensyvumą žyminčios lemputės (1–5)
 - 2 Įjungimo / išjungimo mygtukas
 - 3 Lemputė „parengta blyksniui“
 - 4 Oro angos
 - 5 Prietaiso lizdas
 - 6 Blyksnio mygtukas
 - 7 Angos elektroniniams kontaktams
 - 8 Šviesos išspinduliavimo langelis su integruotu UV filtru
 - 9 Elektroniniai kontaktai
 - 10 Kūno priedas (tinka visoms kūno dalims, esančioms žemiau kaklo)
 - 11 Metalinis rėmelis kūno priedo viduje
 - 12 Integruota saugumo sistema
 - 13 Adapteris
 - 14 Mažas kištukas
 - 15 Krepšelis
- Taip pat yra: valymo šluostė

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus



- Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nesinaudokite prietaisu drėgnoje aplinkoje (pvz., netoli vonios su vandeniu, veikiančio dušo ar baseino).
- Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- Jeigu prietaisas sulūžo, nelieskite jokių vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į prietaisą.

Išpėjimas

- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra silpnesni, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaiso negali naudoti 15 metų nesulaukę vaikai. 15–18 metų paaugliai gali naudoti prietaisą su tėvų arba globėjų sutikimu ir (arba) pagalba. Suaugusieji nuo 19 metų ir vyresni gali laisvai naudotis prietaisu.
- Naudokite tik rinkinyje esantį adapterį.
- Nenaudokite prietaiso ar kroviklio, jei jie pažeisti.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeitumėte pavojingų situacijų, jokių būdu nenujunkite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu sudužo šviesos išspinduliavimo langelis.

Kad nesugadintumėte

- Įsitinkite, kad niekas neblokuoja oro srauto per ventiliacijos angas.
- Niekada stipriai nesutrenkite prietaiso, jo nepurtykite ir nenumeskite.
- Pernešę prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą arba atvirkščiai, prieš jį naudodami palaukite maždaug 3 valandas.
- Laikykite prietaisą su komplektu pateikiamame krepšelyje, kad jis neapdulkėtų.
- Niekada nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Pasinaudoję prietaisu, visada jį išjunkite.
- Kad nesugadintumėte, nepalikite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje ar ultravioletiniuose spinduliuose keletą valandų.
- Neleiskite blyksnių virš jokio kito paviršiaus, išskyrus odą. Taip galite sugadinti kūnui skirtą priedą ir (arba) šviesos išspinduliavimo langelį. Leiskite blyksnius tik priglaudę prietaisą prie odos.

Dėmesio

- Niekada nenaudokite prietaiso apie akis ir antakių, kad nepažeistumėte akių.
- Naudokite šį prietaisą pasirinkę tik jūsų odos tipui tinkančius nustatymus (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ dalyje „Rekomenduojami šviesos intensyvumai“ pateiktą lentelę). Naudojant aukštesnio lygio nustatymus, nei rekomenduojama, gali padidėti odos reakcijos ir pašalinio poveikio rizika.
- Šis prietaisas skirtas nepageidaujamiems plaukams nuo kūno sričių žemiau kaklo šalinti. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams.
- Įsitinkite, kad kūno dalies oda, kuriai bus atliekama procedūra, yra švari, sausa ir ant jos nėra kremo, losjono ir kitų kosmetinių priemonių likučių. Jei oda nėra švari ir sausa, integruota apsaugos sistema gali neveikti pagal numatytą paskirtį ir prietaisas nešvies arba švies atsitiktinai.

Atsiminkite, kad reikia vengti šių veiksmų, kad nesutrumpėtų jūsų „Philips Lumea Essential“ eksploataavimo laikas:

- Nenaudokite prietaiso esant žemesnei nei 15 °C ir aukštesnei nei 35 °C aplinkos temperatūrai.
- Prietaise yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Jei prietaisas perkaista, jis nešviečia. Neišjunkite prietaiso – leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš tęsdami procedūrą. Po 5 min. prietaisas išsijungs automatiškai. Leiskite jam vėsti dar 10 min.
- Norėdami prietaisą patikrinti arba pataisyti, kreipkitės į įgaliotąjį „Philips“ techninės priežiūros centrą. Dėl nekalifikuoto taisymo prietaisas gali būti pavojingas naudotojui.
- Nesinaudokite prietaisui esant skyriuje „Kontraindikacijos“ paminėtoms situacijoms.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Kontraindikacijos

Kam NETINKA „Philips Lumea Essential“?

„Philips Lumea Essential“ nėra skirtas visiems. Jei kuri nors iš nurodytų sąlygų jums tinka, šio prietaiso jūs **negalite** naudoti!

Nenaudokite prietaiso, jeigu esate nėščia arba maitinate krūtimi.

„Philips Lumea Essential“ nebuvo išbandytas su besilaukiančiomis moterimis, todėl patariame nesinaudoti prietaisu, jei esate nėščia arba maitinate krūtimi. Hormoniniai pokyčiai gali padidinti odos jautrumą ir pavojų pažeisti odą.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų odos ir (arba) plaukų spalva netinkama, t. y.:

- Jeigu jūsų odos tipas yra V (jūs niekada nepatiriate nudegimų nuo saulės ir įdegate labai tamsiai) arba jeigu jūsų odos tipas yra VI (jūs retai arba niekada nepatiriate nudegimų nuo saulės ir įdegate labai tamsiai; jūsų odos spalva yra rudai juoda arba tamsesnė). Tokiais atvejais naudojant „Philips Lumea Essential“ iškyla didelė rizika išsivystyti tokiai odos reakcijai kaip spalvos pakitimas, stiprus paraudimas arba nudegimai. Be to, žiūrėkite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“ ir vadovaukitės trumposios instrukcijos lentelėje „Rekomenduojami šviesos intensyvumai“ pateikta informacija.
- Jeigu jūsų natūrali plaukų spalva poveikio vietoje yra šviesiai geltona, balta, pilka arba raudona, procedūra nebus veiksminga.

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jums diagnozuotas kuris nors iš žemiau išvardytų sutrikimų, t. y.:

- Jeigu jums nustatytos tokios odos ligos kaip aktyvus odos vėžys, esate sirgę odos vėžiu arba kitomis lokalinio vėžio rūšimis netoli srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jeigu turite priešvėžinių pakitimų arba daug netipinių apgamų srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą.
- Jei buvo pasireiškęs kolageno sutrikimas, pvz., keloidinio rando formavimasis arba sunkiai gyjančios žaizdos.
- Jei srityse, kuriose ketinate atlikti procedūrą, buvo aptikta kraujagyslių liga, pvz., išsiplėtusios venos arba venų eklazija.
- Jeigu jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai išsivysto bėrimai arba alerginė reakcija.
- Jei odos srityse, kuriose atliksite procedūrą, yra infekcija, egzema, nudegimų, uždegimo paveiktų folikulų, atvirų įdrėskimų, nubrozdinimų, herpesas, žaizdų ar pažeidimų ir kraujosruvų.
- Jeigu patyrėte operaciją srityje, kurioje ketinate atlikti procedūrą.
- Jei sergate epilepsija, pasireiškiančią dėl jautrumo mirksinčiai šviesai.
- Jei sergate diabetu, raudonąja vilklige, porfirija arba išemine širdies liga.
- Jeigu turite kokių nors kraujavimo sutrikimų.
- Jeigu jums buvo diagnozuota imuninės sistemos liga (įskaitant ŽIV infekciją arba AIDS).

Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu vartojate kuriuos nors iš žemiau išvardytų vaistų, t. y.:

- Jeigu jūsų oda šiuo metu gydoma ar neseniai buvo gydoma alfa hidroksirūgštimis (AHA), beta hidroksirūgštimis (BHA), topiniu izotretinoinu ir azelaino rūgštimi.
- Jeigu bet kokia forma naudojote, pvz., izotretinoiną „Accutane®“ arba „Roaccutane®“ per pastaruosius šešis mėnesius. Dėl šios procedūros oda gali tapti neatspari sužeidimams, žaizdoms ar sudirgimams.
- Jei vartojate skausmą malšinančius vaistus, slopinančius odos jautrumą karščiui.
- Jeigu vartojate šviesai jautrias medžiagas ar vaistus, perskaitykite vaistų pakuotės lapelį ir jokia būdu nenaudokite prietaiso, jeigu nurodyta, kad tai gali sukelti fotoalergines reakcijas, fototoksines reakcijas, arba jeigu turite vengti saulės spindulių, kai vartojate šiuos vaistus.
- Jei vartojate krešėjimą mažinančius vaistus, pvz., didelius kiekius aspirino, ir negalite padaryti mažiausiai vienos savaitės pertraukos prieš kiekvieną „Lumea“ procedūrą.
- Jeigu vartojate imuninę sistemą slopinančius vaistus.

Niekada nenaudokite prietaiso šiose kūno srityse:

- Ant veido.
- Ant spenelių, areolės, vidinių lytinių lūpų, vaginos, išeinamosios angos, šnervėse ir ausyse. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Prietaiso naudojimas bikinio srityje“.
- Vyrų neturi jo naudoti ant kapšelio ar veido.
- Ant arba greta dirbtinių elementų, pvz., silikoninių implantų, širdies stimuliatorių, poodinių injekcijų kateterių (insulino pumpų) arba auskarų.
- Nepasitarę su gydytoju, procedūros neatlikite ant apgamų, strazdanų, stambių venų, tamsesnės pigmentacijos sričių, randų ir kitų odos anomalijų. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti ir pakisti jos spalva, dėl to gali būti sunkiau atpažinti odos ligas (pvz., odos vėžį).
- Ant karpų, tatuiruočių ar ilgalaikio makiažo. Atlikus procedūrą šiose srityse, oda gali nudegti arba gali pakisti jos spalva (hipopigmentacija arba hiperpigmentacija).
- Srityse, kuriose naudojate ilgai veikiančią dezodorantą. Tai gali sukelti odos reakciją. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Niekada nenaudokite prietaiso ant saulėje nudegusios odos, neseniai įdegiusios odos (per pastarąsias 2 savaites) arba jeigu naudojote dirbtines įdegio priemones.

- Bet kokio tipo odos įdegis gali turėti neigiamos įtakos procedūros saugai. Tai taikoma tiek natūraliam įdegiui saulėje, tiek dirbtiniams įdegio būdams, tokiems kaip įdegio losjonai, deginimosi įranga ir t. t. Jeigu esate įdege arba ketinate degintis, žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“.

Pastaba. Šis sąrašas nėra galutinis. Jeigu nesate įsitikinę, kad galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju.



Paruošimas naudojimui

Siekdami optimalių rezultatų toliau pateiktu būdu paruoškite odos sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą.

Procedūros sričių paruošimas

- 1 Tol, kol plaukai atauga, sritis, kuriose ketinate atlikti procedūrą, nuskuskite.

Pastaba. Nenaudokite depiliavimo kremų vietoj skutimosi priemonių.

Pastaba. Jeigu paskutinį kartą depiliavotės šalindami plaukus su šaknimis (pvz., epilatoriumi), procedūrą galite atlikti iškart. Tokiu atveju siekiant optimalių rezultatų tarp procedūrų odos vietas patariame skusti.

Įsidėmėkite, kad atliekant procedūrą nenuskustose arba blogai nuskustose srityse gali atsirasti įvairių nepageidaujamų reiškinių:

- Šviesos sklidimo langelis ir kūniui skirtas priedas gali užsiteršti iškritusiais plaukais ir nešvarumais. Užterštas šviesos išspinduliavimo langelis ir kūniui skirtas priedas gali sutrumpinti prietaiso eksploataavimo laiką ir efektyvumą. Be to, dėl nešvarumų ant šviesos išspinduliavimo langelio procedūra gali tapti skausminga arba sukelti tokias odos reakcijas kaip paraudimas arba spalvos pakitimas.
- Plaukeliai ant jūsų odos gali imti degti ir skleisti nemalonų kvapą.

- 2 Nuvalykite odą ir įsitinkinkite, kad ji sausa ir ant jos neliko plaukų, riebalų ir aliejų (pvz., dezodorantų, losjonų, kvėpalų, savaiminio įdegio kremų ir kremų nuo saulės likučių).

- 3 Patikrinkite prietaisą, ypač šviesos išspinduliavimo langelį ir kūniui skirtą priedą, ar nėra įstrigusių plaukų, dulkių ir odos dalelių. Jeigu matote kokių nors teršalų, išvalykite prietaisą pagal instrukcijas, pateikiamas skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Jeigu skutantis atsirado žaizdelių ar pažeidimų, oda gali tapti jautresnė IPL procedūroms. Tokiu atveju IPL procedūra gali būti nemaloni ar net sukelti kitų nepageidaujamų šalutinių poveikių. Rekomenduojame palaukti, kol išnyks sudirginimas.

- 4 Plaukams nustojus ataugti, o tai dažniausiai nutinka po 4–5 procedūrų, jums nebereikia jos skusti prieš naudojant prietaisą.

Šviesos intensyvumas


Priešingai profesionalia šviesa paremtai įrangai, „Philips Lumea Essential“ yra prietaisas, skirtas naudoti namuose, ir jo sklaidžiami šviesos impulsai yra švelnesni. Todėl galite tikėtis **malonių** ir **veiksmingų** procedūrų bei pasirinkti tinkamiausią šviesos intensyvumą.

„Philips Lumea Essential“ turi penkis šviesos intensyvumo lygius. Šviesos intensyvumą nustatykite atsižvelgdami į odos ir kūno plaukų spalvą ir lygį, kuris jums nekelia nemalonių pojūčių.

Žemiau pateikta lentelė su rekomenduojamais šviesos intensyvumo nustatymais padės jums nustatyti tinkamą šviesos intensyvumą.

- 1 Vadovaudamiesi žemiau pateikta lentele nustatykite, kuris šviesos intensyvumas labiausiai atitinka jūsų odos ir kūno plaukų spalvą.

Patarimas. Skaitydami trumposios instrukcijos lentelėje pateiktą informaciją galite palyginti su savo odos spalva.



Patarimas. Trumpąją instrukciją rekomenduojame laikyti krepšelyje, nes jo gali prireikti ateityje.

2 Sumažinkite šviesos intensyvumą, jei jaučiate skausmą ar diskomfortą.

Asmenims, kurių oda tamsi, yra didesnė tikimybė, kad oda sudirgs, nes ji absorbuoja daugiau šviesos. Todėl jiems rekomenduojama nustatyti žemesnį šviesos intensyvumą.

Dėl šviesos impulsų odai gali būti jaučiama šiluma ar karštis, bet jie neturi būti skausmingi. Reikalingas šviesos intensyvumas įvairioms kūno dalims gali skirtis; žr. žemiau esančią lentelę. Informacijos, kaip apsisaugoti nuo odos reakcijų, rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Rekomenduojami šviesos intensyvumai (1–5)

Žemiau esančioje lentelėje „x“ reiškia, kad prietaisas jums netinka.

Pastaba. Jūsų odos spalva gali pakisti, pvz., dėl įdegio. Ji gali būti tamsesnė nei ankstesnės procedūros metu. Todėl labai svarbu prieš kiekvieną procedūrą patikrinti nustatymą ir odos sritį. Kai kurios odos sritys gali būti tamsesnės už kitas.

Kūno plaukų spalva:	tamsiai geltoni / šviesiai rudi / rudi / tamsiai rudi / juodi	balti / žili / raudoni / šviesiai geltoni
<i>Odos spalva ir ypatybės:</i>		
Balta (saulėje visada nudega, neįdega)	4/5	x
Smėlio (saulėje lengvai nudega, beveik neįdega)	4/5	x
Šviesiai ruda (saulėje kartais nudega, gerai įdega)	4/5	x
Vidutiniškai ruda (saulėje retai nudega, greitai ir gerai įdega)	1/2/3	x
Tamsiai ruda (saulėje retai nudega, labai gerai įdega)	x	x
Rudai juoda ir tamsesnė (retai arba niekada nenudega saulėje, labai tamsiai įdega)	x	x

Svarbu

Norėdami sužinoti, ar „Philips Lumea Essential“ jums tinka, žr. skyrių „Kam netinka „Philips Lumea Essential“?“.

Patarimai dėl įdegio

- **Venkite kaitintis saulėje, jei „Philips Lumea Essential“ naudojate reguliariai (kas dvi savaites).**

Deginimasis saulėje gali patamsinti odą (įdegi) ir (arba) sukelti nudegimus (odos paraudimą). Naudojant „Philips Lumea Essential“ ant patamsėjusios (įdegusios) ir dėl deginimosi saulėje paraudusios odos gali padidėti rizika, jog atsiras nepageidaujamas šalutinis poveikis ir odos reakcija. Daugiau informacijos apie nepageidaujamas odos reakcijas rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.



- **Deginimasis saulėje prieš procedūrą: palaukite 2 savaites ir atlikite odos bandymą.**

Pasideginę saulėje palaukite mažiausiai 2 savaites prieš naudodami prietaisą. Atlikite odos bandymą (žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas ir odos bandymas“) toje vietoje, kur atliksite procedūrą, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumą. To neatlikus iškyla rizika, jog kils odos reakcija atlikus procedūrą „Philips Lumea Essential“.

- **Deginimasis saulėje po procedūros: po procedūros su „Philips Lumea Essential“ palaukite mažiausiai 48 val. prieš degindamiesi saulėje.**

Po procedūros palaukite mažiausiai 48 valandas prieš degindami saulėje procedūros paveiktas vietas. Net po 48 valandų prieš degindamiesi įsitikinkite, kad procedūra nesukėlė neigiamo poveikio odai. Uždenkite vietas, kuriose atlikote procedūrą, kai esate saulėje, arba naudokite apsauginį kremą (SPF 30+) dvi savaites po procedūros. Procedūros paveiktų vietų neuždengus nuo saulės šviesos iškart po procedūros, gali padidėti rizika, jog atsiras nepageidaujamas šalutinis poveikis ir odos reakcija. Žr. skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

- **Deginimasis dirbtinėje šviesoje**

Laikykitės instrukcijų, pateiktų anksčiau dalyse „Deginimasis saulėje prieš procedūrą“ ir „Deginimasis saulėje po procedūros“.

- **Dirbtinis įdegis naudojant kremus**

Jeigu naudojote dirbtinio įdegio losjoną, prieš naudodami „Philips Lumea Essential“ palaukite, kol dirbtinis įdegis visiškai išnyks.

Pastaba. Daugiau informacijos apie nepageidaujamas odos reakcijas rasite skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalyje „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

Prietaiso naudojimas

Norėdami nustatyti, koks šviesos intensyvumas tinkamiausias jūsų odos ir kūno plaukų spalvai, žiūrėkite rekomenduojamo šviesos intensyvumo lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumas“. Prieš naudodami prietaisą nuskuskite sritį, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą (žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Procedūros sričių paruošimas“).


Jeigu bet kuriuo metu procedūra pasidaro skausminga, sumažinkite šviesos intensyvumo nustatymą, kol procedūra nebekels nemalonaus pojūčio. Jeigu pastebite, kad odos reakcija yra stipresnė nei nedidelis paraudimas, iškart sustabdykite procedūrą ir perskaitykite dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“ šiame skyriuje.


Pirmas naudojimas ir odos bandymas

Kai naudojate prietaisą pirmą kartą ar pasideginę saulėje, patariame atlikti odos bandymą **kiekvienoje** srityje, kur ruošiatės atlikti procedūrą, kad patikrintumėte odos reakciją į procedūrą ir priprastumėte prie šviesos procedūrų.


- 1 Parinkite sritį netoli tos vietos, kur ruošiatės atlikti procedūrą.
- 2 Ikiškite mažą kištuką į prietaisą ir adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą.

Pastaba. Įsitikinkite, kad kūnui skirtas priedas uždėtas ant prietaiso.






- 3** Prietaisui įjungti paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.



- ▶ Įsžižėbs 1 intensyvumo lemputė.


Pastaba. Prietaisas visada automatiškai paleidžiamas su mažiausiu šviesos intensyvumo nustatymu. Žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ dalį „Šviesos intensyvumas“, kad nustatytumėte tinkamą šviesos intensyvumą.

- 4** Norėdami reguliuoti šviesos intensyvumo nustatymą, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką vieną ar kelis kartus, kol nustatysite reikiamą nustatymą. Įsžižėbs atitinkamą intensyvumą žyminti lemputė.




- 5** Priglauskite prietaisą 90 ° kampu prie odos taip, kad kūniui skirtas priedas glaustųsi prie odos.

Patarimas. Jei norite, kad prietaisą būtų lengviau naudoti, ištempkite odą toje srityje, kurioje atliekate procedūrą.



- ▶ Kai galinėje prietaiso dalyje esanti lemputė „parengta blyksniui“ pradės mirksėti, tai reiškia, kad prietaisas ruošiamas šviesos blyksniui.
▶ Kai prietaisas parengtas šviesos blyksniui, lemputė „parengta blyksniui“ šviečia žaliai.



- 6** Paspauskite blyksnio mygtuką, kad įvyktų blyksnis.

Pastaba. Matoma šviesa, sklindanti iš po prietaiso, yra blyksnio atspindys nuo odos ir nėra kenksminga jūsų akims. Naudojant prietaisą nėra būtina naudoti apsauginius akinius. Naudokite prietaisą gerai apšviestoje patalpoje – taip sumažinamas matomas blyksnio ryškumas.

- 7** Prietaisui atlikus vieną blyksnį, atleiskite blyksnio mygtuką.

- 8** Braukite prietaisu per odą iki kitos procedūros vietos. Kol jaučiatės patogiai (nėra skausmo), didinkite nustatymą po vieną lygį jūsų odos tipui rekomenduojamo diapazono ribose ir su kiekvienu nustatymu atlikite po vieną blyksnį. Neleiskite daugiau nei vieno blyksnio toje pačioje vietoje.

- 9 Baigę procedūrą paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 2 sekundes ir išjunkite prietaisą.
- 10 Atlikę odos bandymą palaukite 24 valandas ir patikrinkite, ar nėra kokios nors odos reakcijos. Jeigu pastebėjote odos reakciją, toliau naudokite pasirinktą aukščiausią reikšmę, kuri nesukėlė odos reakcijos.

Tolimesnis naudojimas

- 1 Prieš kiekvieną procedūrą išvalykite priedą, šviesos išspinduliavimo langelį ir metalinį rėmelį kūnui skirtame priede. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
- 2 Pradėkite kiekvieną procedūrą labai atidžiai pasirinktą šviesos intensyvumą pagal odos jautrumą ir tai, kaip patogiaji jaučiatės procedūros metu. Žr. dalį „Rekomenduojamas šviesos intensyvumas“, kad pasirinktumėte nustatymą, kuris tinka jūsų odos tipui ir plaukų spalvai.

Pastaba. Jūsų oda skirtingomis dienomis ar atskirais atvejais gali skirtingai reaguoti dėl daugelio priežasčių. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“.

- 3 Atlikite ankstesnio skyriaus 2–6 veiksmus („Prieš pirmą naudojimą ir odos bandymas“).


Pastaba. Normalu, kad prietaisas ir kūnui skirtas priedas naudojant išyla.

- 4 Braukite prietaisu per odą iki kitos procedūros vietos ir pakartokite skyriaus „Pirmas naudojimas ir odos bandymas“ 5 ir 6 veiksmus. Po kiekvieno blyksnio praeis iki 3,5 sekundės, kol prietaisas bus pasiruošęs kitam blyksniui. Kai galinėje prietaiso dalyje esanti lemputė „parengta blyksniui“ pradės mirksėti, tai reiškia, kad prietaisas kraunamas. Prieš tęsdami darbą palaukite, kol ši lemputė vėl pradės šviesti.

Patarimas dėl SC1992: SC1992 turi slinkimo ir blyksnių funkciją: kad būtų užtikrintas procedūros efektyvumas, laikykite nuspaustą blyksnio mygtuką, kai braukiate prietaisu per odą.

Neatlikite keletą blyksnių toje pačioje vietoje vieno seanso metu. Dėl to procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

- 5 Siekdami, kad neliktų sričių, kuriose procedūra būtų neatlikta, pasistenkite, kad blyksniai būtų atliekami vieni šalia kitų. Atminkite, jog efektyvi šviesa sklinda tik iš šviesos išspinduliavimo langelio. Tačiau niekada neatlikite blyksnio toje pačioje odos srityje du kartus.
- 6 Baigę procedūrą paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką 2 sekundes ir išjunkite prietaisą.
- 7 Panaudoję patikrinkite, ar šviesos išspinduliavimo langelyje ir kūnui skirtame priede nėra plaukų ir nešvarumų, ir nuvalykite prietaisą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).



Patarimai

Kaip pasiekti geriausių rezultatų

- Įprasta, kad plaukai vis dar matomi po keletą pirmųjų procedūrų (žr. skyriaus „Įžanga“ dalį „Darbo principai“, kurioje pateikiama daugiau informacijos).
- Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir plaukų folikulai vėl netaptų aktyvūs, pirmuosius du mėnesius procedūrą reikia kartoti kas dvi savaites. Tada jūsų oda turi tapti švelni ir be plaukų. Norėdami sužinoti, kaip išlaikyti šiuos rezultatus, perskaitykite dalį „Priežiūros fazė“.

Priežiūros fazė

- Kad jūsų oda išliktų švelni ir be plaukų, patariame kartoti procedūrą kas 4–6 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdysite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.

Procedūros nurodymai

Vidutinis procedūros laikas

Sritis	Apytikslė procedūros trukmė
Pažastys	1 minutė vienai pažasčiai
Bikinio linija	1 minutė vienai pusei
Visa bikinio sritis	4 minutės
Viena blauzda	8 minutės
Viena koja	14 min.

Pastaba. Anksčiau pateikti vidutiniai procedūrų laikai buvo nustatyti atliekant tyrimus ir bandymus. Individualūs skirtingų asmenų procedūrų laikai gali būti skirtingi.

Zonos, kuriose bus šalinami plaukai


Prietaisas skirtas nepageidaujamiems plaukams iš pažastų, nuo rankų, pilvo, bikinio srities ir kojų pašalinti. Jo negalima naudoti veido odos procedūroms.

Prietaiso naudojimas kojoms

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų kojoms, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumas“.

- Galite vesti prietaisą aukštyr ir žemyn arba skersai, kaip jums patogiau. Kad prietaisas nuolatos liestų odą, odą prietaisu galima liesti šonu.

Pastaba. Kaulėtos vietos, tokios kaip blauzdikaulis ir kulkšnys, yra jautresnės nei kitos kūno sritys. Kai stipriai prispaudžiate kūnui skirtą priedą tose srityse, didesnė tikimybė, kad įvyks odos reakcija, tokia kaip odos sudirginimas ir paraudimas. Žiūrėkite šio skyriaus dalį „Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija“. Spauskite kūnui skirtą priedą prie odos tik tiek, kad užsidedgtų lemputė „pasiruošęs blyksniui“, bet ne stipriau.



Prietaiso naudojimas bikinio srityje

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų bikinio sričiai, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumas“.

Iš esmės „Philips Lumea Essential“ yra pakankamai saugus ir švelnus, kad būtų galima naudoti visoje bikinio srityje (pvz., braziliškajam arba Holiivudo stiliui). Naudokite žemesnį nustatymą tamsesnės pigmentacijos, jautresnei odai bikinio srityje. Nenaudokite prietaiso vidinėms lūpoms, vaginai ir išangei. Vyrų, kurie nori atlikti procedūrą intymiose vietose, neturėtų naudoti prietaiso kapšeliui.

Pastaba. Higienos sumetimais visada išvalykite kūno priedą prieš pradėdami procedūrą kitose kūno srityse (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).


Prietaiso naudojimas pažastyse

Norėdami sužinoti, kurie nustatymai tinkami jūsų pažastims, žr. rekomenduojamų šviesos intensyvumų lentelę skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalyje „Šviesos intensyvumo nustatymas“.

Prieš procedūrą būtinai pašalinkite visus dezodoranto, kvepalų, kremo ar kitų odos priežiūros produktų likučius iš pažastų.

Patarimas. Kad pašalintumėte visus pažastų plaukus, stovėkite prieš veidrodį, kad gerai matytumėte apdorojamą vietą ir lemputę „pasiruošęs blyksniui“. Pakelkite ranką ir uždėkite delną ant sprando, kad ištemptų oda pažastyje.

Pastaba. Atsispindėjusi šviesa nepakenks jūsų akims. Jeigu ryški šviesa jums nemaloni, prieš blyksnį užsimerkite.



Galimas šalutinis poveikis ir odos reakcija

Bendrojo pobūdžio odos reakcijos:

- Jūsų oda gali šiek tiek parausti ir (arba) peršėti, dilgčioti ar sušilti. Ši reakcija visiškai nekenksminga ir greitai praeina.
- Trumpam gali atsirasti reakcija, panaši į nudegimą saulėje. Jeigu ji nepranyksta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
- Oda gali išsausėti ir imti niežėti dėl skutimo ar kartu atliekamo skutimo ir šviesos procedūros. Tai nekenksminga ir praeina po keleto dienų. Galite atvėsinti šią sritį ledu arba drėgna veido servetėle. Jeigu sausumas išlieka, galite patepti tą vietą bekvape drėkinamąja priemone praėjus 24 valandoms po procedūros.

Retai pasitaikantis pašalinis poveikis:

- Nudegimai, stiprus paraudimas ir patinimas: šios reakcijos pasireiškia retai. Tai dažniausiai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštas jūsų odos spalvai. Jeigu šios reakcijos nedingssta per 3 dienas, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju. Atidėkite kitą procedūrą, kol oda visiškai sugijs, ir būtinai naudokite mažesnę šviesos intensyvumą.

- Odos spalvos pokyčiai: tai įvyksta labai retai. Odos spalvos pokyčiai pasireiškia kaip tamsesnės arba šviesesnės dėmės, palyginti su aplink esančia oda. Tai įvyksta, kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštas jūsų odos spalvai. Retais atvejais (kai naudojamas šviesos intensyvumas yra per aukštas jūsų odos spalvai) pigmentacijos pokyčiai gali užsitęsti. Visais atvejais poveikis palaipsniui išnyksta. Nevykdysite procedūros vietose, kuriose pakito odos spalva, kol nedings spalvos pokyčiai ir oda neįgaus savo įprastos spalvos.
- Odos infekcija ir uždegimas: tai įvyksta labai retai ir galbūt dėl to, kad prietaisas buvo naudojamas virš žaizdelių arba įpjovimų, atsiradusių skutantis, virš jau esančių žaizdų ir jaugusių plaukų.
- Didelis skausmas: jis pasireiškia procedūros metu arba po jos, jeigu naudojote prietaisą ant nenuskustos odos, jeigu naudojate prietaisą šviesos intensyvumu, kuris yra per didelis jūsų odos spalvai, jeigu atlikote blyksnius toje pačioje vietoje daugiau nei vieną kartą ir jeigu naudojate prietaisą virš atvirų žaizdų, uždegimų, infekcijų, tatuiruočių, nudegimų ir t. t. Norėdami rasti daugiau informacijos, žr. skyriaus „Svarbu“ dalį „Kontraindikacijos“.

Po naudojimo

- Nenaudokite jokios kvapios kosmetikos tose vietose, kuriose ką tik buvo atlikta procedūra.
- Nenaudokite dezodoranto pažastyse iškart po procedūros. Palaukite, kol visiškai išnyks odos paraudimas.
- Žr. skyriaus „Pasiruošimas naudoti“ dalį „Patarimai dėl įdegio“, kurioje pateikiama informacijos apie deginimąsi saulėje ir dirbtinį įdegį.

Valymas ir priežiūra

Kad rezultatai būtų optimalūs, o prietaisą eksploatuotumėte ilgai, išvalykite jį kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudoję, jeigu reikia, ir procedūros metu. Prietaiso veiksmingumas sumažės, jeigu jo gerai neišvalysite.

Niekada neplaukite prietaiso ar jo dalių po vandens čiaupu ar indaplovėje.

niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, šlifuojamųjų valiklių arba šerdinančių skysčių, pvz., benzino arba acetono prietaisui valyti.

Niekada nebraižykite šviesos išspinduliavimo langelio arba metalinio rėmelio kūno priedo viduje.


Pastaba. Nenaudokite prietaiso, kai nebegalima išvalyti šviesos išspinduliavimo langelio arba kūno priedo.


- 1** Išjunkite prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.

Pastaba. Naudojant prietaisą šviesos išspinduliavimo langelis įkaista. Prieš valydami leiskite jam atvėsti.

- 2** Norėdami nuimti kūno priedą, suimkite viršuje ir apačioje esančias iškyšas ir atsargiai patraukite.

- 3** Jeigu reikia, nuvalykite prietaiso išorę švelnia valymo servetėle, esančia prietaiso komplekte.





4 Sudrėkinkite komplekte esančią švelnią servetėlę keliais lašais vandens ir ją nuvalykite šias dalis:

- šviesos išspinduliavimo langelį
- išorinį kūno priedo paviršių
- metalinį rėmelį kūno priedo viduje

Užtikrinkite, kad nesudrėktų elektroniniai kontaktai.

Pastaba. Jeigu vanduo nepakankamai nuvalo, anksčiau paminėtoms dalims valyti naudokite kelis lašus didelės koncentracijos alkoholio.

Pastaba. Būtinai nuvalykite priedą kiekvieną kartą prieš naudodami ir panaudoję, o jeigu reikia, ir procedūros metu pagal šioje dalyje pateiktas instrukcijas.

Laikymas

- 1** Išjunkite prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti.
- 2** Prieš padėdami prietaisą į jo saugojimo vietą, jį nuvalykite.
- 3** Prietaisą laikykite komplekte pateikiamame krepšelyje nuo -20 °C iki +70 °C temperatūroje.

Patarimas. Trumpąją instrukciją rekomenduojame laikyti krepšelyje, nes jo gali prireikti ateityje.

Priedų užsakymas


Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite **www.shop.philips.com/service** arba kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojančią garantijos lankstinuką).

Atsarginės dalys

Galima įsigyti šias atsargines dalis:

- Kūno priedas
- Adapteris
- Valymo šluostė
- Krepšelis

Aplinka




- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.

Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.

Techninės specifikacijos

SC1992 ir SC1991 modeliai

Atitinkama įtampa	100 V – 240 V
Atitinkamas dažnis	50 Hz – 60 Hz
Atitinkama jėgimo galia	24 W
Apsauga nuo elektros šoko	II klasė 
Saugos lygis	IP 30 (EN 60529)
Veikimo sąlygos	Temperatūra: nuo +15 °C iki +35 °C Santykinis drėgnumas: nuo 30 % iki 95 %
Laikymo sąlygos	Temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C Santykinis drėgnumas: nuo 5% iki 95%
Kūno priedo spektras	>500 nm

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje apibendrinamos problemos, dažniausiai pasitaikančios naudojantis šiuo prietaisu. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Adapteris / prietaisas naudojant tampa šiltas.	Tai normalu.	Nereikia imtis jokių veiksmų.
Aš įjungiau prietaisą, tačiau negaliu padidinti ar sumažinti šviesos intensyvumo.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, jį išjunkite ir dar kartą įjunkite. Jei vis dar negalite nustatyti šviesos intensyvumo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „parengta blyksniui“ neveikia priglaudus prietaisą prie odos.	Gali būti, kad netinkamai liečiate odą prietaisu.	Uždėkite prietaisą 90° kampu odos paviršiui taip, kad visos 4 integruotos apsaugos sistemos pusės liestų odą. Tada patikrinkite, ar šviečia lempučių „pasiruošęs blyksniui“, ir paspauskite blyksnio mygtuką.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
		Jei tai nepadeda, perkeltkite prietaisą ant kūno dalies, kur lengva nustatyti, ar prietaisas visiškai prigludęs prie odos, pavyzdžiui, prie dilbio. Tada patikrinkite, ar „parengta blyksniui“ lemputė šviečia. Jei „parengta blyksniui“ lemputė nepradeda mirksėti priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „pasiruošęs blyksniui“ neveikia priglaudus kūno priedą prie odos, tačiau aušinimo ventilatorius veikia.	Suaktyvinta apsauga nuo perkaitimo.	Suaktyvinus apsaugą nuo perkaitimo, ventilatorius vis tiek veikia. Neišjunkite prietaiso ir leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių prieš toliau naudodami. Po 5 min. prietaisas išsijungs automatiškai. Leiskite jam vėsti dar 10 min. Jei „parengta blyksniui“ lemputė neveikia priglaudus prietaisą prie odos, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Lemputė „parengta blyksniui“ šviečia, tačiau prietaisas neatlieka blyksnio paspaudus blyksnio mygtuką.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, išjunkite jį ir vėl įjunkite. Jei lemputė „parengta blyksniui“ šviečia, tačiau prietaisas vis dar neatlieka blyksnio jums paspaudus blyksnio mygtuką, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Mirksi 1 intensyvumo lemputė ir negalima pakeisti nustatymo.	Kūnui skirtas priedas netinkamai uždėtas ant prietaiso.	Tinkamai uždėkite kūnui skirtą priedą ant prietaiso.
Pakaitomis įsižiebs visos intensyvumo lemputės.	Prietaisą reikia nustatyti iš naujo.	Norėdami iš naujo nustatyti prietaisą, išjunkite jį ir dar kartą įjunkite. Jei vis dar pakaitomis šviečia šviesos intensyvumo lemputės, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Visos intensyvumo lemputės mirksi vienu metu.	Prietaisas turi defektų.	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Prietaisas skleidžia keistą kvapą.	Kūno priedas ir (arba) filtro stiklas užterštas.	Kruopščiai išvalykite priedą ir šviesos išspinduliavimo langelį. Jei tinkamai negalite nuvalyti priedo, kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ atstovą arba „Philips“ techninės priežiūros centrą, kad pakeistų kūnui skirtą priedą.
	Tinkamai nenusukote odos srities, kurioje ketinate atlikti procedūrą.	Jeigu srityje, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą, yra plaukų, naudojant prietaisą jie gali pradėti degti. Dėl to pajusite nemalonų kvapą. Švariai nuskusite sritį, kurioje ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų „Lumea Essential“ nustatymą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Jūs laikėte prietaisą aplinkoje, kurioje buvo daug dulkių.	Nuvalykite prietaisą ir kūnui skirtą priedą (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
Oda atrodo daug jautresnė negu įprastai procedūros metu.	Jūsų pasirinktas šviesos intensyvumas per didelis.	Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite odos / plaukų spalvos lentelėje pateiktą informaciją ir pasirinkite tinkamą šviesos intensyvumą kiekvienai procedūrai. Jei reikia, pasirinkite mažesnio intensyvumo nustatymą.
	Jūs nenusukotė odos srities, kurioje ketinote atlikti procedūrą.	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų „Lumea Essential“ nustatymą.
	Sudužęs šviesos išspinduliavimo langelis.	Jeigu šviesos išspinduliavimo langelis sudužęs, nebenaudokite prietaiso su šiuo priedu – padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija. Kreipkitės į jūsų šalyje esantį klientų aptarnavimo centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Naudojant prietaisą man nepakenčiamai skauda.	Jūs nenusukotė odos sričių, kuriose ketinote atlikti procedūrą	Nuskuskite sritis, kuriose ruošiatės atlikti procedūrą, prieš naudodami prietaisą. Jeigu skutimas dirgina odą, apkirpkite plaukus kuo trumpiau ir pasirinkite patogų „Lumea Essential“ nustatymą.
	Procedūrą atlikote kūno srityje, kurioje šio prietaiso naudoti negalima.	Negalima naudoti prietaiso veidui, vidinėms lytinėms lūpomis, vaginai, išangei, speneliams, areolei ir šnervėse. Vyrų neturi jo naudoti veidui arba kapšeliui.
	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Sumažinkite šviesos intensyvumą iki tokio lygio, kuris nesukeltų nemalonių pojūčių. Žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ dalį „Šviesos intensyvumas“.
	Sudužęs šviesos išspinduliavimo langelis.	Jeigu kūno priedo šviesos išspinduliavimo langelis sudužęs, nebenaudokite prietaiso su šiuo priedu. Kreipkitės į savo atstovą, „Philips“ techninės priežiūros centrą arba klientų aptarnavimo centrą, kad pakeistų priedą.
	Prietaisas netinkamas jūsų plaukų ar odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūno plaukai yra geltoni, raudoni, pilki arba balti. Taip pat prietaiso nenaudokite, jei jūsų oda labai tamsi. Vadovaukitės trumposios instrukcijos lentelėje pateikta informacija pagal kūno plaukelių ir odos spalvą.
Po procedūros odos sritys, kuriose buvo atlikta procedūra, parausta.	Nedidelis paraudimas yra nekenksminga, normali bei greitai išnykstanti reakcija.	Nereikia imtis jokių veiksmų.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Neigjama odos reakcija po procedūros išlieka ilgiau nei paprastai.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per didelis.	Kitą kartą pasirinkite žemesnį šviesos intensyvumą. Žr: skyriaus „Paruošimas naudoti“ dalį „Šviesos intensyvumas“. Jei odos reakcija išlieka ilgiau nei 3 dienas, kreipkitės į gydytoją.
Plaukų šalinimo rezultatai jūsų netenkina.	Naudojote šviesos intensyvumą, kuris jums yra per mažas.	Atlikite odos bandymą, kad nustatytumėte, ar galite naudoti didesnę šviesos intensyvumą (žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalį „Pirmas naudojimas ir odos bandymas“.
	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolesnis naudojimas“ 4 veiksmą.
	Nenaudojote prietaiso tokiu dažnumu, kaip rekomenduojama.	Kad sėkmingai pašalintumėte visus plaukus ir neleistumėte plaukų šaknims vėl tapti aktyvioms, procedūras pirmuosius du mėnesius reikia kartoti kas dvi savaites. Kad jūsų oda išliktų švelni ir be plaukų, patariame kartoti procedūrą kas 4–6 savaites. Laikas tarp procedūrų gali kisti, atsižvelgiant į jūsų plaukų ataugimą skirtingose kūno vietose. Jeigu labai daug plaukų atauga tarp procedūrų, paprasčiausiai sutrumpinkite intervalą tarp procedūrų, bet nevykdysite procedūrų dažniau kaip kas dvi savaites. Kai naudojate prietaisą dažniau nei rekomenduojama, procedūra nepasidaro veiksmingesnė, bet padidėja rizika, jog gali kilti odos reakcija.
	Jūsų odos reakcija į IPL procedūrą yra gerokai lėtesnė nei vidutinio naudotojo.	Toliau naudokite prietaisą bent 6 mėnesius, kad per šį laikotarpį sumažėtų plaukų ataugimas. Taip pat atsižvelkite į kitus šios problemos sprendimo būdus.
	Prietaisas netinkamas jūsų plaukų ar odos spalvai.	Nenaudokite prietaiso, jei jūsų kūno plaukai yra geltoni, raudoni, pilki arba balti. Taip pat prietaiso nenaudokite, jei jūsų oda labai tamsi. Vadovaukitės trumposios instrukcijos lentelėje pateikta informacija pagal kūno plaukelių ir odos spalvą.
Plaukai vėl pradeda augti kai kuriose vietose srityse, kuriose buvo atlikta procedūra.	Naudodami prietaisą, nepadarėte pakankamai persidengimų.	Kad pašalintumėte visus plaukus, naudodami prietaisą turite pakartoti procedūras tose pačiose vietose. Žr: skyriaus „Prietaiso naudojimas“ dalies „Tolesnis naudojimas“ 4 veiksmą.
	Plaukai pradeda natūraliai ataugti dėl natūralaus plaukų augimo ciklo.	Tai normalu. Tai, kad plaukai atauga, yra natūralaus plaukų augimo ciklo dalis. Tačiau ataugę plaukai paprastai būna švelnesni ir plonesni.
Prietaisas neveikia.	Prietaisas turi defektų.	Kreipkitės į jūsų šalyje esantį pagalbos vartotojams centrą, „Philips“ platintoją arba „Philips“ techninės priežiūros centrą.

levads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Matiņu likvidēšana ar gaismu ir viena no visefektīvākajām metodēm nevēlamu ķermeņa matiņu apstrādei ar ilgstošiem rezultātiem. Tā ir atšķirīga no pašreizējām mājas apstākļu matiņu likvidēšanas metodēm, jo būtiski samazina matiņu atkārtotu augšanu. Philips pēta šo metodi kopā ar vadošajiem dermatologiem vairāk nekā 15 gadus. Tagad jūs varat izmantot šo novatorisko tehnoloģiju savās mājās privātos apstākļos jebkurā laikā un vietā.

Šī ierīce ir īpaši izstrādāta un optimizēta lietošanai sievietēm, taču to var izmantot arī vīrieši.

Philips Lumea Essential nodrošina nevēlamu matiņu likvidēšanu ķermeņa zonās, kas atrodas zem kakla līnijas.

Philips Lumea Essential ir paredzēta tikai vienpersoniskai lietošanai.

Lai iegūtu papildinformāciju par Philips Lumea Essential, skatiet tīmekļa vietni www.philips.com/lumea. Regulāri aplūkojiet mūsu mājaslapu, lai iegūtu jaunāko informāciju.

leguvumi

Šī ierīce nodrošina šādas priekšrocības:

Intensīvā pulsējošās gaismas (IPL) tehnoloģija mājas lietošanai

Philips Lumea Essential tiek izmantota gaismas tehnoloģija, ko dēvē arī par "Intensīvo pulsējošās gaismas" (IPL) tehnoloģiju. IPL tiek izmantota arī profesionālās skaistumkopšanas sfērā apmatojuma likvidēšanai. Tagad Philips Lumea Essential piedāvā šo inovatīvo tehnoloģiju izmantošanai mājas apstākļos.

Efektīva apmatojuma ataugšanas aizkavēšana, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu

Šī metode nodrošina ilgstošu matiņu ataugšanas aizkavēšanu un zīdaiņi gludu ādu. Mūsu pētījumi uzrāda ievērojamu apmatojuma samazinājumu jau pēc divām procedūrām. Optimāli rezultāti sasniegti pēc 4 līdz 5 procedūrām. Apmatojuma blīvuma samazināšanās redzama pēc katras procedūras. Tas, cik ātri ir redzami rezultāti un cik ilgi tie saglabājas, ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Kā sasniegt optimālus rezultātus" nodaļā "Ierīces lietošana".

Maiga iedarbība pat jutīgās ķermeņa zonās





Philips Lumea Essential ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem dermatologiem, lai nodrošinātu efektīvu un maigu iedarbību pat jutīgākajās ķermeņa zonās.

Nav nepieciešama detaļu nomaiņa, nav slēptu izmaksu

Philips Lumea Essential ir aprīkota ar lieljaudas spuldzi, kurai nav nepieciešama nomaiņa. Šī spuldze var radīt vairāk nekā 100 000 zibšņu, un tā sniedz jums iespēju nepārtraukti saglabāt rezultātus vairāk nekā 5 gadus*, ļaujot ietaupīt līdzekļus uz dārgu spuldžu nomaiņu.

*Pamatojoties uz vidējo lietošanas scenāriju un ieteicamo procedūras režīmu vienam lietotājam.

Kā darbojas Philips intensīvās pulsējošās gaismas tehnoloģija



Matiņu augšana

Matiņu augšanas ātrums atšķiras katrai personai atkarībā no vecuma, vielmaiņas un citiem faktoriem. Taču katra cilvēka matiem parasti ir 3 augšanas fāzēs.

1 Augšanas fāze (anagēnā fāze)

Matiņi aug aktīvi no saknes. Šajā fāzē ir visaugstākā melanīna koncentrācija. Melanīns ir atbildīgs par matiņu pigmentāciju. Melanīna koncentrācija ir viens no noteicošākajiem intensīvās pulsējošās efektivitātes faktoriem. Tikai matiņi, kas atrodas augšanas fāzē, ir jutīgi pret gaismas staru metodi.

2 Regresa fāze (katagēnā fāze)

Matiņu augšana apstājas, un sakne pirms matiņa izkrišanas saraujas.

3 Atpūtas fāze (telogēnā fāze)

Vecie matiņi atdalās no matu folikulas un izkrīt. Folikula paliek atpūtas fāzē, līdz ķermeņa bioloģiskais pulkstenis liek tai kļūt atkal aktīvai un audzēt jaunu matiņu.

Darbības princips

- Ierīce likvidē matiņus, uzsildot matiņu un tā zemādas sakni. Matiņos un saknēs esošais melanīns absorbē atbrīvotos gaismas impulsus. Jo tumšāka ir apmatojuma krāsa, jo vairāk siltuma var iegūt. Šis process stimulē matiņu pāriešanu atpūtas fāzē.
- Starp procedūrām matiņi izkrīt dabīgā veidā un ataugšana ir aizkavēta. Līdz matiņu izkrišanai var paiet viena vai divas nedēļas.
- Optimālai apmatojuma likvidēšanai nepietiek tikai ar vienu sesiju, jo tikai augšanas fāzē esošie matiņi ir jutīgi pret gaismas stariem. Procedūras laikā apstrādātajā ādas zonā matiņi parasti ir dažādās matiņu augšanas cikla fāzēs. Lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, procedūra vairākas reizes jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmos divus mēnešus. Iebūvēts optiskais filtrs nodrošina, ka ādu nesasniedz ultravioletā gaisma un ka ierīces izmantošana ir droša ādai.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 5)

- 1 Intensitātes līmeņi (1-5)
 - 2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - 3 Poga "Gatavs gaismas impulsa zibsnim"
 - 4 Gaisa atveres
 - 5 Ierīces kontaktlīdzda
 - 6 Gaismas impulsa zibšņa poga
 - 7 Elektronisko kontaktu atveres
 - 8 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
 - 9 Elektroniskie kontakti
 - 10 Ķermeņa uzgalis (piemērots visām ķermeņa zonām zem kakla)
 - 11 Metālisks rāmis ķermeņa uzgaļa iekšpusē
 - 12 Iebūvēta drošības sistēma
 - 13 Adapteris
 - 14 Mazā kontaktdakša
 - 15 Somiņa
- Iekļauts arī: tīrīšanas drāna

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Ūdens apvienojumā ar elektrību ir bīstama kombinācija. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piemēram, pilnas vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā).
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Ja ierīce ir bojāta, neaiztieciot nevienu iekšējo daļu, lai novērstu elektrošoka gūšanas risku.
- Neievietojiet ierīcē nekādus priekšmetus.

Brīdinājums!

- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā starp 15 un 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 19 gadu vecuma var brīvi izmantot ierīci.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteru.
- Nelietojiet ierīci vai adapteri, ja tas bojāts.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa stikls.

Lai pasargātu ierīci no bojājumiem

- Pārlicinieties, ka nekas nevar nobloķēt gaisa plūsmu caur ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem triecieniem, nekratiet un nenometiet to zemē.
- Ja ienesāt ierīci no ļoti aukstas vides ļoti siltā vidē vai otrādi, pirms tās lietošanas uzgaidiet apmēram 3 stundas.
- Uzglabājiet ierīci piegādātajā somiņā, lai tā nenopotētu.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Vienmēr izslēdziet ierīci pēc lietošanas.
- Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai UV gaismas staru iedarbībai vairākas stundas, lai novērstu bojājumus.
- Nevērsiet ierīci pret citām virsmām, izņemot ādu. Tas var izraisīt nopietnus ķermeņa uzgaļa un/vai gaismas lodziņa bojājumus. Darbiniet ierīci tikai saskarē ar ādu.

Ievērībai

- Nekad neizmantojiet ierīci ap acīm un uzacu tuvumā, lai novērstu acu bojājumu risku.
- Izmantojiet šo ierīci tikai ar iestatījumiem, kas piemēroti jūsu ādas tipam (skatiet tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Ieteicamā gaismas intensitāte"). Lietojot ierīci ar lielākiem iestatījumiem nekā ieteikts, var palielināt ādas kairinājuma un blakusefektu risku.
- Šī ierīce ir paredzēta nevēlama ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem kakla līnijas. Nelietojiet to citām ķermeņa daļām.
- Pārlicinieties, ka āda procedūrai paredzētajā zonā ir tīra, sausa un to neklāj nekādi krēmi, losjoni un cita kosmētika. Ja āda nav tīra un sausa, iebūvētā drošības sistēma var nedarboties, kā iecerēts, un, iespējams, ierīce nezibsnīs vai zibsnīs nejauši.

Ievērojiet šādus nosacījumus, lai saglabātu Philips Lumea Essential paredzēto kalpošanas laiku:

- Lietošanas laikā nepakļaujiet ierīci temperatūrai, kas ir zemāka par 15°C vai augstāka par 35°C.
- Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu aizsardzību pret pārkaršanu. Ja ierīce pārkarst, tā vairs neizdala zibsnī. Neizslēdziet ierīci, bet ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms turpināt procedūru. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. Pēc tam ļaujiet tai atdzist vēl 10 minūtes.
- Ierīces pārbaudi vai remontu vienmēr veiciet tikai autorizētā Philips servisa centrā. Nekvalificētas personas veikts remonts ir bīstams ierīces lietotājam.
- Nelietojiet ierīci, ja kāda no sadaļā "Kontrindikācijas" minētajām situācijām attiecas uz jums.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Kontrindikācijas

Kam nav piemērota Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential nav paredzēta visiem. Ja kāds no šiem apgalvojumiem atbilst jums, ierīce **nav** jums piemērota!

Nekad neizmantojiet ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti.

Philips Lumea Essential nav izmēģināta grūtniecēm, tādēļ iesakām neizmantojot ierīci, ja esat stāvoklī vai barojat ar krūti. Hormonālās izmaiņas var palielināt jūsu ādas jutīgumu un ādas bojājumu risku.

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir neatbilstoša ādas un/vai matu krāsa, piem.:

- Ja jums ir V ādas tips (jūs reti iegūstat saules apdegumu, iedegat labi un jums ir tumši brūna āda) vai ja jums ir VI ādas tips (jūs reti vai nekad negūstat saules apdegumus un nosauļojaties ļoti tumša; jūsu āda ir brūnīgā vai tumšākā krāsā). Šādā gadījumā pastāv liels risks, ka veidosies ādas pretreakcija, piemēram, izteikts apsārtums, apdegumi vai krāsas maiņa, ja izmantosiet Philips Lumea Essential. Skatiet arī nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" un skatiet tabulu "Ieteicamā gaismas intensitāte" šajā lietošanas pamācībā.
- Ja jūsu dabiskā matu krāsa apstrādes zonās ir gaiši blondā, balta, pelēka vai sarkana. Procedūra nebūs efektīva.

Nekad neizmantojiet ierīci, ja jums ir kāda no tālāk norādītajām slimībām, piem.:

- Ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās ādas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir pirmsvēža ādas bojājumi vai atipiskas dzimumzīmes.
- Ja jums ir kalogēna izstrādes traucējumu vēsture, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vēsture vai grūti dzīstošu brūču vēsture.
- Ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, kā piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās.
- Ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alerģiskas reakcijas.
- Ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes, ievainojumi, ādas bojājumi vai hematomas.
- Ja procedūrai pakļautajās zonās ir operāciju rētas.
- Ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu.
- Ja jums ir diabēts, vilkēde, porfirija vai sirds nepietiekamība.
- Ja jums ir asinsreces traucējumi.
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem, piem.:

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai nesen tikusi ārstēta ar alfa-hidroksi skābēm (AHA), beta-hidroksi skābēm (BHA), izotretinoīnu un azelātskābi.
- Ja pēdējo sešu mēnešu laikā esat lietojis izotretinoīnu saturošus medikamentus, piemēram, Accutane® vai Roaccutane®. Šī ārstniecības metode var padarīt ādu vieglāk uzņēmīgāku pret plīsumiem, ievainojumiem un kairinājumiem.

- Ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu.
- Ja lietojat fotojutīgus elementus saturošas vielas vai medikamentus, pārbaudiet medikamentu lietošanas instrukciju un nekad nelietojiet ierīci, ja tajā ir norādīts, ka tas var izraisīt foto-alergiskas un foto-toksiskas reakcijas, vai arī medikamentu lietošanas laikā jāizvairās no saules iedarbības.
- Ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tostarp pastiprināti lietojot aspirīnu tādā veidā, kas neļauj jums pārtraukt lietošanu vismaz vienu nedēļu pirms katras procedūras ar Lumea.
- Ja lietojat imūndepresīvos medikamentus.

Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:

- Uz sejas.
- Uz krūšgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres un deguna nāšu un ausu iekšpusē. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Ierīces lietošana bikini zonā".
- Vīrieši to nevar izmantot uz sēkliniekiem un sejas.
- Vīrs vai mākslīgu svešķermeņu tuvumā, kā piemēram, silikona implanti, elektrokardiostimulatori, zemādas injekciju porti (insulīna dozēšanai) vai pīrsingi.
- Uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām, pirms tam nesazinoties ar savu ārstu. Tas var izraisīt apdegumus un krāsu maiņu, kas iespējams apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu (piem., ādas vēzis).
- Uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima. Tas var izraisīt apdegumus un krāsas maiņu (hipopigmentāciju vai hiperpigmentāciju).
- Uz zonām, kur lietojat ilgstošas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Nekad neizmantojiet ierīci uz apdegušas, nesen nosauļotas (pēdējās 2 nedēļās) vai mākslīgi nosauļotas ādas:

- Procedūras drošību var ietekmēt visi saulpošanās veidi. Tas attiecas uz ādas pakļaušanu dabiskas saules iedarbībai, kā arī mākslīgām saulpošanās metodēm, piemēram, saulpošanās losjoniem, ierīcēm u.tml. Ja esat nosauļojies vai plānojat to darīt, skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Saulpošanās padomi".

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja neesat pārliecināts, vai varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.



Sagatavošana lietošanai


Optimāliem rezultātiem sagatavojiet procedūrai pakļautās zonas tālāk aprakstītajā veidā.

Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana

- 1 Skujiet zonas, kuras vēlaties apstrādāt, tik ilgi, kamēr tajās vēl joprojām ataug matiņi.

Piezīme. Neizmantojiet depilācijas krēmus skūšanās vietā.

Piezīme. Ja jūsu pēdējā depilācijas metode ietvēra matiņu izraušanu no saknēm (piem., epilēšanu), varat sākt procedūru jau tūlīt. Šādā gadījumā ieteicams skūties starp procedūrām, lai iegūtu optimālus rezultātus.



Lūdzu, ņemiet vērā, ka procedūrai uz neskūtām vai nepareizi noskūtām zonām ir dažādi nevēlami efekti:

- Gaismas lodziņš un ķermeņa uzgalis var tikt piesārņoti ar matiņiem un netīrumiem. Piesārņots gaismas lodziņš un ķermeņa uzgalis var samazināt ierīces kalpošanas laiku un efektivitāti. Gaismas lodziņa piesārņojums var radīt sāpes procedūras laikā vai izraisīt ādas kairinājumu, piemēram, apsārtumu un krāsas maiņu.
- Uz jūsu ādas esošie matiņi var apdegt, rezultātā izraisot nepatīkamu smaku.

2 Notīriet ādu un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā sausa un tīra no matiņiem un taukvielām (piemēram, dezodorantiem, losjoniem, smaržām, sauļošanās krēmiem un pretsauļošanās līdzekļiem).

3 Pārbaudiet ierīci, īpaši gaismas lodziņu un ķermeņa uzgali, vai tajā nav iestrēguši matiņi, putekļi un šķiedras. Ja redzat piesārņojumu, notīriet ierīci atbilstoši norādījumiem nodaļā “Tīrīšana un apkope”.

Ja skūšanās rada brūces vai ādas bojājumus, iespējams, jums ir jutīgāka āda pret IPL nekā citiem. Tas var izraisīt nepatīkamas sajūtas IPL procedūras laikā vai citus nevēlamus blakusefektus. Mēs iesakām jums sagaidīt, līdz kairinājums ir pazudis.

4 Tiklīdz matiņi vairs neauga – kas parasti notiek pēc 4-5 procedūrām – pirms ierīces lietošanas vairs nav jāskujas.

Gaismas intensitāte

Atšķirībā no profesionālām gaismas apstrādes ierīcēm Philips Lumea Essential ir izstrādāta lietošanai mājās un tās gaismas impulsi ir maigāki. Tāpēc procedūra būs **ērta** un **efektīva** ar to gaismas intensitāti, pie kuras jūtaties ērti.

Philips Lumea Essential nodrošina piecus dažādus gaismas intensitātes līmeņus. Pielāgojiet gaismas intensitāti savas ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai un tādā līmenī, lai jūs justos komfortabli.

Tālāk redzamā tabula ar ieteicamo gaismas intensitāti ļauj jums noteikt pareizo sev piemēroto gaismas intensitātes līmeni.

1 Aplūkojiet tālāk redzamo tabulu, lai noteiktu, kurš gaismas intensitātes līmenis būtu piemēroti jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai.

Padoms. Jūs varat novietot īsajā lietošanas pamācībā esošo tabulu uz ādas un salīdzināt to ar savu ādas krāsu.

Padoms. Ieteicams glabāt īso lietošanas pamācību somiņā turpmākām uzziņām.

2 Samaziniet gaismas intensitāti, ja radušās sāpes vai diskomforts.

Personām ar tumšāku ādu pastāv lielāks ādas kairinājuma risks, jo to āda absorbē vairāk gaismas. Tādēļ personām ar tumšāku ādu ir ieteicama zemāka gaismas staru intensitāte.

Gaismas impulsi var šķīst silti vai karsti uz ādas, taču tiem nevajadzētu būt sāpīgiem. Dažādām ķermeņa zonām var būt nepieciešams atšķirīgs gaismas intensitātes līmenis, skatiet tālāk esošajā tabulā. Lai novērstu ādas kairinājumu, skatiet nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu “Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas”.

Rekomendētie gaismas staru intensitātes līmeņi (1-5)

Tālāk esošajā tabulā "x" nozīmē, ka ierīce jums nav piemērota.

Piezīme. Jūsu āda var mainīt krāsu, piemēram, jo jūsu āda ir pakļauta iedegumam. Pēc tam tā var būt tumšāka nekā iepriekšējās procedūras laikā. Tāpēc ir svarīgi, lai jūs pārbaudītu iestatījumu pirms katras procedūras un konkrētajai zonai. Dažas zonas var būt tumšākas nekā citas.

Ķermeņa apmatojuma krāsa:

tumši blondā/gaiši brūna/
brūna/tumši brūna/melna

balta/pelēka/sarkana/
gaiši blondā

Ādas krāsa un īpašības:

Balta (vienmēr saulē apdeg, neveidojas iedegums)	4/5	x
Smilškrāsas (viegli saulē apdeg, veidojas minimāls iedegums)	4/5	x
Gaiši brūna (dažreiz saulē apdeg, veidojas noturīgs iedegums)	4/5	x
Vidēji brūna (reti saulē apdeg, veidojas ātrs un noturīgs iedegums)	1/2/3	x
Tumši brūna (reti saulē apdeg, ļoti noturīgs iedegums)	x	x
Brūni melna un tumšāka (reti vai nekad saulē neapdeg, ļoti tumšs iedegums)	x	x

Svarīgi!

Lai uzzinātu, vai Philips Lumea Essential ir jums piemērota, skatiet sadaļu "Kam nav piemērota Philips Lumea Essential?".

Sauļošanās padomi

- **Izvairieties no sauļošanās, ja izmantosiet Philips Lumea Essential regulāri (ik pēc divām nedēļām).**

Sauļošanās var izraisīt ādas aptumšošanu (iedegumu) vai izraisīt saules apdegumus (ādas apsārtumu). Izmantojot Philips Lumea Essential uz tumšas (apsauļotas) un/vai saulē apdegušas ādas, palielina nevēlamu blakusefektu un ādas reakciju risku. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

- **Sauļošanās pirms procedūras. Uzgaidiet 2 nedēļas un veiciet ādas pārbaudi.**

Uzgaidiet vismaz 2 nedēļas pēc sauļošanās, pirms izmantot ierīci. Veiciet ādas pārbaudi (skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude") procedūrai paredzētajā zonā, lai noteiktu atbilstošu gaismas intensitātes līmeni. Ja to neizdarīsiet, pieaug ādas kairinājuma risks pēc procedūras veikšanas ar Philips Lumea Essential.

- **Saules iedarbība pēc procedūras: uzgaidiet 48 stundas pirms saulšanās pēc procedūras veikšanas ar Philips Lumea Essential.**

Uzgaidiet vismaz 48 stundas pēc procedūras, pirms pakļaut procedūrā apstrādātās zonas saules iedarbībai. Pat pēc 48 stundām pārlicinieties, ka uz procedūrā apstrādātās ādas nav redzamas nevēlamas reakcijas, pirms pakļaujāt to saules iedarbībai. Pārklājiet procedūrā apstrādātās zonas, ja dodaties ārā saulē, vai izmantojiet pretsauļošanās līdzekli (SPF 30+) divas nedēļas pēc procedūras. Procedūrā apstrādāto zonu pakļaušana saules gaismai bez aizsardzības tūlīt pēc procedūras palielina nevēlamu blakusefektu un ādas reakciju risku. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

- **Sauļošanās ar mākslīgu apgaismojumu** Ievērojiet norādījumus iepriekš esošajās sadaļās "Saules iedarbība pirms procedūras" un "Saules iedarbība pēc procedūras".

- **Sauļošanās, izmantojot krēmus**

Ja esat izmantojis mākslīgu saulšanās losjonu, uzgaidiet, līdz mākslīgais iedegums ir pilnībā pazudis, pirms izmantot Philips Lumea Essential.

Piezīme. Lai iegūtu papildinformāciju par nevēlamām ādas reakcijām, skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas".

Ierīces lietošana

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitāte", lai noteiktu, kurš gaismas intensitātes līmenis ir vispiemērotākais jūsu ādas un ķermeņa apmatojuma krāsai. Noskujiet procedūrai pakļautajā zonā esošos matiņus pirms ierīces lietošanas (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Procedūrai pakļauto zonu sagatavošana").


Ja procedūra kādā brīdī kļūst nepanesami sāpīga, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu, līdz procedūra atkal ir ērta. Ja ievērojat, ka ādas reakcija ir spēcīgāka nekā viegls apsārtums, nekavējoties pārtrauciet procedūru un izlasiet sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodaļā.


Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude

Kad izmantojat ierīci pirmo reizi vai pēc nesenas saulšanās, ieteicams veikt ādas pārbaudi uz **katras** procedūrai pakļautās zonas, lai pārbaudītu ādas reakciju uz procedūru un pierastu pie gaismas terapijas.


- 1 Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.
- 2 Iespraudiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.

Piezīme. Pārlicinieties, ka ķermeņa uzgalis ir novietots uz ierīces.






3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.



► Iedegas 1. intensitātes lampiņa.


Piezīme. Ierīce vienmēr automātiski izvēlas zemāko gaismas intensitātes iestatījumu. Skatiet sadaļu "Gaismas intensitāte" nodaļā "Sagatavošana lietošanai", lai noteiktu atbilstošo gaismas intensitātes līmeni.

4 Noregulējiet gaismas intensitātes iestatījumu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vienu vai vairākas reizes, līdz ir sasniegts nepieciešamais iestatījums. Iedegas atbilstošās intensitātes lampiņa.




5 Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai ķermeņa uzgalis pieskaras ādai.

Padoms. Lai atvieglotu lietošanu, nostiepiet ādu procedūrai paredzētajā zonā.



► Gatavības lampiņa ierīces aizmugurē sāk mirgot, norādot, ka ierīce ir gatava izdalīt impulsa zibšni.

► Kad ierīce ir gatava veikt zibšni, gatavības lampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā.



6 Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibšni.

*Piezīme. Redzamā gaisma, kuru izdala ierīce, ir gaismas impulsa zibšņa atspulgs uz ādas virsmas, un tas nav kaitīgs acīm. Tāpēc lietošanas laikā nav nepieciešams lietot aizsargbrilles. Izmantojiet ierīci **labi apgaismotā** telpā, tas samazina zibšņa spilgtumu.*

7 Atlaidiet zibšņa pogu, kad ierīce ir izdalījusi zibšni.

8 Pavirziet ierīci pa ādu uz nākamo zonu. Kamēr procedūra ir komfortabla (nesāpīga), palieliniet iestatījumu pa vienam līmenim, atrodoties jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā, un veiciet vienu zibšni katram iestatījumam. Neveiciet vairāk par vienu zibšni tajā pašā vietā.

- 9** Kad esat pabeidzis procedūru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- 10** Pēc ādas pārbaudes uzgaidiet 24 stundas un aplūkojiet, vai uz ādas nav redzams kairinājums. Ja redzams ādas kairinājums, turpmākai lietošanai izvēlieties augstāko iestatījumu, kas neizraisīja ādas kairinājumu.

Turpmākā lietošana

- 1** Pirms katras lietošanas reizes notīriet ķermeņa uzgali, gaismas lodziņu un metālisko rāmi ķermeņa uzgaļa iekšpusē. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope".
- 2** Sāciet katru procedūru, rūpīgi izvēloties gaismas intensitāti, pamatojoties uz ādas jutīgumu un to, cik komfortabla ir procedūra. Skatiet sadaļu "Ieteicamā gaismas intensitāte", lai izvēlētos pareizo temperatūru savam ādas tipam un matu krāsai.

Piezīme. Vairāku iemeslu dēļ jūsu ādas reakcija var atšķirties dažādās dienās/ situācijās. Skatiet šajā nodaļā esošo sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas", lai iegūtu papildinformāciju.

- 3** Izpildiet 2. -6. darbību iepriekšējā sadaļā ("Pirms pirmās lietošanas reizes un ādas pārbaude").

Piezīme. Tā ir normāla parādība, ja ierīce un ķermeņa uzgalis uzkarst lietošanas laikā.


- 4** Pavirziet ierīci pa ādu uz nākamo terapijai paredzēto zonu un atkārtojiet 5. un 6. darbību sadaļā "Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude" šajā nodaļā. Pēc katra zibšņa nepieciešamas aptuveni 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Gatavības lampiņa ierīces aizmugurē atkal sāk mirgot, norādot, ka tā tiek uzlādēta. Uzgaidiet, līdz šī lampiņa deg nepārtraukti, pirms turpināt.

Uzgalis modelim SC1992: SC1992 ir "Slide and Flash" funkcija: lai nodrošinātu efektīvāku procedūru, turiet zibšņa pogu nospiestu, kamēr virzāt ierīci pa ādu.

Vienas sesijas laikā neapstrādājiet to pašu zonu vairākas reizes.

Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, taču palielina ādas kairinājuma risku.

- 5** Lai izvairītos no neapstrādātām zonām, pārliecinieties, ka zibšņi tiek izdalīti tuvu viens otram. Ņemiet vērā, ka efektīvā gaisma tiek izdalīta tikai caur gaismas lodziņu. Taču vienmēr pārliecinieties, ka neapstrādājat vienu zonu divas reizes.
- 6** Kad esat pabeidzis procedūru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- 7** Pārbaudiet gaismas lodziņu un ķermeņa uzgali, vai tajos nav matu un neīrumu, un notīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").



Padomi

Kā sasniegt optimālus rezultātus

- Tā ir normāla parādība, ja matiņi joprojām ir redzami pēc pirmajām procedūras reizēm (skatiet nodaļas "Ievads" sadaļu "Darbības princips", lai iegūtu papildinformāciju).
- Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus un novērstu, ka matu folikulas atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Šajā laikā jūsu ādai jābūt gludai un bez matiņiem. Lūdzu, izlasiet sadaļu "Apkopes fāze", lai uzzinātu, kā saglabāt šos rezultātus.

Apkopes fāze

- Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda un brīva no matiņiem, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc četrām līdz sešām nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matiņu, vienkārši vēlreiz saīsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.

Norādījumi procedūrai

Vidējais procedūras laiks

Zona	Aptuvenais procedūras laiks
Paduses	1 minūte katrai padusei
Bikini zona	1 minūte katrā pusē
Visai bikini zonai	4 minūtes
Vienam kājas apakšstilbam	8 minūtes
Visai kājai	14 minūtes

Piezīme. Iepriekš norādītie vidējie procedūras laiki fiksēti pētījumu un pārbauzu laikā. Individuāli procedūras laiki katrai personai var atšķirties.

Plānotās procedūras zonas


Ierīce ir paredzēta nevēlamu matiņu likvidēšanai padusēs, uz rokām, vēdera, bikini zonā un uz kājām. To nedrīkst izmantot uz sejas.

Ierīces izmantošana uz kājām

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitāte", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu kājām.

- Varat pārvietot ierīci uz augšu un uz leju vai gar kāju atkarībā no tā, kā jums ērtāk. Lai saglabātu pilnu saskari ar ādu, varat arī novietot un turēt ierīci uz ādas sāniski.

Piezīme. Kaulainas zonas, piemēram, lielais liels kauls un potītes, ir jutīgākas nekā citas ķermeņa zonas. Cieši piespiežot ķermeņa uzgali šīm zonām, āda var būt uzņēmīgāka uz kairinājumu, piemēram, niezi un apsārtumu. Skatiet sadaļu "Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas" šajā nodaļā. Piespiediet ķermeņa uzgali pie ādas pietiekami spēcīgi, lai iedegtos zibšņa gatavības lampiņa, bet ne spēcīgāk.



lerīces lietošana bikini zonā

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitāte", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu bikini zonai.

Principā Philips Lumea Essential ir pietiekami droša un saudzīga visas bikini zonas apstrādei (piem., brazīliešu vai Holivudas stilā). Izmantojiet zemāku iestatījumu uz tumši pigmentētas, jutīgākas ādas bikini zonā. Neizmantojiet ierīci uz kaunuma lūpām, vagīnas un anālās atveres. Vīrieši, kas vēlas apstrādāt kaunuma zonu, nedrīkst izmantot ierīci uz sēkliniekiem.

***Piezīme.** Higiēnas iemeslu dēļ vienmēr nomazgājiet ķermeņa uzgali, pirms sākt apstrādāt citu ķermeņa zonu (skatiet nodaļu "Tīršana un apkope").*


lerīces izmantošana padusēm

Aplūkojiet ieteicamās gaismas intensitātes tabulu nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Gaismas intensitātes iestatīšana", lai uzzinātu, kādi iestatījumi ir piemēroti jūsu padusēm.

Pārliecinieties, vai pirms procedūras esat notīrījis dezodorantu, krēmu vai citus ādas kopšanas produktus no savām padusēm.

***Padoms.** Lai iegūtu optimālus rezultātus savās padusēs, nostājieties spoguļa priekšā, lai varētu labi redzēt terapijai paredzēto zonu un zibšņa gatavības lampiņu. Paceliet roku un nolieciet plaukstu uz kakla, lai izstieptu ādu padušu zonā.*

***Piezīme.** Gaismas atspīdums netraumē jūsu acis. Ja izkliedētā gaisma ir nepatīkama, aizveriet acis, kad tiek veikts zibšnis.*



Iespējamie blakusefekti un ādas reakcijas

Izplatītās ādas reakcijas:

- Jūsu āda kļūst nedaudz sarkana un/vai parādās durstoša sajūta, tā tirpst vai ir nedaudz karsta. Šī reakcija ir pilnībā nekaitīga un ātri izzūd.
- Uz neilgu laiku apstrādātajās zonās var parādīties saules apdegumam līdzīga ādas reakcija. Ja tā nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu.
- Skūšanās un gaismas terapijas apvienojums var izraisīt sausu ādu un niezi. Tā ir nekaitīga un pāriet dažu dienu laikā. Varat atdzēsēt šo zonu ar ledus iepakojumu vai mitru drānu. Ja sausums nepāriet, varat izmantot mitrinātāju bez aromāta uz procedūrai pakļautās zonas 24 stundu laikā pēc procedūras.

Reti blakusefekti:

- Apdegumi, spilgts apsārtums un pietūkums: šādas reakcijas rodas ļoti reti. Tās rodas, ja izmantojat gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādas krāsai. Ja šīs reakcijas nepazūd 3 dienu laikā, ieteicams sazināties ar ārstu. Uzgaidiet pirms nākamās procedūras, līdz āda ir pilnībā atlabusi, un pārliecinieties, ka izmantojat mazāku gaismas intensitāti.
- Ādas krāsas maiņa: šī parādība notiek ļoti reti. Ādas krāsas maiņa izpaužas kā tumšāki vai gaišāki plankumi nekā apkārtējā zona. To rada pārāk liela izmantotā gaismas intensitāte. Retos gadījumos (parasti rezultāts, izmantojot pārāk augstu intensitāti uz pārāk tumšas ādas) pigmenta maiņas efekts var saglabāties ilgāk nekā parasti. Visos gadījumos efekts ir pārejošs. Neapstrādājiet zonas ar mainītu ādas krāsu, līdz šis efekts nav pazudis un jūsu āda nav atguvusi parastu ādas krāsu.

- Ādas infekcija un iekaisums: šī parādība notiek ļoti reti, un to, iespējams, izraisa ierīces lietošana uz brūcēm vai griezumiem, kas radušies skūšanās rezultātā, vai arī uz jau esošām brūcēm vai ieaugušiem matiņiem.
- Lielas sāpes: tās var rasties procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojat ierīci uz neskūtas ādas, ja izmantojat ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk liela jūsu ādas krāsai, ja veicat zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi un ja izmantojat ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u.tml. Papildinformāciju skatiet nodaļas "Svarīgi!" sadaļā "Kontrindikācijas".

Pēc lietošanas

- Nelietojiet smaržas saturošus kosmētiskos līdzekļus uz apstrādātajām zonām uzreiz pēc procedūras.
- Neizmantojiet dezodorantu uzreiz pēc padušu apstrādes. Uzgaidiet, līdz pilnībā pazudis jebkāds ādas apsārtums.
- Informāciju par saules iedarbību un mākslīgo iedegumu skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļā "Saulošanās padomi".

Tīrīšana un kopšana

Lai nodrošinātu optimālus rezultātus un ilgu ierīces darbību, tīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā. Ierīces darbība zaudē efektivitāti, ja tā netiek pareizi notīrīta.

Nekad nemazgājiet ierīci vai tās daļas zem krāna ūdens vai trauku mazgājamā mašīnā.

Ierīces tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Neskrāpējiet gaismas lodziņu vai metālisko rāmi ķermeņa uzgaļa iekšpusē.

Piezīme. Pārtrauciet ierīces lietošanu, kad vairs nav iespējams notīrīt gaismas lodziņu vai ķermeņa uzgali.

- 1** Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotilkla un ļaujiet tai atdzist.

Piezīme. Lietošanas laikā gaismas lodziņš uzkarst. Pirms tā tīrīšanas pārliecinieties, ka tas ir atdzisis.

- 2** Lai noņemtu ķermeņa uzgali, satveriet izvīzījumus augšā un apakšā un uzmanīgi velciet.

- 3** Ja nepieciešams, notīriet ierīces ārpusi ar mīkstu tīrīšanas drānu, kas piegādāta kopā ar ierīci.



- 4** Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojiet šādu daļu tīrīšanai:

- gaismas lodziņš
- ķermeņa uzgaļa ārējā virsma
- metālisks rāmis ķermeņa uzgaļa iekšpusē

Pārliecinieties, ka elektroniskie kontakti nekļūst mitri.

Piezīme. Ja ūdens nenotīra pietiekami efektīvi, izmantojiet dažus pilienus augstprocentīga spirta, lai notīrītu šīs daļas.

Piezīme. Rūpīgi notīriet ierīci pirms un pēc katras lietošanas reizes un, ja nepieciešams, arī procedūras laikā atbilstoši šajā sadaļā sniegtajiem norādījumiem.



Uzglabāšana

- 1 Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms ierīces novietošanas glabāšanā, vienmēr notīriet to.
- 3 Glabājiet ierīci komplektā iekļautajā somiņā temperatūrā no $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Padoms. Ieteicams glabāt īso lietošanas pamācību somiņā turpmākām uzziņām.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.shop.philips.com/service** vai vērsieties pie sava Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet pasaules garantijas bukletā).

Rezerves daļas

Ir pieejamas šādas rezerves daļas:

- Ķermeņa uzgalis
- Adapteris
- Tīrīšanas drāna
- Somiņa

Vide



- Pēc ierīces darbмūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsiet saudzēt vidi.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Tehniskā specifikācija

Modeļiem SC1992 un SC1991

Nominālais spriegums	100V-240V
Nominālā frekvence	50Hz-60Hz
Nominālā jauda	24 W
Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu	II klase <input type="checkbox"/>
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Izmantošanas nosacījumi	Temperatūra: no +15° līdz +35°C Relatīvais mitrums: no 30% līdz 95%
Uzglabāšanas nosacījumi	Temperatūra: no -20 °C līdz +70 °C Relatīvais mitrums: no 5% līdz 95%
Ķermeņa uzgaļa spektrs	> 500 nm

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Uzlādēšanas laikā adapteris/ierīce uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Es ieslēdzu ierīci, bet nevaru palielināt vai samazināt gaismas intensitātes līmeni.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja vēl joprojām nevarat noregulēt gaismas intensitātes līmeni, sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Zibšņa gatavības lampiņa neiedegas, kad es novietuju ierīci uz ādas.	Jūs neesat pareizi novietojis ierīci uz ādas.	Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas, lai visas 4 iebūvētās drošības sistēmas malas pieskaras ādai. Pēc tam pārbaudiet, vai zibšņa gatavības lampiņa deg nepārtraukti un nospiediet zibšņa pogu.
		Ja tas neizdodas, novietojiet ierīci uz ķermeņa daļas, kur iespējams iegūt pilnu ādas kontaktu, piemēram, uz apakšdelma. Tad pārbaudiet, vai iedegas zibšņa gatavības lampiņa. Ja zibšņa gatavības lampiņa vēl joprojām neiedegas, kad novietojat to uz ādas, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Zibšņa gatavības lampiņa neiedegas, kad novietoju uzgali uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārslodzi.	Kad ir aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, ventilators turpina darboties. Neizslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist apmēram 15 minūtes, pirms turpināt to lietot. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas. Pēc tam ļaujiet tai atdzist vēl 10 minūtes. Ja zibšņa gatavības lampiņa vēl joprojām nedeg, kad novietojat ierīci uz ādas, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
Zibšņa gatavības lampiņa deg nepārtraukti, tomēr ierīce neizdala zibsnī, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un tad vēlreiz to ieslēdziet. Ja zibšņa gatavības lampiņa deg nepārtraukti, bet ierīce vēl joprojām neizdala zibšņus, nospiežot zibšņa pogu, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
1. intensitātes lampiņa turpina mirgot, un es nevaru mainīt iestatījumu.	Ķermeņa uzgali nav pareizi novietots uz ierīces.	Pareizi uzlieciet ķermeņa uzgali uz ierīces.
Visas intensitātes lampiņas deg pamišus.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un pēc tam vēlreiz to ieslēdziet. Ja gaismas intensitātes lampiņas joprojām mirgo pamišus, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
Visas intensitātes lampiņas mirgo vienlaikus.	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīce izdala dīvainu smaku.	Ķermeņa uzgali un/vai filtra stikls ir netīrs.	Uzmanīgi nomazgājiet ķermeņa uzgali un gaismas lodziņu. Ja nevarat pareizi notīrīt ķermeņa uzgali, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru, lai nomainītu ķermeņa uzgali.
	Jūs neesat kārtīgi noskuvusi procedūrai pakļautajās ādas zonās esošos matiņus.	Ja uz procedūrai paredzētās zonas ir matiņi, tie var apdegt ierīces lietošanas laikā. Rezultātā sajūties neparastu smaku. Rūpīgi noskujiet procedūrai paredzēto zonu pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās izraisa ādas niezi, apgrieziet matiņus maksimāli tsi un izmantojiet komfortablu Lumea Essential iestatījumu.
	Jūs esat uzglabājusi ierīci putekļainā vidē.	Notīriet ierīci un ķermeņa uzgali (skatiet nodaļu "Tīrīšana un apkope").
Procedūras laikā āda ir daudz jutīgāka nekā parasti.	Izvēlētā gaismas intensitāte ir pārāk augsta.	Skatiet ādas/matu krāsas tabulu pirms katras lietošanas reizes, lai nodrošinātu, ka izvēlēties pareizo gaismas intensitāti katrai procedūrai. Ja nepieciešams, izvēlieties zemāku intensitātes līmeni.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matiņus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu Lumea Essential iestatījumu.
	Bojāts gaismas lodziņš.	Ja gaismas lodziņš ir bojāts, vairs neizmantojiet ierīci, lai izvairītos no ādas kairinājuma riska. Sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru, savu Philips izplatītāju vai Philips servisa centru.
Ierīces izmantošanas laikā jūtu nepieņemamas sāpes.	Jūs nenoskuvāt procedūrai pakļautās ādas zonas.	Noskujiet procedūrai paredzētās zonas pirms ierīces lietošanas. Ja skūšanās rada ādas kairinājumu, apgrieziet matiņus iespējami īsus un izmantojiet komfortablu Lumea Essential iestatījumu.
	Jūs izmantojāt ierīci ādas zonai, kurā to nav paredzēts lietot.	Jūs nedrīkstat izmantot ierīci uz sejas, kaunuma lūpām, vagīnas, anālās atveres, krūšgaliem un areolām. Vīrieši to nedrīkst izmantot uz sejas vai sēkliniekiem.
	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Samaziniet gaismas intensitātes līmeni līdz tādām līmenim, kas jums ir patīkams. Skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Gaismas intensitāte".
	Bojāts gaismas lodziņš.	Ja ķermeņa uzgaļa gaismas lodziņš ir bojāts, vairs neizmantojiet ierīci ar šo ķermeņa uzgali. Vērsieties pie izplatītāja vai Philips servisa centrā, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai veiktu ķermeņa uzgaļa nomaiņu.
	Ierīce nav piemērota jūsu matu vai ādas krāsai.	Nelietojiet ierīci, ja jūsu ķermeņa apmatojuma krāsa ir blondā, ruda, pelēka (sirma) vai balta. Nelietojiet ierīci arī tad, ja jums ir tumša āda. Konsultējieties ar ķermeņa matiņu un ādas krāsu tabulu īsajā lietošanas pamācībā.
Pēc procedūras apstrādātās zonas kļūst sarkanas.	Neliels apsārtums ir normāls un nekaitīgs, kā arī tas ātri pazūd.	Nedariet neko.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs esat izmantojis pārāk lielu gaismas intensitāti.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Gaismas intensitāte". Ja ādas reakcija nepazūd 3 dienu laikā, sazinieties ar savu ārstu.
Apmatojuma likvidēšanas rezultāti nav apmierinoši.	Jūs esat izmantojis pārāk zemu gaismas intensitāti.	Veiciet ādas pārbaudi, lai noteiktu, vai varat izmantot augstāku gaismas intensitātes līmeni (skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļu "Pirmā lietošanas reize un ādas pārbaude").
	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājas.	Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 4. darbību.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Jūs neesat izmantojis ierīci tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus un novērstu, ka matu saknes atkal paliek aktīvas, procedūra jāatkārto ik pēc divām nedēļām pirmo divu mēnešu laikā. Lai nodrošinātu, ka jūsu āda ir gluda, ieteicams atkārtot procedūru ik pēc četrām līdz sešām nedēļām. Starp procedūrām palikušais laiks var atšķirties atkarībā no individuālajām matu ataugšanas īpatnībām, kā arī dažādām ķermeņa zonām. Ja starp procedūrām ataug pārāk daudz matiņu, vienkārši vēlreiz saīsiniet procedūras intervālu, taču neapstrādājiet nevienu zonu biežāk kā reizi divās nedēļās. Ja izmantojat ierīci biežāk nekā ieteicams, netiek palielināta efektivitāte, bet pieaug ādas kairinājuma risks.
	Jūs reaģējat lēnāk uz IPL procedūru nekā vidējais lietotājs.	Turpiniet izmantot ierīci vismaz 6 mēnešus, jo matiņu ataugšana joprojām var samazināties šī perioda laikā. Apsveriet arī citus problēmas risinājumus
	Ierīce nav piemērota jūsu matu vai ādas krāsai.	Nelietojiet ierīci, ja jūsu ķermeņa apmatojuma krāsa ir blondā, ruda, pelēka (širma) vai balta. Nelietojiet ierīci arī tad, ja jums ir tumša āda. Konsultējieties ar ķermeņa matiņu un ādas krāsu tabulu šajā lietošanas pamācībā.
Matiņi atkal sāk ataugt dažās vietās procedūrai pakļautajās zonās.	Izmantojot ierīci, procedūrai pakļautās ādas zonas pietiekami nepārklājās.	Lai iegūtu pieņemamus apmatojuma likvidēšanas rezultātus, ierīces lietošanas laikā apstrādātajām zonām ir jāpārklājas. Skatiet nodaļas "Ierīces lietošana" sadaļas "Turpmākā lietošana" 4. darbību.
	Matiņi atsākt augt dabiska matu augšanas cikla ietvaros.	Tā ir normāla parādība. Matiņu ataugšana ir dabiska matu augšanas cikla daļa. Ataugušie matiņi parasti ir mīkstāki un plānāki.
Ierīce nedarbojas.	Ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar savas valsts Klientu apkalpošanas centru, savu Philips produkcijas izplatītāju vai Philips servisa centru.

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Odstraňovanie chĺpkov pomocou svetla je jednou z najúčinnnejších metód na ošetrovanie neželaného telesného ochlpenia s dlhotrvajúcim účinkom. Táto metóda sa líši od súčasných metód na odstraňovanie chĺpkov, pretože výrazne znižuje opätovné dorastanie ochlpenia. Spoločnosť Philips skúmala túto metódu spolu s poprednými dermatológmi vyše 15 rokov. Túto inovatívnu technológiu môžete teraz používať pohodlne v súkromí svojej domácnosti, kedykoľvek budete chcieť. Toto zariadenie bolo špeciálne navrhnuté a optimalizované pre ženy, môžu ho však používať aj muži. Zariadenie Philips Lumea Essential umožňuje ošetrovanie neželaných chĺpkov na tele v oblastiach od krku smerom nadol. Zariadenie Philips Lumea Essential je určené na používanie len jednou osobou. Ďalšie informácie o zariadení Philips Lumea Essential nájdete na adrese www.philips.com/lumea. Pravidelne navštevujte našu domovskú stránku a kontrolujte aktualizácie.

Prínosy

Toto zariadenie ponúka nasledovné výhody:

Technológia intenzívneho pulzného svetla (IPL) pre domáce použitie

Zariadenie Philips Lumea Essential využíva technológiu na báze svetla nazývanú „Intense Pulsed Light“ (Intenzívne pulzné svetlo, IPL). Technológia IPL sa taktiež používa v oblasti profesionálneho kozmetického trhu na odstraňovanie ochlpenia a v praxi sa využíva už pätnásť rokov. Zariadenie Philips Lumea Essential teraz prináša túto inovatívnu technológiu do pohodlia vašej domácnosti.

Efektívne predchádzanie opakovanému rastu ochlpenia pre každodenný pocit hladkej pokožky

Táto metóda poskytuje dlhodobú prevenciu opätovného dorastania chĺpkov a zamatovo hladkú pokožku. Naše štúdie preukázali výraznú redukciu ochlpenia už po dvoch ošetreniach. Optimálne výsledky sa zvyčajne dosahujú po štyroch až piatich ošetreniach. Zníženie hustoty ochlpenia je viditeľné po každom ošetrení. Rýchlosť, s akou získate viditeľné výsledky, a ich trvácnosť sa u jednotlivých osôb líšia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Ako dosahovať optimálne výsledky“ v kapitole „Použitie zariadenia“.

Jemné ošetrovanie, dokonca aj citlivých miest tela


Zariadenie Philips Lumea Essential bolo vyvíjané v úzkej spolupráci s poprednými dermatológmi na dosiahnutie účinného a šetrného ošetrovania, dokonca aj na najcitlivejších miestach tela.

Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Zariadenie Philips Lumea Essential je vybavené vysokovýkonnou žiarivkou, ktorú netreba meniť. Táto žiarivka dokáže vygenerovať viac ako 100 000 impulzov a mala by vám umožniť trvalé udržiavanie výsledkov po dobu viac ako 5 rokov* a zároveň ušetriť peniaze za drahé náhradné žiarivky.

*Stanovené na základe priemerného plánu používania a odporúčaného režimu ošetrovania pre jedného používateľa.

Ako funguje technológia intenzívneho pulzného svetla od spoločnosti Philips



Rast chĺpkov

Rýchlosť rastu ochlpenia každého človeka sa líši v závislosti od veku, metabolizmu a ďalších faktorov. Rast chĺpkov každého človeka však zvyčajne pozostáva z 3 fáz.

1 Fáza rastu (fáza anagénu)



Aktívna fáza rastu chĺpka od korienka. Je to fáza s najvyšším obsahom melanínu, ktorý je zodpovedný za pigmentáciu ochlpenia. Koncentrácia melanínu taktiež slúži ako faktor na určenie účinnosti technológie intenzívneho pulzného svetla. Na ošetrovanie svetlom sú citlivé len chĺpky nachádzajúce sa v rastovej fáze.

2 Degradácia fáza (fáza katagénu)

Rast chĺpka sa zastaví a korienok sa zmenší predtým, ako sa chĺpok uvoľní.


3 Fáza odpočinku (fáza telogénu)

Starý chĺpok sa oddelí od folikuly a vypadne. Folikula zotrúva v pokoji, kým jej biologické hodiny nedajú podnet znovu vstúpiť do aktívnej fázy a spustiť rast nového chĺpka.



Princíp fungovania

- Zariadenie funguje na princípe zahrievania chĺpka a korienka pod pokožkou. Melanín v chĺpku a korienku absorbuje svetelné impulzy. Čím je farba chĺpka tmavšia, tým viac tepla dokáže absorbovať. Tento proces podnecuje chĺpok k tomu, aby prešiel do fázy odpočinku.
- Medzi jednotlivými ošetreniami sa chĺpok prirodzene uvoľní a rast chĺpka sa zastaví. Uvoľnenie chĺpka môže trvať jeden alebo dva týždne.



- Keďže na ošetrovanie svetlom reagujú len chĺpky vo fáze rastu, optimálne výsledky nemožno dosiahnuť jedným použitím. Počas ošetrovania sa chĺpky v ošetrovanej oblasti zvyčajne nachádzajú v rozličných štádiách rastového cyklu. Na účinné ošetrovanie všetkých chĺpkov musíte počas prvých dvoch mesiacov proces pravidelne zopakovať raz za dva týždne. Integrovaný optický filter zabraňuje kontaktu UV žiarenia s pokožkou a zaručuje, že zariadenie je pre pokožku bezpečné.

Opis zariadenia (Obr. 5)

- 1 Indikátory intenzity (1 - 5)
 - 2 Vypínač
 - 3 Indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu
 - 4 Vetracie otvory
 - 5 Zásuvka zariadenia
 - 6 Tlačidlo aktivácie impulzu
 - 7 Otvory na elektronické kontakty
 - 8 Okienko pre výstup svetla s integrovaným UV filtrom
 - 9 Elektronické kontakty
 - 10 Nástavec na ošetrovanie tela (vhodný na ošetrovanie všetkých oblastí tela od krku smerom nadol)
 - 11 Kovový rám vo vnútri nástavca na telo
 - 12 Integrovaný bezpečnostný systém
 - 13 Adaptér
 - 14 Malá koncovka
 - 15 Puzdro
- Súčasť dodávky: čistiaca tkanina

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo



- Voda a elektrina sú nebezpečná kombinácia. Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí (napr. v blízkosti vane napustenej vodou, v tečúcej sprche alebo napustenom bazéne).
- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Ak sa zariadenie poškodí, nedotýkajte sa žiadnej z vnútorných častí, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom.
- Do zariadenia nikdy nekladajte žiadne predmety.

Varovanie

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní zariadenia.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Toto zariadenie nie je určené pre deti mladšie ako 15 rokov. Dospievajúce deti vo veku od 15 do 18 rokov môžu zariadenie používať so súhlasom a/alebo pomocou rodičov alebo osôb, ktoré sú za ne zodpovedné. Dospelé osoby od 19 rokov môžu zariadenie používať bez akýchkoľvek obmedzení.
- Používajte len adaptér dodaný spolu so zariadením.
- Zariadenie alebo adaptér nepoužívajte, ak sú poškodené.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Ak je sklenené okienko pre výstup svetla poškodené, zariadenie nepoužívajte.

Predchádzanie poškodeniu

- Uistite sa, že nič nebráni prúdeniu vzduchu cez vetracie otvory.
- Zariadenie nikdy nevystavujte tvrdým nárazom, netraste ním a zabráňte jeho pádu na zem.
- Ak zariadenie prenášate z veľmi chladného prostredia do veľmi teplého prostredia alebo naopak, pred použitím počkajte približne 3 hodiny.
- Zariadenie odkladajte do dodaného puzdra, aby ste zabránili usadzovaniu prachu.
- Po zapnutí zariadenie nenechávajte bez dozoru. Po použití zariadenie vždy vypnite.
- Zariadenie dlhý čas nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani UV žiareniu, aby ste zabránili poškodeniu.
- Svetelný impulz neaktivujte proti iným povrchom než pokožke. Môže to mať za následok závažné poškodenie nástavca na telo alebo okienka pre výstup svetla. Svetelný impulz aktivujte len pri kontakte zariadenia s pokožkou.

Výstraha

- Zariadenie nikdy nepoužívajte na ošetrovanie oblasti očí a v blízkosti obočia, aby ste zabránili riziku poškodenia očí.
- Toto zariadenie používajte len pri nastaveniach vhodných pre váš typ pokožky (pozrite si tabuľku v časti „Odporúčané intenzity svetla“ v kapitole „Príprava na použitie“). Použitie vyšších ako odporúčaných hodnôt môže zvýšiť riziko kožných reakcií a vedľajších účinkov.
- Toto zariadenie je určené len na odstraňovanie neželaného ľudského telesného ochlpenia z oblastí tela od krku smerom nadol. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely.
- Uistite sa, že pokožka ošetrovanej oblasti je čistá, suchá a bez krémov a iných kozmetických prípravkov. Ak pokožka nie je čistá a suchá, integrovaný bezpečnostný systém nemusí správne fungovať a zariadenie nemusí vydávať svetelné impulzy alebo ich môže mimovoľne rozsvetľovať.

Aby ste zabránili skráteniu životnosti vášho zariadenia Philips Lumea Essential, dbajte na nasledovné body:

- Zariadenie pri používaní nevystavujte teplotám okolia nižším ako 15 °C ani vyšším ako 35 °C.
- Zariadenie je vybavené zabudovanou ochranou proti prehriatiu. Ak sa zariadenie prehreje, nevydáva svetelné impulzy. Skôr ako budete pokračovať v ošetrovaní, nevypínajte zariadenie, ale nechajte ho vychladnúť po dobu približne 15 minút. Po 5 minútach sa zariadenie automaticky vypne. Potom ho nechajte vychladnúť na ďalších 10 minút.
- Revíziu alebo opravu zariadenia smie vykonať jedine personál servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre užívateľa znamenať veľké nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa stretnete s niektorou zo situácií uvedených v časti „Kontraindikácie“.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliám.

Kontraindikácie

Kto zariadenie Philips Lumea Essential NESMIE používať?

Zariadenie Philips Lumea Essential nie je určené pre každého. Ak sa vás týka jeden z nasledovných prípadov, používanie zariadenia **nie** je pre vás vhodné!

Zariadenie nepoužívajte počas tehotenstva ani dojčenia.

Používanie zariadenie Philips Lumea Essential nebolo testované u tehotných žien, preto neodporúčame jeho používanie počas tehotenstva ani dojčenia. Hormonálne zmeny by mohli zvýšiť citlivosť pokožky a riziko poranenia pokožky.

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak máte nevhodný typ pokožky a/alebo farbu ochlpenia, t. j.:

- Ak máte typ pokožky V (len zriedka sa na slnku spálite, veľmi dobre sa opálite a farba vašej pokožky je tmavohnedá) alebo VI (zriedkavo alebo nikdy sa na slnku nespálite a opálite sa do tmava, farba vašej pokožky je až hnedočierna alebo tmavšia). V takom prípade vám pri použití zariadenia Philips Lumea Essential hrozí vysoké riziko vzniku kožných reakcií, ako je zmena sfarbenia, silné sčervenanie či popálenie. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“ a časť „Tabuľka odporúčaných intenzít svetla“ v stručnej úvodnej príručke.
- Ak prirodzená farba chĺpkov v ošetrovanej oblasti je svetlý blond, biela, sivá alebo červená. Ošetrovanie nebude účinné.

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak trpíte niektorým z ochorení uvedeným nižšie:

- Ak máte ochorenie pokožky, ako napr. aktívnu rakovinu kože, ak ste v minulosti prekonali rakovinu kože alebo inú lokálnu rakovinu v ošetrovaných oblastiach.
- Ak máte v ošetrovaných oblastiach predrakovinové lézie alebo početné atypické znamienka.
- Ak ste trpeli v minulosti prípadmi poruchy vylučovania kolagénu, vrátane prípadov tvorby keloidových jaziev alebo prípadov pomalého hojenia rán.
- Ak ste v minulosti trpeli cievny poruchami, ako je prítomnosť variskózných ciev alebo vaskulárna ektázia v ošetrovaných oblastiach.
- Ak máte pokožku citlivú na svetlo a náchylnú na tvorbu vyrážok alebo alergických reakcií.
- Ak máte v ošetrovaných oblastiach infekcie, ekzémy, popálenie, zapálené folikuly, otvorené tržné rany, odreniny, herpes, rany alebo lézie a podliatiny.
- Ak ste na ošetrovaných oblastiach podstúpili operačný zákrok.
- Ak trpíte epilepsiou s citlivosťou na svetelné žiarenie.
- Ak máte diabetes, lupus erythematodes, poruchu metabolizmu porfyrínu alebo srdcové poruchy.
- Ak máte poruchu zrážanlivosti krvi.
- Ak ste prekonali imunosupresívnu chorobu (vrátane infekcie vírusom HIV alebo AIDS).

Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak užívate niektorý z nižšie uvedených liekov:

- Ak máte pokožku, ktorá je ošetrovaná alebo bola nedávno ošetrovaná pomocou alfa hydroxykyselín (AHA), beta hydroxykyselín (BHA), lokálnym isotretinoínom a kyselinou azelaickou.
- Ak ste v akejkoľvek forme užívali izotretinoín, napr. Accutane® alebo Roaccutance®, v priebehu uplynulých šiestich mesiacov. Toto ošetrovanie môže zvyšovať citlivosť pokožky a pravdepodobnosť vzniku tržných rán, odrení a podráždenia.
- Ak užívate lieky na tláenie bolesti, ktoré znižujú citlivosť na teplo.
- Ak užívate látky alebo liečivá na liečbu citlivosti na svetlo, pozrite si pribalený popis k Vášmu lieku a nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je uvedené, že tieto látky môžu spôsobiť alergické reakcie na svetlo, alebo ak je pri užití lieku potrebné vyhýbať sa pobytu na priamom slnku.
- Ak užívate lieky proti zrážaniu krvi, vrátane častého užívania aspirínu spôsobom, ktorý vám neumožňuje prestať ich užívať najmenej jeden týždeň pred ošetrením zariadením Lumea.
- Ak užívate imunosupresíva.

Zariadenie nikdy nepoužívajte na ošetrovanie nasledovných oblastí:

- Na tvári.
- Na ošetrovanie oblasti bradaviek, dvorcov prsných bradaviek, malých pyskov ohanbia, vagíny, konečníka a vnútra nosných dierok a uší. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Použitie zariadenia na ošetrovanie oblasti bikín“.
- Muži nesmú zariadenie používať na ošetrovanie oblasti mieškov ani tváre.
- Nad umelými náhradami alebo v ich blízkosti – napr: silikónové implantáty, kardiostimulátory, podkožné injekčné porty (podávanie inzulínu) alebo piercingy.
- Na oblasti materských znamienok, pehách, veľkých žilách, tmavých pigmentových oblastiach, jazvách a iných kožných anomáliách bez konzultácie s lekárom. Ošetrovanie môže spôsobiť popálenie a zmenu farby pokožky, čím sa potenciálne sťažuje identifikácia kožných ochorení (napr. rakoviny kože).
- Na bradaviciach, tetovaniach alebo permanentnom mejkape. Ošetrovanie môže spôsobiť popálenie a zmenu farby pokožky (hypopigmentáciu a hyperpigmentáciu).
- V oblastiach s používaním dlho pôsobiacich dezodorantov. Ošetrovanie môže spôsobiť kožné reakcie. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“.

Zariadenie nikdy nepoužívajte na ošetrovanie slnkom spálenej, nedávno opálenej pokožky (v priebehu posledných 2 týždňov) alebo pokožky s umelým opálením.

- Všetky typy opálenia môžu ovplyvniť bezpečnosť ošetrovania. Týka sa to prirodzeného opálenia získaného vystavením sa slnečnému žiareniu a taktiež metód na získanie umelého opálenia napr: pomocou samoopalovacích krémov, opaľovacích zariadení atď. Ak ste opálení alebo sa plánujete opáliť, pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Rady týkajúce sa opaľovania“.

Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Ak si nie ste istí, či môžete zariadenie používať, odporúčame poradiť sa s lekárom.



Príprava na použitie

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov pripravte oblasti určené na ošetrovanie spôsobom uvedeným nižšie.

Príprava ošetrovaných oblastí

- 1 Pokiaľ ochlpenie stále dorastá, ohol'te miesta, ktoré sa chystáte ošetrovať.

Poznámka: Nepoužívajte depilačné krémy namiesto krémov na holenie.

Poznámka: Ak metóda vašej poslednej depilácie zahŕňala odstraňovanie chĺpkov od korieňov (napr. epilácia), môžete ošetrovanie začať ihneď. V takom prípade na dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame medzi jednotlivými použitiami holenie.

Upozorňujeme, že ošetrovanie neholených alebo nesprávne oholených oblastí má niekoľko neželaných účinkov:

- Okienko pre výstup svetla a nástavec na ošetrovanie tela môžu byť znečistené chĺpkami alebo špinou. Znečistené okienko pre výstup svetla a nástavec na ošetrovanie tela môže skrátiť životnosť a účinnosť zariadenia. Znečistenie okienka pre výstup svetla môže tiež spôsobiť bolesťivosť ošetrovania alebo vznik kožných reakcií, napr. začervenanie a zmena sfarbenia.
- Chĺpky na pokožke sa môžu spáliť, čo môže mať za následok nepríjemný zápach.

- 2 Umyte pokožku a uistite sa, že je bez chĺpkov, úplne suchá a bez prítomnosti olejových látok (napr. zvyšky dezodorantu, krému, parfumu, opaľovacieho krému a opaľovacieho roztoku).

- 3 Skontrolujte zariadenie, hlavne okienko pre výstup svetla a nástavec na ošetrovanie tela, kvôli zachyteným chĺpkom, prachu a vláknam. V prípade znečistenia vyčistite zariadenie podľa pokynov uvedených v kapitole „Čistenie a údržba“.


Ak vám holenie spôsobuje rany a lézie, vaša pokožka môže byť citlivejšia na ošetrovanie IPL. Preto by ošetrovanie IPL mohlo byť nepríjemné alebo viesť k ďalším nežiaducim vedľajším účinkom. Odporúčame vám počkať, kým sa podráždenie nestratí.

- 4 Keď chĺpky prestanú dorastať, zvyčajne po 4 – 5 ošetrovaniach, pokožku si už nebudete musieť pred ošetrovaním holiť.

Intenzita svetla

Na rozdiel od profesionálnych zariadení fungujúcich na báze svetla, zariadenie Philips Lumea Essential bolo vyvinuté na používanie bežnými spotrebiteľmi a jeho svetelné impulzy sú jemnejšie. Preto môžete očakávať **pohodlné a účinné** ošetrovanie pri intenzite svetla, ktorá je pre vás príjemná. Philips Lumea Essential poskytuje päť rozličných intenzít svetla. Upravte intenzitu svetla podľa farby vašej pokožky a ochlpenia na úroveň, ktorá je pre vás príjemná.

Nižšie uvedená tabuľka odporúčaných intenzít svetla Vám pomôže pri nastavení správnej intenzity.



- 1** Na základe nižšie uvedenej tabuľky stanovte, ktoré intenzity svetla sú vhodné pre vašu pokožku a farbu telesného ochlpenia.

Tip: Tabuľku v stručnej úvodnej príručke môžete priložiť na svoju pokožku a porovnať ju s farbu svojej pokožky.

Tip: Odporúčame odložiť si stručnú úvodnú príručku do puzdra na neskoršie použitie.

- 2** Pri akejkol'vek bolesti a nepríjemných pocitoch znížte intenzitu svetla.

Osoby s tmavšou pleťou sú vystavené vyššiemu riziku podráždenia pokožky v dôsledku toho, že ich pleť absorbuje viac svetla. Preto sa pre osoby s tmavšou pleťou odporúčajú nižšie intenzity svetla.

Svetelné impulzy môžu byť na pocit teplé alebo horúce, no nikdy nesmú byť bolestivé. Rôzne oblasti tela vyžadujú rôzne intenzity svetla, pozrite si tabuľku uvedenú nižšie. Aby ste zabránili kožným reakciám, pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“.

Odporúčané intenzity svetla (1 - 5)

V nižšie uvedenej tabuľke znak „x“ označuje, že zariadenie nie je pre Vás vhodné.

Poznámka: Farba vašej pokožky sa môže zmeniť, napríklad pri opaľovaní. Potom môže byť tmavšia ako počas posledného ošetrovania. Preto je dôležité, aby ste skontrolovali nastavenie pred každým jedným ošetrovaním a pre každú oblasť. Niektoré oblasti môžu byť tmavšie ako ostatné.

Farba telesného ochlpenia:

Tmavý blond/
svetlohnedá/hnedá/
tmavohnedá/čierna

Biela/sivá/červená/
svetlý blond

Farba pokožky a charakteristika:

Biela (vždy spálenie svetelnými lúčmi, žiadne opaľovanie)

4/5

×

Béžová (jemné spálenie, minimálne opaľovanie)

4/5

×

Svetlo hnedá (občasné spálenie, dobré opaľovanie)

4/5

×

Stredne hnedá (zriedkavé spálenie, rýchle a dobré opaľovanie)

1/2/3

×

Tmavo hnedá (zriedkavé spálenie, veľmi dobré opaľovanie)

×

×

Hnedočierna a tmavšia (zriedkavé spálenie alebo k spáleniu nedôjde nikdy, veľmi tmavé opaľenie)

×

×

Dôležité

Ak chcete skontrolovať, či je zariadenie Philips Lumea Essential pre vás vhodné, pozrite si časť „Kto zariadenie Philips Lumea Essential NISMIE používať?“.

Rady týkajúce sa opaľovania



- **Pri pravidelnom používaní zariadenia Philips Lumea Essential (každé dva týždne) sa vyhýbajte opaľovaniu.**

Opaľovanie môže spôsobiť stmavnutie pokožky (opálenie) alebo spálenie pokožky (sčervenanie pokožky). Použitím zariadenia Philips Lumea Essential na tmavšiu (opálenú) alebo slnkom spálenú pokožku zvyšuje riziko nepriaznivých vedľajších účinkov a kožných reakcií. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“.

- **Vystavenie sa slnečnému žiareniu pred ošetrením: počkajte 2 týždne a urobte si test pokožky.**

Po opaľovaní počkajte aspoň 2 týždne pred použitím zariadenia. Urobte si test pokožky (pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Prvé použitie a test pokožky“) na ošetrovanej oblasti, aby ste zistili vhodnú intenzitu svetla. Ak to neurobíte, zvyšuje sa riziko vzniku alergických reakcií po ošetrení zariadením Philips Lumea Essential.

- **Vystavenie sa slnečnému žiareniu po ošetrení: Skôr ako sa po ošetrení zariadením Philips Lumea Essential budete opaľovať, počkajte 48 hodín.**

Skôr ako po ošetrení vystavíte ošetrované oblasti slnečnému žiareniu, počkajte aspoň 48 hodín. Dokonca aj po 48 hodinách sa pred vystavením pokožky slnečnému žiareniu najskôr uistite, že na pokožke nevidno žiadne nežiaduce účinky. Skôr ako pôjdete na slnko, použite na ošetrované oblasti opaľovací krém (ochranný faktor 30+), a to počas dvoch týždňov po ošetrení. Vystavením ošetrovaných oblastí slnečnému žiareniu bez ochranného prostriedku bezprostredne po ošetrení sa zvyšuje riziko nepriaznivých vedľajších účinkov a kožných reakcií. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“.

- **Opaľovanie pomocou umelého svetla**

Postupujte podľa pokynov v horevedených častiach „Opaľovanie na slnku pred ošetrovaním“ a „Opaľovanie na slnku po ošetrovaní“.

- **Opaľovanie s použitím krémov**

Ak ste použili samoopaľovací krém, pred použitím zariadenia Philips Lumea Essential počkajte, kým umelé opálenie úplne nezmizne.


Poznámka: Bližšie informácie o neželaných kožných reakciách nájdete v kapitole „Použitie zariadenia“, časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“.

Používanie zariadenia

Pozrite si tabuľku odporúčaných intenzít svetla v kapitole „Príprava na použitie“, časť „Intenzita svetla“, aby ste zistili, ktoré intenzity svetla sú najvhodnejšie pre farbu vašej pokožky a telesného ochlpenia. Pred použitím zariadenia ohľadte oblasť, ktorú budete ošetrovať (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Príprava ošetrovaných oblastí“).


Ak počas ošetrovania pocítite bolesť, znížte nastavenie intenzity svetla, až kým sa ošetrovanie nestane opäť bezbolestným. Ak zaznamenáte výraznejšie prejavy kožných reakcií ako jemné začervenanie, ošetrovanie okamžite ukončíte a prečítajte si časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“ uvedenú v tejto kapitole.

Prvé použitie a test pokožky




- 1 Vyberte si oblasť v blízkosti oblasti, ktorú chcete ošetrovať.
- 2 Malú koncovku pripojte k zariadeniu a adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

Poznámka: Uistite sa, že je na zariadení pripevnený nástavec na ošetrovanie tela.




- 3 Stlačením vypínača zapnete zariadenie.



- ▷ Indikátor intenzity 1 sa rozsvieti.


Poznámka: Zariadenie automaticky vyberie najnižšiu intenzitu svetla. Pozrite si časť „Intenzita svetla“ v kapitole „Príprava na použitie“, aby ste určili vhodnú intenzitu svetla.

- 4 Ak chcete nastaviť intenzitu svetla, jeden alebo viackrát stlačte vypínač, až kým nedosiahnete požadované nastavenie. Rozsvietia sa príslušné indikátory intenzity.




- 5 Zariadenie priložte na pokožku pod uhlom 90°, aby sa nástavec na telo dotýkal pokožky.

Tip: Na jednoduchšie použitie napnite ošetrovanú oblasť pokožky.



- ▷ Indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu na zadnej strane zariadenia začne blikať, čím signalizuje, že zariadenie sa pripravuje na aktiváciu impulzu.
- ▷ Keď je zariadenie pripravené na aktiváciu impulzu, indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu bude nepretržite svietiť nazeleno.



- 6** Stlačením tlačidla aktivácie impulzu aktivujete impulz.

Poznámka: Viditeľné svetlo vytvárané zariadením predstavuje odraz impulzu na pokožke a je pre váš zrak neškodné. Počas používania nie je nevyhnutné používať ochranné okuliare. Zariadenie používajte v **dobre osvetlenej** miestnosti. Znižuje sa tak vnímanie jasnosti impulzu.

- 7** Po vydaní prvého impulzu zo zariadenia uvoľnite tlačidlo aktivácie impulzov.

- 8** Zariadenie posúvajte po pokožke na nasledujúcu ošetrovanú oblasť. Pokiaľ vám vyhovuje (nie je to bolestivé), zvýšte nastavenie o jednu úroveň v odporúčanom rozsahu pre váš typ pokožky a z každého nastavenia aplikujte jeden impulz. Na tom istom mieste nepoužívajte viac ako jeden impulz.

- 9** Po ukončení ošetrovania zariadenie vypnite stlačením a podržaním stlačeného vypínača po dobu 2 sekúnd.

- 10** Po vykonaní testu pokožky počkajte 24 hodín a skontrolujte pokožku kvôli možným reakciám. Ak Vaša pokožka vykazuje známky reakcií, pre ďalšie použitie zvolte najvyššie nastavenie, ktoré nevyvolalo žiadne kožné reakcie.

Ďalšie použitie

- 1** Pred každým ošetrením vyčistite nástavec na ošetrovanie tela, okienko pre výstup svetla a kovový rám vnútri nástavca na telo. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Čistenie a údržba“.

- 2** Každé ošetrenie začnite presným nastavením intenzity svetla podľa citlivosti vašej pokožky tak, aby ošetrovanie bolo príjemné. Pozrite si časť „Odporúčané intenzity svetla“ a vyberte vhodné nastavenie pre váš typ pokožky a farbu ochlpenia.


Poznámka: Vaša pokožka môže z mnohých dôvodov v rozličných dňoch/pri rozličných príležitostiach reagovať odlišne. Ďalšie informácie nájdete v časti „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“ v tejto kapitole.

- 3** Postupujte podľa krokov 2 – 6 z predchádzajúcej časti („Pred prvým použitím a test pokožky“).

Poznámka: Je normálne, že sa zariadenie a nástavec na ošetrovanie tela počas používania zahrejú.

- 4** Posúvajte zariadenie po pokožke na nasledujúcu ošetrovanú oblasť a zopakujte kroky 5 a 6 v časti „Prvé použitie a test pokožky“ v tejto kapitole. Po každom impulze trvá 3,5 sekundy, kým je zariadenie opäť pripravené na aplikáciu impulzu. Indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu na zadnej strane zariadenia znova začne blikať, čím signalizuje, že sa nabíja. Počkajte, kým sa táto kontrolka nerozsvieti súvisle, a až potom pokračujte v ošetrovaní.

Tip pre model SC1992: Model SC1992 je vybavený funkciou „slide and flash“ (posunutie a impulz): na účinnejšie ošetrovanie držte tlačidlo aktivácie impulzov stlačené a posúvajte zariadenie po pokožke.



Počas jedného ošetrovania neupravujte tú istú oblasť viackrát. Efektívnosť ošetrovania sa tak nezlepší, no zvýši sa riziko vzniku kožných reakcií.

- 5** Aby ste ošetrili všetky oblasti, uistite sa, že impulzy aplikujete blízko vedľa seba. Upozorňujeme, že účinné svetlo vychádza len z okienka pre výstup svetla. Vždy však dbajte na to, aby ste na rovnakú oblasť neaplikovali dva impulzy.
- 6** Po ukončení ošetrovania zariadenie vypnite stlačením a podržaním stlačeného vypínača po dobu 2 sekúnd.
- 7** Po použití skontrolujte okienko pre výstup svetla a nástavec na ošetrovanie tela, či nie sú zanesené chlpkami a nečistotami, a zariadenie vyčistite (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).

Tipy

Ako dosahovať optimálne výsledky

- Je normálne, že aj po niekoľkých prvých ošetreniach sú chlčky stále viditeľné (ďalšie informácie nájdete v kapitole „Úvod“, časť „Princíp fungovania“).
- Na úspešné odstránenie všetkých chlčkov a zabránenie opätovného prechodu folikuly chlčku do aktívnej fázy musíte prvé dva mesiace ošetrovanie opakovať jedenkrát každé dva týždne. Po dvoch mesiacoch by mala byť Vaša pokožka hladká a bez chlčkov. Prečítajte si časť „Fáza udržiavania“, kde sa dočítate, ako zachovať tieto výsledky.

Fáza udržiavania

- Ak chcete zabezpečiť, aby Vaša pokožka zostala aj naďalej hladká a bez chlčkov, odporúčame ošetrovanie opakovať každé štyri až šesť týždňov. Doba medzi ošetreniami sa môže líšiť na základe individuálneho dorastania ochlpenia a taktiež v závislosti od jednotlivých oblastí tela. Ak Vám medzi ošetreniami narastie príliš veľa chlčkov, jednoducho znovu skráťte interval medzi ošetreniami. Žiadnu oblasť však neošetrujte častejšie ako jedenkrát za dva týždne. Častejšie ako odporúčané používanie zariadenia nezlepší efektívnosť, ale zvýši riziko vzniku kožných reakcií.

Usmernenia pre ošetrovanie

Priemerná doba ošetrovania

Oblasť	Približný čas ošetrovania
Podpazušie	1 minúta/podpazušie
Línia bikín	1 minúta/jedna strana
Celá oblasť bikín	4 minúty
Jedna spodná časť nohy	8 minút
Jedná celá noha	14 minút

Poznámka: Údaje o priemernej dobe ošetrovania uvedené vyššie boli stanovené počas výskumu a testov. Individuálne doby ošetrovania sa môžu v závislosti od jednotlivca líšiť.

Oblasti určené na ošetrovanie

Zariadenie je určené na ošetrovanie neželaných chĺpkov z podpazušia, ramien, brucha, oblasti bikín a na nohách. Nesmie sa používať na tvár.

Použitie zariadenia na ošetrovanie nôh

Pozrite si tabuľku odporúčaných intenzít svetla uvedenú v kapitole „Príprava na použitie“, časť „Intenzita svetla“ a zistite, ktoré nastavenia sú vhodné na ošetrovanie vašich nôh.

- Zariadením môžete pohybovať nahor a nadol alebo krížom cez nohu, podľa toho, ktorý pohyb vám najlepšie vyhovuje. Na udržanie tesného kontaktu s pokožkou môžete zariadenie priložiť na pokožku aj zbok.

***Poznámka:** Kostnaté oblasti ako holenná kosť a členky sú citlivejšie než iné oblasti tela. Ak na tieto oblasti pritlačíte nástavec na ošetrovanie tela príliš silno, pokožka môže byť náchylnejšia na vznik kožných reakcií, ako je napr. podráždenie a začervenanie. Pozrite si časť „Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie“ v tejto kapitole. Nástavec na ošetrovanie tela pritlačte na pokožku dostatočne silno, aby sa zapol indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu, nie však silnejšie.*

Použitie zariadenia na ošetrovanie oblasti bikín

Pozrite si tabuľku odporúčaných intenzít svetla uvedenú v kapitole „Príprava na použitie“, časť „Intenzita svetla“ a zistite, ktoré nastavenia sú vhodné na ošetrovanie oblasti bikín.

Zariadenie Philips Lumea Essential je dostatočne bezpečné a šetrné na ošetrovanie celej oblasti bikín (napr. na ošetrovanie v „brazílskom“ alebo „hollywoodskom“ štýle). Na ošetrovanie tmavšej a citlivejšej pokožky v oblasti bikín použite nižšie nastavenie. Zariadenie nepoužívajte na ošetrovanie malých pyskov ohanbia, vagíny ani konečníka. Muži, ktorí sa rozhodnú pre ošetrovanie oblasti prirodzenia, nesmú zariadenie používať na ošetrovanie mieškov.

***Poznámka:** Z hygienických dôvodov vždy očistite nástavec na telo pred začatím ošetrovania inej oblasti tela (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).*



Použitie zariadenia na ošetrovanie podpazušia

Pozrite si tabuľku odporúčaných intenzít svetla uvedenú v kapitole „Príprava na použitie“, časť „Nastavenie intenzity svetla“ a zistite, ktoré nastavenia sú vhodné na ošetrovanie Vášho podpazušia.

Pred ošetrovaním odstráňte z podpazušia zvyšky dezodorantu, krému alebo iného výrobku určeného na starostlivosť o plet’.

***Tip:** Na dosiahnutie optimálnych výsledkov v podpaзуší sa postavte pred zrkadlo, aby ste mali dobrý výhľad na ošetrovanú oblasť a na indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu. Zdvihnite ruku a dlaň si položte na zadnú stranu krku, čím napnete pokožku v podpaзуší.*

***Poznámka:** Odrážané svetlo Vaším očiam neškodí. Ak je Vám odraz rozptýleného svetla nepríjemný, zatvorte si počas aktivácie impulzu oči.*



Možné vedľajšie účinky a kožné reakcie

Bežné kožné reakcie:

- Vaša pokožka môže vykazovať známky jemného začervenania a/alebo svrbenia, šteklenia alebo môže byť teplá na dotyk. Táto reakcia je úplne neškodná a rýchlo sa stratí.
- Na ošetrovaných oblastiach sa môže na krátky čas objaviť kožná reakcia podobná spáleniu. Ak sa táto reakcia v priebehu 3 dní nestratí, odporúčame navštíviť lekára.
- Ako výsledok kombinácie holenia a ošetrovania svetlom sa môže objaviť suchá pokožka a svrbenie. Táto reakcia je neškodná a v priebehu niekoľkých dní sa stratí. Na postihnutú oblasť si môžete priložiť ľadový obklad alebo mokrý uterák na tvár. Ak pocít suchej pokožky pretrváva, môžete si po 24 hodinách na ošetrovanú oblasť naniesť neperfumovaný krém.

Zriedkavé vedľajšie účinky:

- Popáleniny, nadmerné začervenanie a opuch: výskyt týchto reakcií je zriedkavý a väčšinou vznikajú v dôsledku použitia príliš vysokej intenzity svetla vzhľadom na farbu vašej pokožky. Ak sa tieto reakcie v priebehu 3 dní nestratia, odporúčame navštíviť lekára. S ďalším ošetrovaním počkajte, až kým sa pokožka úplne nezažehá, a uistite sa, že použijete nižšie nastavenie intenzity svetla.
- Zmeny sfarbenia pokožky: sú veľmi zriedkavé. Zmeny sfarbenia pokožky sa prejavujú ako tmavšie alebo svetlejšie škvrny v porovnaní s okolitými oblasťami pokožky. Sú výsledkom používania svetelnej intenzity, ktorá je príliš vysoká pre farbu vašej pokožky. Vo výnimočných prípadoch (obvyčajne v dôsledku použitia príliš vysokej intenzity na príliš tmavú pokožku) môže zmena pigmentácie trvať dlhšie ako zvyčajne. V každom prípade však prejavy po čase pominú. Neošetrujte oblasti so zmenou sfarbenia, až kým zmena nezmizne a vaša pokožka znovu nezíska bežnú farbu.
- Infekcia a zápal pokožky: výskyt tejto reakcie je veľmi zriedkavý a môže ju spôsobiť používanie zariadenia na ranách spôsobených holením, už existujúcich ranách alebo zarastených chĺpkoch.
- Nadmerná bolesť: táto reakcia sa môže objaviť počas ošetrovania alebo po ňom, ak ste zariadenie použili na ošetrovanie neoholenej pokožky, ak ste použili príliš vysoké nastavenie intenzity svetla vzhľadom na farbu Vašej pokožky, ak ste na tú istú oblasť aplikovali viac ako jeden impulz a v prípade, že ste zariadenie použili na ošetrovanie oblasti s otvorenými ranami, zápalom, infekciou, tetovaním, popáleninami atď. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Dôležité“, časť „Kontraindikácie“.

Po použití

- Bezprostredne po ošetrení neaplikujte na ošetrované oblasti žiadne parfumované kozmetické prípravky.
- Bezprostredne po ošetrení oblasti podpazušia neaplikujte na pokožku dezodorant. Počkajte, kým prípadné začervenanie pokožky úplne nezmizne.
- Informácie o vystavení pokožky slnečnému žiareniu a umelých metódach opaľovania nájdete v kapitole „Príprava na použitie“, časť „Rady týkajúce sa opaľovania“.

Čistenie a údržba



Na zabezpečenie optimálnych výsledkov a dlhej životnosti zariadenia čistite zariadenie pred každým použitím a po ňom, v prípade potreby aj počas ošetrovania. Nesprávne čistenie zariadenia znižuje jeho efektívnosť.

Zariadenie ani jeho súčasti nikdy nečistite vo vode alebo v umývačke na riad.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Nikdy nepoškrabte okienko pre výstup svetla ani kovový rám vnútri nástavca na ošetrovanie tela.

Poznámka: Ak okienko pre výstup svetla alebo nástavec na ošetrovanie tela už nie je možné vyčistiť, zariadenie prestaňte používať.

- 1 Vypnite zariadenie, odpojte ho zo siete a nechajte vychladnúť.

Poznámka: Okienko pre výstup svetla sa počas používania zahrieva. Pred čistením sa uistite, že nie je horúce.

- 2 Na odpojenie nástavca na ošetrovanie tela chyťte výstupky na vrchnej a spodnej časti a opatrne ho vytiahnite.

- 3 V prípade potreby očistite vonkajšiu časť zariadenia pomocou jemnej čistiacej tkaniny dodanej so zariadením.

- 4 Jemnú handričku dodanú so zariadením navlhčite niekoľkými kvapkami vody a očistite ňou nasledovné časti:

- okienko pre výstup svetla,
- vonkajší povrch nástavca na ošetrovanie tela,
- kovový rám vnútri nástavca na ošetrovanie tela.

Uistite sa, že elektronické kontakty neprídu do styku s vodou.



Poznámka: Ak voda nemá požadovaný účinok, vyčistite horevedené časti pomocou niekoľkých kvapiek roztoku s vysokým percentom obsahu alkoholu.

Poznámka: Uistite sa, že zariadenie pred a po každom použití a v prípade potreby aj počas ošetrovania vyčistíte v súlade s pokynmi v tejto časti.

Odkladanie

- 1 Vypnite zariadenie, odpojte ho zo siete a nechajte vychladnúť.
- 2 Pred odložením vždy zariadenie očistite.
- 3 Zariadenie skladujte v dodanom puzdre pri teplote od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Tip: Odporúčame odložiť si stručnú úvodnú príručku do puzdra na neskoršie použitie.



Objednávanie príslušenstva

Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, navštívte webovú stránku **www.shop.philips.com/service**, prípadne sa obráťte na predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).

Náhradné súčiastky

Dostupné sú nasledujúce náhradné diely:

- Nástavec na ošetrovanie tela
- Adaptér
- Čistiaca tkanina
- Puzdro

Životné prostredie



- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si preštudujte informácie v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste.

Technické údaje

Modely SC1992 a SC1991

Nominálne napätie	100 V - 240 V
Nominálna frekvencia	50 Hz - 60 Hz
Menovitý príkon	24 W
Ochrana proti zásahu elektrickým prúdom	Trieda II
Hodnotenie ochrany	IP 30 (EN 60529)
Prevádzkové podmienky	Teplota: +15° až +35 °C Relatívna vlhkosť: 30 % až 95 %
Podmienky pre uskladnenie	Teplota: -20 °C až +70 °C Relatívna vlhkosť: 5% až 95%
Spektrum nástavca na ošetrovanie tela	> 500 nm

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Počas nabíjania sa adaptér/zariadenie zohrieva.	Je to bežný jav.	Nie je potrebný žiaden zákrok.
Zapla som zariadenie, no nemôžem zvyšovať ani znižovať intenzitu svetla.	Zariadenie je potrebné resetovať.	Aby ste zariadenie resetovali, vypnite ho a znovu ho zapnite. Ak stále nie je možné nastaviť svetelnú intenzitu, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips.
Po priložení zariadenia na pokožku indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu nefunguje.	Zariadenie ste umiestnili na pokožku nesprávne.	Zariadenie priložte pod uhlom 90° na pokožku tak, aby sa všetky 4 strany integrovaného bezpečnostného systému dotýkali pokožky. Potom skontrolujte, či indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu nepretržite svieti a stlačte tlačidlo aktivácie impulzu. Ak indikátor stále nefunguje, umiestnite zariadenie na časť tela, kde je možné poľahky dosiahnuť úplný kontakt okienka s pokožkou, napr. na spodnej časti predlaktia. Potom skontrolujte, či indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu funguje. Ak indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu nezačne blikať, keď priložíte zariadenie na položku, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips.
Po priložení nástavca na ošetrovanie tela k pokožke sa indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu nerozsvieti, no chladiaci ventilátor pracuje.	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu.	Po aktivácii ochrany proti prehriatiu ventilátor naďalej pracuje. Nevypínajte zariadenie a skôr ako budete pokračovať v jeho používaní, nechajte ho asi na 15 minút vychladnúť. Po 5 minútach sa zariadenie automaticky vypne. Potom ho nechajte vychladnúť po dobu 10 minút. Ak indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu stále nefunguje, aj keď ste zariadenie priložili kolmo na povrch pokožky, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips.
Indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu začne svietiť, no po stlačení tlačidla aktivácie impulzu zariadenie nevydáva žiadne impulzy.	Zariadenie je potrebné resetovať.	Zariadenie resetujete jeho vypnutím a následným zapnutím. Ak indikátor stavu pripravenosti na aktiváciu impulzu začne svietiť, no zariadenie ani po stlačení tlačidla aktivácie impulzu naďalej nevydáva svetelné impulzy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Indikátor intenzity 1 naďalej bliká a nemôžem zmeniť nastavenie.	Nástavec na ošetrovanie tela nie je správne nasadený na zariadení.	Nástavec na ošetrovanie tela správne nasadíte na zariadenie.
Jednotlivé indikátory intenzity svetla striedavo blikajú.	Zariadenie je potrebné resetovať.	Aby ste zariadenie resetovali, vypnite ho a znovu ho zapnite. Ak nastavenie intenzity svetla stále nefunguje správne, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips.
Všetky indikátory intenzity naraz blikajú.	Na zariadení sa vyskytla porucha.	Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips.
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	Nástavec na ošetrovanie tela alebo filtračné sklo je znečistené.	Opatrne očistite nástavec na ošetrovanie tela a okienko pre výstup svetla. Ak nie je možné dôkladne očistiť nástavec na ošetrovanie tela, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips a požiadajte o výmenu nástavca na ošetrovanie tela.
	Neoholili ste dôkladne ošetrovanú oblasť.	Ak sa na ošetrovanej oblasti nachádzajú chĺpky, môže pri používaní zariadenia dôjsť k ich spáleniu. V dôsledku toho môžete zacítiť nezvyčajný zápach. Pred použitím zariadenia ošetrovanú oblasť dôkladne oholte. Ak holenie vyvoláva podráždenie pokožky, zastrihnite chĺpky na najkratšiu možnú dĺžku a použite také nastavenie zariadenia Lumea Essential, pri ktorom nedochádza k nepríjemným pocitom.
	Zariadenie ste uskladnili v prašnom prostredí.	Čistenie zariadenia a nástavca na ošetrovanie tela (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“).
Počas ošetrovania je pokožka citlivejšia než zvyčajne.	Používate príliš vysoké nastavenie intenzity svetla.	Pred každým použitím si pozrite tabuľku farby pokožky/ochlpenia, aby ste si vybrali najvhodnejšiu intenzitu svetla pre každé ošetrenie. V prípade potreby zvolte nižšiu intenzitu svetla.
	Neoholili ste ošetrované oblasti.	Pred použitím zariadenia ošetrované oblasti oholte. Ak holenie vyvoláva podráždenie pokožky, zastrihnite chĺpky na najkratšiu možnú dĺžku a použite také nastavenie zariadenia Lumea Essential, pri ktorom nedochádza k nepríjemným pocitom.
	Okienko pre výstup svetla je poškodené.	Ak je okienko pre výstup svetla poškodené, zariadenie prestaňte používať, aby nevzniklo riziko kožných reakcií. Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine, predajcu alebo servisné stredisko výrobkov značky Philips.

Problém	Možná příčina	Riešenie
Pri používaní zariadenia cítim nepríjemnú bolesť.	Neoholili ste ošetrované oblasti.	Pred použitím zariadenia ošetrované oblasti oholte. Ak holenie vyvoláva podráždenie pokožky, zastrihnite chĺpky na najkratšiu možnú dĺžku a použite také nastavenie zariadenia Lumea Essential, pri ktorom nedochádza k nepríjemným pocitom.
	Ošetrovali ste oblasť, pre ktorú je použitie zariadenia nevhodné.	Zariadenie nesmiete používať na ošetrovanie tváre, oblasti malých pyskov ohanbia, vagíny, konečníka, bradaviek ani dvorcov prsných bradaviek. Muži nesmú zariadenie používať na ošetrovanie oblasti tváre ani mieškov.
	Použili ste príliš vysoké nastavenie intenzity svetla.	Znížte intenzitu svetla na úroveň, pri ktorej u vás nedochádza k nepríjemným pocitom. Pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Intenzita svetla“.
	Okenko pre výstup svetla je poškodené.	Ak je okienko pre výstup svetla nástavca na ošetrovanie tela poškodené, zariadenie viac nepoužívajte s týmto nástavcom na ošetrovanie tela. Kontaktujte svojho predajcu, servisné stredisko výrobkov značky Philips alebo Stredisko starostlivosti o zákazníkov, aby ste nástavec na ošetrovanie tela vymenili za nový.
	Zariadenie nie je vhodné pre farbu vášho ochlpenia alebo pokožky.	Zariadenie nepoužívajte, ak je farba vášho ochlpenia svetlý blond, červená, sivá alebo biela. Zariadenie nepoužívajte, ani ak máte tmavú pleť. Pozrite si tabuľku farieb pokožky a ochlpenia v stručnej úvodnej príručke.
Ošetrované oblasti po ošetrovaní sčervenajú.	Mierne sčervenanie je neškodné a obvykle sa rýchlo stratí.	Nie je potrebný žiaden zákrok.
Reakcia pokožky po ošetrovaní pretrváva dlhšie než zvyčajne.	Použili ste príliš vysoké nastavenie intenzity svetla.	Pri ďalšom ošetrení nastavte nižšiu intenzitu svetla. Pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Intenzita svetla“. Ak reakcia pokožky trvá dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekársku pomoc.
Výsledky odstránenia ochlpenia nie sú uspokojivé.	Použili ste príliš vysoké nastavenie intenzity svetla.	Vykonajte test pokožky, aby ste zistili, či môžete použiť vyššiu intenzitu svetla (pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Prvé použitie a test pokožky“.)
	Pri používaní zariadenia ste neuplatnili dostatočné prekryvanie.	Na dosiahnutie správnych výsledkov odstraňovania chĺpkov sa musia ošetrované plochy pri používaní zariadenia vzájomne prekryvať. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Ďalšie použitie“, krok 4.

Problém	Možná příčina	Riešenie
	Zariadenie nepoužívate v odporúčaných intervaloch.	Na úspešné odstránenie všetkých chlčpkov a zabránenie prechodu korigenka chlčpku do aktívnej fázy musíte prvé dva mesiace ošetrovanie opakovať jedenkrát každé dva týždne. Ak chcete zabezpečiť, aby Vaša pokožka zostala aj naďalej hladká, odporúčame ošetrovanie opakovať každé štyri až šesť týždňov. Doba medzi ošetreniami sa môže líšiť na základe individuálneho dorastania ochľpenia a taktiež v závislosti od jednotlivých oblastí tela. Ak Vám medzi ošetreniami narastie príliš veľa chlčpkov, jednoducho znovu skráťte interval medzi ošetreniami. Žiadnu oblasť však neošetrujte častejšie ako jedenkrát za dva týždne. Častejšie ako odporúčané používanie zariadenia nezlepší efektívnosť, ale zvýši riziko vzniku kožných reakcií.
	Na technológiu IPL reagujete pomalšie ako priemerný používateľ.	Zariadenie ďalej používajte po dobu aspoň 6 mesiacov, pretože miera dorastania chlčpkov môže počas tohto obdobia naďalej klesať. Tiež zvážte ďalšie riešenia tohto problému.
	Zariadenie nie je vhodné pre farbu Vášho ochľpenia alebo pokožky.	Zariadenie nepoužívajte, ak je farba vášho ochľpenia svetlý blond, červená, sivá alebo biela. Zariadenie nepoužívajte, ani ak máte tmavú pleť. Pozrite si tabuľku farieb pokožky a ochľpenia v stručnej úvodnej príručke.
Na niektorých miestach ošetrovaných oblastí začínajú opätovne rásť chlčpky.	Pri používaní zariadenia ste neuplatnili dostatočné prekryvanie.	Na dosiahnutie správnych výsledkov odstraňovania chlčpkov sa musia ošetrované plochy pri používaní zariadenia vzájomne prekryvať. Pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia“, časť „Ďalšie použitie“, krok 4.
	Chlčpky začínajú dorastať v rámci prirodzeného cyklu rastu chlčpkov.	Je to normálne. Opakované dorastanie chlčpkov je súčasťou prirodzeného cyklu rastu chlčpkov. Chlčpky, ktoré znova dorastú, sú však jemnejšie a tenšie.
Zariadenie nefunguje.	Na zariadení sa vyskytla porucha.	Kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine, predajcu značky Philips alebo servisné stredisko spoločnosti Philips.

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

Uklanjanje dlačica pomoću svetla predstavlja jedan od najefikasnijih metoda za oslobađanje od neželjenih dlačica na telu uz dugotrajnije rezultate.

Razlikuje se od trenutno dostupnih metoda za uklanjanje dlačica kod kuće u tome što značajno smanjuje ponovni rast dlačica. Kompanija Philips više od 15 godina istražuje ovaj metod u saradnji sa vodećim dermatolozima. Ovu inovativnu tehnologiju sada možete udobno da koristite u privatnosti doma, kad god poželite.

Ovaj aparat je specifično dizajniran i optimizovan za korišćenje od strane žena, ali mogu da ga koriste i muškarci.

Philips Lumea Essential omogućava uklanjanje neželjenih dlačica na delovima tela ispod vrata.

Philips Lumea Essential je dizajniran tako da ga koristi samo jedna osoba.

Informacije o aparatu Philips Lumea Essential potražite na Web lokaciji www.philips.com/lumea. Redovno posećujte našu matičnu stranicu kako biste dobijali najnovije informacije.

Prednosti

Ovaj aparat pruža sledeće prednosti:

Tehnologija intenzivnog pulsirajućeg svetla (Intense Pulsed Light – IPL) za kućnu upotrebu

Philips Lumea Essential koristi tehnologiju zasnovanu na svetlu pod nazivom „Intense Pulsed Light“ (IPL). Tehnologija IPL takođe se koristi na polju profesionalne nege lepote za uklanjanje dlačica i u upotrebi je već petnaest godina. Philips Lumea Essential sada donosi ovu inovativnu tehnologiju u udobnost doma.

Efikasna zaštita od ponovnog rasta dlačica za svakodnevnu glatkoću

Ovaj metod dugoročno sprečava ponovni rast dlačica i daje svilenkasto glatku kožu. Naše studije su pokazale značajno smanjenje rasta dlačica već nakon dva tretmana. Optimalni rezultati uglavnom se postižu nakon četiri do pet tretmana. Smanjenje gustine dlačica vidljivo je od tretmana do tretmana. Brzina kojom efekti postaju vidljivi i dužina njihovog trajanja razlikuje se od osobe do osobe. Više informacija potražite u odeljku „Kako da postignete optimalne rezultate“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

Nežan tretman, čak i na osetljivim zonama na telu


Philips Lumea Essential je razvijen u bliskoj saradnji sa vodećim dermatolozima kako bi se dobio efikasan i nežan tretman čak i na najosetljivijim zonama na telu.

Nema potrebe za rezervnim delovima, nema skrivenih troškova

Philips Lumea Essential je opremljen lampom visokih performansi koja ne zahteva zamenu. Ova lampa može da generiše preko 100.000 svetlosnih impulsa, što bi trebalo da vam omogući uzastopno održavanje rezultata tokom perioda dužeg od 5 godina*, uz uštedu novca koji biste inače potrošili na skupe zamenske lampe.

*Na osnovu prosečnog scenarija upotrebe i preporučenog režima tretmana za jednog korisnika.

Kako funkcioniše tehnologija intenzivnog pulsirajućeg svetla kompanije Philips



Rast dlačica

Brzina rasta dlačica razlikuje se od osobe do osobe, u zavisnosti od starosti, metabolizma i drugih faktora. Međutim, dlačice kod svih osoba normalno rastu u 3 faze.

1 Faza rasta (anagena faza)




Dlačice rastu aktivno iz korena. Koncentracija melanina je u ovoj fazi najveća. Melanin je odgovoran za pigmentaciju dlačica. Osim toga, koncentracija melanina je odlučujući faktor za efikasnost tehnologije Intense Pulsed Light. Samo dlačice u fazi rasta su osetljive na tretman svetlošću.

2 Faza degradacije (katagena faza)

Dlačice prestaju da rastu, a koren se smanjuje pre ispadanja dlačica.

3 Faza mirovanja (telogena faza)

Stare dlačice se odvajaju od folikula i ispadaju. Koren ostaje u stanju mirovanja sve dok biološki sat ne kaže da je vreme da ponovo postane aktivan i pokrene rast nove dlačice.



Princip rada

- Aparat funkcioniše tako što zagreva dlačicu i koren ispod kože. Melanin u dlačici i korenu dlačice apsorbuje emitovane svetlosne impulse. Što je dlačica tamnija, može da apsorbuje veću količinu svetlosti. Ovaj proces stimuliše prelazak dlačice u fazu mirovanja.
- Između tretmana dlačice prirodno ispadaju, a njihov rast je sprečen. Opadanje dlačica može da potraje jednu ili dve nedelje.

- Optimalno uklanjanje dlačica ne može da se postigne jednim tretmanom zbog toga što su samo dlačice u fazi rasta osetljive na tretman svetlošću. Tokom tretmana, dlačice u jednoj zoni su obično u različitim fazama ciklusa rasta. Kako biste efikasno tretirali sve dlačice, potrebno je da tretman ponovite nekoliko puta na svake dve nedelje. Ugrađeni optički filter sprečava kontakt UV svetlosti i kože i garantuje da je aparat bezbedan za kožu.

Opšti opis (Sl. 5)


- 1 Indikatori intenziteta (1–5)
- 2 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 3 Indikator „spremno za emitovanje“
- 4 Ventilacioni otvori
- 5 Priključak aparata
- 6 Dugme za emitovanje svetlosti
- 7 Otvori za elektronske kontakte
- 8 Prozor za emitovanje svetlosti sa ugrađenim UV filterom
- 9 Elektronski kontakti
- 10 Dodatak za telo (pogodan je za sve delove tela ispod vrata)
- 11 Metalni okvir unutar dodatka za telo
- 12 Ugrađeni bezbednosni sistem
- 13 Adapter
- 14 Mali utikač
- 15 Torbica

Takođe u paketu: krpa za čišćenje

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost



- Voda i struja predstavljaju opasnu kombinaciju! Nemojte da koristite ovaj aparat u vlažnim okruženjima (npr: blizu napunjene kade, tuša ili bazena).
- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- U slučaju kvara na aparatu, nemojte da dodirujete unutrašnji deo kako biste izbegli strujni udar.
- Nikada nemojte da umećete nikakve predmete u aparat.

Upozorenje

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Aparat nije namenjen za decu mlađu od 15 godina. Tinejdžeri starosti između 15 i 18 godina mogu da koriste aparat uz saglasnost i/ili pomoć roditelja ili staratelja. Odrasle osobe starije od 19 godina mogu slobodno da koriste aparat.
- Koristite samo adapter koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte da koristite aparat niti adapter ako su oštećeni.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Nemojte da koristite aparat ako je staklo prozora za emitovanje svetlosti polomljeno.

Da biste sprečili oštećenja:

- proverite da li vazduh slobodno teče kroz ventilacione otvore;
- nikada nemojte da izlažete aparat udarcima i nemojte da ga drmate ili bacate.
- Ukoliko aparat unosite iz veoma hladnog u veoma toplo okruženje ili obrnuto, sačekajte približno 3 sata pre upotrebe.
- Odložite aparat u priloženu torbicu kako na njega ne bi pala prašina.
- Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora. Nakon upotrebe obavezno isključite aparat.
- Nemojte da izlažete aparat direktnoj sunčevoj ili UV svetlosti na nekoliko sati kako biste sprečili oštećenja.
- Nemojte da emitujete svetlost ni na jednu drugu površinu osim na kožu. To može da izazove ozbiljno oštećenje dodatka za telo i/ili prozora za emitovanje svetlosti. Svetlost emitujte isključivo kada je aparat u kontaktu sa kožom.

Oprez

- Nikada nemojte da koristite aparat oko očiju i blizu obrva kako biste izbegli rizik od oštećenja vida.
- Ovaj aparat koristite samo sa postavkama koje su pogodne za vaš tip kože (pogledajte tabelu u odeljku „Preporučeni intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“). Upotreba sa višim postavkama od preporučenih može da poveća rizik od reakcija na koži i sporednih efekata.
- Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje neželjenih ljudskih dlaka iz zona ispod vrata. Nemojte da ga koristite ni u koju drugu svrhu.
- Proverite da li je koža u zoni na koju će biti primenjen tretman čista, suva i bez krema, losiona i drugih kozmetičkih preparata. Ako koža nije čista i suva, ugrađeni bezbednosni sistem možda neće funkcionisati kao što je predviđeno, aparat možda neće emitovati svetlost ili će je emitovati neočekivano.

Imajte u vidu sledeće stvari kako biste sprečili skraćivanje radnog veka aparata Philips Lumea Essential:

- Aparat nemojte da izlažete temperaturama nižim od 15 °C niti višim od 35 °C tokom upotrebe.
- Aparat je opremljen ugrađenom zaštitom od pregrevanja. Ukoliko se aparat pregreje, neće emitovati svetlost. Nemojte da isključujete aparat, već ga ostavite da se ohladi približno 15 minuta pre nego što nastavite sa tretmanom. Nakon 5 minuta aparat će se automatski isključiti. Zatim ga pustite da se hladi još 10 minuta.
- Ako je potrebno ispitivanje ili popravke, aparat uvek vratite ovlašćenom servisu kompanije Philips. Popravke od strane nekvalifikovanih osoba mogu da izazovu opasnost po korisnika.
- Nemojte da koristite aparat ako se neka od situacija iz odeljka „Kontraindikacije“ odnosi na vas.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Kontraindikacije

Za koga NIJE pogodan aparat Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential nije namenjen svima. Ako je na vas primenljiva bilo koja od sledećih stavki, ovaj aparat **nije** pogodan za vas!

Nemojte da koristite aparat ako ste trudni ili dojite.

Philips Lumea Essential nije testiran na trudnicama, pa vam savetujemo da ne koristite aparat ako ste trudni ili dojite. Hormonalne promene mogu da povećaju osetljivost kože i rizik od povreda kože.

Nikada nemojte da koristite aparat ako imate neodgovarajuću boju kože i/ili kose, tj. u sledećim slučajevima:

- Ukoliko imate tip kože V (retko dobijate opekotine od sunca, koža vam odlično reaguje na sunce i dobija tamnobraon boju kada preplane) ili tip kože VI (retko ili nikada ne dobijate opekotine od sunca i koža vam je veoma tamna kada preplane; braonkasto crna ili tamnija). U tom slučaju, prilikom upotrebe aparata Philips Lumea Essential postoji visok rizik od pojave reakcija na koži poput promene boje, izraženog crvenila ili opekotina. Takođe pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“, kao i tabelu „Preporučeni intenzitet svetlosti“ u vodiču za brzi početak.
- Ako je prirodna boja dlačica u zonama koje tretirate svetloplava, bela, seda ili crvena, tretman neće biti efikasan.

Nikada nemojte da koristite aparat ako patite od bilo kojeg od sledećih oboljenja:

- Ukoliko imate oboljenje kože kao što je aktivni rak kože i ako imate istoriju raka kože ili neki drugi rak lokalizovan u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate prekancerozne lezije ili više atipičnih mladeža u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate istoriju bolesti kolagena, uključujući stvaranje keloidnih ožiljaka ili istoriju teškog zarastanja rana.
- Ukoliko imate istoriju vaskularnih oboljenja, kao što je prisustvo proširenih vena ili vaskularne ektazije u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko je vaša koža osetljiva na svetlost, uz laku pojavu osipa ili alergijske reakcije.
- Ukoliko imate infekcije, ekceme, opekotine, upaljane folikule, otvorene razderotine, abrazije, herpes simplex, rane ili lezije i hematome u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko ste imali hirurški zahvat na oblastima koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate epilepsiju sa osetljivošću na svetlost.
- Ukoliko bolujete od dijabetesa, eritematoznog lupusa, porfirije ili kongestivne bolesti srca.
- Ukoliko imate neko hematološko oboljenje.
- Ukoliko imate istoriju imunosupresivnih oboljenja (što podrazumeva HIV infekciju ili AIDS).

Nikada nemojte da koristite aparat ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- Ukoliko vam je koža u skorije vreme tretirana alfa-hidroksi kiselinama (AHA), beta-hidroksi kiselinama (BHA), topikal isotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
- Ukoliko ste u bilo kojem obliku uzimali isotretinoin (Accutane® ili Roaccutane®) u poslednjih šest meseci, ovaj tretman može da učini kožu osetljivijom na kidanje, povređivanje i iritiranje.
- Ukoliko uzimate lekove protiv bolova koji smanjuju osetljivost kože na toplotu.
- Ukoliko uzimate fotosenzitivne preparate ili lekove, proverite uputstvo za primenu leka i nikada nemojte da koristite aparat ukoliko je navedeno da može doći do alergijske reakcije na svetlost, fototoksične reakcije ili je zabranjeno izlaganje sunčevoj svetlosti kada uzimate lek.
- Ukoliko uzimate antikoagulanse, što obuhvata i čestu upotrebu aspirina, na način koji ne dozvoljava da prestanite da ih koristite najmanje jednu nedelju pre svakog tretmana aparatom Lumea.
- Ukoliko uzimate imunosupresivne lekove.

Nikada nemojte da koristite aparat na sledećim zonama:

- Na licu.
- Na bradavicama, areolama, usnicama, vagini, anusu niti na unutrašnjim površinama nozdrva i ušiju. Pogledajte odeljak „Upotreba aparata na bikini zoni“ u poglavlju „Upotreba aparata“.
- Muškarci ne smeju da ga koriste na mošnicama niti na licu.
- Preko ili u blizini bilo čega veštačkog, kao što su silikonski implantati, pejsmejkeri, potkožni priključci (za insulin) ili pirsing.
- Na mladežima, pegama, velikim venama, oblastima sa tamnijim pigmentom, ožiljcima i drugim anomalijama na koži bez prethodne konsultacije sa lekarom. To može da izazove opekotine i promenu boje kože, što može da oteža identifikovanje kožnih bolesti (npr. raka kože).
- Na izraslinama, tetovažama ili trajnoj šminki. To može da izazove opekotine i promenu boje kože (hipopigmentacija ili hiperpigmentacija).
- Na zonama u kojima koristite dugotrajne dezodoranse. Može da dođe do reakcija na koži. Pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

Nikada nemojte da koristite aparat na koži sa opekotinama od sunca, onoj koja je nedavno sunčana (u poslednje 2 nedelje) niti na koži koja je sunčana u solarijumu.

- Sve vrste sunčanja mogu da utiču na bezbednost tretmana. To se odnosi na izlaganje prirodnoj sunčevoj svetlosti, kao i na veštačke metode sunčanja poput losiona za potamnivanje kože, aparata za potamnivanje itd. Ako vam je koža preplanula ili planirate da se sunčate, pogledajte odeljak „Saveti za sunčanje“ u poglavlju „Pre upotrebe“.

Napomena: Ova lista nije sveobuhvatna. Ako niste sigurni da li smete da koristite aparat, savetujemo vam da se obratite lekaru.



Pre upotrebe

Da biste dobili optimalne rezultate, pripremite zone na kojima ćete koristiti aparat na način koji je opisan u nastavku.

Priprema zona za tretiranje

- 1** Zone na koje ćete primeniti tretman treba brijati dokle god dlačice rastu.

Napomena: Nemojte da koristite kreme za depilaciju kao zamenu za brijanje.

Napomena: Ako je poslednji metod depilacije podrazumevao uklanjanje dlačica iz korena (npr. epilacija), možete da počnete sa tretmanom odmah. U tom slučaju, savetujemo vam da se brijete između tretmana kako biste obezbedili optimalne rezultate.

Imajte u vidu da tretiranje neobrijanih ili nepravilno obrijanih zona izaziva nekoliko neželjenih efekata:

- Prozor za emitovanje svetlosti i dodatak za telo mogu da se zaprljaju viškom dlačica i prljavštinom. Zaprljani prozor za emitovanje svetlosti i dodatak za telo mogu da skrate radni vek i umanje efikasnost aparata. Zaprljanost prozora za emitovanje svetlosti može takođe da dovede do toga da tretman bude bolan ili da izazove reakcije na koži poput crvenila i promene boje.
- Dlačice na koži mogu da gore, što može da dovede do pojave neprijatnog mirisa.

- 2** Očistite kožu i obezbedite da bude potpuno bez dlačica, suva i bez masnoća (npr. ostataka dezodoransa, losiona, parfema, krema za potamnjavanje i krema za sunčanje).

- 3** Proverite da na aparatu, a naročito na prozoru za emitovanje svetlosti i dodatku za telo, nema zaostalih dlačica, prašine i vlakana. Ako primetite bilo kakve tragove zaprljanosti, očistite aparat u skladu sa uputstvima iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“.

Ukoliko prilikom brijanja nastanu rane ili lezije, vaša koža je možda osetljivija na IPL od kože drugih ljudi. To može da dovede do toga da IPL tretman bude neprijatan, kao i do drugih neželjenih sporednih efekata. Savetujemo vam da sačekate da iritacija kože nestane.


- 4** Kada dlačice prestanu ponovo da rastu, što se obično dešava nakon 4–5 tretmana, više neće biti potrebno da ih brijete pre upotrebe aparata.

Intenzitet svetlosti

Za razliku od profesionalnih aparata zasnovanih na svetlu, Philips Lumea Essential je napravljen za upotrebu od strane korisnika i svetlosni impulsi koje proizvodi su nežniji. Stoga možete da očekujete **ugodan i efikasan** tretman uz intenzitet svetlosti koji vam najviše odgovara.

Philips Lumea Essential pruža pet različitih intenziteta svetlosti. Intenzitet svetlosti prilagodite boji vaše kože i boji dlačica na telu, a odredite i nivo koji vam najviše odgovara.

Tabela sa preporučenim intenzitetom svetlosti, koja je data u nastavku, pomoći će vam da odredite odgovarajući intenzitet svetlosti.



- 1** Pogledajte tabelu ispod da biste odredili intenzitet svetlosti koji odgovara vašem tipu kože i boji dlačica na telu.

Savet: Tabelu iz vodiča za brzi početak možete da pristonite na kožu i da je uporedite sa bojom vaše kože.

Savet: Savetujemo vam da vodič za brzi početak odložite u torbicu kao referencu za ubuduće.

- 2** Smanjite intenzitet svetlosti ukoliko osetite bol ili nelagodnost.

Osobe sa tamnijom kožom izlažu se većem riziku od iritacije kože jer njihova koža apsorbuje više svetlosti. Zbog toga se za osobe sa tamnijom kožom preporučuju manji intenziteti.

Svetlosni impuls može da izazove topao ili vruć osećaj na koži, ali nikada ne bi trebalo da izaziva bol. Različiti delovi tela mogu da zahtevaju različite intenzitete svetlosti, pogledajte u tabeli ispod. Da biste sprečili reakcije na koži, pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

Preporučeni intenzitet svetlosti (1–5)

U tabeli u nastavku „x“ ukazuje na to da aparat nije pogodan za vas.

Napomena: Boja kože može da se promeni, na primer zato vam je koža bila izložena sunčanju. Iz tog razloga može da bude tamnija nego prilikom prethodnog tretmana. Stoga je važno da proverite postavku koju ćete koristiti pre svakog tretmana i pre svake zone. Neke zone mogu da budu tamnije od drugih.

Boja dlačica na telu:	tamnoplava/svetlobraon/ braon/tamnobraon/crna	bela/seda/crvena/ svetloplava
<i>Boja kože i karakteristike:</i>		
Bela (uvek izgori na suncu, nikad ne preplane)	4/5	×
Bež (lako izgori na suncu, minimalna preplanulost)	4/5	×
Svetlobraon (ponekad izgori na suncu, dobra preplanulost)	4/5	×
Srednjebraon (retko izgori na suncu, brza i dobra preplanulost)	1/2/3	×
Tamnobraon (retko izgori na suncu, veoma dobra preplanulost)	×	×
Braon-crna i tamnija (retko ili nikada ne izgori, veoma tamna preplanulost)	×	×

Važno

Da biste proverili da li je aparat Philips Lumea Essential pogodan za vas, pogledajte odeljak „Za koga nije pogodan aparat Philips Lumea Essential?“.

Saveti za sunčanje



- **Izbavajte sunčanje prilikom redovne upotrebe aparata Philips Lumea Essential (na svake dve nedelje).**
Sunčanje može da izazove tamnjenje kože (preplanulost) ili opekotine (crvenjenje kože). Upotreba aparata Philips Lumea Essential na potamnjennoj (preplanuloj) i/ili na koži sa opekotinama od sunca povećava rizik od različitih sporednih efekata i reakcija na koži. Pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“.
- **Izlaganje sunčevoj svetlosti pre tretmana: Sačekajte 2 nedelje i obavite testiranje kože.**

Sačekajte bar 2 nedelje nakon sunčanja pre nego što upotrebite aparat. Obavite testiranje kože (pogledajte odeljak „Prva upotreba i testiranje kože“ u poglavlju „Upotreba aparata“) u zoni na koju će biti primenjen tretman kako biste odredili odgovarajući intenzitet svetlosti. U suprotnom se povećava rizik od nastanka reakcija na koži nakon tretmana aparatom Philips Lumea Essential.

- **Izlaganje sunčevoj svetlosti nakon tretmana: Sačekajte 48 sati pre sunčanja nakon što upotrebite aparat Philips Lumea Essential.**

Sačekajte bar 48 sati nakon tretmana pre izlaganja tretiranih zona sunčevoj svetlosti. Čak i nakon 48 sati, uverite se da na tretiranoj koži nema neželjenih reakcija na tretman pre izlaganja sunčevoj svetlosti. Prekrijte tretirane zone prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti ili koristite preparat za sunčanje (SPF 30+) tokom dve nedelje nakon tretmana. Izlaganje tretiranih zona sunčevoj svetlosti bez zaštite neposredno nakon tretmana može da izazove rizik od različitih sporednih efekata i reakcija na koži. Pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

- **Sunčanje pomoću veštačke svetlosti**

Pratite uputstva iz odeljaka „Izlaganje sunčevoj svetlosti pre tretmana“ i „Izlaganje sunčevoj svetlosti nakon tretmana“ iznad.

- **Preplanulost pomoću krema**

Ako ste koristili losion za veštačko potamnivanje kože, sačekajte da veštačka preplanulost potpuno nestane pre upotrebe aparata Philips Lumea Essential.


Napomena: Više informacija o neželjenim reakcijama na koži potražite u odeljku „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

Upotreba aparata

Pogledajte tabelu sa preporučenim intenzitetima svetlosti u poglavlju „Pre upotrebe“ (odeljak „Intenzitet svetlosti“) da biste odredili intenzitet svetlosti koji najviše odgovara boji vaše kože i boji dljučica na telu. Obrijite zonu koju nameravate da tretirate pre upotrebe aparata (pogledajte odeljak „Priprema zona za tretiranje“ u poglavlju „Pre upotrebe“).


Ukoliko tretman u bilo kojem trenutku postane bolan, smanjite postavku intenziteta svetlosti dok tretman ponovo ne postane ugodan. Ako primetite reakcije na koži izraženije od blagog crvenila, odmah prekinite sa tretmanom i pročitajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u ovom poglavlju.

Prva upotreba i testiranje kože




- 1 Odaberite zonu u blizini zone koju nameravate da tretirate.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.

Napomena: Proverite da li je dodatak za telo postavljen na aparat.




- 3 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.



- Uključite se indikator intenziteta 1.


Napomena: Aparat uvek automatski bira najnižu postavku intenziteta svetlosti. Pogledajte odeljak □, „Intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Priprema za upotrebu“ da biste odredili odgovarajući intenzitet svetlosti.

- 4 Da biste podesili postavku intenziteta svetlosti, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje jednom ili više puta dok ne dođete do željene postavke. Uključite se odgovarajući indikator intenziteta.




- 5 Aparat postavite na kožu pod pravim uglom, tako da dodatak za telo bude u kontaktu sa kožom.

Savet: Za lakše korišćenje, razvucite deo kože koji želite da tretirate.



- Indikator „spremno za emitovanje“ sa zadnje strana aparata počće da treperi kako bi ukazao na to da se aparat sprema da emituje svetlosni impuls.
- Kada je aparat spreman za emitovanje svetlosnog impulsa, indikator „spremno za emitovanje“ svetli zeleno.



- 6** Pritisnite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlosni impuls.

*Napomena: Vidljiva svetlost koju proizvodi aparat je svetlost reflektovana od kože i bezopasna je za oči. Nije neophodno nositi naočare prilikom upotrebe. Aparat koristite u **dobro osvetljenoj** prostoriji; time se smanjuje vidljivi intenzitet impulsa.*

- 7** Otpustite dugme za emitovanje svetlosti nakon što aparat bude emitovao svetlosni impuls.
- 8** Aparat pomerajte preko kože do sledeće zone koju želite da tretirate. Sve dok je osećaj ugodan (nije bolan), povećavajte postavku za po jedan nivo u okviru preporučenog opsega za vaš tip kože i primenite jedan impuls za svaku postavku. Nemojte da primenjujete više od jednog impulsa na istom mestu.
- 9** Kada završite sa tretmanom, pritisnite dugme za uključivanje/ isključivanje i zadržite ga 2 sekunde da biste isključili aparat.
- 10** Nakon testiranja kože sačekajte 24 sata i proverite da li na koži ima reakcija. Ako na koži postoje reakcije, za buduću upotrebu odaberite najvišu postavku koja nije izazvala nikakvu reakciju na koži.

Buduća upotreba

- 1** Pre svakog tretmana očistite dodatak za telo, prozor za emitovanje svetlosti i metalni okvir unutar dodatka za telo. Više informacija potražite u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- 2** Svaki tretman započnite tako što ćete veoma pažljivo izabrati intenzitet svetlosti na osnovu osetljivosti kože i stepena ugodnosti tretmana. Pogledajte odeljak „Preporučeni intenzitet svetlosti“ da biste izabrali odgovarajuću postavku za vašu kombinaciju tipa kože i boje dlačica.


Napomena: Vaša koža može različito da reaguje tokom različitih dana/prilika iz nekoliko razloga. Više informacija potražite u odeljku „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u ovom poglavlju.

- 3** Pratite korake 2–6 iz prethodnog odeljka („Prva upotreba i testiranje kože“).

Napomena: Normalno je da aparat i dodatak za telo postanu topli tokom upotrebe.

- 4** Aparat pomerajte preko kože do sledeće zone koju želite da tretirate i ponovite korake 5 i 6 iz odeljka „Prva upotreba i testiranje kože“ u ovom odeljku. Aparatu je nakon svakog svetlosnog impulsa potrebno do 3,5 sekunde da se pripremi za sledeći impuls. Indikator „spremno za emitovanje“ sa zadnje strana aparata ponovo će početi da treperi kako bi ukazao na to da se aparat puni. Sačekajte da indikator počne da svetli pre nego što nastavite.

Savet za SC1992: SC1992 ima funkciju pomeranja i emitovanja svetlosnih impulsa: da biste postigli efikasniji tretman, držite dugme za emitovanje svetlosti pritisnuto dok pomerate aparat preko kože.



Nemojte da tretirate istu zonu nekoliko puta tokom jedne sesije. To ne povećava efikasnost tretmana, ali povećava rizik od pojave reakcija na koži.

- 5** Da biste izbegli preskakanje zona prilikom tretiranja, pazite da se impulsi stvaraju blizu jedan drugom. Imajte u vidu da se delotvorna svetlost emituje samo iz prozora za emitovanje svetlosti. Međutim, uvek budite sigurni da ne tretirate istu zonu dva puta.
- 6** Kada završite sa tretmanom, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 2 sekunde da biste isključili aparat.
- 7** Proverite da li na prozoru za emitovanje svetlosti i na dodatku za telo ima dlačica i prljavštine i očistite aparat nakon upotrebe (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

Saveti

Dobijanje optimalnih rezultata

- Normalno je da dlačice i dalje budu vidljive nakon prvih nekoliko tretmana (više informacija potražite u odeljku „Princip rada“ u poglavlju „Uvod“).
- Da biste uspešno uklonili sve dlačice i da biste sprečili folikule da ponovo postanu aktivne, tokom prva dva meseca je neophodno ponavljati tretmane jedanput na svake dve nedelje. Do tada bi koža trebalo da bude glatka i bez dlačica. Pročitajte odeljak „Faza održavanja“ da biste saznali kako možete da održavate te rezultate.

Faza održavanja

- Ako želite da budete sigurni da će vam koža ostati glatka i bez dlačica, savetujemo vam da tretman ponovite na svakih četiri do šest nedelja. Vreme između tretmana može da se razlikuje na osnovu individualne brzine ponovnog rasta dlačica i u zavisnosti od zone na telu. Ako između tretmana ponovo izraste previše dlačica, samo ponovo skratite vreme između tretmana, ali nijednu zonu nemojte da tretirate češće od jedanput na svake dve nedelje. Korišćenjem aparata češće nego što je preporučeno ne povećavate efikasnost, ali povećavate rizik od reakcija na koži.

Uputstvo za primenu tretmana

Prosečno trajanje tretmana

Zona	Pribl. vreme trajanja tretmana
Pazuh	1 minut po pazuhu
Bikini zona	1 minut po strani
Cela bikini zona	4 minuta
Jedna potkolenica	8 minuta
Cela noga	14 minuta

Napomena: Prosečna vremena trajanja tretmana iznad dobijena su tokom istraživanja i testiranja. Trajanje pojedinačnih tretmana može da se razlikuje od osobe do osobe.

Predviđene zone za tretiranje

Aparat je namenjen za uklanjanje neželjenih dlačica sa pazuha, ruku, stomaka, bikini zone i nogu. Ne bi trebalo da se koristi na licu.

Upotreba aparata na nogama

Pogledajte tabelu sa preporučenim intenzitetima svetlosti u odeljku „Intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“ kako biste saznali koje postavke su pogodne za vaše noge.

- Aparat možete da pomerate gore-dole ili preko noge u zavisnosti od toga šta vam je praktičnije. Da biste održali pun kontakt sa kožom, aparat takođe možete da postavite na kožu i da ga držite u stranu.

Napomena: Košćate zone poput cevanice i članaka osetljivije su od drugih zona. Kada snažno pritisnete dodatak za telo u tim zonama, koža može da bude podložnija reakcijama poput iritacije i crvenila. Pogledajte odeljak „Mogući sporedni efekti i reakcije na koži“ u ovom poglavlju. Pritisnite dodatak za telo na kožu dovoljno snažno da se uključi indikator „spremno za emitovanje“, ali ne snažnije od toga.

Upotreba aparata na bikini zoni

Pogledajte tabelu sa preporučenim intenzitetima svetlosti u odeljku „Intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“ kako biste saznali koje postavke su pogodne za vašu bikini zonu.

U principu, Philips Lumea Essential je dovoljno bezbedan i nežan za tretiranje čitave bikini zone (npr. za brazilski ili holivudski stil). Koristite nižu postavku za osetljiviju kožu u bikini zoni sa tamnijim pigmentom. Nemojte da koristite aparat na usnicama, vagini i anusu. Muškarci koji žele da tretiraju pubičnu regiju ne smeju da koriste aparat na mošnicama.

Napomena: Iz higijenskih razloga, uvek očistite dodatak za telo pre početka tretiranja druge zone (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).



Upotreba aparata na pazuhu

Pogledajte tabelu sa preporučenim intenzitetima svetla u odeljku „Podešavanje intenziteta svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“ kako biste saznali koje postavke su pogodne za vaš pazuh.

Obavezno uklonite sav dezodorans, parfem, kremu ili drugi proizvod za negu kože sa pazuha pre tretmana.

Savet: Da biste postigli optimalne rezultate na pazuhu, stanite ispred ogledala kako biste dobili dobar pregled oblasti za tretiranje i indikatora „spremno za emitovanje“. Podignite ruku i šaku postavite na vrat kako biste razvukli kožu u zoni pazuha.

Napomena: Reflektovano svetlo ne šteti očima. Ako vam je rasipanje svetla neprijatno, zatvorite oči prilikom emitovanja svetlosnog impulsa.



Mogući sporedni efekti i reakcije na koži

Uobičajene reakcije na koži:

- Na koži može da se pojavi blago crvenilo i/ili koža može da pecka, bridi ili da bude vruća. Ova reakcija je potpuno bezopasna i brzo nestaje.
- Reakcija kože na mestima tretmana neko vreme može da bude slična onoj kod opekotina od sunca. Ako ne nestane u roku od 3 dana, savetujemo vam da se obratite lekaru.
- Usled brijanja ili kombinacije brijanja i tretmana svetlom može da dođe do pojave suve kože i svraba. To je bezopasno i nestaće u roku od nekoliko dana. Tu zonu možete da ohladite ledom ili navlaženom maramicom. Ako koža ostane suva, na tretiranu zonu možete da nanesete hidratantnu kremu bez mirisa 24 sata nakon tretmana.

Retki sporedni efekti:

- Opekotine, prekomerno crvenilo i oticanje: do ovih reakcija dolazi retko. One obično nastaju kao rezultat korišćenja intenziteta svetlosti koji je prejak za vašu boju kože. Ako te reakcije ne nestanu u roku od 3 dana, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Promena boje kože: do ovoga dolazi veoma retko. Promena boje kože manifestuje se tamnijim ili svetlijim delom od okolne zone. Ovo je rezultat korišćenja intenziteta svetlosti koji je prejak za vašu boju kože. U retkim slučajevima (obično kao rezultat korišćenja prejakog intenziteta na previše tamnoj koži), efekti promene boje kože mogu da traju duže nego obično. U svim slučajevima će efekti vremenom nestati. Nemojte da tretirate zone koje su promenile boju dok promena ne nestane i dok koža ne vrati normalnu boju.
- Infekcija i zapaljenje kože: do ovoga dolazi veoma retko, a uzrok može da bude upotreba aparata na ranama ili posekotinama nastalim usled brijanja, na već postojećim ranama ili na uraslim dlačicama.
- Prekomeran bol: do ovoga može da dođe tokom/nakon tretmana ako ste aparat koristili na neobrijanoj koži, ako aparat koristite uz intenzitet svetlosti koji je prejak za vašu boju kože, ako istu zonu tretirate više puta i ako aparat koristite na otvorenim ranama, upaljenim delovima, infekcijama, tetovažama, opekotinama itd. Više informacija potražite u odeljku „Kontraindikacije“ u poglavlju „Važno“.

Nakon upotrebe

- Nemojte da primenjujete parfemisane kozmetičke proizvode na tretirane zone neposredno nakon tretmana.
- Nemojte da koristite dezodorans neposredno nakon tretiranja pazuha. Sačekajte da crvenilo na koži potpuno nestane.
- Informacije o izlaganju suncu i veštačkom sunčanju potražite u odeljku „Saveti za sunčanje“ u poglavlju „Pre upotrebe“.

Čišćenje i održavanje



Da biste obezbedili optimalne rezultate i dug vek aparata, očistite aparat pre i posle svake upotrebe, a po potrebi i tokom tretmana. Efikasnost aparata će opasti ukoliko ga ne budete pravilno čistili.

Nikada nemojte prati aparat ili neki njegov deo pod mlazom vode ili u mašini za pranje sudova.

Za čišćenje aparata nemojte da koristite jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

Nikada nemojte da grebete prozor za emitovanje svetlosti niti metalni okvir unutar dodatka za telo.

Napomena: Prestanite da koristite aparat onda kada više nije moguće očistiti prozor za emitovanje svetlosti ili dodatak za telo.

- 1** Isključite aparat, izvucite kabl iz struje i ostavite ga da se ohladi.

Napomena: Prozor za emitovanje svetlosti se zagreva tokom upotrebe. Proverite da li se ohladio pre nego što ga očistite.

- 2** Da biste uklonili dodatak za telo, uhvatite ispuščenja sa gornje i donje strane i lagano povucite.

- 3** Ako je potrebno, spoljašnjost aparata očistite mekanom krpom za čišćenje koja se isporučuje sa aparatom.



- 4** Navlažite mekanu krpom koju ste dobili sa aparatom pomoću nekoliko kapi vode i upotrebite je za čišćenje sledećih delova:

- prozor za emitovanje svetlosti;
- spoljna površina dodatka za telo;
- metalni okvir unutar dodatka za telo.

Postarajte se da se elektronski kontakti ne pokvase.

Napomena: Ako gorenavedene delove ne možete efikasno da očistite vodom, upotrebite nekoliko kapi alkohola visoke koncentracije.

Napomena: Obavezno očistite aparat pre i posle svake upotrebe, a po potrebi i tokom tretmana prema uputstvima iz ovog odeljka.



Odlaganje

- 1 Isključite aparat, izvucite kabl iz struje i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Očistite aparat pre nego što ga odložite
- 3 Aparat odložite u torbicu koju ste dobili u kompletu na temperaturi između $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ i $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Savet: Savetujemo vam da vodič za brzi početak odložite u torbicu kao referencu za ubuduće.

Naručivanje dodatka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite **www.shop.philips.com/service** ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).

Rezervni delovi

Na raspolaganju su sledeći rezervni delovi:

- Dodatak za telo
- Adapter
- Krpa za čišćenje
- Torbica

Zaštita okoline



- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.

Garancija i podrška

Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite **www.philips.com/support** ili pročitajte međunarodni garantni list.

Tehničke specifikacije

Modeli SC1992 i SC1991

Nazivni napon	100–240 V
Frekvencija	50–60 Hz
Ulazna snaga	24 W
Zaštita od strujnog udara	Klasa II 
Stepen zaštite	IP 30 (EN 60529)
Uslovi rada	Temperatura: +15° do +35°C Relativna vlažnost: 30% do 95%
Uslovi odlaganja	Temperatura: -20 °C do +70 °C Relativna vlažnost: 5% do 95%
Spektar dodatka za telo	>500 nm

Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ako ne možete da rešite problem pomoću informacija navedenih u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Adapter/ aparat se zagreva tokom punjenja.	To je normalno.	Akcija nije potrebna.
Uključio sam aparat, ali ne mogu da povećam ili smanjim intenzitet svetlosti.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali aparat, isključite ga, a zatim ponovo uključite. Ukoliko i dalje nije moguće prilagoditi intenzitet svetlosti, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Indikator „spremno za emitovanje“ se ne uključuje kada aparat postavim na kožu.	Niste pravilno postavili aparat na kožu.	Postavite aparat pod pravim uglom na kožu tako da sve 4 strane ugrađenog bezbednosnog sistema dodiruju kožu. Zatim proverite da li indikator „spremno za emitovanje“ stalno svetli, pa pritisnite dugme za emitovanje svetlosti.

Ako ovo ne pomogne, postavite aparat na deo tela gde se lako može postiću potpun kontakt sa kožom, npr: na podlakticu. Zatim proverite da li je indikator „spremno za emitovanje“ uključen. Ako indikator „spremno za emitovanje“ i dalje ne počinje da treperi kada aparat postavite na kožu, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.


Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Indikator „spremno za emitovanje“ se ne uključuje kada dodatak za telo postavim na kožu, ali ventilator za rashlađivanje radi.	Zaštita od pregrevanja je aktivirana.	Kada se zaštita od pregrevanja aktivira, ventilator i dalje radi. Ne isključujte aparat, već ga ostavite da se ohladi oko 15 minuta pre nego što nastavite da ga koristite. Nakon 5 minuta aparat će se automatski isključiti. Zatim ga pustite da se hladi još 10 minuta. Ako indikator „spremno za emitovanje“ i dalje ne počinje da svetli kada aparat postavite na kožu, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Indikator „spremno za emitovanje“ stalno svetli, ali aparat ne emituje svetlost kada pritisnem dugme za emitovanje svetlosti.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali aparat, isključite ga, a zatim ponovo uključite. Ukoliko indikator „spremno za emitovanje“ stalno svetli, a aparat ne emituje svetlost kada se pritisne dugme za emitovanje svetlosti, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Indikator intenziteta 1 nastavlja da treperi i ne mogu da promenim postavku.	Dodatak za telo nije pravilno postavljen na aparat.	Pravilno postavite dodatak za telo na aparat.
Svi indikatori intenziteta uključuju se naizmenično.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali aparat, isključite ga, a zatim ponovo uključite. Ukoliko indikatori intenziteta nastave naizmenično da se uključuju, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Svi indikatori intenziteta istovremeno trepere.	Aparat je pokvaren.	Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Aparat proizvodi čudan miris.	Dodatak za telo i/ili filtersko staklo je zaprljano.	Pažljivo očistite dodatak za telo i prozor za emitovanje svetlosti. Ako ne možete pravilno da očistite dodatak za telo, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru kako biste zamenili dodatak za telo.
	Niste obrijali oblast koja će biti tretirana na odgovarajući način.	Ukoliko u zoni na koju će biti primenjen tretman ima dlačica, one mogu da budu spržene prilikom upotrebe aparata. Kao rezultat toga osetićete čudan miris. Pre upotrebe aparata obrijte zonu na koju će tretman biti primenjen. Ukoliko brijanje iritira kožu, podrežite dlačice na što manju dužinu i koristite Lumea Essential uz postavku koja pruža ugodan osećaj.
	Odložili ste aparat u prašnjivom okruženju.	Očistite aparat i dodatak za telo (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Koža je tokom tretmana osetljivija nego obično.	Odabrali ste prevelik intenzitet svetlosti.	Proverite tabelu sa bojama kože/dlačica pre svake upotrebe da biste bili sigurni da je za svaki tretman izabran odgovarajući intenzitet svetlosti. Ako je neophodno, izaberite manji intenzitet svetlosti.
	Niste obrijali zone koje će biti tretirane.	Pre upotrebe aparata obrijte zone na koje će tretman biti primenjen. Ukoliko brijanje iritira kožu, podrežite dlačice na što manju dužinu i koristite Lumea Essential uz postavku koja pruža ugodan osećaj.
	Prozor za emitovanje svetlosti je polomljen.	Ako je polomljen prozor za emitovanje svetlosti, nemojte više da koristite aparat kako biste izbegli rizik od pojave reakcija na koži. Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.
Prilikom upotrebe aparata osećam neizdrživ bol.	Niste obrijali zone koje će biti tretirane	Pre upotrebe aparata obrijte zone na koje će tretman biti primenjen. Ukoliko brijanje iritira kožu, podrežite dlačice na što manju dužinu i koristite Lumea Essential uz postavku koja pruža ugodan osećaj.
	Primenili ste tretman na zone za koje aparat nije namenjen.	Aparat ne smete da koristite na licu, usnicama, vagini, anusu, bradavicama i areolama. Muškarci ne smeju da ga koriste na licu niti na mošnjicama.
	Upotrebili ste intenzitet svetlosti koji je prevelik za vas.	Smanjite intenzitet svetlosti na nivo koji vam najviše odgovara. Pogledajte odeljak „Intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“.
	Prozor za emitovanje svetlosti je polomljen.	Ako je polomljen prozor za emitovanje svetlosti dodatka za telo, nemojte više da koristite aparat sa dodatkom za telo. Obratite se prodavcu, Philips servisnom centru ili centru za korisničku podršku kako biste zamenili dodatak za telo.
	Aparat ne odgovara boji vaše kože ili boji dlaka na telu.	Nemojte da koristite aparat ako su dlačice na vašem telu svetlo plave, crvene, sede ili bele. Nemojte da koristite aparat ni ako imate tamnu kožu. Konsultujte tabelu sa bojama kože/dlačica u vodiču za brzi početak.
Tretirane zone postaju crvene nakon tretmana.	Blago crvenilo je bezopasno i normalno i brzo nestaje.	Nije potrebno reagovati.
Reakcija kože nakon tretmana traje duže nego obično.	Upotrebili ste intenzitet svetlosti koji je prevelik za vas.	Sledeći put izaberite manji intenzitet svetlosti. Pogledajte odeljak „Intenzitet svetlosti“ u poglavlju „Pre upotrebe“. Ukoliko reakcija kože bude trajala duže od 3 dana, obratite se lekaru.
Rezultati smanjenje količine dlačica nisu zadovoljavajući.	Upotrebili ste intenzitet svetlosti koji je premali za vas.	Obavite testiranje kože da biste odredili da li možete da koristite veći intenzitet svetlosti (pogledajte odeljak „Prva upotreba i testiranje kože“ u poglavlju „Upotreba aparata“.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Niste napravili dovoljno preklapanja kada ste koristili aparat.	Da biste dobili odgovarajuće rezultate u uklanjanju dlačica, potrebno je da pravite preklapanja prilikom upotrebe aparata. Pogledajte odeljak „Buduća upotreba“ (korak 4) u poglavlju „Upotreba aparata“.
	Ne koristite aparat dovoljno često.	Da biste uspešno uklonili sve dlačice i da biste sprečili koren dlačice da ponovo postane aktivan, tokom prva dva meseca je neophodno ponavljati tretmane jedanput na svake dve nedelje. Ako želite da budete sigurni da će vam koža ostati glatka, savetujemo vam da tretman ponovite na svakih četiri do šest nedelja. Vreme između tretmana može da se razlikuje na osnovu individualne brzine ponovnog rasta dlačica i u zavisnosti od zone na telu. Ako između tretmana ponovo izraste previše dlačica, samo ponovo skratite vreme između tretmana, ali nijednu zonu nemojte da tretirate češće od jedanput na svake dve nedelje. Korišćenjem aparata češće nego što je preporučeno ne povećavate efikasnost, ali povećavate rizik od reakcija na koži.
	Sporije reagujete na IPL tretman od prosečnog korisnika.	Nastavite sa upotrebom aparata bar 6 meseci pošto ponovni rast dlačica ipak može da se smanji tokom ovog perioda. U obzir uzmite i druga rešenja za ovaj problem.
	Aparat ne odgovara boji vaše kože ili boji dlaka na telu.	Nemojte da koristite aparat ako su dlačice na vašem telu svetlo plave, crvene, sede ili bele. Nemojte da koristite aparat ni ako imate tamnu kožu. Konsultujte tabelu sa bojama kože/ dlačica u vodiču za brzi početak.
Dlačice ponovo počinju da rastu na nekim delovima tretiranih zona.	Niste napravili dovoljno preklapanja kada ste koristili aparat.	Da biste dobili odgovarajuće rezultate u uklanjanju dlačica, potrebno je da pravite preklapanja prilikom upotrebe aparata. Pogledajte odeljak „Buduća upotreba“ (korak 4) u poglavlju „Upotreba aparata“.
	Dlake ponovo počinju da rastu kao deo prirodnog ciklusa rasta dlake.	To je normalno. Ponovni rast dlačica je deo prirodnog ciklusa rasta dlačica. Međutim, dlačice koje ponovo porastu su nežnije i tanje.
Aparat ne radi.	Aparat je pokvaren.	Obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji, prodavcu Philips proizvoda ili Philips servisnom centru.



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.100.2966.1