

Bluetooth Body Scale

English



Safety precautions

Do not use the device for anything other than its intended use

Do not disassemble, modify, or repair the device


Any changes or modifications to the device can void your manufacturer's warranty. For service, take the device to a Samsung Service Center.

When using the device, mind the following:

- Humidity and liquids may damage parts or electronic circuits.
- Do not store the device in hot areas. High temperature may cause damage to the device or shorten battery life.
- Do not drop the device or cause impacts to it.
- Do not jump on the device.

- This manual's images and content may differ from the product.
- This product is only a health assisting device. It cannot be used for medical diagnostic purposes.


Overview



Check the product box for the following items: Bluetooth Body Scale, three AAA batteries, user manual. The supplied items may vary depending on the region.

Inserting the batteries

- 1 Remove the battery cover.



- 2 Insert the batteries into the battery slots, and then replace the battery cover.



For taring weight, place the device on a flat surface within 30 seconds after inserting the batteries. If not, measured weight can be different from actual weight.

Connecting with a smartphone

- 1 Turn on the smartphone, and tap **S Health** on the Applications screen.
- 2 Tap **Health board** → **Weight** → **≡** → **Weighing accessory manager** → **EI-HS10**.
- 3 Connect with the device using the instructions on the smartphone's display.



Up to four users can be registered to the device.

Disconnecting a smartphone

- 1 Turn on the device, and press and hold **UNIT** to enter **PAIRING MODE**.
- 2 Press **UNIT** to select a user, and then press and hold **UNIT**.
- 3 Press **UNIT** to select **DISCONNECT**, and then press and hold **UNIT**.

- 4 When disconnected, the device displays **SUCCESS**.

Selecting a registered user

- 1 Step lightly on the measuring platform to turn the device on.
- 2 If the LCD screen is turned on, step on the bottom of the measuring platform to select a registered user.



When stepping on areas other than the lower part of the measuring platform without choosing a user, the device works as a standard scale. Because it acts as an unconnected scale and measurements do not transfer to the smartphone.

Measuring weight

- 1 Turn the device on, select a user, and then step on the device.



- 2 Step off the device if measuring weight is complete.
- 3 Measured weight is displayed momentarily, and is transferred to the connected smartphone.



- The measurable weight range is 10–180 kg / 22 lb–396 lb.
- To change the unit of measure (kg/lb), press **UNIT**.

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Recycling Direct

To dispose electronics properly, follow the recycling process regulated in your area or go to Samsung website to find the nearest recycling location:
www.samsung.com/recyclingdirect
 Or call, (877) 278 – 0799.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive
 Richardson, Texas 75082
 Phone: 1-800-SAMSUNG
 Phone: 1-888-987-HELP (4357)



Precauciones de seguridad

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

No desarme, modifique ni repare el dispositivo


Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita mantenimiento, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.

Cuando use el dispositivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- La humedad y los líquidos pueden dañar piezas o circuitos electrónicos.
- No almacene el dispositivo en áreas de calor extremo. Las altas temperaturas pueden dañar el dispositivo o reducir la vida útil de la batería.
- No golpee el dispositivo ni lo deje caer.
- No salte sobre el dispositivo.

- Las imágenes y el contenido que aparecen en este manual pueden diferir del producto.
- Este producto no constituye un dispositivo médico. No puede utilizarse para efectuar diagnósticos.


Descripción general




Busque los siguientes elementos en la caja del producto: Balanza corporal con Bluetooth, tres baterías AAA, manual del usuario. Los elementos provistos pueden cambiar en función de la región.

Colocación de las baterías

- 1 Retire la cubierta de la batería.



- 2 Inserte las baterías en las ranuras correspondientes y vuelva a colocar la tapa.



Para tarar el peso, coloque el dispositivo sobre una superficie plana durante 30 segundos después de insertar las baterías. De lo contrario, el peso medido puede ser diferente del peso real.

Cómo conectarla a un smartphone

- 1 Encienda el smartphone, y toque **S Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Toque **Tablero de salud** → **Peso** → → **Gestor de accesorio de pesaje** → **El-HS10**.

- 3 Conéctela con el dispositivo siguiendo las instrucciones en la pantalla del smartphone.



Se pueden registrar hasta cuatro usuarios en el dispositivo.

Cómo desconectarla de un smartphone

- 1 Encienda el dispositivo y mantenga presionado **UNIT** para ingresar al **PAIRING MODE**.
- 2 Presione **UNIT** para seleccionar un usuario, y luego mantenga presionado **UNIT**.
- 3 Presione **UNIT** para seleccionar **DISCONNECT**, y luego mantenga presionado **UNIT**.
- 4 Cuando esté desconectado, el dispositivo mostrará **SUCCESS**.

Cómo seleccionar un usuario registrado

- 1 Pise suavemente la plataforma de medición para encender el dispositivo.
- 2 Si la pantalla LCD se enciende, pise la parte inferior de la plataforma de medición para seleccionar un usuario registrado.



Si pisa sobre otra área que no sea la parte inferior de la plataforma de medición sin elegir un usuario, el dispositivo funcionará como una balanza común. Esto se debe a que actúa como una balanza desconectada y las mediciones no se transmiten al smartphone.

Cómo medir el peso

- 1 Encienda el dispositivo, seleccione un usuario y súbase al dispositivo.



- 2 Cuando haya terminado de medir su peso, bájese del dispositivo.
- 3 El peso medido se muestra unos instantes y se transmite al smartphone conectado.



- El rango de peso medible es de 10 a 180 kg (22 a 396 lb).
- Para cambiar la unidad de medida (kg/lb), presione **UNIT**.

FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento indeseado.

Los usuarios no deben modificar el dispositivo ni realizar cambios en este de manera alguna.

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por Samsung, dejarán sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo.

Reciclaje directo

Para desechar electrónicos correctamente, siga el proceso de reciclaje regulado en su área o visite el sitio web de Samsung para encontrar el establecimiento de reciclaje más cercano: www.samsung.com/recyclingdirect o llame al (877) 278 – 0799.

Samsung Telecommunications America, LLC

1301 E. Lookout Drive
Richardson, Texas 75082
Teléfono: 1-800-SAMSUNG
Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

Any changes or modifications(including the antennas) not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Exposure Statement (2.1091)

FCC RF Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF du FCC d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme à l'exposition de la FCC rayonnements RF limites établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

IC STATEMENT

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.