

PB104000D



HomeSkinovations™
contact@silkn.com
www.silkn.com



- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR MODE D'EMPLOI
- ES INSTRUCCIONES DE USO



Quick Start

Plan your Silk'n Flash&Go™ hair removal for best results!

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Set up Silk'n Flash&Go™!

1. Remove Silk'n Flash&Go™ HAIR REMOVAL UNIT and other components from box.
2. Verify that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the ADAPTOR cord into the Silk'n Flash&Go™ HAIR REMOVAL UNIT socket.
4. Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT will turn on. Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

Treat with Silk'n Flash&Go™ safely and properly!

5. Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.
6. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out.
Shaving is an important step to get the results you want!
7. Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
8. Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/ STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
9. If this is your first treatment - Choose the energy level. Flash&Go offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

Skin Test

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse.
- If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

10. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the “-” or “+” to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see “Energy Level” chapter inside this user manual).
11. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
12. Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off.
You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.
Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
13. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
14. Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

15. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.

Print date: April 2013

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.

Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

I. Before You Start	4
1.1. Silk'n Flash&Go™ device description	4
1.2. Package contents	5
1.3. The DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE	5
2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use	5
3. Safety with Silk'n Flash&Go™	5
4. Contraindications	6
5. Do not use Silk'n Flash&Go™ if:	9
6. Avoid using Silk'n Flash&Go™ if any of the following applies	9
7. Possible Side Effects using Silk'n Flash&Go™	10
8. Long Term Hair Removal the Silk'n Flash&Go™ Way	11
9. Get Started!	12
9.1. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go™?	16
9.2. After treating with Silk'n Flash&Go™	16
10. Maintenance of Silk'n Flash&Go™	17
10.1. Cleaning Silk'n Flash&Go™	17
10.2. Replacing the LAMP CARTRIDGE	17
11. Troubleshooting	18
11.1. "My Silk'n Flash&Go™ does not start."	18
11.2. "A light pulse is not emitted when I press the PULSE SWITCH"	18
12. Customer Service	19
13. Specifications	19
14. Labeling	59

Before using Silk'n Flash&Go™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Flash&Go™. Silk'n Flash&Go™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Flash&Go™.

I. Before You Start

Silk'n Flash&Go™ is a light-based device for hair removal with permanent results designed for home-use.

I.1. Silk'n Flash&Go™ device description

Your Silk'n Flash&Go™ consists of a HAIR REMOVAL UNIT with a CONTROL PANEL and a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE. On the Silk'n Flash&Go™ HAIR REMOVAL UNIT HANDLE you can find the PULSE BUTTON. The DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is located at the tip of the HAIR REMOVAL UNIT.

- ① Hair Removal unit
- ② Control panel
- ③ Pulse button
- ④ Disposable Lamp Cartridge
- ⑤ Skin Color Sensor
- ⑥ Treatment Surface
- ⑦ Control Panel
- ⑧ On/Stby switch
- ⑨ Stand By Indicator Light
- ⑩ Power On Indicator Light
- ⑪ Energy Level Setting Buttons
- ⑫ Energy Level Indicator Lights
- ⑬ Replace Cartridge Indicator Light
- ⑭ System Warning Indicator Light
- ⑮ Skin Tone Warning Indicator Light
- ⑯ Ready Indicator Light



1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Flash&Go™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Flash&Go™ Hair Removal Unit
- A wall mount adaptor
- This User's Manual
- An Instructional DVD

1.3. The Disposable Lamp Cartridge

The Silk'n Flash&Go™ all-purpose DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE can fire a limited and pre-set number of light pulses (regardless of the energy level of these pulses).

A complete series of full-body treatments typically require 7,000-10,000 light pulses.

In addition to the regular all-purpose DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE, a Precision lamp cartridge for small and hard to reach areas is also available.

The type of DISPOSABLE LAMP CARTRIDGES included with your system, and the number of light pulses in them, is specified on the package of your Silk'n Flash&Go™.

2. Silk'n Flash&Go™ Intended Use

Flash&Go is also intended to effect long term, or permanent results. Hair removal permanent results are defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Silk'n Flash&Go™ may be used to remove unwanted body hair.

Ideal body areas for Silk'n Flash&Go™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, back shoulders and chest.

3. Safety with Silk'n Flash&Go™

With Silk'n Flash&Go™ Safety Comes First.

- **HPL™ technology in Silk'n Flash&Go™ - Superior safety with lower energy level**
Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Flash&Go™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.
- **Silk'n Flash&Go™ protects your skin**
Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Flash&Go™

comes with a built-in SKIN COLOR SENSOR that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned. Furthermore, the 1.3X3 cm² Treatment Surface through which pulses of light are delivered is recessed inside the LAMP CARTRIDGE. This enables Silk'n Flash&Go™ to protect your skin by avoiding direct contact between the TREATMENT SURFACE and the skin.


- **Silk'n Flash&Go™ protects your eyes**
Silk'n Flash&Go™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety switch enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Flash&Go™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain. If you are unsure if Silk'n Flash&Go™ is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

Please note: Hair removal by lasers or intense pulse light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

Warning	Possible results	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n Flash&Go on naturally dark skin complexion.</p> <p>Not Safe!</p>  <p>See color skin chart at the inner cover</p>	<p>Treating dark skin with Silk'n Flash&Go can result in adverse effects such as redness and skin discomfort</p>	<p>A unique SKIN COLOR SENSOR is embedded in Silk'n Flash&Go™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The SKIN COLOR SENSOR ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n Flash&Go on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</p>	<p>Treating with Silk'n Flash&Go before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p>	<p>Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Silk'n Flash&Go™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.</p>
<p>Never use Silk'n Flash&Go around or near the eyes.</p>	<p>Silk'n Flash&Go is not recommended for facial treatment</p>	<p>Silk'n Flash&Go™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety switch enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.</p>
<p>Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.</p>	<p>Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.</p>	<p>Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.</p>
<p>Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example)</p>	<p>Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.</p>	<p>Wait for the effected area to heal before using Silk'n Flash&Go™.</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to received preventative treatment before using Silk'n Flash&Go™.
Do not treat with Silk'n Flash & go if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	Wait for the effected area to heal before using Silk'n Flash&Go™.
Keep Silk'n Flash&Go away from water! Do not place or store Silk'n Flash&Go™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.	This may cause severe electrocution.	Do not use Silk'n Flash&Go™: while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.
Do not attempt to open or repair your Silk'n Flash&Go™ device.	Opening Silk'n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.	Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

5. Do not use Silk'n Flash&Go™ if:

If the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is damaged, or if its TREATMENT SURFACE is cracked, chipped or missing.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
the attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
you see or smell smoke when it is in use.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
it is not working properly or if it appears damaged.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
its SKIN COLOR SENSOR is cracked, or broken.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
the outer shell is cracked or is coming apart.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.

6. Avoid using Silk'n Flash&Go™ if any of the following applies:

If you have a history of keloidal scar formation.	Consult with your physician prior to using the Silk'n Flash&Go.
If you suffer from epilepsy.	
If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	

If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	Consult with your physician prior to using the Silk'n Flash&Go.
If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

7. Possible side effects using Silk'n Flash&Go™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Flash&Go™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction	Degree of Risk
<p>Minor Skin Discomfort – Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Flash&Go™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.</p>	Minor

Adverse Reaction	Degree of Risk
Skin Redness – Your skin may become red right after using Silk'n Flash&Go™ or within 24 hours of using Silk'n Flash&Go™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.	Minor
Increased Sensitivity to Skin – The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.	Minor
Pigment Changes – Silk'n Flash&Go™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.	Rare
Excessive Redness and Swelling – In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.	Rare

8. Long Term Hair Removal the Silk'n Flash&Go™ Way

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Flash&Go™ sessions may be required in order to achieve permanent results.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n Flash&Go™ is used.

Typical Silk'n Flash&Go™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm ²]	Anatomic area of the body ²	Average Number of Treatments ¹	Effectiveness (% of hair removal/regrowth) ¹
I-VI	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Axilla		55% Hair reduction
I-VI	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Axilla		65% Hair reduction

- Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.
- One cannot expect permanent results in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. Get started!

- Remove Silk'n Flash&Go™ HAIR REMOVAL UNIT and other components from box.
- Verify that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the device and that it is not damaged.
- Plug the ADAPTOR cord into the Silk'n Flash&Go™ HAIR REMOVAL UNIT socket.
- Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT will turn on. Your Silk'n Flash&Go™ is now ready to start.

Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

- The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
- Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
- Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/ STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
- If this is your first treatment - Choose the energy level. Flash&Go offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

Skin test

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

- Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).
- Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
- Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off.
You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.
Silk'n Flash&Go™ will immediately recharge for the next pulse.
After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
- Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
- Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just

made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

Skin coverage

Silk'n Flash&Go™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. When applied to the skin, the Silk'n Flash&Go™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n Flash&Go™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Flash&Go offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 3 energy level indicator lights:

Level 1 (lowest) - the left indicator light is steadily lit.

Level 2 - the left indicator light is steadily lit and the central indicator light is blinking.

Level 3 - both left and central indicator lights are steadily lit.

Level 4 - the left and central indicator lights are steadily lit and the right indicator light is blinking.

Level 5 (highest) - all 3 indicator lights are steadily lit.

Whenever Silk'n Flash&Go™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one ENERGY LEVEL Indicator Light will be on.

To set the energy level, press the Energy Level Setting Buttons using "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level.

The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a unique SKIN COLOR SENSOR in Silk'n Flash&Go™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the SKIN COLOR SENSOR detects a skin tone that is too dark for Silk'n Flash&Go™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the Skin Tone Warning Indicator Light blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n Flash&Go™ support.



Try to avoid overlapping pulses!
Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

9.1. What to Expect when treating with Silk'n Flash&Go™

For many people, using Silk'n Flash&Go™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Flash&Go™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Flash&Go™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Flash&Go™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the Treatment Surface** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n Flash&Go™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Flash&Go™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Flash&Go™ immediately.

9.2. After treating with Silk'n Flash&Go™

- When Silk'n Flash&Go™ session has been completed turn Silk'n Flash&Go™ off by pressing the On/Stby Switch. All the lit indicators will turn off and the STBY INDICATOR LIGHT will turn on (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n Flash&Go™ on again.)
- Unplug the ADAPTOR cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n Flash&Go™ device, especially the Treatment Surface (See: "Cleaning Silk'n Flash&Go™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Flash&Go™ device in its original box, and keep it away from water.



Skin care following hair removal session

Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Flash&Go™ session.

10. Maintenance of Silk'n Flash&Go™

10.1. Cleaning Silk'n Flash&Go™

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Flash&Go™ device, and especially the Treatment Surface.

- Unplug Silk'n Flash&Go™ before cleaning.
 - Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n Flash&Go™ surface, and especially the Treatment Surface.
- Never immerse Silk'n Flash&Go™ or any of its parts in water!

10.2. Replacing the Lamp Cartridge

The Silk'n Flash&Go™ DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE can fire a pre-set and limited number of light pulses. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the LAMP CARTRIDGE.

When only 100 light pulses remain in the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT on the CONTROL PANEL will start blinking, indicating that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE should soon be replaced.

As the number of light pulses in the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE further decreases, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT blinking will grow faster.

Once all the pulses in a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE have been used, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT will remain steadily on, indicating that further pulses cannot be emitted.

In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.



Note: A DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE should also be replaced if large spots appear inside it or if its TREATMENT SURFACE is broken.

To replace a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE:

1. Press the ON/STBY SWITCH to turn Silk'n Flash&Go™ to Stby mode.
2. Unplug the power adaptor from the electrical outlet.
3. Grasp the used DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
4. Unwrap a new DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.
5. Push the new DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE gently into place.

Note! After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

11. Troubleshooting

11.1. “My Silk’n Flash&Go™ does not start.”

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the Flash&Go™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

11.2. “A light pulse is not emitted when I press the Pulse Button.”

Make sure that the READY INDICATOR LIGHT is blinking to ensure you have good contact with the skin and that the TREATMENT SURFACE is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the PULSE BUTTON will activate a pulse only if the TREATMENT SURFACE is firmly pressed against the skin.

- Check the SKIN TONE WARNING Indicator Light. If it blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk’n™ support.
- Check the Replace CARTRIDGE INDICATOR LIGHT. If it is on, disconnect Silk’n Flash&Go™ and replace the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.
- Make sure that the Ready Indicator is on.
 - If within 10 seconds the READY Indicator remains off turn Silk’n Flash&Go™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
 - If the problem persists, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.
- Check the SYSTEM WARNING INDICATOR LIGHT.
 - If the light is on turn Silk’n Flash&Go™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
 - If the problem persists, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.
- If these problems persist, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.



Do not attempt to open or repair your Silk’n Flash&Go™ device. Only authorized Silk’n™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk’n Flash&Go™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Trying to open Silk’n Flash&Go™ may also damage the device and will void your warranty.

Please contact Silk’n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

12. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com. If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

13. Specifications

Specs, Spot Size		1.3cm x 3cm [4cm ²]
Speed		1 pulse every 3.5 second: 1.7 cm ² /sec
Technology		Home Pulsed Light™
Max Energy Level		Max 5J/cm ²
Wavelength		475-1200nm
Charging Time/Power Source		Continuous operation
Electrical Requirements		100-240VAC, 2A
Time Needed to Treat Lower Legs		30 minutes
Operation and Safety		New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions. Safety sensor tip enables maximum safety & control. Easy to use.
Package Size		22cm x 22cm x 13cm
Temperature	Operating	10 to 40°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

Démarrage rapide

Pour de meilleurs résultats avec le Silk'n Flash&Go™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Installation du Silk'n Flash&Go™ !

1. Sortez de la boîte l'ÉPILATEUR et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'AMPOULE REMPLAÇABLE est correctement insérée à l'extrémité de l'ÉPILATEUR.
3. Branchez le cordon de L'ADAPTATEUR dans la prise de L'ÉPILATEUR Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez L'ADAPTATEUR sur une prise secteur: Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allume. Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

Silk'n Flash&Go™, un traitement sûr et propre !

5. Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au Soleil.
6. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.
Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.
Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
7. Appuyez sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
8. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON MARCHE/VEILLE, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
9. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie.
Le Flash&Go™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé).
Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

Test de peau

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion.
- Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne sentiez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

10. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et du « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre "Niveau d'énergie" dans ce manuel).
11. Pressez le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE se met à clignoter.
12. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT s'éteindra. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger "bip" à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT s'allumera de nouveau.
13. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
14. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

15. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Droit d'auteur 2011 © Home Skinovations Ltée. Tous droits réservés.

Date d'impression April 2013

Home Skinovations Ltée se réserve le droit de faire des changements à ses produits ou spécifications pour améliorer la performance, fiabilité ou fabricabilité. Les informations fournies par Home Skinovations Ltée sont considérées comme étant exactes et fiables au moment de la publication. Cependant, Home Skinovations Ltée n'assume aucune responsabilité pour son utilisation. Aucune licence n'est accordée pour son implication ou autrement en vertu d'un brevet ou droits de brevet de Home Skinovations Ltée

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen, électronique ou mécanique, à toutes fins, sans l'autorisation expresse écrite de Skinovations Home Ltée. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltée a des brevets et demandes de brevet en instance, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle couvrant l'objet de ce document. La remise de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, sauf stipulation expresse contraire par un accord écrit de Home Skinovations Ltée. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltée. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAËL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Table des matières

1. Avant de commencer	23
1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™	23
1.2. Contenu du paquet	24
1.3. L'AMPOULE REMPLAÇABLE	24
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™	24
3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™	25
4. Contre-indications	25
5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ si :	28
6. Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ dans les cas suivants :	29
7. Effets secondaires éventuels avec Flash&Go™	29
8. Épilation durable façon Silk'n Flash&Go™	31
9. Lancez-vous !	32
9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go™ ?	35
9.2. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™	35
10. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™	36
10.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™	36
10.2. Changement de L'AMPOULE REMPLAÇABLE	36
11. Dépannage	37
11.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas	37
11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR	37
12. Service client	38
13. Spécifications	39
14. Emballage	59

Avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation.

Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Flash&Go™.

Silk'n Flash&Go™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.

Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Flash&Go™.

I. Avant de commencer

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil de photoépilation avec des résultats permanents qui s'utilise à domicile.

1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™

Votre appareil Silk'n Flash&Go™ comprend un épilateur sur lequel se trouve un Panneau DE COMMANDE et une la AMPOULE REMPLACABLE. Un PULSATEUR se trouve sur la POIGNÉE DE L'ÉPILATEUR du Silk'n Flash&Go™. L'AMPOULE REMPLAÇABLE se trouve à l'extrémité de L'ÉPILATEUR.

- ① Épilateur
- ② Panneau de commande
- ③ Pulsateur
- ④ Ampoule remplaçable
- ⑤ Capteur de couleur de peau
- ⑥ Surface de traitement
- ⑦ Panneau de commande
- ⑧ Bouton marche/arrêt
- ⑨ Voyant lumineux indicateur de veille
- ⑩ Voyant lumineux indicateur marche
- ⑪ Sélecteurs d'intensité de puissance
- ⑫ Indicateurs lumineux de l'utilisation
- ⑬ Voyants lumineux d'utilisation de l'ampoule de lampe
- ⑭ Voyant lumineux de fonctionnement de l'appareil
- ⑮ Voyant lumineux de la couleur de la peau
- ⑯ Voyant lumineux prêt



1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu de l'emballage contenant votre Silk'n Flash&Go™ :

- Épilateur Silk'n Flash&Go™
- Adaptateur Secteur
- Le manuel de l'utilisateur
- Un DVD d'accompagnement.

1.3. Ampoule remplaçable

L'AMPOULE REMPLAÇABLE polyvalente du Silk'n Flash&Go™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses (quel que soit le niveau d'intensité).

Pour information, un traitement corporel complet nécessite généralement entre 7,000 et 10,000 impulsions lumineuses.

En plus de la L'AMPOULE REMPLAÇABLE multifonctions ordinaire, une CARTOUCHE DE LAMPE DE PRÉCISION conçue pour atteindre les petits endroits difficiles d'accès est également offerte.

Les modèles L'AMPOULE REMPLAÇABLE fournis avec votre appareil ainsi que leur capacité (nombre d'impulsions lumineuses) sont indiqués sur l'emballage de votre Silk'n Flash&Go™.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™

Flash&Go est aussi destiné à produire des résultats permanents, c'est-à-dire à long terme. La permanence des résultats de l'épilation se définit en tant qu'une réduction stable à long terme du nombre de poils qui repoussent après une série de traitements.

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.

Les régions de traitement par le Silk'n Flash&Go™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le dos, les épaules et le torse.

3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™

- **La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Flash&Go™**

La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie. L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Flash&Go™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

- **Le Silk'n Flash&Go™ est conçu avec un dispositif de protection.**

L'appareil d'épilation Silk'n Flash&Go™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.

De plus, la surface de traitement de 1,3 X 3 cm² par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encadrée dans L'ampoule Remplaçable. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la surface de traitement.

- **Le Silk'n Flash&Go™ possède un dispositif de protection pour les yeux**


L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la surface de traitement est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la surface de traitement est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Silk'n Flash&Go™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet www.silkn.com ou le site internet du distributeur dans votre région. Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Silk'n Flash&Go™, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

L'épilation laser ou au moyen d'impulsions lumineuses intenses peut entraîner une augmentation de la croissance pileuse chez certains individus. Selon les données présentement disponibles, les groupes les plus à risque de cette réponse sont les femmes originaires de Méditerranée, Moyen-Orient et l'Asie du Sud lors des traitements au visage et au cou.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau naturellement foncée.</p> <p>Non sécuritaire !</p>  <p>Voir le tableau de couleur de peau sur le couvercle intérieur</p>	<p>Le traitement d'une peau foncée avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts.</p>	<p>Le Silk'n Flash&Go™ a été conçu avec un CAPTEUR détecteur de couleur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce CAPTEUR a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.</p>
<p>Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du Soleil ou aux UV de salon de bronzage.</p> <p>N'exposez pas les zones traitées au Soleil.</p>	<p>Le traitement avant ou après une exposition au Soleil avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au Soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.</p>	<p>Évitez de vous exposer aux rayons du Soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n Flash&Go™.</p> <p>Exposition aux rayons du Soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.</p>
<p>Ne jamais utiliser le Silk'n Flash&Go™ autour ou près des yeux.</p>	<p>Le Silk'n Flash&Go™ Il n'est pas recommandé pour le traitement du visage.w</p>	<p>L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne puisse pas être émise si la SURFACE DE TRAITEMENT est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.</p>

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.	Utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypopigmentation).	Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.
Ne traitez pas sur de l'eczéma actif, psoriasis, lésions, blessures ouvertes ou infections (boutons de fièvre), conditions de peau anormales causées par des maladies systémiques ou du métabolisme (diabète par exemple)	Les traitements optiques peuvent causer des réactions nocives sur les zones déjà sensibles.	Attendez que la zone affectée guérisse avant d'utiliser Silk'n Flash&Go™.
Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.	Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.	
Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.	Les résultats sont permanents.	
Tenir le Silk'n Flash&Go™ loin de l'eau ! Ne pas ranger le Silk'n Flash&Go™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.	Cela provoquerait une grave électrocution.	Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Flash&Go™.	Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie.	Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go™ si :

L'AMPOULE REMPLAÇABLE est en mauvais état ou si la SURFACE DE TRAITEMENT est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltée.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
le CAPTEUR qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service à la clientèle Silk'n™.

6. Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
Épilepsie.	
Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, l'urticaire solaire, le lupus etc.	
antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques	
radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
vous avez eu votre peau traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	

7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Flash&Go™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Effets indésirables	Degré de risque
<p>Léger inconfort / désagrément de la peau – Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.</p>	Mineur
<p>Rougeur de la peau – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Flash&Go™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.</p>	Mineur
<p>Hypersensibilité de la peau – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.</p>	Mineur
<p>Changement de la pigmentation – L'appareil Silk'n Flash&Go™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.</p>	Rare
<p>Rougeur excessive de la peau et enflure – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au Soleil.</p>	Rare

8. Épilation durable façon Silk'n Flash&Go™

Un cycle de croissance pileire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Flash&Go™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents. L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Flash&Go™ durant un cycle pileire complet :

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm ²]	Surface de la région de traitement ²	Nombre de traitement en moyenne ¹	Efficacité (% de l'épilation/repousse) ¹
I-VI	Brun moyen à brun	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60 % de diminution de la pilosité
			Bras		50 % de diminution de la pilosité
			Maillot		60 % de diminution de la pilosité
			Aisselles		55 % de diminution de la pilosité
I-VI	Brun à noir	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70 % de diminution de la pilosité
			Bras		60 % de diminution de la pilosité
			Maillot		70 % de diminution de la pilosité
			Aisselles		65 % de diminution de la pilosité

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

9. Lancez-vous !

- Sortez de la boîte L'ÉPILATEUR et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
- Vérifiez que L'AMPOULE REMPLAÇABLE est correctement insérée à l'extrémité de l'appareil et qu'elle n'est pas endommagée.
- Branchez le cordon de L'ADAPTATEUR dans la prise de L'ÉPILATEUR Silk'n Flash&Go™.
- Branchez L'ADAPTATEUR sur une prise secteur. Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allume. Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au Soleil.

- La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
- Appuyez sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
- Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON MARCHE/VEILLE, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
- Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Flash&Go™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

Test de peau

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

- Réglez du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre "Niveau d'énergie" dans ce manuel).
- Pressez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) se met à clignoter.

1. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'éteindra.
Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger "bip" à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements.
Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion.
Après 3 secondes et demie, la VOYANT LUMINEUX PRÊT s'allumera de nouveau.
12. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
13. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.

Couverture de peau

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.

La SURFACE DE TRAITEMENT du Silk'n Flash&Go™ est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent,
ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. "Effets secondaires éventuels" plus bas).

Le Flash&Go™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 3 voyants lumineux indicateurs du niveau d'énergie :

Niveau 1 (le plus faible) : la diode indicatrice à gauche est allumée en permanence.

Niveau 2 : la diode indicatrice à gauche est allumée et celle au centre clignote.

Niveau 3 : les deux voyants lumineux indicateurs à gauche et au centre sont allumés.

Niveau 4 : les deux voyants lumineux indicateurs à gauche et au centre sont allumés et celle à droite clignote.

Niveau 5 (le plus élevé) : les 3 voyants lumineux indicateurs sont allumés en permanence.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Un seul VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE sera allumé.

Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX correspondant à l'intensité que vous voulez s'allume.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).

Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un CAPTEUR DE COULEUR, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le CAPTEUR détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.

Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la DIODE Indicatrice DE COULEUR DE PEAU se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n Flash&Go™.



Éviter de superposer des impulsions !
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !



ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !

9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Flash&Go™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Flash&Go™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Flash&Go™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la SURFACE DE TRAITEMENT** – nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n Flash&Go™.
- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils. Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ immédiatement.

9.2. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™

- A la fin de votre séance de Silk'n Flash&Go™, éteignez votre appareil en appuyant sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Tous les voyants s'éteindront et la VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez l'ADAPTATEUR de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement (voir le paragraphe "Nettoyage du Silk'n Flash&Go™").
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



Soins de la peau après votre séance d'épilation

N'exposez pas les zones traitées au Soleil. Protégez votre peau avec de l'écran Solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.

10. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™

10.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la surface de traitement.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \setminus pour essuyer délicatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ et surtout sa SURFACE DE TRAITEMENT. Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ ou l'un de ses composants dans l'eau !

10.2. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

L'AMPOULE REMPLAÇABLE du Silk'n Flash&Go™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de L'AMPOULE REMPLAÇABLE.

Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une.

Cartouche de lampe jetable. Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans L'AMPOULE REMPLAÇABLE, le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE REMPLAÇABLE clignotera sur le PANNEAU DE COMMANDE pour avertir que L'AMPOULE REMPLAÇABLE devra être changée prochainement. À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de L'AMPOULE REMPLAÇABLE diminue, le VOYANT LUMINEUX DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE LAMPE clignotera de plus en plus vite. Lorsque toutes les impulsions lumineuses de L'AMPOULE REMPLAÇABLE ont été émises, le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE REMPLACEMENT LA CARTOUCHE DE LAMPE restera allumé de L'AMPOULE REMPLAÇABLE restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer l'AMPOULE REMPLAÇABLE.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™.
Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Pour changer L'AMPOULE REMPLAÇABLE :

1. Appuyez sur le BOUTON MARCHÉ/ARRÊT de votre Silk'n Flash&Go™ pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez L'AMPOULE REMPLAÇABLE utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.

4. Déballez une nouvelle L'AMPOULE REMPLAÇABLE.

5. Insérez la nouvelle L'AMPOULE REMPLAÇABLE en la poussant doucement en place.

Remarque : Après avoir changé L'AMPOULE REMPLAÇABLE, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

II. Dépannage

II.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas

- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché à l'appareil Flash&Go™.
- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché sur une prise secteur murale.

II.2. Il n'y a pas d'impulsion lorsque j'appuie sur le pulsateur

Assurez-vous que le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la surface de traitement est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le PULSATEUR sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la surface de traitement est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la le VOYANT INDICATEUR DE COULEUR DE PEAU. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le service d'aide de Silk'n™.
- Vérifiez la Vérifiez le VOYANT INDICATEUR DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE REMPLAÇABLE. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez L'AMPOULE REMPLAÇABLE.
- Assurez-vous que le VOYANT INDICATEUR PRÊT est allumée.
 - Si au bout de 10 secondes, le VOYANT INDICATEUR PRÊT reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT.
 - Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Silk'n™ de votre région.
- Vérifiez le VOYANT INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT de l'appareil.
 - Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT.
 - Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle Silk'n™ de votre région.
- Si ces problèmes persistent, contactez le service à la clientèle Silk'n™ de votre région.

Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles. Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre appareil Silk'n Flash&Go™.

Seuls les centres de réparation Silk'n™ sont autorisés à effectuer des réparations.

Français

12. Service à la clientèle

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.

Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.

Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

13. Spécifications

Taille du point d'impact	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm ²]	
Vitesse	1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm ² / s	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Puissance maximale	Max 5J/cm ²	
Longueur d'onde	475-1200 nm	
Temps de charge / Source d'énergie	Fonctionnement continu	
Installation électrique requise	100-240 VAC, 0,9 A	
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes	30 minutes	
Maniement et sécurité	Nouveauté : un capteur détecteur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire.	
Dimensions de l'emballage	22 cm x 22 cm x 14 cm	
Poids de l'appareil	0,35 kg	
Température	Fonctionnement	10 °C à 40 °C
	Stockage	-40 à +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75 % HR
	Stockage	10 à 90 % HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060 hPa
	Stockage	500 à 1060 hPa

Inicio rápido

Para obtener los mejores resultados, programe su sesión eliminación del vello con Silk'n Flash&Go™ Tratamientos 1 a 4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos
Tratamientos 5 a 7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos
Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

¡Instalar Silk'n Flash&Go™!

1. Retirar la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO Silk'n Flash&Go™ y demás componentes de la caja.
2. Verifique que el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA esté insertado apropiadamente en la punta del dispositivo
3. Enchufe el cable ADAPTADOR en el enchufe de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Silk'n Flash&Go™.
4. Enchufar el ADAPTADOR en un tomacorriente. Se encenderá la LUZ INDICADORA EN ESPERA. Su Silk'n Flash&Go™ está preparado para comenzar.

¡Tratar con Silk'n Flash&Go™ de manera segura y correcta!

5. Elija áreas a tratar que no hayan estado expuestas al sol recientemente.
6. La piel de las áreas a tratar debe estar afeitada, limpia, seca y libre de polvo, antitranspirante o desodorante. No depilar con cera, arrancar ni sacar el vello con pincitas.
¡Afeitar es un paso importante para obtener los resultados deseados!
7. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color anaranjada) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido de un secador de vello).
8. Aproximadamente 3,5 segundos después de presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE PREPARADO (verde). El dispositivo está preparado para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
9. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía.
Flash&Go ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

Prueba de piel

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso.
- Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro lugar en el nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo a ese nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar

10. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los **BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA** utilizando “-” o “+” respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para obtener más datos, vea el capítulo “Nivel de Energía” en el Manual del Usuario).
11. Aplicar la **SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** a la piel, verificando que la piel esté estirada de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la **SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** toma pleno contacto con la piel, y la **LUZ INDICADORA DE PREPARADO** comenzará a parpadear.
12. Presione el **BOTÓN DE PULSO**. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la **LUZ INDICADORA DE PREPARADO**.
Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.
El Silk'n Flash&Go™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Después de 3,5 segundos, volverá a encenderse la **LUZ INDICADORA DE PREPARADO**.
13. Retire la **SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** del área de piel tratada.
14. Mueva la **SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo acaba de dejar sobre su piel para guiarse y posicionarse correctamente para el siguiente pulso, evite tanto brechas como superposiciones entre un pulso y el otro.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!



Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello!

Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos.

15. Repita el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

Derechos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Mayo de 2013

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, la fiabilidad o la fabricación. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. Sin embargo, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga ninguna licencia de manera implícita o de lo contrario bajo cualquier patente o derechos de patente de Home Skinovations Ltd.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida en modo alguno o por cualquier medio, electrónico o mecánico, con cualquier finalidad, sin el expreso permiso por escrito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación.

Home Skinovations Ltd. tiene patentes y solicitudes de patentes pendientes, marcas registradas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual que cubren la materia de este documento. La administración de este documento no da al usuario ninguna licencia para estas patentes, marcas registradas, derechos de autor, u otros derechos de propiedad intelectual excepto según expresamente indicado en cualquier contrato escrito de Home Skinovations Ltd.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Tabla de contenido

1. ¿Qué es Silk'n Flash&Go™?	43
1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Flash&Go™	43
1.2. Contenido del paquete	44
1.3. El cartucho descartable de la lámpara	44
2. Intención de uso de Silk'n Flash&Go™	44
3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™	44
4. Contraindicaciones	45
5. No usar el Silk'n Flash&Go™ si:	48
6. Evite usar el Silk'n Flash&Go™ si ocurre uno de los siguientes casos:	48
7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Flash&Go™	49
8. El método Silk'n Flash&Go™ de eliminación del vello a largo plazo	50
9. Primeros pasos con Silk'n Flash&Go™	51
9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go?™	55
9.2. Después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™	55
10. Mantenimiento de Silk'n Flash&Go™	56
10.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™	56
10.2. Reponer el CARTUCHO DE LA LÁMPARA.....	56
11. Resolución de problemas	57
11.1. "Mi Silk'n Flash&Go™ no enciende".	57
11.2. "No se emite el pulso de luz cuando presiono el INTERRUPTOR DE PULSOS".....	57
12. Servicio al cliente	58
13. Especificaciones	58
14. Rotulación	59

Antes de usar Silk'n Flash&Go™ por primera vez, lea este Manual de Usuario en su totalidad. Ponga especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso, la operación del dispositivo y los procedimientos para después del uso.

Le recomendamos que, antes de cada uso del Silk'n Flash&Go™, vuelva a familiarizarse con este Manual de Usuario. Silk'n Flash&Go™ es un potente dispositivo eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.

Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar el dispositivo y sigalas estrictamente cuando utilice Silk'n Flash&Go™.

I. ¿Qué es Silk'n Flash&Go™?

Silk'n Flash&Go™ es un dispositivo basado en luz para la eliminación del vello con resultados permanentes, diseñado para el uso en el hogar.

I.1 Descripción del dispositivo Silk'n Flash&Go™

Su Silk'n Flash&Go™ consiste de una UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO, con un PANEL DE CONTROL y un CARTUCHO DESCARTABLE DE LÁMPARA.

Sobre la MANIJA DE LA UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Silk'n Flash&Go™, encontrará el BOTÓN DE PULSO. Verifique que el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA esté insertado apropiadamente en la punta de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO.

- 1 Unidad de eliminación del vello
- 2 Panel de control
- 3 Botón de pulso
- 4 Cartucho de lámpara descartable
- 5 Sensor del Color de la Piel
- 6 Superficie de tratamiento
- 7 Panel de control
- 8 Presionar el interruptor encendido/en espera.
- 9 Luz indicadora de estado en espera (stand by)
- 10 Luz indicadora de encendido (on)
- 11 Botones para la configuración del nivel de energía
- 12 Luces indicadoras del nivel de energía
- 13 Luz indicadora de cambio del cartucho
- 14 Luz indicadora de advertencia del sistema
- 15 Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel
- 16 Luz indicadora de preparado



1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete de Silk'n Flash&Go™, hallará las siguientes partes:

- Unidad de eliminación de vello Silk'n Flash&Go™
- Adaptador de montaje a la pared
- Este Manual de usuario
- Un DVD con instrucciones

1.3. El Cartucho descartable de la lámpara

El CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA todo propósito de Silk'n Flash&Go™ puede disparar una cantidad limitada y predeterminada de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de estos pulsos). Para su información, una serie completa de tratamientos de cuerpo entero típicamente requiere entre 7.000 y 10.000 pulsos de luz.

Además del CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA todo propósito regular, también está disponible un CARTUCHO DE LÁMPARA DE PRECISIÓN especialmente diseñado para áreas más pequeñas a las que es difícil llegar. El tipo de CARTUCHOS DESCARTABLES DE LA LÁMPARA incluidos con su sistema y la cantidad de pulsos que tiene cada uno se especifica en el paquete de su Silk'n Flash&Go™.

2. Intención de uso de Silk'n Flash&Go™

Flash&Go también está pensado para lograr resultados a largo plazo o permanentes. Los resultados permanentes de la eliminación de vello se definen con una reducción estable a largo plazo en la cantidad de vellos que vuelven a crecer luego de un régimen de tratamiento.

Silk'n Flash&Go™ puede utilizarse para eliminar vello corporal indeseado.

Las áreas ideales para usar el Silk'n Flash&Go™ incluyen las axilas, la línea de bikini, los brazos, las piernas, el rostro, los hombros y el pecho.

3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™

Con Silk'n Flash&Go™ la seguridad es primordial.

Tecnología HPL™ de Silk'n Flash&Go™ - Seguridad superior con un menor nivel de energía

- La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en la eliminación del vello utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de eliminación del vello a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Flash&Go™ reduce la posibilidad de que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

■ **Silk'n Flash&Go™ protege la piel**

La eliminación del vello a base luz no es apta para pieles naturalmente oscuras o bronceadas. Silk'n Flash&Go™ lleva incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, que está diseñado para medir la tez de la superficie a tratar y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá aplicar pulsos donde la piel esté demasiado oscura o bronceada. Asimismo, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO de 1,3 x 3 cm², a través de la cual se descargan los pulsos de luz, se halla incorporada dentro del CARTUCHO DE LA LÁMPARA. Esto permite que Silk'n Flash&Go™ proteja su piel evitando el contacto directo entre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO y la piel.

■ **Silk'n Flash&Go™ protege los ojos**


El Silk'n Flash&Go™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñada de manera que el pulso de luz no se emita cuando el SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté de cara al aire libre. El interruptor de seguridad se activa sólo cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.

4. Contraindicaciones

Información de seguridad importante – ¡Leer antes de usar!

Silk'n Flash&Go™ no está diseñado para todo el mundo. Antes de usar el dispositivo, lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para obtener más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio www.silkn.com o la página web de su localidad.

La eliminación del vello mediante láseres o fuentes de luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. De acuerdo con los datos actualmente disponibles, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son las mujeres de ascendencia del Mediterráneo, del Medio Oriente y del sur de Asia que recibieron tratamiento en el rostro y el cuello.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Silk'n Flash&Go™ en tez naturalmente oscura. ¡No seguro!</p>  <p>Vea la tabla de color de piel en la tapa interior</p>	<p>El tratamiento de piel oscura con Silk'n Flash&Go™ puede causar efectos adversos, tales como enrojecimiento y molestias en la piel.</p>	<p>El Silk'n Flash&Go™ trae incorporado un exclusivo SENSOR DE COLOR DE PIEL, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El SENSOR DE COLOR DE PIEL garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Silk'n Flash&Go™ sobre la piel bronceada o después de una reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial).</p> <p>No exponer las áreas tratadas al sol.</p>	<p>El tratamiento con Silk'n Flash&Go™ antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como enrojecimiento y molestias en la piel. La piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento melanina. Todos los tipos de piel y complejiones, incluso los que pareciera que no, se broncean rápidamente.</p> <p>La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza un método de eliminación del vello a base de luz.</p>	<p>¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con Silk'n Flash&Go™!</p> <p>La exposición al sol incluye la exposición sin protección a la luz directa del sol, constante durante 15 minutos, o la exposición sin protección a luz solar difusa constante durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, asegúrese de aplicar bloqueador solar de SPF 30 o más durante las dos semanas posteriores a cada sesión de eliminación del vello.</p>
<p>Nunca utilice Silk'n Flash&Go™ alrededor o cerca de los ojos.</p>	<p>Silk'n Flash&Go™ No se recomienda para el tratamiento facial</p>	<p>El Silk'n Flash&Go™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñada de manera que el pulso de luz no se emita cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté apuntando al aire. El interruptor de seguridad se activa sólo cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.</p>
<p>No aplicar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas de coloración marrón oscuro o negro (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.</p>	<p>Tratar con Silk'n Flash&Go™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas o cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).</p>	<p>Cubra la zona con un material que no absorba la luz, por ejemplo con una tela blanca o cinta adhesiva blanca del tipo medicinal.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Los tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensibles.	Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n Flash&Go™.
Un área de tratamiento con antecedentes de brotes de herpes.	Los tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensibles.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n Flash&Go™.
No tratar con Silk'n Flash&Go™ si está embarazada o amamanta.	Los cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	
No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el vello.	Los resultados son permanentes.	
¡Mantenga Silk'n Flash&Go™ alejado del agua! No coloque ni guarde el Silk'n Flash&Go™ donde pueda caer, ser empujado o colocado en una bañera, lavatorio o cualquier otro recipiente con agua.	Esto podría causar una severa electrocución.	No use el Silk'n Flash&Go™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Si el dispositivo cae al agua, desenchúfelo inmediatamente.
No intente abrir ni reparar su dispositivo Silk'n Flash&Go™.	El abrirlo podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su dispositivo e invalidaría la garantía.	Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

5. No usar el Silk'n Flash&Go™ si:

<p>El CARTUDHO DE LÁMPARA DESCARTABLE está dañado, o si su SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está rajada o astillada o si está faltante.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>Home Skinovations Ltd. no recomienda usar acoples ni accesorios.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>el cable o el enchufe están dañados.</p>	<p>Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.</p>	<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>ve o huele humo mientras está en uso.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>no funciona correctamente o parece estar dañado.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>su SENSOR DE COLOR DE PIEL está rajado o roto.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>
<p>La capa exterior está agrietada o se separa.</p>		<p>Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con el Servicio al Cliente de Silk'n™.</p>

6. Evite usar el Silk'n Flash&Go™ si ocurre uno de los siguientes casos:

<p>Anecedentes de formación de cicatrices queloides.</p>	<p>Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Flash&Go™.</p>
<p>Si sufre de epilepsia.</p>	
<p>Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.</p>	

Si usted tiene antecedentes de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos..	Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Flash&Go™.
Si usted en los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si usted sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico tornara el tratamiento no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco recetado por el médico, por favor consulte con su médico.	

7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Flash&Go™

Los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Flash&Go™ son poco comunes cuando el dispositivo se usa de acuerdo con las instrucciones. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto, es importante que usted entienda y acepte los riesgos y las complicaciones que existen con los sistemas de eliminación del vello con luz pulsada diseñados para uso doméstico.

Reacción adversa	Grado de riesgo
<p>Molestia menor en la piel -</p> <p>Si bien la eliminación del vello con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después.</p> <p>Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que no debe seguir utilizando Silk'n Flash&Go™, ya sea porque usted es incapaz de tolerar la aplicación de la eliminación del vello, o porque el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.</p>	Bajo

Reacción adversa	Grado de riesgo
<p>Enrojecimiento de la piel - Su piel puede enrojecerse inmediatamente después de utilizar el Silk'n Flash&Go™ o dentro de las 24 horas posteriores a su uso. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece a los 2 o 3 días.</p>	Bajo
<p>Aumento de la sensibilidad de la piel - El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.</p>	Bajo
<p>Cambios de pigmentación - Silk'n Flash&Go™ tiene como objetivo el tallo del vello, en particular las células pigmentadas en el folículo del vello y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. Este riesgo de cambio en la pigmentación de la piel es mayor para las personas con tonos de piel más oscuros. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipopigmentación permanentes.</p>	Raro
<p>Enrojecimiento e inflamación excesivos - En raros casos la piel tratada puede tomarse muy roja e inflamarse. This is more common in sensitive areas of the body. El enrojecimiento e hinchamiento deberían desaparecer dentro de un lapso de 2 a 7 días y es necesario que se aplique hielo constantemente. La limpieza delicada está BIEN, pero es mejor no exponerse al sol.</p>	Raro

8. El método Silk'n Flash&Go™ de eliminación del vello a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de vello puede llevar de 18 a 24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n Flash&Go™ para lograr una eliminación del vello duradera. La eficacia de la eliminación del vello varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del vello, y la manera en que se utiliza el Silk'n Flash&Go™.

Un plan típico de eliminación del vello con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo de crecimiento completo:
Tratamientos 1 a 4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos
Tratamientos 5 a 7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos
Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

Los resultados esperados del tratamiento de eliminación del vello

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de vello	Fluencia de luz [J/cm ²]	Área anatómica del cuerpo ²	Número promedio de tratamientos ¹	Eficacia (% de eliminación de vello/recrecimiento) ¹
I-VI	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10 a 12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
			Axila		55% reducción de vello
I-VI	Marrón a negro	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 8 a 10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axila		65% reducción de vello

1. La respuesta individual depende del tipo de vello, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento del vello. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

2. No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de eliminación del vello duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

9. Primeros pasos con Silk'n Flash&Go™

1. Retirar la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO Silk'n Flash&Go™ y demás componentes de la caja.
2. Verificar que el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo y que no está dañado.
3. Enchufe el cable del ADAPTADOR en el enchufe de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Silk'n Flash&Go™.
4. Enchufar el ADAPTADOR en un tomacorriente. Se encenderá la LUZ INDICADORA EN ESPERA. Su Silk'n Flash&Go™ está preparado para comenzar.

Elija áreas a tratar que no hayan estado expuestas al sol recientemente.

5. La piel de las áreas a tratar debe estar afeitada, limpia, seca y libre de polvo, antitranspirante o desodorante. No depilar con cera, arrancar ni sacar el vello con pincitas. ¡Afeitar es un paso importante para obtener los resultados deseados!
6. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color anaranjada) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de vello).
7. Aproximadamente 3,5 segundos después de presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE PREPARADO (verde). El dispositivo está preparado para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Flash&Go™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

Prueba de piel

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso. Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro punto a nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo en ese nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

9. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando "-" o "+" respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para más datos vea el capítulo "Nivel de Energía" en el Manual del Usuario).
10. Aplicar la Superficie de Tratamiento a la piel, verificando que la piel esté estirada de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la Superficie de Tratamiento toma pleno contacto con la piel, y la LUZ INDICADORA DE PREPARADO comenzará a parpadear.
11. Presione el BOTÓN DE PULSO. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la LUZ INDICADORA DE PREPARADO.
Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.
El Silk'n Flash&Go™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
Después de 3,5 segundos, volverá a encenderse la LUZ INDICADORA DE PREPARADO.
12. Retire la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del área de piel tratada.

13. Mueva la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto brechas como superposiciones entre un pulso y el otro.

La cobertura de la piel

Los pulsos de Silk'n Flash&Go™ pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.

Al ser aplicado a la piel, la Superficie de Tratamiento Silk'n Flash&Go™ está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar el próximo pulso de manera apropiada.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!



Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello! Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos.

14. Repita el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz del Silk'n Flash&Go™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la eliminación del vello y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones. Flash&Go ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto), representados por 3 luces indicadoras del nivel de energía:

Nivel 1 (el más bajo) - la luz indicadora izquierda está encendida fija

Nivel 2 - la luz indicadora izquierda está fija y la luz indicadora central está parpadeando.

Nivel 3 - la luz izquierda y la central están fijas

Nivel 4 - las luces indicadoras izquierda y central están fijas y la luz indicadora derecha está parpadeando.
Nivel 5 (el más alto) - las 3 luces indicadoras están fijas.

Cada vez que se enciende el Silk'n Flash&Go™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una LUZ INDICADORA DEL NIVEL DE ENERGÍA. Para determinar el nivel de energía, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN BOTONES DE CONFIGURACIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía.

Sensor de Color de Piel

La eliminación del vello a base de luz en complejiones más oscuras puede producir efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipopigmentación).

A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular SENSOR DE COLOR DE PIEL del Silk'n Flash&Go™ mide la complejión de la piel tratada. Si el SENSOR DE COLOR DE PIEL detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n Flash&Go™, el dispositivo cesará automáticamente la emisión de pulsos.

Si no ve un pulso de luz y la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL parpadea, es una indicación que el tono de su piel medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL es demasiado oscuro para una aplicación segura. Intente usar el dispositivo en otra parte del cuerpo o comuníquese con el servicio de soporte de Silk'n Flash&Go™.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!
¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello!



Si su piel se ampolla o se quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Flash&Go™ puede ser su primera experiencia con un dispositivo basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Flash&Go™ es simple de usar, y las sesiones de eliminación del vello son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Flash&Go™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de enfriamiento del Silk'n Flash&Go™ emite un ruido similar al del secador de vello. Es normal.
- **Un sonido como de disparo con cada pulso** – cuando se activa un pulso de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con el destello de luz.
- **Presión moderada de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** – Esto es necesario y útil para ubicar los pulsos de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** – durante cada pulso de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz.
- **Tenue enrojecimiento o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Flash&Go™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente más notable alrededor de los vello propiamente dichos.
No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Flash&Go™.

9.2. After treating with Silk'n Flash&Go™

- Cuando las sesiones de Silk'n Flash&Go™ han sido completadas, apague el dispositivo presionando el interruptor ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STBY). Se apagarán todos los indicadores y se encenderá la LUZ INDICADORA DE ESPERA (Asegúrese recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n Flash&Go™).
- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.
- Después de cada sesión de eliminación del vello, se recomienda limpiar el dispositivo Silk'n Flash&Go™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (ver: "Limpieza del Silk'n Flash&Go™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el dispositivo Silk'n Flash&Go™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de eliminación del vello.

No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con pantalla solar, durante todo el período de eliminación del vello y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n Flash&Go™.

10. El mantenimiento de Silk'n Flash&Go™

10.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™

Después de cada sesión de eliminación del vello, se recomienda limpiar el dispositivo Silk'n Flash&Go™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

- Desenchufe el Silk'n Flash&Go™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Flash&Go™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO. ¡No sumerja en agua el Silk'n Flash&Go™ ni cualquiera de sus partes!

10.2. Reponer el CARTUCHO DE LA LÁMPARA

El CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA todo propósito del Silk'n Flash&Go™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo de acuerdo con la configuración del nivel de energía del dispositivo. La energía no disminuye durante la vida útil del CARTUCHO DE LA LÁMPARA. Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA, comenzará a parpadear la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO en el PANEL DE CONTROL, indicando que el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA debe ser reemplazado.

A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA, se acelerará el parpadeo de la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO.

Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA, la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos.

A fin de continuar la sesión de eliminación del vello, será necesario reemplazar el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA.



Nota: El CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

Para reemplazar el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA:

1. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STBY) para que el Silk'n Flash&Go™ esté en modo de STBY.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA.
5. Presionar suavemente el nuevo CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA en su lugar.

Note. Después de cambiar el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA por uno nuevo, determine siempre

el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

II. Resolución de problemas

II.1. “Mi Silk’n Flash&Go™ no enciende”.

- Verificar que el ADAPTADOR está correctamente conectado al dispositivo Silk’n Flash&Go™.
- Verificar que el cable del ADAPTADOR está enchufado en el tomacorriente en la pared.

II.2. “No se emite un pulsode luz cuando presiono el BOTÓN DE PULSOS”.

Verifique que la LUZ INDICADORA DE PREPARADO está parpadeando para asegurar que hay buen contacto con la piel y que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está presionada uniforme y firmemente sobre la piel. Para su seguridad, el BOTÓN DE PULSO activará un pulso sólo si la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está firmemente presionada contra la piel.

- Controle la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL. Si parpadea, esto es una indicación que el tono de su piel, medido por el SENSOR DEL COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Intente usar el dispositivo en una parte del cuerpo diferente o comuníquese con el sistema de soporte de Silk’n™.
- Revise la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO. Si está encendida, desconecte Silk’n Flash&Go™ y reemplace el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA .
 - Asegúrese de que el INDICADOR DE PREPARADO esté encendido.
 - Si el INDICADOR DE PREPARADO permanece apagado durante 10 segundos, apague Silk’n Flash&Go™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces el INTERRUPTOR ON/STBY.
- Si el problema persiste, comuníquese con su Centro de Servicio al Cliente de Silk’n™ Local.
 - Revisar la LUZ INDICADORA EN EL SISTEMA .
 - Si la luz está encendida, apague Silk’n Flash&Go™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces INTERRUPTOR ON/STBY.
- Si el problema persiste, comuníquese su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk’n™
 - Si estos problemas persisten, comuníquese a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk’n™



No intente abrir ni reparar su aparato Silk’n Flash&Go™. Solo centros de reparación autorizados por Silk’n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales o lesiones permanentes a los ojos. Tratar de abrir el Silk’n Flash&Go™ también puede causar daños al aparato y anular su garantía. Por favor, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk’n™ si tiene un dispositivo roto o dañado que necesite reparación.

12. Servicio al cliente

Para obtener más información sobre los productos Silk'n Flash&Go™, por favor ingrese al sitio de su localidad: www.silkn.eu o www.silkn.com.

Si su dispositivo está roto, dañado, necesita una reparación o si el usuario requiere cualquier otra ayuda, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n Flash&Go™ de su localidad:


Para clientes en Canadá y en los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes en otros países: info@silkn.com

13. Especificaciones

Tamaño del lugar	1,3 cm x 3 cm [3,9cm ²]	
Velocidad	1 pulso cada 3,5 segundos: 1,1 cm ² /segundo	
Tecnología	Home Pulsed Light™	
Nivel máximo de energía	Máx. 5 J/cm ²	
Longitud de onda	475 a 1200 nm	
Tiempo de carga / suministro de corriente	Funcionamiento continuo	
Requisitos eléctricos	100-240 VAC, 0,9 A	
Tiempo necesario para tratar la parte inferior de las piernas	30 minutos	
Funcionamiento y seguridad	El nuevo Sensor de Color de Piel garantiza el uso solo en piel de color apto.	
Tamaño del paquete	22 cm x 22 cm x 14 cm	
Temperatura	Funcionamiento	10 a 40°C
	Almacenamiento	-40 a +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 a 75% HR
	Almacenamiento	10 a 90% HR
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 a 1060 hPa
	Almacenamiento	500 a 1060 hPa

14. Labeling



Degree of protection against electric shock: type BF applied part



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Follow operating instructions



CSA Mark for USA and Canada.



Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

