


Nokia Body



QUICK INSTALLATION GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION | INSTALLATIONSANLEITUNG | GUÍA DE INSTALACIÓN | GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

EN | FR | DE | ES | IT


THANK YOU FOR CHOOSING THE NOKIA BODY

MERCI D'AVOIR CHOISI NOKIA BODY
WIR BEDANKEN UNS FÜR IHRE WAHL ZUM NOKIA BODY
TE AGRADECEMOS QUE HAYAS ELEGIDO EL NOKIA BODY
GRAZIE PER AVER SCELTO LO NOKIA BODY


Box contents

Contenu du coffret | Inhalt | Contenido de la caja | Contenuto della confezione

3




Nokia Body



Carpet feet

Pieds moquette | Füße für Teppich
Pies para moqueta | Piedini per moquette



Alkaline cells already installed


Piles déjà installées | Batterien eingesetzt
Pilas ya instaladas | Pile già inserite

Installation of carpet feet (optional)


Installation des pieds pour moquette (optionnel)
Montage der Füße für ein Aufstellen der Waage auf Teppich
Instalación de los pies para moqueta
Installazione dei piedini per moquette

Optional use

FR Utilisation optionnelle
DE Optionale Verwendung
ES Uso opcional
IT Uso opzionale



1



2



Quick start

Démarrage rapide | Schnellstart | Inicio rápido | Avvio rapido

1


Pull the tab underneath the scale

FR Retirez la languette à l'arrière du pèse-personne

DE Ziehen Sie die Lasche unter der Waage ab

ES Retira la lengüeta de la parte inferior de la báscula

IT Rimuovere la linguetta sotto la bilancia



2


Visit healthapp.nokia.com to get the app and follow the instructions.

FR Obtenez l'appli sur healthapp.nokia.com et suivez les instructions.

DE Besuchen Sie healthapp.nokia.com und holen Sie sich die App und die Anweisungen.

ES Visita healthapp.nokia.com para conseguir la aplicación y sigue las instrucciones.

IT Visita healthapp.nokia.com per ottenere l'app e segui le istruzioni.



Know more with Body


En savoir plus sur Body | Entdecken Body | Descubre Body | Scopri Body


Analyze your Body Mass Index and be notified of Rain and Weather Forecast for the day, while weighing.

- FR** Analysez votre IMC et soyez averti en cas d'alerte pluie ou météo, pendant la pesée.
- DE** Analysieren Sie Ihre BMI und erhalten Sie den Regenbericht für heute beim Wiegen.
- ES** Analiza tu IMC y recibe el Pronóstico de Lluvia para ese día, todo ello mientras te pesas.
- IT** Analizza il tuo BMI e la qualità dell'aria e riceverai, mentre ti pesi, la notifica delle Previsioni meteo del giorno.

***Only with Wi-Fi connection**


Uniquement avec une connexion Wi-Fi | Nur mit WLAN-Verbindung | Solo con conexión Wi-Fi | Solo con la connessione Wi-Fi.






Weight (kg, lb, st lb)

FR Poids
DE Gewicht
ES Peso
IT Peso



Number of steps* (%)

FR Nombre de pas
DE Schrittzahl
ES Número de pasos
IT Numero di passi



BMI

FR IMC
DE BMI
ES IMC
IT BMI



Weather* (morning | afternoon, °C or °F)

FR Météo (matin | après-midi)
DE Wetter (Vormittag | Nachmittag)
ES Pronóstico meteorológico
(mañana | tarde)
IT Meteo (mattino | pomeriggio)

Customize your screens

Personnalisez les écrans | Passen Sie die Bildschirme an | Personaliza las pantallas | Personalizza gli schermi

Change the order of the screens and choose what matters most to you.

If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day!

FR Modifiez l'ordre des écrans et ne gardez que ceux qui sont essentiels pour vous.

Si vous utilisez une montre, tracker d'activité Nokia ou suivez vos pas avec l'appli Health Mate™, activez l'écran de pas pour savoir combien de pas vous avez fait la veille!

DE Verändern Sie die Reihenfolge der Anzeigen und wählen Sie, was Ihnen am wichtigsten ist.


Wenn Sie einen Nokia-Tracker verwenden oder Ihre Schritte mit der Health Mate App™ verfolgen, aktivieren Sie die Schritte-Anzeige, um zu wissen, wieviel Sie gestern gelaufen sind!

ES Cambia el orden de las pantallas y decide qué datos te interesan más.

Si utilizas un reloj, una pulsera de actividad Nokia o aplicación Health Mate™, activa la pantalla Pasos para saber cuánto caminaste el día anterior!

IT Cambia l'ordine degli schermi e scegli cosa ti interessa

Se usi un orologio, un tracker d'attività Nokia o registri i tuoi passi con l'app Health Mate™ attiva lo schermo Steps per sapere quanto hai camminato il giorno prima!





Overview

Vue d'ensemble | Gesamtübersicht | Imagen general | Vista d'insieme

10

A Screen

FR Écran

DE Display

ES Pantalla

IT Schermo

C Unit & Pairing button

FR Bouton d'appairage

DE Paring-Taste

ES Botón de emparejamiento

IT Tasto accoppiamento

B Feet

FR Pieds

DE Füße

ES Pies

IT Piedini


D Battery cover

FR Trappe à piles

DE Batteriefachdeckel

ES Compartimento para pilas

IT Vano delle pile



Information to users in Canada

Information pour les utilisateurs au Canada

11

IC: 11411A-WBS06

This device complies with Industry Canada's licence exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC: 11411A-WBS06

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Déclaration d'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Warranty

Garantie | Garantie | Garantia | Garanzia

12

US Nokia™ One (1) Year Limited Warranty - Nokia Body

Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") warrants the Nokia-branded hardware product ("Nokia Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Nokia' published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Nokia' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Nokia does not warrant that the operation of the Nokia Product will be uninterrupted or error-free. Nokia is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Nokia Product's use.

FR Garantie commerciale de Nokia™ limitée à un (1) an - Nokia Body

Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Nokia ») garantit le matériel de marque Nokia (« Produit Nokia ») contre les défauts de matériel et de main d'œuvre, lorsque celui-ci est utilisé conformément aux recommandations publiées sur le Produit Nokia sous réserve qu'ils surviennent dans un délai d'UN (1) AN suivant la date d'achat initiale par l'utilisateur final du Produit Nokia neuf auprès d'un professionnel. (« Période de garantie »). Les recommandations publiées comprennent notamment les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou les manuels d'utilisation du Produit Nokia. Nokia ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Nokia sera ininterrompu ou sans erreur. Nokia n'est pas responsable des dommages survenant en raison du non-respect des instructions d'utilisation du Produit Nokia.

DE Nokia™ auf ein (1) Jahr begrenzte kommerzielle Garantie - Nokia Body

Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Nokia“) gewährleistet für einen Zeitraum von EINEM (1) JAHR ab dem Datum des Ersterwerbs durch den Endnutzer („Garantiefrist“), dass das Material der Marke Nokia («Nokia-Produkte») frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorbehaltlich, dass das Gerät als Neuware und von einem professionellen Händler erworben wurde, wenn es unter normalen Bedingungen gemäß den von Nokia veröffentlichten Anleitungen verwendet wird. Die von Nokia veröffentlichten Anleitungen umfassen unter anderem die Informationen, die in den technischen Informationen, den Sicherheitsanweisungen und der Kurzanleitung enthalten sind. Nokia garantiert keinen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb des Nokia-Produkts. Nokia ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus der Nichtbefolgung der Anweisungen resultieren.

ES Garantia comercial de limitada un (1) Año de Nokia™ - Nokia Body

Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Nokia") garantiza el material de la marca Nokia («Producto Nokia») contra los defectos de material y de mano de obra, siempre que se haya utilizado conforme a las recomendaciones publicadas sobre el Producto Nokia y cuando los mismos aparezcan durante el periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra inicial del Producto Nokia nuevo en un distribuidor autorizado por el usuario final («Periodo de garantía»). Las recomendaciones publicadas por Nokia incluyen las descripciones técnicas, las instrucciones de seguridad y los manuales del usuario. Nokia no garantiza un funcionamiento del Producto Nokia ininterrumpido o sin errores. Nokia no se responsabiliza de los daños producidos por no haber seguido las instrucciones de utilización del Producto Nokia.

IT Garanzia commerciale di Nokia™ limitata ad un (1) anno - Nokia Body

Withings (Part of Nokia), 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Nokia ») garantisce il materiale della marca Nokia («Prodotto Nokia») contro i difetti materiali e di mano d'opera qualora questo venga utilizzato in conformità con le linee guida pubblicate per il Prodotto Nokia a condizione che questi vengano riscontrati prima di un (1) anno dalla data di acquisto del prodotto Nokia da parte dell'acquirente finale presso un rivenditore («Periodo di Garanzia»). Le linee guida pubblicate riguardano le specifiche tecniche, le consegne di sicurezza o le istruzioni d'uso. Nokia non può garantire che il funzionamento del prodotto Nokia sarà interrotto o senza alcun errore. Nokia non è responsabile dei danni derivanti dal non rispetto dell'istruzione d'utilizzo del prodotto Nokia.

Notes

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Need help?

Besoin d'aide ? | Brauchen Sie Hilfe? | ¿Necesitas ayuda? | Ti serve aiuto?

➔ nokia.com/health/support/body

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
WLAN	2412-2472	9.87
BT EDR	2400-2483.5	0.85
BT LE	2400-2483.5	9.87



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN Withings (Part of Nokia) hereby declares that the device Nokia Body is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: nokia.com/health/compliance | **FR** Par la présente, Withings (Part of Nokia) déclare que l'appareil Nokia Body est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : nokia.com/health/compliance | **DE** Hiermit erklärt Withings (Part of Nokia), dass sich das Gerät Nokia Body den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EG-Konformitätserklärung können Sie über das Internet herunterladen: nokia.com/health/compliance | **ES** Por la presente, Withings (Part of Nokia) declara que el Nokia Body cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad se puede encontrar en: nokia.com/health/compliance | **IT** Con la presente Withings (Part of Nokia) dichiara che questo Nokia Body è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: nokia.com/health/compliance

NOKIA

Nokia Body | BMI Wi-Fi Scale

© 2017 Nokia Technologies Ltd. All rights reserved.