


# Withings

Smart Body Analyzer  
WS-50



## Quick Installation Guide

---

**FR** Guide d'installation    **ES** Guía de instalación  
**DE** Installationsanleitung    **IT** Guida all'installazione




## NEED HELP

BESOIN D'AIDE | BRAUCHEN SIE HILFE | NECESITAS AYUDA | TI SERVE AIUTO


➔ <http://support.withings.com>

## BOX CONTENTS

CONTENU DE LA BOÎTE | INHALT | CONTENIDO DE LA CAJA | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




**Smart Body Analyzer  
WS-50**



**Carpet feet**

FR Pieds moquette ES Pies para moqueta  
DE FüÙe für Teppich IT Piedini per moquette



**Alkaline cells already installed**

FR Piles déjà installées ES Pilas ya instaladas  
DE Batterien eingesetzt IT Pile già inserite




## INSTALLATION OF CARPET FEET

INSTALLATION DES PIEDS POUR MOQUETTE | MONTAGE DER FÜSSE FÜR EIN AUFSTELLEN DER WAAGE AUF TEPPICH  
INSTALACIÓN DE LOS PIES PARA MOQUETA | INSTALLAZIONE DEI PIEDINI PER MOQUETTE


### Optional use

FR Utilisation optionnelle  
DE Optionale Verwendung  
ES Uso opcional  
IT Uso opzionale

1



2



# INSTALLATION

INSTALLATION | INSTALLATION  
INSTALACIÓN | INSTALLAZIONE


## Before starting, you need:

**FR** Avant de commencer, vous devez avoir à disposition:


**DE** Bevor Sie beginnen, müssen Sie bereitlegen:

**ES** Antes de comenzar, debes disponer de:


**IT** Prima di iniziare, è necessario avere a disposizione:



iPhone,  
iPad & iPod touch



Android



## Installation using your smartphone/tablet only. Computer-free.

**FR** Installation depuis votre smartphone/tablette uniquement. Pas d'ordinateur.

**DE** Installation nur mit Ihrem Smartphone/Tablet. Kein Computer.

**ES** Instalación desde tu smartphone/tableta únicamente. No se necesita ordenador.

**IT** Installazione solo da smartphone/tablet. Senza computer.


# THE SCALE

LE PÈSE-PERSONNE | PERSONENWAAGE  
LA BÁSCULA | LA BILANCIA

1

## Pull the tab underneath the scale


- FR Retirez la languette à l'arrière du pèse-personne  
DE Ziehen Sie die Lasche unter der Waage ab  
ES Retira la lengüeta de la parte inferior de la báscula  
IT Rimuovere la linguetta sotto la bilancia



2

## Press the pairing button for two seconds

- FR Appuyez 2 secondes sur le bouton d'appairage  
DE Drücken Sie 2 Sekunden lang die Pairing-Taste  
ES Pulsa durante 2 segundos el botón de aparejar  
IT Premere 2 secondi il tasto di accoppiamento



# iPhone iPad, iPod Touch

## 3

### Settings / Bluetooth / ON → "Withings WS50"

- FR Réglages / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- DE Einstellungen / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- ES Ajustes / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- IT Regolazioni / Bluetooth / ON → "Withings WS50"



Settings



## 4

### Install and launch the Withings app from the App Store then follow the instructions

- FR Installez et lancez l'appli Withings, puis suivez les instructions
- DE Installieren und starten Sie die Withings-App und folgen Sie dann den Anweisungen
- ES Instala y abre la aplicación Withings y sigue las instrucciones
- IT Installare e lanciare l'app Withings, poi seguire le istruzioni



# ANDROID


## 3

### Settings / Bluetooth / ON → "Withings WS50"

- FR Réglages / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- DE Einstellungen / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- ES Ajustes / Bluetooth / ON → "Withings WS50"
- IT Regolazioni / Bluetooth / ON → "Withings WS50"





Settings




## 4

### Install and launch the Withings app from the Google Play Store then follow the instructions

- FR Installez et lancez l'appli Withings, puis suivez les instructions
- DE Installieren und starten Sie die Withings-App und folgen Sie dann den Anweisungen
- ES Instala y abre la aplicación Withings y sigue las instrucciones
- IT Installare e lanciare l'app Withings, poi seguire le istruzioni



Withings



## IMPORTANT ADVICES

CONSEILS IMPORTANTS | WICHTIGE HINWEISE | CONSEJOS IMPORTANTES | SUGGERIMENTI IMPORTANTI



- This product is not suitable for people wearing a pacemaker or other internal medical device.
- The Withings scale data must be considered purely as reference values and not as a medical opinion.

**FR** - N'utilisez pas ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque ou autre appareil médical.

- Les données du pèse-personne Withings sont à utiliser comme valeurs de référence et ne doivent pas être considérées comme des avis médicaux.

**DE** - Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät tragen.

- Die Werte, die Withings-Waage angibt, sind lediglich Richtwerte und dürfen nicht als ärztliche Meinung betrachtet werden.


**ES** - Este producto no es adecuado para personas que llevan un marcapasos u otro aparato médico implantado.

- Los datos de la báscula Withings deben considerarse como valores de referencia y no como opiniones médicas.

**IT** - Non utilizzare questo prodotto se porti uno stimolatore cardiaco o un altro apparecchio medico.

- I dati della bilancia Withings devono essere considerati valori di riferimento e non come consigli medici.





**- Never use detergents to clean your scale. You may irreversibly damage the coating that protects the electrodes used to measure your body analysis.**

**FR** - N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer votre balance, vous pourriez altérer le fonctionnement des électrodes permettant de faire votre analyse corporelle.


**DE** - Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Waage niemals ein Reinigungsmittel, denn dadurch könnte die Funktionsfähigkeit der Elektroden, die für die Ausführung der Körperanalyse nötig sind, beeinträchtigt werden.

**ES** - No utilices detergentes para limpiar la báscula, podrían alterar el funcionamiento de los electrodos utilizados en la medición de tu análisis corporal.

**IT** - Non utilizzare mai detergenti per pulire la bilancia; potrebbe alterarsi il funzionamento degli elettrodi che servono per la tua analisi del corpo.

# DESCRIPTION

DESCRIPTION | BESCHREIBUNG | DESCRIPCIÓN | DESCRIZIONE



**(A) Screen**

FR Écran  
DE Display  
IT Pantalla  
ES Schermo

**(B) Electrodes**

Électrodes  
Elektroden  
Electrodos  
Elettrodi

**(C) Feet**

Pieds  
Füße  
Pies  
Piedini

**(D) Pairing button**

Bouton d'appairage  
Pairing-Taste  
Botón de emparejamiento  
Tasto accoppiamento

**(E) kg, st, lb**

kg, st, lb  
kg, st, lb  
kg, st, lb  
kg, st, lb

**(F) Battery cover**

Trappe à piles  
Batteriefachdeckel  
Tapa del compartimento para pilas  
Vano delle pile

## **FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **CAUTION:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### ***FCC Radiation Exposure Statement***

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

# Withings

WS-50 QIG | v1.0 | February 22nd, 2013

©2013 Withings. All right reserved.

iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple inc.

Android is a trademark of Google Inc.